



INFORMATIONS DE COMMANDE

Nom du distributeur : _____
 Contact commercial + email et ligne directe : _____
 Référence de commande : _____
 Adresse de livraison : _____
 Date de commande : _____
 Commande à retourner à **commande@quantum-rehab.fr**

CARACTERISTIQUES

- Fauteuil confort ajustable en largeur et profondeur avec bascule d'assise à 25°, et inclinaison de dossier assistée par vérin de 85° à 120°
- Profondeur d'assise réglable en continu du 41 cm à 51 cm
- Freins adaptés
- Accroche Taxi
- Châssis 6 roues à propulsion par roues centrales 22" à démontage ra
- Franchissement d'obstacles jusqu'à 13cm, activation par levier par la tierce personne
- Coussin d'assise galbé et dossier souple de positionnement Symbiose réglable en tension
- Compatible motorisation E-Fix E35 et E36 de chez Alber
- Accoudoirs réglables en hauteur avec protèges vêtements
- Roues avant et arrière 6" à bandage, à suspensions
- Poids maxi utilisateur 140kg

TVA 5,5%

BASE	REFERENCE	LPPR	PP HT	PP TTC
☐ WEELY ESSENTIEL	WEELY / FMW6016	948,38 €	898,94 €	948,38 €
Code lppr: 9169479 + 9369540 + 9369617 (x2) + 9369652 (x2)				
☐ WEELY ESSENTIEL PLUS		1 187,16 €	1 125,27 €	1 187,16 €
Configuration standard "weely essentiel" + Paire d' accoudoirs gouttière confort mousse avec appui pelvien FAW2030 & FAW2031				
Code lppr: 9169479 + 9369540 + 9369617 (x2) + 9369652 (x2) + 9369563 (x2)				
☐ WEELY ESSENTIEL PLUS by Stealth		1 955,83 €	1 853,87 €	1 955,83 €
Configuration standard "weely essentiel plus" + dossier postural avec cale tronc + coussin de positionnement				
Code lppr: 9169479 + 9369540 + 9369617 (x2) + 9369563 (x2) + 6284731				

Voir fiche dédiée

9169479 - VHP, PROP. MANUELLE, PLIANT, DOSSIER INCLINABLE - (ancien code 4118193) : 603.65€
 9369540 - VHP, PROP. MANUELLE, APPUI-TETE - (ancien code 4325302) : 63.41€
 9369617 - VHP, PROP. MANUELLE, PLIANT, REPOSE JAMBE - (ancien code 4342654) : 105.76€
 9369652 - VHP, PROP. MANUELLE, COUSSIN SIEGE/DOSSIER + HOUSSE - (ancien code 4375116) : 34.90€
 9369563 - VHP, PROPULSION MANUELLE, GOUTTIERE D/G : 119.39€
 6284731 - SIEGE DE SERIE, SIEGE MODULAIRE ET EVOLUTIF TOUT MODELE ET ADJONCTIONS: 838,47€

ASSISE STEALTH 6284731 pour « Assise Modulaire STEALTH » ou « Assise Modulaire ADI

☐ Assise de positionnement Stealth standard	Merci de joindre la fiche Pack Stealth - Assise modulaire std	Selon fdm
☐ Assise de positionnement Stealth Full	Merci de joindre la fiche Pack Stealth - Assise modulaire Full	Selon fdm

COLORIS

☐ Blanc	-
☐ Noir et Rouge	-

TAILLE D'ASSISE



☐ 39 cm (réglable de 36 à 43 cm)	FMW6039	-
☐ 44 cm (réglable de 41 à 48 cm)	FMW6044	-
☐ 49 cm (réglable de 46 à 53 cm)	FMW6049	-
☐ 55 cm (réglable de 52 à 59 cm)	FMW6055	1 728 €


Livraison sans coussin d'assise et sans surpalette centrale

✓ Profondeur: ☐ 41 ☐ 43 ☐ 46 ☐ 48 ☐ 49 ☐ 51 Mesure à titre informatif, ajustement fait à la livraison par le prestataire

COUSSINS D'ASSISE

✓ Coussin standard Galbé	SAP50XX	-
☐ Coussin viscoplat classe Iia T39 (en remplacement du coussin standard)	SAP51XX	Supplément de 34,10 €
Remplacement du code 9369652 par : 1294653 - COUSSIN D'AIDE A LA PREVENTIN D'ESCARRES : 69.00€		
☐ Coussin viscoplat classe Ila T44 (en remplacement du coussin standard)	SAP51XX	Supplément de 34,10 €
Remplacement du code 9369652 par : 1294653 - COUSSIN D'AIDE A LA PREVENTIN D'ESCARRES : 69.00€		
☐ Coussin viscoplat classe Ila T49 (en remplacement du coussin standard)	SAP51XX	Supplément de 46,10 €
Remplacement du code 9369652 par : 1294653 - COUSSIN D'AIDE A LA PREVENTIN D'ESCARRES : 81.00€		

COUSSINS D'ASSISE (suite)			
☐	TruComfort 2 SPP	TC2SPP	390 €
☐	Solution SPP Coolcore	SOLSPP	390 €
☐	Essence SPP Coolcore	ESSSPP	390 €
☐	Spectrum Gel SPP Coolcore	SPCGSPP	390 €
☐	Glacial SP Coolcore	GLSP	390 €
La taille du coussin correspond à la largeur et la profondeur sélectionnées. <u>Attention</u> , vérifier en page 4 que la taille souhaitée existe pour le coussin sélectionné			
☐	Autres coussins d'assise ou accessoires disponibles	Fiche de mesure coussins	
	Référence du coussin ou housse : _____	Tarif: _____	€
DOSSIER			
☒	Dossier Symbiose	FAW6050	-
☐	Dossier rigide dartex	FAW6055	-
☐	Dossier rigide nid d'abeilles	FAW6056	-
ACCOUDOIRS			
☒	Accoudoirs réglables en hauteur et en largeur, avec protège vêtements	FAW2020	-
☐	Gouttière régl. rotation, hauteur, profondeur, côté Gauche <i>9369563 - VHP, PROPULSION MANUELLE, GOUTTIERE D/G : 119.39€</i>	FAW2050	170 € <i>Si essentiel plus +50€</i>
☐	Gouttière régl. rotation, hauteur, et profondeur, côté Droit <i>9369563 - VHP, PROPULSION MANUELLE, GOUTTIERE D/G : 119.39€</i>	FAW2051	170 € <i>Si essentiel plus +50€</i>
☐	Gouttière confort mousse avec appui pelvien, côté Gauche <i>9369563 - VHP, PROPULSION MANUELLE, GOUTTIERE D/G : 119.39€</i>	FAW2030	119,39 € <i>Inclus essentiel plus</i>
☐	Gouttière confort mousse avec appui pelvien, côté Droit <i>9369563 - VHP, PROPULSION MANUELLE, GOUTTIERE D/G : 119.39€</i>	FAW2031	119,39 € <i>Inclus essentiel plus</i>
☐	Accoudoirs avec protège-vêtements amovibles	FAW2080	199 €
ROUES CENTRALES			
☒	Paire de freins levier long	FAW1042	-
☐	Paire de freins levier court	FAW1043	-
☒	Roues rayonnées 22"	FAW1035	-
☐	Supplément pour roues rayonnées 22" avec freins tambour avec bandages, mains courantes aluminium - hauteur sol/siège préréglée à 45cm	FAW5075	510 €
☐	Accessoire : Roues composite 12" avec freins tambour, bandages	FAW1038	649 €
APPUI-TÊTE			
☒	Appui-tête Essentiel	FAW4011	-
☐	Appui-tête Contour	FAW4012	80 €
☐	Appui-tête Contour avec support appui-tête en "T"	FAW4012T	104 €
☐	Appui-tête Original	FAW4010	100 €
☐	CONFORT PLUS		440 €
	☐ Taille M L: 28cm x H: 15cm ST-CP10CCFPM-Q + ST-UHB3D33200		
	☐ Taille L (<i>incompatible swing away</i>) L: 36cm x H: 15cm ST-CP14CCFPM-Q + ST-UHB3D33200		
☐	Support d'appui tête escamotable "ST-UHB3D232FD remplace ST-UHB3D33199"		85 €
☐	AJUSTABLE CONFORT PLUS		
	☐ Taille L (<i>incompatible swing away</i>) A: 13cm x B: 13cm x C: 13cm x D: 6cm ST-ACP150M + ST-UHB3D33200		
	☐ Taille XL (<i>incompatible swing away</i>) A: 18cm x B: 17cm x C: 13cm x D: 6cm ST-ACP550M + ST-UHB3D33200		
☐	Support d'appui tête escamotable "ST-UHB3D232FD remplace ST-UHB3D33199"		85 €
☐	ALL POSITIONNING SERIES		430 €
	☐ Taille M A: 10cm x B: 13cm x C: 20cm x D: 23cm x E: 2,5cm x F: 16,5cm ST-AP350M + ST-UHB3D33200		
	☐ Taille L A: 11,5cm x B: 15cm x C: 20cm x D: 25,5cm x E: 3cm x F: 19cm ST-AP450M + ST-UHB3D33200		
☐	Support d'appui tête escamotable "ST-UHB3D232FD remplace ST-UHB3D33199"		85 €

APPUI-TÊTE (suite)☐ COMBO☐ Taille LA: 16cm x B: 15cm x C: 18cm x D: 16cm
ST-CB305M + ST-UHB3D33200☐ Taille XLA: 16cm x B: 15cm x C: 18cm x D: 16cm
ST-CB325M + ST-UHB3D33200

570 €

☐ Support d'appui tête **escamotable** "ST-UHB3D232FD remplace ST-UHB3D33199"

85 €

☐ Autres appui-tête:

Il vous est possible d'utiliser d'autres types ou tailles d'appui tête, pour cela veuillez vous référer à la fiche de mesure spécifique puis noter ci-dessous la référence et le tarif public

[Fiche mesure appui tête](#)
**REPOSE-JAMBES**

☒ Repose-jambes Gauche Essentiel	FAW3014	-
☒ Repose-jambes Droit Essentiel	FAW3015	-
☐ Repose-jambe Gauche Ergonomique	FAW1020	105 €
☐ Repose-jambe Droit Ergonomique	FAW1021	105 €
☐ Repose-pied Gauche Essentiel (Supprime LPPR: 9369617)	FAW3052	-105,76 €
☐ Repose-pied Droit Essentiel (Supprime LPPR: 9369617)	FAW3053	-105,76 €
☐ Rallonge de 65mm pour réglage en profondeur des appuis-mollets (pour repose-jambes FAW3014/3015)	FAW3020	35 €
☐ Surpalette centrale (pour repose-jambes FAW3014/3015)	FAW3085	-
☐ Palette monobloc (pour repose-jambes FAW1020/1021)	FAW1024	185 €

ACCESSOIRES

☐ Tablette amovible (montage simultané impossible avec: Gouttière confort mousse FW2030&31) 9369586 - VHP, PROP. MANUELLE, TABLETTE CPL AVEC MONTAGE : 76.84€	FAW7010	209 €
☐ Bascule d'assise 35° Chassis gris uniquement et basculement de chassis avec pédale	WCONTOUR	790 €
☐ Support porte sérum	FAW7011	236 €
☐ Gâchette pour inclinaison de dossier par l'utilisateur Incompatible avec l'option Gouttière (déplacement de la gâchette d'inclinaison par tierce personne)	FAW6010	104 €
☐ Dossier Dynamique Permet d'absorber les schémas d'extension et spasmes, tout en conservant un réglage d'inclinaison de dossier avec un vérin à gaz	FAW1086	683 €
☐ Bascule d'assise et inclinaison de dossier électrique (Délai nous consulter)	FAW1160	1 339 €
☐ Bascule d'assise électrique (Délai nous consulter)	FAW1019	918 €
☐ Plot d'abduction	FAW6040	154 €
☐ Cales-tronc réglables pour dossier Symbiose, la paire (fixation velcro)	SAP3603	134 €
☐ Cales-tronc réglables pour dossier Symbiose, la paire (fixation par outil)	SAP3601	230 €
☐ Cales-tronc réglables pour Dossier rigide, la paire (fixation par outil)	SAP3608	270 €

Notes et informations utiles à lire avant de passer commande

- Merci de renseigner l'ensemble des informations nécessaires à la fabrication et aux réglages du fauteuil
- Toute commande reçue incomplète ne pourra être validée en production impliquant de fait un délai de traitement supplémentaire.
- Sauf indication contraire lors de la commande, les sélections "standards" seront validées en production. Toute modification post-production sera à votre charge.
- Un seul coussin d'assise et un seul dossier livrés sauf demande expresse
- La sélection d'un appui-tête confort plus implique le remplacement de l'appui-tête standard (un seul appui-tête livré sauf demande expresse)

COMMENTAIRES:**Merci de vous assurer d'avoir complété la fiche entièrement**

Tout oubli conduira à un retour d'e-mail du service administration des ventes, entraînant de fait un délai de traitement supplémentaire