



LEGGERO REACH



INFORMATIONS DE COMMANDE

Nom du distributeur : _____
 Contact commercial + email et ligne directe : _____
 Référence de commande : _____
 Adresse de livraison : _____
 Date de commande : _____

CARACTERISTIQUES

- ☒ 10°,20°,30° de bascule d'assise
- ☒ Dossier inclinable
- ☒ Roues de 12"
- ☒ Panier sous l'assise
- ☒ Accoudoirs réglables en hauteur
- ☒ Poignées de poussée réglables en hauteur
- ☒ Assise profilée RESPOND™
- ☒ Capacité de poids : jusqu'à 68kg
- ☒ Blocage des roues au pied
- ☒ Capote pare-soleil
- ☒ Appui-tête 8"
- ☒ Support lombaire
- ☒ Roulette anti-bascule
- ☒ Roues avant pivotantes
- ☒ Harnais en H

☐ choix possible

☒ pré-sélection de configuration

BASE

REFERENCE

PP TTC

☒ REACH	LEG-REACH	2 382,74 €
☒ Forfait acheminement et livraison	Forfait transport	42,00 €

Code 9266478 : VHP, POUSETTE MULTIREGLABLE & EVOLUTIVE <16 ans, 962,20€

Code 9372281 : VHP, POUSETTE, < 16 ANS, APPUI-TETE OU RALLONGE DOSSIER, 63,47€

Code 9395537 : VHP, POUSETTE, INFERIEUR A 16 ANS, HARNAIS, 96,22€

Code 9334441 : POUSETTE, < 16 ANS, SUPPORT OU CALE LATERALE DE CORPS, 34,92€x2

Code 9391918 : VHP, POUSETTE, < 16 ANS, TABLETTE DE TRAVAIL FACILEMENT DEMONTABLE, 76,82€

Code 9388810 : VHP, POUSETTE, < 16 ANS, CALE ANTI-ADDUCTION DES CUISSES, 69,84€

COLORIS

- ☐ BLEU
☐ ROUGE
☐ ROSE



Dimensions (cm)	REACH 12	REACH 14	REACH 16
Poids max utilisateur	36kg	50kg	68kg
Largeur d'assise	20-30cm	25-35cm	30-40cm
Profondeur d'assise	20-33cm	28-40cm	33-46cm
Hauteur de dossier	28-46cm	33-53cm	40-61cm
Hauteur sol/siège	50cm	50cm	50cm
Angle d'assise au choix	10,20 ou 30°		
Angle de dossier (selon angle d'assise) :			
10° d'angle d'assise	85,90,95,100,105,110,115°		
20° d'angle d'assise	85,90,95,100,105°		
30° d'angle d'assise	85,90,95°		
Poids de la poussette	12kg	13kg	14kg
Largeur de la poussette	55cm	60cm	60cm
Dimensions poussette pliée	79x55x46 cm	79x60x46 cm	84x65x46 cm

CHOIX DE LA LARGEUR D'ASSISE

- ☐ 12" (30,48cm) / profondeur d'assise : 20-33cm - harnais en H taille S
☐ 14" (35,56cm) / profondeur d'assise : 28-40cm - harnais en H taille M
☐ 16" (40,64cm) / profondeur d'assise : 33-46cm - harnais en H taille L

ACCESSOIRES

- ☐ Tablette

Code 9391918 : VHP, POUSETTE, < 16 ANS, TABLETTE DE TRAVAIL FACILEMENT DEMONTABLE, 76,82€



305

- ☐ Plot d'abduction (support et coussin)

Taille du coussin : ☐ 3"x5"x3"
☐ 5"x5"x3"

200 €

- ☐ Kit transit accroches-taxi (RESNA WC-19)*

- ☐ Avec Harnais 5 points à la place du harnais 4 points (utilisateurs jusqu'à 23kg)
☐ Avec Ceinture Sure-Lok (utilisateurs au-delà de 23kg)

*cette option ne peut pas être ajoutée après la commande