



SIXI configuré



INFORMATIONS DE COMMANDE

Nom du distributeur :

Contact commercial + email et ligne directe :

Référence de commande :

Adresse de livraison :

Date de commande :

CARACTERISTIQUES

Fauteuil roulant manuel pliant évolutif, longueur compacte, ajustable en hauteur, largeur et profondeur.

- Châssis 6 roues
- Franchissement d'obstacles jusqu'à 13cm.
- Système d'assise brevetée
- Roues avant 6" et arrière 4" à bandage
- Roues centrales 22" à démontage rapide.
- Système anti-basculé dynamique
- Repose-jambes articulés 0°-90°
- Freins à pousser.
- Dossier souple à 5 sangles réglables en tension
- Dossier inclinable de 80° à 110°
- Coussin d'assise
- Largeur d'assise ajustable
- Poids maxi utilisateur 125kg.

BASE

	REFERENCE	PP HT	PP TTC
✓ SIXI	FMS1019	1 143,13 €	1 206,00 €
✓ Association code LPPR soit 884,97€			LPPR: 884,97€

Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas la société PRIDE MOBILITY PRODUCT

9169479 - VHP, PROP. MANUELLE, PLIANT, DOSSIER INCLINABLE - (ancien code 4118193) : 603.65€

9369652 - VHP, PROP. MANUELLE, COUSSIN SIEGE/DOSSIER + HOUSSE - (ancien code 4375116) : 34.90€

9369617 - VHP, PROP. MANUELLE, PLIANT, REPOSE JAMBE - (ancien code 4342654) : 105.76 €

CONFIGURATION D'ASSISE

Etape 1: Hauteur d'assise distance sol/siege

	Référence	
☐ 40,5	FMS11 __	-
☐ 43	FMS12 __	-
☐ 45,5	FMS13 __	-
☐ 48	FMS14 __	-

Etape 2: Largeur d'assise

☐ Largeur d'assise 40cm	1	-
☐ Largeur d'assise 45cm	2	-
☐ Largeur d'assise 50cm	3	-

Etape 2: Profondeur d'assise

☐ Largeur d'assise 40cm	1	-
☐ Largeur d'assise 42cm	2	-
☐ Largeur d'assise 44cm	3	-
☐ Largeur d'assise 46cm	4	-
☐ Largeur d'assise 48cm	5	-
☐ Largeur d'assise 50cm	6	-

EQUIPEMENTS STANDARD

✓ Roues avant 6" x 1-1/4" avec bandage noir	FAS5000	-
✓ Roues arrière 4" x 1-1/4" avec bandage noir	FAS5010	-
✓ Roues rayonnées 22" pneumatiques noirs, avec mains courantes	FAS5072	-
☐ Roues radiales rayonnées 22", jantes alu noires, bandages noirs, mains courantes aluminium anodisées	FAS5070	-
✓ Dossier ajustable en tension, 5 sangles de réglages, Réglable en hauteur	FAS6050	-
✓ Coussin standard	SAP50XX	-
✓ Accoudoirs escamotables, amovibles, réglables en hauteur, ajustables av/ar	FAS1070	-
✓ Repose-jambe articulé Gauche SIXI avec appui mollet et talonnière réglage en angle 0° - 90°, palettes réglables en angle et largeur	FAS3014	-
✓ Repose-jambe articulé Droit SIXI avec appui mollet et talonnière réglage en angle 0° - 90°, palettes réglables en angle et largeur	FAS3015	-

COUSSIN D'ASSISE ET DOSSIER

	Quantité	
☐ Coussin visco plat classe II a	SAP51XX	69 €
1294653 - COUSSIN D'AIDE A LA PREVENTIN D'ESCARRES Taille d'assise 38 à 45 cm - 69€		
1285690 - COUSSIN D'AIDE A LA PREVENTIN D'ESCARRES Taille d'assise supérieure à 45 - 81€		Ou
Attention : TVA 20% - un seul coussin peut bénéficier d'une prise en charge		81 €

COUSSIN D'ASSISE ET DOSSIER (Suite)		Quantité
☐ Coussin Equilibre II - <i>Attention : TVA 20%</i>	SAP80XX	311 €
☐ Cales tronc réglables avec fixation par velcro (paire)	SAP3603	134 €
ACCOUDOIRS		
☐ Gouttière multi réglable. Gauche Réglage en rotation, hauteur et profondeur - 9369563 - VHP, PROPULSION MANUELLE, GOUTTIERE D/G : 119.39€	FAS2050	170 €
☐ Gouttière multi réglable. Droite Réglage en rotation, hauteur et profondeur - 9369563 - VHP, PROPULSION MANUELLE, GOUTTIERE D/G : 119.39€	FAS2051	170 €
☐ Demi-tablette, côté gauche (<i>incompatible gouttière gauche</i>) 9369586 - VHP, PROP. MANUELLE, TABLETTE CPL AVEC MONTAGE : 76.84€	FAS2070	188 €
☐ Demi-tablette, côté droit (<i>incompatible gouttière droite</i>) 9369586 - VHP, PROP. MANUELLE, TABLETTE CPL AVEC MONTAGE : 76.84€	FAS2071	188 €
APPUI-TETE		Quantité
☐ Appui-tête Essentiel 9369540 - VHP, PROP. MANUELLE, APPUI-TETE- (ancien code 4325302) : 63.41€	 FAS4011	63 €
☐ Appui-tête Contour 9369540 - VHP, PROP. MANUELLE, APPUI-TETE- (ancien code 4325302) : 63.41€	 FAS4012	155 €
☐ Appui-tête Original 9369540 - VHP, PROP. MANUELLE, APPUI-TETE- (ancien code 4325302) : 63.41€	 FAS4010	155 €
REPOSE-JAMBES ET REPOSE-PIEDS		
☐ Repose-pied Gauche SIXI Supprime l'application du code lppr 9369617 - soit -105.76 €	FAS3052	107 €
☐ Repose-pied Droit SIXI Supprime l'application du code lppr 9369617 - soit -105.76 €	FAS3053	107 €
AUTRE OPTIONS		
☐ Roues rayonnées à bandage avec frein tambour 22"	FAS5075	510 €
☐ Pédale de franchissement d'obstacles	FAS6100	73 €
LIVRAISON DIFFEREE		
☐ Autres coussins d'assise ou accessoires disponibles	Fiche de mesure coussins	
Référence du coussin ou housse : _____	Tarif: _____	€
6284731 pour « Assise Modulaire STEALTH » ou « Assise Modulaire ADI ».		
☐ Assise de positionnement Stealth standard	Merci de joindre la fiche Pack Stealth - Assise modulaire std	838,47 €
☐ Assise de positionnement Stealth Full	Merci de joindre la fiche Pack Stealth - Assise modulaire Full	1 050,00 €
☐ Autres appui-tête: Il vous est possible d'utiliser d'autres types ou tailles d'appui tête, pour cela veuillez vous référer à la fiche de mesure spécifique puis noter ci-dessous la référence et le tarif public		
Fiche mesure appui tête 		

Notes et informations utiles à lire avant de passer commande

- Merci de renseigner l'ensemble des informations nécessaires à la fabrication et aux réglages du fauteuil
- Toute commande reçue incomplète ne pourra être validée en production impliquant de fait un délai de traitement supplémentaire.
- Sauf indication contraire lors de la commande, les sélections "standards" seront validées en production. Toute modification post-production sera à votre charge.
- Un seul coussin d'assise et un seul dossier livrés sauf demande expresse
- La sélection d'un appui-tête confort plus implique le remplacement de l'appui-tête standard (un seul appui-tête livré sauf demande expresse)

COMMENTAIRES: