



SIXI POSIT by Stealth



INFORMATIONS DE COMMANDE

Nom du distributeur : _____
 Contact commercial + email et ligne directe : _____
 Référence de commande : _____
 Adresse de livraison : _____
 Date de commande : _____



CARACTERISTIQUES

Fauteuil roulant manuel pliant évolutif, longueur compacte, ajustable en hauteur, largeur et profondeur.

- Châssis 6 roues
- Franchissement d'obstacles jusqu'à 13cm.
- Système d'assise brevetée
- Roues avant 6" et arrière 4" à bandage
- Roues centrales 22" à démontage rapide.
- Système anti-bascule dynamique
- Repose-jambes articulés 0°-90°
- Freins à pousser.
- Dossier rigide ADI
- Dossier inclinable de 80° à 110°
- Coussin d'assise
- Largeur d'assise ajustable
- Poids maxi utilisateur 125kg.

BASE	REFERENCE	LPPR	PP HT	PP TTC
☐ SIXI QUATRO	FMS3022-STEALTH	1 653,64 €	1 567,43 €	1 653,64 €
☐ SIXI 6 ROUES	FMS1019-STEALTH	1 653,64 €	1 937,89 €	2 044,47 €
✓ Association code LPPR soit 1653,64€				

Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas la société PRIDE MOBILITY PRODUCT

9169479 - VHP, PROP. MANUELLE, PLIANT, DOSSIER INCLINABLE - (ancien code 4118193) : 603.65€

9369617 - VHP, PROP. MANUELLE, PLIANT, REPOSE JAMBE - (ancien code 4342654) : 105.76 € **(x2)**

6284731 - VHP, SIEGE DE SERIE, MODULABLE ET EVOLUTIF, tout modèle et adjonctions (ancien code 1269336) : 838.47€

TAILLE D'ASSISE

☐ Largeur d'assise 40cm	FMS11(_)(_) -
☐ Largeur d'assise 45cm	FMS12(_)(_) -
☐ Largeur d'assise 50cm	FMS13(_)(_) -
Profondeur d'assise: ☐ 42(2) / ☐ 44(3) / ☐ 46(4) / ☐ 48(5) / ☐ 50(6)	
Hauteur sol siège: ☐ 40(3) / ☐ 43(4) / ☐ 45(5) / ☐ 48(6)	

ROUES AVANT ET ARRIERE

✓ Roues avant 6" x 1-1/4" avec bandage noir	FAS5000 -
✓ Roues arrière 4 " x 1-1/4" avec bandage noir	FAS5010 -

ROUES CENTRALES

✓ Roues rayonnées 22" pneumatiques noirs, avec mains courantes	FAS5072 -
☐ Roues radiales rayonnées 22", jantes alu noires, bandages noirs, mains courantes aluminium anodisées	FAS5070 -
☐ Roues radiales rayonnées 22", pneumatiques haute pression Schwalbe, jantes alu noires, mains courantes aluminium	FAS5071 179 €
☐ Supplément pour roues rayonnées à bandage avec frein tambour 22"	FAS5075 510 €

ACCOUDOIRS

✓ Accoudoirs escamotables, amovibles, réglables en hauteur, ajustables av/ar	FAS1070 -
☐ Gouttière multi réglable. Gauche Réglage en rotation, hauteur et profondeur - 9369563 - VHP, PROPULSION MANUELLE, GOUTTIERE D/G : 119.39€	FAS2050 170 €
☐ Gouttière multi réglable. Droite Réglage en rotation, hauteur et profondeur - 9369563 - VHP, PROPULSION MANUELLE, GOUTTIERE D/G : 119.39€	FAS2051 170 €
☐ Demi-tablette, côté gauche (<i>incompatible gouttière gauche</i>) 9369586 - VHP, PROP. MANUELLE, TABLETTE CPL AVEC MONTAGE : 76.84€	FAS2070 188 €
☐ Demi-tablette, côté droit (<i>incompatible gouttière droite</i>) 9369586 - VHP, PROP. MANUELLE, TABLETTE CPL AVEC MONTAGE : 76.84€	FAS2071 188 €

COUSSINS D'ASSISE☐ **TRU COMFORT 2 SPP**

TC2SPP_____

Coussin composé d'une base moulée haute densité avec un profilage anatomique profond qui permet un accueil postural optimal avec un confort très important, et une limitation du risque de glissement. La partie avant est conçue pour optimiser la charge crurale et favoriser le maintien postural. La base est recouverte d'une couche de viscoélastique pour apporter une protection cutanée et une sensation agréable à l'utilisateur.

Hauteur coussin : 11.5 cm | Poids coussin : 1.81 Kg | Poids max utilisateur : 207 Kg

**POINTS FORTS**

- Confort
- Stabilité
- Contrôle postural



		LARGEUR									
PROFONDEUR	POUCES	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	CM	36	38	41	43	46	48	51	53	56	
	15	38	□			□	□				
	16	41	□	□		□	□		□		
	17	43		□	□	□			□		
	18	46	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	19	48				□	□	□	□	□	□
	20	51		□	□	□	□	□	□	□	□
	21	53			□		□				
	22	56			□		□		□	□	□
24	61									□	

☐ **SOLUTION SPP**

SOLSPP_____

Coussin composé d'une base moulée haute densité avec un profilage anatomique et d'une couche de viscoélastique sur la partie supérieure. Ce coussin assure une bonne répartition des pressions sur toute sa surface, son guidage anatomique léger permet à la fois une stabilité posturale mais offre également une fonctionnalité non négligeable. L'insert en double cellule de gel fluide assure une protection de qualité au niveau des zones à risque.

Hauteur coussin : 7.6cm | Poids coussin : 2.45Kg | Poids max utilisateur : 225 Kg

**POINTS FORTS**

- Protection cutanée
- Insert gel bi-cellulaire
- Mobilité
- Confort



		LARGEUR							
POUCES		14	15	16	17	18	19	20	
PROFONDEUR	CM	36	38	41	43	46	48	51	
	14	36	□						
	15	38							
	16	41		□	□	□		□	
	17	43			□				
	18	46	□	□		□	□	□	
	19	48			□		□	□	
	20	51		□		□	□	□	
	21	53							
	22	56					□		□
24	61								

☐ **GLACIAL**


GLSP_____

Le profil plat facilite les transferts autonomes. La découpe de la cuvette permet une décharge importante du sacrum et accentue le soutien du coccyx. Le gel quadrillé qui recouvre l'ensemble optimise la protection de la peau (efficace si risque de cisaillement). Une poignée de préhension aidera l'utilisateur à positionner le coussin sur son fauteuil. La base en mousse haute densité moulée garantit une efficacité dans le temps.

Hauteur coussin : 6,4 cm | Poids coussin : 1.15 Kg | Poids max utilisateur : 181 Kg

**POINTS FORTS**

- Décharge sacrée
- Gel carrelé
- Léger profil



		LARGEUR									
PROFONDEUR	POUCES	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	CM	36	38	41	43	46	48	51	53	56	
	14	36	□								
	15	38									
	16	41	□		□			□			
	17	43		□		□		□			
	18	46	□		□		□	□	□	□	
	19	48				□		□		□	
	20	51				□	□		□	□	
	21	53									
	22	56					□		□		

COUSSINS D'ASSISE (suite)☐ ESSENCE

200 €


ESSPP__

Ce coussin est composé d'une première base rigide en ABS sur laquelle les biseaux fessiers peuvent être mis en place puis une deuxième moulée de haute densité. Le profil modulable offre ainsi une correction latérale personnalisée. La cuvette ischiatique peut être accentuée pour limiter le glissement. Les éléments de formes déchargent la zone du sacrum. La couche supérieure est en viscosc. Une pochette avec fermeture éclair permettent le rangement d'un smartphone ou d'un portefeuille.

Hauteur coussin : 8,9 cm | Poids coussin : 1.6 - 2,3 Kg | Poids max utilisateur : 227 Kg

**POINTS FORTS**

- Modularité
- Mobilité
- Stabilité



		Largeur						
PROFONDEUR	POUCES		15	16	17	18	19	20
	CM		38	41	43	46	48	51
	16	41	☐	☐		☐		☐
	17	43					☐	
	18	46		☐		☐		☐
	19	48						
	20	51				☐		☐

ELEMENTS DE FORME A INSERER☐ Biseau anti effet hamacChoix de la taille: ☐ Taille 1: 505 x 405 x 25 (mm)

SAP4101

49 €

☐ Taille 2: 505 x 405 x 50 (mm)

SAP4151

Le biseau Anti Effet hamac s'installe sur le siège du fauteuil roulant ou dans le coussin d'assise, cet élément est utilisé pour contrer l'effet hamac. En transformant l'assise en surface plane, il aide à rétablir l'équilibre du bassin. Existe en 25 et 40mm

☐ Biseau crural

Choix de la taille:

SAP4201

28 €

☐ Taille 2: 505 x 205 x 50 (mm)

SAP4251

Le biseau crural s'installe sur la partie antérieure de l'assise. Il favorise la répartition des pressions sur l'ensemble de l'assise, l'alignement des fémurs et réduit le glissement du patient. Existe en 25 et 50mm. Il peut être utilisé au niveau du dossier, soit dans le sens de la hauteur afin de compenser ou corriger une rotation de tronc, soit dans le sens de la largeur afin d'augmenter le confort et la surface d'appui au niveau du dos.

☐ Biseau fessier 205 x 205 x 25 (mm)

SAP4301

60 €

Le biseau fessier (cale d'obliquité) peut compenser une perte de tonus des muscles fessiers ou diminuer une obliquité du bassin.

☐ Butée d'abductionChoix de la taille: ☐ Butée anthracite rigide 175 x 105 x 70 (mm)

SAP4401

45 €

☐ Butée souple 175 x 105 x 70 (mm)

SAP4406

La butée d'abduction est destinée à contrôler l'adduction des membres inférieurs.

☐ Butée Sacro-lombaire anthracite 255 x 240 x 25 (mm)

SAP4601

39 €

La butée sacro lombaire est placée dans la partie inférieure du dossier. Elle permet d'améliorer la répartition des pressions sur l'ensemble du dos lors d'une hyper lordose, et favorise l'antéversion du bassin.

☐ Appui pelvien , la paire

SAP4801

70 €

☐ Autres coussins d'assise ou accessoires disponibles[Fiche de mesure coussins](#)

Référence du coussin ou housse : _____ Tarif: _____

DOSSIER**CHOIX DU DOSSIER**① Version **AL SERIE**, coque avec découpe supérieure du dossier permettant de libérer les épaules.☐ ADI AL SERIE CONTOUR ACTIVE*Galbe de 6,3cm, compatible cale tronc.*

				Largeur			
Largeur thoracique +/-1,5cm :(Cm)				27	29	31	33
POUCES				15	16	17	18
CM				38,1	40,6	43,2	45,7
Hauteur +6,5cm de coussin	MEDIUM	13	33,0	☐	☐		
	STANDARD	16	40,6	☐	☐	☐	☐
	TALL	18	45,7		☐	☐	☐
	EXTRA TALL	20	50.8				☐

☐ Cale tronc escamotable 4"x6" (10cm x 15cm) l'unité. Quantité: _____

ADI-LATADJSWXLG

220 €

CHOIX DU DOSSIER (suite)☐ ADI AL SERIE CONTOUR DEEP*Galbe de 10cm*

		Largeur thoracique +/-1,5cm :(Cm)		Largeur					
				POUCES					
Hauteur +6,5cm de cousin	MEDIUM STANDARD TALL EXTRA TALL	13	33,0						
		16	40,6						
		18	45,7						
		20	50,8						

☐ ADI AL SERIE CONTOUR EXTRA DEEP*Galbe de 15cm*

Largeur thoracique +/-1,5cm :(Cm)			Largeur					
			29	31	33	35	37	
Hauteur +6,5cm de coussin	POUCES		16	17	18	19	20	
		CM	40,64	43,18	45,72	48,26	50,8	
	STANDARD	16	40,64	☐	☐	☐		
	TALL	18	45,72	☐	☐	☐		☐
	EXTRA TALL	20	50,8	☐		☐	☐	

☒ Version **AL FLAT TOP**, coque avec coupe supérieure du dossier droite permettant de soutenir les épaules.☐ ADI AL FLAT TOP CONTOUR ACTIVE*Galbe de 6,3cm, compatible cale tronc.*

				Largeur		
Largeur thoracique +/-1,5cm :(Cm)				29	31	33
POUCES				16	17	18
CM				40,64	43,18	45,72
Hauteur +6,5cm de cousin	STANDARD	16	40,64	☐		
	TALL	18	45,72		☐	
	EXTRA TALL	20	50,8			☐

☐ Cale tronc escamotable 4"x6" (10cm x 15cm) l'unité. **Quantité:** _____ ADI-LATADJSWXLG 110 €☐ ADI AL FLAT TOP CONTOUR DEEP*Galbe de 10cm*

		Largeur thoracique +/-1,5cm :(Cm)		Largeur					
				POUCES					
Hauteur +6,5cm de cousin	STANDARD TALL EXTRA TALL	16	40,64						
		18	45,72						
		20	50,8						

☐ ADI AL FLAT TOP CONTOUR EXTRA DEEP (disponible octobre 2024)*Galbe de 15cm*

			Largeur					
Largeur thoracique +/-1,5cm :(Cm)			29	31	33	35	37	
Hauteur +6,5cm de coussin	POUCES		16	17	18	19	20	
	CM		40,64	43,18	45,72	48,26	50,8	
	STANDARD	16	40,64	☐	☐	☐	☐	☐
	TALL	18	45,72	☐	☐	☐	☐	☐
	EXTRA TALL	20	50,8			☐		

☒ Fixations du dossier☐ BR1114

4 Points (30° d'inclinaison)

Hauteur dossier Standard

☐ BR1114T

4 Points (30° d'inclinaison)

Hauteur dossier TALL / EXTRA TALL

☒ BR1102 - Quick Release

2 Points (20° d'inclinaison)

Facilement démontables d'une seule main. Ajustables en angle largeur et profondeur.

☐ BR6006

Kit pour transport

Fix. 4 points

☐ BR6005

Kit pour transport

Quick Release

APPUI-TETE

- ☐ Appui-tête Essentiel  FAS4011 63 €
9369540 - VHP, PROP. MANUELLE, APPUI-TETE- (ancien code 4325302) : 63.41€
- ☐ Appui-tête Contour  FAS4012 155 €
9369540 - VHP, PROP. MANUELLE, APPUI-TETE- (ancien code 4325302) : 63.41€
- ☐ Appui-tête Original  FAS4010 155 €
9369540 - VHP, PROP. MANUELLE, APPUI-TETE- (ancien code 4325302) : 63.41€
- ☐ Support d'appui tête entre canne de dossier, largeur d'assise:
Pour fixation indépendante à la coque de dossier ☐ jusqu'à 42cm ST-OBCASMS-Q 220 €
☐ à partir de 42cm ST-OBCASMM-Q 220 €
- ☐ CONFORT PLUS (si fixation indépendante de la coque de dossier, choisir option "ST-OBCASM_-Q") 440 €
- ☐ Taille M
L: 28cm x H: 15cm
ST-CP10CCFPM-Q + ST-UHB3D33200
- ☐ Taille L (incompatible swing away)
L: 36cm x H: 15cm
ST-CP14CCFPM-Q + ST-UHB3D33200
- ☐ Support d'appui tête **escamotable** "ST-UHB3D232FD remplace ST-UHB3D33199" 85 €
- ☐ AJUSTABLE CONFORT PLUS (si fixation indépendante de la coque de dossier, choisir option "ST-OBCASM_-Q") **T.L** 586 €
ou
T.XL 621 €
- ☐ Taille L (incompatible swing away)
A: 13cm x B: 13cm x C: 13cm x D: 6cm
ST-ACP150M + ST-UHB3D33200
- ☐ Taille XL (incompatible swing away)
A: 18cm x B: 17cm x C: 13cm x D: 6cm
ST-ACP550M + ST-UHB3D33200
- ☐ Support d'appui tête **escamotable** "ST-UHB3D232FD remplace ST-UHB3D33199" 85 €
- ☐ ALL POSITIONNING SERIES (si fixation indépendante de la coque de dossier, choisir option "ST-OBCASM_-Q") 430 €
- ☐ Taille M
A: 10cm x B: 13cm x C: 20cm x D: 23cm x E: 2,5cm x F: 16,5cm
ST-AP350M + ST-UHB3D33200
- ☐ Taille L
A: 11,5cm x B: 15cm x C: 20cm x D: 25,5cm x E: 3cm x F: 19cm
ST-AP450M + ST-UHB3D33200
- ☐ Support d'appui tête **escamotable** "ST-UHB3D232FD remplace ST-UHB3D33199" 85 €
- ☐ COMBO (si fixation indépendante de la coque de dossier, choisir option "ST-OBCASM_-Q") 570 €
- ☐ Taille L
A: 16cm x B: 15cm x C: 18cm x D: 16cm
ST-CB305M + ST-UHB3D33200
- ☐ Taille XL
A: 16cm x B: 15cm x C: 18cm x D: 16cm
ST-CB325M + ST-UHB3D33200
- ☐ Support d'appui tête **escamotable** "ST-UHB3D232FD remplace ST-UHB3D33199" 85 €
- ☐ Autres appui-tête: 9369540 - VHP, PROP. MANUELLE, APPUI-TETE- (ancien code 4325302) : 63.41€
Il vous est possible d'utiliser d'autres types ou tailles d'appui tête, pour cela veuillez vous référer à la fiche de mesure spécifique
puis noter ci-dessous la référence et le tarif public

[Fiche mesure appui tête](#)

AIDE A LA POSTURE

- ☐ Ceinture de maintien 2 points

PAD	A	B	C
S	14	4.5	3
M	19	6.3	4.5
L	24	7	5.7

 IFPB5112-IFPB6213-IFPB6214 92 €
Taille ☐ S ☐ M ☐ L
- ☐ Ceinture de maintien 4 points IFPB5242-IFPB5243-IFPB5244 126 €
Taille ☐ S ☐ M ☐ L
- ☐ Harnais classique Textile dynamique Homme IFPS1102-IFPS1103-IFPS1103 145 €
Taille ☐ S ☐ M ☐ L


AIDE A LA POSTURE (suite)☐ Harnais contour Textile dynamique Femme

IFPS2102-IFPS2103-IFPS2104

145 €

Taille ☐ S ☐ M ☐ L

cm	A	B	C	D	E	F	G	H
S	21.5	39	5	11.5	23	2.5	11	4.5
M	24	38	5	14	28	2.5	13	6
L	26.5	57	5	16.5	33	2.5	15	9

☐ Ceinture d'épaule Y Straps Textile dynamique

IFYS3102-IFYS3103-IFYS3104

145 €

Taille ☐ S ☐ M ☐ L

cm	A	B	C
S	48	20	5
M	56	23	6
L	63.5	28	6

☐ Harnais d'épaules style H

IFHH5201 - IFHH5202 - IFHH5203 - IFHH5203

145 €

Taille ☐ S ☐ M ☐ L

	A	B	C
XS	7	22	4
S	8	31	5
M	10	35	6
L	11	41	7

**REPOSE-JAMBES ET REPOSE-PIEDS**
☒ Repose-jambe articulé Gauche & Droite SIXI avec appui mollet et talonnière
réglage en angle 0° - 90°, palettes réglables en angle et largeur

FAS3014

-

FAS3015

☐ Repose-pied Gauche SIXI *Supprime l'application du code lppr 9369617 - soit -105.76 €*

FAS3052

-

☐ Repose-pied Droit SIXI *Supprime l'application du code lppr 9369617 - soit -105.76 €*

FAS3053

-

AUTRE OPTIONS☐ Pédale de franchissement d'obstacles

FAS6100

73 €

☐ Housse supplémentaire Coolcore pour coussin d'assise

110 €

☐ Housse incontinence Polyuréthane coussin d'assise (se place sous la housse Coolcore)

60 €

Notes et informations utiles à lire avant de passer commande

- Merci de renseigner l'ensemble des informations nécessaires à la fabrication et aux réglages du fauteuil
- Toute commande reçue incomplète ne pourra être validée en production impliquant de fait un délai de traitement supplémentaire.
- Sauf indication contraire lors de la commande, les sélections "standards" seront validées en production. Toute modification post-production sera à votre charge.
- Un seul coussin d'assise et un seul dossier livrés sauf demande expresse

COMMENTAIRES: