

STEALTH POSITIONING

AIDES TECHNIQUES A LA POSTURE

A joindre obligatoirement à une fiche de mesures

Accessoires montés. Les tarifs ne sont pas des tarifs pièces détachées.

Pride Mobility France

26 rue Monseigneur Ancel

69800 SAINT PRIEST

Tel : 04 81 65 94 70

Fax : 04 28 29 60 45

Commande à transmettre par email

Email : commande@quantum-rehab.fr



Date de commande :

Nom et cachet du distributeur :

Référence de commande :

CARACTERISTIQUES



Matériau Respirant

Fabriquée à partir d'un textile unique à fibres ouvertes, permettant à l'air de circuler, et, qui ne retient pas l'humidité. Il contribue à la réduction de l'accumulation de la chaleur pour plus de confort.



Compensation

Un montage souple et détendu simplifiant le réglage en toute sécurité



Boucles pivotantes

Les boucles pivotantes sur les sangles de fixations inférieures permettent un ajustement automatique en conservant l'angle de fixation initial pour un confort optimal.



Textile Dynamique

Le matériau dynamique i-Fit offre plus de souplesse dans le positionnement. Il donne à l'utilisateur une liberté de mouvement, tout de même limitée, encourageant un retour à la position initiale.



Textile Structuré

Le matériau structuré i-Fit est plus résistant, il résiste aux tensions élevées et permet un maintien plus strict de la posture




Ajustement en longueur

Permet un réglage précis des boucles d'ajustements sur toute la longueur tout en assurant un maintien du positionnement

HARNAIS CLASSIC	REFERENCE	PRIX PUBLIC TTC
-----------------	-----------	-----------------

Tableau de correspondance (cm)

	A	B	C	D	E	F	G	H
XS	19	32	5	9	19	9	7,5	5
S	21,5	39	5	11,5	23	10	10	5
M	24	38	5	14	28	13	13	7
L	26,5	57	5	16,5	33	15	15	9
XL	29	65	6	16,5	35,5	18	18	11,5



Textile : Dynamique

☐ XS	IFPS1101	139.00€
☐ S	IFPS1102	139.00€
☐ M	IFPS1103	139.00€
☐ L	IFPS1104	139.00€
☐ XL	IFPS1105	139.00€

Textile : Structuré

☐ XS	IFPS1201	139.00€
☐ S	IFPS1202	139.00€
☐ M	IFPS1203	139.00€
☐ L	IFPS1204	139.00€
☐ XL	IFPS1205	139.00€



HARNAIS CLASSIC ZIPPER	REFERENCE	PRIX PUBLIC TTC
------------------------	-----------	-----------------

Textile : Dynamique

☐ S	IFPS3102	139.00€
☐ M	IFPS3103	139.00€
☐ L	IFPS3104	139.00€

Textile : Structuré


☐ S	IFPS3202	139.00€
☐ M	IFPS3203	139.00€
☐ L	IFPS3204	139.00€



HARNAIS CONTOUR	REFERENCE	PRIX PUBLIC TTC
-----------------	-----------	-----------------

Tableau de correspondance (cm)

	A	B	C	D	E	F	G	H
XS	19	32	5	9	19	2,5	9	3
S	21,5	39	5	11,5	23	2,5	11	4,5
M	24	38	5	14	28	2,5	13	6
L	26,5	57	5	16,5	33	3	15	9
XL	29	65	6	16,5	35,5	4	18	11,5



Textile : Dynamique

☐ XS	IFPS2101	139.00€
☐ S	IFPS2102	139.00€
☐ M	IFPS2103	139.00€
☐ L	IFPS2104	139.00€
☐ XL	IFPS2105	139.00€

Textile : Structuré

☐ XS	IFPS2201	139.00€
☐ S	IFPS2202	139.00€
☐ M	IFPS2203	139.00€
☐ L	IFPS2204	139.00€
☐ XL	IFPS2205	139.00€



CEINTURE D'EPAULE Y STRAPS
REFERENCE
PRIX PUBLIC TTC

Tableau de correspondance (cm)

	A	B	C
S	48,3	20,3	5,08
M	55,9	22,9	6,35
L	63,5	27,9	6,35


Textile : Dynamique

☐ S	IFYS3102	126€
☐ M	IFYS3103	126€
☐ L	IFYS3104	126€


Textile : Structuré

☐ S	IFYS3202	126€
☐ M	IFYS3203	126€
☐ L	IFYS3204	126€


CEINTURE THORACIQUE CHEST STRAPS

Tableau de correspondance (cm)

	A	B	C
XS	35,5	7,11	8,9
S	40,4	7,11	9,5
M	45,7	7,87	10,1
L	53,3	7,87	11,4
XL	58,4	8,26	12


Textile : Dynamique

☐ XS	IFCS4111	94€
☐ S	IFCS4112	94€
☐ M	IFCS4113	94€
☐ L	IFCS4114	94€
☐ XL	IFCS4115	94€


CEINTURE PELVIENNE A 2 POINTS AVEC PAD DOUBLE BOUCLE DE SERRAGE

☐ XS (C2.5cm et PAD XS) PB	IFPB5121	91€
☐ S (C2.5cm et PAD S) PB	IFPB5122	91€
☐ M (C3.8cm et PAD M) CL	IFPB6223	91€
☐ M (C3.8cm et PAD M) PB	IFPB5223	91€
☐ L (C3.8cm et PAD L) PB	IFPB5224	91€
☐ L (C5cm et PAD L) PB	IFPB5324	91€
☐ XL (C5cm et PAD XL) CL	IFPB6325	91€
☐ XL (C5 cm et PAD XL) PB	IFPB5325	91€



Correspondance taille des pads en cm

PAD taille en cm	A	B	C
XS	11	4.5	3
S	14	4.5	3
M	19	6.3	4.5
L	24	7	5.7
XL	29	7	5.7


Taille ceinture : A 61cm /B 61cm / C soit 2.5cm 3.8cm 5cm

Déverrouillage par bouton poussoir (PB)

CEINTURE PELVIENNE A 2 POINTS AVEC PAD SIMPLE BOUCLE DE SERRAGE

Taille de la ceinture A 81cm/ B 68cm et C 2.5cm 3.8cm 5 cm déverrouillage par bouton à pousser Pb ou par clip latéral CL

☐ XS (C2.5cm et PAD XS) PB	IFPB5111	91€
☐ S (C2.5cm Pad S) PB	IFPB5112	91€
☐ M (C3.8cm et PAD M) PB	IFPB5213	91€
☐ M (C3.8cm et PAD M) CL	IFPB6213	91€
☐ L (C3.8cm et PAD L) CL	IFPB6214	91€
☐ L (C5cm et PAD L) PB	IFPB5314	91€
☐ XL (5cm et PAD XL) CL	IFPB6315	91€
☐ XL (5cm et PAD XL) PB	IFPB5315	91€



CEINTURE PELVIENNE A 4 POINTS BOUCLE DE VERROUILLAGE SIMPLE PRESSION

Taille de la ceinture A 81cm/ B 68cm/ C 51cm/ D 2.5cm ou 3.8cm
Uniquement déverrouillage avec bouton à pousser.

☐ XS (D 2.5cm PAD XS 11cm)	IFPB5141	126€
☐ S (D 3.8 PAD S 14cm)	IFPB5242	126 €
☐ M (D 3.8 PAD 19cm)	IFPB5243	126 €
☐ L (D3.8 PAD 24cm)	IFPB5244	126 €



CEINTURE PELVIENNE A 4 POINTS BOUCLE DE VERROUILLAGE SIMPLE PRESSION SANGLE SECONDAIRE AJUSTABLE


☐ XS	IFPB5145	126€
☐ S	IFPB5146	126€
☐ M	IFPB5147	126€
☐ L	IFPB5148	126€



HARNAIS EPAULE BACKPACK

Style Strap : (textile structuré)
Mesure en cm


☐ XS (A 3.5 B 19)	IFBP4201	139€
☐ S (A 5 B 24)	IFBP4202	139€
☐ M (A 5.7 B 29.2)	IFBP4203	139€
☐ L (A 6.3 B 34.3)	IFBP4204	139€



HARNAIS EPAULE STYLE H

Harness Strap : (textile structuré)
Mesure en cm

☐ XS (A 7 B 22 C 4.5)	IFHH5201	145€
☐ S (A 8 B 31 C 5)	IFHH5202	145€
☐ M (A 9.5 B 35 C 6)	IFHH5203	145€
☐ L (A 10.8 B 41 C 7)	IFHH5204	145€



POSITIONNEMENT PIED CHEVILLE

Délai à prévoir : 1 mois


Pied complet :(Seule les tailles ci-dessous disponibles)

☐ S	IFFP2111	149€
☐ M	IFFP2122	149€
☐ L	IFFP2123	149€



Cheville : (seules les tailles ci-dessous disponibles)

☐ S	IFFP 1111	129€
☐ M	IFFP 1122	129€
☐ L	IFFP 1123	129€



	A (Circumference)	B (Width)	C (Length)
XS	6-8		
S	7-8.5	4.75"	7.75"
M	8-11	5.25"	9.25"
L	9-12	5.75"	10.25"
XL	12.5-15		