

PACK STEALTH - ASSISE MODULAIRE EVOLUTIVE FULL ADI

Assise modulaire et accessoires de positionnement livrés non montés

Date de commande : _____

Nom et cachet du distributeur : _____

Référence de commande : _____

Code LPP : 6284731 - 838,47€ TTC - Désignation : Siège de série, siège modulable et évolutif, tout modèle et adjonctions


DESIGNATION	PRIX PUBLIC TTC
☒ PACK STEALTH - ASSISE MODULAIRE FULL ADI	1050€
<u>Etape 1 : Choix du dossier (vous reportez à la page plus bas ci-après)</u> ☐ ADI FLAT TOP AFTBR ☐ ADI ANATOMIQUE ALBR ☐ ADI CARBONE (PAS DE GALBE EXTRA DEEP) LARGEUR : HAUTEUR : GALBE : ACTIF ☐ DEEP ☐ EXTRADEEP ☐ CALE TRONC : (UNIQUEMENT POUR DOSSIER ALLU GALBE ACTIF) FIXES (LA PAIRE) ☐ DROIT : S ☐ M ☐ L ☐ XL ☐ GAUCHE : TAILLE S ☐ M ☐ L ☐ XL ☐ ESCAMOTABLES (LA PAIRE) ☐ DROIT : S ☐ M ☐ L ☐ XL ☐ GAUCHE : TAILLE S ☐ M ☐ L ☐ XL ☐ ☐ Housse de remplacement de dossier ADI Coolcore ☐ Cale lombaire <u>ETAPE 2 : Choix du coussin (vous reportez à la page Coussin plus bas ci-après)</u>	+260€ - +220€ +149€
☒ 1 COUSSIN D'ASSISE PARMI : ☐ TRU COMFORT 2 SPP Largeur : Profondeur : ☐ SOLUTION 2 SPP Largeur : Profondeur : ☐ SPECTRUM FOAM SPP Largeur : Profondeur : ☐ SPECTRUM GEL SPP Largeur : Profondeur : ☐ ESSENCE SPP (cales fessières inclus taille L) Largeur : Profondeur : ☐ GLACIAL SP Largeur : Profondeur : ☐ ZEN SP Largeur : Profondeur : ☐ PREMIERE P Largeur : Profondeur :	- - - - +200€ - - -
☐ Housse de coussin d'assise supplémentaire Coolcore ☐ Housses incontinence (POLYURETHANE 4 WAY STRETCH LAVAGE 40°) ☐ Housses de coussin d'assise Tek (faire la demande auprès du spécialiste produits) ☐ Housses de coussin d'assise Mesh (faire la demande auprès du spécialiste produits) Descriptif sur le lien suivant : HTTPS://STEALTHPRODUCTS.COM/PDFS/2023/BRO_STEALTH_CUSHIONS.PDF ☐ Plaque anti effet hamac ACM ABS Contour 16/18 (visuel bas du document) Ref : SMDRGDSML ☐ Plaque anti effet hamac ACM ABS Contour 18/20 (visuel bas du document) Ref : SMDRGDMED ☐ Plaque anti effet hamac ACM ABS Contour 20/20 (visuel bas du document) Ref : SMDRGDLRG (POSSIBILITE DE COUPER LES PLAQUES EX : 16X18 COUPEE EN 16X16 ; 18X20 COUPEE EN 18X18 OU 18X16, 20X20 EN 20X18) <u>ETAPE 3 : Choix des options d'aides techniques à la posture (vous reportez à la page Harnais, ceintures, appui tête etc...)</u>	110€ 70€ SUR DEVIS 95€ 95€ 95€

Offre spéciale AME Full	
☐ Harnais Classic	
☐ Harnais Classic Zipper	139€ 125€*
☐ Harnais Contour	
☐ Ceinture d'épaule Y straps	126€ 113€*
☐ Harnais d'épaule Backpack	139€ 125€*
☐ Harnais d'épaule Style H	
☐ Ceinture thoracique Chest straps	94€ 85€*
☐ Ceinture pelvienne 2 points, avec pad, simple boucle de serrage	91€ 82€*
☐ Ceinture pelvienne 2 points, avec pad, double boucle de serrage	
☐ Ceinture pelvienne 4 points, boucle de verrouillage simple pression	126€ 113€*
☐ Ceinture pelvienne 4 points, boucle de verrouillage simple pression, sangle secondaire ajustable	126€ 113€*
Les appui-têtes Stealth bénéficient d'une remise de 10% avec l'AME Full. Le Bon de commande est à remettre Pour un choix personnalisé veuillez-vous reporter au bon de commande spécifique appui tête HTTPS://PRIDEMOBILITY.FR/WP-CONTENT/UPLOADS/2018/02/BON-DE-COMMANDE-2023-ATP-APPUI-TETE.PDF	

ETAPE 1 : CHOIX D'UN DOSSIER

COMPRENDRE LA REFERENCE D'UN DOSSIER ADI



TYPE DE DOSSIER	GAMME DOSSIERS	LARGEUR	HAUTEUR	CONTOUR	FIXATION
AL = Aluminium avec découpe ergonomique AFT = Aluminium Flat Top CF = Carbon Fiber	BR (Back rest)	16 Largeur indiquée en pouces <i>(de 10" à 20" selon les modèles)</i>	L = Low 10" (25.40cm) M = Medium 13" (33.02cm) S = Standard 16" (40.64cm) T = Tall 18" (45.72cm) X = Extra tall 20" (50.80cm)	A = 2,5" (6.35cm) Active D = 4" (10.16cm) Deep 6 = 6" (15.24cm) Extra Deep 	2 = 2 points 4 = 4 points W = Elite Width ajustable R = Quick release

Aluminium

La rigidité du dossier Aluminium permet un maintien optimal de l'utilisateur en position assise. La découpe ergonomique libère la partie supérieure du dos et favorise ainsi la mobilité des membres supérieurs.

Les galbes **Active** et **Deep** stabilisent le haut du corps et libèrent latéralement l'utilisateur pour plus de mobilité. Il est possible d'associer au galbe actif des cales-tronc fixes ou escamotables afin de pouvoir répondre à des problématiques posturales particulières. Un réglage asymétrique est possible grâce aux lumières de réglage vertical et une correction importante pourra être réalisée.

Le galbe **Extra Deep** sera adapté aux patients nécessitant une correction et un maintien équivalent à droite et à gauche (petite possibilité d'ajustement sur la largeur thoracique). Il sera également utile pour absorber sur le long terme les contraintes latérales dues aux mouvements involontaires puissants.



Aluminium Flat Top



La rigidité du dossier permet un maintien optimal de l'utilisateur en position assise. La découpe plate sur la partie haute du dossier apporte un support et un maintien adéquat sur toute la zone scapulaire. Deux fentes sur la partie haute du dossier sont prévues pour permettre la mise en place d'un éventuel harnais. Les galbes **Active** et **Deep** stabilisent le haut du corps lors de la propulsion et libèrent latéralement l'utilisateur pour plus de mobilité. Il est possible d'associer au galbe actif des cales-tronc fixes ou escamotables afin de pouvoir répondre à des problématiques posturales particulières. Le réglage asymétrique,

l'ajustement du dossier sont possibles grâce aux doubles lumières de réglage vertical et une correction importante pourra être réalisée.

Le galbe **Extra Deep** sera adapté aux patients nécessitant une correction et un maintien équivalent (petit ajustement possible sur la largeur thoracique) à droite et à gauche. Il sera également utile pour absorber sur le long terme les contraintes latérales dues aux mouvements involontaires puissants.

INDICATIONS DE MESURES DE DOSSIERS

Pouces	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Cm	25,4	27,94	30,48	33,02	35,56	38,1	40,64	43,18	45,72	48,26	50,8
Largeur thoracique intérieure(cm)	17cm +/- 1	19cm +/-1	21cm +/-1	23cm +/-1	25cm +/-1	27cm +/-1	29cm +/-1.5	31cm +/-1.5	33cm +/-1.5	35cm +/-1.5	37cm +/-1.5
Largeur coque seule Contour Active (cm)	19,1	21,6	24,1	26,7	28,9	31,1	34,3	36,5	39,1	41,6	43,8
Largeur coque seule Contour Deep (cm)	19,1	21,6	24,1	26,7	32,1	34,9	36,2	38,7	42,5	45,1	47
Largeur coque seule Contour Extra Deep (cm)	-	-	-	-	-	-	39,4	41,9	44,5	47	49,5
Hauteur avec coussin de dossier	Hauteur du dossier +6,5cm										
Adaptable sur largeur de fauteuil	Dossiers AL +2,5cm / - 2,5cm Dossier AFT +5cm / -5cm										

Sans supplément

Supplément 100€

Supplément 60€

CHOIX D'UN DOSSIER ALUMINIUM :

Contour ACTIVE 2,5"	Largeur
------------------------	---------

Compatible cales- tronc Hauteur		pouces	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		cm	25,4	27,94	30,48	33,02	35,56	38,1	40,64	43,18	45,72	48,26	50,8
Low	10"	25,4cm	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Medium	13"	33,0 cm			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Standard	16"	40,6 cm				☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Tall	18"	45,7 cm							☐	☐	☐	☐	☐
Extra Tall	20"	50,8 cm							☐	☐	☐	☐	☐

Contour DEEP 4"		Largeur											
Hauteur		Pouces	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Cm	25,4	27,94	30,48	33,02	35,56	38,1	40,64	43,18	45,72	48,26	50,8
Low	10"	25,4 cm	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Medium	13"	33,0 cm			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Standard	16"	40,6 cm				☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Tall	18"	45,7 cm							☐	☐	☐	☐	☐
Extra Tall	20"	50,8 cm							☐	☐	☐	☐	☐

Contour EXTRA DEEP 6"		Largeur					
Hauteur		Pouces	16	17	18	19	20
		cm	40,64	43,18	45,72	48,26	50,8
Standard	16"	40,6 cm	☐	☐	☐	☐	☐
Tall	18"	45,7 cm	☐	☐	☐	☐	☐
Extra Tall	20"	50,8 cm	☐	☐	☐	☐	☐

OU CHOIX D'UN DOSSIER ALUMINIUM FLAT TOP :

Contour ACTIVE 2,5"		Largeur (compatible cale tronc)											
Compatible cales- tronc Hauteur		pouces	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		cm	25,4	27,94	30,48	33,02	35,56	38,1	40,64	43,18	45,72	48,26	50,8
Low	10"	25,4cm	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Medium	13"	33,0cm			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Standard	16"	40,6 cm				☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Tall	18"	45,7 cm							☐	☐	☐	☐	☐
Extra Tall	20"	50,8 cm							☐	☐	☐	☐	☐

Contour DEEP 4"		Largeur											
Hauteur		pouces	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		cm	25,4	27,94	30,48	33,02	35,56	38,1	40,64	43,18	45,72	48,26	50,8
Low	10"	25,4cm	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Medium	13"	33,0cm			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Standard	16"	40,6 cm				☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Tall	18"	45,7 cm							☐	☐	☐	☐	☐
Extra Tall	20"	50,8 cm							☐	☐	☐	☐	☐

Contour EXTRA DEEP 6"		Largeur					
Hauteur		Pouces	16	17	18	19	20
		cm	40,64	43,18	45,72	48,26	50,8
Standard	16"	40,6 cm	☐	☐	☐	☐	☐
Tall	18"	45,7 cm	☐	☐	☐	☐	☐
Extra Tall	20"	50,8 cm	☐	☐	☐	☐	☐

☐ BR1114 - 4 Points	☐ BR1114T - 4 Points	☐ BR1103 - 2 Points	☐ BR1102 - Quick Release
--	---	--	---

ETAPE 2 : CHOIX DES FIXATIONS DE DOSSIER

Standard (hauteur de la fixation 9cm) 598 grammes	Extra Tall : (hauteur de la fixation 14cm) 598 grammes	(Possibilité de réglage en angle en largeur et en profondeur) 570 grammes	Ajustables en angle, largeur et profondeur. Angle: 20° d'ajustement sans perte de profondeur d'assise 590 grammes
			
☐ BR1110 - Elite Width Adjustment	☐ Q - QBACK	☐ BR6006 - Kit pour transport	☐ BR6005 - Kit pour transport pour fixations Quick release
Montage fixe. Réglable en largeur 285 grammes	Dossier préparé pour être monté sur l'assise Quantum TB3	Kit pour transport en véhicule option obligatoire	Kit pour transport en véhicule option obligatoire
			

BR6000

CALE LOMBAIRES (inclus)

CHOIX DE LA TAILLE DES CALES TRONC FIXES COMPATIBLES DOSSIERS CONTOUR ACTIVE uniquement




Droite	Gauche
☐ Small - 3"x3" LATADJSTSM	☐ Small - 3"x3" LATADJSTSM
☐ Medium - 3"x4" LATADJSTMD	☐ Medium - 3"x4" LATADJSTMD
☐ Large - 4,5"x4,5" LATADJSLG	☐ Large - 4,5"x4,5" LATADJSLG
☐ Extra large - 4"x6" LATADJSTXLG	☐ Extra large - 4"x6" LATADJSTXLG



OPTION : CALES TRONC ESCAMOTABLES COMPATIBLES DOSSIERS CONTOUR ACTIVE uniquement

En remplacement des fixes



ETAPE 3 : CHOIX D'UN COUSSIN D'ASSISE

Droite	Gauche
☐ Small - 3"x3" LATADJSWSM	☐ Small - 3"x3" LATADJSWSM
☐ Medium - 3"x4" LATADJSWMD	☐ Medium - 3"x4" LATADJSWMD
☐ Large - 4,5"x4,5" LATADJSWLG	☐ Large - 4,5"x4,5" LATADJSWLG
☐ Extra large - 4"x6" LATADJSWXLG	☐ Extra large - 4"x6" LATADJSWXLG



La gamme de coussins est équipée des housses brevetées Coolcore® Technology exclusive et un matériau extensible dans les quatre directions, fabriqué sans produits chimiques et qui offre des propriétés d'évacuation de l'humidité optimale. La chaleur se diffuse instantanément pour limiter le risque de macération. La

mousse conserve son efficacité sur une plus grande plage d'utilisation. Le fonctionnement du maillage est étudié pour ne pas agir sur la densité des mousses ou du gel.

- Anti-Transpirant
- Limite la macération
- Evite le cisaillement
- Résultat journalier constant
- Optimisation de l'immersion



COMPRENDRE LA REFERENCE D'UN COUSSIN STEALTH

Ex : ST-TC2SPP1618

ST -	MODELE COUSSIN	SERIE	LARGEUR	PROFONDEUR
STEALTH	TC2 : TruComfort SOL : Solution SPCF : Spectrum Foam SPCG : Spectrum Gel GL : Glacial ZEN : Zen PREMIERE : PREM ESSENCE : ESS	G : General use P : Positioning SP : Skin protection SPP : Skin protection & positioning	Largeur en pouce	Profondeur en pouce

Sans supplément
Supplément 100€
Supplément 60€

TRU COMFORT 2 SPP
TC2SPP

POINTS FORTS

- Confort
- Stabilité
- Contrôle postural

Epaisseur : 11,4 cm
Poids du coussin : 1,81 kg
Capacité de poids : 204 kg

Coussin composé d'une base moulée haute densité avec un profilage anatomique profond qui permet un accueil postural optimal avec un confort très important, et une limitation du risque de glissement. La partie avant est conçue pour optimiser la charge crurale et favoriser le maintien postural. La base est recouverte d'une couche de viscoélastique pour apporter une protection cutanée et une sensation agréable à l'utilisateur.

Deux pochettes avec fermeture éclair permettent le rangement d'un smartphone ou d'un portefeuille.

		LARGEUR									
		Pouces	14	15	16	17	18	19	20	22	24
		cm	35,5	38,1	40,64	43,18	45,72	48,26	50,8	55,88	60,9
PROFONDEUR	14	35,5	□		□						
	15	38,1		□							
	16	40,6	□	□	□	□	□		□		□
	17	43,2		□	□	□	□	□	□		
	18	45,7	□	□	□	□	□	□	□	□	
	19	48,3			□	□	□	□	□		
	20	50,8		□	□	□	□	□	□	□	□
	22	55,9					□			□	
	24	61								□	



POINTS FORTS

- Protection cutanée
- Insert gel bi-cellulaire
- Mobilité
- Confort

SOLUTION SPP
SOLSPP

Epaisseur : 7,6 cm
Poids du coussin : 2,45 kg
Capacité de poids : 227 kg

Coussin composé d'une base moulée haute densité avec un profilage anatomique et d'une couche de viscoélastique sur la partie supérieure. Ce coussin assure une bonne répartition des pressions sur toute sa surface, son guidage anatomique léger permet à la fois une stabilité posturale mais offre également une fonctionnalité non négligeable. L'insert en double cellule de gel fluide assure une protection de qualité au niveau des zones à risque. Une poignée de préhension aidera l'utilisateur à positionner le coussin sur son fauteuil

		LARGEUR									
Pouces		10	12	14	16	17	18	19	20	22	24
cm		25,4	30,48	35,56	40,64	43,18	45,72	48,26	50,8	55,88	60,96
PROFONDEUR	10	25,4	□	□							
	12	30,5	□	□	□						
	14	35,6	□	□	□	□					
	16	40,6			□	□	□	□	□		
	17	43,2				□	□		□		
	18	45,7				□	□	□	□	□	
	19	48,3				□	□	□	□		
	20	50,8				□	□	□	□	□	□
	22	55,9						□		□	□



SPECTRUM FOAM SPP SPCFSP

Epaisseur : 7,6 cm
Poids du coussin : 1,36 kg
Capacité de poids : 272 kg

POINTS FORTS

- Protection cutanée
- Insert multi couche ischiatique
- Légèreté
- Profil anatomique léger (guidage et fonctionnalité)

Ce coussin est composé d'une base moulée haute densité. Le profil plat facilite les transferts autonomes, assure un guidage ainsi qu'un contrôle postural du bassin et des membres inférieurs. Un insert triple épaisseur en mousse viscos de différentes densités est intégré dans la partie ischiatique pour protéger cette zone osseuse à risque. La couche supérieure est en Sunmate XXsoft (bleue) pour les tailles inférieures en largeur à 22" et en medium (verte) pour les tailles au-dessus de 22". Une poignée de préhension aidera l'utilisateur à positionner le coussin sur son fauteuil.

		LARGEUR										
Pouces		16	17	18	19	20	22	24	26	28	30	32
Cm		40,64	43,18	45,72	48,26	50,8	55,88	60,96	66,04	71,12	76,2	81,28
PROFONDEUR	15	38,1	□									
	16	40,6	□	□	□	□						
	17	43,2	□	□	□	□						
	18	45,7	□	□	□	□	□	□	□	□	□	
	19	48,3	□	□	□	□	□	□	□			
	20	50,8	□	□	□	□	□	□				
	22	55,9			□	□	□	□	□	□	□	
	24	61,0			□	□	□	□	□	□	□	
	26	66,0						□				□
	28	71,1								□	□	□



SPECTRUM GEL SPP SPCGSP

Epaisseur : 7,6 cm
Poids du coussin : 1,60 kg
Capacité de poids : 250 kg

Sans supplément

Supplément 100€

Supplément 60€

POINTS FORTS

- Protection cutanée
- Insert en gel double cellule
- Contrôle postural du bassin et des membres inférieurs

Ce coussin est composé d'une base moulée haute densité. Le profil plat facilite les transferts autonomes, assure un guidage ainsi qu'un contrôle postural du bassin et des membres inférieurs. Un insert en gel double cellule est intégré dans la partie ischiatique pour protéger cette zone osseuse à risque. La couche supérieure est en Sunmate XXsoft (bleue) pour les tailles inférieures en largeur à 22" et en medium (vert) pour les tailles au-dessus de 22". Une poignée de préhension aidera l'utilisateur à positionner le coussin sur son fauteuil.

		LARGEUR								
Pouces		14	16	17	18	19	20	22	24	
	Cm	35,56	40,64	43,18	45,72	48,26	50,8	55,88	60,96	
PROFONDEUR	15	38,1		□						
	16	40,6		□	□	□	□		□	
	17	43,2		□	□	□	□			
	18	45,7	□	□	□	□	□	□	□	
	19	48,3		□	□	□	□	□	□	
	20	50,8		□	□	□	□	□	□	
	22	55,9				□	□	□	□	
	24	61,0				□		□	□	
	26	66,0							□	



ESSENCE SPP ESSSPP

Epaisseur : 8,9 cm
Poids du coussin : 1,60 - 2,30 kg
Capacité de poids : 227 kg

POINTS FORTS

- Modularité
- Mobilité
- Stabilité

Ce coussin est composé d'une première base rigide en ABS sur laquelle les biseaux fessiers peuvent être mis en place puis une deuxième moulée de haute densité. Le profil modulable offre ainsi une correction latérale personnalisée. La cuvette ischiatique peut être accentuée pour limiter le glissement. Les éléments de formes déchargent la zone du sacrum. La couche supérieure est en viscose. Une pochette avec fermeture éclair permettent le rangement d'un smartphone ou d'un portefeuille.

		LARGEUR						
		Pouces	15	16	17	18	20	22
		Cm	38,1	40,64	43,18	45,72	50,8	55,88
PROFONDEUR	15	38,1						
	16	40,6						
	17	43,18						
	18	45,7						
	20	50,8						

Biseau fessier :

- Epaisseur S (1.27 cm) POP1712340-SM
- Epaisseur M (3.8cm) POP1712340-MD
- Epaisseur L (5cm) POP1712340-LG

GLACIAL SP GLSP

Epaisseur : 6,4 cm
Poids du coussin : 1,15 kg
Capacité de poids : 181 kg



POINTS FORTS

- Décharge sacrée
- Gel carrelé
- Léger profil

Le profil plat facilite les transferts autonomes. La découpe de la cuvette permet une décharge importante du sacrum et accentue le soutien du coccyx. Le gel quadrillé qui recouvre l'ensemble optimise la protection de la peau (efficace si risque de cisaillement). Une poignée de préhension aidera l'utilisateur à positionner le coussin sur son fauteuil. La base en mousse haute densité moulée garantie une efficacité dans le temps.

		LARGEUR											
Pouces		10	12	14	15	16	17	18	19	20	21	22	24
Cm		25,4	30,48	35,56	38,1	40,64	43,18	45,72	48,26	50,8	53,34	55,88	60,96
PROFONDEUR	10	25,4	□	□	□								
	12	30,5	□	□	□								
	14	35,6	□	□	□								
	15	38,1				□							
	16	40,6			□	□		□		□		□	
	17	43,2			□		□		□				
	18	45,7		□		□	□	□	□	□		□	□
	19	48,3					□		□		□		□
	20	50,8				□	□	□	□	□	□	□	□
	21	53,3									□		□
	22	55,9						□		□		□	□
	24	60,96										□	□



ZEN SP ZENSP

Epaisseur : 7,6 cm
Poids du coussin : 1,60 kg
Capacité de poids : 204 kg

POINTS FORTS

- Léger
- Fonctionnel
- Décharge sacrée

Ce coussin est composé d'une base moulée haute densité, la couche supérieure est en Sunmate XX soft. Le profil plat facilite les transferts autonomes. Une importante cuvette permet une décharge importante du sacrum et accentue le soutien du coccyx. Une poignée de préhension aidera l'utilisateur à positionner le coussin sur son fauteuil. La base en mousse haute densité moulée garantie une efficacité dans le temps.

		LARGEUR											
Pouces		10	12	14	15	16	17	18	19	20	21	22	24
Cm		25,4	30,48	35,56	38,1	40,64	43,18	45,72	48,26	50,8	53,34	55,88	60,96
PROFONDEUR	10	25,4	□	□	□								
	12	30,5	□	□	□								
	14	35,6	□	□	□								
	15	38,1				□							
	16	40,6			□	□		□		□		□	
	17	43,2			□		□		□				
	18	45,7				□	□	□	□	□		□	□
	19	48,3					□		□		□		□
	20	50,8				□	□	□	□	□	□	□	□
	21	53,3									□		□
	22	55,9						□		□		□	□
	23	58,4											□
	24	61,0										□	□



PREMIERE P PREMP

Epaisseur : 8.9 cm
Poids du coussin : 1,60 kg
Capacité de poids : 250 kg

Sans supplément

Supplément 100€

Supplément 60€

POINTS FORTS

- Stabilité et maintien
- Découpe sacrée
- Recharge trochantérienne (renfort)

Ce coussin est composé d'une base moulée haute densité avec un insert de positionnement latéral intégré. Le profilage, la découpe sacrée et les recharges latérales de la base de ce coussin associé à la couche de Sunmate Xsoft supérieure lui procure les qualités de positionnement importante (stabilité, répartition des appuis). Une poignée de préhension aidera l'utilisateur à positionner le coussin sur son fauteuil. La base en mousse haute densité moulé garantie une efficacité dans le temps.

LARGEUR				
Pouces		16	18	20
	Cm	40,64	45,72	50,8
16	40,6	☐	☐	☐
18	45,7	☐	☐	☐
20	50,8	☐	☐	☐



Visuel Plaque ABS anti effet hamac et plaque rigide plate ABS



☐ Housse incontinence Polyuréthane (se place sous la housse Coolcore)

D'autres solutions de personnalisation d'assise et demandes de fabrications spéciales sont possibles veuillez en faire la demande en annexe en bas du bon de commande



Matériau Respirant

Fabriqué à partir d'un textile unique à fibres ouvertes, permettant à l'air de circuler, et, qui ne retient pas l'humidité. Il contribue à la réduction de l'accumulation de la chaleur pour plus de confort.



Compensation

Un montage souple et détendu simplifiant le réglage en toute sécurité



Boucles pivotantes

Les boucles pivotantes sur les sangles de fixations inférieures permettent un ajustement automatique en conservant l'angle de fixation initial pour un confort optimal.



Textile Dynamique

Le matériau dynamique i-Fit offre plus de souplesse dans le positionnement. Il donne à l'utilisateur une liberté de mouvement, tout de même limitée, encourageant un retour à la position initiale.



Textile Structuré

Le matériau structuré i-Fit est plus résistant, il résiste aux tensions élevées et permet un maintien plus strict de la posture




Ajustement en longueur

Permet un réglage précis des boucles d'ajustements sur toute la longueur tout en assurant un maintien du positionnement

HARNAIS CLASSIC

Tableau de correspondance (cm)


	A	B	C	D	E	F	G	H
XS	19	32	5	9	19	9	7,5	5
S	21,5	39	5	11,5	23	10	10	5
M	24	38	5	14	28	13	13	7
L	26,5	57	5	16,5	33	15	15	9
XL	29	65	6	16,5	35,5	18	18	11,5



Textile Dynamique		Textile Structuré	
☐ XS	IFPS1101	☐ XS	IFPS1201
☐ S	IFPS1102	☐ S	IFPS1202
☐ M	IFPS1103	☐ M	IFPS1203
☐ L	IFPS1104	☐ L	IFPS1204
☐ XL	IFPS1105	☐ XL	IFPS1205

HARNAIS CLASSIC ZIPPER

Textile Dynamique		Textile Structuré	
☐ S	IFPS3102	☐ S	IFPS3202
☐ M	IFPS3103	☐ M	IFPS3203
☐ L	IFPS3104	☐ L	IFPS3204



HARNAIS CONTOUR

Tableau de correspondance (cm)

	A	B	C	D	E	F	G	H
XS	19	32	5	9	19	2,5	9	3
S	21,5	39	5	11,5	23	2,5	11	4,5
M	24	38	5	14	28	2,5	13	6
L	26,5	57	5	16,5	33	3	15	9
XL	29	65	6	16,5	35,5	4	18	11,5



Textile Dynamique		Textile Structuré	
☐ XS	IFPS2101	☐ XS	IFPS2201
☐ S	IFPS2102	☐ S	IFPS2202
☐ M	IFPS2103	☐ M	IFPS2203
☐ L	IFPS2104	☐ L	IFPS2204
☐ XL	IFPS2105	☐ XL	IFPS2205

CEINTURE D'EPAULE Y STRAPS

Tableau de correspondance (cm)

	A	B	C
S	48,3	20,3	5,08
M	55,9	22,9	6,35
L	63,5	27,9	6,35

Textile Dynamique		Textile Structuré	
☐ S	IFYS3102	☐ S	IFYS3202
☐ M	IFYS3103	☐ M	IFYS3203
☐ L	IFYS3104	☐ L	IFYS3204



HARNAIS D'EPAULES BACKPACK

Textile structuré

Tableau de correspondance (cm)

	A	B
XS	3,49	19,05
S	8,08	24,13
M	5,72	29,21
L	6,35	34,29

☐ XS	IFBP4201
☐ S	IFBP4202
☐ M	IFBP4203
☐ L	IFBP4204




HARNAIS D'ÉPAULES STYLE H

Textile structuré

Tableau de correspondance (cm)

	A	B	C
XS	6,99	22,23	4,45
S	8,29	31,12	5,08
M	9,53	34,93	6,35
L	10,80	41,28	6,99

☐ XS	IFHH5201
☐ S	IFHH5202
☐ M	IFHH5203
☐ L	IFHH5204




CEINTURE THORACIQUE CHEST STRAPS

Textile dynamique

Tableau de correspondance (cm)

	A	B	C
XS	35,5	7,11	8,9
S	40,4	7,11	9,5
M	45,7	7,87	10,1
L	53,3	7,87	11,4
XL	58,4	8,26	12

☐ XS	IFCS4111
☐ S	IFCS4112
☐ M	IFCS4113
☐ L	IFCS4114
☐ XL	IFCS4115



CEINTURE PELVIENNE A 2 POINTS AVEC PAD DOUBLE BOUCLE DE SERRAGE

☐ XS (C2.5cm et PAD XS) PB	IFPB5121
☐ S (C2.5cm et PAD S) PB	IFPB5122
☐ M (C3.8cm et PAD M) CL	IFPB6223
☐ M (C3.8cm et PAD M) PB	IFPB5223
☐ L (C3.8cm et PAD L) PB	IFPB5224
☐ L (C5cm et PAD L) PB	IFPB5324
☐ XL (C5cm et PAD XL) CL	IFPB6325
☐ XL (C5 cm et PAD XL) PB	IFPB5325



Correspondance taille des pads en cm

PAD taille en cm	A	B	C
XS	11	4.5	3
S	14	4.5	3
M	19	6.3	4.5
L	24	7	5.7
XL	29	7	5.7

Taille ceinture : A 61cm / B 61cm / C soit 2.5cm 3.8cm 5cm
Déverrouillage par bouton poussoir (PB)

CEINTURE PELVIENNE A 2 POINTS AVEC PAD SIMPLE BOUCLE DE SERRAGE


☐ XS (C2.5cm et PAD XS) PB	IFPB5111
☐ S (C2.5cm Pad S) PB	IFPB5112
☐ M (C3.8cm et PAD M) PB	IFPB5213
☐ M (C3.8cm et PAD M) CL	IFPB6213



Taille ceinture : A 81cm/ B 68cm et C 2.5cm 3.8cm 5 cm déverrouillage par bouton poussoir Pb ou par clip latéral CL

CEINTURE PELVIENNE A 4 POINTS BOUCLE DE VERROUILLAGE SIMPLE PRESSION

☐ XS	IFPB5141
☐ S	IFPB5242
☐ M	IFPB5243
☐ L	IFPB5244



Taille de la ceinture A 81cm/ B 68cm/ C 51cm/ D 2.5cm ou 3.8cm
Uniquement déverrouillage avec bouton poussoir.

CEINTURE PELVIENNE A 4 POINTS BOUCLE DE VERROUILLAGE SIMPLE PRESSION SANGLE SECONDAIRE AJUSTABLE

☐ XS	IFPB5145
☐ S	IFPB5146
☐ M	IFPB5147
☐ L	IFPB5148



ou contactez notre spécialiste produit.

OPTION : FABRICATION SPECIALE

Fournir un descriptif détaillé de votre besoin ainsi que des croquis si nécessaire.
Un devis vous sera transmis.
