



DISPONIBLE EN 3 TAILLES

16



12




14



REACH™



- ◆ Capote et rangement sous assise
- ◆ Très légère
- ◆ Pliage facile et rapide
- ◆ Inclinaison d'assise réglable mécaniquement
- ◆ Ajustement de l'angle rotulien
- ◆ Angle de dossier ajustable
- ◆ Disponible en 3 tailles



REACH™



TAILLE D'ASSISE MAX.

REACH™ 12	30cm
REACH™ 14	35cm
REACH™ 16	40cm



Angle d'assise réglable



10°
20°
30°



SPÉCIFICATIONS & RÉGLAGES

	REACH™ 12	REACH™ 14	REACH™ 16
Poids max.	36kg	50kg	68kg
Largeur d'assise	20-30cm	25-35cm	30-40cm
Profondeur d'assise	20-33cm	28-40cm	33-46cm
Hauteur de dossier	28-46cm	33-53cm	40-61cm
Assise/Repose-pieds	20-33cm	28-40cm	33-46cm
Angle d'assise	10°, 20° ou 30°	10°, 20° ou 30°	10°, 20° ou 30°
Angle de dossier avec 10°			
Angle de dossier avec 20°	85°, 90°, 95°, 100°, 105°	85°, 90°, 95°, 100°, 105°	85°, 90°, 95°, 100°, 105°
Angle de dossier avec 30°	85°, 90°, 95°	85°, 90°, 95°	85°, 90°, 95°
Poids de la poussette	à partir de 16kg	à partir de 16kg	à partir de 16kg
Pente maximale en sécurité	5°	5°	5°
Diamètre des roues arrière	30cm	30cm	30cm
Diamètre des roues avant	18cm	18cm	18cm
Largeur d'assise	55cm	60cm	65cm
Dimensions poussette pliée	79x55x46cm	79x60x46cm	84x65x46cm