



DISPONIBLE
EN 2 TAILLES



TRAKTM

- ✓ Capote et panier de rangement sous assise
- ✓ Poussette très légère
- ✓ Inclinaison de dossier 30°
- ✓ Bascule d'assise à 45°
- ✓ Assise configurable
- ✓ Pliage compact
- ✓ Suspension arrière





	TRAK™ 12	TRAK™ 14
Poids max	36kg	36kg
Profondeur d'assise	17-38cm	17-38cm
Largeur d'assise	15-30cm	20-36cm
Hauteur d'assise	30-48cm	33-48cm
Assise/Repose-pieds	10-43cm	10-43cm
Angle d'assise	45°	45°
Réglage inclinaison de dossier	90°, 105°, 120°	90°, 105°, 120°
Pente maximale de sécurité	5°	5°
Largeur hors-tout	57cm	62cm
Hauteur des poignées de poussée	101-127cm	101-127cm
Longueur hors-tout	89cm	89cm
Roues directionnelles	18cm	18cm
Roues arrière	41cm	41cm
Poids de la poussette	à partir de 18kg	à partir de 18kg
Dimension pliée sans roues arrière	89 x 43 x 57 cm	89 x 43 x 62 cm
Dimension pliée avec roues	92 x 51 x 57 cm	92 x 51 x 62 cm

CARACTÉRISTIQUES ET OPTIONS

- ✓ Repose-pied facile à relever
- ✓ En option : tablette, plot d'abduction, support oxygène
- ✓ Nombreux accessoires de positionnement
- ✓ Activation du blocage des roues au pied
- ✓ Palette de repose-pieds ajustable en hauteur
- ✓ Roulette anti-bascule
- ✓ Appui-tête en option



Pliage facile
et rapide

ASSISE RESPOND™

- ✓ Coussin d'assise profilé
- ✓ Coussin de dossier profilé
- ✓ Cales-tronc ajustables
- ✓ Cales-cuisses ajustables