



LEGGERO ENZO EPIC



INFORMATIONS DE COMMANDE

Nom du distributeur : _____

Contact commercial + email et ligne directe : _____

Référence de commande : _____

Adresse de livraison : _____

Date de commande : _____

Visuel non contractuel. Enzo présenté avec des accessoires de positionnement et un coussin Stealth Products

CARACTERISTIQUES

Châssis rigide graphite grey	Poids max (utilisateur+système d'assise) : 84kg	Caractéristiques standard
Plaqué d'assise rigide amovible	Système d'assise non inclus	
Ceinture de sécurité	Hauteur du dossier réglable	
Accoudoirs amovibles et réglages en hauteur	Roulettes anti-bascules : 1 standard et 1 aide au basculement	
Repose-pieds	Fabriqué au Texas (E-U)	
Palettes réglables en angle		
Profondeur d'assise : 11-20" (28-51cm)	Basculé d'assise manuelle +45°/-5°	Spécifications & Ajustements
Largeur d'assise : 12-18" (30-46cm)	Réglage en angle du dossier (fixe) : 90°-110°	
Hauteur sol/plaque : 34-51cm		

ENSEMBLE COMPLET

REFERENCES

LPPR

PP TTC

✓ EPIC-ENZO		1 277,95 €	5 340 €
Comprenant:			
✓ Système dynamique EPIC Seating	Configuration sur les pages suivantes		
✓ Coussin d'assise postural stealth	Configuration sur les pages suivantes		
✓ Dossier rigide ADI	Configuration sur les pages suivantes		
✓ Chassis fixe ENZO	Configuration sur les pages suivantes		
✓ Forfait acheminement et livraison	Forfait transport		42 €

① Code LPP : 9131258 - 439,48€ TTC - Désignation : VHP, propulsion manuelle, non pliant, non réversible, à dossier inclinable


① Code LPP : 6284731 - 838,47€ TTC - Désignation : Siège de série, siège modulable et évolutif, tout modèle et adjonctions

Qu'est-ce que l'assise EPiC ?

EPiC Seating™ est un système de gestion posturale qui nous permet d'introduire le mouvement dans un environnement de siège de fauteuil roulant. Le dispositif permet à l'utilisateur de changer de position tout en gardant le contrôle du bassin, ce qui réduit les possibilités de cisaillement.

Pourquoi ce concept est-il si important ?

Nous bougeons tous pour accomplir des fonctions telles que la décharge de pression, la gestion de la fatigue, la digestion, la respiration ou l'interaction avec les pairs.



BASE	REFERENCES	PP TTC						
☒ ENZO Châssis rigide	LEG-ENZO (3101-0001)	2 490 €						
Montant inclus dans le prix de l'ensemble								
① Code LPP : 9131258 - 439,48€ TTC - Désignation : VHP, propulsion manuelle, non pliant, non réversible, à dossier inclinable								
CHOIX DE LA LARGEUR D'ASSISE								
<i>Choix de la taille. Plaque d'assise ajustable en largeur chassis pliant uniquement 1 taille (12-13 / 14-15 / 16-17 / 17-18)</i>								
Chassis rigide, non ajustable en largeur	☐ 12" (30,48cm) ☐ 14" (35,56cm) ☐ 16" (40,6cm)	☐ 13" (33cm) ☐ 15" (38,1cm) ☐ 17" (43,2cm)						
		☐ 14" (35,56cm) ☐ 16" (40,6cm) ☐ 18" (45,7cm)						
CHOIX DE LA PROFONDEUR D'ASSISE								
ENZO 12"-14" ☐ 13" (33cm) ☐ 14" (36cm) ☐ 15" (38cm) ☐ 16" (41cm) ☐ 17" (43cm) ☐ 18" (46cm) ☐ 19" (48cm)								
ENZO 14"-16" ☐ 14" (36cm) ☐ 15" (38cm) ☐ 16" (41cm) ☐ 17" (43cm) ☐ 18" (46cm) ☐ 19" (48cm) ☐ 20" (51cm)								
ENZO 16"-18" ☐ 17" (43cm) ☐ 18" (46cm) ☐ 19" (48cm) ☐ 20" (51cm) ☐ 21" (53cm) ☐ 22" (22cm)								
COLORIS STICKERS LATERAUX								
☒ Starbust yellow (3)		-						
SYSTÈME DE FIXATION POUR TRANSPORT DANS UN VEHICULE								
☐ Système de fixation RESNA WC-19 (visuel ci-contre) Sélectionner ceinture ci-dessous		340 €						
☐ Ceinture pour transport en voiture « Sure-lock » pour assise de 12" à 14"								
☐ Ceinture pour transport en voiture « Sure-lock » pour assise de 15" à 18"								
POIGNEES DE PUSSEE ET SYSTÈME DE FREINAGE								
	Activation Bascule d'assise 	Push to lock³ Freins à pousser Obligatoire à partir des roues 20"						
		Hub lock¹ Freins dans le moyeu Nécessite des roues 12" ou 16" compatibles freins hub lock						
Poignées de poussée 90° "fauteuil" 	A la main							
								
		☐						
		☐						
TAILLE DES ROUES ARRIERE								
Taille de roues	Roues directionnelles	Hauteur sol/plaque						
↓	↓	14"	15"	16"	17"	18"	19"	20"
		35,6cm	38,1cm	40,6cm	43,2cm	45,7cm	48cm	51cm
12" ou 16" Roues à bâtons compatibles freins Hub Lock (HL)								
12" / 30cm	6" / 15cm	☐	☐	☐				
16" / 40cm	6" / 15cm				☐	☐		
20" Roues à bâtons								
20" / 51cm	6" / 15cm		☐	☐				
✓ 20" pneu caoutchouc plein								
22" Roues à rayons avec main courante en aluminium anodisé et Leggero Smooth Roll Casters								
22" / 56cm	6" / 15cm			☐	☐			
✓ 22" pneu caoutchouc plein								
24" Roues à rayons avec main courante en aluminium anodisé et Leggero Smooth Roll Casters								
24" / 61cm	6" / 15cm				☐			
✓ 24" pneu caoutchouc plein								

ACCOUDOIRS**Conseillé pour assise 12"-14" et 14"-16"**

(3101-6002)

- ☐
- Accoudoirs relevables réglables en hauteur/amovibles, montage rail d'assise (hauteur : 8.5-10.5"/22-27 cm)



-

Conseillé pour assise 16"-18"

(3101-6003)

- ☐
- Accoudoirs relevables réglables en hauteur/amovibles, montage rail d'assise (hauteur : 10.5-14"/27-36 cm)

-

MANCHETTES D'ACCOUDOIRS

- ☒
- 10"/25 cm Montage sur rail d'assise (court)

-

TABLETTE (ACCOUDOIRS OBLIGATOIRES)

- ☐
- Tablette et support réglable en hauteur (visuel ci-contre)

☐ Assise 12-14" (3101-6006)

☐ Assise 14-16" (3101-6007)

☐ Assise 16-18" (3101-6008)


290 €

REPOSE-PIEDS & RELEV-JAMBES

- ☐
- Repose-pieds escamotable, angle par rapport au sol 90°

(3101-5001)



-

- ☐
- Relève-jambes manuel

(3101-5005)



235 €

TUBES (SELECTION OBLIGATOIRE POUR REPOSE-PIEDS & RELEV-JAMBES)

Mesure de la distance du haut de la plaque d'assise à la palette.

-

- ☐
- Upper court + Extension standard 7.5-13.5"/19-34 cm (appui-mollets non disponibles avec ce choix)

-

- ☐
- Upper medium + Extension medium 9-15"/23-38 cm

-

- ☐
- Upper medium + Extension long 11-17"/28-43 cm

-

APPUI-MOLLETS (POUR RELEV-JAMBES MANUEL)

- ☐
- Appui-mollets gauche

40 €

- ☐
- Appui-mollets droit

40 €

SYSTEME D'ASSISE PEDIATRIQUE COMPLET

- ☒
- Assise modulaire ADI-EPIC

2 850 €

Montant inclus dans le prix de l'ensemble

① Code LPP : 6284731 - 838,47€ TTC - Désignation : Siège de série, siège modulable et évolutif, tout modèle et adjonctions

**ETAPE 1 : COUSSIN D'ASSISE**

sélection obligatoire

- ☐
- TRU COMFORT 2 SPP (ref: ST-TC2SPP____)

Epaisseur : 11,4 cm | Poids du coussin : 1,81 kg

Points forts : Confort | Stabilité | Contrôle postural

Capacité de poids : 204 kg

**TRU COMFORT 2 SPP**

		LARGEUR					
PROFONDEUR	POUCES	12	14	15	16	17	18
	CM	30	36	38	41	43	46
	12	30					
	14	36	☐		☐		
	15	38		☐			
	16	41	☐	☐	☐	☐	☐
	17	43		☐	☐	☐	☐
	18	46	☐	☐	☐	☐	☐
	19	48			☐	☐	☐
	20	51		☐	☐	☐	☐

ETAPE 1 : COUSSIN D'ASSISE (suite)

sélection obligatoire

☐ SOLUTION SPP (ref: ST-SOLSPP____)
Epaisseur : 7,6 cm | Poids du coussin : 2,45 kg
Points forts : Protection cutanée | Insert gel bi-cellulaire
| Mobilité | Confort
Capacité de poids : 227 kg



SOLUTION SPP							
		LARGEUR					
POUCES		12	14	15	16	17	18
CM		30	36	38	41	43	46
PROFONDEUR	12	30	☐	☐			
	14	36	☐	☐		☐	☐
	15	38					
	16	41		☐		☐	
	17	43				☐	☐
	18	46				☐	☐
	19	48				☐	☐
	20	51				☐	☐

☐ GLACIAL SP (ref: ST-GLSP____)
Epaisseur : 6,4 cm | Poids du coussin : 1,15 kg
Points forts : Décharge sacrée,
Gel carrelé, Léger profil
Capacité de poids : 181 kg



GLACIAL SP							
		LARGEUR					
POUCES		12	14	15	16	17	18
CM		30	36	38	41	43	46
PROFONDEUR	12	30	☐				
	14	36	☐	☐			
	15	38					
	16	41		☐		☐	
	17	43			☐		☐
	18	46		☐		☐	☐
	19	48				☐	
	20	51					☐

☐ ZEN SP (ref: ST-ZENSP____)
Epaisseur : 7,6 cm | Poids du coussin : 1,60 kg
Points forts : Léger | Fonctionnel | Décharge sacrée
Capacité de poids : 204 kg



ZEN							
		LARGEUR					
POUCES		12	14	15	16	17	18
CM		30	36	38	41	43	46
PROFONDEUR	12	30	☐	☐			
	14	36	☐	☐			
	15	38			☐		
	16	41		☐	☐	☐	
	17	43			☐		☐
	18	46		☐		☐	☐
	19	48				☐	
	20	51				☐	☐

ELEMENTS DE FORME A INSERER

☐ Biseau anti effet hamac

Choix de la taille: ☐ Taille 1: 505 x 405 x 25 (mm)

SAP410149 €

☐ Taille 2: 505 x 405 x 50 (mm)

SAP4151

Le biseau Anti Effet hamac s'installe sur le siège du fauteuil roulant ou dans le coussin d'assise, cet élément est utilisé pour contrer l'effet hamac. En transformant l'assise en surface plane, il aide à rétablir l'équilibre du bassin. Existe en 25 et 40mm



☐ Biseau crural

Choix de la taille: ☐ Taille 2: 505 x 205 x 50 (mm)

SAP420128 €

SAP4251

Le biseau crural s'installe sur la partie antérieure de l'assise. Il favorise la répartition des pressions sur l'ensemble de l'assise, l'alignement des fémurs et réduit le glissement du patient. Existe en 25 et 50mm. Il peut être utilisé au niveau du dossier, soit dans le sens de la hauteur afin de compenser ou corriger une rotation de tronc, soit dans le sens de la largeur afin d'augmenter le confort et la surface d'appui au niveau du dos.



☐ Biseau fessier 205 x 205 x 25 (mm)	SAP4301		60 €
---	---------	---	------

-

☐	Butée Sacro-lombaire anthracite 255 x 240 x 25 (mm)	SAP4601	39 €
--------------------------	---	---------	------

- | | | |
|---|---------|------|
| ☐ Appui pelvien , la paire | SAP4801 | 70 € |
|---|---------|------|

☐ Ceinture pelvienne 2 points	91 €
--	------



Textile Structuré



T	Ref.	Pull Type	A (cm)	B (cm)	C (cm)
☐ XS	ST-IFPB5121	S. P.	81,3	68,6	2,5
☐ XS/ S	ST-IFPB6223	D. P.	61,0	61,0	2,5
☐ M / L	ST-IFPB5223	S. P.	81,3	68,6	3,8
☐ M / L	ST-IFPB5224	D. P.	61,0	61,0	3,8
☐ L / XL	ST-IFPB6325	S. P.	81,3	68,6	5,1

- | | | |
|--------------------------|--|-------|
| ☐ | Ceinture pelvienne 4 points verrouillage simple pression | 126 € |
|--------------------------|--|-------|



Textile Structuré



TAILLES	Ref.		A (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)	Pad.
XS	ST-IFPB5141	S. P.	81,3	6,6	50,8	2,5	11,4
S	ST-IFPB5242	S. P.	81,3	6,6	50,8	3,8	13,9
M	ST-IFPB5243	S. P.	81,3	6,6	50,8	3,8	19,0
L	ST-IFPB5244	S. P.	31,3	6,6	50,8	3,8	24,1

- | | |
|---|-------|
| ☐ Housse de coussin d'assise supplémentaire Coolcore | 110 € |
|---|-------|

- | | |
|---|------|
| ☐ Housse de coussin d'assise anti-incontinence | 60 € |
|---|------|

- | | | | |
|---|---|---|-------|
| ☐ Cale-cuisse Unilink droit
(Prochainement) | ☐ 4"x4" ☐ 4"x8" ☐ 4"x12" |  | 220 € |
|---|---|---|-------|

- ☐ Cale-cuisse Unilink gauche ☐ 4"x4" ☐ 4"x8" ☐ 4"x12" UTP544038100(4x4)
UTP548056100(4x8)
UTP54D056100(4x12) 220 €
- (Prochainement)**



- | | |
|--|-------|
| ☐ Plot d'abduction escamotable, avec coussins ajustable en angle, hauteur et profondeur | 400 € |
|--|-------|

Ref: MTHW-660 + MTMD-42



ETAPE 3 : FORCE DE VERIN DE DOSSIER

sélection obligatoire

☐ Force de verin légère 50N

Idéal pour les utilisateurs dont les amplitudes de mouvements sont limitées par manque tonus musculaire et qui peuvent également souffrir d'une rétroversion du bassin.
Permet de détendre les muscles posturaux tout en fournissant un soutien thoracique dynamique.
Possibilité d'ajuster l'inclinaison manuellement par un tiers.

☐ Force de verin élevée 100N

Idéal pour les utilisateurs dont les amplitudes de mouvements peuvent être importantes avec un fort tonus musculaire, tels que les patient dystoniques souffrant de spasticité. L'Epic apporte un soutien thoracique mobile permettant d'absorber l'énergie et conserver le mouvement du patient.

☐ Paire de verins supplémentaire 50N ESR0003050

180 €

☐ Paire de verins supplémentaire 100N ESR0003100

180 €

**ETAPE 3 : CHOIX DE LA PARTIE SUPERIEURE DU DOSSIER**

sélection obligatoire

L'ensemble du dossier est divisé en deux segments, bassin et thoracique. Le coussin positionné au niveau du bassin est un élément standard fixe d'une hauteur de 15,24cm (6").

ALBR _____

		Largeur							
Hauteur	Pouces		12	13	14	15	16	17	18
	Cm		30	33	36	38	41	43	46
	Largeur thoracique (cm)		24	27	32	35	36	39	42
GALBE DEEP 10CM									
Low	10	25,4	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Medium	13	33					☐	☐	☐
GALBE EXTRA DEEP 15CM									
Hauteur		Largeur thoracique (cm)					39	42	45
Medium	13	33					☐	☐	☐

☒ BR1103 - 2 Points

(20° d'inclinaison)

(Possibilité de réglage en angle en largeur et en profondeur)

570 grammes

☐ BR6006 - Kit pour transport en véhicule option obligatoire (pour fixations 2 points)☐ BR6005 - Kit pour transport en véhicule option obligatoire (quick release)**ETAPE 4 : OPTIONS DE DOSSIER**

sélection obligatoire

HARNAIS ET CEINTURES DE POSITIONNEMENT**Matériau Respirant**

Fabriqué à partir d'un textile unique à fibres ouvertes, permettant à l'air de circuler, et, qui ne retient pas l'humidité. Il contribue à la réduction de l'accumulation de la chaleur pour plus de confort.

**Compensation**

Un montage souple et détendu simplifiant le réglage en toute sécurité

**Boucles pivotantes**

Les boucles pivotantes sur les sangles de fixations inférieures permettent un ajustement automatique en conservant l'angle de fixation initial pour un confort optimal.

**Textile Dynamique**

Le matériau dynamique i-Fit offre plus de souplesse dans le positionnement. Il donne à l'utilisateur une liberté de mouvement, tout de même limitée, encourageant un retour à la position initiale.

HARNAIS ET CEINTURES DE POSITIONNEMENT (Suite)



Textile Structuré

Le matériau structuré i-Fit est plus résistant, il résiste aux tensions élevées et permet un maintien plus strict de la posture




Ajustement en longueur

Permet un réglage précis des boucles d'ajustements sur toute la longueur tout en assurant un maintien du positionnement

HARNAIS ET CEINTURES

☐ Harnais classique

139 €



Choix de la taille obligatoire

Textile Dynamique



T	Ref.	A (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)	E (cm)	F (cm)	G (cm)	H (cm)
☐ XS	ST-IFPS1101	19,0	32,0	5,0	9,0	19,0	9,0	7,5	5,0
nd S	ST-IFPS1102	21,5	39,0	5,0	11,5	23,0	10,0	10,0	5,0
☐ M	ST-IFPS1103	24,0	38,0	5,0	14,0	28,0	13,0	13,0	7,0
☐ L	ST-IFPS1104	26,5	57,0	5,0	16,5	33,0	15,0	15,0	9,0
☐ XL	ST-IFPS1105	29,0	65,0	6,0	16,5	35,5	18,0	18,0	11,5


Textile Structuré



T	Ref.	A (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)	E (cm)	F (cm)	G (cm)	H (cm)
☐ XS	ST-IFPS1201	19,0	32,0	5,0	9,0	19,0	9,0	7,5	5,0
☐ S	ST-IFPS1202	21,5	39,0	5,0	11,5	23,0	10,0	10,0	5,0
nd M	ST-IFPS1203	24,0	38,0	5,0	14,0	28,0	13,0	13,0	7,0
☐ L	ST-IFPS1204	26,5	57,0	5,0	16,5	33,0	15,0	15,0	9,0
☐ XL	ST-IFPS1205	29,0	65,0	6,0	16,5	35,5	18,0	18,0	11,5

☐ Harnais classique "ZIPPER"

139 €



Choix de la taille obligatoire

Textile Dynamique



T	Ref.	A (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)	E (cm)	F (cm)	G (cm)	H (cm)
☐ S	IFPS3102	19,0	32,0	5,0	9,0	19,0	9,0	7,5	5,0
☐ M	IFPS3103	24,0	38,0	5,0	14,0	28,0	13,0	13,0	7,0
☐ L	IFPS3104	26,5	57,0	5,0	16,5	33,0	15,0	15,0	9,0
☐ XL	IFPS3105	29,0	65,0	6,0	16,5	35,5	18,0	18,0	11,5

HARNAIS ET CEINTURES DE POSITIONNEMENT (Suite)

☐ Harnais classique "ZIPPER" (suite)

139 €

Textile Structuré



TAILLES	REF	A (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)	E (cm)	F (cm)	G (cm)	H (cm)
☐ S	IFPS3202	19,0	32,0	5,0	9,0	19,0	9,0	7,5	5,0
☐ M	IFPS3203	24,0	38,0	5,0	14,0	28,0	13,0	13,0	7,0
☐ L	IFPS3204	26,5	57,0	5,0	16,5	33,0	15,0	15,0	9,0

☐ Harnais coutour

139 €



Choix de la taille obligatoire

Textile Dynamique



T	Ref.	A (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)	E (cm)	F (cm)	G (cm)	H (cm)
☐ XS	IFPS2101	19,0	32,0	5,0	9,0	19,0	2,5	9,0	3,0
☐ S	IFPS2102	21,5	39,0	5,0	11,5	23,0	2,5	11,0	4,5
☐ M	IFPS2103	24,0	38,0	5,0	14,0	28,0	2,5	13,0	6,0
☐ L	IFPS2104	26,5	57,0	5,0	16,5	33,0	3,0	15,0	9,0
☐ XL	IFPS2105	29,0	65,0	6,0	16,5	35,5	4,0	18,0	11,5


Textile Structuré



T	REF	A (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)	E (cm)	F (cm)	G (cm)	H (cm)
☐ XS	IFPS2201	19,0	32,0	5,0	9,0	19,0	2,5	9,0	3,0
☐ S	IFPS2202	21,5	39,0	5,0	11,5	23,0	2,5	11,0	4,5
☐ M	IFPS2203	24,0	38,0	5,0	14,0	28,0	2,5	13,0	6,0
☐ L	IFPS2204	26,5	57,0	5,0	16,5	33,0	3,0	15,0	9,0
☐ XL	IFPS2205	29,0	65,0	6,0	16,5	35,5	4,0	18,0	11,5

☐ Harnais d'épaule Y straps

126 €



Choix de la taille obligatoire

Textile Dynamique



T	Ref.	A (cm)	B (cm)	C (cm)
☐ S	ST-IFYS3102	48,3	20,3	5,1
☐ M	ST-IFYS3103	55,9	22,9	6,4
☐ L	ST-IFYS3104	63,5	27,9	6,4

HARNAIS ET CEINTURES DE POSITIONNEMENT (Suite)

☐ Harnais d'épaule Y straps

126 €


Textile Structuré



	T	Ref.	A (cm)	B (cm)	C (cm)
☐	M	ST-IFYS3202	48,3	20,3	5,1
☐	L	ST-IFYS3203	55,9	22,9	6,4

☐ Harnais d'épaule style "H"

126 €



Choix de la taille obligatoire


Textile Structuré



	T	Ref.	A (cm)	B (cm)	C (cm)
☐	M	ST-IFHH5203	9,5	34,9	6,4

☐ Ceinture thoracique chest straps

94 €



Choix de la taille obligatoire


Textile Dynamique



	T	Ref.	A (cm)	B (cm)	C (cm)
☐	XS	ST-IFCS4111	35,5	7,1	8,9
☐	S	ST-IFCS4112	40,4	7,1	9,5
☐	M	ST-IFCS4113	45,7	7,9	10,1
☐	L	ST-IFCS4114	53,3	7,9	11,4
☐	XL	ST-IFCS4115	58,4	8,3	12,0

☐ Palette positionnement de pied (unitaire)

79 €



	TAILLES	Ref.	A (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)	E (cm)	F (cm)	G (cm)	H (cm)
☐	S	ST-IFPB51445	12,1	19,7	7,6	14,0	5,1	3,2	3,2	3,8

APPUI-TÊTE STEALTH

☒ CONFORT PLUS		
☒ Taille S L: 24cm x H: 15cm ST-CP08CCFPM + ST-UHB3D33200		
☐ Taille M L: 28cm x H: 15cm ST-CP10CCFPM-Q + ST-UHB3D33200		
☐ Support d'appui tête escamotable "ST-UHB3D232FD remplace ST-UHB3D33199"		85 €
☐ Autres appui-tête:		
Il vous est possible d'utiliser d'autres types ou tailles d'appui tête, pour cela veuillez vous référer à la fiche de mesure spécifique puis noter ci-dessous la référence et le tarif public Fiche mesure appui tête 		