

PRIDE®
MOBILITY
LIVE YOUR BEST*



SIXI
HYBRID

INFORMATIONS DE COMMANDE

Contact commercial + email et ligne directe : _____

Référence de commande : _____

Adresse de livraison : _____

Date de commande : _____

CARACTERISTIQUES

- Largeur d'assise ajustable : 40 à 50 cm
- Profondeur d'assise : 42 à 50 cm
- Dossier inclinable de 80° à 110°
- Distance sol/siège: de 45 ou 48 cm
- Longueur hors-tout (Prof. 46 cm sans RP) : 77 cm
- Largeur hors-tout (L.45) : 71 cm
- Roues pneumatiques 24" 3-spoke electric wheels
- Rayon de giration : 90 cm
- Batteries lithium 12 Ah, Chargeur 2 amp.
- Electronique VR2
- Autonomie* : jusqu'à 17 km
- Vitesse max* : 8 km/h
- Poids max utilisateur : 125 kg

*résultats obtenus suite à des tests en laboratoire. Variations possibles en fonction du modèle poids de l'utilisateur, du type de terrain, de l'état, du type, de la capacité des batteries et de l'état des pneus. Spécifications sujettes à variation de +10% -5%.



SIXI
HYBRID



BASE		REFERENCE	PP HT	PP TTC
✓	SIXI HYBRID	FEH1024	3 679,70 €	3 882,08 €
				LPPR: 3487,95€
9169491 : VHP, ELEC, ASSISE ADAPTEE, DOSSIER REGLABLE, PLATINES CRANTEES,RUPIANI, 3487,95€ TTC				

CONFIGURATION D'ASSISE

Etape 1: Largeur d'assise

☐ 40,0 cm	FEH11__	-
☐ 45,0 cm	FEH12__	-
☐ 50,0 cm	FEH13__	-

Etape 2: Profondeur d'assise

☐ 42 cm	2	-
☐ 44 cm	3	-
☐ 46 cm	4	-
☐ 48 cm	5	-
☐ 50 cm	6	-

Etape 3: Hauteur d'assise distance sol/siège

☐ 45	3	-
☐ 48 (inclinaison d'assise 5°)	4	-

ROUES

✓ Roues avant 6" x 1-1/4" avec bandage noir	FAS5000
✓ Roues arrières pneumatiques 24" 3-spoke electric wheels	FEH5072
✓ Mains courantes composites ergonomiques	FEH5013

DOSSIER (suite)☐ ADI AL SERIE CONTOUR DEEP

Galbe de 10cm

690 €



		Largeur thoracique +/-1,5cm :(Cm)		Largeur					
				POUCES		CM			
Hauteur +6,5cm de coussin	MEDIUM	13	33,0						
	STANDARD	16	40,6						
	TALL	18	45,7						
	EXTRA TALL	20	50,8						

☐ ADI AL SERIE CONTOUR EXTRA DEEP

Galbe de 15cm

690 €



Largeur thoracique +/-1,5cm :(Cm)			Largeur					
			29	31	33	35	37	
Hauteur +6,5cm de coussin	POUCES		16	17	18	19	20	
		CM	40,64	43,18	45,72	48,26	50,8	
	STANDARD	16	40,64	☐	☐	☐		
	TALL	18	45,72	☐	☐	☐		☐
	EXTRA TALL	20	50,8	☐		☐	☐	

☐ ADI AL FLAT TOP CONTOUR ACTIVE

Galbe de 6,3cm, compatible cale tronc.

690 €



		Largeur thoracique +/-1,5cm :(Cm)		Largeur					
				POUCES		CM			
Hauteur +6,5cm de coussin	STANDARD	16	40,64						
	TALL	18	45,72						
	EXTRA TALL	20	50,8						

☐ Cale tronc escamotable 4"x6" (10cm x 15cm) l'unité. Quantité: _____ ADI-LATADJSWXLG

110 €

☐ ADI AL FLAT TOP CONTOUR DEEP

Galbe de 10cm

690 €



				Largeur		
Largeur thoracique +/-1,5cm :(Cm)				29	31	33
POUCES				16	17	18
CM				40,64	43,18	45,72
Hauteur +6,5cm de coussin	STANDARD	16	40,64	☐		
	TALL	18	45,72		☐	
	EXTRA TALL	20	50,8			☐

☐ ADI AL FLAT TOP CONTOUR EXTRA DEEP (disponible juillet 2025)

Galbe de 15cm

690 €



Largeur thoracique +/-1,5cm :(Cm)			Largeur					
			29	31	33	35	37	
Hauteur +6,5cm de coussin	POUCES		16	17	18	19	20	
		CM	40,64	43,18	45,72	48,26	50,8	
	STANDARD	16	40,64	☐	☐	☐	☐	☐
	TALL	18	45,72	☐	☐	☐	☐	☐
	EXTRA TALL	20	50,8			☐		

✓ Fixations du dossier

☐ BR1114
4 Points (30° d'inclinaison)
Hauteur dossier Standard

☐ BR1114T
4 Points (30° d'inclinaison)
Hauteur dossier TALL / EXTRA TALL

☒ BR1102 - Quick Release
2 Points (20° d'inclinaison)
Facilement
démontables
d'une seule main.
Ajustables en
angle, largeur et

☐ BR6006
Kit pour transport
Fix. 4 points

☐ BR6005
Kit pour transport
Quick Release

