

HERCULES PRIME R129

> Le siège auto nouvelle génération

Guide de ceinture
pouvant être installé à
droite ou à gauche

Nouvel
appui-tête

Harnais 5 points
facilement
réglable

Protection contre les
impacts latéraux qui
absorbe l'énergie en
cas de collision

Boucle de ceinture
avec déclenchement
rapide

Coussin d'assise offrant
une large surface d'assise
(38 cm)

Profondeur d'assise réglable
en continu sur 8 cm

NOUVEAU
R129
MODÈLE

Compact et pratique

Le Hercules Prime R129 se replie rapidement en un format compact et facile à manipuler en seulement quelques étapes. Cela facilite non seulement son installation dans un véhicule, mais permet également de le transporter aisément dans une petite voiture et de le ranger sans encombre.



Un siège auto évolutif avec dossier réglable

Grâce au réglage du dossier en hauteur sur 25 cm, ce siège auto s'adapte facilement à la croissance de l'utilisateur permettant un soutien optimal de la tête. De plus, la large gamme d'accessoires évolutifs garantit une utilisation durable du siège.

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

PROFONDEUR D'ASSISE	40 - 48 CM
LARGEUR D'ASSISE	38 CM
HAUTEUR DU DOSSIER	55 - 80 CM
LARGEUR DU DOSSIER	45 CM
ANGLE DU DOSSIER	135° MAX
HAUTEUR D'ÉPAULES	38 - 60 CM
LARGEUR D'ÉPAULES	45 CM
DIMENSIONS MAXIMALES	52 X 88 X 43 CM
DIMENSIONS MINIMALES PLIÉ	55 X 21 X 60 CM
POIDS DU SIEGE	12,3 KG
POIDS MAX UTILISATEUR	JUSQU'À 80 KG
TAILLE DE L'UTILISATEUR	130 - 180 CM

NOTE : Toutes les spécificités techniques sont susceptibles d'être modifiées sans notification préalable. Les informations contenues dans ce document sont correctes au moment de sa publication. Nous nous réservons le droit de modifier ces spécifications sans notification préalable. En raison des tolérances de fabrication et l'amélioration continue de nos produits, la profondeur et la largeur peuvent être sujets à des variations de + ou - 3%. Les mesures varient aussi en fonction de la sélection d'accessoires.



Le siège auto adaptable qui suit votre croissance

Le Hercules Prime R129 offre d'excellentes performances lorsque les sièges auto de rééducation deviennent trop petits ou qu'un soutien supplémentaire est nécessaire en position assise dans la voiture.

En tant que siège de positionnement modulaire évolutif, il conserve les fonctions familières d'un siège auto de rééducation mais permet une personnalisation individuelle grâce à une large gamme d'accessoires évolutifs adaptés à l'utilisateur.

EQUIPEMENT DE SERIE

- Protection contre les impacts latéraux
- Dossier avec réglage de hauteur intégré
- Siège avec réglage de la profondeur d'assise
- Réglage continu de l'angle du dossier avec levier de libération rapide
- Revêtement respirant avec tissu ignifugé
- Coussin pour la tête, coussin dorsal, coussin pelvien et coussin d'assise
- Protège-jambes
- Harnais 5 points incluant des coussins d'épaule
- Guide de ceinture (utilisable à droite ou à gauche)
- Options de fixation prévues pour tous les accessoires
- Housses amovibles et lavable en machine jusqu'à 40°C

ACCESSOIRES

- Embase pivotante
- Embase d'inclinaison de 0° à 10°
- Embase d'inclinaison de 10° à 200°
- Appui-tête, réglable en hauteur
- Paire de cales tronc latéraux fixes
- Paire de cales tronc latéraux escamotables
- Plot d'abduction
- Guide-jambes, gauche et droite
- Repose-pieds pliable
- Pied stabilisateur avant
- Paire de clip poitrine
- Deuxième guide de ceinture, en haut
- Embase fonctionnelle
- Protection du siège du véhicule



Pride Mobility Products France

26 rue Monseigneur Ancel, 69800 Saint-Priest France

Tel: 04 81 65 94 70

pridemobility.fr - contact@quantum-rehab.fr

**PRIDE
MOBILITY®**