

Q-LOGIC *nes*

ROBUSTE | SIMPLE À UTILISER

Joystick à 6 touches

PROGRAMMATION
 **Bluetooth®**

Joystick 10 touches avec clignotants



LED de couleurs vives



Touches programmables

Q-LOGIC *nes*

Port de charge externe USB-C



Escamotage de série disponible



Prise de charge magnétique



Support mural magnétique



FAÇADE 6 TOUCHES
(standard)

FAÇADE 10 TOUCHES
lorsque l'on dispose du kit
éclairage avec clignotants



CARACTÉRISTIQUES

- Port de charge externe USB-C
- Prise de charge magnétique
- Affichage LED des fonctions d'assise et des erreurs système
- Câble bus Q-Logic 3
- Bluetooth® pour la programmation uniquement