

PRIDE
MOBILITY®

Stretto

INFORMATIONS DE COMMANDE

Nom du distributeur : _____

Contact commercial + email et ligne directe : _____

Référence de commande : _____

Adresse de livraison : _____

Date de commande : _____

CARACTERISTIQUES

- ① Largeur d'assise : 38,5cm à 50,8cm*
- ① Profondeur d'assise : 38,5cm à 50,8cm*
- ① Largeur de dossier ajustable indépendamment : 38,5 cm à 50,8 cm
- ① Garde au sol : 7,4 cm
- ① Rayon de braquage : 53,3cm
- ① Longueur (sans RP) : 82,6cm
- ① Largeur 54,5cm (avec roues motrices 14")
- ① Autonomie** : jusqu'à 32,7 km
- ① Poids max utilisateur : 136 kg
- ① Vitesse max : 10 km/h
- ① Roues centrales pneumatiques noires 14"
- ① Roues avant bandages 5" et arrière bandages 6"
- ① Moteurs 2 x 200/1200W / 2 pôles
- ① Batteries 2x62Ah



*résultats obtenus suite à des tests en laboratoire. Variations possibles en fonction du modèle poids de l'utilisateur, du type de terrain, de l'état, du type, de la capacité des batteries et de l'état des pneus. Spécifications sujettes à variation de +10% -5%.

Légende de présentation et mise en page

- Configuration de série, sans surcoût par rapport au prix limite de vente de la catégorie
- Adjonction spécifique sur devis justifié par l'évaluation fonctionnelle
- Adjonction prévu dans la nomenclature bénéficiant d'une prise en charge
- Adjonction d'aide à la posture prévu dans la nomenclature bénéficiant d'une prise en charge

Merci de vérifier la compatibilité et le cumul possible des adjonctions.

VPH, Achat neuf, FRE-B, modulaire à propulsion par moteur électrique - classe B.

Code 9597956 - VPH, Achat neuf, FRE-B, modulaire à propulsion par moteur électrique - classe B. Plv 3882,08€

BASE	REFERENCE	PP HT	PP TTC
✓ STRETTO TBFLEX FRE-B	Q6EDGE 3 STRETTO	3 679,70 €	3 882,08 €
✗ Dossier fixe réglable en angle			
✗ Assise fixe ajustable			

FONCTIONS ELECTRIQUES: ELEVATEUR D'ASSISE

1500 € TTC

Code 4530002 - VPH, adjonction, Supplément pour élévation «électrique» (lift) pour FRE, FREP et FREV. Plv 1500€

Sélectionner le réglage de la hauteur d'assise : ☐ 44,5cm ☐ 47cm ☐ 49,5cm☐ Lift électrique 30 cm TBFLEX (non compatible dossier rabatable)

COLORIS CHASSIS, DU MANIPULATEUR Q LOGIC 3 ET DU DOSSIER

☐ Noir Back in black (brillant)	DGN1905007-PBK1	☐ Bleu Electric blue	DGN1905007-PBU9
☐ Rouge Red corvette	DGN1905007-PRD1	☐ Jaune Lemon crush	DGN1905007-PYL4

EQUIPEMENT ROUTE

- ☐ Equipement route sur rail d'assise avec clignotant. Non compatible largeur d'assise <14" (montage sur base motrice)
- ☐ Eclairage Fender sur garde-boue Non compatible clignotant, contrôle par contacteur externe

ROUES

- ☐ Roues centrales pneumatiques 14"
- ☐ Roues centrales bandages 14"

Système de conduite		
ELECTRONIQUE		
☒ Qlnes (ELE2402127 / ELE2403680 (éclairage)) ☐ Adaptateur magnétique pour prise XLR, QL3 Lite (ELE2103635) ☒ Prise de charge usb C ☒ Programmation bluetooth ECON ☒ Prise d'entrée jack 3 actions Assouplissement du joystick possible, voir procédure.		
☐ Système de protection anti pincement de la main	Prochainement disponible	(conflit possible passage sous table)
☐ Déplacement du boîtier principal à l'arrière	SOF	
DISPOSITIF D'ESCAMOTAGE LATÉRAL		
☐ Pantographe escamotable réversible droite/gauche ☐ Montage à gauche ☐ Montage à droite	MEC1801698	
☒ Pantographe standard réversible escamotable vers l'extérieur ☐ Montage à gauche ☐ Montage à droite	ACC2201042 / ACC2201041	

ADJONCTIONS SPECIFIQUES : SYSTÈME DE CONDUITE				
Code 4550001 - VPH, adjonction spécifique, supplément sur devis pour fauteuil roulant pour FRE et FREP. Plv sur devis				
CONTACTEURS, COMMANDES ALTERNATIVES				
☐ Egg - coloris ☐ Noir ☐ Rouge ☐ Bleu ☐ Vert	ES-BLK ES-RED ES-BLU ES-GRN			110 € TTC
Quantité :				
☐ Microlite	ML210			190 € TTC
☐ Mini Cup 24	MC210			190 € TTC
CONTACTEURS (SUITE)				
☐ Contacteur twister câble long 1,5m ☐ Vert ☐ Noir ☐ Rouge	Force de poussée requise : 30g P005-79-P005-75-P005-76			170 € TTC
☐ Contacteur Twister, câble court 0,3m ☐ Vert ☐ Noir ☐ Rouge	Force de poussée requise : 30g P005-44 -P005-40 - P005-41			170 € TTC
☐ Contacteur Twister sur tube, câble court 0,3m ☐ Vert ☐ Noir ☐ Rouge	Force de poussée requise : 30g P005-64 -P005-60 - P005-61			170 € TTC
☐ Contacteur Twister sur tube, câble long 1,5m ☐ Vert ☐ Noir ☐ Rouge	Force de poussée requise : 30g P005-54 -P005-50 - P005-51			170 € TTC
☐ Extension de câble pour contacteur	ES-EXT			20 € TTC

INTERFACE DE COMMANDE ET BOÎTIER ADDITIONNEL (A)		1500 € TTC
Code 4530001 - VPH, adjonction, boîtier de commande personnalisé pour FRE, FREP et FREV. Plv 1500€		
Non cumulable avec "interface de commande et boîtier additionnel (B)"		
☐ Commande clavier iAccess (évolution obligatoire vers l'électronique Qlogic 3 lite) ☐ Interrupteurs à bascule CTL144010 + CTL1810671 ☐ Interrupteurs à poussoir CTL144009 + CTL1810671		
☐ Connectivité Bluetooth pour la commande d'outils multimédia type ordinateur, smartphone ou tablette. Compatibilité Android, IOS, Windows, MacOS	CTL1810671	
☐ Double commande tierce personne (utilisateur-accompagnateur) Q-LOGIC 3, Montage à droite	ELE167862 + MEC125270	

REGLAGES DE L'ASSISE TBFLEX

		Largeur						
Profondeur	Pouces		15	16	17	18	19	20
		Cm	38	41	43	46	48	51
	14	36	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	15	38	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	16	41	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	17	43	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	18	46	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	19	48	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	20	51	☐	☐	☐	☐	☐	☐


COUSSIN D'ASSISE DE POSITIONNEMENT STANDARD

✓ Coussin d'assise Sitrite Première

Epaisseur : 8cm | Capacité de poids : 204kg
 Taille de coussin identique au réglage d'assise.
 Si différent, nous préciser: ____*____ (voir tableau de correspondance)

☐ Coussin d'assise Stealth Products Simplicity G

Epaisseur : 5,8cm | Capacité de poids : 204kg
 Taille de coussin, nous préciser: ____*____ (voir tableau de correspondance)
 Base en mousse moulée haute densité à fort contour, offrant un soutien et une répartition des points de pression. Découpe spécifique au niveau du sacrum et du coccyx soulage efficacement les zones sensibles. La housse imperméable, extensible dans les quatre directions et respirante, assure confort et protection contre l'humidité.



Produits d'assistance à la posture du siège (PAP B1)

600 € TTC

Code 4510005 - VPH, adjonction, PAP forfait B adjonctions membre inférieur. Plv 600€

Non cumulable PAP B 2


COUSSINS D'ASSISE POSTURAL

Choix possible d'un seul élément par étape

Etape 1, Choix du coussin d'assise

☐ Coussin d'assise Stealth TruComfort 2 SPP


Epaisseur : 11,4cm | Capacité de poids : 204kg
 Taille de coussin identique au réglage d'assise. Si différent, nous préciser: ____*____ (voir tableau de correspondance)
 Stabilité pelvienne et alignement fémoral. La mémoire de forme assure confort et protection. La housse Coolcore régule la température.



TC2-VNC

☐ Coussin d'assise Stealth Products Spectrum Foam SPP

Epaisseur : 7,6cm | Capacité de poids : 272kg
 Taille de coussin, nous préciser: ____*____ (voir tableau de correspondance)
 Coussin ergonomique alliant confort, sécurité et autonomie : stabilité posturale, protection ischiatique optimisée, transferts facilités, et légèreté. Revêtement Sunmate adapté selon la taille.



SPCF-VPC

☐ Coussin d'assise Stealth Products Première SP


Epaisseur : 7,6cm | Capacité de poids : 226kg
 Taille de coussin, nous préciser: ____*____ (voir tableau de correspondance)
 Coussin ergonomique pour un positionnement et un confort durables : stabilité renforcée, répartition optimisée des appuis, et adaptation morphologique. Insert latéral intégré, découpe sacrée, revêtement Sunmate Xsoft



PREM-VNC

☐ Coussin d'assise Stealth Products Spectrum Gel SPP


Epaisseur : 7,6cm | Capacité de poids : 250kg
 Taille de coussin, nous préciser: ____*____ (voir tableau de correspondance)
 Coussin ergonomique pour une assise sécurisée : stabilité posturale, protection ischiatique renforcée, transferts facilités, et soutien optimal. Insert en gel



SPCG-FUC

☐ Coussin d'assise Stealth Solution SPP


Epaisseur : 7,5cm | Capacité de poids : 204kg
 Taille de coussin, nous préciser: ____*____ (voir tableau de correspondance)
 Stabilité pelvienne et répartition optimale de la pression. Conçus pour éviter l'inclinaison du bassin avec un gel segmenté pour la protection cutanée et une mousse à mémoire de forme pour confort



SOL-VPC


☐ Coussin d'assise Stealth Products Essence SPP

Epaisseur : 8,9cm | Capacité de poids : 226kg
 Taille de coussin, nous préciser: ____*____ (voir tableau de correspondance)
 Coussin ergonomique alliant confort, stabilité et modularité : base rigide pour un maintien optimal, profil modulable pour un ajustement personnalisé, cuvette ischiatique et décharge sacrée pour plus de sécurité, et



ESS-VPC



☐ Coussin d'assise Stealth Products Glacial SP Epaisseur : 8,8cm Capacité de poids : 226kg Taille de coussin , nous préciser: ____*____ (voir tableau de correspondance) Coussin ergonomique pour confort et protection cutanée : transferts facilités, décharge sacrée et soutien du coccyx, gel quadrillé pour réduire les frottements, et base en mousse haute densité pour stabilité et durabilité.	GLA-NUC____		Accessoires coussin d'assis PAP ☒ Housse cool core ☐ Housse Stealth-Tek Nylon/Polyester imperméable ☐ Housse AirMesh, Antiglisement ☐ Housse incontinence polyurethane
			


Etape 2: Choix de la correction	CORRECTION DE BASSIN (suite)		
	☐ Biseau crural	Choix de la taille: ☐ Taille 1: 505 x 205 x 25 (mm) SAP4201 ☐ Taille 2: 505 x 205 x 50 (mm) SAP4251	
	Le biseau crural s'installe sur la partie antérieure de l'assise. Il favorise la répartition des pressions sur l'ensemble de l'assise, l'alignement des fémurs et réduit le glissement du patient. Existe en 25 et 50mm. Il peut être utilisé au niveau du dossier, soit dans le sens de la hauteur afin de compenser ou corriger une rotation de tronc, soit dans le sens de la largeur afin d'augmenter le confort et la surface d'appui au niveau du dos.		
	☐ Biseau fessier 205 x 205 x 25 (mm)	SAP4301 Le biseau fessier (cale d'obliquité) peut compenser une perte de tonus des muscles fessiers ou diminuer une obliquité du bassin.	
Etape 3 Choix d'une ceinture	☐ Butée d'abduction		
	Choix de la taille: ☐ Butée anthracite rigide 175 x 105 x 70 (mm) SAP4401 ☐ Butée souple 175 x 105 x 70 (mm) SAP4406		
	La butée d'abduction est destinée à contrôler l'adduction des membres inférieurs.		
	STABILISATEURS DES MEMBRES INFERIEURS		
Etape 4 Choix d'un support	☐ Ceinture de maintien 2 points		
	Taille ☐ S IFPB5122 Taille ☐ M IFPB5223 Taille ☐ L IFPB5224		☐ Ceinture de maintien 4 points
	Taille ☐ S IFLH1111-S Taille ☐ M IFLH1111-M Taille ☐ L IFLH1111-L		Taille ☐ S IFPB5242 Taille ☐ M IFPB5243 Taille ☐ L IFPB5244
	ALIGNEMENT FEMORAL (Choix d'une paire)		
☐ Cale genou droit (KN1ADDFD085__04R) ☐ Cale genou gauche (KN1ADDFD085__04L)		☐ Plot d'abduction escamotable vers l'avant (UMS0522800) ☐ Coussin d'abduction Petit (MTMD-32M) ☐ Coussin d'abduction Petit (MTMD-33M) ☐ Coussin d'abduction Petit (MTMD-34M)	
			

Produits d'assistance à la posture du siège (PAP B2)		600 € TTC
Code 4510005 - VPH, adjonction, PAP forfait B adjonctions membre inférieur. Plv 600€		
Choix uniquement de la protection ou du maintien		
PROTECTION DE CHEVILLE/PIED		
☐ Coussin de positionnement et de protection de jambes		
☐ Taille 16	ST-IFPFB-DS-16	
☐ Taille 18	ST-IFPFB-DS-18	
☐ Taille 20	ST-IFPFB-DS-20	
☐ Taille 22	ST-IFPFB-DS-22	

ENSEMBLE ACCOUDOIRS

ACCOUDOIRS :

- ✓ Accoudoirs en T amovibles, réglables en hauteur et en largeur, avec protège vêtements.
Manchette en mousse démontable



ENSEMBLE DOSSIER

DOSSIER

- ✓ Dossier TBFLEX souple a tension réglable
(MEC160684/MEC160685/MEC160686)



- ✓ Inclinaison de dossier réglable par outils de 80 à 110°

Produits d'assistance à la posture du dossier (PAP A3)

600 € TTC

Code 4510004 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur. Plv 600€

Non cumulable PAP A 1, 2 & 4

DOSSIER DE BASE DE POSITIONNEMENT

- ☐ Dossier TBFLEX Pro seating

Galbe : ☐ Deep, 12 cm de profondeur (PRO.315.XXX.ST)☐ ExtraDeep, 18 cm de profondeur (PRO.511.XXX.ST)☐ 15" / 38,0 cm (138)☐ 18" / 45,7 cm (146)☐ 16" / 40,6 cm (140)☐ 19" / 48,3 cm (148)☐ 17" / 43,2 cm (144)☐ 20" / 50,8 cm (150)

- ☐ Dossier Stealth ADI Back 2

1- Forme

☐ Aluminium (ADI2AL)☐ Aluminium Flat Top (ADI2AFT)

Flat Top disponible hauteur: 16" et plus



2- Largeur :

☐ 14" (14) ☐ 15" (15) ☐ 16" (16) ☐ 17" (17) ☐ 18" (18) ☐ 19" (19) ☐ 20" (20) ☐ 21" (21) ☐ 22" (21)

14" et 15" hauteur maximale: Standard 16"

14" et 15" incompatible contour: ExtraDeep

3- Hauteur :

☐ Low 10" (L) ☐ Medium 13" (M) ☐ Standard 16" (S) ☐ Tall 18" (T) ☐ Extra Tall 20" (X)

4- Contour :

☐ Active 2,5" (A)☐ Deep 4" (D)☐ Extra Deep 6" (E)

5- Fixation:

Quick Release Pro Mount (1-P)

6- Ref:

ADI2AXXXXXX1-P

- ☐ Dossier Souple, ajustable 7 sangles avec réglage indépendant à droite et à gauche.

Largeur: ☐ 36-45cm SAY3300☐ 45-50cm SAY3400☐ 50-60cm SAY3500

Choix obligatoire:

Cales-tronc réglables H15cm x P10cm, la paire.

☐ fixation velcro (SAP3603)☐ fixation rigide (SAP3601)☐ Ajustement en profondeur des cales-tronc SAP3601, réglables 60mm

- ☐ Butée Sacro-lombaire anthracite 255 x 240 x 25 (mm)

SAP4601

La butée sacro lombaire est placée dans la partie inférieure du dossier. Elle permet d'améliorer la répartition des pressions sur l'ensemble du dos lors d'une hyper lordose, et favorise l'antéversion du bassin.





- ☐ Harnais Classic Dynamique Zipper

☐ Taille S (IFPS3102)☐ Taille M (IFPS3103)☐ Taille L (IFPS3104)

- ☐ Ceinture d'épaule Y Straps

☐ Taille S (IFYS3102)☐ Taille M (IFYS3103)☐ Taille L (IFYS3104)

☐ Harnais d'épaule Backpack ☐ Taille S (IFHH4202) ☐ Taille M (IFHH4203) ☐ Taille L (IFHH4204) ☐ Ceinture thoracique Clips ☐ Taille M (IFCS4113) ☐ Taille L (IFCS4114) ☐ Taille XL (IFCS4115)		☐ Harnais d'épaule Style "H" ☐ Taille S (IFHH5202) ☐ Taille M (IFHH5203) ☐ Taille L (IFHH5204) ☐ Ceinture thoracique Velcros ☐ Taille M (IFCS4123) ☐ Taille L (IFCS4124) ☐ Taille XL (IFCS4125)	
---	---	--	---

APPUI TÊTE DE POSITIONNEMENT**160 € TTC**

Code 4510001 - VPH, adjonction, supplément appui-tête réglable. Plv 160€

☐ Appui-tête Ibflex**Produits d'assistance à la posture du siège (PAP A1)****600 € TTC**

Code 4510004 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur. Plv 600€

Non cumulable PAP A 2, 3 & 4

DISPOSITIFS DE POSITIONNEMENT CERVICO-CEPHALIQUES☐ Ultra (UHBSU23200 + UHB4D33200-QCR)

Choix des coussins:

Occipital - LxH Cm

Sous - Occipital - LxH Cm

☐ O1 - courbe 7x4 (500M)☐ SO1 - 24x7 (600M)☐ O2 - plat 5x2 (510M)☐ SO2 - 18x7 (610M)☐ O3 - courbe 4x3 (520M)☐ SO3 - 16x6 (620M)☐ O4 - courbe 4x2 (530M)

Choix possible de l'un des deux appui-têtes

Produits d'assistance à la posture du siège (PAP A2)**600 €**

Code 4510004 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur. Plv 600€

Non cumulable PAP A1, 3 & 4

DISPOSITIFS DE POSITIONNEMENT CERVICO-CEPHALIQUES☐ Combo

Sélectionner la taille

☐ Taille S (CB315M)☐ Taille L (CB305M)**Swing away**☐ Droit (SAR2B-R)☐ Gauche (SAR2B-L)☐ Droit & Gauche (SAR2B-B)

Pad: Q. _____

☐ 7x5 (910M) ☐ 11x5 (900M) ☐ 16x6 (920M) ☐ 16x4 (930M)☐ Confort Plus Ajustable

Sélectionner la taille

☐ Taille L (ACP150M)☐ Taille XL (ACP550M)**Swing away**☐ Droit (SAR2A-R)☐ Gauche (SAR2A-L)☐ Droit & Gauche (SAR2A-B)

Pad: Q. _____



☐ 7x5 (910M) ☐ 11x5 (900M) ☐ 16x6 (920M) ☐ 16x4 (930M)

Choix possible de l'un des deux appui-têtes

Choix possible de l'un des 2	☐ Confort Plus Sélectionner la taille ☐ Taille XS (CP06CCFPM) ☐ Taille S (CP08CCFPM) ☐ Taille M (CP10CCFPM)		☐ All Positionning Sélectionner la taille ☐ Taille M (AP350M) ☐ Taille L (AP450M) ☐ Taille XL (AP550M)	
	Swing away ☐ Droit (SAR2A-R) ☐ Gauche (SAR2A-L) ☐ Droit & Gauche (SAR2A-B) Pad: Q. _____		Swing away ☐ Droit (SAR2B-R) ☐ Gauche (SAR2B-L) ☐ Droit & Gauche (SAR2B-B) Pad: Q. _____	
	☐ 7x5 (910M) ☐ 11x5 (900M) ☐ 16x6 (920M) ☐ 16x4 (930M)		☐ 7x5 (910M) ☐ 11x5 (900M) ☐ 16x6 (920M) ☐ 16x4 (930M)	

Produits d'assistance à la posture du dossier (PAP A4)		600 € TTC	
Code 4510004 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur. Plv 600€		Non cumulable PAP B 1, 2 & 3	
BUTÉE POSTERIEURE DE COUDE			
1	☐ Support de coussin escamotable ☐ droit (ARMS-ES-L) ☐ gauche (ARMS-ES-R)		
2	☐ Coussin demi-lune ☐ droit (ARMSES-3X10-R) ☐ gauche (ARMSES-3X10-L)		☐ Maintien de coude ☐ droit (ARMSES-4X4) ☐ gauche (ARMSES-4X4)
			


RELEVES-JAMBES, REPOSES-PIEDS	
✓ Repose-pieds escamotables avec cales talonnières Hauteur palettes/plaque réglable de 31 à 41cm RIG1610270 + RIG1702200 ✓ Palettes réglables en angles	

FONCTIONS ELECTRIQUES: RELEVES-JAMBES		1250 € TTC	
Code 4510002 - VPH, adjonction, repose-jambe électrique droit et gauche pour FRE. Plv 1250€			
☐ Relève-jambes électrique central à compensation** RIG2005068 Hauteur palette/plaque réglable de 28 à 50 cm Appui-Mollet (CmxCm) ✓ 6"x6" (15x15) RIGASMB7120018		☐ Relève-jambes avec vérins électriques MOT1800941+ MEC153735 +SCRSHFH1203 +MEC1909391+ MEC1909392 +SCRHHCS1322 + FRMASMB7879 + FRMASMB7878	
Potences 10"-16" (CmxCm) 	Potences 13"-19" (CmxCm) 	Tubes ✓ 29-43 cm (RIG2103320 + MEC1903300) ☐ 37-56 cm (RIG2103321 + MEC1904114)	Palettes réglables en angles et sangles talonnières: ☐ 10,5 x 17,5cm Conseillé pour assises largeur 14"-15" (MEC2008387) ☐ 12 x 17,5cm Conseillé pour assises largeur 15"-16" (MEC2008389) ☐ 15 x 17,5cm Conseillé pour assises largeur 16" et > (MEC8008388)
Palettes réglables en angles: ☐ 5"x8" (13x20) MEC230410 0/1 ✓ 5"x11" (13x28) MEC230411 2/3 réglage plaque d'assise 28 à 43cm	Palettes réglables en angles: ☐ 5"x8" (13x20) MEC190968 4/5 ☐ 5"x11" (13x28) MEC230410 4/5 réglage plaque d'assise 34 à 50cm		

ADJONCTIONS SPECIFIQUES : REPOSES-JAMBES




Code 4550001 - VPH, adjonction spécifique, supplément sur devis pour fauteuil roulant pour FRE et FREP. Plv sur devis

EXTENSIONS ET CONNECTEURS DE PALETTES UNIQUEMENT POUR RELEVÉS JAMBES CENTRAUX

☐ Extensions latérales de palettes (la paire) 8"	RIG2404919		75 € TTC
☐ Extensions latérales de palettes (la paire) 11"	RIG2404920		75 € TTC
☐ Rebords latéraux externes (la paire)			
☐ Pour palettes seules	RIG2404921		55 € TTC
☐ Pour palettes avec extensions latérales	RIG2404922		55 € TTC
☐ Housse d'appui mollets DARTEX 6"x6" (la paire)			165 € TTC
☐ 6"x6"	RIG133717		165 € TTC
☐ Coussinets de revêtement gel pour palettes (la paire)			290 € TTC
☐ 5"x8" FPG5008T-Q ☐ 6,5"x8" FPG6508T-Q			
☐ 5"x11" FPG5011T-Q ☐ 7"x11" FPG7011T-Q			

ADJONCTIONS SPECIFIQUES : OXYGENE**500 € TTC**





Code 4540001 - VPH, adjonction, support d'oxygénothérapie et/ou d'appareil de ventilation assistée. Plv 500€

☐ Support respirateur "Ajustable" (rajouter rail NC poignées de poussée) ACC2302501 + MEC125098 	☐ Support respirateur "Compact" (rajouter rail NC poignées de poussée) ACC133889 + MEC125098 
☐ Support porte obus (rajouter rail NC poignées de poussée) ACC125006 + MEC125098 	

ADJONCTIONS SPECIFIQUES : AUTRE

Code 4550001 - VPH, adjonction spécifique, supplément sur devis pour fauteuil roulant pour FRE et FREP. Plv sur devis

COMPENSATIONS DIVERSES

☐ Bidon système d'hydratation ACC125010 	☐ Poignées de transfert amovibles (la paire) MEC1809930 
☐ Caméra de recul avec écran LCD ☐ Montage sur flexible ☐ Montage sur manipulateur MEC1906270 & MEC1907331 MEC2106123  	MEC1910365 ELE2000271 ELE1907290 ESKL 

COMMENTAIRES

Note délai — La configuration du matériel (options/personnalisations) peut fortement impacter le délai : compter un délai moyen de 3 semaines, pouvant être allongé jusqu'à 8 semaines supplémentaires.

**Notes et informations utiles**

- Merci de renseigner l'ensemble des informations nécessaires à la fabrication et aux réglages du fauteuil
- Toute commande reçue incomplète ne pourra être validée en production impliquant de fait un délai de traitement supplémentaire.
- Un seul coussin d'assise livré (hors assise modulaire)
- Consultez les visuels et vues éclatées sur la plateforme Documoto <https://documoto.digabit.com/ui/>
(Identifiant et mot de passe disponibles sur demande auprès de votre conseiller médico-technique de secteur ou du SAV.)

DIMENSIONS COUSSINS**Tru confort² SPP**

DIMENSIONS											
Largeur	35	38	41	43	46	48	51	53	56	61	Personnalisé
Profondeur											
35	●		●								●
38	●		●	●							●
41	●	●	●	●	●		●				●
43	●	●	●	●	●	●	●				●
46	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●
48		●	●	●	●	●	●	●	●		●
51		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
53			●	●	●	●	●	●	●	●	●
56			●	●	●	●	●	●	●	●	●
61							●		●	●	●
Personnalisé	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Spectrum Gel

DIMENSIONS												
Largeur	35	41	43	46	48	51	56	61	66	71	76	82
Profondeur												
38		●										●
41		●	●	●	●	●	●	●				●
43		●	●	●	●							●
46	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
48		●	●	●	●	●	●	●				●
51		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
53				●		●		●				●
56				●		●	●	●	●	●	●	●
61				●		●	●	●	●	●	●	●
66								●				●
71										●	●	●
Personnalisé	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Essence

DIMENSIONS												
Largeur	25	30	35	38	41	43	46	48	51	53	56	Personnalisé
Profondeur												
25	•	•	•									•
30	•	•	•									•
35	•	•	•									•
38			•	•								•
41			•	•	•	•	•		•			•
43			•	•	•	•	•	•	•			•
46			•	•	•	•	•	•	•		•	•
48					•	•	•	•	•			•
51					•	•	•	•	•	•	•	•
53										•		•
56										•	•	•
61											•	•
Personnalisé	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Solution

DIMENSIONS												
Largeur	25	30	35	38	41	43	46	48	51	56	61	Personnalisé
Profondeur												
25	•	•	•									•
30	•	•	•									•
35	•	•	•									•
38				•								•
41			•	•	•	•	•		•			•
43				•	•	•	•	•				•
46			•	•	•	•	•	•	•	•		•
48					•	•	•	•	•			•
51					•	•	•	•	•	•	•	•
56							•		•	•	•	•
61											•	•
Personnalisé	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Première P

DIMENSIONS									
Largeur	35	38	41	43	46	48	51	56	Personnalisé
Profondeur									
33	•								•
35	•								•
38	•	•							•
41	•	•	•	•	•		•		•
43		•	•	•	•	•	•		•
46			•	•	•	•	•	•	•
48			•	•	•	•	•		•
51			•		•		•	•	•
56							•	•	•
Personnalisé	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Glacial

DIMENSIONS												
Largeur	30	35	38	41	43	46	48	51	53	56	61	Personnalisé
Profondeur												
30	●	●										●
35	●	●										●
38			●									●
41		●	●	●		●		●		●		●
43			●		●	●	●					●
46		●		●	●	●	●	●		●	●	●
48					●		●		●			●
51				●	●	●	●	●	●	●	●	●
53									●		●	●
56						●		●		●	●	●
58											●	●
61										●	●	●
Personnalisé	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●