

INFORMATIONS DE COMMANDE

Nom du distributeur :

Contact commercial + email et ligne directe :

Référence de commande :

Adresse de livraison :

Date de commande :

Produits d'assistance à la posture du dossier
Dans la limite de 600€

Code 4510004 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur. Plv 600€

COUSSIN D'APPUI TÊTE ALL POSITIONNING

Apporte à la fois un contrôle du positionnement de la tête sans en limiter la fonctionnalité.

Aide à gérer la fatigue musculaire de la zone cervicale.

Favorise la mise en place de réaction posturale normale. Les + :

- Confort / Esthétique / mobilité.
- Supports latéraux ajustables manuellement pour gérer les flexions latérales.
- Compatibilité de Swing Away pour d'avantage de maintien Référence SAR2B.

Tableau de correspondance (cm) Les tailles incluent la base, le pad et le housage

	A	B	C	D	E	F
XS	18	13	10	15	1	18
S	19	13	10	16	2	20
M	20	13	10	16	2.5	23
L	20	15	10	16.5	3	25
XL	28	21	14	20	4	33



DESCRIPTION	REFERENCE	PP HT	PP TTC
<input type="checkbox"/> XS	AP150M	152 €	160 €
<input type="checkbox"/> S	AP250M	152 €	160 €
<input type="checkbox"/> M	AP350M	152 €	160 €
<input type="checkbox"/> L	AP450M	152 €	160 €
<input type="checkbox"/> XL	AP550M	152 €	160 €


SWING AWAY - APPUI TEMPORAL





Système escamotable offrant des points de fixations pour des surfaces d'appui et un accès à des contacteurs.

Permet une approche posturale plus complète. Ajustable, efficace, amovible et modulaire.

SWING-AWAY SAR2B (Incompatible confort plus)


DESCRIPTION	REFERENCE	PP HT	PP TTC
<input type="checkbox"/> Droit	SAR2B-R	280 €	295 €
<input type="checkbox"/> Gauche	SAR2B-L	280 €	295 €
<input type="checkbox"/> Droit et Gauche	SAR2B-B	327 €	345 €

COUSSIN SWING-AWAY

DESCRIPTION - Taille en cm	REFERENCE	PP HT	PP TTC
<input type="checkbox"/> Coussin 7x5 - Quantité	910M 	55 €	58 €
<input type="checkbox"/> Coussin 11x5 - Quantité	900M 	55 €	58 €
<input type="checkbox"/> Coussin 16x6 - Quantité	920M 	55 €	58 €
<input type="checkbox"/> Coussin 16x4 - Quantité	930M 	55 €	58 €

TIGE D'APPUI-TÊTE

Attention, pour un montage sur un dossier bio mécanique, la partie réglable en hauteur peut être en conflit avec le mécanisme de translation. La coupe de la tige de réglage est possible pour palier ce conflit.



DESCRIPTION	REFERENCE	PP HT	PP TTC
<input type="checkbox"/> Fixe court 18 cm (1)	UHB2D33200	261 €	275 €
<input type="checkbox"/> Fixe long 30 cm (2)	UHB4D33200	261 €	275 €
<input type="checkbox"/> Escamotable 19 cm (3)	UHB2D232FD	341 €	360 €

ACCESSOIRES

Il est possible d'augmenter la longueur de réglage en ajoutant des liens unilink supplémentaires.

DESCRIPTION	REFERENCE	PP HT	PP TTC
<input type="checkbox"/> 1,5" droit	UILNK150	58,20 €	61,40 €
<input type="checkbox"/> 1,5" gauche	UILNK150	58,20 €	61,40 €
<input type="checkbox"/> 2" droit	UILNK200	58,20 €	61,40 €
<input type="checkbox"/> 2" gauche	UILNK200	58,20 €	61,40 €
<input type="checkbox"/> 3" droit	UILNK300	58,20 €	61,40 €
<input type="checkbox"/> 3" gauche	UILNK300	58,20 €	61,40 €



☐ Tone deflector - Absorbeur de mouvement et protection de la fiabilité du dispositif pour faire face à des schémas hypertoniques majeurs.



TD100M **195 €**

☐ Support de montage contacteur eggs sur bras swing away
Quantité :



ESM **70 €**

☐ Support swing away additionnel avec support contacteur eggs
Quantité : ...



F8675 **250 €**

☐ Support de montage contacteur microlite sur bras swing away
(sans contacteur)



CN600 **340 €**

☐ Contacteur eggs
☐ Noir ☐ Rouge
☐ Bleu ☐ Vert

Quantité :



ES-BLK ES-RED
ES-BLU ES-GRN **99 €**

☐ Contacteur microlite



ML210 **170 €**

☐ Adaptation pour fixation sur tube rond 1"



SMB351 **58 €**

ACCESSOIRES

- ☐
- Adaptation pour fixation entre canne de :

- ☐
- 38 - 42 cm

- ☐
- 40 - 54 cm



OBCASMS

OBCASMM

220 €

- ☐ UniLink support frontal escamotable 15x4 cm



UHP8D44703

600 €

COMMENTAIRES