

INFORMATIONS DE COMMANDE

Nom du distributeur :

Contact commercial + email et ligne directe :

Référence de commande :

Adresse de livraison :

Date de commande :

Produits d'assistance à la posture du dossier**Dans la limite de 600€**

Code 4510004 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur. Plv 600€

COUSSIN D'APPUI TÊTE COMBO


Il permet de contrôler des déviations en rotation dans le plan transversal. Il apporte à la fois un appui occipital et un maintien temporal.

Il peut être associé avec l'Ultra pour contrôler des troubles posturaux plus complexes. Les + :

- Retours latéraux réglables en angle
- Réel outil de positionnement = maintien et stabilité
- Soulage les appuis au niveau des oreilles
- Evolutivité
- Compatibilité de Swing Away pour d'avantage de maintien ou pour ajuster un contacteur ou autres outils Référence SAR2B

Tableau de correspondance (cm) Les tailles incluent la base, le pad et l

| | A | B | C | D |
|----------|----|----|----|----|
| S | 8 | 13 | 8 | 8 |
| M | 10 | 15 | 12 | 10 |
| L | 16 | 15 | 18 | 16 |



| DESCRIPTION | REFERENCE | PP HT | PP TTC |
|----------------------------|-----------|-------|--------------|
| <input type="checkbox"/> S | CB315M | 280 € | 295 € |
| <input type="checkbox"/> L | CB305M | 280 € | 295 € |

SWING AWAY - APPUI TEMPORAL





Système escamotable offrant des points de fixations pour des surfaces d'appui et un accès à des contacteurs.

Permet une approche posturale plus complète. Ajustable, efficace, amovible et modulaire.

SWING-AWAY SAR2B (Incompatible confort plus)

| DESCRIPTION | REFERENCE | PP HT | PP TTC |
|--|-----------|-------|--------------|
| <input type="checkbox"/> Droit | SAR2B-R | 280 € | 295 € |
| <input type="checkbox"/> Gauche | SAR2B-L | 280 € | 295 € |
| <input type="checkbox"/> Droit et Gauche | SAR2B-B | 327 € | 345 € |

COUSSIN SWING-AWAY

| DESCRIPTION - Taille en cm | REFERENCE | PP HT | PP TTC |
|--|--|-------|-------------|
| <input type="checkbox"/> Coussin 7x5 - Quantité | 910M  | 55 € | 58 € |
| <input type="checkbox"/> Coussin 11x5 - Quantité | 900M  | 55 € | 58 € |
| <input type="checkbox"/> Coussin 16x6 - Quantité | 920M  | 55 € | 58 € |
| <input type="checkbox"/> Coussin 16x4 - Quantité | 930M  | 55 € | 58 € |

TIGE D'APPUI-TÊTE

Attention, pour un montage sur un dossier bio mécanique, la partie réglable en hauteur peut être en conflit avec le mécanisme de translation. La coupe de la tige de réglage est possible pour palier ce conflit.



| DESCRIPTION | REFERENCE | PP HT | PP TTC |
|--|------------|-------|--------------|
| <input type="checkbox"/> Fixe court 18 cm (1) | UHB2D33200 | 261 € | 275 € |
| <input type="checkbox"/> Fixe long 30 cm (2) | UHB4D33200 | 261 € | 275 € |
| <input type="checkbox"/> Escamotable 19 cm (3) | UHB2D232FD | 341 € | 360 € |

ACCESSOIRES

Il est possible d'augmenter la longueur de réglage en ajoutant des liens unilink supplémentaires.



| DESCRIPTION | REFERENCE | PP HT | PP TTC |
|--------------------------------------|-----------|---------|----------------|
| <input type="checkbox"/> 1,5" droit | UILNK150 | 58,20 € | 61,40 € |
| <input type="checkbox"/> 1,5" gauche | UILNK150 | 58,20 € | 61,40 € |
| <input type="checkbox"/> 2" droit | UILNK200 | 58,20 € | 61,40 € |
| <input type="checkbox"/> 2" gauche | UILNK200 | 58,20 € | 61,40 € |
| <input type="checkbox"/> 3" droit | UILNK300 | 58,20 € | 61,40 € |
| <input type="checkbox"/> 3" gauche | UILNK300 | 58,20 € | 61,40 € |

☐ Tone deflector - Absorbeur de mouvement et protection de la fiabilité du dispositif pour faire face à des schémas hypertoniques majeurs.



TD100M **195 €**

☐ Support de montage contacteur eggs sur bras swing away
Quantité :



ESM **70 €**

☐ Support swing away additionnel avec support contacteur eggs
Quantité : ...



F8675 **250 €**

☐ Support de montage contacteur microlite sur bras swing away (sans contacteur)



CN600 **340 €**

☐ Contacteur eggs
☐ Noir ☐ Rouge
☐ Bleu ☐ Vert

Quantité :



ES-BLK ES-RED
ES-BLU ES-GRN **99 €**

☐ Contacteur microlite



ML210 **170 €**

☐ Adaptation pour fixation sur tube rond 1"



SMB351 **58 €**

ACCESSOIRES

- ☐
- Adaptation pour fixation entre canne de :

- ☐
- 38 - 42 cm

- ☐
- 40 - 54 cm



OBCASMS

OBCASMM

220 €

- ☐ UniLink support frontal escamotable 15x4 cm



UHP8D44703

600 €

COMMENTAIRES

[illegible]