

## INFORMATIONS DE COMMANDE

Nom du distributeur :

Contact commercial + email et ligne directe :

Référence de commande :

Adresse de livraison :

Date de commande :

## Produits d'assistance à la posture du dossier

Dans la limite de 600€

Code 4510004 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur. Plv 600€

## DOSSIER DE BASE DE POSITIONNEMENT

Le Dossier ADI est équipé comme tous nos dossiers d'une housse Coolcore, la coque est munie de deux lumières de réglage sur la partie latérale qui permettent un ajustement précis lors de la mise en service.

Informations sur la taille : Attention, la hauteur de référence des dossiers correspond à la hauteur sans le coussin, pour avoir la hauteur totale avec coussin de dossier, il faut rajouter approximativement 6.35 cm.

Ex : La hauteur réelle d'un dossier Tall 18' est de (45.7cm + 6.35 soit 52 cm).

Vous trouverez ci-dessous les correspondances entre les largeurs du dossier, les largeurs de la coque et les largeurs de la coque avec coussin (correspondance thoracique pour les utilisateurs).

## GUIDE DES TAILLES

Pouces	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Cm	25,4	27,94	30,48	33,02	35,56	38,1	40,64	43,18	45,72	48,26	50,8
Largeur thoracique intérieure (cm)	17cm +/- 1	19cm +/-1	21cm +/-1	23cm +/-1	25cm +/-1	27cm +/-1	29cm +/-1.5	31cm +/-1.5	33cm +/-1.5	35cm +/-1.5	37cm +/-1.5
Largeur coque seule Contour Active (cm)	19,1	21,6	24,1	26,7	28,9	31,1	34,3	36,5	39,1	41,6	43,8
Largeur coque seule Contour Deep (cm)	19,1	21,6	24,1	26,7	32,1	34,9	36,2	38,7	42,5	45,1	47
Largeur coque seule Contour Extra Deep (cm)	-	-	-	-	-	-	39,4	41,9	44,5	47	49,5
Hauteur avec coussin de dossier	Hauteur du dossier +6,5cm										
Adaptable sur largeur de fauteuil	Dossiers AL +2,5cm / - 2,5cm Dossier AFT +5cm / -5cm										

☐ Dossier Stealth ADI Back 2

600 €

1- Forme

☐ Aluminium (ADI2AL)☐ Aluminium Flat Top (ADI2AFT)

Flat Top disponible hauteur: 16" et plus



2- Largeur :

☐ 14" (14) ☐ 15" (15) ☐ 16" (16) ☐ 17" (17) ☐ 18" (18) ☐ 19" (19) ☐ 20" (20) ☐ 21" (21) ☐ 22" (21)

14" et 15" hauteur maximale: Standard 16"

14" et 15" incompatible contour: ExtraDeep

3- Hauteur :

☐ Low 10" (L) ☐ Medium 13" (M) ☐ Standard 16" (S) ☐ Tall 18" (T) ☐ Extra Tall 20" (X)

4- Contour :

☐ Active 2,5" (A)☐ Deep 4" (D)☐ Extra Deep 6" (E)

5- Fixation:

☐ Quick Release Pro Mount (1-P)
☐ 4 points pro  
(dossier TALL et +) (1-4)

☐ 2 points pro  
(dossier STD et -) (1-2)

6- Ref:

ADI2AXXXXXX1-P

ADI2AXXXXXX1-4

ADI2AXXXXXX1-2

Optionnel :

Uniquement dossier ADI active : Paire de cale tronc fixe

☐ Taille L 11,5 cm x 11,5 cm (LATADJSTLG (x2))☐ Taille XL 10 cm x 11,5 cm (LATADJSTXLG (x2))☐ Dossier Souple, ajustable 7 sangles avec réglage indépendant à droite et à gauche.

420 €

Largeur:

☐ 36-45cm SAY3300☐ 45-50cm SAY3400☐ 50-60cm SAY3500

Choix obligatoire:

Cales-tronc réglables H15cm x P10cm, la paire.

☐ fixation velcro (SAP3603)☐ fixation rigide (SAP3601)☐ Ajustement en profondeur des cales-tronc SAP3601, réglables 60mm

**DOSSIER DE BASE (suite)**
☐ Butée Sacro-lombaire anthracite 255 x 240 x 25 (mm)

SAP4601

**40 €**

La butée sacro lombaire est placée dans la partie inférieure du dossier. Elle permet d'améliorer la répartition des pressions sur l'ensemble du dos lors d'une hyper lordose, et favorise l'antéversion du bassin.

☐ Cales-tronc escamotables
Unitaire : **300€**
☐ droit (ULS25100-R)

☐ gauche (ULS25100-L)
Coussin : ☐ 4"x6" (ULP546050320) ☐ 5"x7" (ULP557050320)Coussin : ☐ 4"x6" (ULP546050320) ☐ 5"x7" (ULP557050320)

Montage sur canne de dossier diamètre support unitaire :


Autres montages :


☐ 1" soit 25,40 mm (UIMCNI100)

☐ 7/8" soit 22,22 mm (UIMCNI780)

☐ 3/4" soit 19,05 mm (UIMCNI340)

☐ 125° TB4 (UIMBKI125)

☐ 135° ADI 2 / Qback (UIMBKI135)
**HARNAIS**
☐ Harnais classique
**139 €****Choix de la taille obligatoire**

Textile Dynamique




T	Ref.	A (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)	E (cm)	F (cm)	G (cm)	H (cm)
<input type="checkbox"/> XS	ST-IFPS1101	19,0	32,0	5,0	9,0	19,0	9,0	7,5	5,0
<input type="checkbox"/> nd	S	21,5	39,0	5,0	11,5	23,0	10,0	10,0	5,0
<input type="checkbox"/> M	ST-IFPS1103	24,0	38,0	5,0	14,0	28,0	13,0	13,0	7,0
<input type="checkbox"/> L	ST-IFPS1104	26,5	57,0	5,0	16,5	33,0	15,0	15,0	9,0
<input type="checkbox"/> XL	ST-IFPS1105	29,0	65,0	6,0	16,5	35,5	18,0	18,0	11,5



Textile Structuré



T	Ref.	A (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)	E (cm)	F (cm)	G (cm)	H (cm)
<input type="checkbox"/> XS	ST-IFPS1201	19,0	32,0	5,0	9,0	19,0	9,0	7,5	5,0
<input type="checkbox"/> S	ST-IFPS1202	21,5	39,0	5,0	11,5	23,0	10,0	10,0	5,0
<input type="checkbox"/> nd	M	24,0	38,0	5,0	14,0	28,0	13,0	13,0	7,0
<input type="checkbox"/> L	ST-IFPS1204	26,5	57,0	5,0	16,5	33,0	15,0	15,0	9,0
<input type="checkbox"/> XL	ST-IFPS1205	29,0	65,0	6,0	16,5	35,5	18,0	18,0	11,5

☐ Harnais classique "ZIPPER"
**139 €****Choix de la taille obligatoire**

Textile Dynamique




T	Ref.	A (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)	E (cm)	F (cm)	G (cm)	H (cm)
<input type="checkbox"/> S	IFPS3102	19,0	32,0	5,0	9,0	19,0	9,0	7,5	5,0
<input type="checkbox"/> M	IFPS3103	24,0	38,0	5,0	14,0	28,0	13,0	13,0	7,0
<input type="checkbox"/> L	IFPS3104	26,5	57,0	5,0	16,5	33,0	15,0	15,0	9,0
<input type="checkbox"/> XL	IFPS3105	29,0	65,0	6,0	16,5	35,5	18,0	18,0	11,5



Textile Structuré



TAILLES	REF	A (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)	E (cm)	F (cm)	G (cm)	H (cm)
<input type="checkbox"/> S	IFPS3202	19,0	32,0	5,0	9,0	19,0	9,0	7,5	5,0
<input type="checkbox"/> M	IFPS3203	24,0	38,0	5,0	14,0	28,0	13,0	13,0	7,0
<input type="checkbox"/> L	IFPS3204	26,5	57,0	5,0	16,5	33,0	15,0	15,0	9,0

☐ Harnais contour
**139 €****Choix de la taille obligatoire**

Textile Dynamique



T	Ref.	A (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)	E (cm)	F (cm)	G (cm)	H (cm)
<input type="checkbox"/> XS	IFPS2101	19,0	32,0	5,0	9,0	19,0	2,5	9,0	3,0
<input type="checkbox"/> S	IFPS2102	21,5	39,0	5,0	11,5	23,0	2,5	11,0	4,5
<input type="checkbox"/> M	IFPS2103	24,0	38,0	5,0	14,0	28,0	2,5	13,0	6,0
<input type="checkbox"/> L	IFPS2104	26,5	57,0	5,0	16,5	33,0	3,0	15,0	9,0
<input type="checkbox"/> XL	IFPS2105	29,0	65,0	6,0	16,5	35,5	4,0	18,0	11,5

## HARNAIS (suite)



T	REF	A (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)	E (cm)	F (cm)	G (cm)	H (cm)	
<input type="checkbox"/>	XS	IFPS2201	19,0	32,0	5,0	9,0	19,0	2,5	9,0	3,0
<input type="checkbox"/>	S	IFPS2202	21,5	39,0	5,0	11,5	23,0	2,5	11,0	4,5
<input type="checkbox"/>	M	IFPS2203	24,0	38,0	5,0	14,0	28,0	2,5	13,0	6,0
<input type="checkbox"/>	L	IFPS2204	26,5	57,0	5,0	16,5	33,0	3,0	15,0	9,0
<input type="checkbox"/>	XL	IFPS2205	29,0	65,0	6,0	16,5	35,5	4,0	18,0	11,5

☐ Harnais d'épaule Y straps

**126 €**




## Textile Dynamique



T	Ref.	A (cm)	B (cm)	C (cm)	
<input type="checkbox"/>	S	ST-IFYS3102	<b>48,3</b>	<b>20,3</b>	<b>5,1</b>
<input type="checkbox"/>	M	ST-IFYS3103	<b>55,9</b>	<b>22,9</b>	<b>6,4</b>
<input type="checkbox"/>	L	ST-IFYS3104	<b>63,5</b>	<b>27,9</b>	<b>6,4</b>

☐ Harnais d'épaule style "H"

126 €



## Textile Structuré



T	Ref.	A (cm)	B (cm)	C (cm)
<input type="checkbox"/> M	ST-IFHH5203	<b>9,5</b>	<b>34,9</b>	<b>6,4</b>

☐ Ceinture thoracique chest straps

94 €



## Textile Dynamique



T	Ref.	A (cm)	B (cm)	C (cm)
<input type="checkbox"/> XS	ST-IFCS4111	<b>35,5</b>	<b>7,1</b>	<b>8,9</b>
<input type="checkbox"/> S	ST-IFCS4112	<b>40,4</b>	<b>7,1</b>	<b>9,5</b>
<input type="checkbox"/> M	ST-IFCS4113	<b>45,7</b>	<b>7,9</b>	<b>10,1</b>
<input type="checkbox"/> L	ST-IFCS4114	<b>53,3</b>	<b>7,9</b>	<b>11,4</b>
<input type="checkbox"/> XL	ST-IFCS4115	<b>58,4</b>	<b>8,3</b>	<b>12,0</b>

## COMMENTAIRES

[illegible]