

**INFORMATIONS DE COMMANDE**

Nom du distributeur :

Contact commercial + email et ligne directe :

Référence de commande :

Adresse de livraison :

Date de commande :


Produits d'assistance à la posture du siège**Dans la limite de 600€**

Code 4510005 - VPH, adjonction, PAP forfait B adjonctions membre inférieur. Plv 600€

COUSSINS D'ASSISE POSTURAL Coussin d'assise Stealth TruComfort 2 SPP

Epaisseur : 11,4cm | Capacité de poids : 204kg

Stabilité pelvienne et alignement fémoral.
La mémoire de forme assure confort et protection. La housse Coolcore régule la température.




POUCES	14	15	16	17	18	19	20	21	22	24	TC2-VNC	390 €
CM	36	38	41	43	46	48	51	53	56	61		
14	36	<input type="checkbox"/>										
15	38	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>							
16	41	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>								
17	43	<input type="checkbox"/>										
18	46	<input type="checkbox"/>										
19	48		<input type="checkbox"/>									
20	51		<input type="checkbox"/>									
21	53			<input type="checkbox"/>								
22	56			<input type="checkbox"/>								
24	61						<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

 Coussin d'assise Stealth Products Spectrum Gel SPP

Epaisseur : 7,6cm | Capacité de poids : 250kg

Coussin ergonomique pour une assise sécurisée : stabilité posturale, protection ischiatique renforcée, transferts facilités, et soutien optimal. Insert en gel double cellule, revêtement Sunmate adapté à la taille




POUCES	14	15	16	17	18	19	20	21	22	24	26	28	30	32
CM	36	38	41	43	46	48	51	53	56	61	66	71	76	81
15	38				<input type="checkbox"/>									
16	41			<input type="checkbox"/>										
17	43			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
18	46	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>										
19	48		<input type="checkbox"/>											
20	51		<input type="checkbox"/>											
21	53			<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
22	56				<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>							
24	61					<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
26	66										<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

 Coussin d'assise Stealth Products Spectrum Foam SPP

Epaisseur : 7,6cm | Capacité de poids : 272kg

Coussin ergonomique alliant confort, sécurité et autonomie : stabilité posturale, protection ischiatique optimisée, transferts facilités, et légèreté. Revêtement Sunmate adapté selon la taille.



POUCES	14	15	16	17	18	19	20	21	22	24	26	28	30	32
CM	36	38	41	43	46	48	51	53	56	61	66	71	76	81
15	38				<input type="checkbox"/>									
16	41			<input type="checkbox"/>										
17	43			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
18	46	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>										
19	48		<input type="checkbox"/>											
20	51		<input type="checkbox"/>											
21	53			<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
22	56				<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>							
24	61					<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
26	66										<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Coussin d'assise Stealth Solution SPP 

Epaisseur : 7,5cm | Capacité de poids : 204kg

Stabilité pelvienne et répartition optimale de la pression. Conçus pour éviter l'inclinaison du bassin avec un gel segmenté pour la protection cutanée et une mousse à mémoire de forme pour confort et immersion.



P r o f o n d e u r	POUCES	Largeur										SOL-VPC	390 €
		10	12	13	15	16	17	18	19	20	22		
	CM	25	30	33	38	41	43	46	48	51	56	61	
10	25	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									
12	30	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									
14	36	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									
15	38				<input type="checkbox"/>								
16	41				<input type="checkbox"/>								
17	43				<input type="checkbox"/>								
18	46				<input type="checkbox"/>								
19	48				<input type="checkbox"/>								
20	51				<input type="checkbox"/>								
22	56					<input type="checkbox"/>							
24	61						<input type="checkbox"/>						

 Coussin d'assise Stealth Products Premiere SP 

Epaisseur : 7,6cm | Capacité de poids : 226kg

Coussin ergonomique pour un positionnement et un confort durables : stabilité renforcée, répartition optimisée des appuis, et adaptation morphologique. Insert latéral intégré, découpe sacrée, revêtement Sunmate Xsoft



P r o f o n d e u r	POUCES	Largeur							PREM-VNC	390 €
		14	15	16	17	18	19	20		
	CM	36	38	41	43	46	48	51	56	
13	33	<input type="checkbox"/>								
14	36	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
15	38	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
16	41	<input type="checkbox"/>								
17	43		<input type="checkbox"/>							
18	46		<input type="checkbox"/>							
19	48		<input type="checkbox"/>							
20	51		<input type="checkbox"/>							
21	53					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
22	56					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
24	61					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

 Coussin d'assise Stealth Products Essence Gel SPP 

Epaisseur : 8,9cm | Capacité de poids : 226kg

Coussin ergonomique alliant confort, stabilité et modularité : base rigide pour un maintien optimal, profil modulable pour un ajustement personnalisé, cuvette ischiatique et décharge sacrée pour plus de sécurité, et revêtement doux en viscose.




P r o f o n d e u r	POUCES	Largeur											ESS-VPC	390 €
		10	12	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
	CM	25	30	36	38	41	43	46	48	51	53	56		
10	25	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>										
12	30	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>										
14	36	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>										
15	38				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
16	41				<input type="checkbox"/>									
17	43				<input type="checkbox"/>									
18	46				<input type="checkbox"/>									
19	48				<input type="checkbox"/>									
20	51				<input type="checkbox"/>									
21	53					<input type="checkbox"/>								
22	56						<input type="checkbox"/>							
24	61						<input type="checkbox"/>							

 Coussin d'assise Stealth Products Glacial SP 


Epaisseur : 8,8cm | Capacité de poids : 226kg

Coussin ergonomique pour confort et protection cutanée : transferts facilités, décharge sacrée et soutien du coccyx, gel quadrillé pour réduire les frottements, et base en mousse haute densité pour stabilité et durabilité.



P r o f o n d e u r	POUCES	Largeur												GLA-NUC	390 €
		12	14	15	16	17	18	19	20	21	22	24			
	CM	30	36	38	41	43	46	48	51	53	56	61			
12	30	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>											
14	36	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>											
15	38				<input type="checkbox"/>										
16	41		<input type="checkbox"/>												
17	43		<input type="checkbox"/>												
18	46		<input type="checkbox"/>												
19	48		<input type="checkbox"/>												
20	51		<input type="checkbox"/>												
21	53				<input type="checkbox"/>										
22	56					<input type="checkbox"/>									
24	61						<input type="checkbox"/>								

Housse supplémentaire

 Housse Stealth-Tek Nylon/Polyester imperméable

110 €

 Housse AirMesh, Antiglissement

110 €



 Housse incontinence polyurethane

110 €

CORRECTION DE BASSIN

<input type="checkbox"/> Biseau crural	Choix de la taille: <input type="checkbox"/> Taille 1: 505 x 205 x 25 (mm) <input type="checkbox"/> Taille 2: 505 x 205 x 50 (mm)	SAP4201 SAP4251	30 €
Le biseau crural s'installe sur la partie antérieure de l'assise. Il favorise la répartition des pressions sur l'ensemble de l'assise, l'alignement des fémurs et réduit le glissement du patient. Existe en 25 et 50mm. Il peut être utilisé au niveau du dossier, soit dans le sens de la hauteur afin de compenser ou corriger une rotation de tronc, soit dans le sens de la largeur afin d'augmenter le confort et la surface d'appui au niveau du dos.			
<input type="checkbox"/> Biseau fessier 205 x 205 x 25 (mm)		SAP4301	60 €
Le biseau fessier (cale d'obliquité) peut compenser une perte de tonus des muscles fessiers ou diminuer une obliquité du bassin.			
<input type="checkbox"/> Butée d'abduction	Choix de la taille: <input type="checkbox"/> Butée anthracite rigide 175 x 105 x 70 (mm) <input type="checkbox"/> Butée souple 175 x 105 x 70 (mm)	SAP4401 SAP4406	5 €
La butée d'abduction est destinée à contrôler l'adduction des membres inférieurs.			
<input type="checkbox"/> Biseau anti effet hamac	Choix de la taille: <input type="checkbox"/> Taille 1: 505 x 405 x 25 (mm) <input type="checkbox"/> Taille 2: 505 x 405 x 50 (mm)	SAP4101 SAP4151	50 €

STABILISATEURS DES MEMBRES INFÉRIEURS

<input type="checkbox"/> Ceinture de maintien 2 points		<table border="1"> <thead> <tr> <th>T</th><th>Ref.</th><th>Pull Type</th><th>A (cm)</th><th>B (cm)</th><th>C (cm)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/> XS</td><td>ST-IFPB5121</td><td>S. P.</td><td>81,3</td><td>68,6</td><td>2,5</td></tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> XS / S</td><td>ST-IFPB6223</td><td>D. P.</td><td>61,0</td><td>61,0</td><td>2,5</td></tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> M / L</td><td>ST-IFPB5223</td><td>S. P.</td><td>81,3</td><td>68,6</td><td>3,8</td></tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> M / L</td><td>ST-IFPB5224</td><td>D. P.</td><td>61,0</td><td>61,0</td><td>3,8</td></tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> L / XL</td><td>ST-IFPB6325</td><td>S. P.</td><td>81,3</td><td>68,6</td><td>5,1</td></tr> </tbody> </table>	T	Ref.	Pull Type	A (cm)	B (cm)	C (cm)	<input type="checkbox"/> XS	ST-IFPB5121	S. P.	81,3	68,6	2,5	<input type="checkbox"/> XS / S	ST-IFPB6223	D. P.	61,0	61,0	2,5	<input type="checkbox"/> M / L	ST-IFPB5223	S. P.	81,3	68,6	3,8	<input type="checkbox"/> M / L	ST-IFPB5224	D. P.	61,0	61,0	3,8	<input type="checkbox"/> L / XL	ST-IFPB6325	S. P.	81,3	68,6	5,1	99 €			
T	Ref.	Pull Type	A (cm)	B (cm)	C (cm)																																					
<input type="checkbox"/> XS	ST-IFPB5121	S. P.	81,3	68,6	2,5																																					
<input type="checkbox"/> XS / S	ST-IFPB6223	D. P.	61,0	61,0	2,5																																					
<input type="checkbox"/> M / L	ST-IFPB5223	S. P.	81,3	68,6	3,8																																					
<input type="checkbox"/> M / L	ST-IFPB5224	D. P.	61,0	61,0	3,8																																					
<input type="checkbox"/> L / XL	ST-IFPB6325	S. P.	81,3	68,6	5,1																																					
<input type="checkbox"/> Ceinture de maintien 4 points		<table border="1"> <thead> <tr> <th>TAILLES</th> <th>Ref.</th> <th>A (cm)</th> <th>B (cm)</th> <th>C (cm)</th> <th>D (cm)</th> <th>Pad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/> XS</td><td>ST-IFPB5141</td><td>S. P.</td><td>81,3</td><td>6,6</td><td>50,8</td><td>2,5</td><td>11,4</td></tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> S</td><td>ST-IFPB5242</td><td>S. P.</td><td>81,3</td><td>6,6</td><td>50,8</td><td>3,8</td><td>13,9</td></tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> M</td><td>ST-IFPB5243</td><td>S. P.</td><td>81,3</td><td>6,6</td><td>50,8</td><td>3,8</td><td>19,0</td></tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> L</td><td>ST-IFPB5244</td><td>S. P.</td><td>31,3</td><td>6,6</td><td>50,8</td><td>3,8</td><td>24,1</td></tr> </tbody> </table>	TAILLES	Ref.	A (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)	Pad	<input type="checkbox"/> XS	ST-IFPB5141	S. P.	81,3	6,6	50,8	2,5	11,4	<input type="checkbox"/> S	ST-IFPB5242	S. P.	81,3	6,6	50,8	3,8	13,9	<input type="checkbox"/> M	ST-IFPB5243	S. P.	81,3	6,6	50,8	3,8	19,0	<input type="checkbox"/> L	ST-IFPB5244	S. P.	31,3	6,6	50,8	3,8	24,1	150 €
TAILLES	Ref.	A (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)	Pad																																				
<input type="checkbox"/> XS	ST-IFPB5141	S. P.	81,3	6,6	50,8	2,5	11,4																																			
<input type="checkbox"/> S	ST-IFPB5242	S. P.	81,3	6,6	50,8	3,8	13,9																																			
<input type="checkbox"/> M	ST-IFPB5243	S. P.	81,3	6,6	50,8	3,8	19,0																																			
<input type="checkbox"/> L	ST-IFPB5244	S. P.	31,3	6,6	50,8	3,8	24,1																																			
<input type="checkbox"/> Ceinture de maintien de jambe		<table border="1"> <thead> <tr> <th>TAILLES</th> <th>Ref.</th> <th>A (cm)</th> <th>B (cm)</th> <th>C (cm)</th> <th>D (cm)</th> <th>E (cm)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/> S</td><td>ST-IFLH1111-S</td><td>2,5</td><td>22,9</td><td>3,8</td><td>31,8</td><td>54,6</td></tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> M</td><td>ST-IFLH1111-M</td><td>2,5</td><td>30,5</td><td>3,8</td><td>34,3</td><td>64,8</td></tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> L</td><td>ST-IFLH1111-L</td><td>3,8</td><td>38,1</td><td>5,1</td><td>35,6</td><td>73,7</td></tr> </tbody> </table>	TAILLES	Ref.	A (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)	E (cm)	<input type="checkbox"/> S	ST-IFLH1111-S	2,5	22,9	3,8	31,8	54,6	<input type="checkbox"/> M	ST-IFLH1111-M	2,5	30,5	3,8	34,3	64,8	<input type="checkbox"/> L	ST-IFLH1111-L	3,8	38,1	5,1	35,6	73,7	120 €											
TAILLES	Ref.	A (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)	E (cm)																																				
<input type="checkbox"/> S	ST-IFLH1111-S	2,5	22,9	3,8	31,8	54,6																																				
<input type="checkbox"/> M	ST-IFLH1111-M	2,5	30,5	3,8	34,3	64,8																																				
<input type="checkbox"/> L	ST-IFLH1111-L	3,8	38,1	5,1	35,6	73,7																																				

ALIGNEMENT FEMORAL

<input type="checkbox"/> Cale cuisse/bassin, montage sur rail Quantum rehab, une pièce (UTTP7-Q) :		Unitaire : 240€
<input type="checkbox"/> Coussin sur rail, une pièce :		
<input type="checkbox"/> Bassin : 4"x4" soit 10x10 cm (UTP544056100) <input type="checkbox"/> Bassin : 4"x6" soit 10x15 cm (UTP546056100) <input type="checkbox"/> Cuisse : 4"x8" soit 10x20 cm (UTP548056100) <input type="checkbox"/> Cuisse : 4"x10" soit 10x25 cm (UTP540056100) <input type="checkbox"/> Cuisse : 4"x12" soit 10x30 cm (UTP54D056100)		



powered by coolcore

ALIGNEMENT FEMORAL (suite)

- Cale genou droit (KN1ADDFO85_04R)
 Cale genou gauche (KN1ADDFO85_04L)

Montage rail TB3/4

unitaire: **330 €**

- Plot d'abduction escamotable vers l'avant (UMS0522800)
 Coussin d'abduction Petit (MTMD-32M)
 Coussin d'abduction Petit (MTMD-33M)
 Coussin d'abduction Petit (MTMD-34M)

**515 €****PROTECTION DE JAMBES**

Doublet (avec et sans séparateur)	Largeur A	Profondeur B	Standard		Tall		Uniquement double avec séparateur	
			Hauteur C		Hauteur C		Epaisseur séparateur D	Largur Gouttière E
SIMPLE	19	25	22	32	22	32	-	-
12in	29	27	22	32	22	32	-	-
14in	34	27	22	32	22	32	-	-
16in	39	27	22	32	22	32	62 mm	13
18in	44	27	22	32	22	32	62 mm	15
20in	50	27	22	32	22	32	62 mm	18
22in	55	27	22	32	22	32	62 mm	20
24in	60	27	22	32	22	32	62 mm	23

CHOIX DU MODELE**REFERENCE****HT****TTC****BOTTE SIMPLE**

- Botte rembourrée STEALTH 1 jambe standard ST-IFPFB-SS-1 390,00 € **411 €**
 Botte rembourrée STEALTH 1 jambe tall ST-IFPFB-ST-1 420,00 € **443 €**

BOTTE DOUBLE

- Botte rembourrée STEALTH double standard 12" ST-IFPFB-FS-12 450,00 € **475 €**
 Botte rembourrée STEALTH double standard 14" ST-IFPFB-FS-14 465,00 € **491 €**
 Botte rembourrée STEALTH double standard 16" ST-IFPFB-FS-16 475,00 € **501 €**
 Botte rembourrée STEALTH double standard 18" ST-IFPFB-FS-18 505,00 € **533 €**
 Botte rembourrée STEALTH double standard 20" ST-IFPFB-FS-20 580,00 € **612 €**
 Botte rembourrée STEALTH double standard 22" ST-IFPFB-FS-22 625,00 € **659 €**
 Botte rembourrée STEALTH double standard 24" ST-IFPFB-FS-24 745,00 € **786 €**
 Botte rembourrée STEALTH double tall 16" ST-IFPFB-FT-16 560,00 € **591 €**
 Botte rembourrée STEALTH double tall 18" ST-IFPFB-FT-18 625,00 € **659 €**
 Botte rembourrée STEALTH double tall 20" ST-IFPFB-FT-20 680,00 € **717 €**
 Botte rembourrée STEALTH double tall 22" ST-IFPFB-FT-22 750,00 € **791 €**
 Botte rembourrée STEALTH double tall 24" ST-IFPFB-FT-24 850,00 € **897 €**

BOTTE DOUBLE AVEC SEPARATEUR

- Botte rembourrée STEALTH double séparée standard 16" ST-IFPFB-DS-16 495,00 € **522 €**
 Botte rembourrée STEALTH double séparée standard 18" ST-IFPFB-DS-18 545,00 € **575 €**
 Botte rembourrée STEALTH double séparée standard 20" ST-IFPFB-DS-20 590,00 € **622 €**
 Botte rembourrée STEALTH double séparée standard 22" ST-IFPFB-DS-22 650,00 € **686 €**
 Botte rembourrée STEALTH double séparée standard 24" ST-IFPFB-DS-24 750,00 € **791 €**
 Botte rembourrée STEALTH double séparée tall 16" ST-IFPFB-DT-16 540,00 € **570 €**
 Botte rembourrée STEALTH double séparée tall 18" ST-IFPFB-DT-18 630,00 € **665 €**
 Botte rembourrée STEALTH double séparée tall 20" ST-IFPFB-DT-20 700,00 € **739 €**
 Botte rembourrée STEALTH double séparée tall 22" ST-IFPFB-DT-22 750,00 € **791 €**
 Botte rembourrée STEALTH double séparée tall 24" ST-IFPFB-DT-24 855,00 € **902 €**

Bon de commande PAP B BAS

COMMENTAIRES