

INFORMATIONS DE COMMANDE

Nom du distributeur :

Contact commercial + email et ligne directe :

Référence de commande :

Adresse de livraison :

Date de commande :

CARACTERISTIQUES

- ① Cadre garantie 5 ans
- ① Châssis fixe
- ① Roues rayonnées 20"
- ① Garde boue av et ar
- ① Panier arrière
- ① Longueur hors tout: 159 cm
- ① Largeur hors tout: 72cm
- ① Hauteur d'entrejambe de 56 à 80 cm (Junior)
- ① Hauteur d'entrejambe de 66 à 90 cm (Adulte)
- ① Poids du tricycle: 23 kg
- ① Poids maximum utilisateur (110 kg adulte / 100 kg junior)
- ① Chassis en acier
- ① Compatible avec une assistance électrique



Légende de présentation et mise en page

- Configuration de série, sans surcoût par rapport au prix limite de vente de la catégorie
- Adjonction spécifique sur devis justifié par l'évaluation fonctionnelle
- Adjonction prévue dans la nomenclature bénéficiant d'une prise en charge
- Adjonction d'aide à la posture prévue dans la nomenclature bénéficiant d'une prise en charge

Merci de vérifier la compatibilité et le cumul possible des adjonctions.

VPH, Achat neuf, CYC, cycles modulaires à roues multiple.

Code 9500767 - VPH, Achat neuf, CYC, cycles modulaires à roues multiple. Plv 1679,48€

	DESIGNATION	PRIX PUBLIC TTC		PRIX PUBLIC TTC
Choix de la taille	<input type="checkbox"/> Tonicross city Junior (TYJ30__)	1 679,48 €	<input type="checkbox"/> Tonicross city Adulte (TYJ40__)	1 679,48 €
	Hauteur d'entrejambe: 56-80 cm		Hauteur d'entrejambe: 66-90 cm	
	Hauteur selle/sol: 68-92 cm		Hauteur selle/sol: 78-102 cm	
	Hauteur guidon/sol: 102-116 cm		Hauteur guidon/sol: 102-116 cm	
	Largeur panier arrière: 36 cm		Largeur panier arrière: 51 cm	

EQUIPEMENT ROUTE

- ☐ Dispositif d'éclairage avant et arrière

COLORIS CHASSIS.

<input type="checkbox"/> Noir Onyx	ON	<input type="checkbox"/> Gris Quartz	QU
<input type="checkbox"/> Cuivre	JA	<input type="checkbox"/> Vert mat profond	
<input type="checkbox"/> Turquoise Mat	TU	<input type="checkbox"/> Bronze	BR

Système de conduite

GUIDON

- ✓ Guidon classic




- ☐ Guidon Corne de boeuf (TAT0073)



- ☐ Guidon Papillon (TAP0074)



- ☐ Guidon Cadre (TAT0072)



SELLES

✓ Selle classique

☐ Réglage de la selle antéro-postérieur (TAT0032)☐ Selle Monocycle (DAT0136)**TRANSMISSION****Utilisation avec marche arrière**

✓ Pignon fixe


☐ Frein rétropédalage 3 vitesses indexées, avec marche arrière, roue libre intégrée (T3/Jr/4) (TAP0097) / (Nc Frein à disque TAP0020)
Utilisation sans marche arrière
☐ Roue libre avec frein supplémentaire (TAT0090)

☐ Moyeu mono vitesse, Frein rétropédalage, avec roue libre intégrée (T3/Jr/4) (TAT0092)

☐ Frein rétropédalage 3 vitesses indexées, avec roue libre intégrée (T3/Jr/4) (TAT0093)

1 seul accessoire de transmission possible

ACCESSOIRES SUPPLEMENTAIRES
☐ Butées directionnelles (TAT0017)

☐ Frein V Brake + frein parking sur roue avant (compatible toute version) (TAP0021)
**Produits d'assistance à la posture du siège (PAP B1)****600 € TTC**

Code 9913699 - VPH, adjonction, PAP forfait B adjonctions membre inférieur. Plv 600€

☐ Sabots réglables en largeur (paire)

☐ Junior (TAT0053)

☐ Adulte (TAT0054)

☐ Cales pieds avec sangles (TAP0055)

☐ Tuteurs de jambes fixes réglables en hauteur (paire) (TAT0063)

☐ Pour Cale Pieds

☐ Pour Sabots

☐ Système anti-équin (TAT0064)

☐ Pour Cale Pieds

☐ Pour Sabots


Produits d'assistance à la posture du siège (PAP A1)**600 € TTC**

Code 9942940 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur. Plv 600€

☐ Appui dos avec dossière (TAT0041)☐ Double appui dos avec dossière (TAT0043)☐ Appui ventral (TAT0047)**COMMENTAIRES**

Note délai — La configuration du matériel (options/personnalisations) peut fortement impacter le délai : compter un délai moyen de 3 semaines, pouvant être allongé jusqu'à 8 semaines supplémentaires.

Notes et informations utiles

- Merci de renseigner l'ensemble des informations nécessaires à la fabrication et aux réglages du fauteuil
- Toute commande reçue incomplète ne pourra être validée en production impliquant de fait un délai de traitement supplémentaire.
- Un seul coussin d'assise livré (hors assise modulaire)
- Consultez les visuels et vues éclatées sur la plateforme Documoto <https://documoto.digabit.com/ui/>
(Identifiant et mot de passe disponibles sur demande auprès de votre conseiller médico-technique de secteur ou du SAV.)