

INFORMATIONS DE COMMANDE

Nom du distributeur :

Contact commercial + email et ligne directe :

Référence de commande :

Adresse de livraison :

Date de commande :

CARACTERISTIQUES

- ① Cadre garantie 5 ans
- ① Roues rayonnées à démontage rapide: T1/T2 16", T3/Tj/T4 20"
- ① Tricycle pliant facilitant le transport et le rangement
- ① Panier arrière
- ① Longueur hors tout: 159 cm
- ① Largeur hors tout: 72cm
- ① Hauteur d'entrejambes de 38 à 45 cm (T.1)
- ① Hauteur d'entrejambes de 45 à 57 cm (T.2)
- ① Hauteur d'entrejambes de 57 à 73 cm (T.3)
- ① Hauteur d'entrejambes de 60 à 80 cm (T.Junior)
- ① Hauteur d'entrejambes de 66 cm et plus (T.4)
- ① Chassis en acier
- ① Poids du tricycle:
 - T1 - 12kg / T2 - 13kg / T3 - 17kg / TJ - 18kg / T4 - 20kg
- ① Poids maximum utilisateur :
 - T1 - 35kg / T2 - 50kg / T3 - 60kg / TJ - 60kg / T4 - 95kg
- ① Compatible avec une assistance électrique
- ① Compatible avec une assistance électrique



Légende de présentation et mise en page

- Configuration de série, sans surcoût par rapport au prix limite de vente de la catégorie
 - Adjonction spécifique sur devis justifié par l'évaluation fonctionnelle
 - Adjonction prévue dans la nomenclature bénéficiant d'une prise en charge
 - Adjonction d'aide à la posture prévue dans la nomenclature bénéficiant d'une prise en charge
- Merci de vérifier la compatibilité et le cumul possible des adjonctions.

VPH, Achat neuf, CYC, cycles modulaires à roues multiple.

Code 9500767 - VPH, Achat neuf, CYC, cycles modulaires à roues multiple. Plv 1679,48€

DESIGNATION

PRIX PUBLIC TTC


PRIX PUBLIC TTC

☐ Tricycle tonicross plus pliant


1 679,48 €

Choix de la taille :

- ☐ T1 (TPU10..)
- ☐ T2 (TPU20..)
- ☐ T3 (TPU30..)



- ☐ T JUNIOR Chassis surbaissé (TPUJ0..)
- ☐ T4 Chassis surbaissé (TPU40..)




Choix de la taille

EQUIPEMENT ROUTE

☐ Dispositif d'éclairage avant et arrière

COLORIS CHASSIS



Système de conduite

GUIDON

✓ Guidon classic


☐ Guidon Corne de boeuf (TAT0073)

☐ Guidon Papillon (TAP0074)

☐ Guidon Cadre (TAT0072)


SELLES

✓ Selle classique


☐ Réglage de la selle antéro-postérieur (TAT0032)

☐ Selle Monocycle (DAT0136)


TRANSMISSION

Utilisation avec marche arrière

☐ Pignon fixe


Utilisation sans marche arrière

☐ Roue libre avec frein supplémentaire (TAT0090)


ACCESSOIRES SUPPLEMENTAIRES

☐ Frein V Brake + frein parking sur roue avant (compatible toute version) (T1,2,3: TAT0022 / Tjr,T: TAP0021)

**Produits d'assistance à la posture du siège (PAP B1)****600 € TTC**

Code 9913699 - VPH, adjonction, PAP forfait B adjonctions membre inférieur. Plv 600€

Choisir jusqu'à 2 accessoires

☐ Sabots réglables en largeur (paire)
☐ Junior (TAT0053)
☐ Adulte (TAT0054)



☐ Cales pieds avec sangles (TAP0055)



☐ Tuteurs de jambes fixes réglables en hauteur (paire) (TAT0063)

☐ Pour Cale Pieds
☐ Pour Sabots



☐ Système anti-équin (TAT0064)

☐ Pour Cale Pieds
☐ Pour Sabots

**Produits d'assistance à la posture du siège (PAP A1)****300 € TTC**

Code 9942940 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur. Plv 600€

Choisir un seul accessoire

☐ Appui dos avec dossière (TAT0041)



☐ Double appui dos avec dossière (TAT0043)



☐ Appui ventral (TAT0047)

**COMMENTAIRES**

Note délai — La configuration du matériel (options/personnalisations) peut fortement impacter le délai : compter un délai moyen de 3 semaines, pouvant être allongé jusqu'à 8 semaines supplémentaires.

