

PRIDE
MOBILITY®Jazzy
air²**INFORMATIONS DE COMMANDE**

Nom du distributeur :

Contact commercial + email et ligne directe :

Référence de commande :

Adresse de livraison :

Date de commande :

CARACTERISTIQUES

- ① Largeur d'assise : 40 - 45 - 50 - 55 cm
- ① Profondeur d'assise : ajustable sur 5 cm
- ① Dossier inclinable avec appui-tête
- ① Distance sol/siège: 53,4 - 83,8 cm
- ① Longueur hors-tout : 104 cm
- ① Lift électrique 30cm
- ① Accoudoirs réglables en angle, hauteur et profondeur
- ① Rayon de giration : 50,8 cm
- ① Batteries 40Ah, Chargeur 5 amp.
- ① Electronique VR2
- ① Déplacement en position haute à 5,6 km/h
- ① Vitesse max* : 5,6 km/h
- ① Poids max utilisateur : 136 kg

*résultats obtenus suite à des tests en laboratoire. Variations possibles en fonction du modèle poids de l'utilisateur, du type de terrain, de l'état, du type, de la capacité des batteries et de l'état des pneus. Spécifications sujettes à variation de +10% -5%.

**Légende de présentation et mise en page**

- Configuration de série, sans surcoût par rapport au prix limite de vente de la catégorie
- Adjonction spécifique sur devis justifié par l'évaluation fonctionnelle
- Adjonction prévue dans la nomenclature bénéficiant d'une prise en charge
- Adjonction d'aide à la posture prévue dans la nomenclature bénéficiant d'une prise en charge

Merci de vérifier la compatibilité et le cumul possible des adjonctions.

VPH, Achat neuf, FRE-A, modulaire à propulsion par moteur électrique - classe A

Code 9525916 - VPH, Achat neuf, FRE-A, modulaire à propulsion par moteur électrique - classe A. Plv 3161,21€

BASE	REFERENCE	PP HT	PP TTC
✓ JAZZY AIR 2	JAIR2EU1001	2 996,41 €	3 161,21 €

FONCTIONS ELECTRIQUES: ELEVATEUR D'ASSISE**1500 € TTC**

Code 9938392 - VPH, adjonction, Supplément pour élévation «électrique» (lift) pour FRE, FREP et FREV. Plv 1500€

Commande automatique du lift par contacteur Air externe sur accoudoir - Déplacement en position haute à 5,6km/h

- ✓ Lift électrique 30 cm Jazzy air²

ROUES

- ✓ Roue pivotante 6"
- ✓ Roue motrice 10"

**Kit éclairage**

- ✓ Eclairage LED AV et AR



COLORIS CHASSIS

<input type="checkbox"/> Blanc - Pearl white	DGN1803736	<input type="checkbox"/> Rose - Pink topaz	DGN1803741
<input type="checkbox"/> Gris - Silver	DGN1803739	<input type="checkbox"/> Rouge mat - Garnet red	DGN1803733
<input type="checkbox"/> Bleu - Sapphire blue	DGN1803734	<input type="checkbox"/> Noir - Onyx black	DGN1803737

BOITIER DE COMMANDE

✓ Manipulateur VR2

Electronique programmable :
vitesse maximale,
accélération, décélération en
marche
avant, arrière et en virage à
droite et à gauche



✓ Support fixe

Réglable en antéropostérieur, en hauteur et amovible

Montage ✓ à droite ☐ à gauche

☐ Pantographe rotatif réversible MEC168060

Réglable en antéropostérieur, en hauteur et amovible

Montage ☐ à droite ☐ à gauche

☐ Protection anti pincement

(Conflit possible avec les tables)

ENSEMBLE ASSISE**CONFIGURATION D'ASSISE**

Largeur d'assise x Profondeur d'assise min - max



☐ 16" x 16"- 18" (40,6 x 40,6 - 45,7cm)

☐ 18" x 18"- 20" (45,7 x 45,7 - 50,8cm)

☐ 20" x 20"- 22" (50,8 x 50,8 - 55,9cm)

☐ 22" x 22"- 24" (55,9 x 55,9 - 60,9cm)

ASSISE

✓ Coussin standard

✓ Ceinture de maintien 2 points

☐ Protèges vêtement**ENSEMBLE ACCOUDOIRS****ACCOUDOIRS :**

✓ Accoudoirs escamotable réglables en hauteur et en profondeur.

**ENSEMBLE DOSSIER****DOSSIER**

✓ Dossier galbé réglable en angle

JAMBES

- ✓ Palette centrale réglable en hauteur, palette orientable et relevable, sangle talonnière

**COMMENTAIRES**

Note délai — La configuration du matériel (options/personnalisations) peut fortement impacter le délai : compter un délai moyen de 3 semaines, pouvant être allongé jusqu'à 8 semaines supplémentaires.

Notes et informations utiles

- Merci de renseigner l'ensemble des informations nécessaires à la fabrication et aux réglages du fauteuil
- Toute commande reçue incomplète ne pourra être validée en production impliquant de fait un délai de traitement supplémentaire.
- Un seul coussin d'assise livré (hors assise modulaire)
- Consultez les visuels et vues éclatées sur la plateforme Documoto <https://documoto.digabit.com/ui/>
(Identifiant et mot de passe disponibles sur demande auprès de votre conseiller médico-technique de secteur ou du SAV.)

DIMENSIONS COUSSINS**Tru confort² SPP**

DIMENSIONS											
Largeur	35	38	41	43	46	48	51	53	56	61	Personnalisé
Profondeur											
35	●		●								●
38	●		●	●							●
41	●	●	●	●	●		●				●
43	●	●	●	●	●	●	●				●
46	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●
48		●	●	●	●	●	●	●	●		●
51		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
53			●	●	●	●	●	●	●	●	●
56			●	●	●	●	●	●	●	●	●
61							●		●	●	●
Personnalisé	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Spectrum Gel

DIMENSIONS													
Largeur	35	41	43	46	48	51	56	61	66	71	76	82	Personnalisé
Profondeur													
38		●											●
41		●	●	●	●	●	●	●					●
43		●	●	●	●								●
46	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●
48		●	●	●	●	●	●	●					●
51		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●
53				●		●		●					●
56				●		●	●	●	●	●	●		●
61				●		●	●	●	●	●	●		●
66								●				●	●
71										●	●	●	●
Personnalisé	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Essence

DIMENSIONS												
Largeur	25	30	35	38	41	43	46	48	51	53	56	Personnalisé
Profondeur												
25	●	●	●									●
30	●	●	●									●
35	●	●	●									●
38			●	●								●
41			●	●	●	●	●		●			●
43			●	●	●	●	●	●	●			●
46			●	●	●	●	●	●	●		●	●
48					●	●	●	●	●			●
51					●	●	●	●	●	●	●	●
53										●		●
56										●	●	●
61											●	●
Personnalisé	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Solution

DIMENSIONS												
Largeur	25	30	35	38	41	43	46	48	51	56	61	Personnalisé
Profondeur												
25	●	●	●									●
30	●	●	●									●
35	●	●	●									●
38				●								●
41			●	●	●	●	●		●			●
43				●	●	●	●	●				●
46			●	●	●	●	●	●	●	●		●
48					●	●	●	●	●			●
51					●	●	●	●	●	●	●	●
56							●		●	●	●	●
61											●	●
Personnalisé	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Première P

DIMENSIONS									
Largeur	35	38	41	43	46	48	51	56	Personnalisé
Profondeur									
33	•								•
35	•	•							•
38	•	•							•
41	•	•	•	•	•		•		•
43		•	•	•	•	•	•		•
46			•	•	•	•	•	•	•
48			•	•	•	•	•		•
51			•		•		•	•	•
56							•	•	•
Personnalisé	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Glacial

DIMENSIONS												
Largeur	30	35	38	41	43	46	48	51	53	56	61	Personnalisé
Profondeur												
30	•	•										•
35	•	•										•
38			•									•
41		•	•	•		•		•		•		•
43			•		•	•	•					•
46		•		•	•	•	•	•		•	•	•
48					•		•		•			•
51				•	•	•	•	•	•	•	•	•
53									•		•	•
56						•		•		•	•	•
58											•	•
61										•	•	•
Personnalisé	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•