

PRIDE
MOBILITY®QUANTUM
4FRONT²**INFORMATIONS DE COMMANDE**

Nom du distributeur : _____

Contact commercial + email et ligne directe : _____

Référence de commande : _____

Adresse de livraison : _____

Date de commande : _____

CARACTERISTIQUES

- Largeur d'assise : 35,5cm à 61cm*
- Profondeur d'assise : 35,5cm à 61cm*
- Largeur dossier ajustable indépendamment 25-60cm
- Garde au sol : 6,7 cm
- Rayon de braquage : 65,8cm
- Longueur (sans RP) : 101,4cm
- Largeur hors-tout : 61,6cm
- Autonomie** : jusqu'à 26,3 km
- Poids max utilisateur : 136 kg
- Vitesse max** : 10 km/h
- Roues avant bandages noirs 14"
- Roues arrière bandages noirs 9"
- Moteurs 2 x 200/1200W
- Batteries 2x75Ah
- Accroche-taxi et suspensions SRS



*résultats obtenus suite à des tests en laboratoire. Variations possibles en fonction du modèle poids de l'utilisateur, du type de terrain, de l'état, du type, de la capacité des batteries et de l'état des pneus. Spécifications sujettes à variation de +10% -5%.

Légende de présentation et mise en page

- Configuration de série, sans surcoût par rapport au prix limite de vente de la catégorie
 - Adjonction spécifique sur devis justifié par l'évaluation fonctionnelle
 - Adjonction prévue dans la nomenclature bénéficiant d'une prise en charge
 - Adjonction d'aide à la posture prévue dans la nomenclature bénéficiant d'une prise en charge
- Merci de vérifier la compatibilité et le cumul possible des adjonctions.

VPH, Achat neuf, FREP-B, modulaire à propulsion par moteur électrique multi- position - classe B

Code 9561496 - VPH, Achat neuf, FREP-B, modulaire à propulsion par moteur électrique multi- position - classe B. Plv 11 680,50€

DESIGNATION	REFERENCE	PRIX PUBLIC TTC
<input checked="" type="checkbox"/> Ensemble Base 4FRONT ²	4FRONT 2 CUSTOM	11 071,56 € 11 680,50 €
<input type="checkbox"/> Assise TRUBALANCE 3: Accoudoirs relevable à compensation, Dossier TB3/4 bio mécanique, hauteur d'assise à partir de 44,5cm		
<input checked="" type="checkbox"/> Poignées de poussée <input checked="" type="checkbox"/> Bascule d'assise 50° à translation électrique <input checked="" type="checkbox"/> Dossier Biomécanique inclinable électriquement à 170°	PTOINDV3443 PTOINDV3444	
<input type="checkbox"/> Assise lowrider: Accoudoirs relevable à compensation, Dossier hybride souple, Hauteur d'assise à partir de 39cm		
<input checked="" type="checkbox"/> Bascule d'assise 50° à translation électrique <input checked="" type="checkbox"/> Dossier Biomécanique inclinable électriquement à 140°	Sélection obligatoire lift std et assise surbaissée	

**FONCTIONS ELECTRIQUES: ELEVATEUR D'ASSISE****1500 € TTC**

Code 9938392 - VPH, adjonction, Supplément pour élévation «électrique» (lift) pour FRE, FREP et FREV. Plv 1500€

Sélectionner le réglage de la hauteur d'assise : ☐44,5cm ☐47cm ☐49,5cm (LowRider 39cm)

- ☐ Lift électrique 30 cm TB3 PTOINDV3773

ASSISE BARIATRIQUE (uniquement assise TB3)**700 € TTC**

Code 9923901 - VPH, adjonction, supplément pour fauteuil roulant bariatrique pour FREP. Plv 700€

- ☐ Assise bariatrique poids maximum utilisateur 204 kg sans lift et 181 kg avec lift

COLORIS CHASSIS, DU MANIPULATEUR Q LOGIC 3 ET DU DOSSIER

<input type="checkbox"/> Noir Back in black (brillant)	DGN2101587-PBK1	<input type="checkbox"/> Bleu Electric blue	DGN2101587-PBU9
<input type="checkbox"/> Rouge Red corvette	DGN2101587-PRD1	<input type="checkbox"/> Jaune Lemon crush	DGN2101587-PYL4
<input type="checkbox"/> Vert Green Machine	DGN2101587-PGN11		

ADJONCTIONS SPECIFIQUES : SYSTÈME D'ASSISE TRANSFERT ET ACCESSIBILITE

Code 4960062 - VPH, adjonction spécifique, supplément sur devis pour fauteuil roulant pour FRE et FREP. Plv sur devis

PACK ASSISE ET FONCTIONS TB4 (uniquement avec assise TRUBALANCE 3)

<input type="checkbox"/> Mécanisme d'assistance au transfert. Procline à 30°	3 763,03 €	3970 € TTC
<input type="checkbox"/> Mécanisme d'aide à l'accèsibilité frontale. Procline à 20°	Largeur d'assise maximale 56 cm	
✓ Activation procline usine		

Adjonction complémentaire lift i.Level, sélection obligatoire de celui-ci

Ce pack implique la sélection obligatoire du relève-jambes central électrique. L'option **ASL** est déjà incluse dans le tarif ci-dessus.**PACK ASSISE SURBAISSE LOWRIDER (obligatoire & uniquement avec assise LOWRIDER)**

<input type="checkbox"/> Mécanisme d'assise ajustable en hauteur, distance sol/siège 390mm	3 763,03 €	3970 € TTC
--	------------	------------

Adjonction complémentaire lift, sélection obligatoire de celui-ci en première page

Ce pack nécessite la sélection obligatoire du relève-jambes central électrique ou repose jambe électrique séparée

EQUIPEMENT ROUTE

- ☐ Equipement route sur rail d'assise avec clignotant. Non compatible largeur d'assise <14" (montage sur base motrice)
- ☐ Eclairage Fender sur garde-boue Non compatible clignotant, contrôle par contacteur externe

ROUES

- ☐ Roues motrices pneumatiques 14"
- ☐ Roues motrices bandages 14"

Système de conduite**ELECTRONIQUE**

✓ QLOGIC 3



☐ Avec touches 1 et 2 CTL143976

☐ Avec touche éclairage CTL143977

- ☐ QLOGIC 3 lite CTL1810671
- ☐ Adaptateur magnétique pour prise XLR, QL3 Lite ELE2103635




- ☐ Chargeur USB-C KIT2306214
- ☐ Système de protection anti pincement de la main Prochainement disponible (conflit possible passage sous table)
- ☐ Déplacement du boîtier principal à l'arrière SOF

DISPOSITIF D'ESCAMOTAGE LATÉRAL

- ✓ Pantographe escamotable réversible droite/gauche MEC1801698
- ☐ Montage à gauche ☐ Montage à droite
- ☐ Pantographe standard réversible escamotable vers l'extérieur ACC2201042 / ACC2201041
- ☐ Montage à gauche ☐ Montage à droite
- ☐ Support de pantographe réglable en hauteur ARM250-3/4FM (nc: MEC1801698)

**EMBOUS DE JOYSTICK (en remplacement de l'embout d'origine)**

- ☐ Poignée palmaire 7,6cm de largeur (A) PLSKNCP1057
- ☐ Poignée palmaire 10,1cm de largeur (A) PLSKNCP1058
- ☐ Champignon (B) PLSKNCP1008
- ☐ Cupule menton (C) PLSKNCP1009
- ☐ Poignée T (D) PLSKNCP1006
- ☐ Boule plastique (E) PLSKNCP1007
- ☐ Balle mousse (F) PLSKNCP1004
- ☐ Barre (G) PLSKNCP1005



INTERFACE DE COMMANDE ET BOITIER ADDITIONNEL (A)**1500 € TTC**

Code 9921517 - VPH, adjonction, boîtier de commande personnalisé pour FRE, FREP et FREV. Plv 1500€

Non cumulable avec "interface de commande et boîtier additionnel (B)"☐ Commande clavier iAccess☐ Interrupteurs à bascule CTL144010☐ Interrupteurs à poussoir CTL144009**Choix obligatoire:** ☐ Montage à gauche ☐ Montage à droite ☐ Montage au dossier☐ Double commande tierce personne (utilisateur-accompagnateur) Q-LOGIC 3, Montage à droite

ELE167862 + MEC125270

☐ Système de conduite scanner à 1 interrupteur, contacteur libre*Uniquement Electronique Qlogic 3 CTL143977*☐ Micro light ML210 ☐ Mini cup MC210 ☐ Egg noir ESBK**INTERFACE DE COMMANDE ET BOITIER ADDITIONNEL (B)****1500 € TTC**

Code 9921517 - VPH, adjonction, boîtier de commande personnalisé pour FRE, FREP et FREV. Plv 1500€

① Choix possible d'un seul boîtier additionnel*Non cumulable avec "interface de commande et boîtier additionnel (A)"*☐ Ecran de contrôle d'environnement Q-LOGIC 3 + flexible CTL143979+DWR1010D446

Montage côté opposé au manipulateur, nécessaire pour une commande spéciale (ex: occipitale.)

*Non cumulable avec autre boîtier additionnel*☐ Joystick stand-alone Q-Logic 3 compact.*Non cumulable avec autre boîtier additionnel***Définir le montage**

Montage commande au menton, mouvement non bio mécanique à droite.

Si appui tête : Confort + ☐ ST-SAR2A-R / Autres ☐ ST-SAR2C-R

GAT406C + ST-GAT452-Q + ST-ESM + ES-BLK + CTL1439850

☐ Cupule menton (PLSKNCP1009) ☐ Balle mousse (PLSKNCP1004)

Montage centralisation entre accoudoir



☐ Droite ☐ Gauche

ST-GAT400Q-Q + ST-GAT452CJ-Q + ST-ARM250T-Q + CTL143980

Montage en bout d'accoudoir

☐ Droite ☐ Gauche

ACC142740 + ST-ARM250T-Q + CTL143980

☐ Ecran additionnel Q-LOGIC 3 + pour conduite scanner 1 interrupteur

Connectivité Bluetooth et contrôle d'environnement infrarouge

Système de conduite scanner à 1 interrupteur, contacteur positionnement libre "egg". ☐ Noir ☐ Bleu ☐ Vert

CTL143979 + DWR1010D446 + ESM-"BLK/BLU/GRE"

Non cumulable avec autre boîtier additionnel☐ Système de conduite scanner à 1 interrupteur sur manipulateur Qlogic 3*Non cumulable avec autre boîtier additionnel*

Sélectionner le contacteur et le positionnement

☐ Micro lite☐ Montage à la tête (ST-CN600)☐ Droit (ST-SAR2A-R) ☐ Gauche (ST-SAR2A-L)☐ Mini cup☐ Montage à la tête (ST-MC220)☐ Droit (ST-SAR2A-R) ☐ Gauche (ST-SAR2A-L)☐ EGG☐ Montage au genou (ESBLK)☐ Droit ☐ Gauche (ST-ARM260 + MEC1809294)☐ Montage à la tête (ESBLK + ESM)☐ Droit (ST-SAR2A-R) ☐ Gauche (ST-SAR2A-L)☐ Montage à la main (ESBLK)☐ Droit ☐ Gauche (ST-ARM260 + MEC1809294)☐ Multi switch☐ Montage positionnement libre (P014-41 + P014-40 + Ch. USB + P. charge externe)☐ Fibre optique i-Connect (IC24F-1 + IC12A-BC)☐ Montage à la tête (FO650)☐ Droit (ST-SAR2A-R) ☐ Gauche (ST-SAR2A-L)☐ Montage positionnement libre☐ Commande au souple double actions i-Connect (ICSNP-2 + IC12A-BC)☐ Montage appui tête (SP625M)☐ Droit (ST-SAR2A-R) ☐ Gauche (ST-SAR2A-L)☐ Montage positionnement libre (ARMS-SP625M)

ENSEMBLE ASSISE

REGLAGES DE L'ASSISE TRU BALANCE 3

Hauteur d'assise: ☐ 44,5 cm ☐ 47,0 cm ☐ 49,5 cm

Profondeur			Module A					Largeur Module B							Largeur Module C				
	Pouces		14	15	16	Pouces		16	17	18	19	20	Pouces		20	21	22	23	24
		Cm	36	38	41		Cm	41	43	46	48	51		Cm	51	53	56	58	61
	14	36	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	16	41	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	20	51	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	15	38	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	17	43	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	21	53	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	16	41	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	18	46	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	22	56	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	17	43	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	19	48	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	23	58	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18	46	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	20	51	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	24	61	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

ou

REGLAGES DE L'ASSISE LOWRIDER

Profondeur	Largeur					
	Pouces		16	18	20	22
		Cm	41	46	51	56
	14	36	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	15	38	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	16	41	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	17	43	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	18	46	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	19	48	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	20	51	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21	53	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
22	56	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Hauteur d'assise:

☐ 39 cm


COUSSIN D'ASSISE DE POSITIONNEMENT STANDARD

✓ Coussin d'assise Stealth TruComfort 2 SPP TC2-VNC_____

Epaisseur : 11,4cm | Capacité de poids : 204kg

Taille de coussin identique au réglage d'assise. Si différent, nous préciser: ____*____ (voir tableau de correspondance)

Stabilité pelvienne et alignement fémoral. La mémoire de forme assure confort et protection. La housse Coolcore régule la température.




coolcore

☐ Coussin d'assise Stealth Products Spectrum Gel SPP

Epaisseur : 7,6cm | Capacité de poids : 250kg

Taille de coussin, nous préciser: ____*____ (voir tableau de correspondance)

Coussin ergonomique pour une assise sécurisée : stabilité posturale, protection ischiatique renforcée, transferts facilités, et soutien optimal. Insert en gel double cellule, revêtement Sunmate adapté à la taille



coolcore

SPCG-FUC_____

☐ Ceinture 2 points à enrouleur. Verouillage type boucle automobile

IFRB5350



Produits d'assistance à la posture du siège (PAP B1)**600 € TTC**

Code 9979379 - VPH, adjonction, PAP forfait B adjonctions membre inférieur. Plv 600€

Non cumulable PAP B 2

COUSSINS D'ASSISE POSTURAL (en remplacement du coussin d'assise de positionnement standard)


Choix possible d'un seul élément par étape

☐ **Coussin d'assise Stealth Products Spectrum Foam SPP**

Épaisseur : 7,6cm | Capacité de poids : 272kg

Taille de coussin, nous préciser: ____*____ (voir tableau de correspondance)

Coussin ergonomique alliant confort, sécurité et autonomie : stabilité posturale, protection ischiatique optimisée, transferts facilités et légèreté. Revêtement Sunmate adapté selon la taille.



SPCF-VPC_____

☐ **Coussin d'assise Stealth Solution SPP**

SOL-VPC_____

Épaisseur : 7,5cm | Capacité de poids : 204kg

Taille de coussin identique au réglage d'assise. Si différent, nous préciser: ____*____ (voir tableau de correspondance)

Stabilité pelvienne et répartition optimale de la pression. Conçus pour éviter l'inclinaison du bassin avec un gel segmenté pour la protection cutanée et une mousse à mémoire de forme pour confort et immersion.


☐ **Coussin d'assise Stealth Products Premiere SP**

Épaisseur : 7,6cm | Capacité de poids : 226kg

Taille de coussin, nous préciser: ____*____ (voir tableau de correspondance)

Coussin ergonomique pour un positionnement et un confort durables : stabilité renforcée, répartition optimisée des appuis, et adaptation morphologique. Insert latéral intégré, découpe sacrée, revêtement Sunmate Xsoft



PREM-VNC_____

☐ **Coussin d'assise Stealth Products Essence SPP**

Épaisseur : 8,9cm | Capacité de poids : 226kg

Taille de coussin, nous préciser: ____*____ (voir tableau de correspondance)

Coussin ergonomique alliant confort, stabilité et modularité : base rigide pour un maintien optimal, profil modulable pour un ajustement personnalisé, cuvette ischiatique et décharge sacrée pour plus de sécurité, et revêtement doux en viscose.




ESS-VPC_____

☐ **Coussin d'assise Stealth Products Glacial SP**

Épaisseur : 8,8cm | Capacité de poids : 226kg


Taille de coussin, nous préciser: ____*____ (voir tableau de correspondance)

Coussin ergonomique pour confort et protection cutanée : transferts facilités, décharge sacrée et soutien du coccyx, gel quadrillé pour réduire les frottements, et base en mousse haute densité pour stabilité et durabilité.



GLA-NUC_____

Accessoires coussin d'assis PAP

✓ **Housse cool core**☐ **Housse Stealth-Tek Nylon/Polyester imperméable**☐ **Housse AirMesh, Antiglisement**☐ **Housse incontinence polyuréthane****CORRECTION DE BASSIN**☐ **Biseau crural**Choix de la taille: ☐ Taille 1: 505 x 205 x 25 (mm)

SAP4201

☐ Taille 2: 505 x 205 x 50 (mm)

SAP4251

Le biseau crural s'installe sur la partie antérieure de l'assise. Il favorise la répartition des pressions sur l'ensemble de l'assise, l'alignement des fémurs et réduit le glissement du patient. Existe en 25 et 50mm. Il peut être utilisé au niveau du dossier, soit dans le sens de la hauteur afin de compenser ou corriger une rotation de tronc, soit dans le sens de la largeur afin d'augmenter le confort et la surface d'appui au niveau du dos.

☐ **Biseau fessier 205 x 205 x 25 (mm)**

SAP4301

Le biseau fessier (cale d'obliquité) peut compenser une perte de tonus des muscles fessiers ou diminuer une obliquité du bassin.

☐ **Butée d'abduction**Choix de la taille: ☐ Butée anthracite rigide 175 x 105 x 70 (mm) SAP4401☐ Butée souple 175 x 105 x 70 (mm)

SAP4406

La butée d'abduction est destinée à contrôler l'adduction des membres inférieurs.



STABILISATEURS DES MEMBRES INFÉRIEURS

Etape 3 : Choix d'une ceinture

☐ Ceinture de maintien 2 pointsTaille ☐ S IFPB5122Taille ☐ M IFPB5223Taille ☐ L IFPB5224☐ Ceinture de maintien 4 pointsTaille ☐ S IFPB5242Taille ☐ M IFPB5243Taille ☐ L IFPB5244☐ Ceinture de maintien de jambeTaille ☐ S IFLH1111-STaille ☐ M IFLH1111-MTaille ☐ L IFLH1111-L**ALIGNEMENT FÉMORAL (Choix d'une paire)**

Etape 4 : Choix du guide

☐ Cale-cuisse Unilink droit ☐ 4"x4" ☐ 4"x8" ☐ 4"x12"

UTT6A1260000 + UT800000-Q + UTP544056100 (4x4)

☐ Cale-cuisse Unilink gauche ☐ 4"x4" ☐ 4"x8" ☐ 4"x12"

UTP548056100 (4x8)

UTP54D056100(4x12)

☐ Cale genou droit

KN1ADDFD085TB433R

(uniquement repose jambe central)☐ Cale genou gauche

KN1ADDFD085TB433L


(uniquement repose jambe central)**Produits d'assistance à la posture du siège (PAP B2)****600 € TTC**

Code 9979379 - VPH, adjonction, PAP forfait B adjonctions membre inférieur. Plv 600€


*Non cumulable PAP B 1***PROTECTION DE CHEVILLE/PIED**☐ Coussin de positionnement et de protection de jambes☐ Taille 16 ST-IFPFB-DS-16☐ Taille 18 ST-IFPFB-DS-18☐ Taille 20 ST-IFPFB-DS-20☐ Taille 22 ST-IFPFB-DS-22**ENSEMBLE DOSSIER****REGLAGES DU DOSSIER TB3/4 (Choix de l'assise en première page)**☐ Dossier TruBalance 3-4

1- Choix taille de coque:

✓ Poignées de poussée (ACC1902104)




2- Choix du réglage en hauteur de la coque (réglage d'usine position 2, ajustable à la livraison sur les 4 positions)

☐ 4☐ 3✓ ☒ 2☐ 1

		Largeur							
Hauteur	Pouces	16	17	18	19	20	21	22	
	Cm	41	43	46	48	51	53	56	
	15	38	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	17	43	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	19	48		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

3- Forme galbe de dossier:

☐ Actif (Standard)✓ ☒ Deep (CUS122169)☐ ExtraDeep (SET123465)

4- Matière de la housse

✓ ☒ Housse TB4 cool core☐ Housse Sport back 4 nylon résistante aux liquides

REGLAGES DU DOSSIER TB3/4 (suite)

- ☐ Support latéral additionnel
- ☐ Cale-tronc Unilink droit ☐ 3"x5" ☐ 4"x6"
- ☐ Cale-tronc Unilink gauche ☐ 3"x5" ☐ 4"x6"

UIMBK125 , UIPFS100, ULS2510F-R
(droit) , ULS2510F-L (gauche),
ULP535050320 (3x5)
ULP546050320 (4x6)

**REGLAGES DU DOSSIER LOWRIDER**

- ☐ Dossier LowRider
- Galbe à choisir
- ☐ Standard (2421-1247)
- ☐ Supports latéraux

Hauteur de dossier


- ☐ 505 mm
- ☐ 530 mm
- ☐ 555 mm
- ☐ 585 mm



- ☐ Support latéral additionnel
- ☐ Cale-tronc Unilink droit ☐ 3"x5" (2013-1491) ☐ 4"x6" (2013-1493)
- ☐ Cale-tronc Unilink gauche ☐ 3"x5" (2013-1492) ☐ 4"x6" (2013-1494)

**APPUI TETE**

- ☐ Appui tête enveloppant, réglable en hauteur, en profondeur en largeur et pivotant. (ST-CP10CCFPM-Q & ST-UHB2D33200-Q)

**APPUI TETE DE POSITIONNEMENT****160 € TTC**

Code 9965118 - VPH, adjonction, supplément appui-tête réglable. Plv 160€

Choix possible d'un seul appui tête

- ☐ Combo

- ☐ Taille S (CB315M)
- ☐ Taille L (CB305M)



- ☐ All Positionning

- ☐ Taille M (AP350M)
- ☐ Taille L (AP450M)
- ☐ Taille XL (AP550M)

**Produits d'assistance à la posture du siège (PAP A1)****600 € TTC**

Code 9982878 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur. Plv 600€

Non cumulable PAP A 2, 3 & 4

DISPOSITIFS DE POSITIONNEMENT CERVICO-CEPHALIQUES

- ☐ Ultra (UHBSU23200 + UHB4D33200-QCR)

Choix des coussins:


Occipital - LxH Cm

- ☐ O1 - courbe 7x4 (500M)
- ☐ O2 - plat 5x2 (510M)
- ☐ O3 - courbe 4x3 (520M)
- ☐ O4 - courbe 4x2 (530M)




Sous - Occipital - LxH Cm

- ☐ SO1 - 24x7 (600M)
- ☐ SO2 - 18x7 (610M)
- ☐ SO3 - 16x6 (620M)



DISPOSITIFS DE POSITIONNEMENT CERVICO-CEPHALIQUES (suite)

- ☐ I2I Utilisation du bon de configuration spécifique
Contacter votre conseiller technique

**Produits d'assistance à la posture du siège (PAP A2)****600 € TTC**

Code 9982878 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur. Plv 600€

Non cumulable PAP A1, 3 & 4

DISPOSITIFS DE POSITIONNEMENT CERVICO-CEPHALIQUES

- ☐ Combo

Sélectionner la taille

- ☐ Taille S (CB315M)

- ☐ Taille L (CB305M)

Swing away

- ☐ Droit (SAR2B-R)

- ☐ Gauche (SAR2B-L)

- ☐ Droit & Gauche (SAR2B-B)

Pad: Q. _____

- ☐ 7x5 (910M) ☐ 11x5 (900M) ☐ 16x6 (920M) ☐ 16x4 (930M)



- ☐ Confort Plus Ajustable

Sélectionner la taille

- ☐ Taille L (ACP150M)

- ☐ Taille XL (ACP550M)

Swing away

- ☐ Droit (SAR2A-R)

- ☐ Gauche (SAR2A-L)

- ☐ Droit & Gauche (SAR2A-B)

Pad: Q. _____

- ☐ 7x5 (910M) ☐ 11x5 (900M) ☐ 16x6 (920M) ☐ 16x4 (930M)



- ☐ Confort Plus

Sélectionner la taille

- ☐ Taille XS (CP06CCFPM)

- ☐ Taille S (CP08CCFPM)

- ☐ Taille M (CP10CCFPM)

Swing away

- ☐ Droit (SAR2A-R)

- ☐ Gauche (SAR2A-L)

- ☐ Droit & Gauche (SAR2A-B)

Pad: Q. _____

- ☐ 7x5 (910M) ☐ 11x5 (900M) ☐ 16x6 (920M) ☐ 16x4 (930M)



- ☐ All Positionning

Sélectionner la taille

- ☐ Taille M (AP350M)

- ☐ Taille L (AP450M)

- ☐ Taille XL (AP550M)

Swing away

- ☐ Droit (SAR2B-R)

- ☐ Gauche (SAR2B-L)

- ☐ Droit & Gauche (SAR2B-B)

Pad: Q. _____

- ☐ 7x5 (910M) ☐ 11x5 (900M) ☐ 16x6 (920M) ☐ 16x4 (930M)

**Produits d'assistance à la posture du dossier (PAP A3)****600 € TTC**

Code 9982878 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur. Plv 600€

Non cumulable PAP A 1, 2 & 4

DOSSIER DE BASE DE POSITIONNEMENT (uniquement TB3/4)

- ☐ Dossier Stealth ADI QBack 2

1- Forme

- ☐ Aluminium (AL)

- ☐ Aluminium Flat Top (AFT)



2- Largeur :

- ☐ 14" (14) ☐ 15" (15) ☐ 16" (16) ☐ 17" (17) ☐ 18" (18) ☐ 19" (19) ☐ 20" (20) ☐ 21" (21) ☐ 22" (21)

3- Hauteur :

- ☐ Medium 13" (M) ☐ Standard 16" (S) ☐ Tall 18" (T) ☐ Extra Tall 20" (X) ☐ Extra Extra Tall 22" (XX)

4- Contour :

- ☐ Active 2,5" (A) ☐ Deep 4" (D) ☐ Extra Deep 6" (E)

5- Ref:

QB2XXXXXX

Optionnel :

Uniquement dossier ADI active :

- ☐ Taille M 10,16 cm Gauche (QB2W4C-L)

- ☐ Taille M 10,16 cm Droit (QB2W4C-R)

- ☐ Taille L 15,25 cm Gauche (QB2W6C-L)

- ☐ Taille L 15,25 cm Droit (QB2WC-R)



DOSSIER DE BASE DE POSITIONNEMENT (uniquement TB3/4) (suite)☐ Butée Sacro-lombaire anthracite 255 x 240 x 25 (mm)

SAP4601

La butée sacro lombaire est placée dans la partie inférieure du dossier. Elle permet d'améliorer la répartition des pressions sur l'ensemble du dos lors d'une hyper lordose, et favorise l'antéversion du bassin.




Etape 2: Choix d'un harnais de maintien

☐ Harnais Classic Dynamique Zipper


- ☐ Taille S (IFPS3102)
☐ Taille M (IFPS3103)
☐ Taille L (IFPS3104)

☐ Ceinture d'épaule Y Straps


- ☐ Taille S (IFYS3102)
☐ Taille M (IFYS3103)
☐ Taille L (IFYS3104)

☐ Harnais d'épaule Backpack

- ☐ Taille XS (IFPB4201)
☐ Taille S (IFPB4202)
☐ Taille M (IFPB4203)
☐ Taille L (IFPB4204)

☐ Harnais d'épaule Style "H"

- ☐ Taille XS (IFHH5201)
☐ Taille S (IFHH5202)
☐ Taille M (IFHH5203)
☐ Taille L (IFHH5204)

☐ Ceinture thoracique Clips

- ☐ Taille M (IFCS4113)
☐ Taille L (IFCS4114)
☐ Taille XL (IFCS4115)

☐ Ceinture thoracique Velcros

- ☐ Taille M (IFCS4123)
☐ Taille L (IFCS4124)
☐ Taille XL (IFCS4125)

**ENSEMBLE ACCOUDOIRS** Uniquement assise TB3/4**ACCOUDOIRS :** Accoudoirs parallèles, relevables, ajustables en hauteur réglables en anglesMontage ☐ bas (20 à 30,5cm) ☐ haut (30,5 à 40,6cm)☐ Manchettes mousse (à l'unité)

- ☐ 25cm : ☐ droit ☐ gauche DGN142128
☐ 35cm : ☐ droit ☐ gauche DGN142014
☐ 43cm : ☐ droit ☐ gauche (Nc: lowrider) DGN1801530

☐ Manchettes gel (à l'unité)

- ☐ 25cm : ☐ droit ☐ gauche
☐ 35cm : ☐ droit ☐ gauche

ARM136409
ARM136408☐ Renfort sous accoudoir (non compatible réglage en angle de l'accoudoir & lowrider)

- ☐ droit MEC133331
☐ gauche MEC133331

☐ Protège vêtements (la paire)

ACC125007

**Produits d'assistance à la posture du dossier (PAP A4)****600 € TTC**

Code 9982878 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur. Plv 600€

Non cumulable PAP B 1, 2 & 3

Possibilité de choisir 2 références en "1" + 2 références en "2" ou "3"

BUTE LATERALE DE COUDE**1**☐ Rebord d'accoudoir (à l'unité)

- ☐ droit
☐ gauche

ASF6X2C-S-Q
ASF6X2C-S-Q**BUTE POSTERIEURE DE COUDE (Sélectionner un support + un coussin)****2**☐ Support de coussin escamotable

- ☐ droit (UETB4213SR-Q)
☐ gauche (UETB4213SL-Q)

☐ Support de coussin fixe

- ☐ droit (UETB4021SR-Q)
☐ gauche (UETB4021SL-Q)


☐ Coussin demi-lune

- ☐ droit (UEP53005032R)
☐ gauche (UEP53005032L)

☐ Coussin maintien de coude

- ☐ droit (UEP544050320)
☐ gauche (UEP544050320)



Ensemble complet gouttière☐ Gouttière de positionnement☐ droit (TRXARM1054 + HDWASMB1096)☐ gauche (TRXARM1053 + HDWASMB1096)**RELEVES-JAMBES, REPOSES-PIEDS**☐ Relève-jambes manuels central avec vérins à gaz

MEC153735 + SCRSHFH1203 + MEC1909391 + MEC1909392

+ SCRHHCS1322 + FRMASMB7879 + FRMASMB7878

Appui-Mollet (CmxCm)**| Préciser UL =** **cm**

✓ 6"x6" (15x15) RIGASMB7120018

☐ 8"x8" (20x20) RIGASMB7120019**Potences 10"-16" (CmxCm)**

Palettes réglables en angles:

☐ 7"x8" (18x20) MEC230410 6/7✓ 7"x11" (18x28) MEC230411 0/1
réglage plaque d'assise 28 à 43cm**Potences 13"-19" (CmxCm)**

Palettes réglables en angles:

☐ 7"x8" (18x20) MEC230410 8/9☐ 7"x11" (18x28) MED230411
2/3 réglage plaque d'assise 34 à 50cm☐ Repose-pieds escamotables avec cales talonnières


Hauteur palettes/plaque réglable de 31 à 41cm

RIG1610270 + RIG1702200

✓ Palettes réglables en angles

☐ Relève-jambes manuels avec vérins à gazMEC153735 + SCRSHFH1203
+ MEC1909391 + MEC1909392
+ SCRHHCS1322 + FRMASMB7879
+ FRMASMB7878**Tubes**

✓ 29-43 cm (RIG2103320 + MEC1903300)

☐ 37-56 cm (RIG2103321 + MEC1904114)**Palettes réglables en angles et sangles talonnières:**☐ 10,5 x 17,5cm **Conseillé pour assises largeur 14"-15"** (MEC2008387)☐ 12 x 17,5cm **Conseillé pour assises largeur 14"-16"** (MEC2008389)✓ 15 x 17,5cm **Conseillé pour assises largeur 16" et >** (MEC8008388)**FONCTIONS ELECTRIQUES: RELEVES-JAMBES****1250 € TTC**

Code 9951441 - VPH, adjonction, repose-jambe électrique droit et gauche pour FRE. Plv 1250€

☐ Relève-jambes électrique central à compensation**

RIG2005068 avec lift

Hauteur palette/plaque réglable de 28 à 50 cm

Appui-Mollet (CmxCm)**| Préciser UL =** **cm**

✓ 6"x6" (15x15) RIGASMB7120018

☐ 8"x8" (20x20) RIGASMB7120019**Potences 10"-16" (CmxCm)**

Palettes réglables en angles:

☐ 7"x8" (18x20) MEC230410 6/7✓ 7"x11" (18x28) MEC230411 0/1
réglage plaque d'assise 28 à 43cm**Potences 13"-19" (CmxCm)**


Palettes réglables en angles:

☐ 7"x8" (18x20) MEC230410 8/9☐ 7"x11" (18x28) MED230411
2/3 réglage plaque d'assise 34 à 50cm☐ Relève-jambes avec vérins électriquesMOT1800941 + MEC153735
+ SCRSHFH1203 + MEC1909391 +
MEC1909392 + SCRHHCS1322 +
FRMASMB7879 + FRMASMB7878**Tubes**

✓ 29-43 cm (RIG2103320 + MEC1903300)

☐ 37-56 cm (RIG2103321 + MEC1904114)**Palettes réglables** **Conseillé pour assises largeur 14"-15"** (MEC2008387)☐ 10,5 x 17,5cm **Conseillé pour assises largeur 15"-16"** (MEC2008389)☐ 12 x 17,5cm **Conseillé pour assises largeur 16" et >** (MEC8008388)

✓ 15 x 17,5cm

**EXTENSIONS ET CONNECTEURS DE PALETTES UNIQUEMENT POUR RELEVES JAMBES CENTRAUX**

✓ Palettes réglables en largeur de série

☐ Extensions latérales de palettes (la paire) 8"

RIG2404919

☐ Extensions latérales de palettes (la paire) 11"

RIG2404920

☐ Rebords latéraux externes (la paire)☐ Pour palettes seules

RIG2404921

☐ Pour palettes avec extensions latérales

RIG2404922





ADJONCTIONS SPECIFIQUES : REPOSES-JAMBES

Code 4960062 - VPH, adjonction spécifique, supplément sur devis pour fauteuil roulant pour FRE et FREP. Plv sur devis

FONCTION ELECTRIQUE

- ☐ Fonctionnalité spécifique pour relève jambe central: réglable électriquement en hauteur et descente au sol de la palette. (ASL)** RIG2107424 & MEC2102391 900 € TTC
Sélection **obligatoire** du "Relève-jambes électrique central à compensation**"




PROTECTIONS DE PALETTES

- ☐ Housse d'appui mollets DARTEX 6"x6" (la paire) RIG133717  165 € TTC
☐ 6"x6" RIG133719 165 € TTC
☐ 8"x8" 290 € TTC
- ☐ Coussinets de revêtement gel pour palettes (la paire) 290 € TTC
☐ 5"x8" FPG5008T-Q ☐ 6,5"x8" FPG6508T-Q 
☐ 5"x11" FPG5011T-Q ☐ 7"x11" FPG7011T-Q





ADJONCTIONS SPECIFIQUES : SYSTÈME DE CONDUITE

Code 4960062 - VPH, adjonction spécifique, supplément sur devis pour fauteuil roulant pour FRE et FREP. Plv sur devis

CONTACTEURS, COMMANDES ALTERNATIVES

- ☐ Egg - coloris ☐ Noir ☐ Rouge ☐ Bleu ☐ Vert ES-BLK ES-RED ES-BLU ES-GRN  110 € TTC
 Quantité :
- ☐ Microlite ML210  190 € TTC
- ☐ Mini Cup 24 MC210  190 € TTC

CONTACTEURS (suite)



- ☐ Contacteur twister câble long 1,5m Force de poussée requise : 30g  170 € TTC
☐ Vert ☐ Noir ☐ Rouge P005-79 - P005-75 - P005-76
- ☐ Contacteur Twister, câble court 0,3m Force de poussée requise : 30g  170 € TTC
☐ Vert ☐ Noir ☐ Rouge P005-44 - P005-40 - P005-41
- ☐ Contacteur Twister sur tube, câble court 0,3m Force de poussée requise : 30g  170 € TTC
☐ Vert ☐ Noir ☐ Rouge P005-64 - P005-60 - P005-61
- ☐ Contacteur Twister sur tube, câble long 1,5m Force de poussée requise : 30g  170 € TTC
☐ Vert ☐ Noir ☐ Rouge P005-54 - P005-50 - P005-51
- ☐ Extension de câble pour contacteur ES-EXT 20 € TTC

COMMANDES ALTERNATIVES (suite)







-  Ajouter une interface de commande type: Ecran de contrôle d'environnement Q-LOGIC 3 (Code 4530001 - VPH, adjonction) 1500 € TTC
- ☐ Commande occipitale Stealth 4390 € TTC
☐ Tri Array pédiatrique IDHBT250-1
☐ Ultra pro IDHBT300-1
☐ Ultra pro pédiatrique IDHBT350-1
☐ Curved Head Array IDHBT400-1
☐ Curved Head Array pédiatrique IDHBT450-1
 Support escamotable:
☐ Support appui tête multi axe, escamotable, tube carre 3 (D) Rotule 17mm (TWB486-17FDM) 360 € TTC
- ☐ Mini joystick proportionnel Stealth (force de poussée requise : 43g) 2390 € TTC
☐ Embout TIP IDPMP-9-FT
☐ Embout CONE IDPMP-9-CO
☐ Embout CASTEL IDPMP-9-CA
- 









<input type="checkbox"/>	Joystick mushroom Stealth avec support Gatlin (force requise : 227g)	MJM260Q		2190 € TTC
<input type="checkbox"/>	Joystick mushroom Stealth avec support swing away (force requise : 227g)	MJMS260Q		1890 € TTC
<input type="checkbox"/>	All round joystick (force de poussée requise : 250g)	P002-71		1050 € TTC
<input type="checkbox"/>	All round joystick lite (force de poussée requise : 120g)	P002-72		1650 € TTC
<input type="checkbox"/>	All round joystick ball	M002-76		50 € TTC
<input type="checkbox"/>	Micro joystick (force de poussée requise : 8,5g)	P002-51		2300 € TTC
<input type="checkbox"/>	Multi joystick (force de poussée requise : 50g)	P002-61		2050 € TTC

COMMANDES ALTERNATIVES (suite)

<input type="checkbox"/>	All round heavy duty (force de poussée requise : 650g)	P002-73		2150 € TTC
<input type="checkbox"/>	Commande au pied Mo-vis Montage possible uniquement sur palette en metal	P021-51		2590 € TTC

SUPPORT DE COMMANDES ALTERNATIVES

<input type="checkbox"/>	Bras articulé 8 positions « GATLIN »	600 €		<input type="checkbox"/>	Bras swing away commande menton	260 € TTC	
<input type="checkbox"/>	Montage menton				Pour joystick:		
<input type="checkbox"/>	sur tube rond (GAT406C)			<input type="checkbox"/>	Mini proportionnel stealth (SM670)		
<input type="checkbox"/>	sur rail (GAT406T)			<input type="checkbox"/>	Micro-joystick (SM651)		
<input type="checkbox"/>	Montage sous accoudoir (GAT400Q)			<input type="checkbox"/>	Multi-joystick (SM661M)		
<input type="checkbox"/>	Droite			<input type="checkbox"/>	All round joystick standard et lite (SM660m)		
<input type="checkbox"/>	Gauche				Attention : à utiliser avec un support swing away sur appui tête Stealth		
<input type="checkbox"/>	Bras manuel swing 2G ARM BUNDLE Q2M	1 090 €		<input type="checkbox"/>	Plastron Stealth multi-réglable	890 € TTC	
<input type="checkbox"/>	P0031-21			<input type="checkbox"/>	Pédia IDCH-P	Ceinture de maintien	
<input type="checkbox"/>	Bras electrique swing 2G ARM BUNDLE Q2M	1 990 €		<input type="checkbox"/>	Petit IDCH-S	<input type="checkbox"/>	Std (IDCH-SB)
<input type="checkbox"/>	P031-62			<input type="checkbox"/>	Moyen IDCH-M	<input type="checkbox"/>	XL (IDCH-XLB)
<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	Large IDCH-L		
<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	Pour joystick PMPJ et MULTI (IDCH-JM01)		
<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	Pour joystick MICRO (IDCH-JM02)		
<input type="checkbox"/>	Support swing away sous accoudoir						
<input type="checkbox"/>	micro joystick	ARMS260-MICRO				285 € TTC	
<input type="checkbox"/>	multi joystick	ARMS260 + SM600-661M				422 € TTC	
<input type="checkbox"/>	mini joystick proportionnel Stealth	ARMS260-PMPJ				285 € TTC	
<input type="checkbox"/>	all round joystick standard et lite	ARMS260-AR				285 € TTC	

SUPPORT GATLIN			
<input type="checkbox"/>	Support mini joystick proportionnel Stealth pour bras Gatlin	GAT486	125 € TTC
<input type="checkbox"/>	Support joystick all round std et lite pour bras Gatlin	GAT472P-M	125 € TTC
<input type="checkbox"/>	Support joystick standard Curtis Q-logic pour bras Gatlin	GAT 456Q	125 € TTC
<input type="checkbox"/>	Support contrôle d'environnement Q-Logic pour bras Gatlin	GAT495QL	175 € TTC
<input type="checkbox"/>	Support joystick standalone Curtis Q-Logic 2/3 pour bras Gatlin	GAT452Q	125 € TTC
<input type="checkbox"/>	Support rotatif 360° joystick all round std et lite pour bras Gatlin	GAT459P	195 € TTC
<input type="checkbox"/>	Support rotatif 360° joystick stand-alone Curtis Q-logic 2/3 pour bras Gatlin	GAT453Q	170 € TTC
SUPPORTS DE CONTACTEUR ET ECRAN			
<input type="checkbox"/>	Support contacteur microlite avec flexible pour bras Gatlin (sans contacteur)	GAT414-ML	 240 € TTC
<input type="checkbox"/>	Support contacteur Eggs pour bras Gatlin	GAT-ESM	 140 € TTC
<input type="checkbox"/>	Support de montage contacteur Eggs sur bras swing away	ESM	 70 € TTC
<input type="checkbox"/>	Support swing away additionnel avec support contacteur Eggs (Attention montage sur swing away) Quantité : ...	F8675	 260 € TTC
<input type="checkbox"/>	Anneau pour assemblage support contacteur	F8675-RING	 125 € TTC
<input type="checkbox"/>	Support de montage contacteur microlite sur bras swing away (sans contacteur) Quantité : ...	CN600	 340 € TTC
<input type="checkbox"/>	Support swing away sous accoudoir contacteur Eggs avec support sous accoudoir tube rond	ARMS260	 260 € TTC
<input type="checkbox"/>	Support swing away sous accoudoir pour écran de contrôle d'environnement Q-logic avec support sous accoudoir tube rond	ARMS260-QL	 260 € TTC
<input type="checkbox"/>	Flexible support contrôle d'environnement Q-Logic	DWR1010D446	100 € TTC
SUPPORTS SUPPLEMENTAIRES			
<input type="checkbox"/>	Adaptateur de montage 6 mm pour joystick all round std et light	M002-61	80 € TTC
<input type="checkbox"/>	Adaptateur de montage 8 mm pour joystick all round std et light	M002-60	55 € TTC
<input type="checkbox"/>	Tige diam 6mm longueur 50mm (10pcs)	M004-74	45 € TTC
<input type="checkbox"/>	Tige diam 6mm longueur 100mm (10pcs)	M004-75	65 € TTC
<input type="checkbox"/>	Tige diam 6mm longueur 200mm (10pcs)	M004-76	90 € TTC
<input type="checkbox"/>	Tige diam 6mm longueur 300mm (10pcs)	M004-78	150 € TTC
<input type="checkbox"/>	Tige diam 6mm longueur 400mm (10pcs)	M004-77	170 € TTC
<input type="checkbox"/>	Tige diam 8mm longueur 50mm (10pcs)	M004-83	50 € TTC
<input type="checkbox"/>	Tige diam 8mm longueur 100mm (10pcs)	M004-84	75 € TTC
<input type="checkbox"/>	Tige diam 8mm longueur 200mm (10pcs)	M004-85	100 € TTC
<input type="checkbox"/>	Noix de montage TWISTER diam 6mm (10pcs)	M004-26	250 € TTC

<input type="checkbox"/>	Noix de montage diam 6mm (10pcs)	M004-07	250 € TTC
<input type="checkbox"/>	Noix de montage diam 8mm (10pcs)	M004-14	260 € TTC
<input type="checkbox"/>	Ensemble escamotable pour TWISTER	M008-03	230 € TTC
<input type="checkbox"/>	Etau universel	M007-01	60 € TTC
<input type="checkbox"/>	Embase diam 6mm	M004-22	50 € TTC
<input type="checkbox"/>	Embase diam 8mm	M004-23	50 € TTC
<input type="checkbox"/>	Cintreuse a tube	TMHAT00005	30 € TTC
CHAUFFE-MAIN ET ACCESSOIRES			
<input type="checkbox"/>	Chauffe-main <i>Contient le Chauffe-main, un câble d'extension, un set de montage</i>	P012-62	580 € TTC
<input type="checkbox"/>	Dôme à 2 mains	M012-31	260 € TTC
GESTION ET ADAPTATEURS ELECTRONIQUES QL3			
<input type="checkbox"/>	Ecran de contrôle d'environnement Q-LOGIC 3 + flexible	CTL143979+DWR1010D446	1590 € TTC
<input type="checkbox"/>	Boitier SCIM Q-LOGIC 3	CTL143988	650 € TTC
<input type="checkbox"/>	Chargeur USB Q-LOGIC 3	ELE168069	200 € TTC
<input type="checkbox"/>	Prise de charge externe (<i>Obligatoire si joystick standalone seul</i>)	HAR144001 + FRMASMB11156	200 € TTC






ADJONCTIONS SPECIFIQUES : OXYGENE		500 € TTC
<i>Code 9937381 - VPH, adjonction, support d'oxygénothérapie et/ou d'appareil de ventilation assistée. Plv 500€</i>		
<input type="checkbox"/>	Support respirateur "Ajustable" <i>(rajouter rail NC poignées de poussée)</i> ACC2302501 + MEC125098	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Support respirateur "Compact" <i>(rajouter rail NC poignées de poussée)</i> ACC133889 + MEC125098	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Support porte obus <i>(rajouter rail NC poignées de poussée)</i> ACC125006 + MEC125098	<input type="checkbox"/>

ADJONCTIONS SPECIFIQUES : TABLETTE		132 € TTC
<i>Code 9974241 - VPH, adjonction, tablette complète. Plv 132€</i>		
<input type="checkbox"/>	Tablette escamotable 56cm SSLXM0100011 + SSLXHD10000060 + ARM240-T	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Tablette TB3/4 uniquement MEC1905021+MEC1904884+MEC1904182+ SCR8110001 x14 + MEC2100296 + MEC131115	<input type="checkbox"/>

ADJONCTIONS SPECIFIQUES : AUTRE

Code 4960062 - VPH, adjonction spécifique, supplément sur devis pour fauteuil roulant pour FRE et FREP. Plv sur devis

COMPENSATIONS DIVERSES

<input type="checkbox"/> Bidon système d'hydratation ACC125010		250 €	<input type="checkbox"/> Poignées de transfert amovibles (la paire) MEC1809930	 275 € TTC
<input type="checkbox"/> Caméra de recul avec écran LCD <input type="checkbox"/> Montage sur flexible MEC1906270 & MEC1907331	<input type="checkbox"/> Montage sur manipulateur MEC2106123	 	MEC1910365 ELE2000271 ELE1907290 ESBLK	 590 € TTC

COMMENTAIRES

Note délai — La configuration du matériel (options/personnalisations) peut fortement impacter le délai : compter un délai moyen de 3 semaines, pouvant être allongé jusqu'à 8 semaines supplémentaires.

Notes et informations utiles

- Eco-participation : 7€ HT
- Merci de renseigner l'ensemble des informations nécessaires à la fabrication et aux réglages du fauteuil
- Toute commande reçue incomplète ne pourra être validée en production impliquant de fait un délai de traitement supplémentaire.
- Un seul coussin d'assise livré (hors assise modulaire)
- Consultez les visuels et vues éclatées sur la plateforme Documoto <https://documoto.digabit.com/ui/>
(Identifiant et mot de passe disponibles sur demande auprès de votre conseiller médico-technique de secteur ou du SAV.)

DIMENSIONS COUSSINS**Tru confort² SPP**

DIMENSIONS											
Largeur	35	38	41	43	46	48	51	53	56	61	Personnalisé
Profondeur											
35	●		●								●
38	●		●	●							●
41	●	●	●	●	●		●				●
43	●	●	●	●	●	●	●				●
46	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●
48		●	●	●	●	●	●	●	●		●
51		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
53			●	●	●	●	●	●	●	●	●
56			●	●	●	●	●	●	●	●	●
61							●		●	●	●
Personnalisé	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Spectrum Gel

DIMENSIONS													
Largeur	35	41	43	46	48	51	56	61	66	71	76	82	Personnalisé
Profondeur													
38		●											●
41		●	●	●	●	●	●	●					●
43		●	●	●	●								●
46	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●
48		●	●	●	●	●	●	●					●
51		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●
53				●		●		●					●
56				●		●	●	●	●	●	●		●
61				●		●	●	●	●	●	●		●
66								●				●	●
71										●	●	●	●
Personnalisé	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Essence

DIMENSIONS												
Largeur	25	30	35	38	41	43	46	48	51	53	56	Personnalisé
Profondeur												
25	●	●	●									●
30	●	●	●									●
35	●	●	●									●
38			●	●								●
41			●	●	●	●	●		●			●
43			●	●	●	●	●	●	●			●
46			●	●	●	●	●	●	●		●	●
48					●	●	●	●	●			●
51					●	●	●	●	●	●	●	●
53										●		●
56										●	●	●
61											●	●
Personnalisé	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Solution

DIMENSIONS												
Largeur	25	30	35	38	41	43	46	48	51	56	61	Personnalisé
Profondeur												
25	●	●										●
30	●	●	●									●
35	●	●	●									●
38				●								●
41			●	●	●	●	●		●			●
43				●	●	●	●	●				●
46			●	●	●	●	●	●	●	●		●
48					●	●	●	●	●			●
51					●	●	●	●	●	●	●	●
56							●		●	●	●	●
61											●	●
Personnalisé	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Premiere P

DIMENSIONS									
Largeur	35	38	41	43	46	48	51	56	Personnalisé
Profondeur									
33	●								●
35	●	●							●
38	●	●							●
41	●	●	●	●	●		●		●
43		●	●	●	●	●	●		●
46			●	●	●	●	●	●	●
48			●	●	●	●	●		●
51			●		●		●	●	●
56							●	●	●
Personnalisé	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Glacial

DIMENSIONS												
Largeur	30	35	38	41	43	46	48	51	53	56	61	Personnalisé
Profondeur												
30	●	●										●
35	●	●										●
38			●									●
41		●	●	●		●		●		●		●
43			●		●	●	●					●
46		●		●	●	●	●	●		●	●	●
48					●		●		●			●
51				●	●	●	●	●	●	●	●	●
53									●		●	●
56						●		●		●	●	●
58											●	●
61										●	●	●
Personnalisé	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●