

PRIDE
MOBILITY®EDGE 3
Stretto

INFORMATIONS DE COMMANDE

Nom du distributeur :

Contact commercial + email et ligne directe :

Référence de commande :

Adresse de livraison :

Date de commande :

CARACTERISTIQUES

- Largeur d'assise : 30,5cm à 50,8cm*
- Profondeur d'assise : 30,5cm à 50,8cm*
- Largeur de dossier ajustable indépendamment : 25-60 cm
- Garde au sol : 7,4 cm
- Rayon de braquage : 53,3cm
- Longueur (sans RP) : 82,6cm
- Largeur 54,5cm (avec roues motrices 14")
- Autonomie** : jusqu'à 32,7 km
- Poids max utilisateur : 136 kg
- Vitesse max** : 10 km/h (5,6km/h avec iLevel)
- Roues centrales pneumatiques noires 14"
- Roues avant bandages 5" et arrière bandages 6"
- Moteurs 2 x 200/1200W / 2 pôles
- Batteries 2x62Ah

QUANTUM®
iLevel®
power chairs

*résultats obtenus suite à des tests en laboratoire. Variations possibles en fonction du modèle poids de l'utilisateur, du type de terrain, de l'état, du type, de la capacité des batteries et de l'état des pneus. Spécifications sujettes à variation de +10% -5%.

Légende de présentation et mise en page

- Configuration de série, sans surcoût par rapport au prix limite de vente de la catégorie
- Adjction spécifique sur devis justifié par l'évaluation fonctionnelle
- Adjction prévue dans la nomenclature bénéficiant d'une prise en charge
- Adjction d'aide à la posture prévue dans la nomenclature bénéficiant d'une prise en charge

Merci de vérifier la compatibilité et le cumul possible des adjctions.

VPH, Achat neuf, FREP-B, modulaire à propulsion par moteur électrique multi- position - classe B

Code 9561496 - VPH, Achat neuf, FREP-B, modulaire à propulsion par moteur électrique multi- position - classe B. Plv 11680,50€

DESIGNATION

REFERENCE

PRIX PUBLIC TTC

✓ Ensemble Base EDGE 3 STRETTO	Q6EDGE3STRETTO	11 071,56 €	11 680,50 €
✓ Assise TRUBALANCE 3: Accoudoirs relevable à compensation, Dossier TB3/4 bio mécanique, hauteur d'assise à partir de 44,5cm			
✗ Poignées de poussée	ACC2005027		
✗ Bascule d'assise 50° à translation électrique	PTOINDV3443		
✗ Dossier Biomécanique inclinable électriquement à 170°	PTOINDV3444		

FONCTIONS ELECTRIQUES: ELEVATEUR D'ASSISE

1500 € TTC

Code 9938392 - VPH, adjction, Supplément pour élévation «électrique» (lift) pour FRE, FREP et FREV. Plv 1500€

Sélectionner le réglage de la hauteur d'assise : ✓ 44,5cm □ 47cm □ 49,5cm

- ☐ Lift électrique 30 cm TB3 i.Level PTOINDV3773

COLORIS CHASSIS, DU MANIPULATEUR Q LOGIC 3 ET DU DOSSIER

<input type="checkbox"/> Noir Back in black (brillant)	DGN1905007-PBK1	<input type="checkbox"/> Bleu Electric blue	DGN1905007-PBU9
<input type="checkbox"/> Rouge Red corvette	DGN1905007-PRD1	<input type="checkbox"/> Jaune Lemon crush	DGN1905007-PYL4
<input type="checkbox"/> Vert Green Machine	DGN1905007-PGN11	<input type="checkbox"/> Violet Deep Purple	DGN1905007-PPR5

EQUIPEMENT ROUTE

- ☐ Equipement route sur rail d'assise avec clignotant. Non compatible largeur d'assise <14" (montage sur base motrice)
- ☐ Eclairage Fender sur garde-boue Non compatible clignotant, contrôle par contacteur externe

ADJONCTIONS SPECIFIQUES : SYSTÈME D'ASSISE TRANSFERT ET ACCESSIBILITE

Code 4550001 - VPH, adjonction spécifique, supplément sur devis pour fauteuil roulant pour FRE et FREP. Plv sur devis

PACK ASSISE ET FONCTIONS TB4 (uniquement avec assise TRUBALANCE 3)

- | | | |
|--|------------|------------|
| <input type="checkbox"/> Mécanisme d'assistance au transfert. Proclive à 30° | 3 763,03 € | 3970 € TTC |
| <input type="checkbox"/> Mécanisme d'aide à l'accessibilité frontale. Proclive à 20° | | |
| ✓ Activation proclive usine | | |

Adjonction complémentaire lift i.Level, sélection obligatoire de celui-ci

Ce pack implique la sélection obligatoire du relève-jambes central électrique. L'option **ASL** est déjà incluse dans le tarif ci-dessus.**ROUES**

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Roues centrales pneumatiques 14" | <input type="checkbox"/> Roues centrales bandages 14" |
|--|---|

Système de conduite**ELECTRONIQUE**

- ✓ QLOGIC 3



- | | |
|--|-----------|
| <input type="checkbox"/> Avec touches 1 et 2 | CTL143976 |
| <input type="checkbox"/> Avec touche éclairage | CTL143977 |

- | | |
|---|------------|
| <input type="checkbox"/> Chargeur USB-C | KIT2306214 |
|---|------------|

- | | | |
|--|--------------------------|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Système de protection anti pincement de la main | Prochainement disponible | (conflit possible passage sous table) |
|--|--------------------------|---------------------------------------|


- | | |
|---|-----|
| <input type="checkbox"/> Déplacement du boîtier principal à l'arrière | SOF |
|---|-----|

DISPOSITIF D'ESCAMOTAGE LATERAL

- | | | |
|---|-------------------------------|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Pantographe escamotable réversible droite/gauche | MEC1801698 | |
| <input type="checkbox"/> Montage à gauche <input type="checkbox"/> Montage à droite | | |
| <input type="checkbox"/> Pantographe standard réversible escamotable vers l'extérieur | ACC2201042 / ACC2201041 | |
| <input type="checkbox"/> Montage à gauche <input type="checkbox"/> Montage à droite | | |
| <input type="checkbox"/> Support de pantographe réglable en hauteur | ARM250-3/4FM (nc: MEC1801698) | |

EMBOUTS DE JOYSTICK (en remplacement de l'embout d'orgine)

- | | |
|---|-------------|
| <input type="checkbox"/> Poignée palmaire 7,6cm de largeur (A) | PLSKNCP1057 |
| <input type="checkbox"/> Poignée palmaire 10,1cm de largeur (A) | PLSKNCP1058 |
| <input type="checkbox"/> Champignon (B) | PLSKNCP1008 |
| <input type="checkbox"/> Cupule menton (C) | PLSKNCP1009 |
| <input type="checkbox"/> Poignée T (D) | PLSKNCP1006 |
| <input type="checkbox"/> Boule plastique (E) | PLSKNCP1007 |
| <input type="checkbox"/> Balle mousse (F) | PLSKNCP1004 |
| <input type="checkbox"/> Barre (G) | PLSKNCP1005 |

**INTERFACE DE COMMANDE ET BOITIER ADDITIONNEL (A)****1500 € TTC**

Code 9921517 - VPH, adjonction, boîtier de commande personnalisé pour FRE, FREP et FREV. Plv 1500€

Non cumulable avec "interface de commande et boîtier additionnel (B)"

- | | | |
|--|-----------|--|
| <input type="checkbox"/> Commande clavier iAccess | | |
| <input type="checkbox"/> Interrupteurs à bascule | CTL144010 | |
| <input type="checkbox"/> Interrupteurs à poussoir | CTL144009 | |
| Choix obligatoire: <input type="checkbox"/> Montage à gauche <input type="checkbox"/> Montage à droite <input type="checkbox"/> Montage au dossier | | |

- | | | |
|---|-----------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Double commande tierce personne (utilisateur-accompagnateur) Q-LOGIC 3, Montage à droite | ELE167862 + MEC125270 | |
| | | |

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Système de conduite scanner à 1 interrupteur, contacteur libre | |
|---|--|

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> Micro light ML210 | <input type="checkbox"/> Mini cup MC210 | <input type="checkbox"/> Egg noir ESBLK |
|--|---|---|



Uniquement Electronique Qlogic 3 CTL143977

INTERFACE DE COMMANDE ET BOITIER ADDITIONNEL (B)**1500 € TTC**

Code 9921517 - VPH, adjonction, boîtier de commande personnalisé pour FRE, FREP et FREV. Plv 1500€

① Choix possible d'un seul boîtier additionnel

Non cumulable avec "interface de commande et boîtier additionnel (A)

- ☐ Ecran de contrôle d'environnement Q-LOGIC 3 + flexible CTL143979+DWR1010D446
Montage côté opposé au manipulateur, nécessaire pour une commande spéciale (ex: occipitale.)

Non cumulable avec
autre boîtier additionnel

- ☐ Joystick stand-alone Q-Logic 3 compact.

Non cumulable avec autre boîtier additionnel



Définir le montage

Montage commande au menton, mouvement non bio mécanique à droite.

Si appui tête : Confort + ☐ ST-SAR2A-R / Autres ☐ ST-SAR2C-R

GAT406C + ST-GAT452-Q + ST-ESM + ES-BLK + CTL1439850

☐ Cupule menton (PLSKNCP1009) ☐ Balle mousse (PLSKNCP1004)

Montage centralisation entre accoudoir



☐ Droite ☐ Gauche

ST-GAT400Q-Q + ST-GAT452CJ-Q + ST-ARM250T-Q + CTL143980

Montage en bout d'accoudoir

☐ Droite ☐ Gauche

ACC142740 + ST-ARM250T-Q + CTL143980



- ☐ Ecran additionnel Q-LOGIC 3 + pour conduite scanner 1 interrupteur

Non cumulable avec autre boîtier additionnel

Connectivité Bluetooth et contrôle d'environnement infrarouge

Système de conduite scanner à 1 interrupteur, contacteur positionnement libre "egg". ☐ Noir ☐ Bleu ☐ Vert

CTL143979 + DWR1010D446 + ESM-"BLK/BLU/GRE"



- ☐ Système de conduite scanner à 1 interrupteur sur manipulateur Qlogic 3

Non cumulable avec autre boîtier additionnel

Sélectionner le contacteur et le positionnement

☐ Micro lite☐ Montage à la tête (ST-CN600)☐ Droit (ST-SAR2A-R) ☐ Gauche (ST-SAR2A-L)☐ Mini cup☐ Montage à la tête (ST-MC220)☐ Droit (ST-SAR2A-R) ☐ Gauche (ST-SAR2A-L)☐ EGG☐ Montage au genou (ESBLK)☐ Droit ☐ Gauche (ST-ARM260 + MEC1809294)☐ Montage à la tête (ESBLK + ESM)☐ Droit (ST-SAR2A-R) ☐ Gauche (ST-SAR2A-L)☐ Montage à la main (ESBLK)☐ Droit ☐ Gauche (ST-ARM260 + MEC1809294)☐ Multi switch☐ Montage positionnement libre (P014-41 + P014-40 + Ch. USB + P. charge externe)☐ Fibre optique i-Connect (IC24F-1 + IC12A-BC)☐ Montage à la tête (FO650)☐ Droit (ST-SAR2A-R) ☐ Gauche (ST-SAR2A-L)☐ Montage positionnement libre☐ Commande au souple double actions i-Connect (ICSNP-2 + IC12A-BC)☐ Montage appui tête (SP625M)☐ Droit (ST-SAR2A-R) ☐ Gauche (ST-SAR2A-L)☐ Montage positionnement libre (ARMS-SP625M)

ENSEMBLE ASSISE

REGLAGES DE L'ASSISE TRU BALANCE 3 (Choix de l'assise en première page)


Profondeur		Module A				Profondeur		Largeur Module B					Hauteur d'assise: <input type="checkbox"/> 44,5 cm <input type="checkbox"/> 47,0 cm <input type="checkbox"/> 49,5 cm	
		Pouces						Pouces						
		14	15	16	16			17	18	19	20			
		Cm	36	38	41			Cm	41	43	46	48	51	
	14	36	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		16	41	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	15	38	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		17	43	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	16	41	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		18	46	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	17	43	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		19	48	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	18	46	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		20	51	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

COUSSINS D'ASSISE POSTURAL (suite)☐ **Coussin d'assise Stealth Products Glacial SP**

Épaisseur : 8,8cm | Capacité de poids : 226kg


Taille de coussin, nous préciser: ____*____ (voir tableau de correspondance)

Coussin ergonomique pour confort et protection cutanée : transferts facilités, décharge sacrée et soutien du coccyx, gel quadrillé pour réduire les frottements, et base en mousse haute densité pour stabilité et durabilité.



GLA-NUC____

Accessoires coussin d'assis PAP

☒ **Housse cool core**☐ **Housse Stealth-Tek Nylon/Polyester imperméable**☐ **Housse AirMesh, Antiglisement**☐ **Housse incontinence polyurethane****CORRECTION DE BASSIN**☐ **Biseau crural**Choix de la taille: ☐ Taille 1: 505 x 205 x 25 (mm)

SAP4201

☐ Taille 2: 505 x 205 x 50 (mm)

SAP4251

Le biseau crural s'installe sur la partie antérieure de l'assise. Il favorise la répartition des pressions sur l'ensemble de l'assise, l'alignement des fémurs et réduit le glissement du patient. Existe en 25 et 50mm. Il peut être utilisé au niveau du dossier, soit dans le sens de la hauteur afin de compenser ou corriger une rotation de tronc, soit dans le sens de la largeur afin d'augmenter le confort et la surface d'appui au niveau du dos.

☐ **Biseau fessier 205 x 205 x 25 (mm)**

SAP4301

Le biseau fessier (cale d'obliquité) peut compenser une perte de tonus des muscles fessiers ou diminuer une obliquité du bassin.

☐ **Butée d'abduction**Choix de la taille: ☐ Butée anthracite rigide 175 x 105 x 70 (mm) SAP4401☐ Butée souple 175 x 105 x 70 (mm)

SAP4406

La butée d'abduction est destinée à contrôler l'adduction des membres inférieurs.

**STABILISATEURS DES MEMBRES INFÉRIEURS**☐ **Ceinture de maintien 2 points**Taille ☐ S IFPB5122Taille ☐ M IFPB5223Taille ☐ L IFPB5224☐ **Ceinture de maintien 4 points**Taille ☐ S IFPB5242Taille ☐ M IFPB5243Taille ☐ L IFPB5244☐ **Ceinture de maintien de jambe**Taille ☐ S IFLH1111-STaille ☐ M IFLH1111-MTaille ☐ L IFLH1111-L**ALIGNEMENT FEMORAL (Choix d'une paire)**☐ **Cale-cuisse Unilink droit** ☐ 4"x4" ☐ 4"x8" ☐ 4"x12"

UTT6A1260000 + UT800000-Q + UTP544056100 (4x4)

☐ **Cale-cuisse Unilink gauche** ☐ 4"x4" ☐ 4"x8" ☐ 4"x12"

UTP548056100 (4x8)

UTP54D056100(4x12)

☐ **Cale genou droit**

KN1ADDFD085TB433R

(uniquement repose jambe central)☐ **Cale genou gauche**

KN1ADDFD085TB433L


(uniquement repose jambe central)**Produits d'assistance à la posture du siège (PAP B2)****600 € TTC**

Code 9979379 - VPH, adjonction, PAP forfait B adjonctions membre inférieur. Plv 600€

*Non cumulable PAP B 1***PROTECTION DE CHEVILLE/PIED**☐ **Coussin de positionnement et de protection de jambes**☐ Taille 16 ST-IFPFB-DS-16☐ Taille 18 ST-IFPFB-DS-18☐ Taille 20 ST-IFPFB-DS-20☐ Taille 22 ST-IFPFB-DS-22

ENSEMBLE DOSSIER**REGLAGES DU DOSSIER TB3/4 (Choix de l'assise en première page)**


- ☐ Dossier TruBalance 3-4
1- Choix taille de coque:



		Largeur							
Hauteur	Pouces		16	17	18	19	20	21	22
	Cm		41	43	46	48	51	53	56
15	38	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
17	43	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19	48		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>


- 2- Choix du réglage en hauteur de la coque (réglage d'usine position 2, ajustable à la livraison sur les 4 positions)

- ☐ 4
☐ 3
☒ 2
☐ 1



- 3- Forme galbe de dossier:

- ☐ Actif (Standard)
☒ Deep (CUS122169)
☐ ExtraDeep (SET123465)



- 4- Matière de la housse

- ☒ Housse TB4 cool core
☐ Housse Sport back 4 nylon résistante aux liquides




- ☐ Support latéral additionnel
☐ Cale-tronc Unilink droit ☐ 3"x5" ☐ 4"x6"
☐ Cale-tronc Unilink gauche ☐ 3"x5" ☐ 4"x6"

UIMBKI125, UIPFSI100,
ULS2510F-R (droit), ULS2510F-L
(gauche),
ULP535050320 (3x5)
ULP546050320 (4x6)

**APPUI TETE**

- ☐ Appui tête enveloppant, réglable en hauteur, en profondeur en largeur et pivotant. (ST-CP10CCFPM-Q & ST-UHB2D33200-Q)

**APPUI TETE DE POSITIONNEMENT****160 € TTC**

Code 9965118 - VPH, adjonction, supplément appui-tête réglable. Plv 160€

Choix possible d'un seul appui tête

- ☐ Combo

- ☐ Taille S (CB315M)
☐ Taille L (CB305M)



- ☐ All Positionning

- ☐ Taille M (AP350M)
☐ Taille L (AP450M)
☐ Taille XL (AP550M)



Produits d'assistance à la posture du siège (PAP A1)**600 € TTC**

Code 9942940 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur. Plv 600€

Non cumulable PAP A 2, 3 & 4

DISPOSITIFS DE POSITIONNEMENT CERVICO-CEPHALIQUES☐ Ultra (UHBSU23200 + UHB4D33200-QCR)

Choix des coussins:

Occipital - LxH Cm


☐ O1 - courbe 7x4 (500M)☐ O2 - plat 5x2 (510M)☐ O3 - courbe 4x3 (520M)☐ O4 - courbe 4x2 (530M)

Sous - Occipital - LxH Cm

☐ SO1 - 24x7 (600M)☐ SO2 - 18x7 (610M)☐ SO3 - 16x6 (620M)☐ I2I

Utilisation du bon de configuration spécifique

Contacter votre conseiller technique



Choix possible de l'un des deux appui-têtes

Produits d'assistance à la posture du siège (PAP A2)**600 € TTC**

Code 9942940 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur. Plv 600€

Non cumulable PAP A1, 3 & 4

DISPOSITIFS DE POSITIONNEMENT CERVICO-CEPHALIQUES☐ Combo

Sélectionner la taille

☐ Taille S (CB315M)☐ Taille L (CB305M)**Swing away**☐ Droit (SAR2B-R)☐ Gauche (SAR2B-L)☐ Droit & Gauche (SAR2B-B)

Pad: Q. _____

☐ 7x5 (910M) ☐ 11x5 (900M) ☐ 16x6 (920M) ☐ 16x4 (930M)☐ Confort Plus

Sélectionner la taille

☐ Taille XS (CP06CCFPM)☐ Taille S (CP08CCFPM)☐ Taille M (CP10CCFPM)**Swing away**☐ Droit (SAR2A-R)☐ Gauche (SAR2A-L)☐ Droit & Gauche (SAR2A-B)

Pad: Q. _____

☐ 7x5 (910M) ☐ 11x5 (900M) ☐ 16x6 (920M) ☐ 16x4 (930M)☐ Confort Plus Ajustable

Sélectionner la taille

☐ Taille L (ACP150M)☐ Taille XL (ACP550M)**Swing away**☐ Droit (SAR2A-R)☐ Gauche (SAR2A-L)☐ Droit & Gauche (SAR2A-B)

Pad: Q. _____

☐ 7x5 (910M) ☐ 11x5 (900M) ☐ 16x6 (920M) ☐ 16x4 (930M)☐ All Positionning

Sélectionner la taille

☐ Taille M (AP350M)☐ Taille L (AP450M)☐ Taille XL (AP550M)**Swing away**☐ Droit (SAR2B-R)☐ Gauche (SAR2B-L)☐ Droit & Gauche (SAR2B-B)

Pad: Q. _____

☐ 7x5 (910M) ☐ 11x5 (900M) ☐ 16x6 (920M) ☐ 16x4 (930M)

Choix possible de l'un des quatre appui-têtes + swing away

Produits d'assistance à la posture du dossier (PAP A3)

600 € TTC

Code 9942940 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur. Plv 600€

Non cumulable PAP A 1, 2 & 4

DOSSIER DE BASE DE POSITIONNEMENT

☐ Dossier Stealth ADI QBack 2

1- Forme

☐ Aluminium (AL)☐ Aluminium Flat Top (AFT)

2- Largeur :

☐ 14" (14) ☐ 15" (15) ☐ 16" (16) ☐ 17" (17) ☐ 18" (18) ☐ 19" (19) ☐ 20" (20) ☐ 21" (21) ☐ 22" (21)

3- Hauteur :

☐ Medium 13" (M) ☐ Standard 16" (S) ☐ Tall 18" (T) ☐ Extra Tall 20" (X) ☐ Extra Extra Tall 22" (XX)

4- Contour :

☐ Active 2,5" (A)☐ Deep 4" (D)☐ Extra Deep 6" (E)

5- Ref:

QB2XXXXXX



Optionnel :

Uniquement dossier ADI active :

☐ Taille M 10,16 cm Gauche (QB2W4C-L)☐ Taille M 10,16 cm Droit (QB2W4C-R)☐ Taille L 15,25 cm Gauche (QB2W6C-L)☐ Taille L 15,25 cm Droit (QB2WC-R)☐ Butée Sacro-lombaire anthracite 255 x 240 x 25 (mm)

SAP4601

La butée sacro lombaire est placée dans la partie inférieure du dossier. Elle permet d'améliorer la répartition des pressions sur l'ensemble du dos lors d'une hyper lordose, et favorise l'antéversion du bassin.

☐ Harnais Classic Dynamique Zipper☐ Taille S (IFPS3102)☐ Taille M (IFPS3103)☐ Taille L (IFPS3104)☐ Ceinture d'épaule Y Straps☐ Taille S (IFYS3102)☐ Taille M (IFYS3103)☐ Taille L (IFYS3104)☐ Harnais d'épaule Backpack☐ Taille XS (IFPB4201)☐ Taille S (IFPB4202)☐ Taille M (IFPB4203)☐ Taille L (IFPB4204)☐ Harnais d'épaule Style "H"☐ Taille XS (IFHH5201)☐ Taille S (IFHH5202)☐ Taille M (IFHH5203)☐ Taille L (IFHH5204)☐ Ceinture thoracique Clips☐ Taille M (IFCS4113)☐ Taille L (IFCS4114)☐ Taille XL (IFCS4115)☐ Ceinture thoracique Velcros☐ Taille M (IFCS4123)☐ Taille L (IFCS4124)☐ Taille XL (IFCS4125)

ENSEMBLE ACCOUDOIRS

ACCOUDOIRS TB3/4 : Accoudoirs parallèles, relevables, ajustables en hauteur réglables en anglesMontage ☐ bas (20 à 30,5cm) ☐ haut (30,5 à 40,6cm)☐ Manchettes mousse (à l'unité)☐ 25cm : ☐ droit ☐ gauche

DGN142128

☐ 35cm : ☐ droit ☐ gauche

DGN142014

☐ 43cm : ☐ droit ☐ gauche

DGN1801530

☐ Manchettes gel (à l'unité)☐ 25cm : ☐ droit ☐ gauche

ARM136409

☐ 35cm : ☐ droit ☐ gauche

ARM136408

☐ Renfort sous accoudoir (non compatible réglage en angle de l'accoudoir)☐ droit MEC133331☐ gauche MEC133331☐ Protège vêtements (la paire)

ACC125007



Produits d'assistance à la posture du dossier (PAP A4) uniquement TB3/4**600 € TTC**

Code 9942940 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur. Plv 600€

Non cumulable PAP B 1, 2 & 3

BUTÉE LATÉRALE DE COUDE

- 1 ☐ Rebord d'accoudoir (à l'unité)
☐ droit ASF6X2C-S-Q ☐ gauche ASF6X2C-S-Q

**BUTÉE POSTÉRIEURE DE COUDE**

- 2 ☐ Support de coussin escamotable
☐ droit (UETB4213SR-Q) ☐ gauche (UETB4213SL-Q)
- 3 ☐ Coussin demi-lune
☐ droit (UEP53005032R) ☐ gauche (UEP53005032L)
- ☐ Support de coussin fixe
☐ droit (UETB4021SR-Q) ☐ gauche (UETB4021SL-Q)
- ☐ Maintien de coude
☐ droit (UEP544050320) ☐ gauche (UEP544050320)

**RELEVES-JAMBES, REPOSE-PIEDS**

- ☐ Relève-jambes manuels central avec vérins à gaz
 MEC153735 + SCRSHFH1203 + MEC1909391 + MEC1909392
 + SCRHHCS1322 + FRMASMB7879 + FRMAMSMB7878

Appui-Mollet (CmxCm)

- ✓ 6"x6" (15x15) RIGASMB7120018

| Préciser UL =

cm

Potences 10"-16" (CmxCm)**Potences 13"-19" (CmxCm)**

Palettes réglables en angles:
☐ 5"x8" (13x20) MEC230410 0/1
 ✓ 5"x11" (13x28) MEC230411 2/3
 réglage plaque d'assise 28 à 43cm

Palettes réglables en angles:
☐ 5"x8" (13x20) MEC190968 4/5
☐ 5"x11" (13x28) MEC230410 4/5
 réglage plaque d'assise 34 à 50cm

- ☐ Repose-pieds escamotables avec cales talonnières

Hauteur palettes/plaque réglable de 31 à 41cm

RIG1610270 + RIG1702200




- ✓ Palettes réglables en angles

- ☐ Relève-jambes manuels avec vérins à gaz

MEC153735 + SCRSHFH1203
 + MEC1909391 + MEC1909392
 + SCRHHCS1322 + FRMASMB7879
 + FRMAMSMB7878

Tubes

- ✓ 29-43 cm (RIG2103320 + MEC1903300)
☐ 37-56 cm (RIG2103321 + MEC1904114)

**Palettes réglables en angles et sangles talonnières:**

- ☐ 10,5 x 17,5cm **Conseillé pour assises largeur 14"-15"** (MEC2008387)
☐ 12 x 17,5cm **Conseillé pour assises largeur 14"-16"** (MEC2008389)
 ✓ 15 x 17,5cm **Conseillé pour assises largeur 16" et >** (MEC8008388)

FONCTIONS ÉLECTRIQUES: RELEVES-JAMBES**1250 € TTC**

Code 9951441 - VPH, adjonction, repose-jambe électrique droit et gauche pour FRE. Plv 1250€

- ☐ Relève-jambes électrique central à compensation**

RIG2005068

Hauteur palette/plaque réglable de 28 à 50 cm

Appui-Mollet (CmxCm)

- ✓ 6"x6" (15x15) RIGASMB7120018

| Préciser UL =

cm

Potences 10"-16" (CmxCm)**Potences 13"-19" (CmxCm)**

Palettes réglables en angles:
☐ 5"x8" (13x20) MEC230410 0/1
 ✓ 5"x11" (13x28) MEC230411 2/3
 réglage plaque d'assise 28 à 43cm


Palettes réglables en angles:
☐ 5"x8" (13x20) MEC190968 4/5
☐ 5"x11" (13x28) MEC230410 4/5
 réglage plaque d'assise 34 à 50cm

- ☐ Relève-jambes avec vérins électriques

MOT1800941 + MEC153735
 + SCRSHFH1203 + MEC1909391 +
 MEC1909392 + SCRHHCS1322 +
 FRMASMB7879 + FRMAMSMB7878

Tubes

- ✓ 29-43 cm (RIG2103320 + MEC1903300)
☐ 37-56 cm (RIG2103321 + MEC1904114)

**Palettes réglables en angles et sangles talonnières:**


- ☐ 10,5 x 17,5cm **Conseillé pour assises largeur 14"-15"** (MEC2008387)
☐ 12 x 17,5cm **Conseillé pour assises largeur 15"-16"** (MEC2008389)
 ✓ 15 x 17,5cm **Conseillé pour assises largeur 16" et >** (MEC8008388)

EXTENSIONS ET CONNECTEURS DE PALETTES UNIQUEMENT POUR RELEVES JAMBES CENTRAUX

- ✓ Palettes réglables en largeur de série

- ☐ Extensions latérales de palettes (la paire) 8"
☐ Extensions latérales de palettes (la paire) 11"

RIG2404919
 RIG2404920



EXTENSIONS ET CONNECTEURS DE PALETTES UNIQUEMENT POUR RELEVÉS JAMBES CENTRAUX (suite)

- ☐ Rebords latéraux externes (la paire)
☐ Pour palettes seules RIG2404921
☐ Pour palettes avec extensions latérales RIG2404922

**ADJONCTIONS SPECIQUES : REPOSES-JAMBES**

Code 4550001 - VPH, adjonction spécifique, supplément sur devis pour fauteuil roulant pour FRE et FREP. Plv sur devis

FONCTION ELECTRIQUE

- ☐ Fonctionnalité spécifique pour relève jambe central: réglable électriquement en hauteur et descente au sol de la palette. (ASL)** 900 € TTC
 Sélection **obligatoire** du "Relève-jambes électrique central à compensation**"

PROTECTIONS DE PALETTES

- ☐ Housse d'appui mollets DARTEX 6"x6" (la paire)
☐ 6"x6" RIG133717 165 € TTC
- ☐ Coussinets de revêtement gel pour palettes (la paire) 290 € TTC
- ☐ 5"x8" FPG5008T-Q ☐ 6,5"x8" FPG6508T-Q
☐ 5"x11" FPG5011T-Q ☐ 7"x11" FPG7011T-Q

**ADJONCTIONS SPECIQUES : SYSTÈME DE CONDUITE**

Code 4550001 - VPH, adjonction spécifique, supplément sur devis pour fauteuil roulant pour FRE et FREP. Plv sur devis

CONTACTEURS, COMMANDES ALTERNATIVES

- ☐ Egg - coloris ☐ Noir ☐ Rouge ☐ Bleu ☐ Vert ES-BLK ES-RED ES-BLU ES-GRN 110 € TTC
 Quantité :
- ☐ Microlite ML210 190 € TTC
- ☐ Mini Cup 24 MC210 190 € TTC

**CONTACTEURS (SUITE)**

- ☐ Contacteur twister câble long 1,5m Force de poussée requise : 30g 170 € TTC
☐ Vert ☐ Noir ☐ Rouge P005-79-P005-75-P005-76
- ☐ Contacteur Twister, câble court 0,3m Force de poussée requise : 30g 170 € TTC
☐ Vert ☐ Noir ☐ Rouge P005-44 -P005-40 - P005-41
- ☐ Contacteur Twister sur tube, câble court 0,3m Force de poussée requise : 30g 170 € TTC
☐ Vert ☐ Noir ☐ Rouge P005-64 -P005-60 - P005-61
- ☐ Contacteur Twister sur tube, câble long 1,5m Force de poussée requise : 30g 170 € TTC
☐ Vert ☐ Noir ☐ Rouge P005-54 -P005-50 - P005-51
- ☐ Extension de câble pour contacteur ES-EXT 20 € TTC


**COMMANDES ALTERNATIVES**


- ☒ Ajouter une interface de commande type: Ecran de contrôle d'environnement Q-LOGIC 3 (Code 4530001 - VPH, adjonction) 1500 € TTC

- ☐ Commande occipitale Stealth 4390 € TTC
- ☐ Tri Array pédiatrique IDHBT250-1
- ☐ Ultra pro IDHBT300-1
- ☐ Ultra pro pédiatrique IDHBT350-1
- ☐ Curved Head Array IDHBT400-1
- ☐ Curved Head Array pédiatrique IDHBT450-1
- Support escamotable:
- ☐ Support appui tête multi axe, escamotable, tube carre 3 (D) Rotule 17mm (TWB486-17FDM) 360 € TTC



- ☐ Mini joystick proportionnel Stealth (force de poussée requise : 43g) 2390 € TTC
- ☐ Embout TIP IDPMP-9-FT
- ☐ Embout CONE IDPMP-9-CO
- ☐ Embout CASTEL IDPMP-9-CA



<input type="checkbox"/>	Joystick mushroom Stealth avec support Gatlin (force requise : 227g)	MJM260Q		2190 € TTC
<input type="checkbox"/>	Joystick mushroom Stealth avec support swing away (force requise : 227g)	MJMS260Q		1890 € TTC

COMMANDES ALTERNATIVES (suite)

<input type="checkbox"/>	All round joystick (force de poussée requise : 250g)	P002-71		1050 € TTC
<input type="checkbox"/>	All round joystick lite (force de poussée requise : 120g)	P002-72		1650 € TTC
<input type="checkbox"/>	All round joystick ball	M002-76		50 € TTC
<input type="checkbox"/>	Micro joystick (force de poussée requise : 8,5g)	P002-51		2300 € TTC
<input type="checkbox"/>	Multi joystick (force de poussée requise : 50g)	P002-61		2050 € TTC
<input type="checkbox"/>	All round heavy duty (force de poussée requise : 650g)	P002-73		2150 € TTC
<input type="checkbox"/>	Commande au pied Mo-vis Montage possible uniquement sur palette en metal	P021-51		2590 € TTC

SUPPORT DE COMMANDES ALTERNATIVES



<input type="checkbox"/> Bras articulé 8 positions « GATLIN »	600 €	<input type="checkbox"/> Bras swing away commande menton	260 € TTC
<input type="checkbox"/> Montage menton		Pour joystick:	
<input type="checkbox"/> sur tube rond (GAT406C)		<input type="checkbox"/> Mini proportionnel stealth (SM670)	
<input type="checkbox"/> sur rail (GAT406T)		<input type="checkbox"/> Micro-joystick (SM651)	
<input type="checkbox"/> Montage sous accoudoir (GAT400Q)		<input type="checkbox"/> Multi-joystick (SM661M)	
<input type="checkbox"/> Droite		<input type="checkbox"/> All round joystick standard et lite (SM660m)	
<input type="checkbox"/> Gauche		Attention : à utiliser avec un support swing away sur appui tête Stealth	
<input type="checkbox"/> Bras manuel swing 2G ARM BUNDLE Q2M	1 090 €	<input type="checkbox"/> Plastron Stealth multi-réglable	890 € TTC
P0031-21		<input type="checkbox"/> Pédia IDCH-P	Ceinture de maintien
<input type="checkbox"/> Bras électrique swing 2G ARM BUNDLE Q2M	1 990 €	<input type="checkbox"/> Petit IDCH-S	<input type="checkbox"/> Std (IDCH-SB)
P031-62		<input type="checkbox"/> Moyen IDCH-M	<input type="checkbox"/> XL (IDCH-XLB)
		<input type="checkbox"/> Large IDCH-L	
		<input type="checkbox"/> Pour joystick PMPJ et MULTI (IDCH-JM01)	
		<input type="checkbox"/> Pour joystick MICRO (IDCH-JM02)	
<input type="checkbox"/> Support swing away sous accoudoir			
<input type="checkbox"/> micro joystick	ARMS260-MICRO		285 € TTC
<input type="checkbox"/> multi joystick	ARMS260 + SM600-661M		422 € TTC
<input type="checkbox"/> mini joystick proportionnel Stealth	ARMS260-PMPJ		285 € TTC
<input type="checkbox"/> all round joystick standard et lite	ARMS260-AR		285 € TTC

SUPPORT GATLIN			
<input type="checkbox"/>	Support mini joystick proportionnel Stealth pour bras Gatlin	GAT486	125 € TTC
<input type="checkbox"/>	Support joystick all round std et lite pour bras Gatlin	GAT472P-M	125 € TTC
<input type="checkbox"/>	Support joystick standard Curtis Q-logic pour bras Gatlin	GAT 456Q	125 € TTC
<input type="checkbox"/>	Support contrôle d'environnement Q-Logic pour bras Gatlin	GAT495QL	175 € TTC
<input type="checkbox"/>	Support joystick standalone Curtis Q-Logic 2/3 pour bras Gatlin	GAT452Q	125 € TTC
<input type="checkbox"/>	Support rotatif 360° joystick all round std et lite pour bras Gatlin	GAT459P	195 € TTC
<input type="checkbox"/>	Support rotatif 360° joystick stand-alone Curtis Q-logic 2/3 pour bras Gatlin	GAT453Q	170 € TTC
SUPPORTS DE CONTACTEUR ET ECRAN			
<input type="checkbox"/>	Support contacteur microlite avec flexible pour bras Gatlin (sans contacteur)	GAT414-ML	240 € TTC
<input type="checkbox"/>	Support contacteur Eggs pour bras Gatlin	GAT-ESM	140 € TTC
<input type="checkbox"/>	Support de montage contacteur Eggs sur bras swing away	ESM	70 € TTC
<input type="checkbox"/>	Support swing away additionnel avec support contacteur Eggs (Attention montage sur swing away) Quantité : ...	F8675	260 € TTC
<input type="checkbox"/>	Anneau pour assemblage support contacteur	F8675-RING	125 € TTC
<input type="checkbox"/>	Support de montage contacteur microlite sur bras swing away (sans contacteur) Quantité : ...	CN600	340 € TTC
<input type="checkbox"/>	Support swing away sous accoudoir contacteur Eggs avec support sous accoudoir tube rond	ARMS260	260 € TTC
<input type="checkbox"/>	Support swing away sous accoudoir pour écran de contrôle d'environnement Q-logic avec support sous accoudoir tube rond	ARMS260-QL	260 € TTC
<input type="checkbox"/>	Flexible support contrôle d'environnement Q-Logic	DWR1010D446	100 € TTC
SUPPORTS SUPPLEMENTAIRES			
<input type="checkbox"/>	Adaptateur de montage 6 mm pour joystick all round std et light	M002-61	80 € TTC
<input type="checkbox"/>	Adaptateur de montage 8 mm pour joystick all round std et light	M002-60	55 € TTC
<input type="checkbox"/>	Tige diam 6mm longueur 50mm (10pcs)	M004-74	45 € TTC
<input type="checkbox"/>	Tige diam 6mm longueur 100mm (10pcs)	M004-75	65 € TTC
<input type="checkbox"/>	Tige diam 6mm longueur 200mm (10pcs)	M004-76	90 € TTC
<input type="checkbox"/>	Tige diam 6mm longueur 300mm (10pcs)	M004-78	150 € TTC
<input type="checkbox"/>	Tige diam 6mm longueur 400mm (10pcs)	M004-77	170 € TTC
<input type="checkbox"/>	Tige diam 8mm longueur 50mm (10pcs)	M004-83	50 € TTC
<input type="checkbox"/>	Tige diam 8mm longueur 100mm (10pcs)	M004-84	75 € TTC
<input type="checkbox"/>	Tige diam 8mm longueur 200mm (10pcs)	M004-85	100 € TTC
<input type="checkbox"/>	Noix de montage TWISTER diam 6mm (10pcs)	M004-26	250 € TTC
<input type="checkbox"/>	Noix de montage diam 6mm (10pcs)	M004-07	250 € TTC
<input type="checkbox"/>	Noix de montage diam 8mm (10pcs)	M004-14	260 € TTC
<input type="checkbox"/>	Ensemble escamotable pour TWISTER	M008-03	230 € TTC
<input type="checkbox"/>	Etau universel	M007-01	60 € TTC




SUPPORTS SUPPLEMENTAIRES (suite)

<input type="checkbox"/> Embase diam 6mm	M004-22	50 € TTC
<input type="checkbox"/> Embase diam 8mm	M004-23	50 € TTC
<input type="checkbox"/> Cintreuse a tube	TMHAT00005	30 € TTC

CHAUFFE-MAIN ET ACCESSOIRES




<input type="checkbox"/> Chauffe-main Contient le Chauffe-main, un câble d'extension, un set de montage	P012-62	 580 € TTC
<input type="checkbox"/> Dôme à 2 mains	M012-31	 260 € TTC

GESTION ET ADAPTATEURS ELECTRONIQUES QL3

<input type="checkbox"/> Ecran de contrôle d'environnement Q-LOGIC 3 + flexible	CTL143979+DWR1010D446	 1590 € TTC
<input type="checkbox"/> Boitier SCIM Q-LOGIC 3	CTL143988	 650 € TTC
<input type="checkbox"/> Chargeur USB Q-LOGIC 3	ELE168069	 200 € TTC
<input type="checkbox"/> Prise de charge externe (Obligatoire si joystick standalone seul)	HAR144001 + FRMASMB11156	200 € TTC



ADJONCTIONS SPECIFIQUES : OXYGENE**500 € TTC**

Code 9937381 - VPH, adjonction, support d'oxygénothérapie et/ou d'appareil de ventilation assistée. Plv 500€

<input type="checkbox"/> Support respirateur "Ajustable" (rajouter rail NC poignées de poussée) ACC2302501 + MEC125098 	<input type="checkbox"/> Support respirateur "Compact" (rajouter rail NC poignées de poussée) ACC133889 + MEC125098 
<input type="checkbox"/> Support porte obus (rajouter rail NC poignées de poussée) ACC125006 + MEC125098 	

ADJONCTIONS SPECIFIQUES : TABLETTE**132 € TTC**

Code 9974241 - VPH, adjonction, tablette complète. Plv 132€

<input type="checkbox"/> Tablette escamotable 56cm SSLXM0100011 + SSLXHD10000060 + ARM240-T 	<input type="checkbox"/> Tablette TB3/4 uniquement MEC1905021+MEC1904884+MEC1904182+ SCR8110001 x14 + MEC2100296 + MEC131115 <table border="1"> <tr> <td><input type="checkbox"/> MEC1904891-11B 11" fumée</td><td><input type="checkbox"/> MEC1904891-11C 11" transparente</td></tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> MEC1904891-13B 13" fumée</td><td><input type="checkbox"/> MEC1904891-13C 13" transparente</td></tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> MEC1904891-15B 15" fumée</td><td><input type="checkbox"/> MEC1904891-15C 15" transparente</td></tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> MEC1904891-17B 17" fumée</td><td><input type="checkbox"/> MEC1904891-17C 17" transparente</td></tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> MEC1904891-19B 19" fumée</td><td><input type="checkbox"/> MEC1904891-19C 19" transparente</td></tr> </table> 	<input type="checkbox"/> MEC1904891-11B 11" fumée	<input type="checkbox"/> MEC1904891-11C 11" transparente	<input type="checkbox"/> MEC1904891-13B 13" fumée	<input type="checkbox"/> MEC1904891-13C 13" transparente	<input type="checkbox"/> MEC1904891-15B 15" fumée	<input type="checkbox"/> MEC1904891-15C 15" transparente	<input type="checkbox"/> MEC1904891-17B 17" fumée	<input type="checkbox"/> MEC1904891-17C 17" transparente	<input type="checkbox"/> MEC1904891-19B 19" fumée	<input type="checkbox"/> MEC1904891-19C 19" transparente
<input type="checkbox"/> MEC1904891-11B 11" fumée	<input type="checkbox"/> MEC1904891-11C 11" transparente										
<input type="checkbox"/> MEC1904891-13B 13" fumée	<input type="checkbox"/> MEC1904891-13C 13" transparente										
<input type="checkbox"/> MEC1904891-15B 15" fumée	<input type="checkbox"/> MEC1904891-15C 15" transparente										
<input type="checkbox"/> MEC1904891-17B 17" fumée	<input type="checkbox"/> MEC1904891-17C 17" transparente										
<input type="checkbox"/> MEC1904891-19B 19" fumée	<input type="checkbox"/> MEC1904891-19C 19" transparente										




ADJONCTIONS SPECIFIQUES : AUTRE

Code 4550001 - VPH, adjonction spécifique, supplément sur devis pour fauteuil roulant pour FRE et FREP. Plv sur devis

COMPENSATIONS DIVERSES

<input type="checkbox"/> Bidon système d'hydratation ACC125010 	250 €	<input type="checkbox"/> Poignées de transfert amovibles (la paire) MEC1809930 	275 € TTC
--	-------	--	-----------

COMPENSATIONS DIVERSES (suite)

<input type="checkbox"/> Caméra de recul avec écran LCD	MEC1910365 ELE2000271	590 € TTC
<input type="checkbox"/> Montage sur flexible	ELE1907290 ESBK	
<input type="checkbox"/> Montage sur manipulateur	MEC2106123	
MEC1906270 & MEC1907331		
		
<input type="checkbox"/> Contrôleur de trajectoire ACCU-TRAC	MOT155715-01 / MOT155716-01	1120 € TTC

COMMENTAIRES

Note délai — La configuration du matériel (options/personnalisations) peut fortement impacter le délai : compter un délai moyen de 3 semaines, pouvant être allongé jusqu'à 8 semaines supplémentaires.

Notes et informations utiles

- Eco-participation : 7€ HT
- Merci de renseigner l'ensemble des informations nécessaires à la fabrication et aux réglages du fauteuil
- Toute commande reçue incomplète ne pourra être validée en production impliquant de fait un délai de traitement supplémentaire.
- Un seul coussin d'assise livré (hors assise modulaire)
- Consultez les visuels et vues éclatées sur la plateforme Documoto <https://documoto.digabit.com/ui/>
(Identifiant et mot de passe disponibles sur demande auprès de votre conseiller médico-technique de secteur ou du SAV.)
- Veuillez noter la possibilité d'ajouter les forfaits MAD et Livraison

DIMENSIONS COUSSINS

Tru confort² SPP

DIMENSIONS											
Largeur	35	38	41	43	46	48	51	53	56	61	Personnalisé
Profondeur											
35	•		•								•
38	•		•	•							•
41	•	•	•	•	•		•				•
43	•	•	•	•	•	•	•				•
46	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•
48		•	•	•	•	•	•	•	•		•
51		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
53			•	•	•	•	•	•	•	•	•
56			•	•	•	•	•	•	•	•	•
61							•		•	•	•
Personnalisé	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Spectrum Gel

DIMENSIONS													
Largeur	35	41	43	46	48	51	56	61	66	71	76	82	Personnalisé
Profondeur													
38		•											•
41		•	•	•	•	•	•	•					•
43		•	•	•	•								•
46	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•
48		•	•	•	•	•	•	•					•
51		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•
53				•		•		•					•
56				•		•	•	•	•	•	•		•
61				•		•	•	•	•	•	•		•
66								•				•	•
71										•	•	•	•
Personnalisé	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Esence

DIMENSIONS												
Largeur	25	30	35	38	41	43	46	48	51	53	56	Personnalisé
Profondeur												
25	•	•	•									•
30	•	•	•									•
35	•	•	•									•
38			•	•								•
41			•	•	•	•	•		•			•
43			•	•	•	•	•	•	•			•
46			•	•	•	•	•	•	•		•	•
48					•	•	•	•	•			•
51					•	•	•	•	•	•	•	•
53										•		•
56										•	•	•
61											•	•
Personnalisé	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Solution

DIMENSIONS												
Largeur	25	30	35	38	41	43	46	48	51	56	61	Personnalisé
Profondeur												
25	●	●										●
30	●	●	●									●
35	●	●	●									●
38				●								●
41			●	●	●	●	●		●			●
43				●	●	●	●	●				●
46			●	●	●	●	●	●	●	●		●
48					●	●	●	●	●			●
51					●	●	●	●	●	●	●	●
56							●		●	●	●	●
61											●	●
Personnalisé	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Premiere P

DIMENSIONS									
Largeur	35	38	41	43	46	48	51	56	Personnalisé
Profondeur									
33	●								●
35	●	●							●
38	●	●							●
41	●	●	●	●	●		●		●
43		●	●	●	●	●	●		●
46			●	●	●	●	●	●	●
48			●	●	●	●	●		●
51			●		●		●	●	●
56							●	●	●
Personnalisé	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Glacial

DIMENSIONS												
Largeur	30	35	38	41	43	46	48	51	53	56	61	Personnalisé
Profondeur												
30	●	●										●
35	●	●										●
38			●									●
41		●	●	●		●		●		●		●
43			●		●	●	●					●
46		●		●	●	●	●	●		●	●	●
48					●		●		●			●
51				●	●	●	●	●	●	●	●	●
53									●		●	●
56						●		●		●	●	●
58											●	●
61										●	●	●
Personnalisé	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●