

PRIDE
MOBILITY®Q6 edge[®]
HD**INFORMATIONS DE COMMANDE**

Nom du distributeur : _____

Contact commercial + email et ligne directe : _____

Référence de commande : _____

Adresse de livraison : _____

Date de commande : _____

CARACTERISTIQUES

- ① Largeur d'assise : 50 cm à 61 cm
- ① Profondeur d'assise : 50 à 61 cm réglable
- ① Hauteur sol/plaque d'assise sans lift : 45 cm à 50 cm
- ① Garde au sol : 7,2 cm
- ① Longueur hors tout : 90.45 cm (hors RP)
- ① Largeur de la base : 66.70 cm
- ① Autonomie** : jusqu'à 30 km
- ① Rayon de giration : 50,20 cm
- ① Poids max utilisateur : 204 kg (sans lift) 182kg (avec lift)
- ① Vitesse max** : 8 km/h (5,6 km avec iLevel)
- ① Dossier biomécanique à compensation inclinable à 175°
- ① Assise à translation inclinable électriquement à 50°
- ① Moteurs 4 pôles
- ① Batteries 2 x 73 Ah et chargeur 8Amp
- ① Electronique QLogic 3 avec bluetooth

iLevel[®]
power chairs

*résultats obtenus suite à des tests en laboratoire. Variations possibles en fonction du modèle poids de l'utilisateur, du type de terrain, de l'état, du type, de la capacité des batteries et de l'état des pneus. Spécifications sujettes à variation de +10% -5%.

Légende de présentation et mise en page

- Configuration de série, sans surcoût par rapport au prix limite de vente de la catégorie
- Adjonction spécifique sur devis justifié par l'évaluation fonctionnelle
- Adjonction prévue dans la nomenclature bénéficiant d'une prise en charge
- Adjonction d'aide à la posture prévue dans la nomenclature bénéficiant d'une prise en charge

Merci de vérifier la compatibilité et le cumul possible des adjonctions.

VPH, Achat neuf, FREP-B, modulaire à propulsion par moteur électrique multi- position - classe B

Code 9561496 - VPH, Achat neuf, FREP-B, modulaire à propulsion par moteur électrique multi- position - classe B. Plv 11680,50€

DESIGNATION	REFERENCE	PRIX PUBLIC TTC	
✓ Ensemble Base EDGE 3	Q6 EDGE HD	11 071,56 €	11 680,50 €
✓ Assise TRUBALANCE 3: Accoudoirs relevable à compensation, Dossier TB3/4 bio mécanique, hauteur d'assise à partir de 44,5cm			
✗ Poignées de poussée	ACC2005027		
✗ Bascule d'assise 50° à translation électrique	PTOINDV3443		
✗ Dossier Biomécanique inclinable électriquement à 170°	PTOINDV3444		

ASSISE BARIATRIQUE**700 € TTC**

Code 9923901 - VPH, adjonction, supplément pour fauteuil roulant bariatrique pour FRE, FREP, FREV et SCO. Plv 700€

- ✓ Assise bariatrique pour poids utilisateur jusqu'à 204 kg

FONCTIONS ELECTRIQUES: ELEVATEUR D'ASSISE**1500 € TTC**

Code 9938392 - VPH, adjonction, Supplément pour élévation «électrique» (lift) pour FRE, FREP et FREV. Plv 1500€

Sélectionner le réglage de la hauteur d'assise : ☐44,5cm ☐47cm ☐49,5cm

- ☐ Lift électrique 30 cm TB3 iLevel (182 kg Max utilisateur)

PTOINDV3773

COLORIS CHASSIS, DU MANIPULATEUR Q LOGIC 3 ET DU DOSSIER

<input type="checkbox"/> Rouge Red corvette	DGN169178-PRD1	<input type="checkbox"/> Vert Green Machine	DGN169178-PGN11
<input type="checkbox"/> Bleu Electric blue	DGN169178-PBU9	<input type="checkbox"/> Orange Evolution	DGN169178-POR6
<input type="checkbox"/> Noir Night train (mat)	DGN169178-PBK3	<input type="checkbox"/> Violet Deep purple	DGN169178-PPR5

EQUIPEMENT ROUTE

- ☐ Equipement route sur rail d'assise avec clignotant. Non compatible largeur d'assise <14" (montage sur base motrice)
- ☐ Eclairage Fender sur garde-boue Non compatible clignotant, contrôle par contacteur externe

ROUES

- ☐ Roues centrales pneumatiques 14"
- ☐ Roues centrales bandages 14"

Système de conduite**ELECTRONIQUE**

- ✓ QLOGIC 3



- ☐ Avec touches 1 et 2 CTL143976
- ☐ Avec touche éclairage CTL143977

- ☐ QLOGIC 3 lite
- ☐ Adaptateur magnétique pour prise XLR, QL3 Lite



CTL1810671
ELE2103635

- ☐ Chargeur USB-C KIT2306214
- ☐ Système de protection anti pincement de la main Prochainement disponible (conflit possible passage sous table)
- ☐ Déplacement du boîtier principal à l'arrière SOF

DISPOSITIF D'ESCAMOTAGE LATÉRAL

- ✓ Pantographe escamotable réversible droite/gauche MEC1801698
- ☐ Montage à gauche ☐ Montage à droite
- ☐ Pantographe standard réversible escamotable vers l'extérieur ACC2201042 / ACC2201041
- ☐ Montage à gauche ☐ Montage à droite
- ☐ Support de pantographe réglable en hauteur ARM250-3/4FM (nc: MEC1801698)

EMBOUTS DE JOYSTICK (en remplacement de l'embout d'origine)

- ☐ Poignée palmaire 7,6cm de largeur (A) PLSKNCP1057
- ☐ Poignée palmaire 10,1cm de largeur (A) PLSKNCP1058
- ☐ Champignon (B) PLSKNCP1008
- ☐ Cupule menton (C) PLSKNCP1009
- ☐ Poignée T (D) PLSKNCP1006
- ☐ Boule plastique (E) PLSKNCP1007
- ☐ Balle mousse (F) PLSKNCP1004
- ☐ Barre (G) PLSKNCP1005

**INTERFACE DE COMMANDE ET BOÎTIER ADDITIONNEL (A)****1500 € TTC**

Code 9921517 - VPH, adjonction, boîtier de commande personnalisé pour FRE, FREP et FREV. Plv 1500€

Non cumulable avec "interface de commande et boîtier additionnel (B)

- ☐ Commande clavier iAccess
- ☐ Interrupteurs à bascule CTL144010
- ☐ Interrupteurs à poussoir CTL144009
- Choix obligatoire: ☐ Montage à gauche ☐ Montage à droite ☐ Montage au dossier



- ☐ Double commande tierce personne (utilisateur-accompagnateur) Q-LOGIC 3, Montage à droite ELE167862 + MEC125270



- ☐ Système de conduite scanner à 1 interrupteur, contacteur libre



Uniquement Electronique Qlogic 3 CTL143977

- ☐ Micro light ML210 ☐ Mini cup MC210 ☐ Egg noir ESBLK

INTERFACE DE COMMANDE ET BOÎTIER ADDITIONNEL (B)**1500 € TTC**

Code 9921517 - VPH, adjonction, boîtier de commande personnalisé pour FRE, FREP et FREV. Plv 1500€

① Choix possible d'un seul boîtier additionnel Non cumulable avec "interface de commande et boîtier additionnel (A)

- ☐ Ecran de contrôle d'environnement Q-LOGIC 3 + flexible CTL143979+DWR1010D446
- Montage côté opposé au manipulateur, nécessaire pour une commande spéciale (ex: occipitale.)



Non cumulable avec autre boîtier additionnel

INTERFACE DE COMMANDE ET BOITIER ADDITIONNEL (B) (suite)

- ☐ Joystick stand-alone Q-Logic 3 compact.

Non cumulable avec autre boîtier additionnel



Définir le montage

Montage commande au menton, mouvement non bio mécanique à droite.

Si appui tête : Confort + ☐ ST-SAR2A-R / Autres ☐ ST-SAR2C-R

GAT406C + ST-GAT452-Q + ST-ESM + ES-BLK + CTL1439850

☐ Cupule menton (PLSKNCP1009) ☐ Balle mousse (PLSKNCP1004)

Montage centralisation entre accoudoir



☐ Droite ☐ Gauche

ST-GAT400Q-Q + ST-GAT452CJ-Q + ST-ARM250T-Q + CTL143980

Montage en bout d'accoudoir

☐ Droite ☐ Gauche

ACC142740 + ST-ARM250T-Q + CTL143980



- ☐ Ecran additionnel Q-LOGIC 3 + pour conduite scanner 1 interrupteur

Non cumulable avec autre boîtier additionnel

Connectivité Bluetooth et contrôle d'environnement infrarouge

Système de conduite scanner à 1 interrupteur, contacteur positionnement libre "egg". ☐ Noir ☐ Bleu ☐ Vert

CTL143979 + DWR1010D446 + ESM-"BLK/BLU/GRE"



- ☐ Système de conduite scanner à 1 interrupteur sur manipulateur Qlogic 3

Non cumulable avec autre boîtier additionnel

Sélectionner le contacteur et le positionnement



- ☐ Micro lite

☐ Montage à la tête (ST-CN600) ☐ Droit (ST-SAR2A-R) ☐ Gauche (ST-SAR2A-L)

- ☐ Mini cup

☐ Montage à la tête (ST-MC220) ☐ Droit (ST-SAR2A-R) ☐ Gauche (ST-SAR2A-L)

- ☐ EGG

☐ Montage au genou (ESBLK) ☐ Droit ☐ Gauche (ST-ARM260 + MEC1809294)

☐ Montage à la tête (ESBLK + ESM) ☐ Droit (ST-SAR2A-R) ☐ Gauche (ST-SAR2A-L)

☐ Montage à la main (ESBLK) ☐ Droit ☐ Gauche (ST-ARM260 + MEC1809294)

- ☐ Multi switch

☐ Montage positionnement libre (P014-41 + P014-40 + Ch. USB + P. charge externe)

- ☐ Fibre optique i-Connect (IC24F-1 + IC12A-BC)

☐ Montage à la tête (FO650) ☐ Droit (ST-SAR2A-R) ☐ Gauche (ST-SAR2A-L)

☐ Montage positionnement libre

- ☐ Commande au souple double actions i-Connect (ICSNP-2 + IC12A-BC)

☐ Montage appui tête (SP625M) ☐ Droit (ST-SAR2A-R) ☐ Gauche (ST-SAR2A-L)

☐ Montage positionnement libre (ARMS-SP625M)

ENSEMBLE ASSISE

REGLAGES DE L'ASSISE TRU BALANCE 3

Hauteur d'assise:

☐ 44,5 cm

☐ 47,0 cm

☐ 49,5 cm


		Largeur				
Profondeur	Pouces	20	21	22	23	24
	Cm	51	53	56	58	61
	20	51	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	21	53	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	22	56	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	23	58	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	24	61	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

COUSSIN D'ASSISE DE POSITIONNEMENT STANDARD✓ **Coussin d'assise Stealth TruComfort 2 SPP** TC2-VNC_____

Epaisseur : 11,4cm | Capacité de poids : 204kg

Taille de coussin identique au réglage d'assise. **Si différent, nous préciser: ____*** (voir tableau de correspondance)

Stabilité pelvienne et alignement fémoral. La mémoire de forme assure confort et protection. La housse Coolcore régule la température.



coolcore

☐ **Coussin d'assise Stealth Products Spectrum Gel SPP**

Epaisseur : 7,6cm | Capacité de poids : 250kg

Taille de coussin , **nous préciser: ____*** (voir tableau de correspondance)

Coussin ergonomique pour une assise sécurisée : stabilité posturale, protection ischiatique renforcée, transferts facilités, et soutien optimal. Insert en gel double cellule, revêtement Sunmate adapté à la taille



coolcore

Produits d'assistance à la posture du siège (PAP B1)**600 € TTC**


Code 9979379 - VPH, adjonction, PAP forfait B adjonctions membre inférieur. Plv 600€

Non cumulable PAP B 2**COUSSINS D'ASSISE POSTURAL***Choix possible d'un seul élément par étape*☐ **Coussin d'assise Stealth Products Spectrum Foam SPP**

Epaisseur : 7,6cm | Capacité de poids : 272kg

Taille de coussin , **nous préciser: ____*** (voir tableau de correspondance)

Coussin ergonomique alliant confort, sécurité et autonomie : stabilité posturale, protection ischiatique optimisée, transferts facilités, et légèreté. Revêtement Sunmate adapté selon la taille.




coolcore

☐ **Coussin d'assise Stealth Products Spectrum Gel SPP**

Epaisseur : 7,6cm | Capacité de poids : 250kg

Taille de coussin , **nous préciser: ____*** (voir tableau de correspondance)

Coussin ergonomique pour une assise sécurisée : stabilité posturale, protection ischiatique renforcée, transferts facilités, et soutien optimal. Insert en gel double cellule, revêtement Sunmate adapté à la taille



coolcore

☐ **Coussin d'assise Stealth Products Première SP**

Epaisseur : 7,6cm | Capacité de poids : 226kg

Taille de coussin , **nous préciser: ____*** (voir tableau de correspondance)

Coussin ergonomique pour un positionnement et un confort durables : stabilité renforcée, répartition optimisée des appuis, et adaptation morphologique. Insert latéral intégré, découpe sacrée, revêtement Sunmate Xsoft



coolcore

☐ **Coussin d'assise Stealth Products Essence SPP**

Epaisseur : 8,9cm | Capacité de poids : 226kg

Taille de coussin , **nous préciser: ____*** (voir tableau de correspondance)

Coussin ergonomique alliant confort, stabilité et modularité : base rigide pour un maintien optimal, profil modulable pour un ajustement personnalisé, cuvette ischiatique et décharge sacrée pour plus de sécurité, et revêtement doux en viscose.




coolcore

☐ **Coussin d'assise Stealth Products Glacial SP**

Epaisseur : 8,8cm | Capacité de poids : 226kg

Taille de coussin , **nous préciser: ____*** (voir tableau de correspondance)

Coussin ergonomique pour confort et protection cutanée : transferts facilités, décharge sacrée et soutien du coccyx, gel quadrillé pour réduire les frottements, et base en mousse haute densité pour stabilité et durabilité.



coolcore

Accessoires coussin d'assis PAP✓ **Housse cool core**☐ **Housse Stealth-Tek Nylon/Polyester imperméable**☐ **Housse AirMesh, Antiglisement**☐ **Housse incontinence polyurethane**

Etape 1, Choix du coussin d'assise

CORRECTION DE BASSIN

Etape 2: Choix de la correction

☐ Biseau cruralChoix de la taille: ☐ Taille 1: 505 x 205 x 25 (mm)

SAP4201

☐ Taille 2: 505 x 205 x 50 (mm)

SAP4251

Le biseau crural s'installe sur la partie antérieure de l'assise. Il favorise la répartition des pressions sur l'ensemble de l'assise, l'alignement des fémurs et réduit le glissement du patient. Existe en 25 et 50mm. Il peut être utilisé au niveau du dossier, soit dans le sens de la hauteur afin de compenser ou corriger une rotation de tronc, soit dans le sens de la largeur afin d'augmenter le confort et la surface d'appui au niveau du dos.

☐ Biseau fessier 205 x 205 x 25 (mm)

SAP4301

Le biseau fessier (cale d'obliquité) peut compenser une perte de tonus des muscles fessiers ou diminuer une obliquité du bassin.

☐ Butée d'abductionChoix de la taille: ☐ Butée anthracite rigide 175 x 105 x 70 (mm) SAP4401☐ Butée souple 175 x 105 x 70 (mm)

SAP4406

La butée d'abduction est destinée à contrôler l'adduction des membres inférieurs.

**STABILISATEURS DES MEMBRES INFERIEURS**

Etape 3 Choix d'une ceinture

☐ Ceinture de maintien 2 pointsTaille ☐ S IFPB5122Taille ☐ M IFPB5223Taille ☐ L IFPB5224☐ Ceinture de maintien 4 pointsTaille ☐ S IFPB5242Taille ☐ M IFPB5243Taille ☐ L IFPB5244☐ Ceinture de maintien de jambeTaille ☐ S IFLH1111-STaille ☐ M IFLH1111-MTaille ☐ L IFLH1111-L**ALIGNEMENT FEMORAL (Choix d'une paire)**

Etape 4 : Choix du guide pied

☐ Cale-cuisse Unilink droit ☐ 4"x4" ☐ 4"x8" ☐ 4"x12"

UTT6A1260000 + UT800000-Q + UTP544056100 (4x4)

☐ Cale-cuisse Unilink gauche ☐ 4"x4" ☐ 4"x8" ☐ 4"x12"

UTP548056100 (4x8)

UTP54D056100(4x12)

☐ Cale genou droit

KN1ADDFD085TB433R

(uniquement repose jambe central)☐ Cale genou gauche

KN1ADDFD085TB433L

(uniquement repose jambe central)**Produits d'assistance à la posture du siège (PAP B2)****600 € TTC**

Code 9979379 - VPH, adjonction, PAP forfait B adjonctions membre inférieur. Plv 600€

*Non cumulable PAP B 1***PROTECTION DE CHEVILLE/PIED**☐ Coussin de positionnement et de protection de jambes☐ Taille 20

ST-IFPFB-DS-20

☐ Taille 22

ST-IFPFB-DS-22

☐ Taille 24


ST-IFPFB-DS-24

☐ Taille 26


ST-IFPFB-DS-26

**ENSEMBLE DOSSIER****REGLAGES DU DOSSIER TB3/4 (Choix de l'assise en première page)**☐ Dossier TruBalance 3-4

1- Choix taille de coque:



2- Choix du réglage en hauteur de la coque (réglage d'usine position 2, ajustable à la livraison sur les 4 positions)


☐ 4☐ 3☒ 2☐ 1

		Largeur							
Hauteur	Pouces	16	17	18	19	20	21	22	
	Cm	41	43	46	48	51	53	56	
	15	38	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	17	43	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	19	48		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

REGLAGES DU DOSSIER TB3/4 (suite)

3- Forme galbe de dossier:

- ☐ Actif (Standard)
☒ Deep (CUS122169)
☐ ExtraDeep (SET123465)



4- Matière de la housse

- ☒ Housse TB4 cool core
☐ Housse Sport back 4 nylon résistante aux liquides


☐ Support latéral additionnel

- ☐ Cale-tronc Unilink droit ☐ 3"x5" ☐ 4"x6"
☐ Cale-tronc Unilink gauche ☐ 3"x5" ☐ 4"x6"

UIMBK125 , UIPFS100, ULS2510F-R
 (droit) , ULS2510F-L (gauche),
 ULP535050320 (3x5)
 ULP546050320 (4x6)

**APPUI TETE**

- ☐ Appui tête enveloppant, réglable en hauteur, en profondeur en largeur et pivotant. (ST-CP10CCFPM-Q & ST-UHB2D33200-Q)

**APPUI TETE DE POSITIONNEMENT**

160 € TTC

Code 9965118 - VPH, adjonction, supplément appui-tête réglable. Plv 160€

Choix possible d'un seul appui tête

☐ Combo

- ☐ Taille S (CB315M)
☐ Taille L (CB305M)

☐ All Positionning

- ☐ Taille M (AP350M)
☐ Taille L (AP450M)
☐ Taille XL (AP550M)

**Produits d'assistance à la posture du siège (PAP A1)**

600 € TTC

Code 9942940 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur. Plv 600€

Non cumulable PAP A 2, 3 & 4

DISPOSITIFS DE POSITIONNEMENT CERVICO-CEPHALIQUES

- ☐ Ultra (UHBSU23200 + UHB4D33200-QCR)

Choix des coussins:

Occipital - LxH Cm

- ☐ O1 - courbe 7x4 (500M)
☐ O2 - plat 5x2 (510M)
☐ O3 - courbe 4x3 (520M)
☐ O4 - courbe 4x2 (530M)




Sous - Occipital - LxH Cm

- ☐ SO1 - 24x7 (600M)
☐ SO2 - 18x7 (610M)
☐ SO3 - 16x6 (620M)



- ☐ I2I Utilisation du bon de configuration spécifique
 Contacter votre conseiller technique



Choix possible de l'un des deux appui-têtes

Produits d'assistance à la posture du siège (PAP A2)

600 € TTC

Code 9942940 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur. Plv 600€

Non cumulable PAP A1, 3 & 4

DISPOSITIFS DE POSITIONNEMENT CERVICO-CEPHALIQUES

☐ Combo

Sélectionner la taille

☐ Taille S (CB315M)☐ Taille L (CB305M)

Swing away

☐ Droit (SAR2B-R)☐ Gauche (SAR2B-L)☐ Droit & Gauche (SAR2B-B)

Pad: Q. _____

☐ 7x5 (910M) ☐ 11x5 (900M) ☐ 16x6 (920M) ☐ 16x4 (930M)☐ Confort Plus

Sélectionner la taille

☐ Taille XS (CP06CCFPM)☐ Taille S (CP08CCFPM)☐ Taille M (CP10CCFPM)

Swing away

☐ Droit (SAR2A-R)☐ Gauche (SAR2A-L)☐ Droit & Gauche (SAR2A-B)

Pad: Q. _____

☐ 7x5 (910M) ☐ 11x5 (900M) ☐ 16x6 (920M) ☐ 16x4 (930M)Adjustable
Lateral Support☐ Confort Plus Adjustable

Sélectionner la taille

☐ Taille L (ACP150M)☐ Taille XL (ACP550M)

Swing away

☐ Droit (SAR2A-R)☐ Gauche (SAR2A-L)☐ Droit & Gauche (SAR2A-B)

Pad: Q. _____

☐ 7x5 (910M) ☐ 11x5 (900M) ☐ 16x6 (920M) ☐ 16x4 (930M)Adjustable
Head Positioning☐ All Positionning

Sélectionner la taille

☐ Taille M (AP350M)☐ Taille L (AP450M)☐ Taille XL (AP550M)

Swing away

☐ Droit (SAR2B-R)☐ Gauche (SAR2B-L)☐ Droit & Gauche (SAR2B-B)

Pad: Q. _____

☐ 7x5 (910M) ☐ 11x5 (900M) ☐ 16x6 (920M) ☐ 16x4 (930M)Contours
to the Head

Flexible



Produits d'assistance à la posture du dossier (PAP A3)

600 € TTC

Code 9942940 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur. Plv 600€

Non cumulable PAP A 1, 2 & 4

DOSSIER DE BASE DE POSITIONNEMENT

☐ Dossier Stealth ADI QBack 2

1- Forme

☐ Aluminium (AL)☐ Aluminium Flat Top (AFT)

2- Largeur :

☐ 19" (19) ☐ 20" (20) ☐ 21" (21) ☐ 22" (22) ☐ 24" (24)

3- Hauteur :

☐ Medium 13" (M) ☐ Standard 16" (S) ☐ Tall 18" (T) ☐ Extra Tall 20" (X) ☐ Extra Extra Tall 22" (XX)

4- Contour :

☐ Active 2,5" (A) ☐ Deep 4" (D) ☐ Extra Deep 6" (E)

5- Ref:

QB2XXXXXX


Optionnel :

Uniquement dossier ADI active :

☐ Taille M 10,16 cm Gauche (QB2W4C-L)☐ Taille M 10,16 cm Droit (QB2W4C-R)☐ Taille L 15,25 cm Gauche (QB2W6C-L)☐ Taille L 15,25 cm Droit (QB2WC-R)☐ Butée Sacro-lombaire anthracite 255 x 240 x 25 (mm)

RU-SAP4601

La butée sacro lombaire est placée dans la partie inférieure du dossier. Elle permet d'améliorer la répartition des pressions sur l'ensemble du dos lors d'une hyper lordose, et favorise l'antéversion du bassin.

☐ Harnais Classic Dynamique Zipper☐ Taille S (IFPS3102)☐ Taille M (IFPS3103)☐ Taille L (IFPS3104)☐ Ceinture d'épaule Y Straps☐ Taille S (IFYS3102)☐ Taille M (IFYS3103)☐ Taille L (IFYS3104)

Choix possible de l'un des quatre appui-têtes + swing away

Etape 1: Dossier postural

Choix possible d'une

DOSSIER DE BASE DE POSITIONNEMENT (suite)

☐ Harnais d'épaule Backpack


- ☐ Taille XS (IFPB4201)
☐ Taille S (IFPB4202)
☐ Taille M (IFPB4203)
☐ Taille L (IFPB4204)


☐ Ceinture thoracique Clips

- ☐ Taille M (IFCS4113)
☐ Taille L (IFCS4114)
☐ Taille XL (IFCS4115)


☐ Harnais d'épaule Style "H"

- ☐ Taille XS (IFHH5201)
☐ Taille S (IFHH5202)
☐ Taille M (IFHH5203)
☐ Taille L (IFHH5204)


☐ Ceinture thoracique Velcros

- ☐ Taille M (IFCS4123)
☐ Taille L (IFCS4124)
☐ Taille XL (IFCS4125)



ENSEMBLE ACCOUDOIRS

ACCOUDOIRS : Accoudoirs parallèles, relevables, ajustables en hauteur réglables en angles

 Montage ☐ bas (20 à 30,5cm) ☐ haut (30,5 à 40,6cm)

☐ Manchettes mousse (à l'unité)

- ☐ 25cm : ☐ droit ☐ gauche DGN142128
☐ 35cm : ☐ droit ☐ gauche DGN142014
☐ 43cm : ☐ droit ☐ gauche DGN1801530

☒ Renfort sous accoudoir (non compatible réglage en angle de l'accoudoir)

- ☒ droit MEC133331
☒ gauche MEC133331


☐ Manchettes gel (à l'unité)

- ☐ 25cm : ☐ droit ☐ gauche ARM136409
☐ 35cm : ☐ droit ☐ gauche ARM136408

☐ Protège vêtements (la paire)

ACC125007



Produits d'assistance à la posture du dossier (PAP A4)

600 € TTC

Code 9942940 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur. Plv 600€

Non cumulable PAP B 1, 2 & 3

BUTÉE LATÉRALE DE COUDE

1

☐ Rebord d'accoudoir (à l'unité)

- ☐ droit
☐ gauche

 ASF6X2C-S-Q
 ASF6X2C-S-Q


BUTÉE POSTÉRIEURE DE COUDE

2

☐ Support de coussin escamotable

- ☐ droit (UETB4213SR-Q)
☐ gauche (UETB4213SL-Q)


☐ Support de coussin fixe

- ☐ droit (UETB4021SR-Q)
☐ gauche (UETB4021SL-Q)



3

☐ Coussin demi-lune

- ☐ droit (UEP53005032R)
☐ gauche (UEP53005032L)


☐ Maintien de coude

- ☐ droit (UEP544050320)
☐ gauche (UEP544050320)



RELEVÉS-JAMBES, REPOSES-PIEDS

☐ Relève-jambes manuels central avec vérins à gaz

 MEC153735 + SCRSHFH1203 + MEC1909391 + MEC1909392
 + SCRHHCS1322 + FRMASMB7879 + FRMASMB7878

Appui-Mollet (CmxCm)

Préciser UL = cm

- ☒ 6"x6" (15x15) RIGASMB7120018
☐ 8"x8" (20x20) RIGASMB7120019

Potences 10"-16" (CmxCm)



Potences 13"-19" (CmxCm)


 Palettes réglables en angles:
☐ 5"x8" (13x20) MEC230410 0/1
☒ 5"x11" (13x28) MEC230411 2/3
 réglage plaque d'assise 28 à 43cm

 Palettes réglables en angles:
☐ 5"x8" (13x20) MEC190968 4/5
☐ 5"x11" (13x28) MEC230410 4/5
 réglage plaque d'assise 34 à 50cm

☐ Repose-pieds escamotables avec cales talonnières

 Hauteur palettes/plaque réglable de 31 à 41cm
 RIG1610270 + RIG1702200


☒ Palettes réglables en angles

☐ Relève-jambes manuels avec vérins à gaz

 MEC153735 + SCRSHFH1203
 + MEC1909391 + MEC1909392
 + SCRHHCS1322 + FRMASMB7879
 + FRMASMB7878

Tubes

- ☒ 29-43 cm (RIG2103320 + MEC1903300)
☐ 37-56 cm (RIG2103321 + MEC1904114)


Palettes réglables en angles et sangles talonnières:

- ☐ 10,5 x 17,5cm **Conseillé pour assises largeur 14"-15"** (MEC2008387)
☐ 12 x 17,5cm **Conseillé pour assises largeur 14"-16"** (MEC2008389)
☒ 15 x 17,5cm **Conseillé pour assises largeur 16" et >** (MEC8008388)

FONCTIONS ELECTRIQUES: RELEVES-JAMBES

1250 € TTC

Code 9951441 - VPH, adjonction, repose-jambe électrique droit et gauche pour FRE. Plv 1250€

☐ Relève-jambes électrique central à compensation**

RIG2005068

Hauteur palette/plaque réglable de 28 à 50 cm

Appui-Mollet (Cmx Cm)**| Préciser UL =****cm**☒ 6"x6" (15x15) RIGASMB7120018☐ 8"x8" (20x 20) RIGASMB7120019**Potences 10"-16" (Cmx Cm)**

Palettes réglables en angles:

☐ 5"x8" (13x20) MEC230410 0/1☒ 5"x11" (13x28) MEC230411 2/3

réglage plaque d'assise 28 à 43cm

Potences 13"-19" (Cmx Cm)

Palettes réglables en angles:

☐ 5"x8" (13x20) MEC190968

4/5

☐ 5"x11" (13x28) MEC230410

4/5 réglage plaque d'assise 34 à 50cm


☐ Relève-jambes avec vérins électriques

MOT1800941+ MEC153735

+SCRSHFH1203 +MEC1909391+

MEC1909392 +SCRHHCS1322 +

FRMASMB7879 + FRMASMB7878

 **Tubes**☒ 29-43 cm (RIG2103320 + MEC1903300)☐ 37-56 cm (RIG2103321 + MEC1904114) **Palettes réglables** *Conseillé pour assises largeur 14"-15"* (MEC2008387)☐ 10,5 x 17,5cm *Conseillé pour assises largeur 15"-16"* (MEC2008389)☐ 12 x 17,5cm *Conseillé pour assises largeur 16" et >* (MEC8008388)☒ 15 x 17,5cm

EXTENSIONS ET CONNECTEURS DE PALETTES UNIQUEMENT POUR RELEVES JAMBES CENTRAUX

☒ Palettes réglables en largeur de serie☐ Extensions latérales de palettes (la paire) 8"

RIG2404919

☐ Extensions latérales de palettes (la paire) 11"


RIG2404920

☐ Rebords latéraux externes (la paire)☐ Pour palettes seules

RIG2404921

☐ Pour palettes avec extensions latérales

RIG2404922



ADJONCTIONS SPECIQUES : REPOSES-JAMBES

Code 4550001 - VPH, adjonction spécifique, supplément sur devis pour fauteuil roulant pour FRE et FREP. Plv sur devis

FONCTION ELECTRIQUE

☐ Fonctionnalité spécifique pour relève jambe central: réglable électriquement en hauteur et descente au sol de la palette. (ASL)**

RIG2107424 & MEC2102391

900 € TTC

Sélection **obligatoire** du "Relève-jambes électrique central à compensation**"

PROTECTIONS DE PALETTES

☐ Housse d'appui mollets DARTEX 6"x6" (la paire)☐ 6"x6"

RIG133717

☐ 8"x8"

RIG133719



165 € TTC

165 € TTC

☐ Coussinets de revêtement gel pour palettes (la paire)☐ 5"x8"

FPG5008T-Q

☐ 6,5"x8"

FPG6508T-Q

☐ 5"x11"

FPG5011T-Q

☐ 7"x11"

FPG7011T-Q



290 € TTC

ADJONCTIONS SPECIQUES : SYSTÈME DE CONDUITE

Code 4550001 - VPH, adjonction spécifique, supplément sur devis pour fauteuil roulant pour FRE et FREP. Plv sur devis

CONTACTEURS, COMMANDES ALTERNATIVES

☐ Egg - coloris ☐ Noir ☐ Rouge ☐ Bleu ☐ Vert

ES-BLK ES-RED

ES-BLU ES-GRN



110 € TTC

Quantité :

☐ Microlite

ML210



190 € TTC





☐ Mini Cup 24

MC210















190 € TTC

CONTACTEURS (suite)

<input type="checkbox"/>	Contacteur twister câble long 1,5m <input type="checkbox"/> Vert <input type="checkbox"/> Noir <input type="checkbox"/> Rouge	Force de poussée requise : 30g P005-79 - P005-75 - P005-76		170 € TTC
<input type="checkbox"/>	Contacteur Twister, câble court 0,3m <input type="checkbox"/> Vert <input type="checkbox"/> Noir <input type="checkbox"/> Rouge	Force de poussée requise : 30g P005-44 - P005-40 - P005-41		170 € TTC
<input type="checkbox"/>	Contacteur Twister sur tube, câble court 0,3m <input type="checkbox"/> Vert <input type="checkbox"/> Noir <input type="checkbox"/> Rouge	Force de poussée requise : 30g P005-64 - P005-60 - P005-61		170 € TTC
<input type="checkbox"/>	Contacteur Twister sur tube, câble long 1,5m <input type="checkbox"/> Vert <input type="checkbox"/> Noir <input type="checkbox"/> Rouge	Force de poussée requise : 30g P005-54 - P005-50 - P005-51		170 € TTC
<input type="checkbox"/>	Extension de câble pour contacteur	ES-EXT		20 € TTC

COMMANDES ALTERNATIVES

	Ajouter une interface de commande type: Ecran de contrôle d'environnement Q-LOGIC 3 (Code 4530001 - VPH, adjonction)			1500 € TTC
<input type="checkbox"/>	Commande occipitale Stealth <input type="checkbox"/> Tri Array pédiatrique IDHBT250-1 <input type="checkbox"/> Ultra pro IDHBT300-1 <input type="checkbox"/> Ultra pro pédiatrique IDHBT350-1 <input type="checkbox"/> Curved Head Array IDHBT400-1 <input type="checkbox"/> Curved Head Array pédiatrique IDHBT450-1 Support escamotable: <input type="checkbox"/> Support appui tête multi axe, escamotable, tube carre 3 (D) Rotule 17mm (TWB486-17FDM)			4390 € TTC
<input type="checkbox"/>	Mini joystick proportionnel Stealth (force de poussée requise : 43g) <input type="checkbox"/> Embout TIP IDPMP-9-FT <input type="checkbox"/> Embout CONE IDPMP-9-CO <input type="checkbox"/> Embout CASTEL IDPMP-9-CA		 <p>GRIP: 1.17 in (29.8 mm) x 0.75 in (19.0 mm) CONE: 0.80 in (20.3 mm) TIP: 1.17 in (29.8 mm)</p>	2390 € TTC
<input type="checkbox"/>	Joystick mushroom Stealth avec support Gatlin (force requise : 227g) MJM260Q			2190 € TTC
<input type="checkbox"/>	Joystick mushroom Stealth avec support swing away (force requise : 227g) MJMS260Q			1890 € TTC
<input type="checkbox"/>	All round joystick (force de poussée requise : 250g) P002-71			1050 € TTC
<input type="checkbox"/>	All round joystick lite (force de poussée requise : 120g) P002-72 <input type="checkbox"/> All round joystick ball M002-76			1650 € TTC 50 € TTC
<input type="checkbox"/>	Micro joystick (force de poussée requise : 8,5g) P002-51			2300 € TTC
<input type="checkbox"/>	Multi joystick (force de poussée requise : 50g) P002-61			2050 € TTC
<input type="checkbox"/>	All round heavy duty (force de poussée requise : 650g) P002-73			2150 € TTC
<input type="checkbox"/>	Commande au pied Mo-vis P021-51 Montage possible uniquement sur palette en metal			2590 € TTC

SUPPORT DE COMMANDES ALTERNATIVES

<input type="checkbox"/> Bras articulé 8 positions « GATLIN »	600 €	<input type="checkbox"/> Bras swing away commande menton	260 € TTC
<input type="checkbox"/> Montage menton		Pour joystick:	
<input type="checkbox"/> sur tube rond (GAT406C)		<input type="checkbox"/> Mini proportionnel stealth (SM670)	
<input type="checkbox"/> sur rail (GAT406T)		<input type="checkbox"/> Micro-joystick (SM651)	
<input type="checkbox"/> Montage sous accoudoir (GAT400Q)		<input type="checkbox"/> Multi-joystick (SM661M)	
<input type="checkbox"/> Droite		<input type="checkbox"/> All round joystick standard et lite (SM660m)	
<input type="checkbox"/> Gauche		<i>Attention : à utiliser avec un support swing away sur appui tête Stealth</i>	

SUPPORT DE COMMANDES ALTERNATIVES



<input type="checkbox"/> Bras manuel swing 2G ARM BUNDLE Q2M	1 090 €	<input type="checkbox"/> Plastron Stealth multi-réglable	890 € TTC
P0031-21		<input type="checkbox"/> Pédia IDCH-P	Ceinture de maintien
<input type="checkbox"/> Bras électrique swing 2G ARM BUNDLE Q2M	1 990 €	<input type="checkbox"/> Petit IDCH-S	<input type="checkbox"/> Std (IDCH-SB)
P031-62		<input type="checkbox"/> Moyen IDCH-M	<input type="checkbox"/> XL (IDCH-XLB)
		<input type="checkbox"/> Large IDCH-L	
<input type="checkbox"/> Support swing away sous accoudoir		<input type="checkbox"/> Pour joystick PMPJ et MULTI (IDCH-JM01)	
<input type="checkbox"/> micro joystick	ARMS260-MICRO	<input type="checkbox"/> Pour joystick MICRO (IDCH-JM02)	
<input type="checkbox"/> multi joystick	ARMS260 + SM600-661M		
<input type="checkbox"/> mini joystick proportionnel Stealth	ARMS260-PMPJ		
<input type="checkbox"/> all round joystick standard et lite	ARMS260-AR		

SUPPORT GATLIN

<input type="checkbox"/> Support mini joystick proportionnel Stealth pour bras Gatlin	GAT486	125 € TTC
<input type="checkbox"/> Support joystick all round std et lite pour bras Gatlin	GAT472P-M	125 € TTC
<input type="checkbox"/> Support joystick standard Curtis Q-logic pour bras Gatlin	GAT 456Q	125 € TTC
<input type="checkbox"/> Support contrôle d'environnement Q-Logic pour bras Gatlin	GAT495QL	175 € TTC
<input type="checkbox"/> Support joystick standalone Curtis Q-Logic 2/3 pour bras Gatlin	GAT452Q	125 € TTC
<input type="checkbox"/> Support rotatif 360° joystick all round std et lite pour bras Gatlin	GAT459P	195 € TTC
<input type="checkbox"/> Support rotatif 360° joystick stand-alone Curtis Q-logic 2/3 pour bras Gatlin	GAT453Q	170 € TTC

SUPPORTS DE CONTACTEUR ET ECRAN



<input type="checkbox"/> Support contacteur microlite avec flexible pour bras Gatlin (sans contacteur)	GAT414-ML	240 € TTC
<input type="checkbox"/> Support contacteur Eggs pour bras Gatlin	GAT-ESM	140 € TTC
<input type="checkbox"/> Support de montage contacteur Eggs sur bras swing away	ESM	70 € TTC
<input type="checkbox"/> Support swing away additionnel avec support contacteur Eggs (Attention montage sur swing away) Quantité : ...	F8675	260 € TTC
<input type="checkbox"/> Anneau pour assemblage support contacteur	F8675-RING	125 € TTC
<input type="checkbox"/> Support de montage contacteur microlite sur bras swing away (sans contacteur) Quantité : ...	CN600	340 € TTC

<input type="checkbox"/>	Support swing away sous accoudoir contacteur Eggs avec support sous accoudoir tube rond	ARMS260		260 € TTC
<input type="checkbox"/>	Support swing away sous accoudoir pour écran de contrôle d'environnement Q-logic avec support sous accoudoir tube rond	ARMS260-QL		260 € TTC
<input type="checkbox"/>	Flexible support contrôle d'environnement Q-Logic	DWR1010D446		100 € TTC




SUPPORTS SUPPLEMENTAIRES

<input type="checkbox"/>	Adaptateur de montage 6 mm pour joystick all round std et light	M002-61		80 € TTC
<input type="checkbox"/>	Adaptateur de montage 8 mm pour joystick all round std et light	M002-60		55 € TTC
<input type="checkbox"/>	Tige diam 6mm longueur 50mm (10pcs)	M004-74		45 € TTC
<input type="checkbox"/>	Tige diam 6mm longueur 100mm (10pcs)	M004-75		65 € TTC
<input type="checkbox"/>	Tige diam 6mm longueur 200mm (10pcs)	M004-76		90 € TTC
<input type="checkbox"/>	Tige diam 6mm longueur 300mm (10pcs)	M004-78		150 € TTC
<input type="checkbox"/>	Tige diam 6mm longueur 400mm (10pcs)	M004-77		170 € TTC
<input type="checkbox"/>	Tige diam 8mm longueur 50mm (10pcs)	M004-83		50 € TTC
<input type="checkbox"/>	Tige diam 8mm longueur 100mm (10pcs)	M004-84		75 € TTC
<input type="checkbox"/>	Tige diam 8mm longueur 200mm (10pcs)	M004-85		100 € TTC
<input type="checkbox"/>	Noix de montage TWISTER diam 6mm (10pcs)	M004-26		250 € TTC
<input type="checkbox"/>	Noix de montage diam 6mm (10pcs)	M004-07		250 € TTC
<input type="checkbox"/>	Noix de montage diam 8mm (10pcs)	M004-14		260 € TTC
<input type="checkbox"/>	Ensemble escamotable pour TWISTER	M008-03		230 € TTC
<input type="checkbox"/>	Etau universel	M007-01		60 € TTC
<input type="checkbox"/>	Embase diam 6mm	M004-22		50 € TTC
<input type="checkbox"/>	Embase diam 8mm	M004-23		50 € TTC
<input type="checkbox"/>	Cintreuse a tube	TMHAT00005		30 € TTC

CHAUFFE-MAIN ET ACCESSOIRES




<input type="checkbox"/>	Chauffe-main Contient le Chauffe-main, un câble d'extension, un set de montage	P012-62		580 € TTC
<input type="checkbox"/>	Dôme à 2 mains	M012-31		260 € TTC

GESTION ET ADAPTATEURS ELECTRONIQUES QL3

<input type="checkbox"/>	Ecran de contrôle d'environnement Q-LOGIC 3 + flexible	CTL143979+DWR1010D446		1590 € TTC
<input type="checkbox"/>	Boitier SCIM Q-LOGIC 3	CTL143988		650 € TTC
<input type="checkbox"/>	Chargeur USB Q-LOGIC 3	ELE168069		200 € TTC
<input type="checkbox"/>	Prise de charge externe (Obligatoire si joystick standalone seul)	HAR144001 + FRMASMB11156		200 € TTC

ADJONCTIONS SPECIFIQUES : OXYGENE**500 € TTC**

Code 9937381 - VPH, adjonction, support d'oxygénothérapie et/ou d'appareil de ventilation assistée. Plv 500€

<input type="checkbox"/> Support respirateur "Ajustable" (rajouter rail NC poignées de poussée) ACC2302501 + MEC125098 	<input type="checkbox"/> Support respirateur "Compact" (rajouter rail NC poignées de poussée) ACC133889 + MEC125098 
<input type="checkbox"/> Support porte obus (rajouter rail NC poignées de poussée) ACC125006 + MEC125098 	


ADJONCTIONS SPECIFIQUES : TABLETTE

132 € TTC

Code 9974241 - VPH, adjonction, tablette complète. Plv 132€


☐ Tablette escamotable 56cm

SSLXM0100011
+
SSLXHD10000060
+
ARM240-T

☐ Tablette TB3/4 uniquement

MEC1905021+MEC1904884+MEC1904182+
SCR8110001 x14 + MEC2100296 + MEC131115

<input type="checkbox"/> MEC1904891-11B 11" fumée	<input type="checkbox"/> MEC1904891-11C 11" transparente
<input type="checkbox"/> MEC1904891-13B 13" fumée	<input type="checkbox"/> MEC1904891-13C 13" transparente
<input type="checkbox"/> MEC1904891-15B 15" fumée	<input type="checkbox"/> MEC1904891-15C 15" transparente
<input type="checkbox"/> MEC1904891-17B 17" fumée	<input type="checkbox"/> MEC1904891-17C 17" transparente
<input type="checkbox"/> MEC1904891-19B 19" fumée	<input type="checkbox"/> MEC1904891-19C 19" transparente




ADJONCTIONS SPECIFIQUES : AUTRE

Code 4550001 - VPH, adjonction spécifique, supplément sur devis pour fauteuil roulant pour FRE et FREP. Plv sur devis

COMPENSATIONS DIVERSES

☐ Bidon système d'hydratation


ACC125010



250 €

☐ Poignées de transfert amovibles (la paire)

MEC1809930




275 € TTC

☐ Caméra de recul avec écran LCD☐ Montage sur flexible

MEC1906270 & MEC1907331

☐ Montage sur manipulateur

MEC2106123



MEC1910365 | ELE2000271
ELE1907290 | ESBLK |



590 € TTC

☐ Contrôleur de trajectoire ACCU-TRAC

MOT155715-01 / MOT155716-01

1120 € TTC

COMMENTAIRES

Note délai — La configuration du matériel (options/personnalisations) peut fortement impacter le délai : compter un délai moyen de 3 semaines, pouvant être allongé jusqu'à 8 semaines supplémentaires.



Notes et informations utiles

- Eco-participation : 7€ HT
 - Merci de renseigner l'ensemble des informations nécessaires à la fabrication et aux réglages du fauteuil
 - Toute commande reçue incomplète ne pourra être validée en production impliquant de fait un délai de traitement supplémentaire.
 - Un seul coussin d'assise livré (hors assise modulaire)
 - Consultez les visuels et vues éclatées sur la plateforme Documoto <https://documoto.digabit.com/ui/>
- (Identifiant et mot de passe disponibles sur demande auprès de votre conseiller médico-technique de secteur ou du SAV.)

DIMENSIONS COUSSINS**Tru confort² SPP**

DIMENSIONS											
Largeur	35	38	41	43	46	48	51	53	56	61	Personnalisé
Profondeur											
35	●		●								●
38	●		●	●							●
41	●	●	●	●	●		●				●
43	●	●	●	●	●	●	●				●
46	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●
48		●	●	●	●	●	●	●	●		●
51		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
53			●	●	●	●	●	●	●	●	●
56			●	●	●	●	●	●	●	●	●
61							●		●	●	●
Personnalisé	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Spectrum Gel

DIMENSIONS													
Largeur	35	41	43	46	48	51	56	61	66	71	76	82	Personnalisé
Profondeur													
38		●											●
41		●	●	●	●	●	●	●					●
43		●	●	●	●								●
46	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●
48		●	●	●	●	●	●	●					●
51		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●
53				●		●		●					●
56				●		●	●	●	●	●	●		●
61				●		●	●	●	●	●	●		●
66								●				●	●
71										●	●	●	●
Personnalisé	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Essence

DIMENSIONS												
Largeur	25	30	35	38	41	43	46	48	51	53	56	Personnalisé
Profondeur												
25	●	●	●									●
30	●	●	●									●
35	●	●	●									●
38			●	●								●
41			●	●	●	●	●		●			●
43			●	●	●	●	●	●	●			●
46			●	●	●	●	●	●	●		●	●
48					●	●	●	●	●			●
51					●	●	●	●	●	●	●	●
53										●		●
56										●	●	●
61											●	●
Personnalisé	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Solution

DIMENSIONS												
Largeur	25	30	35	38	41	43	46	48	51	56	61	Personnalisé
Profondeur												
25	●	●										●
30	●	●	●									●
35	●	●	●									●
38				●								●
41			●	●	●	●	●		●			●
43				●	●	●	●	●				●
46			●	●	●	●	●	●	●	●		●
48					●	●	●	●	●	●		●
51					●	●	●	●	●	●	●	●
56							●		●	●	●	●
61											●	●
Personnalisé	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Premiere P

DIMENSIONS									
Largeur	35	38	41	43	46	48	51	56	Personnalisé
Profondeur									
33	●								●
35	●	●							●
38	●	●							●
41	●	●	●	●	●		●		●
43		●	●	●	●	●	●		●
46			●	●	●	●	●	●	●
48			●	●	●	●	●		●
51			●		●		●	●	●
56							●	●	●
Personnalisé	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Glacial

DIMENSIONS												
Largeur	30	35	38	41	43	46	48	51	53	56	61	Personnalisé
Profondeur												
30	●	●										●
35	●	●										●
38			●									●
41		●	●	●		●		●		●		●
43			●		●	●	●					●
46		●		●	●	●	●	●		●	●	●
48					●		●		●			●
51				●	●	●	●	●	●	●	●	●
53									●		●	●
56						●		●		●	●	●
58											●	●
61										●	●	●
Personnalisé	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●