

## INFORMATIONS DE COMMANDE

Nom du distributeur :

Contact commercial + email et ligne directe :

Référence de commande :

Adresse de livraison :

Date de commande :

## CARACTERISTIQUES

- ① Largeur d'assise : 30,5cm à 50,8cm\*
- ① Profondeur d'assise : 30,5cm à 50,8cm\*
- ① Largeur de dossier ajustable indépendamment : 25-60 cm
- ① Garde au sol : 7,6 cm
- ① Longueur hors-tout (sans RP) : 75-83cm
- ① Largeur hors-tout : 62cm
- ① Autonomie\*\* : jusqu'à 28km
- ① Suspensions SRS
- ① Poids max utilisateur : 136 kg
- ① Vitesse max\*\* : 10 km/h (7,2km avec iLevel)
- ① Roues centrales pneumatiques noires 14"
- ① Roues avant/arrière 6" bandages
- ① Moteurs 2 x 200/1200W 2 pôles
- ① Batteries 2 x 62Ah et chargeur 8Amp
- ① Electronique QLogic 3 avec bluetooth
- ① Conformes à la norme ISO7176-19 : 2001 pour le transport des personnes



\*résultats obtenus suite à des tests en laboratoire. Variations possibles en fonction du modèle poids de l'utilisateur, du type de terrain, de l'état, du type, de la capacité des batteries et de l'état des pneus. Spécifications sujettes à variation de +10% -5%.

## Légende de présentation et mise en page

- Configuration de série, sans surcoût par rapport au prix limite de vente de la catégorie
- Adjonction spécifique sur devis justifié par l'évaluation fonctionnelle
- Adjonction prévue dans la nomenclature bénéficiant d'une prise en charge
- Adjonction d'aide à la posture prévue dans la nomenclature bénéficiant d'une prise en charge

Merci de vérifier la compatibilité et le cumul possible des adjonctions.

## VPH, Achat neuf, FREP-B, modulaire à propulsion par moteur électrique multi- position - classe B

Code 9561496 - VPH, Achat neuf, FREP-B, modulaire à propulsion par moteur électrique multi- position - classe B. Plv 11680,50€

DESIGNATION	REFERENCE	PRIX PUBLIC TTC	
✓ Ensemble Base EDGE 3	Q6EDGE3	11 071,56 €	11 680,50 €
<input type="checkbox"/> Assise TRUBALANCE 3: Accoudoirs relevable à compensation, Dossier TB3/4 bio mécanique, hauteur d'assise à partir de 44,5cm <ul style="list-style-type: none"> <li>✗ Poignées de poussée ACC2005027</li> <li>✗ Bascule d'assise 50° à translation électrique PTOINDV3443</li> <li>✗ Dossier Biomécanique inclinable électriquement à 170° PTOINDV3444</li> </ul>			

## FONCTIONS ELECTRIQUES: ELEVATEUR D'ASSISE

1500 € TTC

Code 9938392 - VPH, adjonction, Supplément pour élévation «électrique» (lift) pour FRE, FREP et FREV. Plv 1500€

Sélectionner le réglage de la hauteur d'assise : ☐44,5cm ☐47cm ☐49,5cm

☐ Lift électrique 30 cm TB3 i.Level PTOINDV3773

## ADJONCTIONS SPECIQUES : SYSTÈME D'ASSISE TRANSFERT ET ACCESSIBILITE

Code 4550001 - VPH, adjonction spécifique, supplément sur devis pour fauteuil roulant pour FRE et FREP. Plv sur devis

## PACK ASSISE ET FONCTIONS TB4 (uniquement avec assise TRUBALANCE 3)

<input type="checkbox"/> Mécanisme d'assistance au transfert. Proclive à 30°	3 763,03 €	3970 € TTC
<input type="checkbox"/> Mécanisme d'aide à l'accessibilité frontale. Proclive à 20° <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Activation proclive usine</li> </ul>	Largeur d'assise maximale 56 cm	

Adjonction complémentaire lift i.Level, sélection obligatoire de celui-ci

Ce pack implique la sélection obligatoire du relève-jambes central électrique. L'option **ASL** est déjà incluse dans le tarif ci-dessus.

**COLORIS CHASSIS, DU MANIPULATEUR Q LOGIC 3 ET DU DOSSIER**

<input type="checkbox"/> Noir Back in black (brillant)	DGN1801101-PBK1	<input type="checkbox"/> Bleu Electric blue	DGN1801101-PBU9
<input type="checkbox"/> Rouge Red corvette	DGN1801101-PRD1	<input type="checkbox"/> Jaune Lemon crush	DGN1801101-PYL4
<input type="checkbox"/> Vert Green Machine	DGN1801101-PGN11	<input type="checkbox"/> Bleu Blue Jean	DGN1801101-PBU11

**EQUIPEMENT ROUTE**

- ☐ Equipement route sur rail d'assise avec clignotant. Non compatible largeur d'assise <14" (montage sur base motrice)
- ☐ Eclairage Fender sur garde-boue Non compatible clignotant, contrôle par contacteur externe

**ROUES**

- ☐ Roues centrales pneumatiques 14"
- ☐ Roues centrales bandages 14"

**Système de conduite****ELECTRONIQUE**

✓ QLOGIC 3



- ☐ Avec touches 1 et 2 CTL143976
- ☐ Avec touche éclairage CTL143977

- ☐ Chargeur USB-C KIT2306214

- ☐ Système de protection anti pincement de la main Prochainement disponible (conflit possible passage sous table)

- ☐ Déplacement du boîtier principal à l'arrière SOF

**DISPOSITIF D'ESCAMOTAGE LATERAL**

- ✓ Pantographe escamotable réversible droite/gauche MEC1801698

- ☐ Montage à gauche ☐ Montage à droite

- ☐ Pantographe standard réversible escamotable vers l'extérieur ACC2201042 / ACC2201041

- ☐ Montage à gauche ☐ Montage à droite

- ☐ Support de pantographe réglable en hauteur ARM250-3/4FM (nc: MEC1801698)

**EMBOUS DE JOYSTICK (en remplacement de l'embout d'orgine)**

- ☐ Poignée palmaire 7,6cm de largeur (A) PLSKNCP1057
- ☐ Poignée palmaire 10,1cm de largeur (A) PLSKNCP1058
- ☐ Champignon (B) PLSKNCP1008
- ☐ Cupule menton (C) PLSKNCP1009
- ☐ Poignée T (D) PLSKNCP1006
- ☐ Boule plastique (E) PLSKNCP1007
- ☐ Balle mousse (F) PLSKNCP1004
- ☐ Barre (G) PLSKNCP1005

**INTERFACE DE COMMANDE ET BOITIER ADDITIONNEL (A)**

1500 € TTC

Code 9921517 - VPH, adjonction, boîtier de commande personnalisé pour FRE, FREP et FREV. Plv 1500€

Non cumulable avec "interface de commande et boîtier additionnel (B)

- ☐ Commande clavier iAccess

- ☐ Interrupteurs à bascule CTL144010

- ☐ Interrupteurs à poussoir CTL144009

Choix obligatoire: ☐ Montage à gauche ☐ Montage à droite ☐ Montage au dossier

- ☐ Double commande tierce personne (utilisateur-accompagnateur) Q-LOGIC 3, Montage à droite ELE167862 + MEC125270



- ☐ Système de conduite scanner à 1 interrupteur, contacteur libre

- ☐ Micro light ML210 ☐ Mini cup MC210 ☐ Egg noir ESBLK



Uniquement Electronique Qlogic 3 CTL143977

## INTERFACE DE COMMANDE ET BOITIER ADDITIONNEL (B)

1500 € TTC

Code 9921517 - VPH, adjonction, boîtier de commande personnalisé pour FRE, FREP et FREV. Plv 1500€

① Choix possible d'un seul boîtier additionnel

Non cumulable avec "interface de commande et boîtier additionnel (A)

- ☐ Ecran de contrôle d'environnement Q-LOGIC 3 + flexible CTL143979+DWR1010D446  
Montage côté opposé au manipulateur, nécessaire pour une commande spéciale (ex: occipitale.)



Non cumulable avec autre boîtier additionnel

- ☐ Joystick stand-alone Q-Logic 3 compact.

Non cumulable avec autre boîtier additionnel



Définir le montage

Montage commande au menton, mouvement non bio mécanique à droite.

Si appui tête : Confort + ☐ ST-SAR2A-R / Autres ☐ ST-SAR2C-R

GAT406C + ST-GAT452-Q + ST-ESM + ES-BLK + CTL1439850

☐ Cupule menton (PLSKNCP1009) ☐ Balle mousse (PLSKNCP1004)

Montage centralisation entre accoudoir

☐ Droite ☐ Gauche

ST-GAT400Q-Q + ST-GAT452CJ-Q + ST-ARM250T-Q + CTL143980

Montage en bout d'accoudoir

☐ Droite ☐ Gauche

ACC142740 + ST-ARM250T-Q + CTL143980

- ☐ Ecran additionnel Q-LOGIC 3 + pour conduite scanner 1 interrupteur

Non cumulable avec autre boîtier additionnel

Connectivité Bluetooth et contrôle d'environnement infrarouge

Système de conduite scanner à 1 interrupteur, contacteur positionnement libre "egg". ☐ Noir ☐ Bleu ☐ Vert

CTL143979 + DWR1010D446 + ESM-"BLK/BLU/GRE"



- ☐ Système de conduite scanner à 1 interrupteur sur manipulateur Qlogic 3

Non cumulable avec autre boîtier additionnel

Sélectionner le contacteur et le positionnement

☐ Micro lite☐ Montage à la tête (ST-CN600)☐ Droit (ST-SAR2A-R) ☐ Gauche (ST-SAR2A-L)☐ Mini cup☐ Montage à la tête (ST-MC220)☐ Droit (ST-SAR2A-R) ☐ Gauche (ST-SAR2A-L)☐ EGG☐ Montage au genou (ESBLK)☐ Droit ☐ Gauche (ST-ARM260 + MEC1809294)☐ Montage à la tête (ESBLK + ESM)☐ Droit (ST-SAR2A-R) ☐ Gauche (ST-SAR2A-L)☐ Montage à la main (ESBLK)☐ Droit ☐ Gauche (ST-ARM260 + MEC1809294)☐ Multi switch☐ Montage positionnement libre (P014-41 + P014-40 + Ch. USB + P. charge externe)☐ Fibre optique i-Connect (IC24F-1 + IC12A-BC)☐ Montage à la tête (FO650)☐ Droit (ST-SAR2A-R) ☐ Gauche (ST-SAR2A-L)☐ Montage positionnement libre☐ Commande au souple double actions i-Connect (ICSNP-2 + IC12A-BC)☐ Montage appui tête (SP625M)☐ Droit (ST-SAR2A-R) ☐ Gauche (ST-SAR2A-L)☐ Montage positionnement libre (ARMS-SP625M)

## ENSEMBLE ASSISE

## REGLAGES DE L'ASSISE TRU BALANCE 3

Hauteur d'assise: ☐ 44,5 cm ☐ 47,0 cm ☐ 49,5 cm

Profondeur	Module A			
	Pouces	14	15	16
	Cm	36	38	41
14	36	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	38	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16	41	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17	43	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18	46	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

		Largeur Module B				
		16	17	18	19	20
Pouces						
	Cm	41	43	46	48	51
16	41	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17	43	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18	46	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19	48	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20	51	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

		Largeur Module C				
		20	21	22	23	24
Pouces	Cm	51	53	56	58	61
20	51	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21	53	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22	56	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
23	58	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24	61	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**COUSSIN D'ASSISE DE POSITIONNEMENT STANDARD**

✓ **Coussin d'assise Stealth TruComfort 2 SPP** TC2-VNC\_\_\_\_  
 Epaisseur : 11,4cm | Capacité de poids : 204kg  
 Taille de coussin identique au réglage d'assise. **Si différent, nous préciser: \_\_\_\_\*\_\_\_\_** (voir tableau de correspondance)

Stabilité pelvienne et alignement fémoral. La mémoire de forme assure confort et protection. La housse Coolcore régule la température.



□ **Coussin d'assise Stealth Products Spectrum Gel SPP**  
 Epaisseur : 7,6cm | Capacité de poids : 250kg  
 Taille de coussin , **nous préciser: \_\_\_\_\*\_\_\_\_** (voir tableau de correspondance)

Coussin ergonomique pour une assise sécurisée : stabilité posturale, protection ischiatique renforcée, transferts facilités, et soutien optimal. Insert en gel double cellule, revêtement Sunmate adapté à la taille

**Produits d'assistance à la posture du siège (PAP B1)****600 € TTC**

Code 9979379 - VPH, adjonction, PAP forfait B adjonctions membre inférieur. Plv 600€


Non cumulable PAP B 2

**COUSSINS D'ASSISE POSTURAL***Choix possible d'un seul élément par étape*

□ **Coussin d'assise Stealth Products Spectrum Foam SPP** SPCF-VPC\_\_\_\_

Epaisseur : 7,6cm | Capacité de poids : 272kg  
 Taille de coussin , **nous préciser: \_\_\_\_\*\_\_\_\_** (voir tableau de correspondance)


Coussin ergonomique alliant confort, sécurité et stabilité posturale, protection ischiatique optimisée, transferts facilités et légèreté. Revêtement Sunmate adapté selon la taille.



□ **Coussin d'assise Stealth Solution SPP** SOL-VPC\_\_\_\_

Epaisseur : 7,5cm | Capacité de poids : 204kg  
 Taille de coussin identique au réglage d'assise. **Si différent, nous préciser: \_\_\_\_\*\_\_\_\_** (voir tableau de correspondance)

Stabilité pelvienne et répartition optimale de la pression. Conçus pour éviter l'inclinaison du bassin avec un gel segmenté pour la protection cutanée et une mousse à mémoire de forme pour confort et immersion.



□ **Coussin d'assise Stealth Products Première SP** PREM-VNC\_\_\_\_

Epaisseur : 7,6cm | Capacité de poids : 226kg  
 Taille de coussin , **nous préciser: \_\_\_\_\*\_\_\_\_** (voir tableau de correspondance)

Coussin ergonomique pour un positionnement et un confort durables : stabilité renforcée, répartition optimisée des appuis, et adaptation morphologique. Insert latéral intégré, découpe sacrée, revêtement Sunmate Xsoft



□ **Coussin d'assise Stealth Products Essence SPP** ESS-VPC\_\_\_\_

Epaisseur : 8,9cm | Capacité de poids : 226kg  
 Taille de coussin , **nous préciser: \_\_\_\_\*\_\_\_\_** (voir tableau de correspondance)


Coussin ergonomique alliant confort, stabilité et modularité : base rigide pour un maintien optimal, profil modulable pour un ajustement personnalisé, cuvette ischiatique et décharge sacrée pour plus de sécurité, et revêtement doux en viscose.



□ **Coussin d'assise Stealth Products Glacial SP** GLA-NUC\_\_\_\_

Epaisseur : 8,8cm | Capacité de poids : 226kg  
 Taille de coussin , **nous préciser: \_\_\_\_\*\_\_\_\_** (voir tableau de correspondance)

Coussin ergonomique pour confort et protection cutanée : transferts facilités, décharge sacrée et soutien du coccyx, gel quadrillé pour réduire les frottements, et base en mousse haute densité pour stabilité et durabilité.

**Accessoires coussin d'assis PAP**

✓ **Housse cool core**

□ **Housse Stealth-Tek Nylon/Polyester imperméable**

□ **Housse AirMesh, Antiglisement**

□ **Housse incontinence polyurethane**





**CORRECTION DE BASSIN**

Etape 2: Choix de la correction

☐ Biseau cruralChoix de la taille: ☐ Taille 1: 505 x 205 x 25 (mm)

SAP4201

☐ Taille 2: 505 x 205 x 50 (mm)

SAP4251

Le biseau crural s'installe sur la partie antérieure de l'assise. Il favorise la répartition des pressions sur l'ensemble de l'assise, l'alignement des fémurs et réduit le glissement du patient. Existe en 25 et 50mm. Il peut être utilisé au niveau du dossier, soit dans le sens de la hauteur afin de compenser ou corriger une rotation de tronc, soit dans le sens de la largeur afin d'augmenter le confort et la surface d'appui au niveau du dos.

☐ Biseau fessier 205 x 205 x 25 (mm)

SAP4301

Le biseau fessier (cale d'obliquité) peut compenser une perte de tonus des muscles fessiers ou diminuer une obliquité du bassin.

☐ Butée d'abductionChoix de la taille: ☐ Butée anthracite rigide 175 x 105 x 70 (mm) SAP4401☐ Butée souple 175 x 105 x 70 (mm)

SAP4406

La butée d'abduction est destinée à contrôler l'adduction des membres inférieurs.

**STABILISATEURS DES MEMBRES INFERIEURS**

Etape 3 Choix d'une ceinture

☐ Ceinture de maintien 2 pointsTaille ☐ S IFPB5122Taille ☐ M IFPB5223Taille ☐ L IFPB5224☐ Ceinture de maintien 4 pointsTaille ☐ S IFPB5242Taille ☐ M IFPB5243Taille ☐ L IFPB5244☐ Ceinture de maintien de jambeTaille ☐ S IFLH1111-STaille ☐ M IFLH1111-MTaille ☐ L IFLH1111-L**ALIGNEMENT FEMORAL (Choix d'une paire)**

Etape 4 : Choix du guide pelvien

☐ Cale-cuisse Unilink droit ☐ 4"x4" ☐ 4"x8" ☐ 4"x12"

UTT6A1260000 + UT800000-Q +

UTP544056100 (4x4)

UTP548056100 (4x8)

UTP54D056100(4x12)

☐ Cale-cuisse Unilink gauche ☐ 4"x4" ☐ 4"x8" ☐ 4"x12"☐ Cale genou droit

KN1ADDFD085TB433R

*(uniquement repose jambe central)*☐ Cale genou gauche

KN1ADDFD085TB433L

*(uniquement repose jambe central)***Produits d'assistance à la posture du siège (PAP B2)****600 € TTC**

Code 9979379 - VPH, adjonction, PAP forfait B adjonctions membre inférieur. Plv 600€

*Non cumulable PAP B 1***PROTECTION DE CHEVILLE/PIED**☐ Coussin de positionnement et de protection de jambes☐ Taille 16

ST-IFPFB-DS-16

☐ Taille 18

ST-IFPFB-DS-18

☐ Taille 20

ST-IFPFB-DS-20


☐ Taille 22

ST-IFPFB-DS-22


**ENSEMBLE DOSSIER****REGLAGES DU DOSSIER**

✓ Dossier TruBalance 3-4

1- Choix taille de coque:



2- Choix du réglage en hauteur de la coque (réglage d'usine position 2, ajustable à la livraison sur les 4 positions)


☐ 4☐ 3✓ ☒ 2☐ 1

		Largeur							
Hauteur	Pouces	16	17	18	19	20	21	22	
	Cm	41	43	46	48	51	53	56	
	15	38	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	17	43	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	19	48		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**REGLAGES DU DOSSIER (suite)**

## 3- Forme galbe de dossier:

- ☐ Actif (Standard)  
☒ Deep (CUS122169)  
☐ ExtraDeep (SET123465)



## 4- Matière de la housse

- ☒ Housse TB4 cool core  
☐ Housse Sport back 4 nylon résistante aux liquides




- ☐ Support latéral additionnel  
☐ Cale-tronc Unilink droit ☐ 3"x5" ☐ 4"x6"  
☐ Cale-tronc Unilink gauche ☐ 3"x5" ☐ 4"x6"

UIMBK125, UIPFS100, ULS2510F-R  
 (droit), ULS2510F-L (gauche),  
 ULP535050320 (3x5)  
 ULP546050320 (4x6)

**APPUI TETE**

- ☐ Appui tête enveloppant, réglable en hauteur, en profondeur en largeur et pivotant. (ST-CP10CCFPM-Q & ST-UHB2D33200-Q)

**APPUI TETE DE POSITIONNEMENT****160 € TTC**

Code 9965118 - VPH, adjonction, supplément appui-tête réglable. Plv 160€

Choix possible d'un seul appui tête

- ☐ Combo

- ☐ Taille S (CB315M)  
☐ Taille L (CB305M)



- ☐ All Positionning

- ☐ Taille M (AP350M)  
☐ Taille L (AP450M)  
☐ Taille XL (AP550M)

**Produits d'assistance à la posture du siège (PAP A1)****600 € TTC**

Code 9942940 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur. Plv 600€

Non cumulable PAP A 2, 3 & 4

**DISPOSITIFS DE POSITIONNEMENT CERVICO-CEPHALIQUES**

- ☐ Ultra (UHBSU23200 + UHB4D33200-QCR)

Choix des coussins:

Occipital - LxH Cm

- ☐ O1 - courbe 7x4 (500M)  
☐ O2 - plat 5x2 (510M)  
☐ O3 - courbe 4x3 (520M)  
☐ O4 - courbe 4x2 (530M)




Sous - Occipital - LxH Cm

- ☐ SO1 - 24x7 (600M)  
☐ SO2 - 18x7 (610M)  
☐ SO3 - 16x6 (620M)



- ☐ I2I Utilisation du bon de configuration spécifique  
 Contacter votre conseiller technique



Choix possible de l'un des deux appui-têtes

## Produits d'assistance à la posture du siège (PAP A2)

600 € TTC

Code 9942940 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur. Plv 600€

Non cumulable PAP A1, 3 &amp; 4

## DISPOSITIFS DE POSITIONNEMENT CERVICO-CEPHALIQUES

☐ Combo

Sélectionner la taille

☐ Taille S (CB315M)☐ Taille L (CB305M)

Swing away

☐ Droit (SAR2B-R)☐ Gauche (SAR2B-L)☐ Droit & Gauche (SAR2B-B)

Pad: Q. \_\_\_\_\_

☐ 7x5 (910M) ☐ 11x5 (900M) ☐ 16x6 (920M) ☐ 16x4 (930M)☐ Confort Plus Ajustable

Sélectionner la taille

☐ Taille L (ACP150M)☐ Taille XL (ACP550M)

Swing away

☐ Droit (SAR2A-R)☐ Gauche (SAR2A-L)☐ Droit & Gauche (SAR2A-B)

Pad: Q. \_\_\_\_\_

☐ 7x5 (910M) ☐ 11x5 (900M) ☐ 16x6 (920M) ☐ 16x4 (930M)☐ Confort Plus

Sélectionner la taille

☐ Taille XS (CP06CCFPM)☐ Taille S (CP08CCFPM)☐ Taille M (CP10CCFPM)

Swing away

☐ Droit (SAR2A-R)☐ Gauche (SAR2A-L)☐ Droit & Gauche (SAR2A-B)

Pad: Q. \_\_\_\_\_

☐ 7x5 (910M) ☐ 11x5 (900M) ☐ 16x6 (920M) ☐ 16x4 (930M)☐ All Positionning

Sélectionner la taille

☐ Taille M (AP350M)☐ Taille L (AP450M)☐ Taille XL (AP550M)

Swing away

☐ Droit (SAR2B-R)☐ Gauche (SAR2B-L)☐ Droit & Gauche (SAR2B-B)

Pad: Q. \_\_\_\_\_

☐ 7x5 (910M) ☐ 11x5 (900M) ☐ 16x6 (920M) ☐ 16x4 (930M)

## Produits d'assistance à la posture du dossier (PAP A3)

600 € TTC

Code 9942940 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur. Plv 600€

Non cumulable PAP A 1, 2 &amp; 4

## DOSSIER DE BASE DE POSITIONNEMENT

☐ Dossier Stealth ADI QBack 2

1- Forme

☐ Aluminium (AL)☐ Aluminium Flat Top (AFT)

2- Largeur :

☐ 14" (14) ☐ 15" (15) ☐ 16" (16) ☐ 17" (17) ☐ 18" (18) ☐ 19" (19) ☐ 20" (20) ☐ 21" (21) ☐ 22" (21)

3- Hauteur :

☐ Medium 13" (M) ☐ Standard 16" (S) ☐ Tall 18" (T) ☐ Extra Tall 20" (X) ☐ Extra Extra Tall 22" (XX)

4- Contour :

☐ Active 2,5" (A) ☐ Deep 4" (D) ☐ Extra Deep 6" (E)

5- Ref:

QB2XXXXXX

Optionnel :

Uniquement dossier ADI active :

☐ Taille M 10,16 cm Gauche (QB2W4C-L)☐ Taille M 10,16 cm Droit (QB2W4C-R)☐ Taille L 15,25 cm Gauche (QB2W6C-L)☐ Taille L 15,25 cm Droit (QB2WC-R)☐ Butée Sacro-lombaire anthracite 255 x 240 x 25 (mm)

SAP4601

La butée sacro lombaire est placée dans la partie inférieure du dossier. Elle permet d'améliorer la répartition des pressions sur l'ensemble du dos lors d'une hyper lordose, et favorise l'antéversion du bassin.

☐ Harnais Classic Dynamique Zipper☐ Taille S (IFPS3102)☐ Taille M (IFPS3103)☐ Taille L (IFPS3104)☐ Ceinture d'épaule Y Straps☐ Taille S (IFYS3102)☐ Taille M (IFYS3103)☐ Taille L (IFYS3104)

**DOSSIER DE BASE DE POSITIONNEMENT (suite)**☐ Harnais d'épaule Backpack☐ Taille S (IFPB4202)☐ Taille M (IFPB4203)☐ Taille L (IFPB4204)☐ Ceinture thoracique Clips☐ Taille M (IFCS4113)☐ Taille L (IFCS4114)☐ Taille XL (IFCS4115)☐ Harnais d'épaule Style "H"☐ Taille S (IFHH5202)☐ Taille M (IFHH5203)☐ Taille L (IFHH5204)☐ Ceinture thoracique Velcros☐ Taille M (IFCS4123)☐ Taille L (IFCS4124)☐ Taille XL (IFCS4125)**ENSEMBLE ACCOUDOIRS****ACCOUDOIRS :** Accoudoirs parallèles, relevables, ajustables en hauteur réglables en anglesMontage ☐ bas (20 à 30,5cm) ☐ haut (30,5 à 40,6cm)☐ Manchettes mousse (à l'unité)☐ 25cm : ☐ droit ☐ gauche

DGN142128

☐ 35cm : ☐ droit ☐ gauche

DGN142014

☐ 43cm : ☐ droit ☐ gauche

DGN1801530

☐ Renfort sous accoudoir (non compatible réglage en angle de l'accoudoir)☐ droit

MEC133331

☐ gauche

MEC133331

☐ Manchettes gel (à l'unité)☐ 25cm : ☐ droit ☐ gauche

ARM136409

☐ 35cm : ☐ droit ☐ gauche

ARM136408

☐ Protège vêtements (la paire)

ACC125007

**Produits d'assistance à la posture du dossier (PAP A4)****600 € TTC**

Code 9942940 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur. Plv 600€

Non cumulable PAP B 1, 2 &amp; 3

**BUTÉE LATÉRALE DE COUDE**☐ Rebord d'accoudoir (à l'unité)☐ droit

ASF6X2C-S-Q

☐ gauche

ASF6X2C-S-Q



**BUTÉE POSTÉRIEURE DE COUDE**☐ Support de coussin escamotable☐ droit (UETB4213SR-Q)☐ gauche (UETB4213SL-Q)☐ Support de coussin fixe☐ droit (UETB4021SR-Q)☐ gauche (UETB4021SL-Q)☐ Coussin demi-lune☐ droit (UEP53005032R)☐ gauche (UEP53005032L)☐ Maintien de coude☐ droit (UEP544050320)☐ gauche (UEP544050320)**RELEVÉS-JAMBES, REPOSES-PIEDS**☐ Relève-jambes manuels central avec vérins à gaz

MEC153735 + SCRSHFH1203 + MEC1909391 + MEC1909392

+SCRHHCS1322 + FRMASMB7879 + FRMAMSMB7878

**Appui-Mollet (Cmx Cm)**

✓ 6"x6" (15x15) RIGASMB7120018


☐ 8"x8" (20x20) RIGASMB7120019**| Préciser UL =** cm**Potences 10"-16" (Cmx Cm)**

Palettes réglables en angles:

☐ 5"x6" (13x15) RIG150206☐ 5"x8" (13x20) RIG150203

✓ 5"x11" (13x28) RIG150212


réglage plaque d'assise 28 à 43cm

**Potences 13"-19" (Cmx Cm)**

Palettes réglables en angles:

☐ 5"x6" (13x15) RIG151505☐ 5"x8" (13x20) RIG151506☐ 5"x11" (13x28) RIG151508

réglage plaque d'assise 34 à 50cm

**Réglage en largeur des palettes**

✓ 1 position intérieure

☐ 2 position centrale☐ 1 position extérieure☐ Repose-pieds escamotables avec cales talonnières

Hauteur palettes/plaque réglable de 31 à 41cm

RIG1610270 + RIG1702200

✓ Palettes réglables en angles

☐ Relève-jambes manuels avec vérins à gaz

MEC153735 + SCRSHFH1203



+MEC1909391 + MEC1909392

+SCRHHCS1322 + FRMASMB7879

+FRMAMSMB7878

**Tubes**

✓ 29-43 cm (RIG2103320 + MEC1903300)

☐ 37-56 cm (RIG2103321 + MEC1904114)**Palettes réglables en angles et sangles talonnières:**☐ 10,5 x 17,5cm **Conseillé pour assises largeur 14"-15"** (MEC2008387)☐ 12 x 17,5cm **Conseillé pour assises largeur 14"-16"** (MEC2008389)✓ 15 x 17,5cm **Conseillé pour assises largeur 16" et >** (MEC8008388)



## FONCTIONS ELECTRIQUES: RELEVES-JAMBES

1250 € TTC

Code 9951441 - VPH, adjonction, repose-jambe électrique droit et gauche pour FRE. Plv 1250€


☐ Relève-jambes électrique central à compensation\*\*

RIG2005068 avec lift

Hauteur palette/plaque réglable de 28 à 50 cm

**Appui-Mollet (CmxCm)**

| Préciser UL = cm

☒ 6"x6" (15x15) RIGASMB7120018☐ 8"x8" (20x 20) RIGASMB7120019**Potences 10"-16" (CmxCm)****Potences 13"-19" (CmxCm)**

Palettes réglables en angles:




☐ 5"x6" (13x15) RIG150206☐ 5"x8" (13x20) RIG150203☒ 5"x11" (13x28) RIG150212

réglage plaque d'assise 28 à 43cm

Palettes réglables en angles:

☐ 5"x6" (13x15) RIG151505☐ 5"x8" (13x20) RIG151506☐ 5"x11" (13x28) RIG151508

réglage plaque d'assise 34 à 50cm

**Réglage en largeur des palettes**☒ 1 position intérieure☐ 2 position centrale☐ 1 position extérieure☐ Relève-jambes avec vérins électriquesMOT1800941+ MEC153735  
+SCRSHFH1203 +MEC1909391+  
MEC1909392 +SCRHHCS1322 +  
FRMASMB7879 + FRMAMSMB7878**Tubes**☒ 29-43 cm (RIG2103320 + MEC1903300)☐ 37-56 cm (RIG2103321 + MEC1904114)**Palettes réglables en angles et sangles talonnières:**☐ 10,5 x 17,5cm *Conseillé pour assises largeur 14"-15"* (MEC2008387)☐ 12 x 17,5cm *Conseillé pour assises largeur 15"-16"* (MEC2008389)☒ 15 x 17,5cm *Conseillé pour assises largeur 16" et >* (MEC8008388)

## EXTENSIONS ET CONNECTEURS DE PALETTES UNIQUEMENT POUR RELEVES JAMBES CENTRAUX

☒ Palettes réglables en largeur de serie☐ Extensions latérales de palettes (la paire) 8"

RIG2404919

☐ Extensions latérales de palettes (la paire) 11"


RIG2404920

☐ Rebords latéraux externes (la paire)☐ Pour palettes seules

RIG2404921

☐ Pour palettes avec extensions latérales

RIG2404922



## ADJONCTIONS SPECIFIQUES : REPOSES-JAMBES

Code 4550001 - VPH, adjonction spécifique, supplément sur devis pour fauteuil roulant pour FRE et FREP. Plv sur devis

**FONCTION ELECTRIQUE**☐ Fonctionnalité spécifique pour relève jambe central: réglable électriquement en hauteur et descente au sol de la palette. (ASL)\*\*

RIG2107424 &amp; MEC2102391

Sélection **obligatoire** du "Relève-jambes électrique central à compensation\*\*"

900 € TTC

**PROTECTIONS DE PALETTES**☐ Housse d'appui mollets DARTEX 6"x6" (la paire)☐ 6"x6"

RIG133717

☐ 8"x8"

RIG133719



165 € TTC

165 € TTC

☐ Coussinets de revêtement gel pour palettes (la paire)☐ 5"x8"

FPG5008T-Q

☐ 6,5"x8"

FPG6508T-Q

☐ 5"x11"

FPG5011T-Q

☐ 7"x11"

FPG7011T-Q



290 € TTC

## ADJONCTIONS SPECIFIQUES : SYSTÈME DE CONDUITE

Code 4550001 - VPH, adjonction spécifique, supplément sur devis pour fauteuil roulant pour FRE et FREP. Plv sur devis

**CONTACTEURS, COMMANDES ALTERNATIVES**☐ Egg - coloris ☐ Noir ☐ Rouge ☐ Bleu ☐ Vert

ES-BLK ES-RED

ES-BLU ES-GRN



110 € TTC

Quantité : .....

☐ Microlite

ML210



190 € TTC





☐ Mini Cup 24

MC210




190 € TTC

**CONTACTEURS (suite)**

<input type="checkbox"/>	Contacteur twister câble long 1,5m <input type="checkbox"/> Vert <input type="checkbox"/> Noir <input type="checkbox"/> Rouge	Force de poussée requise : 30g P005-79 - P005-75 - P005-76		170 € TTC
<input type="checkbox"/>	Contacteur Twister, câble court 0,3m <input type="checkbox"/> Vert <input type="checkbox"/> Noir <input type="checkbox"/> Rouge	Force de poussée requise : 30g P005-44 - P005-40 - P005-41		170 € TTC
<input type="checkbox"/>	Contacteur Twister sur tube, câble court 0,3m <input type="checkbox"/> Vert <input type="checkbox"/> Noir <input type="checkbox"/> Rouge	Force de poussée requise : 30g P005-64 - P005-60 - P005-61		170 € TTC
<input type="checkbox"/>	Contacteur Twister sur tube, câble long 1,5m <input type="checkbox"/> Vert <input type="checkbox"/> Noir <input type="checkbox"/> Rouge	Force de poussée requise : 30g P005-54 - P005-50 - P005-51		170 € TTC
<input type="checkbox"/>	Extension de câble pour contacteur	ES-EXT		20 € TTC

**COMMANDES ALTERNATIVES**

	Ajouter une interface de commande type: Ecran de contrôle d'environnement Q-LOGIC 3 (Code 4530001 - VPH, adjonction)			1500 € TTC
<input type="checkbox"/>	Commande occipitale Stealth			4390 € TTC
<input type="checkbox"/>	Tri Array pédiatrique	IDHBT250-1		
<input type="checkbox"/>	Ultra pro	IDHBT300-1		
<input type="checkbox"/>	Ultra pro pédiatrique	IDHBT350-1		
<input type="checkbox"/>	Curved Head Array	IDHBT400-1		
<input type="checkbox"/>	Curved Head Array pédiatrique	IDHBT450-1		
	Support escamotable:			
<input type="checkbox"/>	Support appui tête multi axe, escamotable, tube carre 3 (D) Rotule 17mm (TWB486-17FDM)			360 € TTC
<input type="checkbox"/>	Mini joystick proportionnel Stealth (force de poussée requise : 43g)			2390 € TTC
<input type="checkbox"/>	Embout TIP	IDPMP-9-FT		
<input type="checkbox"/>	Embout CONE	IDPMP-9-CO		
<input type="checkbox"/>	Embout CASTEL	IDPMP-9-CA		
<input type="checkbox"/>	Joystick mushroom Stealth avec support Gatlin (force requise : 227g)	MJM260Q		2190 € TTC
<input type="checkbox"/>	Joystick mushroom Stealth avec support swing away (force requise : 227g)	MJMS260Q		1890 € TTC
<input type="checkbox"/>	All round joystick (force de poussée requise : 250g)	P002-71		1050 € TTC
<input type="checkbox"/>	All round joystick lite (force de poussée requise : 120g)	P002-72		1650 € TTC
<input type="checkbox"/>	All round joystick ball	M002-76		50 € TTC
<input type="checkbox"/>	Micro joystick (force de poussée requise : 8,5g)	P002-51		2300 € TTC
<input type="checkbox"/>	Multi joystick (force de poussée requise : 50g)	P002-61		2050 € TTC
<input type="checkbox"/>	All round heavy duty (force de poussée requise : 650g)	P002-73		2150 € TTC
<input type="checkbox"/>	Commande au pied Mo-vis	P021-51		2590 € TTC
	Montage possible uniquement sur palette en metal			

**SUPPORT DE COMMANDES ALTERNATIVES**







<input type="checkbox"/> Bras articulé 8 positions « GATLIN »	600 €	<input type="checkbox"/> Bras swing away commande menton	260 € TTC
<input type="checkbox"/> Montage menton		Pour joystick:	
<input type="checkbox"/> sur tube rond (GAT406C)		<input type="checkbox"/> Mini proportionnel stealth (SM670)	
<input type="checkbox"/> sur rail (GAT406T)		<input type="checkbox"/> Micro-joystick (SM651)	
<input type="checkbox"/> Montage sous accoudoir (GAT400Q)		<input type="checkbox"/> Multi-joystick (SM661M)	
<input type="checkbox"/> Droite		<input type="checkbox"/> All round joystick standard et lite (SM660m)	
<input type="checkbox"/> Gauche		<i>Attention : à utiliser avec un support swing away sur appui tête Stealth</i>	
<input type="checkbox"/> Bras manuel swing 2G ARM BUNDLE Q2M P0031-21	1 090 €	<input type="checkbox"/> Plastron Stealth multi-réglable	890 € TTC
<input type="checkbox"/> Bras électrique swing 2G ARM BUNDLE Q2M P031-62	1 990 €	<input type="checkbox"/> Pédia IDCH-P	Ceinture de maintien
		<input type="checkbox"/> Petit IDCH-S	<input type="checkbox"/> Std (IDCH-SB)
		<input type="checkbox"/> Moyen IDCH-M	<input type="checkbox"/> XL (IDCH-XLB)
		<input type="checkbox"/> Large IDCH-L	
		<input type="checkbox"/> Pour joystick PMPJ et MULTI (IDCH-JM01)	
		<input type="checkbox"/> Pour joystick MICRO (IDCH-JM02)	

<input type="checkbox"/> Support swing away sous accoudoir			
<input type="checkbox"/> micro joystick	ARMS260-MICRO		285 € TTC
<input type="checkbox"/> multi joystick	ARMS260 + SM600-661M		422 € TTC
<input type="checkbox"/> mini joystick proportionnel Stealth	ARMS260-PMPJ		285 € TTC
<input type="checkbox"/> all round joystick standard et lite	ARMS260-AR		285 € TTC



**SUPPORT GATLIN**

<input type="checkbox"/> Support mini joystick proportionnel Stealth pour bras Gatlin	GAT486	125 € TTC
<input type="checkbox"/> Support joystick all round std et lite pour bras Gatlin	GAT472P-M	125 € TTC
<input type="checkbox"/> Support joystick standard Curtis Q-logic pour bras Gatlin	GAT 456Q	125 € TTC
<input type="checkbox"/> Support contrôle d'environnement Q-Logic pour bras Gatlin	GAT495QL	175 € TTC
<input type="checkbox"/> Support joystick standalone Curtis Q-Logic 2/3 pour bras Gatlin	GAT452Q	125 € TTC
<input type="checkbox"/> Support rotatif 360° joystick all round std et lite pour bras Gatlin	GAT459P	195 € TTC
<input type="checkbox"/> Support rotatif 360° joystick stand-alone Curtis Q-logic 2/3 pour bras Gatlin	GAT453Q	170 € TTC

**SUPPORTS DE CONTACTEUR ET ECRAN**

<input type="checkbox"/> Support contacteur microlite avec flexible pour bras Gatlin (sans contacteur)	GAT414-ML		240 € TTC
<input type="checkbox"/> Support contacteur Eggs pour bras Gatlin	GAT-ESM		140 € TTC
<input type="checkbox"/> Support de montage contacteur Eggs sur bras swing away	ESM		70 € TTC
<input type="checkbox"/> Support swing away additionnel avec support contacteur Eggs (Attention montage sur swing away) Quantité : ...	F8675		260 € TTC
<input type="checkbox"/> Anneau pour assemblage support contacteur	F8675-RING		125 € TTC
<input type="checkbox"/> Support de montage contacteur microlite sur bras swing away (sans contacteur) Quantité : ...	CN600		340 € TTC



**SUPPORTS DE CONTACTEUR ET ECRAN (suite)**

<input type="checkbox"/>	Support swing away sous accoudoir contacteur Eggs avec support sous accoudoir tube rond	ARMS260		260 € TTC
<input type="checkbox"/>	Support swing away sous accoudoir pour écran de contrôle d'environnement Q-logic avec support sous accoudoir tube rond	ARMS260-QL		260 € TTC
<input type="checkbox"/>	Flexible support contrôle d'environnement Q-Logic	DWR1010D446		100 € TTC

**SUPPORTS SUPPLEMENTAIRES**

<input type="checkbox"/>	Adaptateur de montage 6 mm pour joystick all round std et light	M002-61		80 € TTC
<input type="checkbox"/>	Adaptateur de montage 8 mm pour joystick all round std et light	M002-60		55 € TTC
<input type="checkbox"/>	Tige diam 6mm longueur 50mm (10pcs)	M004-74		45 € TTC
<input type="checkbox"/>	Tige diam 6mm longueur 100mm (10pcs)	M004-75		65 € TTC
<input type="checkbox"/>	Tige diam 6mm longueur 200mm (10pcs)	M004-76		90 € TTC
<input type="checkbox"/>	Tige diam 6mm longueur 300mm (10pcs)	M004-78		150 € TTC
<input type="checkbox"/>	Tige diam 6mm longueur 400mm (10pcs)	M004-77		170 € TTC
<input type="checkbox"/>	Tige diam 8mm longueur 50mm (10pcs)	M004-83		50 € TTC
<input type="checkbox"/>	Tige diam 8mm longueur 100mm (10pcs)	M004-84		75 € TTC
<input type="checkbox"/>	Tige diam 8mm longueur 200mm (10pcs)	M004-85		100 € TTC
<input type="checkbox"/>	Noix de montage TWISTER diam 6mm (10pcs)	M004-26		250 € TTC
<input type="checkbox"/>	Noix de montage diam 6mm (10pcs)	M004-07		250 € TTC
<input type="checkbox"/>	Noix de montage diam 8mm (10pcs)	M004-14		260 € TTC
<input type="checkbox"/>	Ensemble escamotable pour TWISTER	M008-03		230 € TTC
<input type="checkbox"/>	Etau universel	M007-01		60 € TTC
<input type="checkbox"/>	Embase diam 6mm	M004-22		50 € TTC
<input type="checkbox"/>	Embase diam 8mm	M004-23		50 € TTC
<input type="checkbox"/>	Cintreuse a tube	TMHAT00005		30 € TTC

**CHAUFFE-MAIN ET ACCESSOIRES**




<input type="checkbox"/>	Chauffe-main Contient le Chauffe-main, un câble d'extension, un set de montage	P012-62		580 € TTC
<input type="checkbox"/>	Dôme à 2 mains	M012-31		260 € TTC

**GESTION ET ADAPTATEURS ELECTRONIQUES QL3**

<input type="checkbox"/>	Ecran de contrôle d'environnement Q-LOGIC 3 + flexible	CTL143979+DWR1010D446		1590 € TTC
<input type="checkbox"/>	Boitier SCIM Q-LOGIC 3	CTL143988		650 € TTC
<input type="checkbox"/>	Chargeur USB Q-LOGIC 3	ELE168069		200 € TTC
<input type="checkbox"/>	Prise de charge externe (Obligatoire si joystick standalone seul)	HAR144001 + FRMASMB11156		200 € TTC

**ADJONCTIONS SPECIFIQUES : OXYGENE****500 € TTC**

Code 9937381 - VPH, adjonction, support d'oxygénothérapie et/ou d'appareil de ventilation assistée. Plv 500€

<input type="checkbox"/>	Support respirateur "Ajustable" (rajouter rail   NC poignées de poussée) ACC2302501 + MEC125098		<input type="checkbox"/>	Support respirateur "Compact" (rajouter rail   NC poignées de poussée) ACC133889 + MEC125098	
<input type="checkbox"/>	Support porte obus (rajouter rail   NC poignées de poussée) ACC125006 + MEC125098				




## ADJONCTIONS SPECIFIQUES : TABLETTE

132 € TTC

Code 9974241 - VPH, adjonction, tablette complète. Plv 132€


☐ Tablette escamotable 56cm

SSLXM0100011  
+  
SSLXHD10000060  
+  
ARM240-T

☐ Tablette TB3/4 uniquement

MEC1905021+MEC1904884+MEC1904182+  
SCR8110001 x14 + MEC2100296 + MEC131115

<input type="checkbox"/> MEC1904891-11B 11" fumée	<input type="checkbox"/> MEC1904891-11C 11" transparente
<input type="checkbox"/> MEC1904891-13B 13" fumée	<input type="checkbox"/> MEC1904891-13C 13" transparente
<input type="checkbox"/> MEC1904891-15B 15" fumée	<input type="checkbox"/> MEC1904891-15C 15" transparente
<input type="checkbox"/> MEC1904891-17B 17" fumée	<input type="checkbox"/> MEC1904891-17C 17" transparente
<input type="checkbox"/> MEC1904891-19B 19" fumée	<input type="checkbox"/> MEC1904891-19C 19" transparente




## ADJONCTIONS SPECIFIQUES : AUTRE

Code 4550001 - VPH, adjonction spécifique, supplément sur devis pour fauteuil roulant pour FRE et FREP. Plv sur devis

## COMPENSATIONS DIVERSES

☐ Bidon système d'hydratation


ACC125010



250 €

☐ Poignées de transfert amovibles (la paire)

MEC1809930



275 € TTC

☐ Caméra de recul avec écran LCD☐ Montage sur flexible

MEC1906270 &amp; MEC1907331

☐ Montage sur manipulateur

MEC2106123



MEC1910365 | ELE2000271  
ELE1907290 | ESBK |



590 € TTC

☐ Contrôleur de trajectoire ACCU-TRAC

MOT155715-01 / MOT155716-01

1120 € TTC

## COMMENTAIRES

**Note délai** — La configuration du matériel (options/personnalisations) peut fortement impacter le délai : compter un délai moyen de 3 semaines, pouvant être allongé jusqu'à 8 semaines supplémentaires.



## Notes et informations utiles

- Eco-participation : 7€ HT
- Merci de renseigner l'ensemble des informations nécessaires à la fabrication et aux réglages du fauteuil
- Toute commande reçue incomplète ne pourra être validée en production impliquant de fait un délai de traitement supplémentaire.
- Un seul coussin d'assise livré (hors assise modulaire)
- Consultez les visuels et vues éclatées sur la plateforme Documoto <https://documoto.digabit.com/ui/>  
(Identifiant et mot de passe disponibles sur demande auprès de votre conseiller médico-technique de secteur ou du SAV.)

**DIMENSIONS COUSSINS****Tru confort<sup>2</sup> SPP**

DIMENSIONS											
Largeur	35	38	41	43	46	48	51	53	56	61	Personnalisé
Profondeur											
35	●		●								●
38	●		●	●							●
41	●	●	●	●	●		●				●
43	●	●	●	●	●	●	●				●
46	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●
48		●	●	●	●	●	●	●	●		●
51		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
53			●	●	●	●	●	●	●	●	●
56			●	●	●	●	●	●	●	●	●
61							●		●	●	●
Personnalisé	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

**Spectrum Gel**

DIMENSIONS													
Largeur	35	41	43	46	48	51	56	61	66	71	76	82	Personnalisé
Profondeur													
38		●											●
41		●	●	●	●	●	●	●					●
43		●	●	●	●								●
46	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●
48		●	●	●	●	●	●	●					●
51		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●
53			●			●		●					●
56				●		●	●	●	●	●	●		●
61				●		●	●	●	●	●	●		●
66								●				●	●
71										●	●	●	●
Personnalisé	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

**Essence**

DIMENSIONS												
Largeur	25	30	35	38	41	43	46	48	51	53	56	Personnalisé
Profondeur												
25	●	●	●									●
30	●	●	●									●
35	●	●	●									●
38			●	●								●
41			●	●	●	●	●		●			●
43			●	●	●	●	●	●	●			●
46			●	●	●	●	●	●	●		●	●
48					●	●	●	●	●			●
51					●	●	●	●	●	●	●	●
53										●		●
56										●	●	●
61											●	●
Personnalisé	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Solution

DIMENSIONS												
Largeur	25	30	35	38	41	43	46	48	51	56	61	Personnalisé
Profondeur												
25	●	●										●
30	●	●	●									●
35	●	●	●									●
38				●								●
41			●	●	●	●	●		●			●
43				●	●	●	●	●				●
46			●	●	●	●	●	●	●	●		●
48					●	●	●	●	●			●
51					●	●	●	●	●	●	●	●
56							●		●	●	●	●
61											●	●
Personnalisé	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Premiere P

DIMENSIONS									
Largeur	35	38	41	43	46	48	51	56	Personnalisé
Profondeur									
33	●								●
35	●	●							●
38	●	●							●
41	●	●	●	●	●		●		●
43		●	●	●	●	●	●		●
46			●	●	●	●	●	●	●
48			●	●	●	●	●		●
51			●		●		●	●	●
56							●	●	●
Personnalisé	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Glacial

DIMENSIONS												
Largeur	30	35	38	41	43	46	48	51	53	56	61	Personnalisé
Profondeur												
30	●	●										●
35	●	●										●
38			●									●
41		●	●	●		●		●		●		●
43			●		●	●	●					●
46		●		●	●	●	●	●		●	●	●
48					●		●		●			●
51				●	●	●	●	●	●	●	●	●
53									●		●	●
56						●		●		●	●	●
58											●	●
61										●	●	●
Personnalisé	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●