

PRIDE
MOBILITY®

Q1450

INFORMATIONS DE COMMANDE

Nom du distributeur :

Contact commercial + email et ligne directe :

Référence de commande :

Adresse de livraison :

Date de commande :

CARACTERISTIQUES

- ① Largeur d'assise : 51 cm à 81 cm
- ① Profondeur d'assise : 51 à 71 cm réglable
- ① Hauteur sol/plaque d'assise sans lift : 45 cm à 50 cm
- ① Electronique QLogic 3 avec bluetooth
- ① Longueur hors tout : 97,16 cm (hors RP)
- ① Largeur de la base : 74,3 cm
- ① Autonomie** : jusqu'à 20 km
- ① Rayon de giration : 67,23 cm
- ① Poids max utilisateur : 204kg avec bascule électrique
- ①
- ① Vitesse max** : 7,2 km/h
- ① Dossier inclinable à 145°
- ① Moteurs 4 pôles
- ① Batteries 2 x 73 Ah et chargeur 8Amp



*résultats obtenus suite à des tests en laboratoire. Variations possibles en fonction du modèle poids de l'utilisateur, du type de terrain, de l'état, du type, de la capacité des batteries et de l'état des pneus. Spécifications sujettes à variation de +10% -5%.

Légende de présentation et mise en page

- Configuration de série, sans surcoût par rapport au prix limite de vente de la catégorie
- Adjonction spécifique sur devis justifié par l'évaluation fonctionnelle
- Adjonction prévue dans la nomenclature bénéficiant d'une prise en charge
- Adjonction d'aide à la posture prévue dans la nomenclature bénéficiant d'une prise en charge

Merci de vérifier la compatibilité et le cumul possible des adjonctions.

VPH, Achat neuf, FREP-B, modulaire à propulsion par moteur électrique multi- position - classe B

Code 9561496 - VPH, Achat neuf, FREP-B, modulaire à propulsion par moteur électrique multi- position - classe B. Plv 11680,50€

DESIGNATION**REFERENCE****PRIX PUBLIC TTC**

- ☒ Ensemble Base Q1450 11 071,56 € 11 680,50 €
- ☐ Assise TRUBALANCE 3 HD : Accoudoirs réglable et amovible, Dossier TB HD, hauteur d'assise à partir de 44,5cm

✗ Bascule d'assise 30° à translation électrique

✗ Dossier inclinable électriquement à 145°

FONCTIONS ELECTRIQUES: ELEVATEUR D'ASSISE**700 € TTC**

Code 9923901 - VPH, adjonction, supplément pour fauteuil roulant bariatrique pour FRE, FREP, FREV et SCO. Plv 700€

- ☒ Assise bariatrique pour poids utilisateur jusqu'à 204 kg avec bascule d'assise

COLORIS CHASSIS, DU MANIPULATEUR Q LOGIC 3 ET DU DOSSIER

- ☐ Rouge Red corvette
- ☐ Bleu Electric
- ☐ Noir brillant

EQUIPEMENT ROUTE

- ☐ Equipement route sur rail d'assise avec clignotant.

ROUES

- ☒ Roues avant bandage 14"

Système de conduite**ELECTRONIQUE**

✓ QLOGIC 3

☐ Avec touches 1 et 2

CTL143976

☐ Avec touche éclairage

CTL143977

☐ Système de protection anti pincement de la main

Prochainement disponible

(conflit possible passage sous table)

☐ Déplacement du boîtier principal à l'arrière

SOF

AUTRE TYPE DE COMMANDE UTILISATEUR☐ Système de conduite scanner à 1 interrupteur, contacteur libre "egg"

Uniquement Electronique Qlogic 3 CTL143977

☐ Noir ☐ Bleu ☐ Vert**DISPOSITIF D'ESCAMOTAGE LATÉRAL**

✓ Pantographe escamotable réversible droite/gauche

MEC1801698

☐ Montage à gauche ☐ Montage à droite☐ Pantographe standard réversible escamotable vers l'extérieur

ACC2201042 / ACC2201041

☐ Montage à gauche ☐ Montage à droite☐ Support de pantographe réglable en hauteur

ARM250-3/4FM (nc: MEC1801698)

EMBOUS DE JOYSTICK (en remplacement de l'embout d'origine)☐ Poignée palmaire 7,6cm de largeur (A)

PLSKNCP1057

☐ Poignée palmaire 10,1cm de largeur (A)

PLSKNCP1058

☐ Champignon (B)

PLSKNCP1008

☐ Cupule menton (C)

PLSKNCP1009

☐ Poignée T (D)

PLSKNCP1006

☐ Boule plastique (E)


PLSKNCP1007

☐ Balle mousse (F)

PLSKNCP1004

☐ Barre (G)

PLSKNCP1005

**INTERFACE DE COMMANDE ET BOÎTIER ADDITIONNEL (A)**

1500 € TTC

Code 9921517 - VPH, adjonction, boîtier de commande personnalisé pour FRE, FREP et FREV. Plv 1500€

Non cumulable avec "interface de commande et boîtier additionnel (B)

☐ Commande clavier iAccess☐ Interrupteurs à bascule

CTL144010

☐ Interrupteurs à poussoir

CTL144009

Choix obligatoire: ☐ Montage à gauche ☐ Montage à droite ☐ Montage au dossier☐ Double commande tierce personne (utilisateur-accompagnateur)

Q-LOGIC 3, Montage à droite.

☐ Système de conduite scanner à 1 interrupteur, contacteur libre

Uniquement Electronique Qlogic 3 CTL143977

☐ Micro light ML210 ☐ Mini cup MC210 ☐ Egg noir ESBLK**INTERFACE DE COMMANDE ET BOÎTIER ADDITIONNEL (B)**

1500 € TTC

Code 9921517 - VPH, adjonction, boîtier de commande personnalisé pour FRE, FREP et FREV. Plv 1500€

① Choix possible d'un seul boîtier additionnel

Non cumulable avec "interface de commande et boîtier additionnel (A)

☐ Ecran de contrôle d'environnement Q-LOGIC 3 + flexible

CTL143979+DWR1010D446

Montage côté opposé au manipulateur, nécessaire pour une commande spéciale (ex: occipitale.)

Non cumulable avec
autre boîtier additionnel

INTERFACE DE COMMANDE ET BOITIER ADDITIONNEL (B) (suite)

☐ Joystick stand-alone Q-Logic 3 compact.

Non cumulable avec autre boîtier additionnel



Définir le montage

Montage commande au menton, mouvement non bio mécanique.

☐ Droite ☐ Gauche

GAT406C + ST-GAT452-Q + ST-ESM + ES-BLK + CTL1439850

☐ Cupule menton (PLSKNCP1009) ☐ Balle mousse (PLSKNCP1004)

Montage centralisation entre accoudoir



☐ Droite ☐ Gauche

ST-GAT400Q-Q + ST-GAT452CJ-Q + ST-ARM250T-Q + CTL143980

Montage en bout d'accoudoir

☐ Droite ☐ Gauche

ACC142740 + ST-ARM250T-Q + CTL143980


☐ Ecran additionnel Q-LOGIC 3 + pour conduite scanner 1 interrupteur

Non cumulable avec autre boîtier additionnel

Connectivité Bluetooth et contrôle d'environnement infrarouge

Système de conduite scanner à 1 interrupteur, contacteur positionnement libre "egg". ☐ Noir ☐ Bleu ☐ Vert

CTL143979 + DWR1010D446 + ESM-"BLK/BLU/GRE"


☐ Système de conduite scanner à 1 interrupteur sur manipulateur Qlogic 3

Non cumulable avec autre boîtier additionnel

Sélectionner le contacteur et le positionnement


☐ Micro lite

☐ Montage à la tête (ST-CN600)

☐ Droit (ST-SAR2A-R) ☐ Gauche (ST-SAR2A-L)

☐ Mini cup

☐ Montage à la tête (ST-MC220)

☐ Droit (ST-SAR2A-R) ☐ Gauche (ST-SAR2A-L)

☐ EGG

☐ Montage au genou (ESBLK)

☐ Droit ☐ Gauche (ST-ARM260 + MEC1809294)

☐ Montage à la tête (ESBLK + ESM)

☐ Droit (ST-SAR2A-R) ☐ Gauche (ST-SAR2A-L)

☐ Montage à la main (ESBLK)

☐ Droit ☐ Gauche (ST-ARM260 + MEC1809294)

☐ Multi switch

☐ Montage positionnement libre (P014-41 + P014-40 + Ch. USB + P. charge externe)

☐ Fibre optique i-Connect (IC24F-1 + IC12A-BC)

☐ Montage à la tête (FO650)

☐ Droit (ST-SAR2A-R) ☐ Gauche (ST-SAR2A-L)

☐ Montage positionnement libre

☐ Commande au souple double actions i-Connect (ICSNP-2 + IC12A-BC)

☐ Montage appui tête (SP625M)

☐ Droit (ST-SAR2A-R) ☐ Gauche (ST-SAR2A-L)

☐ Montage positionnement libre (ARMS-SP625M)

ENSEMBLE ASSISE

REGLAGES DE L'ASSISE SYNERGY HD

Hauteur d'assise:

☐ 49,5 cm

☐ 52,7 cm


		Largeur											
Pouces		20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Cm		51	53	56	58	61	64	66	69	71	74	76	79
Profondeur	20	51	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	21	53	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	22	56	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	23	58	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	24	61	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	25	64	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	26	66	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	27	69	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	28	71	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

COUSSIN D'ASSISE DE POSITIONNEMENT STANDARD✓ **Coussin d'assise Stealth TruComfort 2 SPP** TC2-VNC_____

Epaisseur : 11,4cm | Capacité de poids : 204kg

Taille de coussin identique au réglage d'assise. **Si différent, nous préciser: ____*** (voir tableau de correspondance)

Stabilité pelvienne et alignement fémoral. La mémoire de forme assure confort et protection. La housse Coolcore régule la température.




coolcore

□ **Coussin d'assise Stealth Products Spectrum Gel SPP**

Epaisseur : 7,6cm | Capacité de poids : 250kg

Taille de coussin , **nous préciser: ____*** (voir tableau de correspondance)

Coussin ergonomique pour une assise sécurisée : stabilité posturale, protection ischiatique renforcée, transferts facilités, et soutien optimal. Insert en gel double cellule, revêtement Sunmate adapté à la taille



coolcore

SPCG-FUC_____

Produits d'assistance à la posture du siège (PAP B1)

Code 9979379 - VPH, adjonction, PAP forfait B adjonctions membre inférieur. Plv 600€

Non cumulable PAP B 2

COUSSINS D'ASSISE POSTURAL


Choix possible d'un seul élément par étape

□ **Coussin d'assise Stealth Products Spectrum Foam SPP**

Epaisseur : 7,6cm | Capacité de poids : 272kg

Taille de coussin , **nous préciser: ____*** (voir tableau de correspondance)

Coussin ergonomique alliant confort, sécurité et autonomie : stabilité posturale, protection ischiatique optimisée, transferts facilités et légèreté. Revêtement Sunmate adapté selon la taille.



coolcore

SPCF-VPC_____


□ **Coussin d'assise Stealth Solution SPP**

SOL-VPC_____

Epaisseur : 7,5cm | Capacité de poids : 204kg

Taille de coussin identique au réglage d'assise. **Si différent, nous préciser: ____*** (voir tableau de correspondance)

Stabilité pelvienne et répartition optimale de la pression. Conçus pour éviter l'inclinaison du bassin avec un gel segmenté pour la protection cutanée et une mousse à mémoire de forme pour confort et immersion.



coolcore

□ **Coussin d'assise Stealth Products Premiere SP**

Epaisseur : 7,6cm | Capacité de poids : 226kg

Taille de coussin , **nous préciser: ____*** (voir tableau de correspondance)

Coussin ergonomique pour un positionnement et un confort durables : stabilité renforcée, répartition optimisée des appuis, et adaptation morphologique. Insert latéral intégré, découpe sacrée, revêtement Sunmate Xsoft



coolcore

PREM-VNC_____

□ **Coussin d'assise Stealth Products Essence SPP**

Epaisseur : 8,9cm | Capacité de poids : 226kg

Taille de coussin , **nous préciser: ____*** (voir tableau de correspondance)

Coussin ergonomique alliant confort, stabilité et modularité : base rigide pour un maintien optimal, profil modulable pour un ajustement personnalisé, cuvette ischiatique et décharge sacrée pour plus de sécurité, et revêtement doux en viscose.



coolcore


ESS-VPC_____

□ **Coussin d'assise Stealth Products Glacial SP**

Epaisseur : 8,8cm | Capacité de poids : 226kg

Taille de coussin , **nous préciser: ____*** (voir tableau de correspondance)

Coussin ergonomique pour confort et protection cutanée : transferts facilités, décharge sacrée et soutien du coccyx, gel quadrillé pour réduire les frottements, et base en mousse haute densité pour stabilité et durabilité.



coolcore

GLA-NUC_____

Accessoires coussin d'assis PAP

✓ **Housse cool core**□ **Housse Stealth-Tek Nylon/Polyester imperméable**□ **Housse AirMesh, Antiglisement**□ **Housse incontinence polyurethane**

CORRECTION DE BASSIN

Etape 2: Choix de la correction

☐ Biseau cruralChoix de la taille: ☐ Taille 1: 505 x 205 x 25 (mm)

SAP4201

☐ Taille 2: 505 x 205 x 50 (mm)

SAP4251

Le biseau crural s'installe sur la partie antérieure de l'assise. Il favorise la répartition des pressions sur l'ensemble de l'assise, l'alignement des fémurs et réduit le glissement du patient. Existe en 25 et 50mm. Il peut être utilisé au niveau du dossier, soit dans le sens de la hauteur afin de compenser ou corriger une rotation de tronc, soit dans le sens de la largeur afin d'augmenter le confort et la surface d'appui au niveau du dos.

☐ Biseau fessier 205 x 205 x 25 (mm)

SAP4301

Le biseau fessier (cale d'obliquité) peut compenser une perte de tonus des muscles fessiers ou diminuer une obliquité du bassin.

☐ Butée d'abductionChoix de la taille: ☐ Butée anthracite rigide 175 x 105 x 70 (mm) SAP4401☐ Butée souple 175 x 105 x 70 (mm)

SAP4406

La butée d'abduction est destinée à contrôler l'adduction des membres inférieurs.

**STABILISATEURS DES MEMBRES INFERIEURS (suite)**

Etape 3 Choix d'une ceinture

☐ Ceinture de maintien 2 pointsTaille ☐ S IFPB5122Taille ☐ M IFPB5223Taille ☐ L IFPB5224☐ Ceinture de maintien 4 pointsTaille ☐ S IFPB5242Taille ☐ M IFPB5243Taille ☐ L IFPB5244☐ Ceinture de maintien de jambeTaille ☐ S IFLH1111-STaille ☐ M IFLH1111-MTaille ☐ L IFLH1111-L**ALIGNEMENT FEMORAL (Choix d'une paire)**

Etape 4 : Choix du guide pelvien

☐ Cale-cuisse Unilink droit ☐ 4"x4" ☐ 4"x8" ☐ 4"x12"

UTT6A1260000 + UT800000-Q +

UTP544056100 (4x4)

UTP548056100 (4x8)

UTP54D056100(4x12)

☐ Cale-cuisse Unilink gauche ☐ 4"x4" ☐ 4"x8" ☐ 4"x12"☐ Cale genou droit

KN1ADDFD085TB433R

(uniquement repose jambe central)☐ Cale genou gauche

KN1ADDFD085TB433L

(uniquement repose jambe central)**Produits d'assistance à la posture du siège (PAP B2)****600 € TTC**


Code 9979379 - VPH, adjonction, PAP forfait B adjonctions membre inférieur. Plv 600€

*Non cumulable PAP B 1***PROTECTION DE CHEVILLE/PIED**☐ Coussin de positionnement et de protection de jambes☐ Taille 16 ST-IFPFB-DS-16☐ Taille 18 ST-IFPFB-DS-18☐ Taille 20 ST-IFPFB-DS-20☐ Taille 22 ST-IFPFB-DS-22**ENSEMBLE DOSSIER****REGLAGES DU DOSSIER**☐ Dossier synergie HD

1- Choix de la largeur de coque:

✓ Identique largeur d'assise

2- Choix de la hauteur de coque

☐ 4 - 56 cm☐ 3 - 51 cm☐ 2 - 46 cm☐ 1 - 40 cm


REGLAGES DU DOSSIER (suite)

- ☐ Support latéral additionnel
- ☐ Cale-tronc Unilink droit ☐ 3"x5" ☐ 4"x6"
- ☐ Cale-tronc Unilink gauche ☐ 3"x5" ☐ 4"x6"

UIMBK125 , UIPFS100, ULS2510F-R
(droit) , ULS2510F-L (gauche),
ULP535050320 (3x5)
ULP546050320 (4x6)

**APPUI TETE**

- ☐ Appui tête enveloppant, réglable en hauteur, en profondeur en largeur et pivotant. (ST-CP10CCFPM-Q & ST-UHB2D33200-Q)

**APPUI TETE DE POSITIONNEMENT****160 € TTC**

Code 9965118 - VPH, adjonction, supplément appui-tête réglable. Plv 160€

Choix possible d'un seul appui tête

- ☐ Combo

- ☐ Taille S (CB315M)
☐ Taille L (CB305M)



- ☐ All Positionning

- ☐ Taille M (AP350M)
☐ Taille L (AP450M)
☐ Taille XL (AP550M)

**Produits d'assistance à la posture du siège (PAP A1)****600 € TTC**

Code 9942940 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur. Plv 600€

Non cumulable PAP A 2, 3 & 4

DISPOSITIFS DE POSITIONNEMENT CERVICO-CEPHALIQUES

- ☐ Ultra (UHBSU23200 + UHB4D33200-QCR)

Choix des coussins:

Occipital - LxH Cm

- ☐ O1 - courbe 7x4 (500M)
☐ O2 - plat 5x2 (510M)
☐ O3 - courbe 4x3 (520M)
☐ O4 - courbe 4x2 (530M)




Sous - Occipital - LxH Cm

- ☐ SO1 - 24x7 (600M)
☐ SO2 - 18x7 (610M)
☐ SO3 - 16x6 (620M)



- ☐ I2I Utilisation du bon de configuration spécifique
Contacter votre conseiller technique



Choix possible de l'un des deux appui-têtes

Produits d'assistance à la posture du siège (PAP A2)**600 € TTC**

Code 9942940 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur. Plv 600€

Non cumulable PAP A1, 3 & 4

DISPOSITIFS DE POSITIONNEMENT CERVICO-CEPHALIQUES

- ☐ Combo

Sélectionner la taille

- ☐ Taille S (CB315M)
☐ Taille L (CB305M)



- ☐ Confort Plus Ajustable

Sélectionner la taille

- ☐ Taille L (ACP150M)
☐ Taille XL (ACP550M)



away

DISPOSITIFS DE POSITIONNEMENT CERVICO-CEPHALIQUES (suite)**Swing away**

- ☐ Droit (SAR2B-R)
☐ Gauche (SAR2B-L)
☐ Droit & Gauche (SAR2B-B)

Pad: Q. _____

☐ 7x5 (910M) ☐ 11x5 (900M) ☐ 16x6 (920M) ☐ 16x4 (930M)

- ☐ Confort Plus

Sélectionner la taille

- ☐ Taille XS (CP06CCFPM)
☐ Taille S (CP08CCFPM)
☐ Taille M (CP10CCFPM)

**Swing away**

- ☐ Droit (SAR2A-R)
☐ Gauche (SAR2A-L)
☐ Droit & Gauche (SAR2A-B)

Pad: Q. _____

☐ 7x5 (910M) ☐ 11x5 (900M) ☐ 16x6 (920M) ☐ 16x4 (930M)

- ☐ All Positionning

Sélectionner la taille

- ☐ Taille M (AP350M)
☐ Taille L (AP450M)
☐ Taille XL (AP550M)

**Swing away**

- ☐ Droit (SAR2A-R)
☐ Gauche (SAR2A-L)
☐ Droit & Gauche (SAR2A-B)

Pad: Q. _____

☐ 7x5 (910M) ☐ 11x5 (900M) ☐ 16x6 (920M) ☐ 16x4 (930M)
**Swing away**

- ☐ Droit (SAR2B-R)
☐ Gauche (SAR2B-L)
☐ Droit & Gauche (SAR2B-B)

Pad: Q. _____

☐ 7x5 (910M) ☐ 11x5 (900M) ☐ 16x6 (920M) ☐ 16x4 (930M)
**Produits d'assistance à la posture du dossier (PAP A3)****600 € TTC**

Code 9942940 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur. Plv 600€

Non cumulable PAP A 1, 2 & 4

DOSSIER DE BASE DE POSITIONNEMENT

- ☐ Dossier Stealth ADI QBack 2

1- Forme

- ☐ Aluminium (AL)
☐ Aluminium Flat Top (AFT)

**2- Largeur :**
☐ 19" (19) ☐ 20" (20) ☐ 21" (21) ☐ 22" (22) ☐ 24" (24)
3- Hauteur :
☐ Medium 13" (M) ☐ Standard 16" (S) ☐ Tall 18" (T) ☐ Extra Tall 20" (X) ☐ Extra Extra Tall 22" (XX)
4- Contour :
☐ Active 2,5" (A) ☐ Deep 4" (D) ☐ Extra Deep 6" (E)
5- Ref:

QB2XXXXXX

Optionnel : Uniquement dossier ADI active :

- ☐ Taille M 10,16 cm Gauche (QB2W4C-L)
☐ Taille M 10,16 cm Droit (QB2W4C-R)
☐ Taille L 15,25 cm Gauche (QB2W6C-L)
☐ Taille L 15,25 cm Droit (QB2WC-R)



- ☐ Butée Sacro-lombaire anthracite 255 x 240 x 25 (mm)

RU-SAP4601

La butée sacro lombaire est placée dans la partie inférieure du dossier. Elle permet d'améliorer la répartition des pressions sur l'ensemble du dos lors d'une hyper lordose, et favorise l'antéversion du bassin.




- ☐ Harnais Classic Dynamique Zipper

- ☐ Taille S (IFPS3102)
☐ Taille M (IFPS3103)
☐ Taille L (IFPS3104)



- ☐ Ceinture d'épaule Y Straps

- ☐ Taille S (IFYS3102)
☐ Taille M (IFYS3103)
☐ Taille L (IFYS3104)




- ☐ Harnais d'épaule Backpack

- ☐ Taille XS (IFPB4201)
☐ Taille S (IFPB4202)
☐ Taille M (IFPB4203)
☐ Taille L (IFPB4204)



- ☐ Harnais d'épaule Style "H"

- ☐ Taille XS (IFHH5201)
☐ Taille S (IFHH5202)
☐ Taille M (IFHH5203)
☐ Taille L (IFHH5204)



DOSSIER DE BASE DE POSITIONNEMENT (suite)

☐ Ceinture thoracique Clips

☐ Taille M (IFCS4113)

☐ Taille L (IFCS4114)

☐ Taille XL (IFCS4115)



☐ Ceinture thoracique Velcros

☐ Taille M (IFCS4123)

☐ Taille L (IFCS4124)

☐ Taille XL (IFCS4125)



ENSEMBLE ACCOUDOIRS

ACCOUDOIRS : montage en T, réglable en profondeur, en hauteur avec protège vetement.


☐ Manchettes mousse (à l'unité)

☐ 35cm : ☐ droit ☐ gauche

DGN142014


☐ Manchettes gel (à l'unité)

☐ 35cm : ☐ droit ☐ gauche



RELEVES-JAMBES, REPOSE-PIEDS


☐ Repose-pieds central relevable avec rebords.



☐ Repose-pieds escamotables avec cales talonnières



☐ Repose jambe central avec rebords et appui-mollets




CONTACTEURS, COMMANDES ALTERNATIVES

☐ Egg - coloris ☐ Noir ☐ Rouge ☐ Bleu ☐ Vert	ES-BLK ES-RED ES-BLU ES-GRN		110 € TTC
Quantité :			
☐ Microlite	ML210		190 € TTC
☐ Mini Cup 24	MC210		190 € TTC

CONTACTEURS (suite)

☐ Contacteur twister câble long 1,5m ☐ Vert ☐ Noir ☐ Rouge	<i>Force de poussée requise : 30g</i> P005-79 - P005-75 - P005-76		170 € TTC
☐ Contacteur Twister, câble court 0,3m ☐ Vert ☐ Noir ☐ Rouge	<i>Force de poussée requise : 30g</i> P005-44 - P005-40 - P005-41		170 € TTC
☐ Contacteur Twister sur tube, câble court 0,3m ☐ Vert ☐ Noir ☐ Rouge	<i>Force de poussée requise : 30g</i> P005-64 - P005-60 - P005-61		170 € TTC
☐ Contacteur Twister sur tube, câble long 1,5m ☐ Vert ☐ Noir ☐ Rouge	<i>Force de poussée requise : 30g</i> P005-54 - P005-50 - P005-51		170 € TTC
☐ Extension de câble pour contacteur	ES-EXT		20 € TTC

COMMANDES ALTERNATIVES

ⓘ Ajouter une interface de commande type: Ecran de contrôle d'environnement Q-LOGIC 3 (Code 4530001 - VPH, adjonction)			1500 € TTC
☐ Commande occipitale Stealth			4390 € TTC
☐ Tri Array pédiatrique	IDHBT250-1		
☐ Ultra pro	IDHBT300-1		
☐ Ultra pro pédiatrique	IDHBT350-1		
☐ Curved Head Array	IDHBT400-1		
☐ Curved Head Array pédiatrique	IDHBT450-1		
Support escamotable:			
☐ Support appui tête multi axe, escamotable, tube carre 3 (D) Rotule 17mm (TWB486-17FDM)			360 € TTC
☐ Mini joystick proportionnel Stealth (<i>force de poussée requise : 43g</i>)			2390 € TTC
☐ Embout TIP	IDPMP-9-FT		
☐ Embout CONE	IDPMP-9-CO		
☐ Embout CASTEL	IDPMP-9-CA		
☐ Joystick mushroom Stealth avec support Gatlin (<i>force requise : 227g</i>)	MJM260Q		2190 € TTC
☐ Joystick mushroom Stealth avec support swing away (<i>force requise : 227g</i>)	MJMS260Q		1890 € TTC
☐ All round joystick (<i>force de poussée requise : 250g</i>)	P002-71		1050 € TTC
☐ All round joystick lite (<i>force de poussée requise : 120g</i>)	M002-76		1650 € TTC
☐ All round joystick ball			50 € TTC
☐ Micro joystick (<i>force de poussée requise : 8,5g</i>)	P002-51		2300 € TTC
☐ Multi joystick (<i>force de poussée requise : 50g</i>)	P002-61		2050 € TTC

☐	All round heavy duty (force de poussée requise : P002-73 650g)		2150 € TTC	
☐	Commande au pied Mo-vis	P021-51	2590 € TTC	
Montage possible uniquement sur palette en metal				

SUPPORT DE COMMANDES ALTERNATIVES

☐	Bras articulé 8 positions « GATLIN »	600 €	☐	Bras swing away commande menton	260 € TTC
☐	Montage menton		Pour joystick:		
☐	sur tube rond (GAT406C)		☐	Mini proportionnel stealth (SM670)	
☐	sur rail (GAT406T)		☐	Micro-joystick (SM651)	
☐	Montage sous accoudoir (GAT400Q)		☐	Multi-joystick (SM661M)	
☐	Droite		☐	All round joystick standard et lite (SM660m)	
☐	Gauche		Attention : à utiliser avec un support swing away sur appui tête Stealth		
☐	Bras manuel swing 2G ARM BUNDLE Q2M	1 090 €	☐	Plastron Stealth multi-réglable	890 € TTC
	P0031-21		☐	Pédia IDCH-P	Ceinture de maintien
☐	Bras electrique swing 2G ARM BUNDLE Q2M	1 990 €	☐	Petit IDCH-S	☐ Std (IDCH-SB)
	P031-62		☐	Moyen IDCH-M	☐ XL (IDCH-XLB)
			☐	Large IDCH-L	
☐	Support swing away sous accoudoir		☐	Pour joystick PMPJ et MULTI (IDCH-JM01)	
☐	micro joystick	ARMS260-MICRO	☐	Pour joystick MICRO (IDCH-JM02)	
☐	multi joystick	ARMS260 + SM600-661M			
☐	mini joystick proportionnel Stealth	ARMS260-PMPJ			
☐	all round joystick standard et lite	ARMS260-AR			

SUPPORT GATLIN

☐	Support mini joystick proportionnel Stealth pour bras Gatlin	GAT486	125 € TTC
☐	Support joystick all round std et lite pour bras Gatlin	GAT472P-M	125 € TTC
☐	Support joystick standard Curtis Q-logic pour bras Gatlin	GAT 456Q	125 € TTC
☐	Support contrôle d'environnement Q-Logic pour bras Gatlin	GAT495QL	175 € TTC
☐	Support joystick standalone Curtis Q-Logic 2/3 pour bras Gatlin	GAT452Q	125 € TTC
☐	Support rotatif 360° joystick all round std et lite pour bras Gatlin	GAT459P	195 € TTC
☐	Support rotatif 360° joystick stand-alone Curtis Q-logic 2/3 pour bras Gatlin	GAT453Q	170 € TTC

SUPPORTS DE CONTACTEUR ET ECRAN

☐	Support contacteur microlite avec flexible pour bras Gatlin (sans contacteur)	GAT414-ML	240 € TTC
☐	Support contacteur Eggs pour bras Gatlin	GAT-ESM	140 € TTC

☐	Support de montage contacteur Eggs sur bras swing away	ESM		70 € TTC
☐	Support swing away additionnel avec support contacteur Eggs (Attention montage sur swing away) Quantité : ...	F8675		260 € TTC
☐	Anneau pour assemblage support contacteur	F8675-RING		125 € TTC
☐	Support de montage contacteur microlite sur bras swing away (sans contacteur) Quantité : ...	CN600		340 € TTC
SUPPORTS DE CONTACTEUR ET ECRAN (suite)				
☐	Support swing away sous accoudoir contacteur Eggs avec support sous accoudoir tube rond	ARMS260		260 € TTC
☐	Support swing away sous accoudoir pour écran de contrôle d'environnement Q-logic avec support sous accoudoir tube rond	ARMS260-QL		260 € TTC
☐	Flexible support contrôle d'environnement Q-Logic	DWR1010D446		100 € TTC
SUPPORTS SUPPLEMENTAIRES				
☐	Adaptateur de montage 6 mm pour joystick all round std et light	M002-61		80 € TTC
☐	Adaptateur de montage 8 mm pour joystick all round std et light	M002-60		55 € TTC
☐	Tige diam 6mm longueur 50mm (10pcs)	M004-74		45 € TTC
☐	Tige diam 6mm longueur 100mm (10pcs)	M004-75		65 € TTC
☐	Tige diam 6mm longueur 200mm (10pcs)	M004-76		90 € TTC
☐	Tige diam 6mm longueur 300mm (10pcs)	M004-78		150 € TTC
☐	Tige diam 6mm longueur 400mm (10pcs)	M004-77		170 € TTC
☐	Tige diam 8mm longueur 50mm (10pcs)	M004-83		50 € TTC
☐	Tige diam 8mm longueur 100mm (10pcs)	M004-84		75 € TTC
☐	Tige diam 8mm longueur 200mm (10pcs)	M004-85		100 € TTC
☐	Noix de montage TWISTER diam 6mm (10pcs)	M004-26		250 € TTC
☐	Noix de montage diam 6mm (10pcs)	M004-07		250 € TTC
☐	Noix de montage diam 8mm (10pcs)	M004-14		260 € TTC
☐	Ensemble escamotable pour TWISTER	M008-03		230 € TTC
☐	Etau universel	M007-01		60 € TTC
☐	Embase diam 6mm	M004-22		50 € TTC
☐	Embase diam 8mm	M004-23		50 € TTC
☐	Cintreuse a tube	TMHAT00005		30 € TTC
CHAUFFE-MAIN ET ACCESSOIRES				
☐	Chauffe-main Contient le Chauffe-main, un câble d'extension, un set de montage	P012-62		580 € TTC
☐	Dôme à 2 mains	M012-31		260 € TTC
GESTION ET ADAPTATEURS ELECTRONIQUES QL3				
☐	Ecran de contrôle d'environnement Q-LOGIC 3 + flexible	CTL143979+DWR1010D446		1590 € TTC
☐	Boitier SCIM Q-LOGIC 3	CTL143988		650 € TTC
☐	Chargeur USB Q-LOGIC 3	ELE168069		200 € TTC
☐	Prise de charge externe (Obligatoire si joystick standalone seul)	HAR144001 + FRMASMB11156		200 € TTC

ADJONCTIONS SPECIFIQUES : OXYGENE


500 € TTC

Code 9937381 - VPH, adjonction, support d'oxygénothérapie et/ou d'appareil de ventilation assistée. Plv 500€

- ☐
- Support respirateur "Ajustable"

(rajouter rail | NC poignées de poussée)


ACC2302501 + MEC125098




- ☐
- Support respirateur "Compact"

(rajouter rail | NC poignées de poussée)

ACC133889 + MEC125098




Dimensions:
Intérieur: L 26,65 cm x P 8,25 cm x H 34,29 cm
Extérieur: L 33,60 cm x P 13,05 cm x H 36,75 cm



- ☐
- Support porte obus

(rajouter rail | NC poignées de poussée)

ACC125006 + MEC125098




ADJONCTIONS SPECIFIQUES : AUTRE

Code 4550001 - VPH, adjonction spécifique, supplément sur devis pour fauteuil roulant pour FRE et FREP. Plv sur devis

COMPENSATIONS DIVERSES

- ☐
- Bidon système d'hydratation


ACC125010



250 €

- ☐
- Poignées de transfert amovibles (la paire)

MEC1809930



275 € TTC


- ☐
- Caméra de recul avec écran LCD

- ☐
- Montage sur flexible

MEC1906270 & MEC1907331

- ☐
- Montage sur manipulateur

MEC2106123

MEC1910365 | ELE2000271
ELE1907290 | ESBK |

590 € TTC



COMMENTAIRES

Note délai — La configuration du matériel (options/personnalisations) peut fortement impacter le délai : compter un délai moyen de 3 semaines, pouvant être allongé jusqu'à 8 semaines supplémentaires.



Notes et informations utiles

- Eco-participation : 7€ HT
- Merci de renseigner l'ensemble des informations nécessaires à la fabrication et aux réglages du fauteuil
- Toute commande reçue incomplète ne pourra être validée en production impliquant de fait un délai de traitement supplémentaire.
- Un seul coussin d'assise livré (hors assise modulaire)
- Consultez les visuels et vues éclatées sur la plateforme Documoto <https://documoto.digabit.com/ui/>
(Identifiant et mot de passe disponibles sur demande auprès de votre conseiller médico-technique de secteur ou du SAV.)

DIMENSIONS COUSSINS**Tru confort² SPP**

DIMENSIONS											
Largeur	35	38	41	43	46	48	51	53	56	61	Personnalisé
Profondeur											
35	●		●								●
38	●		●	●							●
41	●	●	●	●	●		●				●
43	●	●	●	●	●	●	●				●
46	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●
48		●	●	●	●	●	●	●	●		●
51		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
53			●	●	●	●	●	●	●	●	●
56			●	●	●	●	●	●	●	●	●
61							●		●	●	●
Personnalisé	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Spectrum Gel

DIMENSIONS													
Largeur	35	41	43	46	48	51	56	61	66	71	76	82	Personnalisé
Profondeur													
38		●											●
41		●	●	●	●	●	●	●					●
43		●	●	●	●								●
46	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●
48		●	●	●	●	●	●	●					●
51		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●
53				●		●		●					●
56				●		●	●	●	●	●	●		●
61				●		●	●	●	●	●	●		●
66								●				●	●
71										●	●	●	●
Personnalisé	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Esence

DIMENSIONS												
Largeur	25	30	35	38	41	43	46	48	51	53	56	Personnalisé
Profondeur												
25												
30												
35												
38												
41												
43												
46												
48												
51												
53												
56												
61												
Personnalisé												

Solution

DIMENSIONS												
Largeur	25	30	35	38	41	43	46	48	51	56	61	Personnalisé
Profondeur												
25												
30												
35												
38												
41												
43												
46												
48												
51												
56												
61												
Personnalisé												

Premier P

DIMENSIONS									
Largeur	35	38	41	43	46	48	51	56	Personnalisé
Profondeur									
33									
35									
38									
41									
43									
46									
48									
51									
56									
Personnalisé									

Glacial

DIMENSIONS												
Largeur	30	35	38	41	43	46	48	51	53	56	61	Personnalisé
Profondeur												
30	●	●										●
35	●	●										●
38			●									●
41		●	●	●		●		●		●		●
43			●		●	●	●					●
46		●		●	●	●	●	●		●	●	●
48					●		●		●			●
51				●	●	●	●	●	●	●	●	●
53									●		●	●
56						●		●		●	●	●
58											●	●
61										●	●	●
Personnalisé	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●