

PRIDE  
MOBILITYQUANTUM®  
**R-TRAK****INFORMATIONS DE COMMANDE**

Nom du distributeur :

Contact commercial + email et ligne directe :

Référence de commande :

Adresse de livraison :

Date de commande :

**CARACTERISTIQUES**

- Largeur d'assise : 30,5cm à 50,8cm\*
- Profondeur d'assise : 30,5cm à 50,8cm\*
- Largeur de dossier ajustable indépendamment : 25-60 cm
- Suspensions SRS
- Garde au sol : 10,1cm
- Longueur hors-tout (sans RP) : 88,4cm
- Largeur hors-tout : 61,6cm
- Autonomie\* : jusqu'à 26,3km
- Vitesse max\* : 10 km/h
- Poids max utilisateur : 136 kg
- Roues arrière pneumatiques 14"
- Roues avant pneumatiques 9"
- Rayon de braquage : 65,3cm
- Moteurs 2 x 4 pôles
- Batteries 2 x 75Ah et chargeur 8Amp



\*résultats obtenus suite à des tests en laboratoire. Variations possibles en fonction du modèle poids de l'utilisateur, du type de terrain, de l'état, du type, de la capacité des batteries et de l'état des pneus. Spécifications sujettes à variation de +10% -5%.

**Légende de présentation et mise en page**

- Configuration de série, sans surcoût par rapport au prix limite de vente de la catégorie
- Adjonction spécifique sur devis justifié par l'évaluation fonctionnelle
- Adjonction prévue dans la nomenclature bénéficiant d'une prise en charge
- Adjonction d'aide à la posture prévue dans la nomenclature bénéficiant d'une prise en charge

Merci de vérifier la compatibilité et le cumul possible des adjonctions.

**VPH, Achat neuf, FREP-B, modulaire à propulsion par moteur électrique multi- position - classe B**

Code 9561496 - VPH, Achat neuf, FREP-B, modulaire à propulsion par moteur électrique multi- position - classe B. Plv 11680,50€

**DESIGNATION****REFERENCE****PRIX PUBLIC TTC**

✓ Ensemble Base RTRAK	RTRAK	11 071,56 €	11 680,50 €
✓ Assise TRUBALANCE 3: Accoudoirs relevable à compensation, Dossier TB3/4 bio mécanique, hauteur d'assise à partir de 44,5cm			
✗ Poignées de poussée	ACC2005027		
✗ Bascule d'assise 50° à translation électrique	PTOINDV3443		
✗ Dossier Biomécanique inclinable électriquement à 170°	PTOINDV3444		

**FONCTIONS ELECTRIQUES: ELEVATEUR D'ASSISE****1500 € TTC**

Code 9938392 - VPH, adjonction, Supplément pour élévation «électrique» (lift) pour FRE, FREP et FREV. Plv 1500€

Sélectionner le réglage de la hauteur d'assise : ☐44,5cm ☐47cm ☐49,5cm

☐ Lift électrique 30 cm TB3

**COLORIS CHASSIS, DU MANIPULATEUR Q LOGIC 3 ET DU DOSSIER**

<input type="checkbox"/> Noir Back in black (brillant)	<input type="checkbox"/> Bleu Electric blue
<input type="checkbox"/> Rouge Red corvette	<input type="checkbox"/> Jaune Lemon crush
<input type="checkbox"/> Vert Green Machine	<input type="checkbox"/> Noir Night train (mat)

**EQUIPEMENT ROUTE**

- ☐ Equipement route sur rail d'assise avec clignotant. Non compatible largeur d'assise <14" (montage sur base motrice)
- ☐ Eclairage Fender sur garde-boue Non compatible clignotant, contrôle par contacteur externe

**ROUES**

- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Roues motrice pneumatiques 14"              | <input type="checkbox"/> Roues motrice bandages 14" |
| <input type="checkbox"/> Roues avant pneumatiques 9" (prochainement) | <input type="checkbox"/> Roues avant bandages 9"    |

**Système de conduite****ELECTRONIQUE**

✓ QLOGIC 3



- |  |           |
|--|-----------|
| <input type="checkbox"/> Avec touches 1 et 2   | CTL143976 |
| <input type="checkbox"/> Avec touche éclairage | CTL143977 |

<input type="checkbox"/> Chargeur USB-C	KIT2306214
---	------------

<input type="checkbox"/> Système de protection anti pincement de la main	Prochainement disponible	(conflit possible passage sous table)
--	--------------------------	---------------------------------------

<input type="checkbox"/> Déplacement du boîtier principal à l'arrière	SOF
---	-----

**DISPOSITIF D'ESCAMOTAGE LATÉRAL**

✓ Pantographe escamotable réversible droite/gauche	MEC1801698
--	------------

<input type="checkbox"/> Montage à gauche <input type="checkbox"/> Montage à droite	
---	--


<input type="checkbox"/> Pantographe standard réversible escamotable vers l'extérieur	ACC2201042 / ACC2201041
---	-------------------------

<input type="checkbox"/> Montage à gauche <input type="checkbox"/> Montage à droite	
---	--

<input type="checkbox"/> Support de pantographe réglable en hauteur	ARM250-3/4FM (nc: MEC1801698)
---	-------------------------------

**EMBOUS DE JOYSTICK (en remplacement de l'embout d'orgine)**

- |   |             |
|---|-------------|
| <input type="checkbox"/> Poignée palmaire 7,6cm de largeur (A)  | PLSKNCP1057 |
| <input type="checkbox"/> Poignée palmaire 10,1cm de largeur (A) | PLSKNCP1058 |
| <input type="checkbox"/> Champignon (B)                         | PLSKNCP1008 |
| <input type="checkbox"/> Cupule menton (C)                      | PLSKNCP1009 |
| <input type="checkbox"/> Poignée T (D)                          | PLSKNCP1006 |
| <input type="checkbox"/> Boule plastique (E)                    | PLSKNCP1007 |
| <input type="checkbox"/> Balle mousse (F)                       | PLSKNCP1004 |
| <input type="checkbox"/> Barre (G)                              | PLSKNCP1005 |

**INTERFACE DE COMMANDE ET BOÎTIER ADDITIONNEL (A)****1500 € TTC**

Code 9921517 - VPH, adjonction, boîtier de commande personnalisé pour FRE, FREP et FREV. Plv 1500€

*Non cumulable avec "interface de commande et boîtier additionnel (B)"*

- |   |           |
|---|-----------|
| <input type="checkbox"/> Commande clavier iAccess |           |
| <input type="checkbox"/> Interrupteurs à bascule  | CTL144010 |
| <input type="checkbox"/> Interrupteurs à poussoir | CTL144009 |

Choix obligatoire: ☐ Montage à gauche ☐ Montage à droite ☐ Montage au dossier

<input type="checkbox"/> Double commande tierce personne (utilisateur- accompagnateur) Q-LOGIC 3, Montage à droite	ELE167862 + MEC125270
---	-----------------------



<input type="checkbox"/> Système de conduite scanner à 1 interrupteur, contacteur libre	
---	--

<input type="checkbox"/> Micro light ML210	<input type="checkbox"/> Mini cup MC210	<input type="checkbox"/> Egg noir ESBLK
--	---	---



Uniquement Electronique Qlogic 3 CTL143977

**INTERFACE DE COMMANDE ET BOÎTIER ADDITIONNEL (B)****1500 € TTC**

Code 9921517 - VPH, adjonction, boîtier de commande personnalisé pour FRE, FREP et FREV. Plv 1500€

*① Choix possible d'un seul boîtier additionnel Non cumulable avec "interface de commande et boîtier additionnel (A)"*

- |  |                       |
|--|-----------------------|
| <input type="checkbox"/> Ecran de contrôle d'environnement Q-LOGIC 3 + flexible              | CTL143979+DWR1010D446 |
| Montage côté opposé au manipulateur, nécessaire pour une commande spéciale (ex: occipitale.) |                       |

*Non cumulable avec  
autre boîtier additionnel*

## INTERFACE DE COMMANDE ET BOITIER ADDITIONNEL (B) (suite)

- ☐ Joystick stand-alone Q-Logic 3 compact.

*Non cumulable avec autre boîtier additionnel*



Définir le montage

Montage commande au menton, mouvement non bio mécanique à droite.

Si appui tête : Confort + ☐ ST-SAR2A-R / Autres ☐ ST-SAR2C-R

GAT406C + ST-GAT452-Q + ST-ESM + ES-BLK + CTL1439850

☐ Cupule menton (PLSKNCP1009) ☐ Balle mousse (PLSKNCP1004)

Montage centralisation entre accoudoir



☐ Droite ☐ Gauche

ST-GAT400Q-Q + ST-GAT452CJ-Q + ST-ARM250T-Q + CTL143980

Montage en bout d'accoudoir

☐ Droite ☐ Gauche

ACC142740 + ST-ARM250T-Q + CTL143980



- ☐ Ecran additionnel Q-LOGIC 3 + pour conduite scanner 1 interrupteur

*Non cumulable avec autre boîtier additionnel*

Connectivité Bluetooth et contrôle d'environnement infrarouge

Système de conduite scanner à 1 interrupteur, contacteur positionnement libre "egg". ☐ Noir ☐ Bleu ☐ Vert

CTL143979 + DWR1010D446 + ESM-"BLK/BLU/GRE"



- ☐ Système de conduite scanner à 1 interrupteur sur manipulateur Qlogic 3

*Non cumulable avec autre boîtier additionnel*

Sélectionner le contacteur et le positionnement



Directions Ready

- ☐ Micro lite

☐ Montage à la tête (ST-CN600)

☐ Droit (ST-SAR2A-R) ☐ Gauche (ST-SAR2A-L)

- ☐ Mini cup

☐ Montage à la tête (ST-MC220)

☐ Droit (ST-SAR2A-R) ☐ Gauche (ST-SAR2A-L)

- ☐ EGG

☐ Montage au genou (ESBLK)

☐ Droit ☐ Gauche (ST-ARM260 + MEC1809294)

☐ Montage à la tête (ESBLK + ESM)

☐ Droit (ST-SAR2A-R) ☐ Gauche (ST-SAR2A-L)

☐ Montage à la main (ESBLK)

☐ Droit ☐ Gauche (ST-ARM260 + MEC1809294)

- ☐ Multi switch

☐ Montage positionnement libre (P014-41 + P014-40 + Ch. USB + P. charge externe)

- ☐ Fibre optique i-Connect (IC24F-1 + IC12A-BC)

☐ Montage à la tête (FO650)

☐ Droit (ST-SAR2A-R) ☐ Gauche (ST-SAR2A-L)

☐ Montage positionnement libre

- ☐ Commande au souple double actions i-Connect (ICSNP-2 + IC12A-BC)

☐ Montage appui tête (SP625M)

☐ Droit (ST-SAR2A-R) ☐ Gauche (ST-SAR2A-L)

☐ Montage positionnement libre (ARMS-SP625M)

## ENSEMBLE ASSISE

## REGLAGES DE L'ASSISE TRU BALANCE 3 (Choix de l'assise en première page)


Hauteur d'assise: ☐ 44,5 cm ☐ 47,0 cm ☐ 49,5 cm

Profondeur		Module A				Largeur Module B					Largeur Module C				
		Pouces				Pouces					Pouces				
			Cm				Cm					Cm			
14	36	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	16	41	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	20	51	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	38	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	17	43	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	21	53	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16	41	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	18	46	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	22	56	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17	43	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	19	48	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	23	58	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18	46	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	20	51	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	24	61	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**COUSSIN D'ASSISE DE POSITIONNEMENT STANDARD**


- ✓ **Coussin d'assise Stealth TruComfort 2 SPP** TC2-VNC\_\_\_\_  
 Epaisseur : 11,4cm | Capacité de poids : 204kg  
 Taille de coussin identique au réglage d'assise. **Si différent, nous préciser: \_\_\_\_\*** (voir tableau de correspondance)

Stabilité pelvienne et alignement fémoral. La mémoire de forme assure confort et protection. La housse Coolcore régule la température.



- ☐ **Coussin d'assise Stealth Products Spectrum Gel SPP**  
 Epaisseur : 7,6cm | Capacité de poids : 250kg  
 Taille de coussin, **nous préciser: \_\_\_\_\*** (voir tableau de correspondance)

Coussin ergonomique pour une assise sécurisée : stabilité posturale, protection ischiatique renforcée, transferts facilités, et soutien optimal. Insert en gel double cellule, revêtement Sunmate adapté à la taille

**Produits d'assistance à la posture du siège (PAP B1)****600 € TTC**

Code 9979379 - VPH, adjonction, PAP forfait B adjonctions membre inférieur. Plv 600€


Non cumulable PAP B 2

**COUSSINS D'ASSISE POSTURAL**

Choix possible d'un seul élément par étape


- ☐ **Coussin d'assise Stealth Products Spectrum Foam SPP**  
 Epaisseur : 7,6cm | Capacité de poids : 272kg  
 Taille de coussin, **nous préciser: \_\_\_\_\*** (voir tableau de correspondance)

Coussin ergonomique alliant confort, sécurité et autonomie : stabilité posturale, protection ischiatique optimisée, transferts facilités, et légèreté. Revêtement Sunmate adapté selon la taille.



- ☐ **Coussin d'assise Stealth Solution SPP** SOL-VPC\_\_\_\_  
 Epaisseur : 7,5cm | Capacité de poids : 204kg  
 Taille de coussin identique au réglage d'assise. **Si différent, nous préciser: \_\_\_\_\*** (voir tableau de correspondance)

Stabilité pelvienne et répartition optimale de la pression. Conçus pour éviter l'inclinaison du bassin avec un gel segmenté pour la protection cutanée et une mousse à mémoire de forme pour confort et immersion.



- ☐ **Coussin d'assise Stealth Products Première SP**  
 Epaisseur : 7,6cm | Capacité de poids : 226kg  
 Taille de coussin, **nous préciser: \_\_\_\_\*** (voir tableau de correspondance)

Coussin ergonomique pour un positionnement et un confort durables : stabilité renforcée, répartition optimisée des appuis, et adaptation morphologique. Insert latéral intégré, découpe sacrée, revêtement Sunmate Xsoft




- ☐ **Coussin d'assise Stealth Products Essence SPP**  
 Epaisseur : 8,9cm | Capacité de poids : 226kg  
 Taille de coussin, **nous préciser: \_\_\_\_\*** (voir tableau de correspondance)

Coussin ergonomique alliant confort, stabilité et modularité : base rigide pour un maintien optimal, profil modulable pour un ajustement personnalisé, cuvette ischiatique et décharge sacrée pour plus de sécurité, et revêtement doux en viscose.



- ☐ **Coussin d'assise Stealth Products Glacial SP**  
 Epaisseur : 8,8cm | Capacité de poids : 226kg  
 Taille de coussin, **nous préciser: \_\_\_\_\*** (voir tableau de correspondance)

Coussin ergonomique pour confort et protection cutanée : transferts facilités, décharge sacrée et soutien du coccyx, gel quadrillé pour réduire les frottements, et base en mousse haute densité pour stabilité et durabilité.

**Accessoires coussin d'assis PAP**

- ✓ **Housse cool core**  
☐ **Housse Stealth-Tek Nylon/Polyester imperméable**  
☐ **Housse AirMesh, Antiglisement**  
☐ **Housse incontinence polyurethane**





**CORRECTION DE BASSIN**

Etape 2: Choix de la correction

☐ Biseau cruralChoix de la taille: ☐ Taille 1: 505 x 205 x 25 (mm)

SAP4201

☐ Taille 2: 505 x 205 x 50 (mm)

SAP4251

Le biseau crural s'installe sur la partie antérieure de l'assise. Il favorise la répartition des pressions sur l'ensemble de l'assise, l'alignement des fémurs et réduit le glissement du patient. Existe en 25 et 50mm. Il peut être utilisé au niveau du dossier, soit dans le sens de la hauteur afin de compenser ou corriger une rotation de tronc, soit dans le sens de la largeur afin d'augmenter le confort et la surface d'appui au niveau du dos.

☐ Biseau fessier 205 x 205 x 25 (mm)

SAP4301

Le biseau fessier (cale d'obliquité) peut compenser une perte de tonus des muscles fessiers ou diminuer une obliquité du bassin.

☐ Butée d'abductionChoix de la taille: ☐ Butée anthracite rigide 175 x 105 x 70 (mm)

SAP4401

☐ Butée souple 175 x 105 x 70 (mm)

SAP4406

La butée d'abduction est destinée à contrôler l'adduction des membres inférieurs.

**STABILISATEURS DES MEMBRES INFÉRIEURS**

Etape 3 Choix d'une ceinture

☐ Ceinture de maintien 2 points☐ Ceinture de maintien 4 pointsTaille ☐ S IFPB5122Taille ☐ M IFPB5223Taille ☐ L IFPB5224Taille ☐ S IFPB5242Taille ☐ M IFPB5243Taille ☐ L IFPB5244☐ Ceinture de maintien de jambeTaille ☐ S IFLH1111-STaille ☐ M IFLH1111-MTaille ☐ L IFLH1111-L**ALIGNEMENT FÉMORAL (Choix d'une paire)**

Etape 4 : Choix du guide pelvien

☐ Cale-cuisse Unilink droit ☐ 4"x4" ☐ 4"x8" ☐ 4"x12"

UTT6A1260000 + UT800000-Q + UTP544056100 (4x4)

☐ Cale-cuisse Unilink gauche ☐ 4"x4" ☐ 4"x8" ☐ 4"x12"UTP548056100 (4x8)  
UTP54D056100(4x12)☐ Cale genou droit

KN1ADDFD085TB433R

*(uniquement repose jambe central)*☐ Cale genou gauche

KN1ADDFD085TB433L


*(uniquement repose jambe central)***Produits d'assistance à la posture du siège (PAP B2)****600 € TTC**

Code 9979379 - VPH, adjonction, PAP forfait B adjonctions membre inférieur. Plv 600€

*Non cumulable PAP B 1***PROTECTION DE CHEVILLE/PIED**☐ Coussin de positionnement et de protection de jambes☐ Taille 16 ST-IFPFB-DS-16☐ Taille 18 ST-IFPFB-DS-18☐ Taille 20 ST-IFPFB-DS-20☐ Taille 22 ST-IFPFB-DS-22

**ENSEMBLE DOSSIER****REGLAGES DU DOSSIER TB3/4 (Choix de l'assise en première page)**


- ☐ Dossier TruBalance 3-4  
1- Choix taille de coque:



		Largeur							
Hauteur	Pouces	16	17	18	19	20	21	22	
	Cm	41	43	46	48	51	53	56	
	15	38	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	17	43	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	19	48		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>


- 3- Forme galbe de dossier:

- ☐ Actif (Standard)  
☒ Deep (CUS122169)  
☐ ExtraDeep (SET123465)



- 2- Choix du réglage en hauteur de la coque (réglage d'usine position 2, ajustable à la livraison sur les 4 positions)

- ☐ 4  
☐ 3  
☒ 2  
☐ 1



- 4- Matière de la housse

- ☒ Housse TB4 cool core  
☐ Housse Sport back 4 nylon résistante aux liquides




- ☐ Support latéral additionnel

- ☐ Cale-tronc Unilink droit ☐ 3"x5" ☐ 4"x6"  
☐ Cale-tronc Unilink gauche ☐ 3"x5" ☐ 4"x6"

UIMBK125, UIPFS1100, ULS2510F-R  
 (droit), ULS2510F-L (gauche),  
 ULP535050320 (3x5)  
 ULP546050320 (4x6)

**APPUI TETE**

- ☐ Appui tête enveloppant, réglable en hauteur, en profondeur en largeur et pivotant. (ST-CP10CCFPM-Q & ST-UHB2D33200-Q)

**APPUI TETE DE POSITIONNEMENT****160 € TTC**

Code 9965118 - VPH, adjonction, supplément appui-tête réglable. Plv 160€

Choix possible d'un seul appui tête

- ☐ Combo

- ☐ Taille S (CB315M)  
☐ Taille L (CB305M)



- ☐ All Positionning

- ☐ Taille M (AP350M)  
☐ Taille L (AP450M)  
☐ Taille XL (AP550M)



**Produits d'assistance à la posture du siège (PAP A1)****600 € TTC**

Code 9942940 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur. Plv 600€

Non cumulable PAP A 2, 3 &amp; 4


**DISPOSITIFS DE POSITIONNEMENT CERVICO-CEPHALIQUES**☐ Ultra (UHBSU23200 + UHB4D33200-QCR)

Choix des coussins:

Occipital - LxH Cm

☐ O1 - courbe 7x4 (500M)☐ O2 - plat 5x2 (510M)☐ O3 - courbe 4x3 (520M)☐ O4 - courbe 4x2 (530M)

Sous - Occipital - LxH Cm

☐ SO1 - 24x7 (600M)☐ SO2 - 18x7 (610M)☐ SO3 - 16x6 (620M)
☐ I2I Utilisation du bon de configuration spécifique  
 Contacter votre conseiller technique


Choix possible de l'un des deux appui-têtes

**Produits d'assistance à la posture du siège (PAP A2)****600 € TTC**

Code 9942940 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur. Plv 600€

Non cumulable PAP A1, 3 &amp; 4

**DISPOSITIFS DE POSITIONNEMENT CERVICO-CEPHALIQUES**☐ Combo

Sélectionner la taille

☐ Taille S (CB315M)☐ Taille L (CB305M)**Swing away**☐ Droit (SAR2B-R)☐ Gauche (SAR2B-L)☐ Droit & Gauche (SAR2B-B)

Pad: Q. \_\_\_\_\_

☐ 7x5 (910M) ☐ 11x5 (900M) ☐ 16x6 (920M) ☐ 16x4 (930M)☐ Confort Plus

Sélectionner la taille

☐ Taille XS (CP06CCFPM)☐ Taille S (CP08CCFPM)☐ Taille M (CP10CCFPM)**Swing away**☐ Droit (SAR2A-R)☐ Gauche (SAR2A-L)☐ Droit & Gauche (SAR2A-B)

Pad: Q. \_\_\_\_\_

☐ 7x5 (910M) ☐ 11x5 (900M) ☐ 16x6 (920M) ☐ 16x4 (930M)☐ Confort Plus Ajustable

Sélectionner la taille

☐ Taille L (ACP150M)☐ Taille XL (ACP550M)**Swing away**☐ Droit (SAR2A-R)☐ Gauche (SAR2A-L)☐ Droit & Gauche (SAR2A-B)

Pad: Q. \_\_\_\_\_

☐ 7x5 (910M) ☐ 11x5 (900M) ☐ 16x6 (920M) ☐ 16x4 (930M)☐ All Positionning

Sélectionner la taille

☐ Taille M (AP350M)☐ Taille L (AP450M)☐ Taille XL (AP550M)**Swing away**☐ Droit (SAR2B-R)☐ Gauche (SAR2B-L)☐ Droit & Gauche (SAR2B-B)

Pad: Q. \_\_\_\_\_

☐ 7x5 (910M) ☐ 11x5 (900M) ☐ 16x6 (920M) ☐ 16x4 (930M)

Choix possible de l'un des quatre appui-têtes + swing away

## Produits d'assistance à la posture du dossier (PAP A3)

600 € TTC

Code 9942940 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur. Plv 600€

Non cumulable PAP A 1, 2 &amp; 4

## DOSSIER DE BASE DE POSITIONNEMENT

☐ Dossier Stealth ADI QBack 2

1- Forme

☐ Aluminium (AL)☐ Aluminium Flat Top (AFT)

2- Largeur :

☐ 14" (14) ☐ 15" (15) ☐ 16" (16) ☐ 17" (17) ☐ 18" (18) ☐ 19" (19) ☐ 20" (20) ☐ 21" (21) ☐ 22" (21)

3- Hauteur :

☐ Medium 13" (M) ☐ Standard 16" (S) ☐ Tall 18" (T) ☐ Extra Tall 20" (X) ☐ Extra Extra Tall 22" (XX)

4- Contour :

☐ Active 2,5" (A)☐ Deep 4" (D)☐ Extra Deep 6" (E)

5- Ref:

QB2XXXXXX



Optionnel :

Uniquement dossier ADI active :

☐ Taille M 10,16 cm Gauche (QB2W4C-L)☐ Taille M 10,16 cm Droit (QB2W4C-R)☐ Taille L 15,25 cm Gauche (QB2W6C-L)☐ Taille L 15,25 cm Droit (QB2WC-R)☐ Butée Sacro-lombaire anthracite 255 x 240 x 25 (mm)

RU-SAP4601

La butée sacro lombaire est placée dans la partie inférieure du dossier. Elle permet d'améliorer la répartition des pressions sur l'ensemble du dos lors d'une hyper lordose, et favorise l'antéversion du bassin.

☐ Harnais Classic Dynamique Zipper☐ Taille S (IFPS3102)☐ Taille M (IFPS3103)☐ Taille L (IFPS3104)☐ Ceinture d'épaule Y Straps☐ Taille S (IFYS3102)☐ Taille M (IFYS3103)☐ Taille L (IFYS3104)☐ Harnais d'épaule Backpack☐ Taille XS (IFPB4201)☐ Taille S (IFPB4202)☐ Taille M (IFPB4203)☐ Taille L (IFPB4204)☐ Harnais d'épaule Style "H"☐ Taille XS (IFHH5201)☐ Taille S (IFHH5202)☐ Taille M (IFHH5203)☐ Taille L (IFHH5204)☐ Ceinture thoracique Clips☐ Taille M (IFCS4113)☐ Taille L (IFCS4114)☐ Taille XL (IFCS4115)☐ Ceinture thoracique Velcros☐ Taille M (IFCS4123)☐ Taille L (IFCS4124)☐ Taille XL (IFCS4125)

## ENSEMBLE ACCOUDOIRS

**ACCOUDOIRS TB3/4 :** Accoudoirs parallèles, relevables, ajustables en hauteur réglables en anglesMontage ☒ bas (20 à 30,5cm) ☐ haut (30,5 à 40,6cm)☐ Manchettes mousse (à l'unité)☐ 25cm : ☐ droit ☐ gauche

DGN142128

☐ 35cm : ☐ droit ☐ gauche

DGN142014

☐ 43cm : ☐ droit ☐ gauche

DGN1801530

☐ Manchettes gel (à l'unité)☐ 25cm : ☐ droit ☐ gauche

ARM136409

☐ 35cm : ☐ droit ☐ gauche

ARM136408

☐ Renfort sous accoudoir (non compatible réglage en angle d l'accoudoir)☐ Protège vêtements (la paire)

ACC125007

☐ droit MEC133331☐ gauche MEC133331



**Produits d'assistance à la posture du dossier (PAP A4)****600 € TTC**

Code 9942940 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur. Plv 600€

Non cumulable PAP B 1, 2 &amp; 3

**BUTÉE LATÉRALE DE COUDE**

- 1** ☐ Rebord d'accoudoir (à l'unité)
- ☐ droit ASF6X2C-S-Q
- ☐ gauche ASF6X2C-S-Q

**BUTÉE POSTÉRIEURE DE COUDE**

- 2** ☐ Support de coussin escamotable
- ☐ droit (UETB4213SR-Q)
- ☐ gauche (UETB4213SL-Q)
- 3** ☐ Coussin demi-lune
- ☐ droit (UEP53005032R)
- ☐ gauche (UEP53005032L)
- ☐ Support de coussin fixe
- ☐ droit (UETB4021SR-Q)
- ☐ gauche (UETB4021SL-Q)
- ☐ Maintien de coude
- ☐ droit (UEP544050320)
- ☐ gauche (UEP544050320)

**RELEVES-JAMBES, REPOSE-PIEDS**

- ☐ Relève-jambes manuels central avec vérins à gaz
- MEC153735 +SCRSHFH1203 +MEC1909391+ MEC1909392
- +SCRHHCS1322 + FRMASMB7879 +FRMAMSMB7878

**Appui-Mollet (CmxCm)****| Préciser UL = cm**

- ✓ 6"x6" (15x15) RIGASMB7120018
- ☐ 8"x8" (20x 20) RIGASMB7120019

**Potences 10"-16" (CmxCm)****Potences 13"-19" (CmxCm)**

Palettes réglables en angles:

☐ 5"x8" (13x20) MEC230410 0/1

✓ 5"x11" (13x28) MEC230411 2/3

réglage plaque d'assise 28 à 43cm

Palettes réglables en angles:

☐ 5"x8" (13x20) MEC190968 4/5

☐ 5"x11" (13x28) MEC230410 4/5

réglage plaque d'assise 34 à 50cm

- ☐ Repose-pieds escamotables avec cales talonnières
- Hauteur palettes/plaque réglable de 31 à 41cm
- RIG1610270 + RIG1702200



- ✓ Palettes réglables en angles

- ☐ Relève-jambes manuels avec vérins à gaz

MEC153735 +SCRSHFH1203

+MEC1909391+ MEC1909392


+SCRHHCS1322 + FRMASMB7879

+FRMAMSMB7878

**Tubes**

- ✓ 29-43 cm (RIG2103320 + MEC1903300)

- ☐ 37-56 cm (RIG2103321 + MEC1904114)

**Palettes réglables en angles et sangles talonnières:**

- ☐ 10,5 x 17,5cm **Conseillé pour assises largeur 14"-15"** (MEC2008387)

- ☐ 12 x 17,5cm **Conseillé pour assises largeur 14"-16"** (MEC2008389)

- ✓ 15 x 17,5cm **Conseillé pour assises largeur 16" et >** (MEC8008388)



**FONCTIONS ÉLECTRIQUES: RELEVES-JAMBES****1250 € TTC**

Code 9951441 - VPH, adjonction, repose-jambe électrique droit et gauche pour FRE. Plv 1250€

- ☐ Relève-jambes électrique central à compensation\*\*
- RIG2005068
- Hauteur palette/plaque réglable de 28 à 50 cm

**Appui-Mollet (CmxCm)****| Préciser UL = cm**

- ✓ 6"x6" (15x15) RIGASMB7120018
- ☐ 8"x8" (20x 20) RIGASMB7120019

**Potences 10"-16" (CmxCm)****Potences 13"-19" (CmxCm)**

Palettes réglables en angles:

☐ 5"x8" (13x20) MEC230410 0/1

✓ 5"x11" (13x28) MEC230411 2/3

réglage plaque d'assise 28 à 43cm

Palettes réglables en angles:

☐ 5"x8" (13x20) MEC190968 4/5

☐ 5"x11" (13x28) MEC230410 4/5

réglage plaque d'assise 34 à 50cm

- ☐ Relève-jambes avec vérins électriques

MOT1800941+ MEC153735

+SCRSHFH1203 +MEC1909391+


MEC1909392 +SCRHHCS1322 +

FRMASMB7879 + FRMAMSMB7878

**Tubes**

- ✓ 29-43 cm (RIG2103320 + MEC1903300)

- ☐ 37-56 cm (RIG2103321 + MEC1904114)

**Palettes réglables en angles et sangles talonnières:**

- ☐ 10,5 x 17,5cm **Conseillé pour assises largeur 14"-15"** (MEC2008387)

- ☐ 12 x 17,5cm **Conseillé pour assises largeur 15"-16"** (MEC2008389)

- ✓ 15 x 17,5cm **Conseillé pour assises largeur 16" et >** (MEC8008388)


**EXTENSIONS ET CONNECTEURS DE PALETTES UNIQUEMENT POUR RELEVES JAMBES CENTRAUX**

- ✓ Palettes réglables en largeur de série

- ☐ Extensions latérales de palettes (la paire) 8"
- ☐ Extensions latérales de palettes (la paire) 11"

RIG2404919

RIG2404920



**EXTENSIONS ET CONNECTEURS DE PALETTES UNIQUEMENT POUR RELEVÉS JAMBES CENTRAUX (suite)**

- ☐ Rebords latéraux externes (la paire)  
☐ Pour palettes seules  
☐ Pour palettes avec extensions latérales

RIG2404921  
RIG2404922

**ADJONCTIONS SPECIFIQUES : REPOSES-JAMBES**

Code 4550001 - VPH, adjonction spécifique, supplément sur devis pour fauteuil roulant pour FRE et FREP. Plv sur devis

**FONCTION ELECTRIQUE**

- ☐ Fonctionnalité spécifique pour relèvement jambe central: réglable électriquement en hauteur et descente au sol de la palette. (ASL)\*\*

RIG2107424 & MEC2102391

900 € TTC

Sélection **obligatoire** du "Relève-jambes électrique central à compensation\*\*\*"

**PROTECTIONS DE PALETTES**

- ☐ Housse d'appui mollets DARTEX 6"x6" (la paire)  
☐ 6"x6" RIG133717 165 € TTC  
☐ 8"x8" RIG133719 165 € TTC
- ☐ Coussinets de revêtement gel pour palettes (la paire)  
☐ 5"x8" FPG5008T-Q ☐ 6,5"x8" FPG6508T-Q 290 € TTC  
☐ 5"x11" FPG5011T-Q ☐ 7"x11" FPG7011T-Q

**ADJONCTIONS SPECIFIQUES : SYSTÈME DE CONDUITE**

Code 4550001 - VPH, adjonction spécifique, supplément sur devis pour fauteuil roulant pour FRE et FREP. Plv sur devis

**CONTACTEURS, COMMANDES ALTERNATIVES**

- ☐ Egg - coloris ☐ Noir ☐ Rouge ☐ Bleu ☐ Vert ES-BLK ES-RED ES-BLU ES-GRN 110 € TTC
- Quantité : .....
- ☐ Microlite ML210 190 € TTC
- ☐ Mini Cup 24 MC210 190 € TTC

**CONTACTEURS (SUITE)**

- ☐ Contacteur twister câble long 1,5m **Force de poussée requise : 30g** P005-79-P005-75-P005-76 170 € TTC  
☐ Vert ☐ Noir ☐ Rouge
- ☐ Contacteur Twister, câble court 0,3m **Force de poussée requise : 30g** P005-44 -P005-40 - P005-41 170 € TTC  
☐ Vert ☐ Noir ☐ Rouge
- ☐ Contacteur Twister sur tube, câble court 0,3m **Force de poussée requise : 30g** P005-64 -P005-60 - P005-61 170 € TTC  
☐ Vert ☐ Noir ☐ Rouge
- ☐ Contacteur Twister sur tube, câble long 1,5m **Force de poussée requise : 30g** P005-54 -P005-50 - P005-51 170 € TTC  
☐ Vert ☐ Noir ☐ Rouge
- ☐ Extension de câble pour contacteur ES-EXT 20 € TTC

**COMMANDES ALTERNATIVES**

- ☒ Ajouter une interface de commande type: Ecran de contrôle d'environnement Q-LOGIC 3 (Code 4530001 - VPH, adjonction) 1500 € TTC
- ☐ Commande occipitale Stealth 4390 € TTC
- ☐ Tri Array pédiatrique IDHBT250-1
- ☐ Ultra pro IDHBT300-1
- ☐ Ultra pro pédiatrique IDHBT350-1
- ☐ Curved Head Array IDHBT400-1
- ☐ Curved Head Array pédiatrique IDHBT450-1
- Support escamotable:  
☐ Support appui tête multi axe, escamotable, tube carre 3 (D) Rotule 17mm (TWB486-17FDM) 360 € TTC







<input type="checkbox"/>	Mini joystick proportionnel Stealth (force de poussée requise : 43g)			2390 € TTC
<input type="checkbox"/>	Embout TIP	IDPMP-9-FT		
<input type="checkbox"/>	Embout CONE	IDPMP-9-CO		
<input type="checkbox"/>	Embout CASTEL	IDPMP-9-CA		
				
				
<input type="checkbox"/>	Joystick mushroom Stealth avec support Gatlin (force requise : 227g)			2190 € TTC
		MJM260Q		
<input type="checkbox"/>	Joystick mushroom Stealth avec support swing away (force requise : 227g)			1890 € TTC
		MJMS260Q		

### COMMANDES ALTERNATIVES (suite)

<input type="checkbox"/>	All round joystick (force de poussée requise : 250g)			1050 € TTC
		P002-71		
<input type="checkbox"/>	All round joystick lite (force de poussée requise : 120g)			1650 € TTC
		P002-72		
<input type="checkbox"/>	All round joystick ball	M002-76		50 € TTC
<input type="checkbox"/>	Micro joystick (force de poussée requise : 8,5g)	P002-51		2300 € TTC
<input type="checkbox"/>	Multi joystick (force de poussée requise : 50g)	P002-61		2050 € TTC
<input type="checkbox"/>	All round heavy duty (force de poussée requise : 650g)	P002-73		2150 € TTC
<input type="checkbox"/>	Commande au pied Mo-vis	P021-51		2590 € TTC
	Montage possible uniquement sur palette en metal			

### SUPPORT DE COMMANDES ALTERNATIVES









<input type="checkbox"/>	Bras articulé 8 positions « GATLIN »	600 €	<input type="checkbox"/>	Bras swing away commande menton	260 € TTC
<input type="checkbox"/>	Montage menton			Pour joystick:	
<input type="checkbox"/>	sur tube rond (GAT406C)		<input type="checkbox"/>	Mini proportionnel stealth (SM670)	
<input type="checkbox"/>	sur rail (GAT406T)		<input type="checkbox"/>	Micro-joystick (SM651)	
<input type="checkbox"/>	Montage sous accoudoir (GAT400Q)		<input type="checkbox"/>	Multi-joystick (SM661M)	
<input type="checkbox"/>	Droite		<input type="checkbox"/>	All round joystick standard et lite (SM660m)	
<input type="checkbox"/>	Gauche			Attention : à utiliser avec un support swing away sur appui tête Stealth	
<input type="checkbox"/>	Bras manuel swing 2G ARM BUNDLE Q2M	1 090 €	<input type="checkbox"/>	Plastron Stealth multi-réglable	890 € TTC
	P0031-21		<input type="checkbox"/>	Pédia IDCH-P	Ceinture de maintien
<input type="checkbox"/>	Bras electrique swing 2G ARM BUNDLE Q2M	1 990 €	<input type="checkbox"/>	Petit IDCH-S	Std (IDCH-SB)
	P031-62		<input type="checkbox"/>	Moyen IDCH-M	XL (IDCH-XLB)
			<input type="checkbox"/>	Large IDCH-L	
			<input type="checkbox"/>	Pour joystick PMPJ et MULTI (IDCH-JM01)	
			<input type="checkbox"/>	Pour joystick MICRO (IDCH-JM02)	
					

<input type="checkbox"/> Support swing away sous accoudoir			
<input type="checkbox"/> micro joystick	ARMS260-MICRO		285 € TTC
<input type="checkbox"/> multi joystick	ARMS260 + SM600-661M		422 € TTC
<input type="checkbox"/> mini joystick proportionnel Stealth	ARMS260-PMPJ		285 € TTC
<input type="checkbox"/> all round joystick standard et lite	ARMS260-AR		285 € TTC

**SUPPORT GATLIN**

<input type="checkbox"/> Support mini joystick proportionnel Stealth pour bras Gatlin	GAT486		125 € TTC
<input type="checkbox"/> Support joystick all round std et lite pour bras Gatlin	GAT472P-M		125 € TTC
<input type="checkbox"/> Support joystick standard Curtis Q-logic pour bras Gatlin	GAT 456Q		125 € TTC
<input type="checkbox"/> Support contrôle d'environnement Q-Logic pour bras Gatlin	GAT495QL		175 € TTC
<input type="checkbox"/> Support joystick standalone Curtis Q-Logic 2/3 pour bras Gatlin	GAT452Q		125 € TTC
<input type="checkbox"/> Support rotatif 360° joystick all round std et lite pour bras Gatlin	GAT459P		195 € TTC
<input type="checkbox"/> Support rotatif 360° joystick stand-alone Curtis Q-logic 2/3 pour bras Gatlin	GAT453Q		170 € TTC

**SUPPORTS DE CONTACTEUR ET ECRAN**

<input type="checkbox"/> Support contacteur microlite avec flexible pour bras Gatlin (sans contacteur)	GAT414-ML		240 € TTC
<input type="checkbox"/> Support contacteur Eggs pour bras Gatlin	GAT-ESM		140 € TTC
<input type="checkbox"/> Support de montage contacteur Eggs sur bras swing away	ESM		70 € TTC
<input type="checkbox"/> Support swing away additionnel avec support contacteur Eggs (Attention montage sur swing away) Quantité : ...	F8675		260 € TTC
<input type="checkbox"/> Anneau pour assemblage support contacteur	F8675-RING		125 € TTC
<input type="checkbox"/> Support de montage contacteur microlite sur bras swing away (sans contacteur) Quantité : ...	CN600		340 € TTC
<input type="checkbox"/> Support swing away sous accoudoir contacteur Eggs avec support sous accoudoir tube rond	ARMS260		260 € TTC
<input type="checkbox"/> Support swing away sous accoudoir pour écran de contrôle d'environnement Q-logic avec support sous accoudoir tube rond	ARMS260-QL		260 € TTC
<input type="checkbox"/> Flexible support contrôle d'environnement Q-Logic	DWR1010D446		100 € TTC

**SUPPORTS SUPPLEMENTAIRES**

<input type="checkbox"/> Adaptateur de montage 6 mm pour joystick all round std et light	M002-61		80 € TTC
<input type="checkbox"/> Adaptateur de montage 8 mm pour joystick all round std et light	M002-60		55 € TTC
<input type="checkbox"/> Tige diam 6mm longueur 50mm (10pcs)	M004-74		45 € TTC
<input type="checkbox"/> Tige diam 6mm longueur 100mm (10pcs)	M004-75		65 € TTC
<input type="checkbox"/> Tige diam 6mm longueur 200mm (10pcs)	M004-76		90 € TTC
<input type="checkbox"/> Tige diam 6mm longueur 300mm (10pcs)	M004-78		150 € TTC
<input type="checkbox"/> Tige diam 6mm longueur 400mm (10pcs)	M004-77		170 € TTC
<input type="checkbox"/> Tige diam 8mm longueur 50mm (10pcs)	M004-83		50 € TTC
<input type="checkbox"/> Tige diam 8mm longueur 100mm (10pcs)	M004-84		75 € TTC










**ADJONCTIONS SPECIFIQUES : AUTRE**

Code 4550001 - VPH, adjonction spécifique, supplément sur devis pour fauteuil roulant pour FRE et FREP. Plv sur devis

**COMPENSATIONS DIVERSES**

<input type="checkbox"/> Bidon système d'hydratation ACC125010		250 €	<input type="checkbox"/> Poignées de transfert amovibles (la paire) MEC1809930		275 € TTC
---	---	-------	---	---	-----------

**COMPENSATIONS DIVERSES (suite)**

<input type="checkbox"/> Caméra de recul avec écran LCD	MEC1910365   ELE2000271 ELE1907290   ESBLK				590 € TTC
<input type="checkbox"/> Montage sur flexible MEC1906270 & MEC1907331	<input type="checkbox"/> Montage sur manipulateur MEC2106123				
<input type="checkbox"/> Contrôleur de trajectoire ACCU-TRAC	MOT155715-01 / MOT155716-01				1120 € TTC

**COMMENTAIRES**

**Note délai** — La configuration du matériel (options/personnalisations) peut fortement impacter le délai : compter un délai moyen de 3 semaines, pouvant être allongé jusqu'à 8 semaines supplémentaires.

Notes et informations utiles

- Eco-participation : 7€ HT
- Merci de renseigner l'ensemble des informations nécessaires à la fabrication et aux réglages du fauteuil
- Toute commande reçue incomplète ne pourra être validée en production impliquant de fait un délai de traitement supplémentaire.
- Un seul coussin d'assise livré (hors assise modulaire)
- Consultez les visuels et vues éclatées sur la plateforme Documoto <https://documoto.digabit.com/ui/>  
(Identifiant et mot de passe disponibles sur demande auprès de votre conseiller médico-technique de secteur ou du SAV.)

**DIMENSIONS COUSSINS****Tru confort<sup>2</sup> SPP**

DIMENSIONS											
Largeur	35	38	41	43	45	48	51	53	56	61	Personnalisé
Profondeur											
35	●		●								●
38	●		●	●							●
41	●	●	●	●	●		●				●
43	●	●	●	●	●	●	●				●
46	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●
48		●	●	●	●	●	●	●	●		●
51		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
53			●	●	●	●	●	●	●	●	●
56			●	●	●	●	●	●	●	●	●
61							●		●	●	●
Personnalisé	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

**Spectrum Gel**

DIMENSIONS												
Largeur	35	41	43	46	48	51	56	61	66	71	76	82
Profondeur												
38		●										●
41		●	●	●	●	●	●	●				●
43		●	●	●	●							●
46	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
48		●	●	●	●	●	●	●				●
51		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
53				●		●		●				●
56				●		●	●	●	●	●	●	●
61				●		●	●	●	●	●	●	●
66								●				●
71										●	●	●
Personnalisé	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

**Essence**

DIMENSIONS											
Largeur	25	30	35	38	41	43	46	48	51	53	56
Profondeur											
25	●	●	●								●
30	●	●	●								●
35	●	●	●								●
38			●	●							●
41			●	●	●	●	●		●		●
43			●	●	●	●	●	●	●		●
46			●	●	●	●	●	●	●		●
48					●	●	●	●	●		●
51					●	●	●	●	●	●	●
53										●	●
56										●	●
61											●
Personnalisé	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

## Solution

DIMENSIONS												
Largeur	25	30	35	38	41	43	46	48	51	56	61	Personnalisé
Profondeur												
25	●	●										●
30	●	●	●									●
35	●	●	●									●
38				●								●
41			●	●	●	●	●		●			●
43				●	●	●	●	●				●
46			●	●	●	●	●	●	●	●		●
48					●	●	●	●	●			●
51					●	●	●	●	●	●	●	●
56							●		●	●	●	●
61											●	●
Personnalisé	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

## Premiere P

DIMENSIONS									
Largeur	35	38	41	43	46	48	51	56	Personnalisé
Profondeur									
33	●								●
35	●	●							●
38	●	●							●
41	●	●	●	●	●		●		●
43		●	●	●	●	●	●		●
46			●	●	●	●	●	●	●
48			●	●	●	●	●		●
51			●		●		●	●	●
56							●	●	●
Personnalisé	●	●	●	●	●	●	●	●	●

## Glacial

DIMENSIONS												
Largeur	30	35	38	41	43	46	48	51	53	56	61	Personnalisé
Profondeur												
30	●	●										●
35	●	●										●
38			●									●
41		●	●	●		●		●		●		●
43			●		●	●	●					●
46		●		●	●	●	●	●		●	●	●
48					●		●		●			●
51				●	●	●	●	●	●	●	●	●
53									●		●	●
56						●		●		●	●	●
58											●	●
61										●	●	●
Personnalisé	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●