

PRIDE
MOBILITY®**INFORMATIONS DE COMMANDE**

Nom du distributeur :

Contact commercial + email et ligne directe :

Référence de commande :

Adresse de livraison :

Date de commande :

CARACTERISTIQUES

- Largeur d'assise : 40,6cm - 55,8cm
- Garde au sol sous les moteurs: 12,5cm
- Roues pneumatiques 15" Knobby
- Rayon de braquage : 125cm
- Suspensions SRS
- Batteries 95Ah, Chargeur 8 amp.
- Electronique QLogic lite avec bluetooth
- Kit éclairage sur base roulante
- Profondeur d'assise : 40,6cm - 55,8cm
- Longueur hors-tout (sans RJ) : 106,7cm
- Largeur hors-tout : 73,15cm
- Autonomie* : jusqu'à 25km
- Vitesse max* : 9,66 km/h
- Poids max utilisateur : 136 kg



*résultats obtenus suite à des tests en laboratoire. Variations possibles en fonction du modèle poids de l'utilisateur, du type de terrain, de l'état, du type, de la capacité des batteries et de l'état des pneus. Spécifications sujettes à variation de +10% -5%.

Légende de présentation et mise en page

- Configuration de série, sans surcoût par rapport au prix limite de vente de la catégorie
- Adjonction spécifique sur devis justifié par l'évaluation fonctionnelle
- Adjonction prévue dans la nomenclature bénéficiant d'une prise en charge
- Adjonction d'aide à la posture prévue dans la nomenclature bénéficiant d'une prise en charge

Merci de vérifier la compatibilité et le cumul possible des adjonctions.

FREP-C, modulaire à propulsion par moteur électrique multi-position - classe C

Code 9588839 - VPH, Achat neuf, FREP-C, modulaire à propulsion par moteur électrique multi-position - classe C. Plv 14 638,75€

DESIGNATION	REFERENCE	PRIX PUBLIC TTC
✓ Ensemble Base OUTBACK Assise TB3	Q OUTBACK	13 875,59 € 14 638,75 €
Base assise fixe TRU BALANCE OUTBACK		
Combiné d'assise électrique TB3		
✗ Poignées de poussée	ACC2005027	
✗ Bascule d'assise 50° à translation électrique	PTOINDV3443	
✗ Dossier Biomécanique inclinable électriquement à 180°	PTOINDV3444	

FONCTIONS ELECTRIQUES: ELEVATEUR D'ASSISE**1500 € TTC**

Code 9938392 - VPH, adjonction, Supplément pour élévation «électrique» (lift) pour FRE, FREP et FREV. Plv 1500€

<input type="checkbox"/> Lift électrique 25cm	PTOINDV3773
---	-------------

COLORIS CHASSIS, DU MANIPULATEUR Q LOGIC 3 ET DU DOSSIER

<input type="checkbox"/> CADET	DGN2301319-TGY3-PCL2	<input type="checkbox"/> DESERT CAMOUFLAGE	DGN2301319-WCM11-PCL2
<input type="checkbox"/> TAN	DGN2301319-TTN1-PCL2	<input type="checkbox"/> TROPIC LIGHTNING CAMOUFLAGE	DGN2301319-WCM12-PCL2
<input type="checkbox"/> BLACK CAMOUFLAGE	DGN2301319-WCM9-PCL2	<input type="checkbox"/> JUNGLE CAMOUFLAGE	D
<input type="checkbox"/> WHITE CAMOUFLAGE	DGN2301319-WCM10-PCL2		

Prochainement
disponible

EQUIPEMENT ROUTE

✓ Kit éclairage sur base roulante

ROUES

- ☒ Roues motrices pneumatiques 15" Knobby

PROGRAMME MOTORISATION

- ☒ Moteurs à vitesse standard de 9,7 km/h MOT2300107
☐ Moteurs à couple élevé de 8 km/h MOT2205971

Système de conduite**ELECTRONIQUE**

- ☒ QLOGIC 3



- ☐ Avec touches 1 et 2 CTL143976
☐ Avec touche éclairage CTL143977

- ☐ QLOGIC 3 lite
☐ Adaptateur magnétique pour prise XLR, QL3 Lite



CTL1810671
ELE2103635

- ☐ Chargeur USB-C KIT2306214

- ☐ Système de protection anti pincement de la main Prochainement disponible (conflit possible passage sous table)

- ☐ Déplacement du boîtier principal à l'arrière SOF

AUTRE TYPE DE COMMANDE UTILISATEUR

- ☐ Système de conduite scanner à 1 interrupteur, contacteur libre "egg" Uniquement Electronique Qlogic 3 CTL143977
☐ Noir ☐ Bleu ☐ Vert

DISPOSITIF D'ESCAMOTAGE LATERAL

- ☒ Pantographe escamotable réversible droite/gauche MEC1801698
☐ Montage à gauche ☐ Montage à droite
☐ Pantographe standard réversible escamotable vers l'extérieur ACC2201042 / ACC2201041
☐ Montage à gauche ☐ Montage à droite
☐ Support de pantographe réglable en hauteur ARM250-3/4FM (nc: MEC1801698)

EMBOUS DE JOYSTICK (en remplacement de l'embout d'orgine)

- ☐ Poignée palmaire 7,6cm de largeur (A) PLSKNCP1057
☐ Poignée palmaire 10,1cm de largeur (A) PLSKNCP1058
☐ Champignon (B) PLSKNCP1008
☐ Cupule menton (C) PLSKNCP1009
☐ Poignée T (D) PLSKNCP1006
☐ Boule plastique (E) PLSKNCP1007
☐ Balle mousse (F) PLSKNCP1004
☐ Barre (G) PLSKNCP1005

**INTERFACE DE COMMANDE ET BOITIER ADDITIONNEL (A)**

1500 € TTC

Code 9921517 - VPH, adjonction, boîtier de commande personnalisé pour FRE, FREP et FREV. Plv 1500€

Non cumulable avec "interface de commande et boîtier additionnel (B)"

- ☐ Commande clavier iAccess
☐ Interrupteurs à bascule CTL144010
☐ Interrupteurs à poussoir CTL144009
Choix obligatoire: ☐ Montage à gauche ☐ Montage à droite ☐ Montage au dossier



- ☐ Double commande tierce personne (utilisateur-accompagnateur) Q-LOGIC 3, Montage à droite ELE167862 + MEC125270



- ☐ Système de conduite scanner à 1 interrupteur, contacteur libre



Uniquement Electronique Qlogic 3 CTL143977

- ☐ Micro light ML210 ☐ Mini cup MC210 ☐ Egg noir ESBLK

INTERFACE DE COMMANDE ET BOITIER ADDITIONNEL (B)

1500 € TTC

Code 9921517 - VPH, adjonction, boîtier de commande personnalisé pour FRE, FREP et FREV. Plv 1500€

① Choix possible d'un seul boîtier additionnel

Non cumulable avec "interface de commande et boîtier additionnel (A)

- ☐ Ecran de contrôle d'environnement Q-LOGIC 3 + flexible CTL143979+DWR1010D446
Montage côté opposé au manipulateur, nécessaire pour une commande spéciale (ex: occipitale.)



Non cumulable avec autre boîtier additionnel

- ☐ Joystick stand-alone Q-Logic 3 compact.

Non cumulable avec autre boîtier additionnel



Définir le montage

Montage commande au menton, mouvement non bio mécanique à droite.

Si appui tête : Confort + ☐ ST-SAR2A-R / Autres ☐ ST-SAR2C-R

GAT406C + ST-GAT452-Q + ST-ESM + ES-BLK + CTL1439850

☐ Cupule menton (PLSKNCP1009) ☐ Balle mousse (PLSKNCP1004)

Montage centralisation entre accoudoir



☐ Droite ☐ Gauche

ST-GAT400Q-Q + ST-GAT452CJ-Q + ST-ARM250T-Q + CTL143980

Montage en bout d'accoudoir

☐ Droite ☐ Gauche

ACC142740 + ST-ARM250T-Q + CTL143980



- ☐ Ecran additionnel Q-LOGIC 3 + pour conduite scanner 1 interrupteur

Non cumulable avec autre boîtier additionnel

Connectivité Bluetooth et contrôle d'environnement infrarouge

Système de conduite scanner à 1 interrupteur, contacteur positionnement libre "egg". ☐ Noir ☐ Bleu ☐ Vert

CTL143979 + DWR1010D446 + ESM-"BLK/BLU/GRE"



- ☐ Système de conduite scanner à 1 interrupteur sur manipulateur Qlogic 3

Non cumulable avec autre boîtier additionnel

Sélectionner le contacteur et le positionnement

☐ Micro lite☐ Montage à la tête (ST-CN600)☐ Droit (ST-SAR2A-R) ☐ Gauche (ST-SAR2A-L)☐ Mini cup☐ Montage à la tête (ST-MC220)☐ Droit (ST-SAR2A-R) ☐ Gauche (ST-SAR2A-L)☐ EGG☐ Montage au genou (ESBLK)☐ Droit ☐ Gauche (ST-ARM260 + MEC1809294)☐ Montage à la tête (ESBLK + ESM)☐ Droit (ST-SAR2A-R) ☐ Gauche (ST-SAR2A-L)☐ Montage à la main (ESBLK)☐ Droit ☐ Gauche (ST-ARM260 + MEC1809294)☐ Multi switch☐ Montage positionnement libre (P014-41 + P014-40 + Ch. USB + P. charge externe)☐ Fibre optique i-Connect (IC24F-1 + IC12A-BC)☐ Montage à la tête (FO650)☐ Droit (ST-SAR2A-R) ☐ Gauche (ST-SAR2A-L)☐ Montage positionnement libre☐ Commande au souple double actions i-Connect (ICSNP-2 + IC12A-BC)☐ Montage appui tête (SP625M)☐ Droit (ST-SAR2A-R) ☐ Gauche (ST-SAR2A-L)☐ Montage positionnement libre (ARMS-SP625M)

ENSEMBLE ASSISE

REGLAGES DE L'ASSISE

Profondeur	Pouces		Largeur Module A					Largeur module B		
			16	17	18	19	20	20	21	22
	Cm		41	43	46	48	51	51	53	56
16	41		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17	43		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18	46		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19	48		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20	51		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21	53		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22	56		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sélection Obligatoire

Hauteur d'assise sans lift:

☐ 48,2 Cm ☐ 50,8 Cm ☐ 53,3 Cm


Hauteur d'assise avec lift:

☐ 49,5 Cm ☐ 52,0 Cm ☐ 54,6CM

COUSSIN D'ASSISE DE POSITIONNEMENT STANDARD


- ✓ **Coussin d'assise Stealth TruComfort 2 SPP** TC2-VNC____
 Epaisseur : 11,4cm | Capacité de poids : 204kg
 Taille de coussin identique au réglage d'assise. **Si différent, nous préciser: ____*** (voir tableau de correspondance)

Stabilité pelvienne et alignement fémoral. La mémoire de forme assure confort et protection. La housse Coolcore régule la température.



- **Coussin d'assise Stealth Products Spectrum Gel SPP**
 Epaisseur : 7,6cm | Capacité de poids : 250kg
 Taille de coussin, **nous préciser: ____*** (voir tableau de correspondance)

Coussin ergonomique pour une assise sécurisée : stabilité posturale, protection ischiatique renforcée, transferts facilités, et soutien optimal. Insert en gel double cellule, revêtement Sunmate adapté à la taille

**Produits d'assistance à la posture du siège (PAP B1)****600 € TTC**

Code 9979379 - VPH, adjonction, PAP forfait B adjonctions membre inférieur. Plv 600€


Non cumulable PAP B 2

COUSSINS D'ASSISE POSTURAL

Choix possible d'un seul élément par étape

- **Coussin d'assise Stealth Products Spectrum Foam SPP**
 Epaisseur : 7,6cm | Capacité de poids : 272kg
 Taille de coussin, **nous préciser: ____*** (voir tableau de correspondance)

Coussin ergonomique alliant confort, sécurité et autonomie : stabilité posturale, protection ischiatique optimisée, transferts facilités, et légèreté. Revêtement Sunmate adapté selon la taille.



- **Coussin d'assise Stealth Solution SPP** SOL-VPC____
 Epaisseur : 7,5cm | Capacité de poids : 204kg
 Taille de coussin identique au réglage d'assise. **Si différent, nous préciser: ____*** (voir tableau de correspondance)

Stabilité pelvienne et répartition optimale de la pression. Conçus pour éviter l'inclinaison du bassin avec un gel segmenté pour la protection cutanée et une mousse à mémoire de forme pour confort et immersion.



- **Coussin d'assise Stealth Products Première SP**
 Epaisseur : 7,6cm | Capacité de poids : 226kg
 Taille de coussin, **nous préciser: ____*** (voir tableau de correspondance)

Coussin ergonomique pour un positionnement et un confort durables : stabilité renforcée, répartition optimisée des appuis, et adaptation morphologique. Insert latéral intégré, découpe sacrée, revêtement Sunmate Xsoft




- **Coussin d'assise Stealth Products Essence SPP**
 Epaisseur : 8,9cm | Capacité de poids : 226kg
 Taille de coussin, **nous préciser: ____*** (voir tableau de correspondance)

Coussin ergonomique alliant confort, stabilité et modularité : base rigide pour un maintien optimal, profil modulable pour un ajustement personnalisé, cuvette ischiatique et décharge sacrée pour plus de sécurité, et revêtement doux en viscose.



- **Coussin d'assise Stealth Products Glacial SP**
 Epaisseur : 8,8cm | Capacité de poids : 226kg
 Taille de coussin, **nous préciser: ____*** (voir tableau de correspondance)

Coussin ergonomique pour confort et protection cutanée : transferts facilités, décharge sacrée et soutien du coccyx, gel quadrillé pour réduire les frottements, et base en mousse haute densité pour stabilité et durabilité.


**Accessoires coussin d'assis PAP**

- ✓ **Housse cool core**
 □ **Housse Stealth-Tek Nylon/Polyester imperméable**
 □ **Housse AirMesh, Antiglisement**
 □ **Housse incontinence polyurethane**




ENSEMBLE DOSSIER**REGLAGES DU DOSSIER TB3/4 (Choix de l'assise en première page)**
☐ Dossier TruBalance 3-4

1- Choix taille de coque:



2- Choix du réglage en hauteur de la coque (réglage d'usine position 2, ajustable à la livraison sur les 4 positions)


- ☐ 4
☐ 3
☒ 2
☐ 1



		Largeur							
Hauteur	Pouces	16	17	18	19	20	21	22	
	Cm	41	43	46	48	51	53	56	
15	38	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
17	43	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
19	48		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

3- Forme galbe de dossier:

- ☐ Actif (Standard)
☒ Deep (CUS122169)
☐ ExtraDeep (SET123465)




4- Matière de la housse

- ☒ Housse TB4 cool core
☐ Housse Sport back 4 nylon résistante aux liquides


☐ Support latéral additionnel

- ☐ Cale-tronc Unilink droit ☐ 3"x5" ☐ 4"x6"
☐ Cale-tronc Unilink gauche ☐ 3"x5" ☐ 4"x6"

UIMBK1125 , UIPFSI100, ULS2510F-R
 (droit) , ULS2510F-L (gauche),
 ULP535050320 (3x5)
 ULP546050320 (4x6)

**APPUI TETE**
☐ Appui tête enveloppant, réglable en hauteur, en profondeur en largeur et pivotant. (ST-CP10CCFPM-Q & ST-UHB2D33200-Q)
**APPUI TETE DE POSITIONNEMENT****160 € TTC**

Code 9965118 - VPH, adjonction, supplément appui-tête réglable. Plv 160€

Choix possible d'un seul appui tête

☐ Combo

- ☐ Taille S (CB315M)
☐ Taille L (CB305M)


☐ All Positionning

- ☐ Taille M (AP350M)
☐ Taille L (AP450M)
☐ Taille XL (AP550M)



Produits d'assistance à la posture du siège (PAP A1)**600 € TTC**

Code 9942940 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur. Plv 600€

*Non cumulable PAP A 2, 3 & 4***DISPOSITIFS DE POSITIONNEMENT CERVICO-CEPHALIQUES**☐ Ultra (UHBSU23200 + UHB4D33200-QCR)

Choix des coussins:

Occipital - LxH Cm


☐ O1 - courbe 7x4 (500M)☐ O2 - plat 5x2 (510M)☐ O3 - courbe 4x3 (520M)☐ O4 - courbe 4x2 (530M)

Sous - Occipital - LxH Cm

☐ SO1 - 24x7 (600M)☐ SO2 - 18x7 (610M)☐ SO3 - 16x6 (620M)☐ I2I

Utilisation du bon de configuration spécifique

Contacter votre conseiller technique



Choix possible de l'un des deux appui-têtes

Produits d'assistance à la posture du siège (PAP A2)**600 € TTC**

Code 9942940 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur. Plv 600€

*Non cumulable PAP A1, 3 & 4***DISPOSITIFS DE POSITIONNEMENT CERVICO-CEPHALIQUES**☐ Combo*Sélectionner la taille*☐ Taille S (CB315M)☐ Taille L (CB305M)☐ Confort Plus Ajustable*Sélectionner la taille*☐ Taille L (ACP150M)☐ Taille XL (ACP550M)**Swing away**☐ Droit (SAR2B-R)☐ Gauche (SAR2B-L)☐ Droit & Gauche (SAR2B-B)

Pad: Q. _____

☐ 7x5 (910M) ☐ 11x5 (900M) ☐ 16x6 (920M) ☐ 16x4 (930M)**Swing away**☐ Droit (SAR2A-R)☐ Gauche (SAR2A-L)☐ Droit & Gauche (SAR2A-B)

Pad: Q. _____

☐ 7x5 (910M) ☐ 11x5 (900M) ☐ 16x6 (920M) ☐ 16x4 (930M)☐ Confort Plus*Sélectionner la taille*☐ Taille XS (CP06CCFPM)☐ Taille S (CP08CCFPM)☐ Taille M (CP10CCFPM)☐ All Positionning*Sélectionner la taille*☐ Taille M (AP350M)☐ Taille L (AP450M)☐ Taille XL (AP550M)**Swing away**☐ Droit (SAR2A-R)☐ Gauche (SAR2A-L)☐ Droit & Gauche (SAR2A-B)

Pad: Q. _____

☐ 7x5 (910M) ☐ 11x5 (900M) ☐ 16x6 (920M) ☐ 16x4 (930M)**Swing away**☐ Droit (SAR2B-R)☐ Gauche (SAR2B-L)☐ Droit & Gauche (SAR2B-B)

Pad: Q. _____

☐ 7x5 (910M) ☐ 11x5 (900M) ☐ 16x6 (920M) ☐ 16x4 (930M)

Choix possible de l'un des quatre appui-têtes + swing away

Produits d'assistance à la posture du dossier (PAP A3)

600 € TTC

Code 9942940 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur. Plv 600€

Non cumulable PAP A 1, 2 & 4

DOSSIER DE BASE DE POSITIONNEMENT

☐ Dossier Stealth ADI QBack 2

1- Forme

☐ Aluminium (AL)☐ Aluminium Flat Top (AFT)

2- Largeur :

☐ 14" (14) ☐ 15" (15) ☐ 16" (16) ☐ 17" (17) ☐ 18" (18) ☐ 19" (19) ☐ 20" (20) ☐ 21" (21) ☐ 22" (21)

3- Hauteur :

☐ Medium 13" (M) ☐ Standard 16" (S) ☐ Tall 18" (T) ☐ Extra Tall 20" (X) ☐ Extra Extra Tall 22" (XX)

4- Contour :

☐ Active 2,5" (A)☐ Deep 4" (D)☐ Extra Deep 6" (E)

5- Ref:



QB2XXXXXX

Optionnel : Uniquement dossier ADI active :

☐ Taille M 10,16 cm Gauche (QB2W4C-L)☐ Taille M 10,16 cm Droit (QB2W4C-R)☐ Taille L 15,25 cm Gauche (QB2W6C-L)☐ Taille L 15,25 cm Droit (QB2WC-R)☐ Butée Sacro-lombaire anthracite 255 x 240 x 25 (mm)

RU-SAP4601

La butée sacro lombaire est placée dans la partie inférieure du dossier. Elle permet d'améliorer la répartition des pressions sur l'ensemble du dos lors d'une hyper lordose, et favorise l'antéversion du bassin.

☐ Harnais Classic Dynamique Zipper☐ Taille S (IFPS3102)☐ Taille M (IFPS3103)☐ Taille L (IFPS3104)☐ Ceinture d'épaule Y Straps☐ Taille S (IFYS3102)☐ Taille M (IFYS3103)☐ Taille L (IFYS3104)☐ Harnais d'épaule Backpack☐ Taille XS (IFPB4201)☐ Taille S (IFPB4202)☐ Taille M (IFPB4203)☐ Taille L (IFPB4204)☐ Harnais d'épaule Style "H"☐ Taille XS (IFHH5201)☐ Taille S (IFHH5202)☐ Taille M (IFHH5203)☐ Taille L (IFHH5204)☐ Ceinture thoracique Clips☐ Taille M (IFCS4113)☐ Taille L (IFCS4114)☐ Taille XL (IFCS4115)☐ Ceinture thoracique Velcros☐ Taille M (IFCS4123)☐ Taille L (IFCS4124)☐ Taille XL (IFCS4125)

ENSEMBLE ACCOUDOIRS

ACCOUDOIRS : Accoudoirs parallèles, relevables, ajustables en hauteur réglables en anglesMontage ☐ bas (20 à 30,5cm) ☐ haut (30,5 à 40,6cm)☐ Manchettes mousse (à l'unité)☐ 25cm : ☐ droit ☐ gauche

DGN142128

☐ 35cm : ☐ droit ☐ gauche

DGN142014

☐ 43cm : ☐ droit ☐ gauche

DGN1801530

☐ Manchettes gel (à l'unité)☐ 25cm : ☐ droit ☐ gauche

ARM136409

☐ 35cm : ☐ droit ☐ gauche

ARM136408

☐ Renfort sous accoudoir (non compatible réglage en angle de l'accoudoir)☐ droit

MEC133331

☐ gauche

MEC133331

☐ Protège vêt Protège vêtements (la paire)

ACC125007



Produits d'assistance à la posture du dossier (PAP A4)**600 € TTC**

Code 9942940 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur. Plv 600€



Non cumulable PAP B 1, 2 & 3

BUTEE LATÉRALE DE COUDE1 ☐ Rebord d'accoudoir (à l'unité)☐ droit

ASF6X2C-S-Q

☐ gauche

ASF6X2C-S-Q

**BUTEE POSTÉRIEURE DE COUDE**2 ☐ Support de coussin escamotable☐ droit (UETB4213SR-Q)☐ gauche (UETB4213SL-Q)☐ Support de coussin fixe☐ droit (UETB4021SR-Q)☐ gauche (UETB4021SL-Q)3 ☐ Coussin demi-lune☐ droit (UEP53005032R)☐ gauche (UEP53005032L)☐ Maintien de coude☐ droit (UEP544050320)☐ gauche (UEP544050320)**RELEVES-JAMBES, REPOSES-PIEDS**☐ Relève-jambes manuels central avec vérins à gazMEC153735 + SCRSHFH1203 + MEC1909391 + MEC1909392
+ SCRHHCS1322 + FRMASMB7879 + FRMAMSMB7878**Appui-Mollet (Cmx Cm)**

✓ 6"x6" (15x15) RIGASMB7120018

☐ 8"x8" (20x 20) RIGASMB7120019

| Préciser UL =

cm

Potences 10"-16" (Cmx Cm)

Palettes réglables en angles:

☐ 5"x8" (13x20) MEC230410 0/1

✓ 5"x11" (13x28) MEC230411 2/3

réglage plaque d'assise 28 à 43cm

Potences 13"-19" (Cmx Cm)

Palettes réglables en angles:

☐ 5"x8" (13x20) MEC1909684/5
☐ 5"x11" (13x28) MEC230410
4/5 réglage plaque d'assise 34 à 50cm☐ Repose-pieds escamotables avec cales talonnières

Hauteur palettes/plaque réglable de 31 à 41cm


RIG1610270 + RIG1702200



✓ Palettes réglables en angles

☐ Relève-jambes manuels avec vérins à gazMEC153735 + SCRSHFH1203
+ MEC1909391 + MEC1909392
+ SCRHHCS1322 + FRMASMB7879
+ FRMAMSMB7878**Tubes**

✓ 29-43 cm (RIG2103320 + MEC1903300)

☐ 37-56 cm (RIG2103321 + MEC1904114)**Palettes réglables en angles et sangles talonnières:**☐ 10,5 x 17,5cm *Conseillé pour assises largeur 14"-15"* (MEC2008387)☐ 12 x 17,5cm *Conseillé pour assises largeur 14"-16"* (MEC2008389)✓ 15 x 17,5cm *Conseillé pour assises largeur 16" et >* (MEC8008388)**FONCTIONS ÉLECTRIQUES: RELEVES-JAMBES****1250 € TTC**

Code 9951441 - VPH, adjonction, repose-jambe électrique droit et gauche pour FRE. Plv 1250€

☐ Relève-jambes électrique central à compensation**

RIG2005068

Hauteur palette/plaque réglable de 28 à 50 cm

Appui-Mollet (Cmx Cm)

✓ 6"x6" (15x15) RIGASMB7120018

☐ 8"x8" (20x 20) RIGASMB7120019

| Préciser UL =

cm


Potences 10"-16" (Cmx Cm)

Palettes réglables en angles:

☐ 5"x8" (13x20) MEC230410 0/1

✓ 5"x11" (13x28) MEC230411 2/3


réglage plaque d'assise 28 à 43cm

Potences 13"-19" (Cmx Cm)

Palettes réglables en angles:

☐ 5"x8" (13x20) MEC1909684/5
☐ 5"x11" (13x28) MEC230410
4/5 réglage plaque d'assise 34 à 50cm☐ Relève-jambes avec vérins électriquesMOT1800941 + MEC153735
+ SCRSHFH1203 + MEC1909391 +
MEC1909392 + SCRHHCS1322 +
FRMASMB7879 + FRMAMSMB7878**Tubes**

✓ 29-43 cm (RIG2103320 + MEC1903300)

☐ 37-56 cm (RIG2103321 + MEC1904114)**Palettes réglables en angles et sangles talonnières:**☐ 10,5 x 17,5cm *Conseillé pour assises largeur 14"-15"* (MEC2008387)☐ 12 x 17,5cm *Conseillé pour assises largeur 15"-16"* (MEC2008389)✓ 15 x 17,5cm *Conseillé pour assises largeur 16" et >* (MEC8008388)**EXTENSIONS ET CONNECTEURS DE PALETTES UNIQUEMENT POUR RELEVES JAMBES CENTRAUX**


✓ Palettes réglables en largeur de série

☐ Extensions latérales de palettes (la paire) 8"

RIG2404919

☐ Extensions latérales de palettes (la paire) 11"

RIG2404920



EXTENSIONS ET CONNECTEURS DE PALETTES UNIQUEMENT POUR RELEVÉS JAMBES CENTRAUX (suite)

- ☐ Rebords latéraux externes (la paire)
☐ Pour palettes seules RIG2404921
☐ Pour palettes avec extensions latérales RIG2404922

**ADJONCTIONS SPECIFIQUES : REPOSES-JAMBES**

Code 4550001 - VPH, adjonction spécifique, supplément sur devis pour fauteuil roulant pour FRE et FREP. Plv sur devis

PROTECTIONS DE PALETTES

- ☐ Housse d'appui mollets DARTEX 6"x6" (la paire)
☐ 6"x6" RIG133717 165 € TTC
☐ 8"x8" RIG133719 165 € TTC
- ☐ Coussinets de revêtement gel pour palettes (la paire)
☐ 5"x8" FPG5008T-Q ☐ 6,5"x8" FPG6508T-Q 290 € TTC
☐ 5"x11" FPG5011T-Q ☐ 7"x11" FPG7011T-Q

**ADJONCTIONS SPECIFIQUES : SYSTÈME DE CONDUITE**

Code 4550001 - VPH, adjonction spécifique, supplément sur devis pour fauteuil roulant pour FRE et FREP. Plv sur devis

CONTACTEURS, COMMANDES ALTERNATIVES



- ☐ Egg - coloris ☐ Noir ☐ Rouge ☐ Bleu ☐ Vert ES-BLK ES-RED ES-BLU ES-GRN 110 € TTC
 Quantité :
- ☐ Microlite ML210 190 € TTC
- ☐ Mini Cup 24 MC210 190 € TTC

**CONTACTEURS (suite)**

- ☐ Contacteur twister câble long 1,5m *Force de poussée requise : 30g* 170 € TTC
☐ Vert ☐ Noir ☐ Rouge P005-79 - P005-75 - P005-76
- ☐ Contacteur Twister, câble court 0,3m *Force de poussée requise : 30g* 170 € TTC
☐ Vert ☐ Noir ☐ Rouge P005-44 - P005-40 - P005-41
- ☐ Contacteur Twister sur tube, câble court 0,3m *Force de poussée requise : 30g* 170 € TTC
☐ Vert ☐ Noir ☐ Rouge P005-64 - P005-60 - P005-61
- ☐ Contacteur Twister sur tube, câble long 1,5m *Force de poussée requise : 30g* 170 € TTC
☐ Vert ☐ Noir ☐ Rouge P005-54 - P005-50 - P005-51
- ☐ Extension de câble pour contacteur ES-EXT 20 € TTC

**COMMANDES ALTERNATIVES**



- ☒ Ajouter une interface de commande type: Ecran de contrôle d'environnement Q-LOGIC 3 (Code 4530001 - VPH, adjonction) 1500 € TTC
- ☐ Commande occipitale Stealth 4390 € TTC
☐ Tri Array pédiatrique IDHBT250-1
☐ Ultra pro IDHBT300-1
☐ Ultra pro pédiatrique IDHBT350-1
☐ Curved Head Array IDHBT400-1
☐ Curved Head Array pédiatrique IDHBT450-1
 Support escamotable:
☐ Support appui tête multi axe, escamotable, tube carre 3 (D) Rotule 17mm (TWB486-17FDM) 360 € TTC
- ☐ Mini joystick proportionnel Stealth (*force de poussée requise : 43g*) 2390 € TTC
☐ Embout TIP IDPMP-9-FT
☐ Embout CONE IDPMP-9-CO
☐ Embout CASTEL IDPMP-9-CA
- ☐ Joystick mushroom Stealth avec support Gatlin (*force requise : 227g*) 2190 € TTC
 MJM260Q
- ☐ Joystick mushroom Stealth avec support swing away (*force requise : 227g*) 1890 € TTC
 MJMS260Q
















COMMANDES ALTERNATIVES (SUITE)

<input type="checkbox"/> All round joystick (force de poussée requise : 250g)	P002-71		1050 € TTC
<input type="checkbox"/> All round joystick lite (force de poussée requise : 120g)	P002-72		1650 € TTC
<input type="checkbox"/> All round joystick ball	M002-76		50 € TTC
<input type="checkbox"/> Micro joystick (force de poussée requise : 8,5g)	P002-51		2300 € TTC
<input type="checkbox"/> Multi joystick (force de poussée requise : 50g)	P002-61		2050 € TTC
<input type="checkbox"/> All round heavy duty (force de poussée requise : 650g)	P002-73		2150 € TTC
<input type="checkbox"/> Commande au pied Mo-vis Montage possible uniquement sur palette en metal	P021-51		2590 € TTC

SUPPORT DE COMMANDES ALTERNATIVES

<input type="checkbox"/> Bras articulé 8 positions « GATLIN »	600 €	<input type="checkbox"/> Bras swing away commande menton	260 € TTC
<input type="checkbox"/> Montage menton		Pour joystick:	
<input type="checkbox"/> sur tube rond (GAT406C)		<input type="checkbox"/> Mini proportionnel stealth (SM670)	
<input type="checkbox"/> sur rail (GAT406T)		<input type="checkbox"/> Micro-joystick (SM651)	
<input type="checkbox"/> Montage sous accoudoir (GAT400Q)		<input type="checkbox"/> Multi-joystick (SM661M)	
<input type="checkbox"/> Droite		<input type="checkbox"/> All round joystick standard et lite (SM660m)	
<input type="checkbox"/> Gauche		Attention : à utiliser avec un support swing away sur appui tête Stealth	
<input type="checkbox"/> Bras manuel swing 2G ARM BUNDLE Q2M	1 090 €	<input type="checkbox"/> Plastron Stealth multi-réglable	890 € TTC
P0031-21		<input type="checkbox"/> Pédiat IDCH-P	Ceinture de maintien
<input type="checkbox"/> Bras électrique swing 2G ARM BUNDLE Q2M	1 990 €	<input type="checkbox"/> Petit IDCH-S	<input type="checkbox"/> Std (IDCH-SB)
P031-62		<input type="checkbox"/> Moyen IDCH-M	<input type="checkbox"/> XL (IDCH-XLB)
		<input type="checkbox"/> Large IDCH-L	
<input type="checkbox"/> Support swing away sous accoudoir		<input type="checkbox"/> Pour joystick PMPJ et MULTI (IDCH-JM01)	
<input type="checkbox"/> micro joystick	ARMS260-MICRO	<input type="checkbox"/> Pour joystick MICRO (IDCH-JM02)	
<input type="checkbox"/> multi joystick	ARMS260 + SM600-661M		
<input type="checkbox"/> mini joystick proportionnel Stealth	ARMS260-PMPJ		285 € TTC
<input type="checkbox"/> all round joystick standard et lite	ARMS260-AR		285 € TTC

SUPPORT GATLIN			
<input type="checkbox"/>	Support mini joystick proportionnel Stealth pour bras Gatlin	GAT486	125 € TTC
<input type="checkbox"/>	Support joystick all round std et lite pour bras Gatlin	GAT472P-M	125 € TTC
<input type="checkbox"/>	Support joystick standard Curtis Q-logic pour bras Gatlin	GAT 456Q	125 € TTC
<input type="checkbox"/>	Support contrôle d'environnement Q-Logic pour bras Gatlin	GAT495QL	175 € TTC
<input type="checkbox"/>	Support joystick standalone Curtis Q-Logic 2/3 pour bras Gatlin	GAT452Q	125 € TTC
<input type="checkbox"/>	Support rotatif 360° joystick all round std et lite pour bras Gatlin	GAT459P	195 € TTC
<input type="checkbox"/>	Support rotatif 360° joystick stand-alone Curtis Q-logic 2/3 pour bras Gatlin	GAT453Q	170 € TTC
SUPPORTS DE CONTACTEUR ET ECRAN			
<input type="checkbox"/>	Support contacteur microlite avec flexible pour bras Gatlin (sans contacteur)	GAT414-ML	 240 € TTC
<input type="checkbox"/>	Support contacteur Eggs pour bras Gatlin	GAT-ESM	 140 € TTC
<input type="checkbox"/>	Support de montage contacteur Eggs sur bras swing away	ESM	 70 € TTC
<input type="checkbox"/>	Support swing away additionnel avec support contacteur Eggs (Attention montage sur swing away) Quantité : ...	F8675	 260 € TTC
<input type="checkbox"/>	Anneau pour assemblage support contacteur	F8675-RING	 125 € TTC
<input type="checkbox"/>	Support de montage contacteur microlite sur bras swing away (sans contacteur) Quantité : ...	CN600	 340 € TTC
<input type="checkbox"/>	Support swing away sous accoudoir contacteur Eggs avec support sous accoudoir tube rond	ARMS260	 260 € TTC
<input type="checkbox"/>	Support swing away sous accoudoir pour écran de contrôle d'environnement Q-logic avec support sous accoudoir tube rond	ARMS260-QL	 260 € TTC
<input type="checkbox"/>	Flexible support contrôle d'environnement Q-Logic	DWR1010D446	100 € TTC
SUPPORTS SUPPLEMENTAIRES			
<input type="checkbox"/>	Adaptateur de montage 6 mm pour joystick all round std et light	M002-61	80 € TTC
<input type="checkbox"/>	Adaptateur de montage 8 mm pour joystick all round std et light	M002-60	55 € TTC
<input type="checkbox"/>	Tige diam 6mm longueur 50mm (10pcs)	M004-74	45 € TTC
<input type="checkbox"/>	Tige diam 6mm longueur 100mm (10pcs)	M004-75	65 € TTC
<input type="checkbox"/>	Tige diam 6mm longueur 200mm (10pcs)	M004-76	90 € TTC
<input type="checkbox"/>	Tige diam 6mm longueur 300mm (10pcs)	M004-78	150 € TTC
<input type="checkbox"/>	Tige diam 6mm longueur 400mm (10pcs)	M004-77	170 € TTC
<input type="checkbox"/>	Tige diam 8mm longueur 50mm (10pcs)	M004-83	50 € TTC
<input type="checkbox"/>	Tige diam 8mm longueur 100mm (10pcs)	M004-84	75 € TTC
<input type="checkbox"/>	Tige diam 8mm longueur 200mm (10pcs)	M004-85	100 € TTC
<input type="checkbox"/>	Noix de montage TWISTER diam 6mm (10pcs)	M004-26	250 € TTC
<input type="checkbox"/>	Noix de montage diam 6mm (10pcs)	M004-07	250 € TTC
<input type="checkbox"/>	Noix de montage diam 8mm (10pcs)	M004-14	260 € TTC
<input type="checkbox"/>	Ensemble escamotable pour TWISTER	M008-03	230 € TTC
SUPPORTS SUPPLEMENTAIRES (suite)			
<input type="checkbox"/>	Etau universel	M007-01	60 € TTC

<input type="checkbox"/> Embase diam 6mm	M004-22	50 € TTC	
<input type="checkbox"/> Embase diam 8mm	M004-23	50 € TTC	
<input type="checkbox"/> Cintreuse a tube	TMHAT00005	30 € TTC	
CHAUFFE-MAIN ET ACCESSOIRES			
<input type="checkbox"/> Chauffe-main Contient le Chauffe-main, un câble d'extension, un set de montage	P012-62	580 € TTC	
<input type="checkbox"/> Dôme à 2 mains	M012-31	260 € TTC	
GESTION ET ADAPTATEURS ELECTRONIQUES QL3			
<input type="checkbox"/> Ecran de contrôle d'environnement Q-LOGIC 3 + flexible	CTL143979+DWR1010D446	1590 € TTC	
<input type="checkbox"/> Boitier SCIM Q-LOGIC 3	CTL143988	650 € TTC	
<input type="checkbox"/> Chargeur USB Q-LOGIC 3	ELE168069	200 € TTC	
<input type="checkbox"/> Prise de charge externe (Obligatoire si joystick standalone seul)	HAR144001 + FRMASMB11156	200 € TTC	


ADJONCTIONS SPECIFIQUES : OXYGENE**500 € TTC**

Code 9937381 - VPH, adjonction, support d'oxygénothérapie et/ou d'appareil de ventilation assistée. Plv 500€

- ☐
- Support respirateur "Ajustable"

(rajouter rail | NC poignées de poussée)


ACC2302501 + MEC125098



- ☐
- Support porte obus

(rajouter rail | NC poignées de poussée)



ACC125006 + MEC125098



- ☐
- Support respirateur "Compact"

(rajouter rail | NC poignées de poussée)


ACC133889 + MEC125098

**ADJONCTIONS SPECIFIQUES : TABLETTE****132 € TTC**

Code 9974241 - VPH, adjonction, tablette complète. Plv 132€

- ☐
- Tablette escamotable 56cm


SSLXM0100011
+
SSLXHD1000060
+
ARM240-T



- ☐
- Tablette TB3/4 uniquement

MEC1905021+MEC1904884+MEC1904182+
SCR8110001 x14 + MEC2100296 + MEC131115






<input type="checkbox"/> MEC1904891-11B 11" fumée	<input type="checkbox"/> MEC1904891-11C 11" transparente
<input type="checkbox"/> MEC1904891-13B 13" fumée	<input type="checkbox"/> MEC1904891-13C 13" transparente
<input type="checkbox"/> MEC1904891-15B 15" fumée	<input type="checkbox"/> MEC1904891-15C 15" transparente
<input type="checkbox"/> MEC1904891-17B 17" fumée	<input type="checkbox"/> MEC1904891-17C 17" transparente
<input type="checkbox"/> MEC1904891-19B 19" fumée	<input type="checkbox"/> MEC1904891-19C 19" transparente



ADJONCTIONS SPECIFIQUES : AUTRE

Code 4550001 - VPH, adjonction spécifique, supplément sur devis pour fauteuil roulant pour FRE et FREP. Plv sur devis

COMPENSATIONS DIVERSES

<input type="checkbox"/> Bidon système d'hydratation ACC125010		250 €	<input type="checkbox"/> Poignées de transfert amovibles (la paire) MEC1809930		275 € TTC
<input type="checkbox"/> Caméra de recul avec écran LCD <input type="checkbox"/> Montage sur flexible MEC1906270 & MEC1907331	<input type="checkbox"/> Montage sur manipulateur MEC2106123 	MEC1910365 ELE2000271 ELE1907290 ESBLK		590 € TTC	
					

COMMENTAIRES

Note délai — La configuration du matériel (options/personnalisations) peut fortement impacter le délai : compter un délai moyen de 3 semaines, pouvant être allongé jusqu'à 8 semaines supplémentaires.



Notes et informations utiles

- Eco-participation : 7€ HT
- Merci de renseigner l'ensemble des informations nécessaires à la fabrication et aux réglages du fauteuil
- Toute commande reçue incomplète ne pourra être validée en production impliquant de fait un délai de traitement supplémentaire.
- Un seul coussin d'assise livré (hors assise modulaire)
- Consultez les visuels et vues éclatées sur la plateforme Documoto <https://documoto.digabit.com/ui/>
(Identifiant et mot de passe disponibles sur demande auprès de votre conseiller médico-technique de secteur ou du SAV.)

DIMENSIONS COUSSINS**Tru confort² SPP**

DIMENSIONS											
Largeur	35	38	41	43	46	48	51	53	56	61	Personnalisé
Profondeur											
35	●		●								●
38	●		●	●							●
41	●	●	●	●	●		●				●
43	●	●	●	●	●	●	●				●
46	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●
48		●	●	●	●	●	●	●	●		●
51		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
53			●	●	●	●	●	●	●	●	●
56			●	●	●	●	●	●	●	●	●
61							●		●	●	●
Personnalisé	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Spectrum Gel

DIMENSIONS													
Largeur	35	41	43	46	48	51	56	61	66	71	76	82	Personnalisé
Profondeur													
38		●											●
41		●	●	●	●	●	●	●					●
43		●	●	●	●								●
46	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●
48		●	●	●	●	●	●	●					●
51		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●
53				●		●		●					●
56				●		●	●	●	●	●	●		●
61				●		●	●	●	●	●	●		●
66								●				●	●
71										●	●	●	●
Personnalisé	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Essence

DIMENSIONS											
Largeur	25	30	35	38	41	43	46	48	51	53	56
Profondeur											
25	●	●	●								
30	●	●	●								
35	●	●	●								
38			●	●							
41			●	●	●	●	●		●		
43			●	●	●	●	●	●	●		
46			●	●	●	●	●	●	●		●
48					●	●	●	●	●		
51					●	●	●	●	●	●	●
53										●	
56										●	●
61											●
Personnalisé	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Solution

DIMENSIONS												
Largeur	25	30	35	38	41	43	46	48	51	56	61	Personnalisé
Profondeur												
25	●	●										●
30	●	●	●									●
35	●	●	●									●
38				●								●
41			●	●	●	●	●		●			●
43				●	●	●	●	●				●
46			●	●	●	●	●	●	●	●		●
48					●	●	●	●	●			●
51					●	●	●	●	●	●	●	●
56							●		●	●	●	●
61											●	●
Personnalisé	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Premiere P

DIMENSIONS									
Largeur	35	38	41	43	46	48	51	56	Personnalisé
Profondeur									
33	●								●
35	●	●							●
38	●	●							●
41	●	●	●	●	●		●		●
43		●	●	●	●	●	●		●
46			●	●	●	●	●	●	●
48			●	●	●	●	●		●
51			●		●		●	●	●
56							●	●	●
Personnalisé	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Glacial

DIMENSIONS												
Largeur	30	35	38	41	43	46	48	51	53	56	61	Personnalisé
Profondeur												
30	●	●										●
35	●	●										●
38			●									●
41		●	●	●		●		●		●		●
43			●		●	●	●					●
46		●		●	●	●	●	●		●	●	●
48					●		●		●			●
51				●	●	●	●	●	●	●	●	●
53									●		●	●
56						●		●		●	●	●
58											●	●
61										●	●	●
Personnalisé	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●