

INFORMATIONS DE COMMANDE

Nom du distributeur : _____
 Contact commercial + email et ligne directe : _____
 Référence de commande : _____
 Adresse de livraison : _____
 Date de commande : _____

CARACTERISTIQUES

- ① Chassis 4 roues
- ① Accoudoirs amovibles et réglages en hauteur
- ① Largeur hors tout: Taille d'assise +19 cm
- ① Hauteur d'accoudoirs: 22 à 36 cm
- ① Poids du fauteuil: à partir de 33kg
- ① Poids maxi utilisateur: 84kg
- ① Profondeur d'assise: 28 à 51 cm
- ① Largeur d'assise: 30 à 46 cm
- ① Hauteur sol/plaque : de 34 à 51 cm
- ① Longueur de jambes: de 19 à 43 cm
- ① Inclinaison d'assise jusqu'à 45°
- ① Angle de dossier: 90° à 130°
- ① Accroche Taxi

**Légende de présentation et mise en page**

- Configuration de série, sans surcoût par rapport au prix limite de vente de la catégorie
- Adjonction spécifique sur devis justifié par l'évaluation fonctionnelle
- Adjonction prévue dans la nomenclature bénéficiant d'une prise en charge
- Adjonction d'aide à la posture prévue dans la nomenclature bénéficiant d'une prise en charge

Merci de vérifier la compatibilité et le cumul possible des adjonctions.

VPH, Achat neuf, FRMP, modulaire à propulsion manuelle ou à pousser multi- position

Code 9510895 - VPH, Achat neuf, FRMP, modulaire à propulsion manuelle ou à pousser multi- position. Plv 2753,00€

Code 9942940 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur. Plv 600€

Code 9913699 - VPH, adjonction, PAP forfait B adjonctions membre inférieur. Plv 600€

Code 9965118 - VPH, adjonction, supplément appui-tête réglable. Plv 160€

DESIGNATION**REFERENCE****PRIX PUBLIC TTC**

<input type="checkbox"/> Base ENZO EPIC	LEG-ENZO (3101-0001)	3 898,58 €	4 113,00 €
-----------------------------------------	----------------------	------------	------------

ROUES ET FREINS

Sélectionner un système

Freins dans le moyeu
Hub Lock



Freins à pousser
Push to lock



Taille de roues	Roues directionnelles	Hauteur sol/plaque	
↓	↓	17	18
		43,2	45,7
Roues à bâtons compatibles freins HUB LOCK (HL)			
<input type="checkbox"/> 16" / 40 cm	<input type="checkbox"/> 6" / 15 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Roues à rayons avec main courante en aluminium anodisé avec frein push to lock			
<input type="checkbox"/> 24" / 61 cm	<input type="checkbox"/> 6" / 15 cm		<input type="checkbox"/>

CHASSIS FIXE

- ✓ Système de fixation RESNA WC-19 (visuel ci-contre) Sélectionner ceinture ci-dessous
- Ceinture pour transport en voiture « Sure-lock » pour assise de 12" à 14"
- Ceinture pour transport en voiture « Sure-lock » pour assise de 15" à 18"

















ENSEMBLE ASSISE

ASSISE

<input type="checkbox"/> Bascule d'assise 45° Chassis Fixe <i>(Non réglable en largeur)</i>	<input type="checkbox"/> 15" (38,1cm)	3101-0015 3101-EFSP1216
<input type="checkbox"/> 12" (30,48cm)	<input type="checkbox"/> 16" (40,6cm)	3101-0016 3101-EFSP1616
<input type="checkbox"/> 13" (33cm)	<input type="checkbox"/> 17" (43,2cm)	3101-0017 3101-EFSP1718
<input type="checkbox"/> 14" (35,56cm)	<input type="checkbox"/> 18" (45,7cm)	3101-0018 3101-EFSP1818
<input type="checkbox"/> Bascule d'assise 45° Chassis Pliant		
<input type="checkbox"/> 12"-14" (30,48cm => 35,56cm)	3101-0214	
Réglage : <input type="checkbox"/> 12 in / 30.5 cm <input type="checkbox"/> 13 in / 33.0 cm <input type="checkbox"/> 14 in / 35.6 cm		
<input type="checkbox"/> 14"-16" (35,6 cm => 40,6cm)	3101-0216	
Réglage : <input type="checkbox"/> 14 in / 35.6 cm <input type="checkbox"/> 15 in / 38.1 cm <input type="checkbox"/> 16 in / 40.6 cm		
<input type="checkbox"/> 16"-18" (40,6 cm => 45,7cm)	3101-0218	
Réglage : <input type="checkbox"/> 16 in / 40.6 cm <input type="checkbox"/> 17 in / 43.2 cm <input type="checkbox"/> 18 in / 45.7 cm		

COUSSIN D'ASSISE DE POSITIONNEMENT

<input type="checkbox"/> Coussin d'assise Stealth TruComfort 2 SPP Epaisseur : 11,4cm Capacité de poids : 204kg Taille de coussin identique au réglage d'assise. <i>Si différent, nous préciser: ____*____</i> (voir tableau de correspondance) <i>Stabilité pelvienne et alignement fémoral. La mémoire de forme assure confort et protection.</i> Coolcore régule la température.  	<input type="checkbox"/> Coussin d'assise Stealth Products Spectrum Gel SPP Epaisseur : 7,6cm Capacité de poids : 250kg Taille de coussin , nous préciser: ____*____ (voir tableau de correspondance) Cousin ergonomique pour une assise sécurisée : stabilité posturale, protection ischiatique renforcée, transferts facilités, et soutien optimal. Insert en gel double cellule, revêtement Sunmate adapté à la taille.  
<input type="checkbox"/> Coussin d'assise Stealth Products Spectrum Foam SPP Epaisseur : 7,6cm Capacité de poids : 272kg Taille de coussin , nous préciser: ____*____ (voir tableau de correspondance) Cousin ergonomique alliant confort, sécurité et autonomie : stabilité posturale, protection ischiatique optimisée, transferts facilités, et légèreté. Revêtement Sunmate adapté selon la taille.  	<input type="checkbox"/> Coussin d'assise Stealth Solution SPP Epaisseur : 7,5cm Capacité de poids : 204kg Taille de coussin , nous préciser: ____*____ (voir tableau de correspondance) Stabilité pelvienne et répartition optimale de la pression. Conçus pour éviter l'inclinaison du bassin avec un gel segmenté pour la protection cutanée et une mousse à mémoire de forme pour confort et immersion.  
<input type="checkbox"/> Coussin d'assise Stealth Products Premiere SPP Epaisseur : 7,6cm Capacité de poids : 226kg Taille de coussin , nous préciser: ____*____ (voir tableau de correspondance) Cousin ergonomique pour un positionnement et un confort durables : stabilité renforcée, répartition optimisée, appuis, et adaptation morphologique. Insert latéral intégré, découpe sacrée, revêtement Sunmate Xsoft.  	<input type="checkbox"/> Coussin d'assise Stealth Products Essence SPP Epaisseur : 8,9cm Capacité de poids : 226kg Taille de coussin , nous préciser: ____*____ (voir tableau de correspondance) Cousin ergonomique alliant confort, stabilité et modularité : base rigide pour un maintien optimal, profil modulable pour un ajustement personnalisé, cuvette ischiatique et décharge sacrée pour plus de sécurité, et revêtement doux en viscose.  
<input type="checkbox"/> Coussin d'assise Stealth Products Glacial SP Epaisseur : 8,8cm Capacité de poids : 226kg Taille de coussin , nous préciser: ____*____ (voir tableau de correspondance) Cousin ergonomique pour confort et protection cutanée : transferts facilités, décharge sacrée et soutien du coccyx, gel quadrillé pour réduire les frottements, et base en mousse haute densité pour stabilité et durabilité.  	

CORRECTION DE BASSIN

- ☐ Biseau crural Choix de la taille: ☐ Taille 1: 505 x 205 x 25 (mm) SAP4201
☐ Taille 2: 505 x 205 x 50 (mm) SAP4251
- Le biseau crural s'installe sur la partie antérieure de l'assise. Il favorise la répartition des pressions sur l'ensemble de l'assise, l'alignement de fémurs et réduit le glissement du patient. Existe en 25 et 50mm. Il peut être utilisé au niveau du dossier, soit dans le sens de la hauteur afin de compenser ou corriger une rotation de tronc, soit dans le sens de la largeur afin d'augmenter le confort et la surface d'appui au niveau du dos.
- ☐ Biseau fessier 205 x 205 x 25 (mm) SAP4301
- Le biseau fessier (cale d'obliquité) peut compenser une perte de tonus des muscles fessiers ou diminuer une obliquité du bassin.
- ☐ Butée d'abduction Choix de la taille: ☐ Butée anthracite rigide 175 x 105 x 70 (mm) SAP4401
☐ Butée souple 175 x 105 x 70 (mm) SAP4406
- La butée d'abduction est destinée à contrôler l'adduction des membres inférieurs.

**VERIN D'INCLINAISON DYNAMIQUE**

- ✓ Inclinaison de dossier EPIC SEATING (**chassis fixe conseillé**)
- ① Système sans dossier, ajouter le PAP A3, uniquement dossier ADI Qback 2. (Montant PAP à ajouter)
- ① Ajouter un appui tête de positionnement
- ① Hauteur de coque de dossier compatible uniquement LOW (**L**) et MEDIUM (**M**)
- Largeur du fauteuil ☐ 39 (**01**) ☐ 44 ou 49 (**02**)
- ☐ Force de verin élevé 100N (**100**)
- ☐ Force de verin légère 50N (**050**)
- Pour faciliter la réalisation de votre commande Epic vous pouvez utiliser le formulaire dédié.
- Veuillez scanner le QR code:**
- Finaliser la référence ci-dessous en fonction de la largeur du fauteuil (**XX**) et de la force de verin (**000**)
- Référence : **ESAT1222XX000**

**REGLAGES DU DOSSIER**

- ✓ Dossier Stealth ADI Back 2 (NC: FAW1086)
- | | | | |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 1- Forme | <input type="checkbox"/> Aluminium (AL) | | |
| Flat Top disponible hauteur: 16" et plus | | | |
| 2- Largeur : | <input type="checkbox"/> 13" (13) <input type="checkbox"/> 14" (14) <input type="checkbox"/> 15" (15) <input type="checkbox"/> 16" (16) <input type="checkbox"/> 17" (17) <input type="checkbox"/> 18" (18)
14" et 15" hauteur maximale: Standard 16"
14" et 15" incompatible contour: ExtraDeep | | |
| 3- Hauteur : | <input type="checkbox"/> Low 10" (L) <input type="checkbox"/> Medium 13" (M) <input type="checkbox"/> Standard 16" (S) standard incompatible EPIC | | |
| 4- Contour : | <input type="checkbox"/> Active 2,5" (A) <input type="checkbox"/> Deep 4" (D) <input type="checkbox"/> Extra Deep 6" (E) | | |
| 5- Fixation: | Quick Release Pro Mount (1-P) | | |
| 6- Ref: | ADI2XXXXXX1-P | | |

APPUI TETE DE POSITIONNEMENT

- ✓ Support d'appui tête orientable multiaxe (HMO475-17M)
- ✓ Appui tête enveloppant et pivotant
- ☐ Taille M (CP08CCFPM)
- ☐ Taille L (CP10CCFPM)
- Déhoussable Lavable

MOINS-VALUE

- ☐ **Sans Système d'inclinaison mécanique dynamique EPIC SEATING pour utilisation type corset-siège** - 1 360 €
- Prescrire uniquement le code : - VPH, Achat neuf, FRMP, modulaire à propulsion manuelle ou à pousser multi- position. Plv 2753,00€

ENSEMBLE ACCOUDOIRS**ACCOUDOIRS :**

Manchettes longue 34 cm

- ☐ Accoudoirs relevables verrouillables montés sur canne de dossier (hauteur : 7-13"/19-33 cm)
- ☐ Accoudoirs relevables non verrouillables montés sur canne de dossier (hauteur : 7-13"/19-33 cm)

Manchettes courte 25 cm

- ☐ Accoudoirs relevables réglables en hauteur/amovibles, montage rail d'assise (hauteur : 8.5-10.5"/22-27 cm)
- ☐ Accoudoirs relevables réglables en hauteur/amovibles, montage rail d'assise (hauteur : 10.5-14"/27-36 cm)

**RELEVES-JAMBES**

- ☐ Relève-jambes manuels séparé (3101-5005)

Appui-Mollet, Palette avec sangle talonnière, relevable, inclinable

Distance palette plaque d'assise sans coussin :

- | | |
|-----------------------------------------|-----------|
| <input type="checkbox"/> Court 19-34cm | 3101-6006 |
| <input type="checkbox"/> Medium 53-38cm | 3101-6007 |
| <input type="checkbox"/> Long 28-43cm | 3101-6008 |

- | | | |
|-------------------------------------------|-----------|-----------|
| <input type="checkbox"/> Appui mollet | 3101-7016 | 3101-7017 |
| <i>(Non compatible "court" 3101-6006)</i> | | |

**ADJONCTIONS SPECIFIQUES : TABLETTE****132 € TTC**

Code 9946641 - VPH, adjonction, tablette complète. Plv 132€

- ☐ Tablette amovible (support 3101-6009)

- | | |
|-------------------------------------|-----------|
| <input type="checkbox"/> Enzo 13-14 | 3101-6006 |
| <input type="checkbox"/> Enzo 14-16 | 3101-6007 |
| <input type="checkbox"/> Enzo 16-18 | 3101-6008 |

**COMMENTAIRES**

Note délai — La configuration du matériel (options/personnalisations) peut fortement impacter le délai : compter un délai moyen de 3 semaines, pouvant être allongé jusqu'à 8 semaines supplémentaires.

Notes et informations utiles

- Merci de renseigner l'ensemble des informations nécessaires à la fabrication et aux réglages du fauteuil
- Toute commande reçue incomplète ne pourra être validée en production impliquant de fait un délai de traitement supplémentaire.
- Un seul coussin d'assise livré (hors assise modulaire)

DIMENSIONS COUSSINS

Tru confort² SPP

DIMENSIONS											
Largeur	35	38	41	43	46	48	51	53	56	61	Personnalisé
Profondeur											
35	●		●								●
38	●		●	●							●
41	●	●	●	●	●		●				●
43	●	●	●	●	●	●	●				●
46	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●
48		●	●	●	●	●	●	●	●		●
51		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
53			●	●	●	●	●	●	●	●	●
56			●	●	●	●	●	●	●	●	●
61							●		●	●	●
Personnalisé	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Spectrum Gel

DIMENSIONS													
Largeur	35	41	43	46	48	51	56	61	66	71	76	82	Personnalisé
Profondeur													
38		●											●
41		●	●	●	●	●	●	●					●
43		●	●	●	●								●
46	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●
48		●	●	●	●	●	●	●					●
51		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●
53				●		●		●					●
56				●		●	●	●	●	●	●		●
61				●		●	●	●	●	●	●		●
66								●				●	●
71										●	●	●	●
Personnalisé	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Essence

DIMENSIONS											
Largeur	25	30	35	38	41	43	46	48	51	53	56
Profondeur											
25	●	●	●								
30	●	●	●								
35	●	●	●								
38			●	●							
41			●	●	●	●	●		●		
43			●	●	●	●	●	●	●		
46			●	●	●	●	●	●	●		●
48					●	●	●	●	●		
51					●	●	●	●	●	●	●
53										●	
56										●	●
61											●
Personnalisé	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Solution

DIMENSIONS												
Largeur	25	30	35	38	41	43	46	48	51	56	61	Personnalisé
Profondeur												
25	●	●										●
30	●	●	●									●
35	●	●	●									●
38				●								●
41			●	●	●	●	●		●			●
43				●	●	●	●	●				●
46			●	●	●	●	●	●	●	●		●
48					●	●	●	●	●			●
51					●	●	●	●	●	●	●	●
56							●		●	●	●	●
61											●	●
Personnalisé	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Premiere P

DIMENSIONS									
Largeur	35	38	41	43	46	48	51	56	Personnalisé
Profondeur									
33	●								●
35	●	●							●
38	●	●							●
41	●	●	●	●	●		●		●
43		●	●	●	●	●	●		●
46			●	●	●	●	●	●	●
48			●	●	●	●	●		●
51			●		●		●	●	●
56							●	●	●
Personnalisé	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Glacial

DIMENSIONS											
Largeur	30	35	38	41	43	46	48	51	53	56	61
Profondeur											
30	●	●									●
35	●	●									●
38			●								●
41		●	●	●		●		●		●	●
43			●		●	●	●				●
46		●		●	●	●	●	●		●	●
48					●		●		●		●
51				●	●	●	●	●	●	●	●
53								●			●
56						●		●		●	●
58											●
61										●	●
Personnalisé	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●