

**INFORMATIONS DE COMMANDE**

Nom du distributeur : \_\_\_\_\_  
 Contact commercial + email et ligne directe : \_\_\_\_\_  
 Référence de commande : \_\_\_\_\_  
 Adresse de livraison : \_\_\_\_\_  
 Date de commande : \_\_\_\_\_

**CARACTERISTIQUES**

- ① Chassis 6 roues
- ① Système de franchissement
- ① Largeur hors tout: Taille d'assise +19 cm
- ① Hauteur d'accoudoirs: 27 à 34 cm
- ① Poids du fauteuil: à partir de 33kg
- ① Poids maxi utilisateur: 140kg
- ① Proondeur d'assise: 41 à 51 cm
- ① Largeur d'assise: 39 à 54 cm
- ① Hauteur de dossier: de 56 à 78 cm
- ① Longueur de jambes: de 29 à 47 cm
- ① Inclinaison d'assise jusqu'à 25° / 13° bascule de chassis
- ① Angle de dossier: 85° à 120°
- ① Accroche Taxi

**Légende de présentation et mise en page**

- Configuration de série, sans surcoût par rapport au prix limite de vente de la catégorie
- Adjonction spécifique sur devis justifié par l'évaluation fonctionnelle
- Adjonction prévue dans la nomenclature bénéficiant d'une prise en charge
- Adjonction d'aide à la posture prévue dans la nomenclature bénéficiant d'une prise en charge

Merci de vérifier la compatibilité et le cumul possible des adjonctions.

**VPH, Achat neuf, FRMP, modulaire à propulsion manuelle ou à pousser multi- position**

Code 9510895 - VPH, Achat neuf, FRMP, modulaire à propulsion manuelle ou à pousser multi- position. Plv 2753,00€

DESIGNATION	REFERENCE	PRIX PUBLIC TTC
<input type="checkbox"/> Base WEELY configurable	WEELY	2 609,48 € 2 753,00 €

**ROUES ET FREINS**

Sélectionner un système

- ✓ Roues rayonnées 22" (FAW1035)
  - ✓ Paire de freins levier court (FAW1043)
  - ☐ Paire de freins levier long (FAW1042)
  - Roues Pivotantes:
    - ✓ Roues 6" x 1-1/4" avec bandage (FAW1030)

- ☐ Roues rayonnées 20" (FAW1034)
  - ✓ Paire de freins levier court (FAW1043)
  - ☐ Paire de freins levier long (FAW1042)
  - Roues Pivotantes:
    - ✓ Roues 4" x 1-1/4" avec bandage (FAW5010)
    - ☐ Roues 6" x 1-1/4" avec bandage (FAW5000) ① Sol/siège 46cm
  - Chassis surbaissé, pour déplacement podal
    - ✓ Proclive de 3° facilitant le déplacement Podal
  - Hauteur d'assise sol / siège : ✓ 37cm ☐ 40cm ☐ 43cm

**ADJONCTIONS SPECIFIQUES :**

Code 4550001 - VPH, adjonction spécifique, supplément sur devis pour fauteuil roulant pour FRMP. Plv sur devis

**ROUES ET FREINS TAMBOUR**

Sélectionner un système

- ☐ Roues rayonnées 22" (FAW5075)
  - ✓ Paire de freins levier court (FAW1043)
  - ☐ Paire de freins levier long (FAW1042)
  - Roues Pivotantes:
    - ✓ Roues 6" x 1-1/4" avec bandage (FAW1030)
  - Frein accompagnateur
    - ✓ Paire de freins tambour
  - ① Poignées de frein ajouté aux cannes de dossier

550 € ☐ Roues composite 12" (FAW1038) 650 € TTC

Frein accompagnateur

  - ✓ Paire de freins tambour

Roues Pivotantes:

  - ✓ Roues 6" x 1-1/4" avec bandage (FAW1030)- ① Poignées de frein ajouté aux cannes de dossier

**ENSEMBLE ASSISE****ASSISE**

- ☐ Bascule d'assise 25° par verin pneumatique (FMW6016)
  - Largeur d'assise: ☐ 39 cm (réglable de 36 à 43 cm) (FMW6039)
  - ☐ 44 cm (réglable de 41 à 48 cm) (FMW6044)
  - ☐ 49 cm (réglable de 46 à 53 cm) (FMW6049)
  - Couleur de chassis: ✓ Noir et rouge

Profondeur d'assise :

☐ 41 ☐ 43 ☐ 46 ☐ 48 ☐ 49 ☐ 51

Mesure à titre informatif, ajustement fait à la livraison par le prestataire








**ADJONCTIONS SPECIFIQUES :**

Code 4550001 - VPH, adjonction spécifique, supplément sur devis pour fauteuil roulant pour FMC. Plv sur devis

**VERIN D'INCLINAISON**

<input type="checkbox"/> Bascule d'assise électrique ( <b>Délai nous consulter</b> )	FAW1019	1 269 €	1339 € TTC
--	---------	---------	------------




**COUSSIN D'ASSISE DE POSITIONNEMENT STANDARD**

<input type="checkbox"/> <b>Coussin d'assise Stealth TruComfort 2 SPP</b> Epaisseur : 11,4cm   Capacité de poids : 204kg Taille de coussin identique au réglage d'assise. <b>Si différent, nous préciser: ____*____</b> (voir tableau de correspondance) <i>Stabilité pelvienne et alignement fémoral. La mémoire de forme assure confort et protection. La housse Coolcore régule la température.</i> 	<input type="checkbox"/> <b>Coussin d'assise Stealth Products Spectrum Gel SPP</b> Epaisseur : 7,6cm   Capacité de poids : 250kg Taille de coussin , <b>nous préciser: ____*____</b> (voir tableau de correspondance) Coussin ergonomique pour une assise sécurisée : stabilité posturale, protection ischiatique renforcée, transferts facilités, et soutien optimal. Insert en gel double cellule, revêtement Sunmate adapté à la taille 
<input type="checkbox"/> <b>Coussin d'assise Stealth Products Spectrum Foam SPP</b> Epaisseur : 7,6cm   Capacité de poids : 272kg Taille de coussin , <b>nous préciser: ____*____</b> (voir tableau de correspondance) Coussin ergonomique alliant confort, sécurité et autonomie : stabilité posturale, protection ischiatique optimisée, transferts facilités, et légèreté. Revêtement Sunmate adapté selon la taille. 	<input type="checkbox"/> <b>Coussin d'assise Stealth Solution SPP</b> Epaisseur : 7,5cm   Capacité de poids : 204kg Taille de coussin , <b>nous préciser: ____*____</b> (voir tableau de correspondance) Stabilité pelvienne et répartition optimale de la pression. Conçus pour éviter l'inclinaison du bassin avec un gel segmenté pour la protection cutanée et une mousse à mémoire de forme pour confort et immersion. 
<input type="checkbox"/> <b>Coussin d'assise Stealth Products Premiere SP</b> Epaisseur : 7,6cm   Capacité de poids : 226kg Taille de coussin , <b>nous préciser: ____*____</b> (voir tableau de correspondance) Coussin ergonomique pour un positionnement et un confort durables : stabilité renforcée, répartition optimisée des appuis, et adaptation morphologique. Insert latéral intégré, découpe sacrée, revêtement Sunmate Xsoft 	<input type="checkbox"/> <b>Coussin d'assise Stealth Products Essence SPP</b> Epaisseur : 8,9cm   Capacité de poids : 226kg Taille de coussin , <b>nous préciser: ____*____</b> (voir tableau de correspondance) Coussin ergonomique alliant confort, stabilité et modularité : base rigide pour un maintien optimal, profil modulable pour un ajustement personnalisé, cuvette ischiatique et décharge sacrée pour plus de sécurité, et revêtement doux en viscose. 
<input type="checkbox"/> <b>Coussin d'assise Stealth Products Glacial SP</b> Epaisseur : 8,8cm   Capacité de poids : 226kg Taille de coussin , <b>nous préciser: ____*____</b> (voir tableau de correspondance) Coussin ergonomique pour confort et protection cutanée : transferts facilités, décharge sacrée et soutien du coccyx, gel quadrillé pour réduire les frottements, et base en mousse haute densité pour stabilité et durabilité. 	

**Produits d'assistance à la posture du siège (PAP B1)****600 € TTC**

Code 9913699 - VPH, adjonction, PAP forfait B adjonctions membre inférieur. Plv 600€

**Non cumulable PAP B 2****Choix possible d'un seul élément par étape****CORRECTION DE BASSIN**

<b>Etape 1: Choix d'une correction</b>	<input type="checkbox"/> Biseau crural	Choix de la taille: <input type="checkbox"/> Taille 1: 505 x 205 x 25 (mm) SAP4201 <input type="checkbox"/> Taille 2: 505 x 205 x 50 (mm) SAP4251	
	Le biseau crural s'installe sur la partie antérieure de l'assise. Il favorise la répartition des pressions sur l'ensemble de l'assise l'alignement des fémurs et réduit le glissement du patient. Existe en 25 et 50mm. Il peut être utilisé au niveau du dossier, soit dans le sens de la hauteur afin de compenser ou corriger une rotation de tronc, soit dans le sens de la largeur afin d'augmenter le confort et la surface d'appui au niveau du dos.		
	<input type="checkbox"/> Biseau fessier 205 x 205 x 25 (mm)	SAP4301	
	Le biseau fessier (cale d'obliquité) peut compenser une perte de tonus des muscles fessiers ou diminuer une obliquité du bassin.		
	<input type="checkbox"/> Butée d'abduction	Choix de la taille: <input type="checkbox"/> Butée anthracite rigide 175 x 105 x 70 (mm) SAP4401 <input type="checkbox"/> Butée souple 175 x 105 x 70 (mm) SAP4406	
	La butée d'abduction est destinée à contrôler l'adduction des membres inférieurs.		

Etape 2	<b>ACCESSOIRE COUSSIN D'ASSISE</b>	
	<input type="checkbox"/> Housse Stealth-Tek Nylon/Polyester imperméable <input type="checkbox"/> Housse AirMesh, Antiglisement <input type="checkbox"/> Housse polyurethane	
Etape 3 Choix d'une ceinture	<b>STABILISATEURS DES MEMBRES INFÉRIEURS</b>	
	<input type="checkbox"/> Ceinture de maintien 2 points Taille <input type="checkbox"/> S IFPB5122 Taille <input type="checkbox"/> M IFPB5223 Taille <input type="checkbox"/> L IFPB5224	<input type="checkbox"/> Ceinture de maintien 4 points Taille <input type="checkbox"/> S IFPB5242 Taille <input type="checkbox"/> M IFPB5243 Taille <input type="checkbox"/> L IFPB5244
	<input type="checkbox"/> Ceinture de maintien de jambe Taille <input type="checkbox"/> S IFLH1111-S Taille <input type="checkbox"/> M IFLH1111-M Taille <input type="checkbox"/> L IFLH1111-L	
	<b>ALIGNEMENT FEMORAL (Choix d'une paire)</b>	
Etape 4 Choix d'un support	<input type="checkbox"/> Cale genou droit (KN1ADD-....+KN1ADD4) <input type="checkbox"/> Cale genou gauche (KN1ADD-....+KN1ADD4)	<input type="checkbox"/> Plot d'abduction escamotable vers l'avant (UMS0522800) <input type="checkbox"/> Coussin d'abduction Petit (MTMD-32M) <input type="checkbox"/> Coussin d'abduction Petit (MTMD-33M) <input type="checkbox"/> Coussin d'abduction Petit (MTMD-34M)

<b>Produits d'assistance à la posture du siège (PAP B2)</b>		<b>600 € TTC</b>
Code 9913699 - VPH, adjonction, PAP forfait B adjonctions membre inférieur. Plv 600€		Non cumulable PAP B 1
Choix uniquement de la protection ou du maintien		
<b>PROTECTION DE CHEVILLE/PIED</b>		
<input type="checkbox"/> Coussin de positionnement et de protection de jambes <input type="checkbox"/> Taille 16 ST-IFPFB-DS-16 <input type="checkbox"/> Taille 18 ST-IFPFB-DS-18 <input type="checkbox"/> Taille 20 ST-IFPFB-DS-20 <input type="checkbox"/> Taille 22 ST-IFPFB-DS-22		

<b>ENSEMBLE DOSSIER</b>	
<b>REGLAGES DU DOSSIER</b>	
<input type="checkbox"/> Dossier rigide ajustable en hauteur et rabattable sur l'assise. Revêtement: <input type="checkbox"/> Mesh (FAW6056) <input type="checkbox"/> Dartex (FAW6055)	<input type="checkbox"/> Dossier souple (FAW6050)
<input checked="" type="checkbox"/> Inclinaison de dossier assistée par vérin de 85° à 120° <input type="checkbox"/> Inclinaison de dossier dynamique (FAW1086) (Non compatible de dossier ADI) Permet d'absorber les schémas d'extension et spasmes, tout en conservant un réglage d'inclinaison de dossier avec un vérin à gaz	
<input checked="" type="checkbox"/> Dossier Stealth ADI Back 2 (NC: FAW1086)	
1- Forme	<input type="checkbox"/> Aluminium (AL) <input type="checkbox"/> Aluminium Flat Top (AFT) Flat Top disponible hauteur: 16" et plus
2- Largeur :	<input type="checkbox"/> 15" (15) <input type="checkbox"/> 16" (16) <input type="checkbox"/> 17" (17) <input type="checkbox"/> 18" (18) <input type="checkbox"/> 19" (19) <input type="checkbox"/> 20" (20) 14" et 15" hauteur maximale: <b>Standard 16"</b> 14" et 15" incompatible contour: <b>ExtraDeep</b>
3- Hauteur :	<input type="checkbox"/> Low 10" (L) <input type="checkbox"/> Medium 13" (M) <input type="checkbox"/> Standard 16" (S) <input type="checkbox"/> Tall 18" (T) <input type="checkbox"/> Extra Tall 20" (X)
4- Contour :	<input type="checkbox"/> Active 2,5" (A) <input type="checkbox"/> Deep 4" (D) <input type="checkbox"/> Extra Deep 6" (E)
5- Fixation:	Quick Release Pro Mount (1-P)
6- Ref:	ADI2XXXXXX1-P
Optionnel :	Uniquement dossier ADI active : Paire de cale tronc fixe <input type="checkbox"/> Taille L 11,5 cm x 11,5 cm (LATADJSTLG (x2)) <input type="checkbox"/> Taille XL 10 cm x 11,5 cm (LATADJSTXLG (x2))

- ☐ Dossier Souple, ajustable 7 sangles avec réglage indépendant à droite et à gauche.

Largeur: ☐ 36-45cm SAY3300 ☐ 45-50cm SAY3400 ☐ 50-60cm SAY3500

**Choix obligatoire:**

Cales-tronc réglables H15cm x P10cm, la paire.

- ☐ fixation velcro (SAP3603)  
☐ fixation rigide (SAP3601)  
☐ Ajustement en profondeur des cales-tronc SAP3601, réglables 60mm



#### SOUTIEN LOMBAIRE

- ☐ Butée Sacro-lombaire anthracite 255 x 240 x 25 (mm)

SAP4601

La butée sacro lombaire est placée dans la partie inférieure du dossier. Elle permet d'améliorer la répartition des pressions sur l'ensemble du dos lors d'une hyper lordose, et favorise l'antéversion du bassin.



#### CEINTURE DE MAINTIEN DE POSITIONNEMENT

- ☐ Harnais Classic Dynamique Zipper

- ☐ Taille S (IFPS3102)  
☐ Taille M (IFPS3103)  
☐ Taille L (IFPS3104)




- ☐ Ceinture d'épaule Y Straps

- ☐ Taille S (IFYS3102)  
☐ Taille M (IFYS3103)  
☐ Taille L (IFYS3104)



- ☐ Harnais d'épaule Backpack

- ☐ Taille XS (IFPB4201)  
☐ Taille S (IFPB4202)  
☐ Taille M (IFPB4203)  
☐ Taille L (IFPB4204)



- ☐ Harnais d'épaule Style "H"

- ☐ Taille S (IFHH5202)  
☐ Taille M (IFHH5203)  
☐ Taille L (IFHH5204)



#### ADJONCTIONS SPECIFIQUES :

Code 4550001 - VPH, adjonction spécifique, supplément sur devis pour fauteuil roulant pour FRMP. Plv sur devis

#### VERIN D'INCLINAISON

- ☐ Inclinaison de dossier électrique (**Délai nous consulter**) FAW1160 872 € 920 € TTC

#### VERIN D'INCLINAISON DYNAMIQUE

- ☐ Inclinaison de dossier EPIC SEATING (NC: Dossier électrique) 1 891 € 1995 € TTC

① Système sans dossier, ajouter le PAP A3, uniquement dossier ADI Qback 2. (Montant PAP à ajouter)

① Ajouter un appui tête de positionnement

① Hauteur de coque de dossier compatible uniquement LOW et MEDIUM

Largeur du fauteuil ☐ 39 (01) ☐ 44 ou 49 (02)

☐ Force de verin élevé 100N (100)

☐ Force de verin légère 50N (050)

Pour faciliter la réalisation de votre commande Epic vous pouvez utiliser le formulaire dédié.

**Veuillez scanner le QR code:**



Finaliser la référence ci-dessous en fonction de la largeur du fauteuil (XX) et de la force de verin (000)

Référence : **ESAT1222XX000**

#### APPUI TETE

- ☐ Appui-tête orientable multi-positions. (FAW4011)



#### APPUI TETE DE POSITIONNEMENT

160 € TTC

Code 4510001 - VPH, adjonction, supplément appui-tête réglable. Plv 160€

**Choix possible d'un seul appui tête**

✓ Support d'appui tête orientable multiaxe (HMO475-17M)



- ☐ All Positionning

☐ Taille M (AP350M)

☐ Taille L (AP450M)

☐ Taille XL (AP550M)



**APPUI TÊTE DE POSITIONNEMENT (suite)**☐ Appui tête enveloppant et pivotant☐ Taille M (CP08CCFPM)☐ Taille L (CP10CCFPM)☐ Taille XL (CP14CCFPM)**Produits d'assistance à la posture du siège (PAP A1)****600 € TTC**

Code 9942940 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur. Plv 600€

Non cumulable PAP A 2, 3 &amp; 4


**DISPOSITIFS DE POSITIONNEMENT CERVICO-CEPHALIQUES**☐ Ultra (UHBSU23200 + UHB4D33200-QCR)

Choix des coussins:

Occipital - LxH Cm

☐ O1 - 18x10 (500M)☐ O2 - 13x5 (510M)☐ O2 - 13x5 (510M)☐ O2 - 13x5 (510M)

Sous - Occipital - LxH Cm

☐ SO1 - 24x7 (600M)☐ SO2 - 18x7 (610M)☐ SO3 - 16x6 (620M)**Produits d'assistance à la posture du siège (PAP A2)****600 € TTC**

Code 9942940 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur. Plv 600€

Non cumulable PAP A1, 3 &amp; 4

**DISPOSITIFS DE POSITIONNEMENT CERVICO-CEPHALIQUES**☐ Combo*Sélectionner la taille*☐ Taille S (CB315M)☐ Taille L (CB305M)**Swing away**☐ Droit (SAR2B-R)☐ Gauche (SAR2B-L)☐ Droit & Gauche (SAR2B-B)

Pad: Q. \_\_\_\_\_

☐ 7x5 (910M) ☐ 11x5 (900M) ☐ 16x6 (920M) ☐ 16x4 (930M)☐ Confort Plus*Sélectionner la taille*☐ Taille XS (CP06CCFPM)☐ Taille S (CP08CCFPM)☐ Taille M (CP10CCFPM)**Swing away**☐ Droit (SAR2A-R)☐ Gauche (SAR2A-L)☐ Droit & Gauche (SAR2A-B)

Pad: Q. \_\_\_\_\_

☐ 7x5 (910M) ☐ 11x5 (900M) ☐ 16x6 (920M) ☐ 16x4 (930M)☐ Confort Plus Ajustable*Sélectionner la taille*☐ Taille L (ACP150M)☐ Taille XL (ACP550M)**Swing away**☐ Droit (SAR2A-R)☐ Gauche (SAR2A-L)☐ Droit & Gauche (SAR2A-B)

Pad: Q. \_\_\_\_\_

☐ 7x5 (910M) ☐ 11x5 (900M) ☐ 16x6 (920M) ☐ 16x4 (930M)☐ All Positionning*Sélectionner la taille*☐ Taille M (AP350M)☐ Taille L (AP450M)☐ Taille XL (AP550M)**Swing away**☐ Droit (SAR2B-R)☐ Gauche (SAR2B-L)☐ Droit & Gauche (SAR2B-B)

Pad: Q. \_\_\_\_\_

☐ 7x5 (910M) ☐ 11x5 (900M) ☐ 16x6 (920M) ☐ 16x4 (930M)**ENSEMBLE ACCOUDOIRS****ACCOUDOIRS :**☒ Accoudoirs réglables en hauteur et en largeur, avec protège vêtements☐ Droit (FAW1070)☐ Gauche (FAW1070)☐ Accoudoir gouttière avec protège vêtement*Incompatible tablette*☐ Droit (FAW1071)☐ Gauche (FAW1071)

**Produits d'assistance à la posture du dossier (PAP A4)****600 € TTC**

Code 9942940 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur. Plv 600€

Non cumulable PAP B 1, 2 &amp; 3

**BUTE POSTERIEURE DE COUDE****1**☐ Support de coussin escamotable☐ droit (ARMS-ES-L)☐ gauche (ARMS-ES-R)**2**☐ Coussin demi-lune☐ droit (ARMSES-3X10-R)☐ gauche (ARMSES-3X10-L)☐ Maintien de coude☐ droit (ARMSES-4X4)☐ gauche (ARMSES-4X4)**RELEVES-JAMBES**☐ Relève-jambes manuels séparé*Appui-Mollet, Palette avec sangle talonnière, relevable, inclinable*☐ Gauche (FAW3014)☐ Droit (FAW3015)☐ Surpalette centrale (FAW3085)☐ Relève-jambes manuels séparé*Appui-Mollet, Palette avec sangle talonnière, relevable, inclinable*☐ Gauche (FAW1021)☐ Droit (FAW1020)☐ Surpalette centrale (FAW1024)**LEVIER BASCULEUR**

✓ Activation à la main

**ADJONCTIONS SPECIFIQUES : TABLETTE****132 € TTC**

Code 9946641 - VPH, adjonction, tablette complète. Plv 132€

☐ Tablette escamotable (FAW7010)*Non compatible accoudoir gouttière***COMMENTAIRES**

**Note délai** — La configuration du matériel (options/personnalisations) peut fortement impacter le délai : compter un délai moyen de 3 semaines, pouvant être allongé jusqu'à 8 semaines supplémentaires.

Notes et informations utiles

- Merci de renseigner l'ensemble des informations nécessaires à la fabrication et aux réglages du fauteuil
- Toute commande reçue incomplète ne pourra être validée en production impliquant de fait un délai de traitement supplémentaire.
- Un seul coussin d'assise livré (hors assise modulaire)

**DIMENSIONS COUSSINS**

**Tru confort<sup>2</sup> SPP**

DIMENSIONS											
Largeur	35	38	41	43	46	48	51	53	56	61	Personnalisé
Profondeur											
35	●		●								●
38	●		●	●							●
41	●	●	●	●	●		●				●
43	●	●	●	●	●	●	●				●
46	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●
48		●	●	●	●	●	●	●	●		●
51		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
53			●	●	●	●	●	●	●	●	●
56			●	●	●	●	●	●	●	●	●
61							●		●	●	●
Personnalisé	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

**Spectrum Gel**

DIMENSIONS													
Largeur	35	41	43	46	48	51	56	61	66	71	76	82	Personnalisé
Profondeur													
38		●											●
41		●	●	●	●	●	●	●					●
43		●	●	●	●								●
46	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●
48		●	●	●	●	●	●	●					●
51		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●
53				●		●		●					●
56				●		●	●	●	●	●	●		●
61				●		●	●	●	●	●	●		●
66								●				●	●
71										●	●	●	●
Personnalisé	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

**Essence**

DIMENSIONS												
Largeur	25	30	35	38	41	43	46	48	51	53	56	Personnalisé
Profondeur												
25	●	●	●									●
30	●	●	●									●
35	●	●	●									●
38			●	●								●
41			●	●	●	●	●		●			●
43			●	●	●	●	●	●	●			●
46			●	●	●	●	●	●	●		●	●
48					●	●	●	●	●			●
51					●	●	●	●	●	●	●	●
53										●		●
56										●	●	●
61											●	●
Personnalisé	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Solution

DIMENSIONS												
Largeur	25	30	35	38	41	43	46	48	51	56	61	Personnalisé
Profondeur												
25	●	●										●
30	●	●	●									●
35	●	●	●									●
38				●								●
41			●	●	●	●	●		●			●
43				●	●	●	●	●				●
46			●	●	●	●	●	●	●	●		●
48					●	●	●	●	●			●
51					●	●	●	●	●	●	●	●
56							●		●	●	●	●
61											●	●
Personnalisé	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Premiere P

DIMENSIONS									
Largeur	35	38	41	43	46	48	51	56	Personnalisé
Profondeur									
33	●								●
35	●	●							●
38	●	●							●
41	●	●	●	●	●		●		●
43		●	●	●	●	●	●		●
46			●	●	●	●	●	●	●
48			●	●	●	●	●		●
51			●		●		●	●	●
56							●	●	●
Personnalisé	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Glacial

DIMENSIONS												
Largeur	30	35	38	41	43	46	48	51	53	56	61	Personnalisé
Profondeur												
30	●	●										●
35	●	●										●
38			●									●
41		●	●	●		●		●		●		●
43			●		●	●	●					●
46		●		●	●	●	●	●		●	●	●
48					●		●		●			●
51				●	●	●	●	●	●	●	●	●
53									●		●	●
56						●		●		●	●	●
58											●	●
61										●	●	●
Personnalisé	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●