

**INFORMATIONS DE COMMANDE**

Nom du distributeur : \_\_\_\_\_  
 Contact commercial + email et ligne directe : \_\_\_\_\_  
 Référence de commande : \_\_\_\_\_  
 Adresse de livraison : \_\_\_\_\_  
 Date de commande : \_\_\_\_\_

**CARACTERISTIQUES**

- ① Chassis 6 roues
- ① Système de franchissement
- ① Largeur hors tout: Taille d'assise +19 cm
- ① Hauteur d'accoudoirs: 27 à 34 cm
- ① Poids du fauteuil: à partir de 33kg
- ① Poids maxi utilisateur: 140kg
- ① Proondeur d'assise: 41 à 51 cm
- ① Largeur d'assise: 39 à 54 cm
- ① Hauteur de dossier: de 56 à 78 cm
- ① Longueur de jambes: de 29 à 47 cm
- ① Inclinaison d'assise jusqu'à 25° / 13° bascule de chassis
- ① Angle de dossier: 85° à 120°
- ① Accroche Taxi

**Légende de présentation et mise en page**

- Configuration de série, sans surcoût par rapport au prix limite de vente de la catégorie
- Adjonction spécifique sur devis justifié par l'évaluation fonctionnelle
- Adjonction prévue dans la nomenclature bénéficiant d'une prise en charge
- Adjonction d'aide à la posture prévue dans la nomenclature bénéficiant d'une prise en charge

Merci de vérifier la compatibilité et le cumul possible des adjonctions.

**WEELY EPIC**

Code 9510895 - VPH, Achat neuf, FRMP, modulaire à propulsion manuelle ou à pousser multi- position. Plv 2753,00€  
 Code 9942940 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur. Plv 600€  
 Code 9913699 - VPH, adjonction, PAP forfait B adjonctions membre inférieur. Plv 600€  
 Code 4510001 - VPH, adjonction, supplément appui-tête réglable. Plv 160€

**DESIGNATION****REFERENCE****PRIX PUBLIC TTC**

✓ Base WEELY configurable

WEELY

4 113,00 €

**ROUES ET FREINS**





Sélectionner un système


- ✓ Roues rayonnées 22" (FAW1035)
  - ✓ Paire de freins levier court (FAW1043)
  - ☐ Paire de freins levier long (FAW1042)
- Roues Pivotantes:
  - ✓ Roues 6" x 1-1/4" avec bandage (FAW1030)
- ☐ Roues rayonnées 20" (FAW1034)
  - ✓ Paire de freins levier court (FAW1043)
  - ☐ Paire de freins levier long (FAW1042)
- Roues Pivotantes:
  - ✓ Roues 4" x 1-1/4" avec bandage (FAW5010)
  - ☐ Roues 6" x 1-1/4" avec bandage (FAW5000) ① Sol/siège 46cm
- Chassis surbaissé, pour déplacement podal
  - ✓ Proclive de 3° facilitant le déplacement Podal
- Hauteur d'assise sol / siège : ✓ 37cm ☐ 40cm ☐ 43cm

**ENSEMBLE ASSISE****ASSISE**

- ☐ Bascule d'assise 25° par verin pneumatique (FMW6016)
  - Largeur d'assise: ☐ 39 cm (réglable de 36 à 43 cm) (FMW6039)
  - ☐ 44 cm (réglable de 41 à 48 cm) (FMW6044)
  - ☐ 49 cm (réglable de 46 à 53 cm) (FMW6049)
- Profondeur d'assise : ☐ 41 ☐ 43 ☐ 46 ☐ 48 ☐ 49 ☐ 51
- Mesure à titre informatif, ajustement fait à la livraison par le prestataire
- Couleur de chassis: ✓ Noir et rouge

**COUSSIN D'ASSISE DE POSITIONNEMENT**

- ☐ **Coussin d'assise Stealth TruComfort 2 SPP**  
 Epaisseur : 11,4cm | Capacité de poids : 204kg  
 Taille de coussin identique au réglage d'assise. Si différent, nous préciser: \_\_\_\_ \* \_\_\_\_ (voir tableau de correspondance)  
 Stabilité pelvienne et alignement fémoral. La mémoire de forme assure confort et protection. La housse Coolcore régule la température.  

 TC2-VNC\_\_\_\_  

- ☐ **Coussin d'assise Stealth Products Spectrum Gel SPP**  
 Epaisseur : 7,6cm | Capacité de poids : 250kg  
 Taille de coussin , nous préciser: \_\_\_\_ \* \_\_\_\_ (voir tableau de correspondance)  
 Coussin ergonomique pour une assise sécurisée : stabilité posturale, protection ischiatique renforcée, transferts facilités, et soutien optimal. Insert en gel double cellule, revêtement Sunmate adapté à la taille  

 SPCG-FUC\_\_\_\_  


<input type="checkbox"/> <b>Coussin d'assise Stealth Products Spectrum Foam SPP</b> Epaisseur : 7,6cm   Capacité de poids : 272kg Taille de coussin , nous préciser: ____*____ (voir tableau de correspondance)  Coussin ergonomique alliant confort, sécurité et autonomie : stabilité posturale, protection ischiatique optimisée, transferts facilités, et légèreté. Revêtement Sunmate adapté selon la taille.	<input type="checkbox"/> <b>Coussin d'assise Stealth Solution SPP</b> Epaisseur : 7,5cm   Capacité de poids : 204kg Taille de coussin , nous préciser: ____*____ (voir tableau de correspondance) Stabilité pelvienne et répartition optimale de la pression. Conçus pour éviter l'inclinaison du bassin avec un gel segmenté pour la protection cutanée et une mousse à mémoire de forme pour confort et immersion.
<input type="checkbox"/> <b>Coussin d'assise Stealth Products Premiere SP</b> Epaisseur : 7,6cm   Capacité de poids : 226kg Taille de coussin , nous préciser: ____*____ (voir tableau de correspondance)  Coussin ergonomique pour un positionnement et un confort durables : stabilité renforcée, répartition optimisée des appuis, et adaptation morphologique. Insert latéral intégré, découpe sacrée, revêtement Sunmate Xsoft	<input type="checkbox"/> <b>Coussin d'assise Stealth Products Essence SPP</b> Epaisseur : 8,9cm   Capacité de poids : 226kg Taille de coussin , nous préciser: ____*____ (voir tableau de correspondance) Coussin ergonomique alliant confort, stabilité et modularité : base rigide pour un maintien optimal, profil modulable pour un ajustement personnalisé, cuvette ischiatique et décharge sacrée pour plus de sécurité, et revêtement doux en viscose.
<input type="checkbox"/> <b>Coussin d'assise Stealth Products Glacial SP</b> Epaisseur : 8,8cm   Capacité de poids : 226kg Taille de coussin , nous préciser: ____*____ (voir tableau de correspondance)  Coussin ergonomique pour confort et protection cutanée : transferts facilités, décharge sacrée et soutien du coccyx, gel quadrillé pour réduire les frottements, et base en mousse haute densité pour stabilité et durabilité.	
<div> <div> <b>CORRECTION DE BASSIN</b> </div> <div> <input type="checkbox"/> Biseau crural          Choix de la taille: <input type="checkbox"/> Taille 1: 505 x 205 x 25 (mm) <span>SAP4201</span>  <input type="checkbox"/> Taille 2: 505 x 205 x 50 (mm) <span>SAP4251</span> </div> <div>         Le biseau crural s'installe sur la partie antérieure de l'assise. Il favorise la répartition des pressions sur l'ensemble de l'assise, l'alignement des fémurs et réduit le glissement du patient. Existe en 25 et 50mm. Il peut être utilisé au niveau du dossier, soit dans le sens de la hauteur afin de compenser ou corriger une rotation de tronc, soit dans le sens de la largeur afin d'augmenter le confort et la surface d'appui au niveau du do       </div> <div> <input type="checkbox"/> Biseau fessier 205 x 205 x 25 (mm) <span>SAP4301</span>          Le biseau fessier (cale d'obliquité) peut compenser une perte de tonus des muscles fessiers ou diminuer une obliquité du bassin.       </div> <div> <input type="checkbox"/> Butée d'abduction          Choix de la taille: <input type="checkbox"/> Butée anthracite rigide 175 x 105 x 70 (mm) <span>SAP4401</span>  <input type="checkbox"/> Butée souple 175 x 105 x 70 (mm) <span>SAP4406</span>          La butée d'abduction est destinée à contrôler l'adduction des membres inférieurs.       </div> </div>	
<div> <div> <b>STABILISATEURS DES MEMBRES INFÉRIEURS</b> </div> <div> <input type="checkbox"/> Ceinture de maintien 2 points          Taille <input type="checkbox"/> S <span>IFPB5122</span>          Taille <input type="checkbox"/> M <span>IFPB5223</span>          Taille <input type="checkbox"/> L <span>IFPB5224</span> </div> <div> <input type="checkbox"/> Ceinture de maintien de jambe          Taille <input type="checkbox"/> S <span>IFLH1111-S</span>          Taille <input type="checkbox"/> M <span>IFLH1111-M</span>          Taille <input type="checkbox"/> L <span>IFLH1111-L</span> </div> </div>	
<div> <div> <b>INCLINAISON DYNAMIQUE</b> </div> <div> <input type="checkbox"/> Inclinaison de dossier EPIC SEATING <i>(NC: Dossier électrique)</i>  <input checked="" type="checkbox"/> Système sans dossier, ajouter le PAP A3, uniquement dossier ADI Qback 2. (Montant PAP à ajouter)  <input checked="" type="checkbox"/> Ajouter un appui tête de positionnement  <input checked="" type="checkbox"/> Hauteur de coque de dossier compatible uniquement LOW et MEDIUM          Largeur du fauteuil <input type="checkbox"/> 39 <b>(01)</b> <input type="checkbox"/> 44 ou 49 <b>(02)</b>  <input type="checkbox"/> Force de verin élevé 100N <b>(100)</b>  <input type="checkbox"/> Force de verin légère 50N <b>(050)</b>          Pour faciliter la réalisation de votre commande Epic vous pouvez utiliser le formulaire dédié.  <b>Veillez scanner le QR code:</b> </div> <div>  </div> <div>  </div> <div>         Finaliser la référence ci-dessous en fonction de la largeur du fauteuil <b>(XX)</b> et de la force de verin <b>(000)</b>          Référence : <b>ESAT1222XX000</b> </div> </div>	

**APPUI TÊTE DE POSITIONNEMENT***Choix possible d'un seul appui tête*

- ☒ Support d'appui tête orientable multiaxe (HMO475-17M)



- ☐ All Positionning
- ☐ Taille M (AP350M)
- ☐ Taille L (AP450M)
- ☐ Taille XL (AP550M)



- ☐ Appui tête enveloppant et pivotant

- ☐ Taille M (CP08CCFPM)
- ☐ Taille L (CP10CCFPM)
- ☐ Taille XL (CP14CCFPM)

**ENSEMBLE ACCOUDOIRS****ACCOUDOIRS :**

- ☒ Accoudoirs réglables en hauteur et en largeur, avec protège vêtements

- ☐ Droit (FAW1070)
- ☐ Gauche (FAW1070)



- ☐ Accoudoir gouttière avec protège vetement

*Incompatible tablette*

- ☐ Droit (FAW1071)
- ☐ Gauche (FAW1071)

**RELEVES-JAMBES**

- ☐ Relève-jambes manuels séparé

*Appui-Mollet, Palette avec sangle talonnière, relevable, inclinable*

- ☐ Gauche (FAW3014)
- ☐ Droit (FAW3015)

- ☐ Surpalette centrale (FAW3085)



- ☐ Relève-jambes manuels séparé

*Appui-Mollet, Palette avec sangle talonnière, relevable, inclinable*

- ☐ Gauche (FAW1021)
- ☐ Droit (FAW1020)

- ☐ Surpalette centrale (FAW1024)

**LEVIER BASCULEUR**

- ☒ Activation à la main

**ADJONCTIONS SPECIFIQUES : TABLETTE****132 € TTC**

Code 9946641 - VPH, adjonction, tablette complète. Plv 132€

- ☐ Tablette escamotable (FAW7010)

*Non compatible accoudoir gouttière***COMMENTAIRES**

**Note délai** — La configuration du matériel (options/personnalisations) peut fortement impacter le délai : compter un délai moyen de 3 semaines, pouvant être allongé jusqu'à 8 semaines supplémentaires.



Notes et informations utiles

- Merci de renseigner l'ensemble des informations nécessaires à la fabrication et aux réglages du fauteuil
- Toute commande reçue incomplète ne pourra être validée en production impliquant de fait un délai de traitement supplémentaire.
- Un seul coussin d'assise livré (hors assise modulaire)

**DIMENSIONS COUSSINS****Tru confort<sup>2</sup> SPP**

DIMENSIONS											
Largeur	35	38	41	43	46	48	51	53	56	61	Personnalisé
Profondeur											
35	●		●								●
38	●		●	●							●
41	●	●	●	●	●		●				●
43	●	●	●	●	●	●	●				●
46	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●
48		●	●	●	●	●	●	●	●		●
51		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
53			●	●	●	●	●	●	●	●	●
56			●	●	●	●	●	●	●	●	●
61							●		●	●	●
Personnalisé	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

**Spectrum Gel**

DIMENSIONS												
Largeur	35	41	43	46	48	51	56	61	66	71	76	82
Profondeur												
38		●										●
41		●	●	●	●	●	●	●				●
43		●	●	●	●							●
46	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
48		●	●	●	●	●	●	●				●
51		●	●		●	●	●	●	●	●		●
53				●		●		●				●
56				●		●	●	●	●	●		●
61				●		●	●	●	●	●		●
66								●				●
71										●	●	●
Personnalisé	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

**Essence**

DIMENSIONS											
Largeur	25	30	35	38	41	43	46	48	51	53	56
Profondeur											
25	●	●	●								●
30	●	●	●								●
35	●	●	●								●
38			●	●							●
41			●	●	●	●	●		●		●
43			●	●	●	●	●	●	●		●
46			●	●	●	●	●	●	●		●
48				●	●	●	●	●	●		●
51					●	●	●	●	●	●	●
53										●	●
56										●	●
61											●
Personnalisé	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Solution

DIMENSIONS												
Largeur	25	30	35	38	41	43	46	48	51	56	61	Personnalisé
Profondeur												
25	●	●										●
30	●	●	●									●
35	●	●	●									●
38				●								●
41			●	●	●	●	●		●			●
43				●	●	●	●	●				●
46			●	●	●	●	●	●	●	●		●
48					●	●	●	●	●			●
51					●	●	●	●	●	●	●	●
56							●		●	●	●	●
61											●	●
Personnalisé	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Premiere P

DIMENSIONS									
Largeur	35	38	41	43	46	48	51	56	Personnalisé
Profondeur									
33	●								●
35	●	●							●
38	●	●							●
41	●	●	●	●	●		●		●
43		●	●	●	●	●	●		●
46			●	●	●	●	●	●	●
48			●	●	●	●	●		●
51			●		●		●	●	●
56							●	●	●
Personnalisé	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Glacial

DIMENSIONS												
Largeur	30	35	38	41	43	46	48	51	53	56	61	Personnalisé
Profondeur												
30	●	●										●
35	●	●										●
38			●									●
41		●	●	●		●		●		●		●
43			●		●	●	●					●
46		●		●	●	●	●	●		●	●	●
48					●		●		●			●
51				●	●	●	●	●	●	●	●	●
53									●		●	●
56						●		●		●	●	●
58											●	●
61										●	●	●
Personnalisé	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●