

INFORMATIONS DE COMMANDE

Nom du distributeur :

Contact commercial + email et ligne directe :

Référence de commande :

Adresse de livraison :

Date de commande :

Produits d'assistance à la posture du dossier**Dans la limite de 600€**

Code 9982878 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur. Plv 600€


COUSSIN D'APPUI TÊTE CONFORT PLUS

Pour des utilisateurs ayant besoin d'un repose tête qui apportera du maintien lors de la bascule du fauteuil et offrira un soutien des muscles cervicaux tout au long de la journée.


Peut répondre à des besoins plus spécifiques avec les adjonctions et ainsi offrir des possibilités de contrôle du positionnement.

Tableau de correspondance (cm) Les tailles incluent la base, le pad et le housage

	A	B	C	D
XS	11	16	6	ND
S	15	24	6	ND
M	15	28.5	6	ND
L	15	36	6	23



DESCRIPTION	REFERENCE	PP HT	PP TTC
<input type="checkbox"/> XS Pédiatrique	CP06CCFPM	156 €	165 €
<input type="checkbox"/> S	CP08CCFPM	156 €	165 €
<input type="checkbox"/> M	CP10CCFPM	156 €	165 €
<input type="checkbox"/> L <i>Non compatible Swing-away</i>	CP10CCFPM	156 €	165 €
<input type="checkbox"/> XL <i>Non compatible Swing-away</i>	CP19CCFPM	213 €	225 €

**COUSSIN D'APPUI TÊTE CONFORT PLUS - "GEL" (fabrication spéciale délai 6 semaines)**


DESCRIPTION	REFERENCE	PP HT	PP TTC
<input type="checkbox"/> XS Pédiatrique	CP06CCFPM / 350-G	261 €	275 €
<input type="checkbox"/> S	CP08CCFPM / 450-G	261 €	275 €
<input type="checkbox"/> M	CP10CCFPM / 250-G	261 €	275 €
<input type="checkbox"/> L	CP10CCFPM / 150-G	261 €	275 €
<input type="checkbox"/> XL	CP19CCFPM / 550-G	355 €	375 €

**COUSSIN D'APPUI TÊTE TRI-COMFORT PLUS - RETOURS LATÉRAUX 45° FIXES**

Augmente le contrôle latéral afin d'aider au bon positionnement de la tête au centre du coussin.

Possibilité d'augmenter le contrôle du positionnement par l'ajout d'appuis temporaires référence SAR2A.

	A	B	C	D	E
XS	10	8	5	12	20
S	12	9	6	17	22
M	16	10	7	22	29
L	17	13	10	28	36
XL	20	18	13	39	47




COUSSIN D'APPUI TÊTE TRI-CONFORT PLUS - (SUITE)

DESCRIPTION	REFERENCE	PP HT	PP TTC
<input type="checkbox"/> XS Pédiatrique	TCP505M	156 €	165 €
<input type="checkbox"/> S	TCP405M	156 €	165 €
<input type="checkbox"/> M	TCP305M	156 €	165 €
<input type="checkbox"/> L	TCP205M	156 €	165 €
<input type="checkbox"/> XL	TCP105M	156 €	165 €

COUSSIN D'APPUI TÊTE AJUSTABLE CONFORT PLUS

Augmente le contrôle latéral afin d'aider au bon positionnement de la tête au centre du coussin. Possibilité d'augmenter le contrôle du positionnement par l'ajout d'appuis temporaux. référence SAR2A

	A	B	C	D
L	13	13	13	6
XL	18	17	13	6



DESCRIPTION	REFERENCE	PP HT	PP TTC
<input type="checkbox"/> L (longueur dépliée 36 cm)	ACP150M	294 €	310 €
<input type="checkbox"/> XL (longueur dépliée 48 cm)	ACP550M	346 €	365 €

SWING AWAY - APPUI TEMPORAL

Système escamotable offrant des points de fixations pour des surfaces d'appui et un accès à des contacteurs. Permet une approche posturale plus complète. Ajustable, efficace, amovible et modulaire.

SWING-AWAY SAR2A POUR TOUTE LA GAMME "CONFORT SERIES"

DESCRIPTION	REFERENCE	PP HT	PP TTC
<input type="checkbox"/> Droit	SAR2A-R	280 €	295 €
<input type="checkbox"/> Gauche	SAR2A-L	280 €	295 €
<input type="checkbox"/> Droit et Gauche simple	SAR2A-B	327 €	345 €
<input type="checkbox"/> Droit et Gauche double	SAR4A-DB *	436 €	460 €



* Configuration personnalisable, se rapprocher du spécialiste produits.

COUSSIN SWING-AWAY

DESCRIPTION - Taille en cm	REFERENCE	PP HT	PP TTC
<input type="checkbox"/> Coussin 7x5 - Quantité	910M 	55 €	58 €
<input type="checkbox"/> Coussin 11x5 - Quantité	900M 	55 €	58 €
<input type="checkbox"/> Coussin 16x6 - Quantité	920M 	55 €	58 €
<input type="checkbox"/> Coussin 16x4 - Quantité	930M 	55 €	58 €

TIGE D'APPUI-TÊTE

Attention, pour un montage sur un dossier bio mécanique, la partie réglable en hauteur peut être en conflit 1 avec le mécanisme de translation. La coupe de la tige de réglage est possible pour palier ce conflit.












DESCRIPTION	REFERENCE	PP HT	PP TTC
<input type="checkbox"/> Fixe court 18 cm (1)	UHB2D33200	261 €	275 €
<input type="checkbox"/> Fixe long 30 cm (2)	UHB4D33200	261 €	275 €
<input type="checkbox"/> Escamotable 19 cm (3)	UHB2D232FD	341 €	360 €

ACCESSOIRES

Il est possible d'augmenter la longueur de réglage en ajoutant des liens unilink supplémentaires.



DESCRIPTION	REFERENCE	PP HT	PP TTC
<input type="checkbox"/> 1,5" droit	UILNK150	58,20 €	61,40 €
<input type="checkbox"/> 1,5" gauche	UILNK150	58,20 €	61,40 €
<input type="checkbox"/> 2" droit	UILNK200	58,20 €	61,40 €
<input type="checkbox"/> 2" gauche	UILNK200	58,20 €	61,40 €
<input type="checkbox"/> 3" droit	UILNK300	58,20 €	61,40 €
<input type="checkbox"/> 3" gauche	UILNK300	58,20 €	61,40 €

<input type="checkbox"/> Tone deflector - Absorbeur de mouvement et protection de la fiabilité du dispositif pour faire face à des schémas hypertoniques majeurs.		TD100M	195 €
<input type="checkbox"/> Support de montage contacteur eggs sur bras swing away Quantité :		ESM	70 €
<input type="checkbox"/> Support swing away additionnel avec support contacteur eggs Quantité : ...		F8675	250 €
<input type="checkbox"/> Support de montage contacteur microlite sur bras swing away (sans contacteur)		CN600	340 €
<input type="checkbox"/> Contacteur eggs <input type="checkbox"/> Noir <input type="checkbox"/> Rouge <input type="checkbox"/> Bleu <input type="checkbox"/> Vert Quantité :		ES-BLK ES-RED ES-BLU ES-GRN	99 €
<input type="checkbox"/> Contacteur microlite		ML210	170 €
<input type="checkbox"/> Adaptation pour fixation sur tube rond 1"		SMB351	58 €
<input type="checkbox"/> Adaptation pour fixation entre canne de : <input type="checkbox"/> 38 - 42 cm <input type="checkbox"/> 40 - 54 cm		OBCASMS OBCASMM	220 €
<input type="checkbox"/> UniLink support frontal escamotable 15x4 cm		UHP8D44703	600 €

COMMENTAIRES