

**INFORMATIONS DE COMMANDE**

Nom du distributeur :

Contact commercial + email et ligne directe :

Référence de commande :

Adresse de livraison :

Date de commande :

**Produits d'assistance à la posture du dossier****Dans la limite de 600€**


Code 9982878 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur. Plv 600€

**COUSSIN D'APPUI TÊTE ULTRA**


Solution modulaire pour situations posturales complexes

Le système ULTRA offre une adaptabilité maximale grâce à un positionnement précis dans les trois plans de l'espace et une approche indépendante occipitale et sous-occipitale. Il assure un contrôle optimal de la tête, limite l'hyperextension cervicale et améliore la stabilité grâce à un appui enveloppant et un soutien latéral renforcé. Ses nombreuses configurations permettent un ajustement personnalisé, y compris asymétrique, avec gestion efficace des rotations. Compatible swing away SAR2B et évolutif avec accessoires fonctionnels.


Tableau de correspondance (cm) Les tailles incluent la base, le pad et le houssage



DESCRIPTION	REFERENCE	PP HT	PP TTC
✓ Double support d'appui tête	UHBSU23200	265 €	<b>280 €</b>

**COUSSIN OCCIPITAL**

DESCRIPTION	REFERENCE	PP HT	PP TTC
□O1 courbe 7x4	500M	55 €	<b>58 €</b>
□O2 plat 5x2	510M	55 €	<b>58 €</b>
□O3 courbe 4x3	520M	55 €	<b>58 €</b>
□O4 courbe 4x2	530M	55 €	<b>58 €</b>

**COUSSIN SOUS-OCCIPITAL**




	A	B	C	D
<b>SO1</b>	8	8	13	18
<b>SO2</b>	6	7	11	16
<b>SO3</b>	7	9	15	24

DESCRIPTION	REFERENCE	PP HT	PP TTC
□SO1	600M	62 €	<b>65 €</b>
□SO2	610M	62 €	<b>65 €</b>
□SO3	620M	62 €	<b>65 €</b>

**AUTRES POSSIBILITES EN COUSSIN : i2i profil bas**

Profil	Style de bras	Gel	Small	Medium	Large	Extra Large	PP HT	PP TTC
Bas	Standard fixe	Non	<input type="checkbox"/> i2i455M	<input type="checkbox"/> i2i555M	<input type="checkbox"/> i2i655M	<input type="checkbox"/> i2i755M	317,54 €	335 €
Bas	Standard fixe	Oui	<input type="checkbox"/> i2i457M	<input type="checkbox"/> i2i557M	<input type="checkbox"/> i2i657M	<input type="checkbox"/> i2i757M	436,02 €	460 €
Bas	Court fixe	Non	<input type="checkbox"/> i2i456M	<input type="checkbox"/> i2i556M	<input type="checkbox"/> i2i656M	<input type="checkbox"/> i2i756M	317,54 €	335 €
Bas	Court fixe	Oui	<input type="checkbox"/> i2i458M	<input type="checkbox"/> i2i558M	<input type="checkbox"/> i2i658M	<input type="checkbox"/> i2i758M	436,02 €	460 €



DESCRIPTION	REFERENCE	PP HT	PP TTC
<input type="checkbox"/> Confort plus "pédiatrique" 	CP06CCFPM	161 €	<b>170 €</b>
<input type="checkbox"/> Large combo 	CB305M	280 €	<b>295 €</b>
<input type="checkbox"/> Small combo 	CB315M	280 €	<b>295 €</b>

**SWING AWAY - APPUI TEMPORAL**

Système escamotable offrant des points de fixations pour des surfaces d'appui et un accès à des contacteurs. Permet une approche posturale plus complète. Ajustable, efficace, amovible et modulaire.

**SWING-AWAY SAR2B (Incompatible confort plus)**

DESCRIPTION	REFERENCE	PP HT	PP TTC
<input type="checkbox"/> Droit	SAR2B-R	280 €	<b>295 €</b>
<input type="checkbox"/> Gauche	SAR2B-L	280 €	<b>295 €</b>
<input type="checkbox"/> Droit et Gauche	SAR2B-B	327 €	<b>345 €</b>

\* Configuration personnalisable, se rapprocher du spécialiste produits.

**COUSSIN SWING-AWAY**

DESCRIPTION - Taille en cm	REFERENCE	PP HT	PP TTC
<input type="checkbox"/> Coussin 7x5 - Quantité .....	910M 	55 €	<b>58 €</b>
<input type="checkbox"/> Coussin 11x5 - Quantité .....	900M 	55 €	<b>58 €</b>
<input type="checkbox"/> Coussin 16x6 - Quantité .....	920M 	55 €	<b>58 €</b>
<input type="checkbox"/> Coussin 16x4 - Quantité .....	930M 	55 €	<b>58 €</b>

**TIGE D'APPUI-TÊTE**

Attention, pour un montage sur un dossier bio mécanique, la partie réglable en hauteur peut être en conflit avec le mécanisme de translation. La coupe de la tige de réglage est possible pour palier ce conflit.

DESCRIPTION	REFERENCE	PP HT	PP TTC
<input type="checkbox"/> Tige fixe longue (réglage en hauteur 30cm) (1)	UHB4D33200-QCR	166 €	<b>175 €</b>
<input type="checkbox"/> Tige escamotable (réglage en hauteur 19cm) (2)	UHB2D232FD-QCR	280 €	<b>295 €</b>

1



2












**ACCESSOIRES**

Il est possible d'augmenter la longueur de réglage en ajoutant des liens unilink supplémentaires.



DESCRIPTION	REFERENCE	PP HT	PP TTC
<input type="checkbox"/> 1,5" droit	UILNK150	58,20 €	<b>61,40 €</b>
<input type="checkbox"/> 1,5" gauche	UILNK150	58,20 €	<b>61,40 €</b>
<input type="checkbox"/> 2" droit	UILNK200	58,20 €	<b>61,40 €</b>
<input type="checkbox"/> 2" gauche	UILNK200	58,20 €	<b>61,40 €</b>
<input type="checkbox"/> 3" droit	UILNK300	58,20 €	<b>61,40 €</b>
<input type="checkbox"/> 3" gauche	UILNK300	58,20 €	<b>61,40 €</b>

<input type="checkbox"/> Tone deflector - Absorbeur de mouvement et protection de la fiabilité du dispositif pour faire face à des schémas hypertoniques majeurs.		TD100M	<b>195 €</b>
<input type="checkbox"/> Support de montage contacteur eggs sur bras swing away Quantité : .....		ESM	<b>70 €</b>
<input type="checkbox"/> Support swing away additionnel avec support contacteur eggs Quantité : ...		F8675	<b>250 €</b>
<input type="checkbox"/> Support de montage contacteur microlite sur bras swing away (sans contacteur)		CN600	<b>340 €</b>
<input type="checkbox"/> Contacteur eggs <input type="checkbox"/> Noir <input type="checkbox"/> Rouge <input type="checkbox"/> Bleu <input type="checkbox"/> Vert Quantité : .....		ES-BLK ES-RED ES-BLU ES-GRN	<b>99 €</b>
<input type="checkbox"/> Contacteur microlite		ML210	<b>170 €</b>
<input type="checkbox"/> Adaptation pour fixation sur tube rond 1"		SMB351	<b>58 €</b>
<input type="checkbox"/> Adaptation pour fixation entre canne de : <input type="checkbox"/> 38 - 42 cm <input type="checkbox"/> 40 - 54 cm		OBCASMS OBCASMM	<b>220 €</b>
<input type="checkbox"/> UniLink support frontal escamotable 15x4 cm		UHP8D44703	<b>600 €</b>

**COMMENTAIRES**