

INFORMATIONS DE COMMANDE

Nom du distributeur :

Contact commercial + email et ligne directe :

Référence de commande :

Adresse de livraison :

Date de commande :

Produits d'assistance à la posture du dossier
Dans la limite de 600€

Code 9982878 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur. Plv 600€

COUSSIN D'APPUI TÊTE i2i

Maintien et contrôle postural optimaux.

Conçu pour des situations spécifiques, l'i2i s'adapte à de nombreux profils utilisateurs. Il favorise l'alignement de la tête, limite les troubles posturaux et améliore le contact visuel ainsi que les fonctions orales (repas, salivation). Sa forme unique assure un appui occipital ciblé tout en limitant l'hyperextension cervicale. Les bras antérieurs stabilisent la tête sans entraver la mobilité des membres supérieurs. Disponible en plusieurs tailles (y compris pédiatriques) et entièrement personnalisable. Compatible avec support de menton pour une aide fonctionnelle renforcée.






Tableau de correspondance (cm) Les tailles incluent la base, le pad et le housage

en pouces	XS Niño	Niño	Small	Medium	Large	Extra Large
Largeur de cou	3	3,5	4	4,5	5	5,75
Longueur bras	4,5	4,5	Standard - 6,5	Standard - 7,5	Standard - 8	Standard - 9
			Bas 4,5	Bas 5,5	Bas 6	Bas 6,25
Hauteur support de la nuque	3	3,5	Standard - 4	Standard - 4,75	Standard - 5,25	Standard - 6
			Bas 2,5	Bas 2,25	Bas 2,25	Bas 2,25



Profil	Style de bras	Gel	XS Niño	Niño	Small	Medium	Large	Extra Large	PP HT	PP TTC
Standard	Standard fixe	Non	<input type="checkbox"/> i2i250M	<input type="checkbox"/> i2i350M	<input type="checkbox"/> i2i450M	<input type="checkbox"/> i2i550M	<input type="checkbox"/> i2i650M	<input type="checkbox"/> i2i750M	318 €	335 €
Standard	Standard fixe	Oui	<input type="checkbox"/> i2i252M	<input type="checkbox"/> i2i352M	<input type="checkbox"/> i2i452M	<input type="checkbox"/> i2i552M	<input type="checkbox"/> i2i652M	<input type="checkbox"/> i2i752M	436 €	460 €
Bas	Standard fixe	Non			<input type="checkbox"/> i2i455M	<input type="checkbox"/> i2i555M	<input type="checkbox"/> i2i655M	<input type="checkbox"/> i2i755M	318 €	335 €
Bas	Standard fixe	Oui			<input type="checkbox"/> i2i457M	<input type="checkbox"/> i2i557M	<input type="checkbox"/> i2i657M	<input type="checkbox"/> i2i757M	436 €	460 €
Standard	Court fixe	Non			<input type="checkbox"/> i2i451M	<input type="checkbox"/> i2i551M	<input type="checkbox"/> i2i651M	<input type="checkbox"/> i2i751M	318 €	335 €
Standard	Court fixe	Oui			<input type="checkbox"/> i2i453M	<input type="checkbox"/> i2i553M	<input type="checkbox"/> i2i653M	<input type="checkbox"/> i2i753M	436 €	460 €
Bas	Court fixe	Non			<input type="checkbox"/> i2i456M	<input type="checkbox"/> i2i556M	<input type="checkbox"/> i2i656M	<input type="checkbox"/> i2i756M	318 €	335 €
Bas	Court fixe	Oui			<input type="checkbox"/> i2i458M	<input type="checkbox"/> i2i558M	<input type="checkbox"/> i2i658M	<input type="checkbox"/> i2i758M	436 €	460 €

Existe avec des bras ajustables réglables par vis contacter les spécialistes produits pour plus d'informations.

COUSSIN SUPPORT MENTON

	XS Niño	Niño	Small	Medium	Large	Extra Large	PP HT	PP TTC
Standard	<input type="checkbox"/> i2i260	<input type="checkbox"/> i2i360	<input type="checkbox"/> i2i460	<input type="checkbox"/> i2i560	<input type="checkbox"/> i2i660	<input type="checkbox"/> i2i760	80,57 €	85 €



	XS Niño	Niño	Small	Medium	Large	Extra Large	PP HT	PP TTC
Trachea	<input type="checkbox"/> i2i261	<input type="checkbox"/> i2i361	<input type="checkbox"/> i2i461	<input type="checkbox"/> i2i561	<input type="checkbox"/> i2i661	<input type="checkbox"/> i2i761	104 €	110 €

SWING AWAY - APPUI TEMPORAL

Système escamotable offrant des points de fixations pour des surfaces d'appui et un accès à des contacteurs. Permet une approche posturale plus complète. Ajustable, efficace, amovible et modulaire.

SWING-AWAY SAR2B (Incompatible confort plus)



DESCRIPTION	REFERENCE	PP HT	PP TTC
<input type="checkbox"/> Droit	SAR2B-R	280 €	295 €
<input type="checkbox"/> Gauche	SAR2B-L	280 €	295 €
<input type="checkbox"/> Droit et Gauche	SAR2B-B	327 €	345 €

* Configuration personnalisable, se rapprocher du spécialiste produits.

COUSSIN SWING-AWAY

DESCRIPTION - Taille en cm	REFERENCE	PP HT	PP TTC
<input type="checkbox"/> Coussin 7x5 - Quantité	910M 	55 €	58 €
<input type="checkbox"/> Coussin 11x5 - Quantité	900M 	55 €	58 €
<input type="checkbox"/> Coussin 16x6 - Quantité	920M 	55 €	58 €
<input type="checkbox"/> Coussin 16x4 - Quantité	930M 	55 €	58 €

TIGE D'APPUI-TÊTE

Attention, pour un montage sur un dossier bio mécanique, la partie réglable en hauteur peut être en conflit 1 avec le mécanisme de translation. La coupe de la tige de réglage est possible pour palier ce conflit.












DESCRIPTION	REFERENCE	PP HT	PP TTC
<input type="checkbox"/> Fixe court 18 cm (1)	UHB2D33200	261 €	275 €
<input type="checkbox"/> Fixe long 30 cm (2)	UHB4D33200	261 €	275 €
<input type="checkbox"/> Escamotable 19 cm (3)	UHB2D232FD	341 €	360 €

ACCESSOIRES

Il est possible d'augmenter la longueur de réglage en ajoutant des liens unilink supplémentaires.



DESCRIPTION	REFERENCE	PP HT	PP TTC
<input type="checkbox"/> 1,5" droit	UILNK150	58,20 €	61,40 €
<input type="checkbox"/> 1,5" gauche	UILNK150	58,20 €	61,40 €
<input type="checkbox"/> 2" droit	UILNK200	58,20 €	61,40 €
<input type="checkbox"/> 2" gauche	UILNK200	58,20 €	61,40 €
<input type="checkbox"/> 3" droit	UILNK300	58,20 €	61,40 €
<input type="checkbox"/> 3" gauche	UILNK300	58,20 €	61,40 €

<input type="checkbox"/> Tone deflector - Absorbeur de mouvement et protection de la fiabilité du dispositif pour faire face à des schémas hypertoniques majeurs.		TD100M	195 €
<input type="checkbox"/> Support de montage contacteur eggs sur bras swing away Quantité :		ESM	70 €
<input type="checkbox"/> Support swing away additionnel avec support contacteur eggs Quantité : ...		F8675	250 €
<input type="checkbox"/> Support de montage contacteur microlite sur bras swing away (sans contacteur)		CN600	340 €
<input type="checkbox"/> Contacteur eggs <input type="checkbox"/> Noir <input type="checkbox"/> Rouge <input type="checkbox"/> Bleu <input type="checkbox"/> Vert Quantité :		ES-BLK ES-RED ES-BLU ES-GRN	99 €
<input type="checkbox"/> Contacteur microlite		ML210	170 €
<input type="checkbox"/> Adaptation pour fixation sur tube rond 1"		SMB351	58 €
<input type="checkbox"/> Adaptation pour fixation entre canne de : <input type="checkbox"/> 38 - 42 cm <input type="checkbox"/> 40 - 54 cm		OBCASMS OBCASMM	220 €
<input type="checkbox"/> UniLink support frontal escamotable 15x4 cm		UHP8D44703	600 €

COMMENTAIRES