

COLORIS CHASSIS, DU MANIPULATEUR Q LOGIC 3 ET DU DOSSIER

<input type="checkbox"/> Noir Back in black (brillant)	DGN2101587-PBK1	<input type="checkbox"/> Bleu Electric blue	DGN2101587-PBU9
<input type="checkbox"/> Rouge Red corvette	DGN2101587-PRD1	<input type="checkbox"/> Jaune Lemon crush	DGN2101587-PYL4
<input type="checkbox"/> Vert Green Machine	DGN2101587-PGN11		

ADJONCTIONS SPECIFIQUES : SYSTÈME D'ASSISE TRANSFERT ET ACCESSIBILITE

Code 4960062 - VPH, adjonction spécifique, supplément sur devis pour fauteuil roulant pour FRE et FREP. Plv sur devis

PACK ASSISE ET FONCTIONS TB4 (uniquement avec assise TRUBALANCE 3)

<input type="checkbox"/> Mécanisme d'assistance au transfert. Proclive à 30°	3 763,03 €	3970 € TTC
<input type="checkbox"/> Mécanisme d'aide à l'accèsibilité frontale. Proclive à 20°	Largeur d'assise maximale 56 cm	
✓ Activation proclive usine		

Adjonction complémentaire lift i.Level, sélection obligatoire de celui-ci

Ce pack implique la sélection obligatoire du relève-jambes central électrique. L'option **ASL** est déjà incluse dans le tarif ci-dessus.**PACK ASSISE SURBAISSE LOWRIDER (obligatoire & uniquement avec assise LOWRIDER)**

<input type="checkbox"/> Mécanisme d'assise ajustable en hauteur, distance sol/siège 390mm	3 763,03 €	3970 € TTC
--	------------	------------

Adjonction complémentaire lift, sélection obligatoire de celui-ci en première page

Ce pack nécessite la sélection obligatoire du relève-jambes central électrique ou repose jambe électrique séparée

EQUIPEMENT ROUTE

- ☐ Equipement route sur rail d'assise avec clignotant. Non compatible largeur d'assise <14" (montage sur base motrice)
- ✓ Eclairage Fender sur garde-boue Non compatible clignotant, contrôle par contacteur externe

ROUES


- ☐ Roues motrices pneumatiques 14"
- ☐ Roues motrices bandages 14"

Système de conduite**ELECTRONIQUE**

✓ QLOGIC 3

☐ Avec touches 1 et 2 CTL143976☐ Avec touche éclairage CTL143977☐ Chargeur USB-C KIT2306214☐ Système de protection anti pincement de la main Prochainement disponible (conflit possible passage sous table)☐ Déplacement du boîtier principal à l'arrière SOF**DISPOSITIF D'ESCAMOTAGE LATÉRAL**

✓ Pantographe escamotable réversible droite/gauche MEC1801698

☐ Montage à gauche ☐ Montage à droite☐ Pantographe standard réversible escamotable vers l'extérieur ACC2201042 / ACC2201041☐ Montage à gauche ☐ Montage à droite☐ Support de pantographe réglable en hauteur ST-ARM250T-Q (nc: MEC1801698)**EMBOUS DE JOYSTICK (en remplacement de l'embout d'origine)**☐ Poignée palmaire 7,6cm de largeur (A) PLSKNCP1057☐ Poignée palmaire 10,1cm de largeur (A) PLSKNCP1058☐ Champignon (B) PLSKNCP1008☐ Cupule menton (C) PLSKNCP1009☐ Poignée T (D) PLSKNCP1006☐ Boule plastique (E) PLSKNCP1007☐ Balle mousse (F) PLSKNCP1004☐ Barre (G) PLSKNCP1005

INTERFACE DE COMMANDE ET BOITIER ADDITIONNEL (A)**1500 € TTC**

Code 9921517 - VPH, adjonction, boîtier de commande personnalisé pour FRE, FREP et FREV. Plv 1500€

Non cumulable avec "interface de commande et boîtier additionnel (B)"☐ Commande clavier iAccess☐ Interrupteurs à bascule CTL144010☐ Interrupteurs à poussoir CTL144009**Choix obligatoire:** ☐ Montage à gauche ☐ Montage à droite ☐ Montage au dossier☐ Double commande tierce personne (utilisateur-accompagnateur) Q-LOGIC 3, Montage à droite

ELE167862 + MEC125270

☐ Système de conduite scanner à 1 interrupteur, contacteur libre*Uniquement Electronique Qlogic 3 CTL143977*☐ Micro light SWTMCRO1044 ☐ Mini cup SWTMCRO1064 ☐ Egg noir SWTMCRO1081**INTERFACE DE COMMANDE ET BOITIER ADDITIONNEL (B)****1500 € TTC**

Code 9921517 - VPH, adjonction, boîtier de commande personnalisé pour FRE, FREP et FREV. Plv 1500€

① Choix possible d'un seul boîtier additionnel*Non cumulable avec "interface de commande et boîtier additionnel (A)"*☐ Ecran de contrôle d'environnement Q-LOGIC 3 + flexible CTL143979+DWR1010D446

Montage côté opposé au manipulateur, nécessaire pour une commande spéciale (ex: occipitale.)

*Non cumulable avec autre boîtier additionnel*☐ Joystick stand-alone Q-Logic 3 compact.*Non cumulable avec autre boîtier additionnel***Définir le montage**

Montage commande au menton, mouvement non bio mécanique à droite.

Si appui tête : Confort + ☐ ST-SAR2A-R-Q / Autres ☐ ST-SAR2C-R

FRMASMB8304 + ST-GAT452CJ-Q + INDPART2815 + SWTMCRO1081 + CTL1439850

☐ Cupule menton (PLSKNCP1009) ☐ Balle mousse (PLSKNCP1004)

Montage centralisation entre accoudoir


☐ Droite ☐ Gauche

ST-GAT400Q-Q + ST-GAT452CJ-Q + ST-ARM250T-Q + CTL143980

Montage en bout d'accoudoir

☐ Droite ☐ Gauche

ACC142740 + ST-ARM250T-Q + CTL143980

☐ Ecran additionnel Q-LOGIC 3 + pour conduite scanner 1 interrupteur

Connectivité Bluetooth et contrôle d'environnement infrarouge

Système de conduite scanner à 1 interrupteur, contacteur positionnement libre "egg". ☐ Noir ☐ Bleu ☐ Vert

CTL143979 + DWR1010D446 + INDPART2815-"BLK/BLU/GRE"

Non cumulable avec autre boîtier additionnel☐ Système de conduite scanner à 1 interrupteur sur manipulateur Qlogic 3*Non cumulable avec autre boîtier additionnel*

Sélectionner le contacteur et le positionnement

☐ Micro lite☐ Montage à la tête (ST-CN600-OC) ☐ Droit (ST-SAR2A-R-Q) ☐ Gauche (ST-SAR2A-L-Q)☐ Mini cup☐ Montage à la tête (ST-MC220) ☐ Droit (ST-SAR2A-R-Q) ☐ Gauche (ST-SAR2A-L-Q)☐ EGG☐ Montage au genou (SWTMCRO1081) ☐ Droit ☐ Gauche (ST-ARMS260-OC + MEC1809294)☐ Montage à la tête (SWTMCRO1081 + II) ☐ Droit (ST-SAR2A-R-Q) ☐ Gauche (ST-SAR2A-L-Q)☐ Montage à la main (SWTMCRO1081) ☐ Droit ☐ Gauche (ST-ARMS260-OC + MEC1809294)☐ Multi switch☐ Montage positionnement libre (MO-P014-41-OC + MO-P014-40-OC + Ch. USB + P. charge externe)☐ Fibre optique i-Connect (ST-IC24F-1-OC + ST-IC12A-BC - OC)☐ Montage à la tête (ST-FO650-OC) ☐ Droit (ST-SAR2A-R-Q) ☐ Gauche (ST-SAR2A-L-Q)☐ Montage positionnement libre☐ Commande au souple double actions i-Connect (ST-ICSNP-2-OC + ST-IC12A-BC - OC)☐ Montage appui tête (ST-SP625M-OC) ☐ Droit (ST-SAR2A-R-Q) ☐ Gauche (ST-SAR2A-L-Q)☐ Montage positionnement libre (ST-ARMS-SP625M-OC)

ENSEMBLE ASSISE

REGLAGES DE L'ASSISE TRU BALANCE 3

Hauteur d'assise: ☐ 44,5 cm ☐ 47,0 cm ☐ 49,5 cm

Profondeur	Module A			
	Pouces			
	Cm			
14	36	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	38	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16	41	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17	43	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18	46	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Profondeur	Largeur Module B				
	Pouces				
	Cm				
16	41	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17	43	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18	46	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19	48	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20	51	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Profondeur	Largeur Module C				
	Pouces				
	Cm				
20	51	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21	53	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22	56	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
23	58	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24	61	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ou

REGLAGES DE L'ASSISE LOWRIDER

Profondeur	Largeur			
	Pouces			
	Cm			
14	36	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	38	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16	41	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17	43	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18	46	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19	48	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20	51	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21	53	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22	56	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hauteur d'assise:

☐ 39 cm


COUSSIN D'ASSISE DE POSITIONNEMENT STANDARD

✓ Coussin d'assise Stealth TruComfort 2 SPP TC2-VNC_____

Epaisseur : 11,4cm | Capacité de poids : 204kg

Taille de coussin identique au réglage d'assise. Si différent, nous préciser: ____*____ (voir tableau de correspondance)

Stabilité pelvienne et alignement fémoral. La mémoire de forme assure confort et protection. La housse Coolcore régule la température.

☐ Coussin d'assise Stealth Products Spectrum Gel SPP

Epaisseur : 7,6cm | Capacité de poids : 250kg

Taille de coussin, nous préciser: ____*____ (voir tableau de correspondance)

Coussin ergonomique pour une assise sécurisée : stabilité posturale, protection ischiatique renforcée, transferts facilités, et soutien optimal. Insert en gel double cellule, revêtement Sunmate adapté à la taille

☐ Ceinture 2 points à enrouleur. Verouillage type boucle automobile

IFRB5350



Produits d'assistance à la posture du siège (PAP B1)**600 € TTC**

Code 9979379 - VPH, adjonction, PAP forfait B adjonctions membre inférieur. Plv 600€

Non cumulable PAP B 2


COUSSINS D'ASSISE POSTURAL (en remplacement du coussin d'assise de positionnement standard)

Choix possible d'un seul élément par étape

☐ **Coussin d'assise Stealth Products Spectrum Foam SPP**

Épaisseur : 7,6cm | Capacité de poids : 272kg
 Taille de coussin, nous préciser: ____*____ (voir tableau de correspondance)

Coussin ergonomique alliant confort, sécurité et autonomie : stabilité posturale, protection ischiatique optimisée, transferts facilités et légèreté. Revêtement Sunmate adapté selon la taille.



SPCF-VPC____

coolcore

☐ **Coussin d'assise Stealth Products Premiere SP**

Épaisseur : 7,6cm | Capacité de poids : 226kg
 Taille de coussin, nous préciser: ____*____ (voir tableau de correspondance)

Coussin ergonomique pour un positionnement et un confort durables : stabilité renforcée, répartition optimisée des appuis, et adaptation morphologique. Insert latéral intégré, découpe sacrée, revêtement Sunmate Xsoft




PREM-VNC____

coolcore

☐ **Coussin d'assise Stealth Products Glacial SP**

Épaisseur : 8,8cm | Capacité de poids : 226kg
 Taille de coussin, nous préciser: ____*____ (voir tableau de correspondance)

Coussin ergonomique pour confort et protection cutanée : transferts facilités, décharge sacrée et soutien du coccyx, gel quadrillé pour réduire les frottements, et base en mousse haute densité pour stabilité et durabilité.



GLA-NUC____

coolcore

☐ **Coussin d'assise Stealth Solution SPP**

SOL-VPC____

Épaisseur : 7,5cm | Capacité de poids : 204kg
 Taille de coussin identique au réglage d'assise. Si différent, nous préciser: ____*____ (voir tableau de correspondance)

Stabilité pelvienne et répartition optimale de la pression. Conçus pour éviter l'inclinaison du bassin avec un gel segmenté pour la protection cutanée et une mousse à mémoire de forme pour confort et immersion.



coolcore

☐ **Coussin d'assise Stealth Products Essence SPP**

Épaisseur : 8,9cm | Capacité de poids : 226kg
 Taille de coussin, nous préciser: ____*____ (voir tableau de correspondance)

Coussin ergonomique alliant confort, stabilité et modularité : base rigide pour un maintien optimal, profil modulable pour un ajustement personnalisé, cuvette ischiatique et décharge sacrée pour plus de sécurité, et revêtement doux en viscose.



ESS-VPC____

coolcore

Accessoires coussin d'assis PAP

✓ **Housse cool core**☐ **Housse Stealth-Tek Nylon/Polyester imperméable**☐ **Housse AirMesh, Antiglisement**☐ **Housse incontinence polyuréthane****CORRECTION DE BASSIN**☐ **Biseau crural**Choix de la taille: ☐ Taille 1: 505 x 205 x 25 (mm)

SAP4201-OC

☐ Taille 2: 505 x 205 x 50 (mm)

SAP4251-OC

Le biseau crural s'installe sur la partie antérieure de l'assise. Il favorise la répartition des pressions sur l'ensemble de l'assise, l'alignement des fémurs et réduit le glissement du patient. Existe en 25 et 50mm. Il peut être utilisé au niveau du dossier, soit dans le sens de la hauteur afin de compenser ou corriger une rotation de tronc, soit dans le sens de la largeur afin d'augmenter le confort et la surface d'appui au niveau du dos.

☐ **Biseau fessier 205 x 205 x 25 (mm)**

SAP4301-OC

Le biseau fessier (cale d'obliquité) peut compenser une perte de tonus des muscles fessiers ou diminuer une obliquité du bassin.

☐ **Butée d'abduction**Choix de la taille: ☐ Butée anthracite rigide 175 x 105 x 70 (mm)

SAP4401-OC

☐ Butée souple 175 x 105 x 70 (mm)

SAP4406-OC

La butée d'abduction est destinée à contrôler l'adduction des membres inférieurs.



STABILISATEURS DES MEMBRES INFÉRIEURS

Etape 3 : Choix d'une ceinture

☐ Ceinture de maintien 2 pointsTaille ☐ S ST-IFPB5122-OCTaille ☐ M ST-IFPB5213-QTaille ☐ L ST-IFPB5214-Q☐ Ceinture de maintien 4 pointsTaille ☐ S ST-IFPB5242-OCTaille ☐ M ST-IFPB5147-QTaille ☐ L ST-IFPB5148-Q☐ Ceinture de maintien de jambeTaille ☐ S ST-IFLH1111-S-OCTaille ☐ M ST-IFLH1111-M-OCTaille ☐ L ST-IFLH1111-L-OC**ALIGNEMENT FÉMORAL (Choix d'une paire)**

Etape 4 : Choix du guide

☐ Cale-cuisse Unilink droit ☐ 4"x4" ☐ 4"x8" ☐ 4"x12"

ST-UTTP7-Q + ST-UTP544056100-Q (4x4)

☐ Cale-cuisse Unilink gauche ☐ 4"x4" ☐ 4"x8" ☐ 4"x12"

ST-UTP548056100-Q (4x8) ST-UTP54D056100-Q (4x12)

☐ Cale genou droit

ST-KNADD-ES-T-Q + ST-KN1ADD4-Q

(uniquement repose jambe central)☐ Cale genou gauche

ST-KNADD-ES-T-Q + ST-KN1ADD4-Q


*(uniquement repose jambe central)***Produits d'assistance à la posture du siège (PAP B2)****600 € TTC**

Code 9979379 - VPH, adjonction, PAP forfait B adjonctions membre inférieur. Plv 600€


*Non cumulable PAP B 1***PROTECTION DE CHEVILLE/PIED**☐ Coussin de positionnement et de protection de jambes☐ Taille 16 ST-IFPFB-DS-16-OC☐ Taille 18 ST-IFPFB-DS-18-OC☐ Taille 20 ST-IFPFB-DS-20-OC☐ Taille 22 ST-IFPFB-DS-22-OC**ENSEMBLE DOSSIER****REGLAGES DU DOSSIER TB3/4 (Choix de l'assise en première page)**☐ Dossier TruBalance 3-4

1- Choix taille de coque:

✓ Poignées de poussée (ACC1902104)




2- Choix du réglage en hauteur de la coque (réglage d'usine position 2, ajustable à la livraison sur les 4 positions)

☐ 4☐ 3✓ ☒ 2☐ 1

		Largeur							
Hauteur	Pouces	16	17	18	19	20	21	22	
	Cm	41	43	46	48	51	53	56	
	15	38	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	17	43	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	19	48		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

3- Forme galbe de dossier:

☐ Actif (Standard)✓ ☒ Deep (CUS122169)☐ ExtraDeep (SET123465)

4- Matière de la housse

✓ ☒ Housse TB4 cool core☐ Housse Sport back 4 nylon résistante aux liquides

REGLAGES DU DOSSIER TB3/4 (suite)

- ☐ Support latéral additionnel
- ☐ Cale-tronc Unilink droit ☐ 3"x5" ☐ 4"x6"
- ☐ Cale-tronc Unilink gauche ☐ 3"x5" ☐ 4"x6"

UIMBK125 , UIPFSI100, ULS2510F-R
(droit) , ULS2510F-L (gauche),
INDPART2663 (3x5) INDPART2664 (4x6)

**REGLAGES DU DOSSIER LOWRIDER**

- ☐ Dossier LowRider

Galbe à choisir

- ☐ Standard (2421-1247)

- ☐ Supports latéraux



Hauteur de dossier


- ☐ 505 mm
- ☐ 530 mm
- ☐ 555 mm
- ☐ 585 mm

- ☐ Support latéral additionnel

- ☐ Cale-tronc Unilink droit ☐ 3"x5" (2013-1491) ☐ 4"x6" (2013-1493)
- ☐ Cale-tronc Unilink gauche ☐ 3"x5" (2013-1492) ☐ 4"x6" (2013-1494)

**APPUI TETE**

- ☐ Appui tête enveloppant, réglable en hauteur, en profondeur en largeur et pivotant. (ST-CP10CCFPM-Q & ST-UHB2D33200-Q)

**APPUI TETE DE POSITIONNEMENT**

160 € TTC

Code 9965118 - VPH, adjonction, supplément appui-tête réglable. Plv 160€

Choix possible d'un seul appui tête

- ☐ Combo

- ☐ Taille S (CB315M)
- ☐ Taille L (CB305M)



- ☐ All Positionning

- ☐ Taille M (ST-AP350M-OC)
- ☐ Taille L (ST-AP450M-OC)
- ☐ Taille XL (ST-AP550M-OC)

**Produits d'assistance à la posture du siège (PAP A1)**

600 € TTC

Code 9982878 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur. Plv 600€

Non cumulable PAP A 2, 3 & 4

DISPOSITIFS DE POSITIONNEMENT CERVICO-CEPHALIQUES

- ☐ Ultra (ST-UHBSU23200-OC + ST-UHB4D33200-QCR-OC)

Choix des coussins:

Occipital - LxH Cm

- ☐ O1 - courbe 7x4 (ST-500M-OC)
- ☐ O2 - plat 5x2 (ST-510M-OC)
- ☐ O3 - courbe 4x3 (ST-520M-OC)
- ☐ O4 - courbe 4x2 (ST-530M-OC)



Sous - Occipital - LxH Cm


- ☐ SO1 - 24x7 (ST-600M-OC)
- ☐ SO2 - 18x7 (ST-610M-OC)
- ☐ SO3 - 16x6 (ST-620M-OC)



Choix possible de l'un des quatre appui-têtes + swing away

DISPOSITIFS DE POSITIONNEMENT CERVICO-CEPHALIQUES (suite)

- ☐ I2I Utilisation du bon de configuration spécifique
Contacter votre conseiller technique



Produits d'assistance à la posture du siège (PAP A2)

Code 9982878 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur. Plv 600€

600 € TTC

Non cumulable PAP A1, 3 & 4

DISPOSITIFS DE POSITIONNEMENT CERVICO-CEPHALIQUES

- ☐ Combo

Sélectionner la taille

- ☐ Taille S (CB315M)

- ☐ Taille L (CB305M)

Swing away

- ☐ Droit (SAR2B-R)

- ☐ Gauche (SAR2B-L)

- ☐ Droit & Gauche (SAR2B-B)

Pad: Q. _____



- ☐ 7x5 (910M) ☐ 11x5 (ST-900M-Q) ☐ 16x6 (ST-920M-Q) ☐ 16x4 (930M)

- ☐ Confort Plus

Sélectionner la taille

- ☐ Taille XS (CP06CCFPM)

- ☐ Taille S (CP08CCFPM)

- ☐ Taille M (CP10CCFPM)

Swing away

- ☐ Droit (ST-SAR2A-R-Q)

- ☐ Gauche (ST-SAR2A-L-Q)

- ☐ Droit & Gauche (ST-SAR4A-DBU-Q)

Pad: Q. _____



- ☐ 7x5 (910M) ☐ 11x5 (ST-900M-Q) ☐ 16x6 (ST-920M-Q) ☐ 16x4 (930M)

- ☐ Confort Plus Ajustable

Sélectionner la taille

- ☐ Taille L (ACP150M)

- ☐ Taille XL (ACP550M)

Swing away

- ☐ Droit (ST-SAR2A-R-Q)

- ☐ Gauche (ST-SAR2A-L-Q)

- ☐ Droit & Gauche (ST-SAR4A-DBU-Q)

Pad: Q. _____



- ☐ 7x5 (910M) ☐ 11x5 (ST-900M-Q) ☐ 16x6 (ST-920M-Q) ☐ 16x4 (930M)

- ☐ All Positionning

Sélectionner la taille

- ☐ Taille M (ST-AP350M-OC)

- ☐ Taille L (ST-AP450M-OC)

- ☐ Taille XL (ST-AP550M-OC)

Swing away

- ☐ Droit (SAR2B-R)

- ☐ Gauche (SAR2B-L)

- ☐ Droit & Gauche (SAR2B-B)

Pad: Q. _____



- ☐ 7x5 (910M) ☐ 11x5 (ST-900M-Q) ☐ 16x6 (ST-920M-Q) ☐ 16x4 (930M)

Produits d'assistance à la posture du dossier (PAP A3)

Code 9982878 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur. Plv 600€

600 € TTC

Non cumulable PAP A 1, 2 & 4

DOSSIER DE BASE DE POSITIONNEMENT (uniquement TB3/4)

- ☐ Dossier Stealth ADI QBack 2

1- Forme

- ☐ Aluminium (AL)

- ☐ Aluminium Flat Top (AFT)



2- Largeur :

- ☐ 14" (14) ☐ 16" (16) ☐ 18" (18) ☐ 20" (20)

3- Hauteur :

- ☐ Medium 13" (M) ☐ Standard 16" (S) ☐ Tall 18" (T) ☐ Extra Tall 20" (X) ☐ Extra Extra Tall 22" (XX)

4- Contour :

- ☐ Active 2,5" (A) ☐ Deep 4" (D) ☐ Extra Deep 6" (E)

5- Ref:

QB2XXXXXX

Optionnel :

Uniquement dossier ADI active :

- ☐ Taille M 10,16 cm Gauche (QB2W4C-L)

- ☐ Taille M 10,16 cm Droit (QB2W4C-R)

- ☐ Taille L 15,25 cm Gauche (QB2W6C-L)

- ☐ Taille L 15,25 cm Droit (QB2WC-R)



Choix possible de l'un des quatre appui-têtes + swing away

Etape 1: Dossier postural




DOSSIER DE BASE DE POSITIONNEMENT (uniquement TB3/4) (suite)☐ Butée Sacro-lombaire anthracite 255 x 240 x 25 (mm)

SAP4601-OC

La butée sacro lombaire est placée dans la partie inférieure du dossier. Elle permet d'améliorer la répartition des pressions sur l'ensemble du dos lors d'une hyper lordose, et favorise l'antéversion du bassin.



Etape 2: Choix d'un harnais de maintien

☐ Harnais Classic Dynamique Zipper☐ Taille M (ST-IFPS3103-Q)☐ Taille L (ST-IFPS3104-Q)☐ Ceinture d'épaule Y Straps☐ Taille S (ST-IFYS3102-OC)☐ Taille M (ST-IFYS3103-OC)☐ Taille L (ST-IFYS3104-OC)☐ Harnais d'épaule Backpack☐ Taille S (ST-IFBP4202-Q)☐ Taille M (ST-IFBP4203-Q)☐ Taille L (ST-IFBP4204-Q)☐ Harnais d'épaule Style "H"☐ Taille S (ST-IFHH5202-Q)☐ Taille M (ST-IFHH5203-Q)☐ Taille L (ST-IFHH5204-Q)☐ Ceinture thoracique Clips☐ Taille M (ST-IFCS4113-Q)☐ Taille L (ST-IFCS4114-Q)☐ Ceinture thoracique Velcros☐ Taille M (ST-IFCS4123-Q)☐ Taille L (ST-IFCS4124-Q)**ENSEMBLE ACCOUDOIRS** Uniquement assise TB3/4**ACCOUDOIRS :** Accoudoirs parallèles, relevables, ajustables en hauteur réglables en anglesMontage ☐ bas (20 à 30,5cm) ☐ haut (30,5 à 40,6cm)☐ Manchettes mousse (à l'unité)☐ 25cm : ☐ droit ☐ gauche☐ 35cm : ☐ droit ☐ gauche☐ 43cm : ☐ droit ☐ gauche (Nc: lowrider) DGN1801530

DGN142128

DGN142014

☐ Manchettes gel (à l'unité)☐ 25cm : ☐ droit ☐ gauche☐ 35cm : ☐ droit ☐ gauche

ARM136409

ARM136408

☐ Renfort sous accoudoir (non compatible réglage en angle de l'accoudoir & lowrider)☐ droit

MEC133331

☐ gauche

MEC133331

☐ Protège vêtements (la paire)

ACC125007

**Produits d'assistance à la posture du dossier (PAP A4)****600 € TTC**

Code 9982878 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur. Plv 600€

Non cumulable PAP B 1, 2 & 3

Possibilité de choisir 2 références en "1" + 2 références en "2" ou "3"

BUTE LATERALE DE COUDE**1**☐ Rebord d'accoudoir (à l'unité)☐ droit

ASF6X2C-S-Q


☐ gauche

ASF6X2C-S-Q

**BUTE POSTERIEURE DE COUDE (Sélectionner un support + un coussin)****2**☐ Support de coussin escamotable☐ droit (ST-UETB4021FR-Q)☐ gauche (ST-UETB4021FL-Q)☐ Support de coussin fixe☐ droit (UETB4021SR-Q)☐ gauche (UETB4021SL-Q)☐ Coussin demi-lune☐ droit (ST-UEP53005032R-OC)☐ gauche (ST-UEP53005032L-OC)☐ Coussin maintien de coude☐ droit (POS124067)☐ gauche (POS124067)

Ensemble complet gouttière

3

☐ Gouttière de positionnement☐ droit (TRXARM1054 + HDWASMB1096)☐ gauche (TRXARM1053 + HDWASMB1096)**RELEVES-JAMBES, REPOSES-PIEDS**☐ Relève-jambes manuels central avec vérins à gaz

MEC153735 + SCRSHFH1203 + MEC1909391 + MEC1909392

+ SCRHHCS1322 + FRMASMB7879 + FRMASMB7878

Appui-Mollet (CmxCm)**| Préciser UL =****cm**

✓ 6"x6" (15x15) RIGASMB7120018

☐ 8"x8" (20x 20) RIGASMB7120019**Potences 10"-16" (CmxCm)****Potences 13"-19" (CmxCm)**

Palettes réglables en angles:

☐ 7"x8" (18x20) MEC230410 6/7✓ 7"x11" (18x28) MEC230411 0/1
réglage plaque d'assise 28 à 43cm

Palettes réglables en angles:


☐ 7"x8" (18x20) MEC230410
8/9☐ 7"x11" (18x28) MED230411
2/3 réglage plaque d'assise 34 à 50cm☐ Repose-pieds escamotables avec cales talonnières**Hauteur palettes/plaque réglable de 31 à 41cm**

RIG1610270 + RIG1702200

✓ Palettes réglables en angles

☐ Relève-jambes manuels avec vérins à gazMEC153735 + SCRSHFH1203
+ MEC1909391 + MEC1909392
+ SCRHHCS1322 + FRMASMB7879
+ FRMASMB7878**Tubes**

✓ 29-43 cm (RIG2103320 + MEC1903300)

☐ 37-56 cm (RIG2103321 + MEC1904114)**Palettes réglables en angles et sangles talonnières:**☐ 10,5 x 17,5cm **Conseillé pour assises largeur 14"-15"** (MEC2008387)☐ 12 x 17,5cm **Conseillé pour assises largeur 14"-16"** (MEC2008389)✓ 15 x 17,5cm **Conseillé pour assises largeur 16" et >** (MEC8008388)**FONCTIONS ELECTRIQUES: RELEVES-JAMBES****1250 € TTC**

Code 9951441 - VPH, adjonction, repose-jambe électrique droit et gauche pour FRE. Plv 1250€

☐ Relève-jambes électrique central à compensation**

RIG2005068 avec lift

Hauteur palette/plaque réglable de 28 à 50 cm

Appui-Mollet (CmxCm)

✓ 6"x6" (15x15) RIGASMB7120018

☐ 8"x8" (20x 20) RIGASMB7120019**Potences 10"-16" (CmxCm)****Potences 13"-19" (CmxCm)**

Palettes réglables en angles:

☐ 7"x8" (18x20) MEC230410 6/7✓ 7"x11" (18x28) MEC230411 0/1
réglage plaque d'assise 28 à 43cm


Palettes réglables en angles:

☐ 7"x8" (18x20) MEC230410
8/9☐ 7"x11" (18x28) MED230411
2/3 réglage plaque d'assise 34 à 50cm☐ Relève-jambes avec vérins électriquesMOT1800941 + MEC153735
+ SCRSHFH1203 + MEC1909391 +
MEC1909392 + SCRHHCS1322 +
FRMASMB7879 + FRMASMB7878**Tubes**

✓ 29-43 cm (RIG2103320 + MEC1903300)

☐ 37-56 cm (RIG2103321 + MEC1904114)**Palettes réglables** **Conseillé pour assises largeur 14"-15"** (MEC2008387)☐ 10,5 x 17,5cm **Conseillé pour assises largeur 15"-16"** (MEC2008389)☐ 12 x 17,5cm **Conseillé pour assises largeur 16" et >** (MEC8008388)

✓ 15 x 17,5cm

**EXTENSIONS ET CONNECTEURS DE PALETTES UNIQUEMENT POUR RELEVES JAMBES CENTRAUX**

✓ Palettes réglables en largeur de série

☐ Extensions latérales de palettes (la paire) 8"

RIG2404919

☐ Extensions latérales de palettes (la paire) 11"


RIG2404920

☐ Rebords latéraux externes (la paire)☐ Pour palettes seules

RIG2404921

☐ Pour palettes avec extensions latérales

RIG2404922





ADJONCTIONS SPECIFIQUES : REPOSES-JAMBES

Code 4960062 - VPH, adjonction spécifique, supplément sur devis pour fauteuil roulant pour FRE et FREP. Plv sur devis

FONCTION ELECTRIQUE

- ☐ Fonctionnalité spécifique pour relève jambe central: réglable électriquement en hauteur et descente au sol de la palette. (ASL)** RIG2107424 & MEC2102391 900 € TTC
Sélection **obligatoire** du "Relève-jambes électrique central à compensation**"




PROTECTIONS DE PALETTES

- ☐ Housse d'appui mollets DARTEX 6"x6" (la paire) RIG133717  165 € TTC
☐ 6"x6" RIG133719 165 € TTC
☐ 8"x8"
☐ Coussinets de revêtement gel pour palettes (la paire)  290 € TTC
☐ 5"x8" FPG5008T-Q 6,5"x8" FPG6508T-Q
☐ 5"x11" FPG5011T-Q 7"x11" FPG7011T-Q





ADJONCTIONS SPECIFIQUES : SYSTÈME DE CONDUITE

Code 4960062 - VPH, adjonction spécifique, supplément sur devis pour fauteuil roulant pour FRE et FREP. Plv sur devis

CONTACTEURS, COMMANDES ALTERNATIVES

- ☐ Egg - coloris ☐ Noir ☐ Rouge ☐ Bleu ☐ Vert SWTMCRO1081 SWTMCRO1077 110 € TTC
SWTMCRO1079 SWTMCRO1078 
 Quantité :
☐ Microlite SWTMCRO1044  190 € TTC
☐ Mini Cup 24 SWTMCRO1064  190 € TTC

CONTACTEURS (suite)



- ☐ Contacteur twister câble long 1,5m Force de poussée requise : 30g 170 € TTC
☐ Vert ☐ Noir ☐ Rouge ST-IDM-56-Q - ST-IDM-54-Q - ST-IDM-53-Q 
☐ Contacteur Twister, câble court 0,3m Force de poussée requise : 30g 170 € TTC
☐ Vert ☐ Noir ☐ Rouge P005-44 - P005-40 - P005-41 
☐ Contacteur Twister sur tube, câble court 0,3m Force de poussée requise : 30g 170 € TTC
☐ Vert ☐ Noir ☐ Rouge P005-64 - P005-60 - P005-61 
☐ Contacteur Twister sur tube, câble long 1,5m Force de poussée requise : 30g 170 € TTC
☐ Vert ☐ Noir ☐ Rouge P005-54 - P005-50 - P005-51 
☐ Extension de câble pour contacteur ELE155901 20 € TTC

COMMANDES ALTERNATIVES (suite)







- ☒ Ajouter une interface de commande type: Ecran de contrôle d'environnement Q-LOGIC 3 (Code 4530001 - VPH, adjonction) 1500 € TTC
- ☐ Commande occipitale Stealth 4390 € TTC
☐ Ultra pro ST-IDHBT300-U-Q
☐ Curved Head Array ST-IDHBT400-U-Q
☐ Curved Head Array pédiatrique ST-IDHBT450-U-Q 
- Support escamotable:
☐ Support appui tête multi axe, escamotable, tube carre 3 (D) Rotule 17mm (TWB486-17FDM) 360 € TTC
- ☐ Mini joystick proportionnel Stealth (force de poussée requise : 43g) 2390 € TTC
☐ Embout TIP ST-IDPMP-9-Q
☐ Embout CONE ST-IDPMP-9-CO-OC
☐ Embout CASTEL ST-IDPMP-9-CA-OC 
- 









<input type="checkbox"/>	Joystick mushroom Stealth avec support Gatlin (force requise : 227g) MJM260Q		2190 € TTC
<input type="checkbox"/>	Joystick mushroom Stealth avec support swing away (force requise : 227g) ACCASMB2380		1890 € TTC
<input type="checkbox"/>	All round joystick (force de poussée requise : 250g) ST-IDMALLRND9-Q		1050 € TTC
<input type="checkbox"/>	All round joystick lite (force de poussée requise : 120g) MO-P002-72-OC		1650 € TTC
<input type="checkbox"/>	All round joystick ball MO-P002-76-OC		50 € TTC
<input type="checkbox"/>	Micro joystick (force de poussée requise : 8,5g) STIDM-MICRO-9Q		2300 € TTC
<input type="checkbox"/>	Multi joystick (force de poussée requise : 50g) STIDM-MULTI-9Q		2050 € TTC

COMMANDES ALTERNATIVES (suite)

<input type="checkbox"/>	All round heavy duty (force de poussée requise : 650g) MO-P002-73-OC		2150 € TTC
<input type="checkbox"/>	Commande au pied Mo-vis Montage possible uniquement sur palette en metal MO-P021-51-OC		2590 € TTC

SUPPORT DE COMMANDES ALTERNATIVES






<input type="checkbox"/> Bras articulé 8 positions « GATLIN » <input type="checkbox"/> Montage menton <input type="checkbox"/> sur tube rond (FRMASMB8304) <input type="checkbox"/> sur rail (GAT406T-OC) <input type="checkbox"/> Montage sous accoudoir (ST-GAT400Q-Q) <input type="checkbox"/> Droite <input type="checkbox"/> Gauche		600 €	<input type="checkbox"/> Bras swing away commande menton Pour joystick: <input type="checkbox"/> Mini proportionnel stealth (ST-SM671-Q) <input type="checkbox"/> Micro-joystick (ST-SM600-651-Q) <input type="checkbox"/> Multi-joystick (ST-SM600-661-Q) <input type="checkbox"/> All round joystick standard et lite (SM660m) <i>Attention : à utiliser avec un support swing away sur appui tête Stealth</i>		260 € TTC
<input type="checkbox"/> Bras manuel swing 2G ARM BUNDLE Q2M MO-P0031-21-OC <input type="checkbox"/> Bras électrique swing 2G ARM BUNDLE Q2M MO-P031-62-OC		1 090 € 1 990 €	<input type="checkbox"/> Plastron Stealth multi-réglable <input type="checkbox"/> Pédià ST-IDCH-P-Q Ceinture de maintien <input type="checkbox"/> Petit ST-IDCH-S-Q <input type="checkbox"/> Std (ST-IDCH-S-QB) <input type="checkbox"/> Moyen ST-IDCH-M-Q <input type="checkbox"/> XL (IDCH-XLB) <input type="checkbox"/> Large ST-IDCH-L-Q <input type="checkbox"/> Pour joystick PMPJ et MULTI (IDCH-JM01) <input type="checkbox"/> Pour joystick MICRO (IDCH-JM02)		890 € TTC
<input type="checkbox"/> Support swing away sous accoudoir <input type="checkbox"/> micro joystick <input type="checkbox"/> multi joystick <input type="checkbox"/> mini joystick proportionnel Stealth <input type="checkbox"/> all round joystick standard et lite	ST-ARMS260-MICRO-OC ST-ARMS260-OC + SM600-661M ST-ARMS260-PMPJ-OC ST-ARMS260-AR-Q			285 € TTC 422 € TTC 285 € TTC 285 € TTC	

SUPPORT GATLIN			
<input type="checkbox"/>	Support mini joystick proportionnel Stealth pour bras Gatlin	ST-GAT486-Q	125 € TTC
<input type="checkbox"/>	Support joystick all round std et lite pour bras Gatlin	ST-GAT472P-M-Q	125 € TTC
<input type="checkbox"/>	Support joystick standard Curtis Q-logic pour bras Gatlin	ST-GAT456QL-Q	125 € TTC
<input type="checkbox"/>	Support contrôle d'environnement Q-Logic pour bras Gatlin	ST-GAT454ED-Q	175 € TTC
<input type="checkbox"/>	Support joystick standalone Curtis Q-Logic 2/3 pour bras Gatlin	ST-GAT452CJ-Q	125 € TTC
<input type="checkbox"/>	Support rotatif 360° joystick all round std et lite pour bras Gatlin	ST-GAT459P-OC	195 € TTC
<input type="checkbox"/>	Support rotatif 360° joystick stand-alone Curtis Q-logic 2/3 pour bras Gatlin	ST-GAT453Q-OC	170 € TTC
SUPPORTS DE CONTACTEUR ET ECRAN			
<input type="checkbox"/>	Support contacteur microlite avec flexible pour bras Gatlin (sans contacteur)	ST-GAT414-ML-OC	240 € TTC 
<input type="checkbox"/>	Support contacteur Eggs pour bras Gatlin	ST-GAT-ESM-OC	140 € TTC 
<input type="checkbox"/>	Support de montage contacteur Eggs sur bras swing away	INDPART2815	70 € TTC 
<input type="checkbox"/>	Support swing away additionnel avec support contacteur Eggs (Attention montage sur swing away) Quantité : ...	ST-F8675-13-Q	260 € TTC 
<input type="checkbox"/>	Anneau pour assemblage support contacteur	ST-F8675-RING-OC	125 € TTC 
<input type="checkbox"/>	Support de montage contacteur microlite sur bras swing away (sans contacteur) Quantité : ...	ST-CN600-OC	340 € TTC 
<input type="checkbox"/>	Support swing away sous accoudoir contacteur Eggs avec support sous accoudoir tube rond	ST-ARMS260-OC	260 € TTC 
<input type="checkbox"/>	Support swing away sous accoudoir pour écran de contrôle d'environnement Q-logic avec support sous accoudoir tube rond	ST-ARMS260-QL-OC	260 € TTC 
<input type="checkbox"/>	Flexible support contrôle d'environnement Q-Logic	DWR1010D446	100 € TTC
SUPPORTS SUPPLEMENTAIRES			
<input type="checkbox"/>	Adaptateur de montage 6 mm pour joystick all round std et light	MO-M002-61-OC	80 € TTC
<input type="checkbox"/>	Adaptateur de montage 8 mm pour joystick all round std et light	MO-M002-60-OC	55 € TTC
<input type="checkbox"/>	Tige diam 6mm longueur 50mm (10pcs)	MO-M004-74-OC	45 € TTC
<input type="checkbox"/>	Tige diam 6mm longueur 100mm (10pcs)	MO-M004-75-OC	65 € TTC
<input type="checkbox"/>	Tige diam 6mm longueur 200mm (10pcs)	MO-M004-76-OC	90 € TTC
<input type="checkbox"/>	Tige diam 6mm longueur 300mm (10pcs)	MO-M004-78-OC	150 € TTC
<input type="checkbox"/>	Tige diam 6mm longueur 400mm (10pcs)	MO-M004-77-OC	170 € TTC
<input type="checkbox"/>	Tige diam 8mm longueur 50mm (10pcs)	MO-M004-83-OC	50 € TTC
<input type="checkbox"/>	Tige diam 8mm longueur 100mm (10pcs)	MO-M004-84-OC	75 € TTC
<input type="checkbox"/>	Tige diam 8mm longueur 200mm (10pcs)	MO-M004-85-OC	100 € TTC
<input type="checkbox"/>	Noix de montage TWISTER diam 6mm (10pcs)	MO-M004-26-OC	250 € TTC

ADJONCTIONS SPECIFIQUES : AUTRE

Code 4960062 - VPH, adjonction spécifique, supplément sur devis pour fauteuil roulant pour FRE et FREP. Plv sur devis

COMPENSATIONS DIVERSES

<input type="checkbox"/> Bidon système d'hydratation ACC125010		250 €	<input type="checkbox"/> Poignées de transfert amovibles (la paire) MEC1809930		275 € TTC
<input type="checkbox"/> Caméra de recul avec écran LCD <input type="checkbox"/> Montage sur flexible MEC1906270 & MEC1907331	<input type="checkbox"/> Montage sur manipulateur MEC2106123	 	MEC1910365 ELE2000271 ELE1907290 SWTMCRO1081		590 € TTC

COMMENTAIRES

Note délai — La configuration du matériel (options/personnalisations) peut fortement impacter le délai : compter un délai moyen de 3 semaines, pouvant être allongé jusqu'à 8 semaines supplémentaires.

Notes et informations utiles

- Eco-participation : 7€ HT
- Merci de renseigner l'ensemble des informations nécessaires à la fabrication et aux réglages du fauteuil
- Toute commande reçue incomplète ne pourra être validée en production impliquant de fait un délai de traitement supplémentaire.
- Un seul coussin d'assise livré (hors assise modulaire)
- Consultez les visuels et vues éclatées sur la plateforme Documoto <https://documoto.digabit.com/ui/>
(Identifiant et mot de passe disponibles sur demande auprès de votre conseiller médico-technique de secteur ou du SAV.)

DIMENSIONS COUSSINS**Tru confort² SPP**

DIMENSIONS											
Largeur	35	38	41	43	46	48	51	53	56	61	Personnalisé
Profondeur											
35	●		●								●
38	●		●	●							●
41	●	●	●	●	●		●				●
43	●	●	●	●	●	●	●				●
46	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●
48		●	●	●	●	●	●	●	●		●
51		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
53			●	●	●	●	●	●	●	●	●
56			●	●	●	●	●	●	●	●	●
61							●		●	●	●
Personnalisé	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Spectrum Gel

DIMENSIONS													
Largeur	35	41	43	46	48	51	56	61	66	71	76	82	Personnalisé
Profondeur													
38		●											●
41		●	●	●	●	●	●	●					●
43		●	●	●	●								●
46	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●
48		●	●	●	●	●	●	●					●
51		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●
53				●		●		●					●
56				●		●	●	●	●	●	●		●
61				●		●	●	●	●	●	●		●
66								●				●	●
71										●	●	●	●
Personnalisé	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Essence

DIMENSIONS												
Largeur	25	30	35	38	41	43	46	48	51	53	56	Personnalisé
Profondeur												
25	●	●	●									●
30	●	●	●									●
35	●	●	●									●
38			●	●								●
41			●	●	●	●	●		●			●
43			●	●	●	●	●	●	●			●
46			●	●	●	●	●	●	●		●	●
48					●	●	●	●	●			●
51					●	●	●	●	●	●	●	●
53										●		●
56										●	●	●
61											●	●
Personnalisé	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Solution

DIMENSIONS												
Largeur	25	30	35	38	41	43	46	48	51	56	61	Personnalisé
Profondeur												
25	●	●										●
30	●	●	●									●
35	●	●	●									●
38				●								●
41			●	●	●	●	●		●			●
43				●	●	●	●	●				●
46			●	●	●	●	●	●	●	●		●
48					●	●	●	●	●			●
51					●	●	●	●	●	●	●	●
56							●		●	●	●	●
61											●	●
Personnalisé	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Premiere P

DIMENSIONS									
Largeur	35	38	41	43	46	48	51	56	Personnalisé
Profondeur									
33	●								●
35	●	●							●
38	●	●							●
41	●	●	●	●	●		●		●
43		●	●	●	●	●	●		●
46			●	●	●	●	●	●	●
48			●	●	●	●	●		●
51			●		●		●	●	●
56							●	●	●
Personnalisé	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Glacial

DIMENSIONS												
Largeur	30	35	38	41	43	46	48	51	53	56	61	Personnalisé
Profondeur												
30	●	●										●
35	●	●										●
38			●									●
41		●	●	●		●		●		●		●
43			●		●	●	●					●
46		●		●	●	●	●	●		●	●	●
48					●		●		●			●
51				●	●	●	●	●	●	●	●	●
53									●		●	●
56						●		●		●	●	●
58											●	●
61										●	●	●
Personnalisé	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●