

**INFORMATIONS DE COMMANDE**

Nom du distributeur :

Contact commercial + email et ligne directe :

Référence de commande :

Adresse de livraison :

Date de commande :

CARACTERISTIQUES

- ① Chassis 4 roues
- ① Accoudoirs amovibles et réglages en hauteur
- ① Largeur hors tout: Taille d'assise +19 cm
- ① Hauteur d'accoudoirs: 22 à 36 cm
- ① Poids du fauteuil: à partir de 33kg
- ① Poids maxi utilisateur: 84kg
- ① Profondeur d'assise: 28 à 51 cm
- ① Largeur d'assise: 30 à 46 cm
- ① Hauteur sol/plaque : de 34 à 51 cm
- ① Longueur de jambes: de 19 à 43 cm
- ① Inclinaison d'assise jusqu'à 45°
- ① Angle de dossier: 90° à 130°

**① Accroche Taxi****Légende de présentation et mise en page**

- Configuration de série, sans surcoût par rapport au prix limite de vente de la catégorie
- Adjonction spécifique sur devis justifié par l'évaluation fonctionnelle
- Adjonction prévue dans la nomenclature bénéficiant d'une prise en charge
- Adjonction d'aide à la posture prévue dans la nomenclature bénéficiant d'une prise en charge

Merci de vérifier la compatibilité et le cumul possible des adjonctions.

Code VPH, Achat neuf, FRMP, modulaire à propulsion manuelle ou à pousser multi-position

- 1 Code 9510895 - VPH, Achat neuf, FRMP, modulaire à propulsion manuelle ou à pousser multi-position. Plv 2753,00€
- 2 Code 9942940 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur. Plv 600€
- 3 Code 9913699 - VPH, adjonction, PAP forfait B adjonctions membre inférieur. Plv 600€
- 4 Code 9965118 - VPH, adjonction, supplément appui-tête réglable. Plv 160€

DESIGNATION**REFERENCE****PRIX PUBLIC TTC**☐ Base ENZO EPIC

LEG-ENZO

Code LPPR n° 1, 2, 3 & 4

4 113,00 €

ROUES ET FREINS

Sélectionner un système

Freins dans le moyeu
Hub LockFreins à pousser
Push to lock

Taille de roues		Hauteur sol / plaque	
AR	AV	17"	18"
		43,2 cm	45,7 cm
Roues à bâtons compatible Freins HUB LOCK (HL)			
☐	16"	6"	☐
Roues à rayons avec main courante en aluminium anodisé frein à poussée			
☐	24"	6"	☐

CHASSIS FIXE

- ✓ Système de fixation RESNA WC-19 (visuel ci-contre) Sélectionner ceinture ci-dessous
- Ceinture pour transport en voiture « Sure-lock » pour assise de 12" à 14"
- Ceinture pour transport en voiture « Sure-lock » pour assise de 15" à 18"








ENSEMBLE ASSISE

ASSISE

☐	Bascule d'assise 45° Chassis Fixe <i>(Non réglable en largeur)</i>			☐	15" (38,1cm)	3101-0015	3101-EFSP1216	
	☐	12" (30,48cm)	3101-0012	3101-EFSP1214	☐	16" (40,6cm)	3101-0016	3101-EFSP1616
	☐	13" (33cm)	3101-0013	3101-EFSP1214	☐	17" (43,2cm)	3101-0017	3101-EFSP1718
	☐	14" (35,56cm)	3101-0014	3101-EFSP1216	☐	18" (45,7cm)	3101-0018	3101-EFSP1818
☐	Bascule d'assise 45° Chassis Pliant <i>(INCOMPATIBLE EPIC)</i>							
	☐	12"-14" (30,48cm => 35,56cm)		3101-0214				
		Réglage : ☐ 12 in / 30.5 cm ☐ 13 in / 33.0 cm ☐ 14 in / 35.6 cm						
	☐	14"-16" (35,6 cm => 40,6cm)		3101-0216				
		Réglage : ☐ 14 in / 35.6 cm ☐ 15 in / 38.1 cm ☐ 16 in / 40.6 cm						
	☐	16"-18" (40,6 cm => 45,7cm)		3101-0218				
		Réglage : ☐ 16 in / 40.6 cm ☐ 17 in / 43.2 cm ☐ 18 in / 45.7 cm						

COUSSIN D'ASSISE DE POSITIONNEMENT

☐ Coussin d'assise Stealth TruComfort 2 SPP Épaisseur : 11,4cm Capacité de poids : 204kg Taille de coussin identique au réglage d'assise. <i>Si différent, nous préciser: __*__ (voir tableau de correspondance)</i> <i>Stabilité pelvienne et alignement fémoral. La mémoire de forme assure confort et protection de la housse</i> Coolcore régule la température.	TC2-VNC  	☐ Coussin d'assise Stealth Products Spectrum Gel SPP Épaisseur : 7,6cm Capacité de poids : 250kg Taille de coussin , nous préciser: __*__ (voir tableau de correspondance) Coussin ergonomique pour une assise sécurisée : stabilité posturale, protection ischiatique renforcée, transferts facilités, et soutien optimal. Insert en gel double cellule, revêtement Sunmate adapté à la taille	SPCG-FUC  
☐ Coussin d'assise Stealth Products Spectrum Foam SPP Épaisseur : 7,6cm Capacité de poids : 272kg Taille de coussin , nous préciser: __*__ (voir tableau de correspondance) Coussin ergonomique alliant confort, sécurité et autonomie : stabilité posturale, protection ischiatique optimisée, transferts facilités, et légèreté. Revêtement Sunmate adapté selon la taille.	SPCF-VPC  	☐ Coussin d'assise Stealth Solution SPP Épaisseur : 7,5cm Capacité de poids : 204kg Taille de coussin , nous préciser: __*__ (voir tableau de correspondance) Stabilité pelvienne et répartition optimale de la pression. Conçu pour éviter l'inclinaison du bassin avec un gel segmenté pour la protection cutanée et une mousse à mémoire de forme pour confort et immersion.	SOL-VPC  
☐ Coussin d'assise Stealth Products Premiere SP Épaisseur : 7,6cm Capacité de poids : 226kg Taille de coussin , nous préciser: __*__ (voir tableau de correspondance) Coussin ergonomique pour un positionnement et un confort durables : stabilité renforcée, répartition optimisée des appuis, et adaptation morphologique. Insert latéral intégré, découpe sacrée, revêtement Sunmate Xsoft	PREM-VNC  	☐ Coussin d'assise Stealth Products Essence SPP Épaisseur : 8,9cm Capacité de poids : 226kg Taille de coussin , nous préciser: __*__ (voir tableau de correspondance) Coussin ergonomique alliant confort, stabilité et modularité : base rigide pour un maintien optimal, profil modulable pour un ajustement personnalisé, cuvette ischiatique et décharge sacrée pour plus de sécurité, et revêtement doux en viscose.	ESS-VPC  
☐ Coussin d'assise Stealth Products Glacial SP Épaisseur : 8,8cm Capacité de poids : 226kg Taille de coussin , nous préciser: __*__ (voir tableau de correspondance) Coussin ergonomique pour confort et protection cutanée : transferts facilités, décharge sacrée et soutien du coccyx, gel quadrillé pour réduire les frottements, et base en mousse haute densité pour stabilité et durabilité.	GLA-NUC  		

CORRECTION DE BASSIN

- ☐ Biseau crural Choix de la taille: ☐ Taille 1: 505 x 205 x 25 (mm) SAP4201-OC
☐ Taille 2: 505 x 205 x 50 (mm) SAP4251-OC

Le biseau crural s'installe sur la partie antérieure de l'assise. Il favorise la répartition des pressions sur l'ensemble de l'assise, l'alignement des fémurs et réduit le glissement du patient. Existe en 25 et 50mm. Il peut être utilisé au niveau du dossier, soit dans le sens de la hauteur afin de compenser ou corriger une rotation de tronc, soit dans le sens de la largeur afin d'augmenter le confort et la surface d'appui au niveau du dos.



- ☐ Biseau fessier 205 x 205 x 25 (mm) SAP4301-OC

Le biseau fessier (cale d'obliquité) peut compenser une perte de tonus des muscles fessiers ou diminuer une obliquité du bassin.



- ☐ Butée d'abduction Choix de la taille: ☐ Butée anthracite rigide 175 x 105 x 70 (mm) SAP4401-OC
☐ Butée souple 175 x 105 x 70 (mm) SAP4406-OC

La butée d'abduction est destinée à contrôler l'adduction des membres inférieurs.

**VERIN D'INCLINAISON DYNAMIQUE**

- ✓ Inclinaison de dossier EPIC SEATING (**chassis fixe conseillé**)
- ① Système sans dossier, ajouter le PAP A3, uniquement dossier ADI Qback 2. (Montant PAP à ajouter)
- ① Ajouter un appui tête de positionnement
- ① Hauteur de coque de dossier compatible uniquement LOW (**L**) et MEDIUM (**M**)
- Largeur du fauteuil ☐ 12-16 (**04**) ☐ 16-18 (**05**)
- ☐ Force de verin élevé 100N (**100**)
- ✓ Force de verin légère 50N (**050**)
- Pour faciliter la réalisation de votre commande Epic vous pouvez utiliser le formulaire dédié.

Veillez scanner le QR code:



Finaliser la référence ci-dessous en fonction de la largeur du fauteuil (**XX**) et de la force de verin (**000**)

Référence : **ESAT0404XX000**

REGLAGES DU DOSSIER

- ✓ Dossier Stealth ADI Back 2 (**NC: FAW1086**)

1- Forme

- ☐ Aluminium (**AL**)

Flat Top disponible hauteur: **16" et plus**



2- Largeur :

- ☐ 12" (**12**) ☐ 13" (**13**) ☐ 14" (**14**) ☐ 15" (**15**) ☐ 16" (**16**) ☐ 17" (**17**) ☐ 18" (**18**)

14" et 15" hauteur maximale: **Standard 16"**

14" et 15" incompatible contour: **ExtraDeep**

3- Hauteur :

- ☐ Low 10" (**L**) ☐ Medium 13" (**M**) ☐ Standard 16" (**S**)

Standard incompatible EPIC

4- Contour :

- ☐ Active 2,5" (**A**)

- ☐ Deep 4" (**D**)

- ☐ Extra Deep 6" (**E**)

5- Fixation:

Quick Release Pro Mount (**1-P**)

6- Ref:

ADI2XXXXXX1-P

APPUI TETE DE POSITIONNEMENT

- ✓ Support d'appui tête orientable multiaxe (HMO475-17M)



- ✓ Appui tête enveloppant et pivotant

- ☐ Taille M (CP08CCFPM)

- ☐ Taille L (CP10CCFPM)

**MOINS-VALUE**

- ☐ **Sans Système d'inclinaison mécanique dynamique EPIC SEATING**

-

1 360 €

Prescrire uniquement le code n°1 : - VPH, Achat neuf, FRMP, modulaire à propulsion manuelle ou à pousser multi-position. Plv 2753,00€

ENSEMBLE ACCOUDOIRS**ACCOUDOIRS :**

- ✓ Accoudoirs relevables réglables en hauteur/amovibles, montage rail d'assise (hauteur : 8.5-10.5"/22-27 cm)
Manchette longueur 25cm

**RELEVES-JAMBES**

- ✓ Relève-jambes manuels séparé (3101-5005)
Appui-Mollet, Palette avec sangle talonnière, relevable, inclinable
- Distance palette plaque d'assise sans coussin :
- ☐ Court 19-34cm (std assise 12-14)
 - ☐ Medium 53-38cm (std assise 14-16)
 - ☐ Long 28-43cm (std assise 14-16)
- ☐ Appui mollet 3101-7016 3101-7017
(Non compatible "court" 3101-6006)

**ADJONCTIONS SPECIFIQUES : TABLETTE****132 € TTC**

Code 9946641 - VPH, adjonction, tablette complète. Plv 132€

- ☐ Tablette amovible (support 3101-6009)
- ☐ Enzo 13-14 3101-6006
 - ☐ Enzo 14-16 3101-6007
 - ☐ Enzo 16-18 3101-6008

**COMMENTAIRES**

Note délai — La configuration du matériel (options/personnalisations) peut fortement impacter le délai :
compter un délai moyen de 3 semaines, pouvant être allongé jusqu'à 8 semaines supplémentaires.

Notes et informations utiles

- Merci de renseigner l'ensemble des informations nécessaires à la fabrication et aux réglages du fauteuil
- Toute commande reçue incomplète ne pourra être validée en production impliquant de fait un délai de traitement supplémentaire.
- Un seul coussin d'assise livré (hors assise modulaire)

DIMENSIONS COUSSINS

Tru confort² SPP

DIMENSIONS											
Largeur	35	38	41	43	46	48	51	53	56	61	Personnalisé
Profondeur											
35	●		●								●
38	●		●	●							●
41	●	●	●	●	●		●				●
43	●	●	●	●	●	●	●				●
46	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●
48		●	●	●	●	●	●	●	●		●
51		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
53			●	●	●	●	●	●	●	●	●
56			●	●	●	●	●	●	●	●	●
61							●		●	●	●
Personnalisé	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Spectrum Gel

DIMENSIONS													
Largeur	35	41	43	46	48	51	56	61	66	71	76	82	Personnalisé
Profondeur													
38		●											●
41		●	●	●	●	●	●	●					●
43		●	●	●	●								●
46	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●
48		●	●	●	●	●	●	●					●
51		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●
53				●		●		●					●
56				●		●	●	●	●	●	●		●
61				●		●	●	●	●	●	●		●
66								●				●	●
71										●	●	●	●
Personnalisé	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Essence

DIMENSIONS												
Largeur	25	30	35	38	41	43	46	48	51	53	56	Personnalisé
Profondeur												
25	●	●	●									●
30	●	●	●									●
35	●	●	●									●
38			●	●								●
41			●	●	●	●	●		●			●
43			●	●	●	●	●	●	●			●
46			●	●	●	●	●	●	●		●	●
48					●	●	●	●	●			●
51					●	●	●	●	●	●	●	●
53										●		●
56										●	●	●
61											●	●
Personnalisé	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Solution

DIMENSIONS												
Largeur	25	30	35	38	41	43	46	48	51	56	61	Personnalisé
Profondeur												
25	●	●										●
30	●	●	●									●
35	●	●	●									●
38				●								●
41			●	●	●	●	●		●			●
43				●	●	●	●	●				●
46			●	●	●	●	●	●	●	●		●
48					●	●	●	●	●			●
51					●	●	●	●	●	●	●	●
56							●		●	●	●	●
61											●	●
Personnalisé	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Premiere P

DIMENSIONS									
Largeur	35	38	41	43	46	48	51	56	Personnalis�
Profondeur									
33	●								●
35	●	●							●
38	●	●							●
41	●	●	●	●	●		●		●
43		●	●	●	●	●	●		●
46			●	●	●	●	●	●	●
48			●	●	●	●	●		●
51			●		●		●	●	●
56							●	●	●
Personnalis�	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Glacial

DIMENSIONS												
Largeur	30	35	38	41	43	46	48	51	53	56	61	Personnalisé
Profondeur												
30	●	●										●
35	●	●										●
38			●									●
41		●	●	●		●		●		●		●
43			●		●	●	●					●
46		●		●	●	●	●	●		●	●	●
48					●		●		●			●
51				●	●	●	●	●	●	●	●	●
53									●		●	●
56						●		●		●	●	●
58											●	●
61										●	●	●
Personnalisé	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●