

INFORMATIONS DE COMMANDE

Nom du distributeur : _____
 Contact commercial + email et ligne directe : _____
 Référence de commande : _____
 Adresse de livraison : _____
 Date de commande : _____

CARACTERISTIQUES

- ① Chassis 6 roues
- ① Système de franchissement
- ① Largeur hors tout: Taille d'assise +19 cm
- ① Hauteur d'accoudoirs: 27 à 34 cm
- ① Poids du fauteuil: à partir de 33kg
- ① Poids maxi utilisateur: 140kg
- ① Proondeur d'assise: 41 à 51 cm
- ① Largeur d'assise: 39 à 54 cm
- ① Hauteur de dossier: de 56 à 78 cm
- ① Longueur de jambes: de 29 à 47 cm
- ① Inclinaison d'assise jusqu'à 25° / 13° bascule de chassis
- ① Angle de dossier: 85° à 120°
- ① Accroche Taxi

**Légende de présentation et mise en page**

- Configuration de série, sans surcoût par rapport au prix limite de vente de la catégorie
- Adjonction spécifique sur devis justifié par l'évaluation fonctionnelle
- Adjonction prévue dans la nomenclature bénéficiant d'une prise en charge
- Adjonction d'aide à la posture prévue dans la nomenclature bénéficiant d'une prise en charge

Merci de vérifier la compatibilité et le cumul possible des adjonctions.

WEELY EPIC

Code 9510895 - VPH, Achat neuf, FRMP, modulaire à propulsion manuelle ou à pousser multi- position. Plv 2753,00€

Code 9942940 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur. Plv 600€

Code 9913699 - VPH, adjonction, PAP forfait B adjonctions membre inférieur. Plv 600€

Code 4510001 - VPH, adjonction, supplément appui-tête réglable. Plv 160€

DESIGNATION**REFERENCE****PRIX PUBLIC TTC**

✓ Base WEELY configurable

WEELY

4 113,00 €

ROUES ET FREINS

Sélectionner un système

✓ Roues rayonnées 22" (FAW1035)

✓ Paire de freins levier court (FAW1043)

☐ Paire de freins levier long (FAW1042)

Roues Pivotantes:

✓ Roues 6" x 1-1/4" avec bandage (FAW1030)

☐ Roues rayonnées 20" (FAW1034)

✓ Paire de freins levier court (FAW1043)

☐ Paire de freins levier long (FAW1042)

Roues Pivotantes:

✓ Roues 4" x 1-1/4" avec bandage (FAW5010)

☐ Roues 6" x 1-1/4" avec bandage (FAW5000) ① Sol/siège 46cm

Chassis surbaissé, pour déplacement podal

✓ Proclive de 3° facilitant le déplacement Podal

Hauteur d'assise sol / siège : ✓ 37cm ☐ 40cm ☐ 43cm

ENSEMBLE ASSISE**ASSISE**

☐ Bascule d'assise 25° par verin pneumatique (FMW6016)

Largeur d'assise: ☐ 39 cm (réglable de 36 à 43 cm) (FMW6039)

☐ 44 cm (réglable de 41 à 48 cm) (FMW6044)

☐ 49 cm (réglable de 46 à 53 cm) (FMW6049)

Profondeur d'assise :

☐ 41 ☐ 43 ☐ 46 ☐ 48 ☐ 49 ☐ 51

Mesure à titre informatif, ajustement fait à la livraison par le prestataire

Couleur de chassis: ✓ Noir et rouge

COUSSIN D'ASSISE DE POSITIONNEMENT


☐ Coussin d'assise Stealth TruComfort 2 SPP

Epaisseur : 11,4cm | Capacité de poids : 204kg

Taille de coussin identique au réglage d'assise. Si différent, nous préciser: ____ *

____ * (voir tableau de correspondance)

Stabilité pelvienne et alignement fémoral. La mémoire de forme assure confort et protection. La housse Coolcore régule la température.



TC2-VNC ____




☐ Coussin d'assise Stealth Products Spectrum Gel SPP

Epaisseur : 7,6cm | Capacité de poids : 250kg


Taille de coussin, nous préciser: ____ * (voir tableau de correspondance)

Coussin ergonomique pour une assise sécurisée : stabilité posturale, protection ischiatique renforcée, transferts facilités, et soutien optimal. Insert en gel double cellule, revêtement Sunmate adapté à la taille



SPCG-FUC ____



☐ Coussin d'assise Stealth Products Spectrum Foam SPP Epaisseur : 7,6cm Capacité de poids : 272kg Taille de coussin , nous préciser: ____*____ (voir tableau de correspondance) Coussin ergonomique alliant confort, sécurité et autonomie : stabilité posturale, protection ischiatique optimisée, transferts facilités, et légèreté. Revêtement Sunmate adapté selon la taille.	☐ Coussin d'assise Stealth Solution SPP Epaisseur : 7,5cm Capacité de poids : 204kg Taille de coussin , nous préciser: ____*____ (voir tableau de correspondance) Stabilité pelvienne et répartition optimale de la pression. Conçus pour éviter l'inclinaison du bassin avec un gel segmenté pour la protection cutanée et une mousse à mémoire de forme pour confort et immersion.
☐ Coussin d'assise Stealth Products Premiere SP Epaisseur : 7,6cm Capacité de poids : 226kg Taille de coussin , nous préciser: ____*____ (voir tableau de correspondance) Coussin ergonomique pour un positionnement et un confort durables : stabilité renforcée, répartition optimisée des appuis, et adaptation morphologique. Insert latéral intégré, découpe sacrée, revêtement Sunmate Xsoft	☐ Coussin d'assise Stealth Products Essence SPP Epaisseur : 8,9cm Capacité de poids : 226kg Taille de coussin , nous préciser: ____*____ (voir tableau de correspondance) Coussin ergonomique alliant confort, stabilité et modularité : base rigide pour un maintien optimal, profil modulable pour un ajustement personnalisé, cuvette ischiatique et décharge sacrée pour plus de sécurité, et revêtement doux en viscose.
☐ Coussin d'assise Stealth Products Glacial SP Epaisseur : 8,8cm Capacité de poids : 226kg Taille de coussin , nous préciser: ____*____ (voir tableau de correspondance) Coussin ergonomique pour confort et protection cutanée : transferts facilités, décharge sacrée et soutien du coccyx, gel quadrillé pour réduire les frottements, et base en mousse haute densité pour stabilité et durabilité.	
CORRECTION DE BASSIN Choix jusqu'à deux corrections ☐ Biseau crural Le biseau crural s'installe sur la partie antérieure de l'assise. Il favorise la répartition des pressions sur l'ensemble de l'assise, l'alignement des fémurs et réduit le glissement du patient. Existe en 25 et 50mm. Il peut être utilisé au niveau du dossier, soit dans le sens de la hauteur afin de compenser ou corriger une rotation de tronc, soit dans le sens de la largeur afin d'augmenter le confort et la surface d'appui au niveau du do Choix de la taille: ☐ Taille 1: 505 x 205 x 25 (mm) ☐ Taille 2: 505 x 205 x 50 (mm) SAP4201-OC SAP4251-OC ☐ Biseau fessier 205 x 205 x 25 (mm) Le biseau fessier (cale d'obliquité) peut compenser une perte de tonus des muscles fessiers ou diminuer une obliquité du bassin. SAP4301-OC ☐ Butée d'abduction La butée d'abduction est destinée à contrôler l'adduction des membres inférieurs. Choix de la taille: ☐ Butée anthracite rigide 175 x 105 x 70 (mm) ☐ Butée souple 175 x 105 x 70 (mm) SAP4401-OC SAP4406-OC	
STABILISATEURS DES MEMBRES INFERIEURS Choix d'une ceint ☐ Ceinture de maintien 2 points Taille ☐ S ST-IFPB5122-OC Taille ☐ M ST-IFPB5213-Q Taille ☐ L ST-IFPB5214-Q ☐ Ceinture de maintien de jambe Taille ☐ S ST-IFLH1111-S-OC Taille ☐ M ST-IFLH1111-M-OC Taille ☐ L ST-IFLH1111-L-OC	
INCLINAISON DYNAMIQUE ☐ Inclinaison de dossier EPIC SEATING (NC: Dossier électrique) ① Système sans dossier, ajouter le PAP A3, uniquement dossier ADI Qback 2. (Montant PAP à ajouter) ① Ajouter un appui tête de positionnement ① Hauteur de coque de dossier compatible uniquement LOW et MEDIUM Largeur du fauteuil ☐ 39 (01) ☐ 44 ou 49 (02) ☐ Force de verin élevé 100N (100) ☐ Force de verin légère 50N (050) Pour faciliter la réalisation de votre commande Epic vous pouvez utiliser le formulaire dédié. Veillez scanner le QR code:  Finaliser la référence ci-dessous en fonction de la largeur du fauteuil (XX) et de la force de verin (000) Référence : ESAT1222XX000	

APPUI TÊTE DE POSITIONNEMENT*Choix possible d'un seul appui tête*
☒ Support d'appui tête orientable multiaxe (HMO475-17M)

☐ All Positionning

☐ Taille M (ST-AP350M-OC)

☐ Taille L (ST-AP450M-OC)

☐ Taille XL (ST-AP550M-OC)

☐ Appui tête enveloppant et pivotant

☐ Taille M (CP08CCFPM)

☐ Taille L (CP10CCFPM)

☐ Taille XL (CP14CCFPM)
**ENSEMBLE ACCOUDOIRS****ACCOUDOIRS :**
☒ Accoudoirs réglables en hauteur et en largeur, avec protège vêtements

☐ Droit (FAW2020)

☐ Gauche (FAW2020)

☐ Accoudoir gouttière avec protège vetement
Incompatible tablette
☐ Droit (FAW1071)

☐ Gauche (FAW1071)
**RELEVES-JAMBES**
☐ Relève-jambes manuels séparé
Appui-Mollet, Palette avec sangle talonnière, relevable, inclinable
☐ Gauche (FAW3014)

☐ Droit (FAW3015)

☐ Surpalette centrale (FAW3085)

☐ Relève-jambes manuels séparé
Appui-Mollet, Palette avec sangle talonnière, relevable, inclinable
☐ Gauche (FAW1021)

☐ Droit (FAW1020)

☐ Palette monobloc (FAW1024)
**LEVIER BASCULEUR**
☒ Activation à la main
**ADJONCTIONS SPECIFIQUES : TABLETTE****132 € TTC**

Code 9946641 - VPH, adjonction, tablette complète. Plv 132€

☐ Tablette escamotable (FAW7010)
Non compatible accoudoir gouttière**COMMENTAIRES**

Note délai — La configuration du matériel (options/personnalisations) peut fortement impacter le délai : compter un délai moyen de 3 semaines, pouvant être allongé jusqu'à 8 semaines supplémentaires.



Notes et informations utiles

- Merci de renseigner l'ensemble des informations nécessaires à la fabrication et aux réglages du fauteuil
- Toute commande reçue incomplète ne pourra être validée en production impliquant de fait un délai de traitement supplémentaire.
- Un seul coussin d'assise livré (hors assise modulaire)

DIMENSIONS COUSSINS

Tru confort² SPP

DIMENSIONS											
Largeur	35	38	41	43	46	48	51	53	56	61	Personnalisé
Profondeur											
35	●		●								●
38	●		●	●							●
41	●	●	●	●	●		●				●
43	●	●	●	●	●	●	●				●
46	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●
48		●	●	●	●	●	●	●	●		●
51		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
53			●	●	●	●	●	●	●	●	●
56			●	●	●	●	●	●	●	●	●
61							●		●	●	●
Personnalisé	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Spectrum Gel

DIMENSIONS												
Largeur	35	41	43	46	48	51	56	61	66	71	76	82
Profondeur												
38		●										●
41		●	●	●	●	●	●	●				●
43		●	●	●	●							●
46	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
48		●	●	●	●	●	●	●				●
51		●	●		●	●	●	●	●	●		●
53				●		●		●				●
56				●		●	●	●	●	●		●
61				●		●	●	●	●	●		●
66								●				●
71										●	●	●
Personnalisé	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Essence

DIMENSIONS											
Largeur	25	30	35	38	41	43	46	48	51	53	56
Profondeur											
25	●	●	●								●
30	●	●	●								●
35	●	●	●								●
38			●	●							●
41			●	●	●	●	●		●		●
43			●	●	●	●	●	●	●		●
46			●	●	●	●	●	●	●		●
48				●	●	●	●	●	●		●
51					●	●	●	●	●	●	●
53										●	●
56										●	●
61											●
Personnalisé	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Solution

DIMENSIONS												
Largeur	25	30	35	38	41	43	46	48	51	56	61	Personnalisé
Profondeur												
25	●	●										●
30	●	●	●									●
35	●	●	●									●
38				●								●
41			●	●	●	●	●		●			●
43				●	●	●	●	●				●
46			●	●	●	●	●	●	●	●		●
48					●	●	●	●	●			●
51					●	●	●	●	●	●	●	●
56							●		●	●	●	●
61											●	●
Personnalisé	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Premiere P

DIMENSIONS									
Largeur	35	38	41	43	46	48	51	56	Personnalisé
Profondeur									
33	●								●
35	●	●							●
38	●	●							●
41	●	●	●	●	●		●		●
43		●	●	●	●	●	●		●
46			●	●	●	●	●	●	●
48			●	●	●	●	●		●
51			●		●		●	●	●
56							●	●	●
Personnalisé	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Glacial

DIMENSIONS												
Largeur	30	35	38	41	43	46	48	51	53	56	61	Personnalisé
Profondeur												
30	●	●										●
35	●	●										●
38			●									●
41		●	●	●		●		●		●		●
43			●		●	●	●					●
46		●		●	●	●	●	●		●	●	●
48					●		●		●			●
51				●	●	●	●	●	●	●	●	●
53									●		●	●
56						●		●		●	●	●
58											●	●
61										●	●	●
Personnalisé	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●