

Profitez enfin d'un confort extrême

En position confort, TV/Relax, incliné ou releveur, nos fauteuils sauront vous satisfaire et vous apporter le confort que vous méritez.

Installez-vous confortablement dans votre fauteuil releveur Pride pour enfin profiter de vos moments de détente.

Nos modèles 1 et 2 moteurs vous assurent maintien et confort tout en présentant une touche esthétique raffinée à votre intérieur.



LC101



Viva MINI



Viva DUO

PRIDE[®]
MOBILITY
LIVE YOUR BEST[®]

photos et coloris non contractuels

Caractéristiques

- 4 positions : Assis, Relax/TV, Incliné, Releveur
- Modèles ergonomiques
- Télécommande avec port USB



Zoom

- Carré d'assise en métal avec ressorts.
- Durable et costaud, coupé par un usinage laser.
- Ressorts montés dans le carré metal.
- Structure en bois de mobilier 7 couches de belle fabrication.
- Coins encollés et agrafés pour plus de solidité.
- Les vis sont prises dans des chevilles en métal montées dans le bois.

LC101



- Testé et approuvé par les utilisateurs depuis de nombreuses années
- Excellent rapport qualité/prix
- Dossier en T : offre un très bon maintien au centre de l'assise

vivaMINI



STL263

- Revêtement microfibre 100% polyester de qualité supérieure pour un toucher doux
- Surpiquûres pour un rendu esthétique
- Mono-moteur compact

vivaDUO



STE228

- Bi-moteurs
- Dossier et repose-jambes fonctionnent séparément
- S'allonge quasiment à plat
- Rallonge d'assise de 7cm pour plus de confort au niveau des talons
- Assise incurvée : confort et maintien supplémentaire

	LC101	Viva Mini	Viva Duo
Moteurs	1 moteur	1 moteur	2 moteurs
Poids max utilisateur	147kg	136kg	160kg
Assise (largeur x profondeur)	51x51cm	45x45cm	55,5x54,5cm
Largeur hors-tout	83cm	68,5cm	79cm
Profondeur hors-tout	-	94cm	96,5cm
Longueur totale incliné	-	175cm	180cm
Hauteur du dossier	70cm	-	-
Densité de mousse	23kg/m ³	30kg/m ³	30kg/m ³
Hauteur sol/siège	47cm	45cm	49,5cm
Coloris disponibles			

NOTE: Toutes les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans notification préalable. Les informations contenues dans ce document sont correctes au moment de sa publication. Nous nous réservons le droit de modifier ces spécifications sans notification préalable. En raison des tolérances de fabrication et l'amélioration continue de nos produits, la longueur, la largeur, le rayon de giration, et la garde au sol peuvent être sujets à des variations.
Photos non contractuelles.