

**INFORMATIONS DE COMMANDE**

Nom du distributeur :

Contact commercial + email et ligne directe :

Référence de commande :

Adresse de livraison :

Date de commande :

Produits d'assistance à la posture du dossier**Dans la limite de 600€**

Code 9982878 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur. Plv 600€

COUSSIN D'APPUI TÊTE COMBO


Il permet de contrôler des déviations en rotation dans le plan transversal. Il apporte à la fois un appui occipital et un maintien temporal.

Il peut être associé avec l'Ultra pour contrôler des troubles posturaux plus complexes. Les + :

- Retours latéraux réglables en angle
- Réel outil de positionnement = maintien et stabilité
- Soulage les appuis au niveau des oreilles
- Evolutivité
- Compatibilité de Swing Away pour d'avantage de maintien ou pour ajuster un contacteur ou autres outils Référence SAR2B

Tableau de correspondance (cm) Les tailles incluent la base, le pad et l

	A	B	C	D
S	8	13	8	8
M	10	15	12	10
L	16	15	18	16



DESCRIPTION	REFERENCE	PP HT	PP TTC
☐ S	CB315M	280 €	295 €
☐ L	CB305M	280 €	295 €

SWING AWAY - APPUI TEMPORAL

Système escamotable offrant des points de fixations pour des surfaces d'appui et un accès à des contacteurs.

Permet une approche posturale plus complète. Ajustable, efficace, amovible et modulaire.

SWING-AWAY SAR2B (Incompatible confort plus)

DESCRIPTION	REFERENCE	PP HT	PP TTC
☐ Droit	ST-SAR2A-R-Q	280 €	295 €
☐ Gauche	ST-SAR2A-L-Q	280 €	295 €
☐ Droit et Gauche simple	ST-SAR2A-B-Q	327 €	345 €
☐ Droit et Gauche double	ST-SAR4A-DB *-Q	436 €	460 €



COUSSIN SWING-AWAY

DESCRIPTION - Taille en cm	REFERENCE	PP HT	PP TTC
☐ Coussin 7x5 - Quantité	910M 	55 €	58 €
☐ Coussin 11x5 - Quantité	900M 	55 €	58 €
☐ Coussin 16x6 - Quantité	920M 	55 €	58 €
☐ Coussin 16x4 - Quantité	930M 	55 €	58 €

TIGE D'APPUI-TÊTE

Attention, pour un montage sur un dossier bio mécanique, la partie réglable en hauteur peut être en conflit 1 avec le mécanisme de translation. La coupe de la tige de réglage est possible pour palier ce conflit.



DESCRIPTION	REFERENCE	PP HT	PP TTC
☐ Fixe court 18 cm (1)	ST-UHB2D33200-Q	261 €	275 €
☐ Fixe long 30 cm (2)	ST-UHB4D33200-Q	261 €	275 €
☐ Escamotable 19 cm (3)	ST-UHB2D232FD-Q	341 €	360 €

ACCESSOIRES

Il est possible d'augmenter la longueur de réglage en ajoutant des liens unilink supplémentaires.



DESCRIPTION	REFERENCE	PP HT	PP TTC
☐ 1,5" droit	UILNK150	58,20 €	61,40 €
☐ 1,5" gauche	UILNK150	58,20 €	61,40 €
☐ 2" droit	UILNK200	58,20 €	61,40 €
☐ 2" gauche	UILNK200	58,20 €	61,40 €
☐ 3" droit	UILNK300	58,20 €	61,40 €
☐ 3" gauche	UILNK300	58,20 €	61,40 €

☐ Tone deflector - Absorbeur de mouvement et protection de la fiabilité du dispositif pour faire face à des schémas hypertoniques majeurs.



TD100M 184,83 € **195 €**

☐ Support de montage contacteur eggs sur bras swing away
Quantité :



INDPART2815 66,35 € **70 €**

☐ Support swing away additionnel avec support contacteur eggs
Quantité : ...



ST-F8675-13-Q 236,97 € **250 €**

☐ Support de montage contacteur microlite sur bras swing away
(sans contacteur)



ST-CN600 322,27 € **340 €**

☐ Contacteur eggs
☐ Noir ☐ Rouge
☐ Bleu ☐ Vert



SWTMCRO1081 93,84 € **99 €**
SWTMCRO1077
SWTMCRO1079
SWTMCRO1078

☐ Contacteur microlite



SWTMCRO1044 161,14 € **170 €**

☐ Adaptation pour fixation sur tube rond 1"



SMB351 54,98 € **58 €**

☐ Adaptation pour fixation entre canne de : ☐ 38 - 42 cm ☐ 40 - 54 cm		OBCASMS	208,53 €	220 €
		OBCASMM		
☐ UniLink support frontal escamotable 15x4 cm		UHP8D44703	568,72 €	600 €

COMMENTAIRES

[illegible]