

**INFORMATIONS DE COMMANDE**

Nom du distributeur :

Contact commercial + email et ligne directe :

Référence de commande :

Adresse de livraison :

Date de commande :

**Produits d'assistance à la posture du dossier****Dans la limite de 600€**

Code 9982878 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur. Plv 600€


**COUSSIN D'APPUI TÊTE CONFORT PLUS**

Pour des utilisateurs ayant besoin d'un repose tête qui apportera du maintien lors de la bascule du fauteuil et offrira un soutien des muscles cervicaux tout au long de la journée.


Peut répondre à des besoins plus spécifiques avec les adjonctions et ainsi offrir des possibilités de contrôle du positionnement.

Tableau de correspondance (cm) Les tailles incluent la base, le pad et le housage

|           | A  | B    | C | D  |
|-----------|----|------|---|----|
| <b>XS</b> | 11 | 16   | 6 | ND |
| <b>S</b>  | 15 | 24   | 6 | ND |
| <b>M</b>  | 15 | 28.5 | 6 | ND |
| <b>L</b>  | 15 | 36   | 6 | 23 |



| DESCRIPTION                                                  | REFERENCE | PP HT | PP TTC       |
|--------------------------------------------------------------|-----------|-------|--------------|
| <input type="checkbox"/> XS Pédiatrique                      | CP06CCFPM | 156 € | <b>165 €</b> |
| <input type="checkbox"/> S                                   | CP08CCFPM | 156 € | <b>165 €</b> |
| <input type="checkbox"/> M                                   | CP10CCFPM | 156 € | <b>165 €</b> |
| <input type="checkbox"/> L <i>Non compatible Swing-away</i>  | CP10CCFPM | 156 € | <b>165 €</b> |
| <input type="checkbox"/> XL <i>Non compatible Swing-away</i> | CP19CCFPM | 213 € | <b>225 €</b> |

**COUSSIN D'APPUI TÊTE CONFORT PLUS - "GEL" (fabrication spéciale délai 6 semaines)**


| DESCRIPTION                             | REFERENCE         | PP HT | PP TTC       |
|-----------------------------------------|-------------------|-------|--------------|
| <input type="checkbox"/> XS Pédiatrique | CP06CCFPM / 350-G | 261 € | <b>275 €</b> |
| <input type="checkbox"/> S              | CP08CCFPM / 450-G | 261 € | <b>275 €</b> |
| <input type="checkbox"/> M              | CP10CCFPM / 250-G | 261 € | <b>275 €</b> |
| <input type="checkbox"/> L              | CP10CCFPM / 150-G | 261 € | <b>275 €</b> |
| <input type="checkbox"/> XL             | CP19CCFPM / 550-G | 355 € | <b>375 €</b> |

**COUSSIN D'APPUI TÊTE TRI-CONFORT PLUS - RETOURS LATéraux 45° FIXES**

Augmente le contrôle latéral afin d'aider au bon positionnement de la tête au centre du coussin.

Possibilité d'augmenter le contrôle du positionnement par l'ajout d'appuis temporaires référence SAR2A.

|           | A  | B  | C  | D  | E  |
|-----------|----|----|----|----|----|
| <b>XS</b> | 10 | 8  | 5  | 12 | 20 |
| <b>S</b>  | 12 | 9  | 6  | 17 | 22 |
| <b>M</b>  | 16 | 10 | 7  | 22 | 29 |
| <b>L</b>  | 17 | 13 | 10 | 28 | 36 |
| <b>XL</b> | 20 | 18 | 13 | 39 | 47 |



**COUSSIN D'APPUI TÊTE TRI-COMFORT PLUS - (SUITE)**

| DESCRIPTION                             | REFERENCE | PP HT | PP TTC       |
|-----------------------------------------|-----------|-------|--------------|
| <input type="checkbox"/> XS Pédiatrique | TCP505M   | 156 € | <b>165 €</b> |
| <input type="checkbox"/> S              | TCP405M   | 156 € | <b>165 €</b> |
| <input type="checkbox"/> M              | TCP305M   | 156 € | <b>165 €</b> |
| <input type="checkbox"/> L              | TCP205M   | 156 € | <b>165 €</b> |
| <input type="checkbox"/> XL             | TCP105M   | 156 € | <b>165 €</b> |

**COUSSIN D'APPUI TÊTE AJUSTABLE CONFORT PLUS**

Augmente le contrôle latéral afin d'aider au bon positionnement de la tête au centre du coussin. Possibilité d'augmenter le contrôle du positionnement par l'ajout d'appuis temporaires. référence SAR2A

|           | A  | B  | C  | D |
|-----------|----|----|----|---|
| <b>L</b>  | 13 | 13 | 13 | 6 |
| <b>XL</b> | 18 | 17 | 13 | 6 |



| DESCRIPTION                                          | REFERENCE | PP HT | PP TTC       |
|------------------------------------------------------|-----------|-------|--------------|
| <input type="checkbox"/> L (longueur dépliée 36 cm)  | ACP150M   | 294 € | <b>310 €</b> |
| <input type="checkbox"/> XL (longueur dépliée 48 cm) | ACP550M   | 346 € | <b>365 €</b> |

**SWING AWAY - APPUI TEMPORAL**

Système escamotable offrant des points de fixations pour des surfaces d'appui et un accès à des contacteurs. Permet une approche posturale plus complète. Ajustable, efficace, amovible et modulaire.

**SWING-AWAY SAR2A POUR TOUTE LA GAMME "CONFORT SERIES"**

| DESCRIPTION                                     | REFERENCE       | PP HT | PP TTC       |
|-------------------------------------------------|-----------------|-------|--------------|
| <input type="checkbox"/> Droit                  | ST-SAR2A-R-Q    | 280 € | <b>295 €</b> |
| <input type="checkbox"/> Gauche                 | ST-SAR2A-L-Q    | 280 € | <b>295 €</b> |
| <input type="checkbox"/> Droit et Gauche simple | ST-SAR2A-B-Q    | 327 € | <b>345 €</b> |
| <input type="checkbox"/> Droit et Gauche double | ST-SAR4A-DB *-Q | 436 € | <b>460 €</b> |



\* Configuration personnalisable, se rapprocher du spécialiste produits.

**COUSSIN SWING-AWAY**

| DESCRIPTION - Taille en cm                             | REFERENCE                                                                                | PP HT | PP TTC      |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| <input type="checkbox"/> Coussin 7x5 - Quantité .....  | 910M  | 55 €  | <b>58 €</b> |
| <input type="checkbox"/> Coussin 11x5 - Quantité ..... | 900M  | 55 €  | <b>58 €</b> |
| <input type="checkbox"/> Coussin 16x6 - Quantité ..... | 920M  | 55 €  | <b>58 €</b> |
| <input type="checkbox"/> Coussin 16x4 - Quantité ..... | 930M  | 55 €  | <b>58 €</b> |

**TIGE D'APPUI-TÊTE**

Attention, pour un montage sur un dossier bio mécanique, la partie réglable en hauteur peut être en conflit 1 avec le mécanisme de translation. La coupe de la tige de réglage est possible pour palier ce conflit.



| DESCRIPTION                                    | REFERENCE       | PP HT | PP TTC       |
|------------------------------------------------|-----------------|-------|--------------|
| <input type="checkbox"/> Fixe court 18 cm (1)  | ST-UHB2D33200-Q | 261 € | <b>275 €</b> |
| <input type="checkbox"/> Fixe long 30 cm (2)   | ST-UHB4D33200-Q | 261 € | <b>275 €</b> |
| <input type="checkbox"/> Escamotable 19 cm (3) | ST-UHB2D232FD-Q | 341 € | <b>360 €</b> |

**ACCESSOIRES**

Il est possible d'augmenter la longueur de réglage en ajoutant des liens unilink supplémentaires.



| DESCRIPTION                          | REFERENCE | PP HT   | PP TTC         |
|--------------------------------------|-----------|---------|----------------|
| <input type="checkbox"/> 1,5" droit  | UILNK150  | 58,20 € | <b>61,40 €</b> |
| <input type="checkbox"/> 1,5" gauche | UILNK150  | 58,20 € | <b>61,40 €</b> |
| <input type="checkbox"/> 2" droit    | UILNK200  | 58,20 € | <b>61,40 €</b> |
| <input type="checkbox"/> 2" gauche   | UILNK200  | 58,20 € | <b>61,40 €</b> |
| <input type="checkbox"/> 3" droit    | UILNK300  | 58,20 € | <b>61,40 €</b> |
| <input type="checkbox"/> 3" gauche   | UILNK300  | 58,20 € | <b>61,40 €</b> |

☐ Tone deflector - Absorbeur de mouvement et protection de la fiabilité du dispositif pour faire face à des schémas hypertoniques majeurs.



TD100M

184,83 €

**195€ TTC**

☐ Support de montage contacteur eggs sur bras swing away  
Quantité : .....



INDPART2815

66,35 €

**70€ TTC**

☐ Support swing away additionnel avec support contacteur eggs  
Quantité : ...



ST-F8675-13-Q

236,97 €

**250€ TTC**

☐ Support de montage contacteur microlite sur bras swing away (sans contacteur)



ST-CN600

322,27 €

**340€ TTC**

☐ Contacteur eggs  
☐ Noir ☐ Rouge  
☐ Bleu ☐ Vert  
Quantité : .....



SWTMCRO1081  
SWTMCRO1077  
SWTMCRO1079  
SWTMCRO1078

93,84 €

**99€ TTC**

☐ Contacteur microlite



SWTMCRO1044

161,14 €

**170€ TTC**

☐ Adaptation pour fixation sur tube rond 1"



SMB351

54,98 €

**58€ TTC**

☐ Adaptation pour fixation entre canne de :

☐ 38 - 42 cm

☐ 40 - 54 cm



OBCASMS  
OBCASMM

208,53 €

**220€ TTC**

☐ UniLink support frontal escamotable 15x4 cm



UHP8D44703

568,72 €

**600€ TTC****COMMENTAIRES**