



INFORMATIONS DE COMMANDE

Nom du distributeur :

Contact commercial + email et ligne directe :

Référence de commande :

Adresse de livraison :

Date de commande :

Produits d'assistance à la posture du dossier

Dans la limite de 600€

Code 9982878 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur. Plv 600€

COUSSIN D'APPUI TÊTE i2i

Maintien et contrôle postural optimaux.

Conçu pour des situations spécifiques, l'i2i s'adapte à de nombreux profils utilisateurs. Il favorise l'alignement de la tête, limite les troubles posturaux et améliore le contact visuel ainsi que les fonctions orales (repas, salivation). Sa forme unique assure un appui occipital ciblé tout en limitant l'hyperextension cervicale. Les bras antérieurs stabilisent la tête sans entraver la mobilité des membres supérieurs. Disponible en plusieurs tailles (y compris pédiatriques) et entièrement personnalisable. Compatible avec support de menton pour une aide fonctionnelle renforcée.






Tableau de correspondance (cm) Les tailles incluent la base, le pad et le houssage

en pouces	XS Niño	Niño	Small	Medium	Large	Extra Large
Largeur de cou	3	3,5	4	4,5	5	5,75
Longueur bras	4,5	4,5	Standard - 6,5	Standard - 7,5	Standard - 8	Standard - 9
			Bas 4,5	Bas 5,5	Bas 6	Bas 6,25
Hauteur support de la nuque	3	3,5	Standard - 4	Standard - 4,75	Standard - 5,25	Standard - 6
			Bas 2,5	Bas 2,25	Bas 2,25	Bas 2,25



Profil	Style de bras	Gel	XS Niño	Niño	Small	Medium	Large	Extra Large	PP HT	PP TTC
Standard	Standard fixe	Non	☐ i2i250M	☐ i2i350M	☐ i2i450M	☐ i2i550M	☐ i2i650M	☐ i2i750M	318 €	335 €
Standard	Standard fixe	Oui	☐ i2i252M	☐ i2i352M	☐ i2i452M	☐ i2i552M	☐ i2i652M	☐ i2i752M	436 €	460 €
Bas	Standard fixe	Non			☐ i2i455M	☐ i2i555M	☐ i2i655M	☐ i2i755M	318 €	335 €
Bas	Standard fixe	Oui			☐ i2i457M	☐ i2i557M	☐ i2i657M	☐ i2i757M	436 €	460 €
Standard	Court fixe	Non			☐ i2i451M	☐ i2i551M	☐ i2i651M	☐ i2i751M	318 €	335 €
Standard	Court fixe	Oui			☐ i2i453M	☐ i2i553M	☐ i2i653M	☐ i2i753M	436 €	460 €
Bas	Court fixe	Non			☐ i2i456M	☐ i2i556M	☐ i2i656M	☐ i2i756M	318 €	335 €
Bas	Court fixe	Oui			☐ i2i458M	☐ i2i558M	☐ i2i658M	☐ i2i758M	436 €	460 €

Existe avec des bras ajustables réglables par vis contacter les spécialistes produits pour plus d'informations.

COUSSIN SUPPORT MENTON

	XS Niño	Niño	Small	Medium	Large	Extra Large	PP HT	PP TTC
Standard	☐ i2i260	☐ i2i360	☐ i2i460	☐ i2i560	☐ i2i660	☐ i2i760	80,57 €	85 €



	XS Niño	Niño	Small	Medium	Large	Extra Large	PP HT	PP TTC
Trachea	☐ i2i261	☐ i2i361	☐ i2i461	☐ i2i561	☐ i2i661	☐ i2i761	104 €	110 €

SWING AWAY - APPUI TEMPORAL

Système escamotable offrant des points de fixations pour des surfaces d'appui et un accès à des contacteurs. Permet une approche posturale plus complète. Ajustable, efficace, amovible et modulaire.

SWING-AWAY SAR2B (Incompatible confort plus)



DESCRIPTION	REFERENCE	PP HT	PP TTC
☐ Droit	ST-SAR2A-R-Q	280 €	295 €
☐ Gauche	ST-SAR2A-L-Q	280 €	295 €
☐ Droit et Gauche simple	ST-SAR2A-B-Q	327 €	345 €
☐ Droit et Gauche double	ST-SAR4A-DB *-Q	436 €	460 €



* Configuration personnalisable, se rapprocher du spécialiste produits.

COUSSIN SWING-AWAY

DESCRIPTION - Taille en cm	REFERENCE	PP HT	PP TTC
☐ Coussin 7x5 - Quantité	910M 	55 €	58 €
☐ Coussin 11x5 - Quantité	900M 	55 €	58 €
☐ Coussin 16x6 - Quantité	920M 	55 €	58 €
☐ Coussin 16x4 - Quantité	930M 	55 €	58 €

TIGE D'APPUI-TÊTE

Attention, pour un montage sur un dossier bio mécanique, la partie réglable en hauteur peut être en conflit 1 avec le mécanisme de translation. La coupe de la tige de réglage est possible pour palier ce conflit.



DESCRIPTION	REFERENCE	PP HT	PP TTC
☐ Fixe court 18 cm (1)	ST-UHB2D33200-Q	261 €	275 €
☐ Fixe long 30 cm (2)	ST-UHB4D33200-Q	261 €	275 €
☐ Escamotable 19 cm (3)	ST-UHB2D232FD-Q	341 €	360 €

ACCESSOIRES

Il est possible d'augmenter la longueur de réglage en ajoutant des liens unilink supplémentaires.



DESCRIPTION	REFERENCE	PP HT	PP TTC
☐ 1,5" droit	UILNK150	58,20 €	61,40 €
☐ 1,5" gauche	UILNK150	58,20 €	61,40 €
☐ 2" droit	UILNK200	58,20 €	61,40 €
☐ 2" gauche	UILNK200	58,20 €	61,40 €
☐ 3" droit	UILNK300	58,20 €	61,40 €
☐ 3" gauche	UILNK300	58,20 €	61,40 €

☐ Tone deflector - Absorbeur de mouvement et protection de la fiabilité du dispositif pour faire face à des schémas hypertoniques majeurs.



TD100M

184,83 €

195 € TTC

☐ Support de montage contacteur eggs sur bras swing away
Quantité :



INDPART2815

66,35 €

70 € TTC

☐ Support swing away additionnel avec support contacteur eggs
Quantité : ...



ST-F8675-13-Q

236,97 €

250 € TTC

☐ Support de montage contacteur microlite sur bras swing away (sans contacteur)



ST-CN600

322,27 €

340 € TTC

☐ Contacteur eggs
☐ Noir ☐ Rouge
☐ Bleu ☐ Vert
Quantité :



SWTMCRO1081
SWTMCRO1077
SWTMCRO1079
SWTMCRO1078

93,84 €

99 € TTC

☐ Contacteur microlite



SWTMCRO1044

161,14 €

170 € TTC

☐ Adaptation pour fixation sur tube rond 1"



SMB351

54,98 €

58 € TTC

☐ Adaptation pour fixation entre canne de :

☐ 38 - 42 cm

☐ 40 - 54 cm



OBCASMS

208,53 €

220 € TTC

OBCASMM

☐ UniLink support frontal escamotable 15x4 cm



UHP8D44703

568,72 €

600 € TTC**COMMENTAIRES**