

INFORMATIONS DE COMMANDE

Nom du distributeur :

Contact commercial + email et ligne directe :

Référence de commande :

Adresse de livraison :

Date de commande :

Produits d'assistance à la posture du dossier
Dans la limite de 600€

Code 9982878 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur. Plv 600€

DOSSIER DE BASE DE POSITIONNEMENT

Le Dossier ADI est équipé comme tous nos dossiers d'une housse Coolcore, la coque est munie de deux lumières de réglage sur la partie latérale qui permettent un ajustement précis lors de la mise en service.

Informations sur la taille : Attention, la hauteur de référence des dossiers correspond à la hauteur sans le coussin, pour avoir la hauteur totale avec coussin de dossier, il faut rajouter approximativement 6.35 cm.

Ex : La hauteur réelle d'un dossier Tall 18" est de (45.7cm + 6.35 soit 52 cm).

Vous trouverez ci-dessous les correspondances entre les largeurs du dossier, les largeurs de la coque et les largeurs de la coque avec coussin (correspondance thoracique pour les utilisateurs).

GUIDE DES TAILLES

Pouces	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Cm	25,4	27,94	30,48	33,02	35,56	38,1	40,64	43,18	45,72	48,26	50,8
Largeur thoracique intérieure(cm)	17cm +/- 1	19cm +/-1	21cm +/-1	23cm +/-1	25cm +/-1	27cm +/-1	29cm +/-1.5	31cm +/-1.5	33cm +/-1.5	35cm +/-1.5	37cm +/-1.5
Largeur coque seule Contour Active (cm)	19,1	21,6	24,1	26,7	28,9	31,1	34,3	36,5	39,1	41,6	43,8
Largeur coque seule Contour Deep (cm)	19,1	21,6	24,1	26,7	32,1	34,9	36,2	38,7	42,5	45,1	47
Largeur coque seule Contour Extra Deep (cm)	-	-	-	-	-	-	39,4	41,9	44,5	47	49,5
Hauteur avec coussin de dossier	Hauteur du dossier +6,5cm										
Adaptable sur largeur de fauteuil	Dossiers AL +2,5cm / - 2,5cm Dossier AFT +5cm / -5cm										

☐ Dossier Stealth ADI Back 2

600 €

1- Forme

☐ Aluminium (**ADI2AL**)

☐ Aluminium Flat Top (**ADI2AFT**)

Flat Top disponible hauteur: 16" et plus


2- Largeur :

☐ 14" (**14**) ☐ 16" (**16**) ☐ 18" (**18**) ☐ 20" (**20**)

14" et 15" hauteur maximale: Standard 16"
14" et 15" incompatible contour: ExtraDeep

3- Hauteur :

☐ Low 10" (**L**) ☐ Medium 13" (**M**) ☐ Standard 16" (**S**) ☐ Tall 18" (**T**) ☐ Extra Tall 20" (**X**)

4- Contour :

☐ Active 2,5" (**A**)

☐ Deep 4" (**D**)

☐ Extra Deep 6" (**E**)

5- Fixation:

☐ Quick Release Pro Mount (**1-P**)

☐ 4 points pro
(dossier TALL et +) (**1-4**)

☐ 2 points pro
(dossier STD et -) (**1-2**)

6- Ref:

ADI2AXXXXXX1-P
ADI2AXXXXXX1-4
ADI2AXXXXXX1-2

Optionnel :

Uniquement dossier ADI active : Paire de cale tronc fixe

☐ Taille L 11,5 cm x 11,5 cm (LATADJSTLG (x2))

☐ Taille XL 10 cm x 11,5 cm (LATADJSTXLG (x2))

☐ Dossier Souple, ajustable 7 sangles avec réglage indépendant à droite et à gauche.

398,10 € 420€ TTC

Largeur:

☐ 36-45cm SAY3300

☐ 45-50cm SAY3400

☐ 50-60cm SAY3500

Choix obligatoire:

Cales-tronc réglables H15cm x P10cm, la paire.

☐ fixation velcro (SAP3603)

☐ fixation rigide (SAP3601)

☐ Ajustement en profondeur des cales-tronc SAP3601, réglables 60mm


DOSSIER DE BASE (suite)**HT****TTC**☐ Butée Sacro-lombaire anthracite 255 x 240 x 25 (mm)

SAP4601

37,91 €

40€ TTC

La butée sacro lombaire est placée dans la partie inférieure du dossier. Elle permet d'améliorer la répartition des pressions sur l'ensemble du dos lors d'une hyper lordose, et favorise l'antéversion du bassin.

☐ Cales-tronc escamotables

Unitaire : 284,36€

Unitaire :
300€ TTC☐ droit (ULS25100-R)☐ gauche (ULS25100-L)Coussin : ☐ 4"x6" (ULP546050320) ☐ 5"x7" (ULP557050320)Coussin : ☐ 4"x6" (ULP546050320) ☐ 5"x7" (ULP557050320)


Montage sur canne de dossier diamètre support unitaire :

☐ 1" soit 25,40 mm (UIMCNI100)☐ 7/8" soit 22,22 mm (UIMCNI780)☐ 3/4" soit 19,05 mm (UIMCNI340)

Autres montages :

☐ 125° TB4 (UIMBKI125)☐ 135° ADI 2 / Qback (UIMBKI135)**HARNAIS****HT****TTC**☐ Harnais classique

131,75 €

139€ TTC**Choix de la taille obligatoire**

Textile Dynamique

T	Ref.	A (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)	E (cm)	F (cm)	G (cm)	H (cm)
☐ XS	ST-IFPS1101-Q	19,0	32,0	5,0	9,0	19,0	9,0	7,5	5,0
☐ nd S	ST-IFPS1102-Q	21,5	39,0	5,0	11,5	23,0	10,0	10,0	5,0
☐ M	ST-IFPS1103-Q	24,0	38,0	5,0	14,0	28,0	13,0	13,0	7,0
☐ L	ST-IFPS1104-Q	26,5	57,0	5,0	16,5	33,0	15,0	15,0	9,0
☐ XL	ST-IFPS1105-Q	29,0	65,0	6,0	16,5	35,5	18,0	18,0	11,5




Textile Structuré

T	Ref.	A (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)	E (cm)	F (cm)	G (cm)	H (cm)
☐ XS	ST-IFPS1201-Q	19,0	32,0	5,0	9,0	19,0	9,0	7,5	5,0
☐ S	ST-IFPS1202-Q	21,5	39,0	5,0	11,5	23,0	10,0	10,0	5,0
☐ nd M	ST-IFPS1203-Q	24,0	38,0	5,0	14,0	28,0	13,0	13,0	7,0
☐ L	ST-IFPS1204-Q	26,5	57,0	5,0	16,5	33,0	15,0	15,0	9,0
☐ XL	ST-IFPS1205-Q	29,0	65,0	6,0	16,5	35,5	18,0	18,0	11,5

☐ Harnais classique "ZIPPER"

131,75 €

139€ TTC**Choix de la taille obligatoire**

Textile Dynamique

T	Ref.	A (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)	E (cm)	F (cm)	G (cm)	H (cm)
☐ S	ST-IFPS3102-Q	19,0	32,0	5,0	9,0	19,0	9,0	7,5	5,0
☐ M	ST-IFPS3103-Q	24,0	38,0	5,0	14,0	28,0	13,0	13,0	7,0
☐ L	ST-IFPS3104-Q	26,5	57,0	5,0	16,5	33,0	15,0	15,0	9,0
☐ XL	ST-IFPS3105-Q	29,0	65,0	6,0	16,5	35,5	18,0	18,0	11,5




Textile Structuré

TAILLES	REF	A (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)	E (cm)	F (cm)	G (cm)	H (cm)
☐ S	ST-IFPS3202-Q	19,0	32,0	5,0	9,0	19,0	9,0	7,5	5,0
☐ M	ST-IFPS3203-Q	24,0	38,0	5,0	14,0	28,0	13,0	13,0	7,0
☐ L	ST-IFPS3204-Q	26,5	57,0	5,0	16,5	33,0	15,0	15,0	9,0

☐ Harnais contour

131,75 €

139€ TTC**Choix de la taille obligatoire**

Textile Dynamique


T	Ref.	A (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)	E (cm)	F (cm)	G (cm)	H (cm)
☐ XS	ST-IFPS2101-Q	19,0	32,0	5,0	9,0	19,0	2,5	9,0	3,0
☐ S	ST-IFPS2102-Q	21,5	39,0	5,0	11,5	23,0	2,5	11,0	4,5
☐ M	ST-IFPS2103-Q	24,0	38,0	5,0	14,0	28,0	2,5	13,0	6,0
☐ L	ST-IFPS2104-Q	26,5	57,0	5,0	16,5	33,0	3,0	15,0	9,0
☐ XL	ST-IFPS2105-Q	29,0	65,0	6,0	16,5	35,5	4,0	18,0	11,5

HARNAIS (suite)**HT****TTC****Textile Structuré**


	T	REF	A (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)	E (cm)	F (cm)	G (cm)	H (cm)
☐	XS	ST-IFPS2201-Q	19,0	32,0	5,0	9,0	19,0	2,5	9,0	3,0
☐	S	ST-IFPS2202-Q	21,5	39,0	5,0	11,5	23,0	2,5	11,0	4,5
☐	M	ST-IFPS2203-Q	24,0	38,0	5,0	14,0	28,0	2,5	13,0	6,0
☐	L	ST-IFPS2204-Q	26,5	57,0	5,0	16,5	33,0	3,0	15,0	9,0
☐	XL	ST-IFPS2205-Q	29,0	65,0	6,0	16,5	35,5	4,0	18,0	11,5

☐ Harnais d'épaule Y straps119,43 € **126€ TTC****Textile Dynamique**

	T	Ref.	A (cm)	B (cm)	C (cm)
☐	S	ST-IFYS3102-Q	48,3	20,3	5,1
☐	M	ST-IFYS3103-Q	55,9	22,9	6,4
☐	L	ST-IFYS3104-Q	63,5	27,9	6,4

☐ Harnais d'épaule style "H"119,43 € **126€ TTC****Textile Structuré**

	T	Ref.	A (cm)	B (cm)	C (cm)
☐	M	ST-IFHH5203-Q	9,5	34,9	6,4

☐ Ceinture thoracique chest straps89,10 € **94€ TTC****Textile Dynamique**

	T	Ref.	A (cm)	B (cm)	C (cm)
☐	XS	ST-IFCS4111-Q	35,5	7,1	8,9
☐	S	ST-IFCS4112-Q	40,4	7,1	9,5
☐	M	ST-IFCS4113-Q	45,7	7,9	10,1
☐	L	ST-IFCS4114-Q	53,3	7,9	11,4
☐	XL	ST-IFCS4115-Q	58,4	8,3	12,0

POSITIONNEMENT DE L'EPAULE**BUTEE LATÉRALE DE COUDE****HT****TTC**☐ Rebord d'accoudoir (à l'unité)☐ droit

ASF6X2C-S-Q

☐ gauche

ASF6X2C-S-Q



Unitaire : 123,22€

Unitaire :
130€ TTC**BUTEE POSTERIEURE DE COUDE (Sélectionner un support + un coussin)**☐ Support de coussin escamotable☐ droit (ST-UETB4021FR-Q)☐ gauche (ST-UETB4021FL-Q)Unitaire : **260 €**☐ Support de coussin fixe☐ droit (UETB4021SR-Q)☐ gauche (UETB4021SL-Q)

Unitaire : 180,09€

Unitaire :
190€ TTC☐ Coussin demi-lune☐ droit (UEP53005032R)☐ gauche (UEP53005032L)Unitaire : **80€**☐ Coussin maintien de coude☐ droit (POS124067)☐ gauche (POS124067)

Unitaire : 75,83€

Unitaire :
80€ TTC**Ensemble complet gouttière**☐ Gouttière de positionnement☐ droit (TRXARM1054 + HDWASMB1096)☐ gauche (TRXARM1053 + HDWASMB1096)

Unitaire : 241,71€

Unitaire :
255€ TTC

635

COMMENTAIRES