

INFORMATIONS DE COMMANDE

Nom du distributeur :

Contact commercial + email et ligne directe :

Référence de commande :

Adresse de livraison :

Date de commande :

CARACTERISTIQUES

- ① Cadre garantie 5 ans
- ① Châssis fixe
- ① Roues rayonnées de 12" (T0), 16" (T1-T2) et 20" (T4-TJ)
- ① Garde boue av et ar
- ① Panier arrière
- ① Longueur hors tout: 94 cm (T0), 115 cm (T1), 126 cm (T2) et 159 cm (TJ et TA)
- ① Largeur hors tout: 59 cm (T0), 61 cm (T1), 66 cm (T2) et 72cm (TJ et TA)
- ① Hauteur d'entrejambes de 32-42 cm (T0), 38-45 cm (T1) 45-57 cm (T2), 56-80 cm (TJ) et 66-90 cm (TA)
- ① Poids du tricycle: 11kg (T0), 12 kg (T1), 13 kg (T2) et 23 kg (TJ et TA)
- ① Poids maximum utilisateur : 20kg (T0), 35 kg (T1), 50 kg (T2), 100 kg (TJ) et 110 kg (TA)
- ① Chassis en acier
- ① Compatible avec une assistance électrique



Légende de présentation et mise en page

- Configuration de série, sans surcoût par rapport au prix limite de vente de la catégorie
- Adjonction spécifique sur devis justifié par l'évaluation fonctionnelle
- Adjonction prévue dans la nomenclature bénéficiant d'une prise en charge
- Adjonction d'aide à la posture prévue dans la nomenclature bénéficiant d'une prise en charge

Merci de vérifier la compatibilité et le cumul possible des adjonctions.

Les tarifs des PAP à l'unité sont indiqués en TTC (TVA à 5,5%).

VPH, Achat neuf, CYC, cycles modulaires à roues multiple.

Code 9500767 - VPH, Achat neuf, CYC, cycles modulaires à roues multiple. Plv 1679,48€

	DESIGNATION	PRIX PUBLIC TTC		PRIX PUBLIC TTC
Choix de la taille	☐ Tonicross city Taille 0 (TY00__) Hauteur d'entrejambes: 32-42 cm Hauteur guidon/sol: 61-65 cm	1 679,48 €	☐ Tonicross city Taille 1 (TY10__) Hauteur d'entrejambes: 38-45 cm Hauteur guidon/sol: 102-116 cm	1 679,48 €
	☐ Tonicross city Taille 2 (TY20__) Hauteur d'entrejambes: 45-57 cm Hauteur guidon/sol: 72-76 cm	1 679,48 €	☐ Tonicross city Junior (TYJ30__) Hauteur d'entrejambes: 56-80 cm Hauteur selle/sol: 68-92 cm Hauteur guidon/sol: 102-116 cm Largeur panier arrière: 36 cm	1 679,48 €
	☐ Tonicross city Adulte (TYA40__) Hauteur d'entrejambes: 66-90 cm Hauteur selle/sol: 78-102 cm Hauteur guidon/sol: 72-76 cm Largeur panier arrière: 51 cm	1 679,48 €		

EQUIPEMENT ROUTE

- ☐ Dispositif d'éclairage avant et arrière (TAT0015)

COLORIS CHASSIS

Coloris pour Taille Junior et Adulte :

- | | | | |
|--|----|---|----|
| ☐ Noir Onyx | ON | ☐ Gris Quartz | QU |
| ☐ Cuivre | JA | ☐ Vert mat profond | NT |
| ☐ Turquoise Mat | TU | ☐ Bronze | BR |

COLORIS CHASSIS (suite)

☐ Vert pastel	VT		
Coloris pour Taille 0, 1 et 2 :			
☐ Jaune	21	☐ Rouge	F3
☐ Bleu Outre Mer	D6		

Système de conduite**GUIDON**

✓ Guidon classic


☐ Guidon Corne de bœuf TJ-T4 (TAT0073)

☐ Guidon Papillon (TAP0076) T0-T1-T2

☐ Guidon Papillon (TAP0074) TJ-T4

☐ Guidon Cadre (TAT0071) T0-T1-T2
☐ Guidon Cadre (TAT0072) TJ-T4
**SELLES**

✓ Selle classique


☐ Réglage de la selle antéro-postérieur (TAT0032)

☐ Selle Monocycle (DAT0136)
**TRANSMISSION****Utilisation avec marche arrière**

✓ Pignon fixe


☐ Frein rétropédalage 3 vitesses indexées, avec marche arrière, roue libre intégrée (TJ/T4) (TAP0097) / (Nc Frein à disque TAP0020)
Utilisation sans marche arrière
☐ Roue libre avec frein supplémentaire (TAT0090)

☐ Moyeu mono vitesse, Frein rétropédalage, avec roue libre intégrée (TJ/T4) (TAT0092)

☐ Frein rétropédalage 3 vitesses indexées, avec roue libre intégrée (TJ/T4) (TAT0093)

1 seul accessoire de transmission possible

ACCESSOIRES SUPPLEMENTAIRES
☐ Butées directionnelles (TAT0017)

☐ Frein V Brake + frein parking sur roue avant (uniquement compatible avec Taille Junior ou T4) (TAP0021)


✓ Frein parking de série

T0,1 et 2

TJ et TA



Produits d'assistance à la posture du siège (PAP B1)**600 € TTC**

Code 9913699 - VPH, adjonction, PAP forfait B adjonctions membre inférieur. Plv 600€

☐ Sabots réglables en largeur (paire) ☐ T0 et T1 (TAT0051) ☐ T2 (TAT0052) ☐ Junior et T4 (TAT0053) ☐ Adulte (TAT0054)		275 €	☐ Cales pieds avec sangles (TAP0055)		45 €
☐ Tuteurs de jambes fixes réglables en hauteur (paire) ☐ T0 et T1 (TAT0061) ☐ T2 (TAT0062) ☐ TJ-T4 (TAT0063) ☐ Pour Cale Pieds ☐ Pour Sabots		220 €	☐ Système anti-équin (TAT0064) ☐ Pour Cale Pieds ☐ Pour Sabots <i>Ajouter Sabots ou cales pieds</i>		255 €

Produits d'assistance à la posture du siège (PAP A1)**600 € TTC**

Code 9942940 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur. Plv 600€

☐ Appui dos avec dossière ☐ T0-T1-T2 (TAT0040) ☐ TJ-T4 (TAT0041)		270 €	☐ Double appui dos avec dossière ☐ T0-T1-T2 (TAT0042) ☐ TJ-T4 (TAT0043)		400 €
☐ Appui ventral (TAT0047)		310 €			

ADJONCTIONS SPECIFIQUES :

Code 4960062 - VPH, adjonction spécifique, supplément sur devis pour Cyc. Plv sur devis

TRANSMISSION

☐ Dérailleur 5 vitesses à friction, roue libre intégrée, et frein supplémentaire (T3/Jr/4)	TAT0091	280 € TTC
☐ Moyeu 3 vitesses, frein à disque, avec roue libre intégrée T3/Jr/4	TAL01106	545 € TTC
☐ Frein à disque pour roue libre seule ou dérailleur T3/Jr/4	TAP0020	210 € TTC
☐ Différentiel pour pignon fixe, moyeu mono ou 3V "TAL0106"	TAP0096	310 € TTC

AUTRE

☐ Rétroviseur, unitaire	TACSP220	62 € TTC
☐ Canne de pousser (uniquement T. 0/1/2)	TAT0074	140 € TTC

MOTORISATION :

Code 4960062 - VPH, adjonction spécifique, supplément sur devis pour Cyc. Plv sur devis

ASSISTANCE ELECTRIQUE

ASSISTANCE ELECTRIQUE POUR TONICROSS facilite l'utilisation d'un tricycle Tonicross. Il assiste le pédalage et permet de se déplacer sans effort. Il se compose d'une roue motorisée 20", un kit de détection de pédalage, une console de contrôle, un câble de charge. Puissance 250W. Couple 25mN

Attention : Kit incompatible avec le pignon fixe, Deuxième frein obligatoire

Constitution de l'assistance :

Roue motorisée 20", capteur de détection de pédalage, écran de contrôle et d'ajustement, câble de charge, batterie lithium 30V / 6,6Amp

☐ ASSISTANCE ELECTRIQUE Taille compatible, uniquement T3/jr et T4/adulte	TACSP85	1911,66 € TTC
✓ Montage de l'écran de contrôle à droite		
☐ Montage de l'écran de contrôle à gauche	TACSP86	

COMMENTAIRES

Note délai — La configuration du matériel (options/personnalisations) peut fortement impacter le délai : compter un délai moyen de 3 semaines, pouvant être allongé jusqu'à 8 semaines supplémentaires.



Notes et informations utiles

- Merci de renseigner l'ensemble des informations nécessaires à la fabrication et aux réglages du tricycle
- Toute commande reçue incomplète ne pourra être validée en production impliquant de fait un délai de traitement supplémentaire.
- Un seul coussin d'assise livré (hors assise modulaire)