

INFORMATIONS DE COMMANDE

Nom du distributeur :

Contact commercial + email et ligne directe :

Référence de commande :

Adresse de livraison :

Date de commande :

CARACTERISTIQUES

- ① Cadre garantie 5 ans
- ① Roues rayonnées à démontage rapide: T1/T2 16", TJ/T4 20"
- ① Tricycle pliant facilitant le transport et le rangement
- ① Panier arrière
- ① Longueur hors tout: 159 cm
- ① Largeur hors tout: 72cm
- ① Hauteur d'entrejambes de 38 à 45 cm (T.1)
- ① Hauteur d'entrejambes de 45 à 57 cm (T.2)
- ① Hauteur d'entrejambes de 60 à 80 cm (T.Junior)
- ① Hauteur d'entrejambes de 66 cm et plus (T.4)
- ① Chassis en acier
- ① Poids du tricycle:
 - T1 - 12kg / T2 - 13kg / TJ - 18kg / T4 - 20kg
- ① Poids maximum utilisateur :
 - T1 - 35kg / T2 - 50kg / TJ - 60kg / T4 - 95kg
- ① Compatible avec une assistance électrique



Légende de présentation et mise en page

- Configuration de série, sans surcoût par rapport au prix limite de vente de la catégorie
- Adjonction spécifique sur devis justifié par l'évaluation fonctionnelle
- Adjonction prévue dans la nomenclature bénéficiant d'une prise en charge
- Adjonction d'aide à la posture prévue dans la nomenclature bénéficiant d'une prise en charge

Merci de vérifier la compatibilité et le cumul possible des adjonctions.

Les tarifs des PAP à l'unité sont indiqués en TTC (TVA à 5,5%).

VPH, Achat neuf, CYC, cycles modulaires à roues multiple.

Code 9500767 - VPH, Achat neuf, CYC, cycles modulaires à roues multiple. Plv 1679,48€

DESIGNATION

PRIX PUBLIC TTC

PRIX PUBLIC TTC

☐ Tricycle tonicross plus pliant

1 679,48 €



Choix de la taille :

☐ T1 (TPU10..)

☐ T2 (TPU20..)

☐ T JUNIOR Chassis surbaissé (TPUJ0..)

☐ T4 Chassis surbaissé (TPU40..)




Choix de la taille

EQUIPEMENT ROUTE

☐ Dispositif d'éclairage avant et arrière (TAT0015)

COLORIS CHASSIS



Système de conduite

GUIDON

✓ Guidon classic


☐ Guidon Corne de boeuf (TAT0073) TJ-T4

☐ Guidon Papillon (TAP0076) T1-T2

☐ Guidon Papillon (TAP0074) TJ-T4

☐ Guidon Cadre (TAT0071) T1-T2

☐ Guidon Cadre (TAT0072) TJ-T4


SELLES

✓ Selle classique


☐ Réglage de la selle antéro-postérieur (TAT0032)

☐ Selle Monocycle (DAT0136)


TRANSMISSION

Utilisation avec marche arrière

☐ Pignon fixe


Utilisation sans marche arrière


☐ Roue libre avec frein supplémentaire (TAT0090)


ACCESSOIRES SUPPLEMENTAIRES

☐ Frein V Brake + frein parking sur roue avant (uniquement compatible avec Taille Junior ou T4) (TAP0021)



✓ Frein parking de série

**Produits d'assistance à la posture du siège (PAP B1)****600 € TTC**

Code 9913699 - VPH, adjonction, PAP forfait B adjonctions membre inférieur. Plv 600€

Choisir jusqu'à 2 accessoires

☐ Sabots réglables en largeur (paire)

275 €

☐ Cales pieds avec sangles (TAP0055)

45 €

☐ T1 (TAT0051)

☐ T2 (TAT0052)

☐ Junior et T4 (TAT0053)

☐ Adulte (TAT0054)



☐ Tuteurs de jambes fixes réglables en hauteur (paire)

220 €

☐ Système anti-équin (TAT0064)

255 €

☐ T1 (TAT0061)

☐ T2 (TAT0062)

☐ TJ-T4 (TAT0063)

☐ Pour Cale Pieds

☐ Pour Sabots



☐ Pour Sabots

Produits d'assistance à la posture du siège (PAP A1)**600 € TTC**

Code 9942940 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur. Plv 600€

☐ Appui dos avec dossière

270 €

☐ Double appui dos avec dossière

400 €

☐ T1-T2 (TAT0040)

☐ TJ-T4 (TAT0041)



☐ Appui ventral (TAT0047)

310 €**ADJONCTIONS SPECIQUES :**

Code 4960062 - VPH, adjonction spécifique, supplément sur devis pour Cyc. Plv sur devis

TRANSMISSION

☐ Dérailleur 5 vitesses à friction, roue libre intégrée, et frein supplémentaire (T3/Jr/4)

TAT0091

280 € TTC

☐ Moyeu 3 vitesses, frein à disque, avec roue libre intégrée T3/Jr/4

TAL01106

545 € TTC

☐ Frein à disque pour roue libre seule ou dérailleur T3/Jr/4

TAP0020

210 € TTC

☐ Différentiel pour pigeon fixe, moyeu mono ou 3V "TAL0106"

TAP0096

310 € TTC

AUTRE

☐ Rétroviseur, unitaire

TACSP220

62 € TTC

☐ Canne de pousser (uniquement T. 0/1/2)

TAT0074

140 € TTC

MOTORISATION :

Code 4960062 - VPH, adjonction spécifique, supplément sur devis pour Cyc. Plv sur devis

ASSISTANCE ELECTRIQUE

ASSISTANCE ELECTRIQUE POUR TONICROSS facilite l'utilisation d'un tricycle Tonicross. Il assiste le pédalage et permet de se déplacer sans effort. Il se compose d'une roue motorisée 20", un kit de détection de pédalage, une console de contrôle, un câble de charge. Puissance 250W. Couple 25mN

Attention : Kit incompatible avec le pignon fixe, Deuxième frein obligatoire

① Constitution de l'assistance :

Roue motorisée 20", capteur de détection de pédalage, écran de contrôle et d'ajustement, câble de charge, batterie lithium 30V / 6,6Amp

☐	ASSISTANCE ELECTRIQUE	TACSP85	1911,7 € TTC
	Taille compatible, uniquement T3/jr et T4/adulte		
☒	Montage de l'écran de contrôle à droite		
☐	Montage de l'écran de contrôle à gauche	TACSP86	

COMMENTAIRES

Note délai — La configuration du matériel (options/personnalisations) peut fortement impacter le délai : compter un délai moyen de 3 semaines, pouvant être allongé jusqu'à 8 semaines supplémentaires.

Notes et informations utiles

- Merci de renseigner l'ensemble des informations nécessaires à la fabrication et aux réglages du tricycle
- Toute commande reçue incomplète ne pourra être validée en production impliquant de fait un délai de traitement supplémentaire.
- Un seul coussin d'assise livré (hors assise modulaire)