

PRIDE
MOBILITY®QUANTUM®
R-TRAK kid**INFORMATIONS DE COMMANDE**

Nom du distributeur :

Contact commercial + email et ligne directe :

Référence de commande :

Adresse de livraison :

Date de commande :

CARACTERISTIQUES

- ① Largeur d'assise : 30,5cm à 40,6cm*
- ① Profondeur d'assise : 30,5cm à 45,7cm*
- ① Largeur de dossier ajustable indépendamment : 25-41,6 cm
- ① Garde au sol : 10,1cm
- ① Longueur hors-tout (sans RP) : 88,4cm
- ① Largeur hors-tout : 61,6cm
- ① Autonomie* : jusqu'à 26,3km
- ① Suspensions SRS
- ① Poids max utilisateur : 136 kg
- ① Vitesse max** : 10 km/h
- ① Roues arrière pneumatiques 14"
- ① Roues avant pneumatiques 9"
- ① Rayon de braquage : 65,3cm
- ① Batteries 2x75Ah



*résultats obtenus suite à des tests en laboratoire. Variations possibles en fonction du modèle poids de l'utilisateur, du type de terrain, de l'état, du type, de la capacité des batteries et de l'état des pneus. Spécifications sujettes à variation de +10% -5%.

Légende de présentation et mise en page

- Configuration de série, sans surcoût par rapport au prix limite de vente de la catégorie
- Adjonction spécifique sur devis justifié par l'évaluation fonctionnelle
- Adjonction prévue dans la nomenclature bénéficiant d'une prise en charge
- Adjonction d'aide à la posture prévue dans la nomenclature bénéficiant d'une prise en charge

Merci de vérifier la compatibilité et le cumul possible des adjonctions.

Les tarifs des PAP à l'unité sont indiqués en TTC (TVA à 5,5%).

VPH, Achat neuf, FREP-B, modulaire à propulsion par moteur électrique multi- position - classe B

Code 9561496 - VPH, Achat neuf, FREP-B, modulaire à propulsion par moteur électrique multi- position - classe B. Plv 11680,50€

DESIGNATION	REFERENCE	PRIX PUBLIC TTC	
✓ Ensemble Base RTRAK	RTRAK	11 071,56 €	11 680,50 €
✓ Assise TRUBALANCE 3: Accoudoirs relevable à compensation, Dossier TB3/4 bio mécanique, hauteur d'assise à partir de 44,5cm			
✗ Poignées de poussée	ACC2005027		
✗ Bascule d'assise 50° à translation électrique	PTOINDV3443		
✗ Dossier Biomécanique inclinable électriquement à 170°	PTOINDV3444		

FONCTIONS ELECTRIQUES: ELEVATEUR D'ASSISE**1500 € TTC**

Code 9938392 - VPH, adjonction, Supplément pour élévation «électrique» (lift) pour FRE, FREP et FREV. Plv 1500€

- ☐ Lift électrique 25 cm TB3 PTOINDV3773

COLORIS CHASSIS, DU MANIPULATEUR Q LOGIC 3 ET DU DOSSIER

- | | | | |
|--|------------------|---|-----------------|
| ☐ Noir Back in black (brillant) | DGN1905007-PBK1 | ☐ Bleu Electric blue | DGN1905007-PBU9 |
| ☐ Rouge Red corvette | DGN1905007-PRD1 | ☐ Jaune Lemon crush | DGN1905007-PYL4 |
| ☐ Vert Green Machine | DGN1905007-PGN11 | ☐ Violet Deep Purple | DGN1905007-PPR5 |

Autres couleurs sur demande :

EQUIPEMENT ROUTE

- ☐ Equipement route sur rail d'assise avec clignotant. Non compatible largeur d'assise <14" (montage sur base motrice)
- ✓ Eclairage Fender sur garde-boue **Non compatible clignotant, contrôle par contacteur externe**

ROUES

- ✓ Roues avants pneumatiques 14" ☐ Roues avants bandages 14"

Système de conduite**ELECTRONIQUE**

- ✓ QLOGIC 3



- ☐ QLOGIC 3 lite
☐ Adaptateur magnétique pour prise XLR, QL3 Lite



CTL1810671
ELE2103635

- ☐ Avec touches 1 et 2 CTL143976
☐ Avec touche éclairage CTL143977
☐ Chargeur USB-C (Inclus dans Qlogic 3 lite) KIT2306214
☐ Système de protection anti pincement de la main **Prochainement disponible**
☐ Déplacement du boîtier principal à l'arrière SOF


(conflit possible passage sous table)

DISPOSITIF D'ESCAMOTAGE LATERAL

- ✓ Pantographe escamotable réversible droite/gauche MEC1801698
☐ Montage à gauche ☐ Montage à droite
☐ Pantographe standard réversible escamotable vers l'extérieur ACC2201042 / ACC2201041
☐ Montage à gauche ☐ Montage à droite
☐ Support de pantographe réglable en hauteur ST-ARM250T-Q (nc: MEC1801698)

**EMBOUTS DE JOYSTICK (en remplacement de l'embout d'origine)**

- ☐ Poignée palmaire 7,6cm de largeur (A) PLSKNCP1057
☐ Poignée palmaire 10,1cm de largeur (A) PLSKNCP1058
☐ Champignon (B) PLSKNCP1008
☐ Cupule menton (C) PLSKNCP1009
☐ Poignée T (D) PLSKNCP1006
☐ Boule plastique (E) PLSKNCP1007
☐ Balle mousse (F) PLSKNCP1004
☐ Barre (G) PLSKNCP1005

**INTERFACE DE COMMANDE ET BOITIER ADDITIONNEL (A)**

1500 € TTC

Code 9921517 - VPH, adjonction, boîtier de commande personnalisé pour FRE, FREP et FREV. Plv 1500€

Non cumulable avec "interface de commande et boîtier additionnel (B)"

- ☐ Commande clavier iAccess
☐ Interrupteurs à bascule CTL144010
☐ Interrupteurs à poussoir CTL144009
Choix obligatoire: ☐ Montage à gauche ☐ Montage à droite ☐ Montage au dossier
☐ Double commande tierce personne (utilisateur-accompagnateur) Q-LOGIC 3, Montage à droite ELE167862 + MEC125270



- ☐ Système de conduite scanner à 1 interrupteur, contacteur libre

- ☐ Micro light SWTMCR01044 ☐ Mini cup SWTMCR01064 ☐ Egg noir SWTMCR01081



Uniquement Electronique Qlogic 3 CTL143977

INTERFACE DE COMMANDE ET BOITIER ADDITIONNEL (B)**1500 € TTC**

Code 9921517 - VPH, adjonction, boîtier de commande personnalisé pour FRE, FREP et FREV. Plv 1500€

❗ Choix possible d'un seul boîtier additionnel

Non cumulable avec "interface de commande et boîtier additionnel (A)"

- ☐ Ecran de contrôle d'environnement Q-LOGIC 3 + flexible CTL143979+DWR1010D446
Montage côté opposé au manipulateur, nécessaire pour une commande spéciale (ex: occipitale.)

Non cumulable avec
autre boîtier additionnel

- ☐ Joystick stand-alone Q-Logic 3 compact.



Définir le montage

Montage commande au menton, mouvement non bio mécanique à droite.

Si appui tête : Confort + ☐ ST-SAR2A-R-Q / Autres ☐ ST-SAR2C-R

FRMASMB8304 + ST-GAT452CJ-Q + INDPART2815 + SWTMCR01081 + CTL1439850

☐ Cupule menton (PLSKNCP1009) ☐ Balle mousse (PLSKNCP1004)

Montage centralisation entre accoudoir



☐ Droite ☐ Gauche

ST-GAT400Q-Q + ST-GAT452CJ-Q + ST-ARM250T-Q + CTL143980

Montage en bout d'accoudoir

☐ Droite ☐ Gauche

ACC142740 + ST-ARM250T-Q + CTL143980



- ☐ Ecran additionnel Q-LOGIC 3 + pour conduite scanner 1 interrupteur

Connectivité Bluetooth et contrôle d'environnement infrarouge

Système de conduite scanner à 1 interrupteur, contacteur positionnement libre "egg". ☐ Noir ☐ Bleu ☐ Vert

CTL143979 + DWR1010D446 + INDPART2815-"BLK/BLU/GRE"



Non cumulable avec autre boîtier additionnel

- ☐ Système de conduite scanner à 1 interrupteur sur manipulateur Qlogic 3

Sélectionner le contacteur et le positionnement

☐ Micro lite☐ Montage à la tête (ST-CN600-OC) ☐ Droit (ST-SAR2A-R-Q) ☐ Gauche (ST-SAR2A-L-Q)☐ Mini cup☐ Montage à la tête (ST-MC220) ☐ Droit (ST-SAR2A-R-Q) ☐ Gauche (ST-SAR2A-L-Q)☐ EGG☐ Montage au genou (SWTMCR01081) ☐ Droit ☐ Gauche (ST-ARMS260-OC + MEC1809294)☐ Montage à la tête (SWTMCR01081 + ESM) ☐ Droit (ST-SAR2A-R-Q) ☐ Gauche (ST-SAR2A-L-Q)☐ Montage à la main (SWTMCR01081) ☐ Droit ☐ Gauche (ST-ARMS260-OC + MEC1809294)☐ Multi switch☐ Montage positionnement libre (MO-P014-41-OC + MO-P014-40 -OC+ Ch. USB + P. charge externe)☐ Fibre optique i-Connect (ST-IC24F-1-OC + ST-IC12A-BC - OC)☐ Montage à la tête (ST-FO650-OC) ☐ Droit (ST-SAR2A-R-Q) ☐ Gauche (ST-SAR2A-L-Q)☐ Montage positionnement libre☐ Commande au souple double actions i-Connect (ST-ICSNP-2-OC + ST-IC12A-BC - OC)☐ Montage appui tête (ST-SP625M-OC) ☐ Droit (ST-SAR2A-R-Q) ☐ Gauche (ST-SAR2A-L-Q)☐ Montage positionnement libre (ST-ARMS-SP625M-OC)

ENSEMBLE ASSISE

REGLAGES DE L'ASSISE TRU BALANCE 3

Module KID mini					
<i>* Uniquement Repose pied séparée</i>					
		Largeur			
Profondeur	Pouces	12	13	14	
	Cm	30	33	36	
	12	30	☐	☐	☐
	13	33	☐	☐	☐
	14	36	☐	☐	☐
	15	38	☐	☐	☐
	16	41	☐	☐	☐

Module KID junior					
		Largeur			
Profondeur	Pouces	14	15	16	
	Cm	36	38	41	
	14	36	☐	☐	☐
	15	38	☐	☐	☐
	16	41	☐	☐	☐
	17	43	☐	☐	☐
	18	46	☐	☐	☐

Hauteur d'assise:

- ☐ 44,5 cm
☐ 47,0 cm
☐ 49,5 cm


COUSSIN D'ASSISE DE POSITIONNEMENT STANDARD

☐ Coussin d'assise Stealth TruComfort 2 SPP TC2-VNC____

Épaisseur : 11,4cm | Capacité de poids : 204kg

Taille de coussin identique au réglage d'assise. Si différent, nous préciser: ____*____ (voir tableau de correspondance)

Stabilité pelvienne et alignement fémoral. La mémoire de forme assure confort et protection. La housse Coolcore régule la température.



Coolcore

		Largeur			
Profondeur	Pouces	14	15	16	
	Cm	36	38	41	
	14	36	☐	☐	☐
	15	38	☐	☐	☐
	16	41	☐	☐	☐
	17	43	☐	☐	☐
	18	46	☐	☐	☐

☐ Coussin d'assise Stealth Solution SPP SOL-VPC____

Épaisseur : 7,5cm | Capacité de poids : 204kg

Taille de coussin, nous préciser: ____*____ (voir tableau de correspondance)

Stabilité pelvienne et répartition optimale de la pression. Conçus pour éviter l'inclinaison du bassin avec un gel segmenté pour la protection cutanée et une mousse à mémoire de forme pour confort et immersion.



Coolcore

		Largeur				
Profondeur	Pouces	12	14	15	16	
	Cm	30	36	38	41	
	12	30	☐	☐	☐	☐
	14	36	☐	☐	☐	☐
	15	38	☐	☐	☐	☐
	16	41	☐	☐	☐	☐
	17	43	☐	☐	☐	☐
	18	46	☐	☐	☐	☐

✓ Ceinture 2 points à enrouleur. Verrouillage type boucle automobile

IFRB5350



Produits d'assistance à la posture du siège (PAP B1)

600 € TTC

Code 9979379 - VPH, adjonction, PAP forfait B adjonctions membre inférieur. Plv 600€

Non cumulable PAP B 2

COUSSINS D'ASSISE POSTURAL

Le O reste à charge QUANTUM REHAB c'est quoi? Dans le cadre d'un choix combiné d'un élément par étape, nous appliquons un tarif forfaitaire optimisé à 600€ TTC Public.

☐ Coussin d'assise Stealth Products Essence S ESSP-VPC____L

Épaisseur : 8,9cm | Capacité de poids : 226kg

Taille de coussin nous préciser: ____*____ (voir tableau de correspondance) Housse : ESSP-NBLKxxx

Coussin ergonomique alliant confort, stabilité et modularité : base rigide pour un maintien optimal, profil modulable pour un ajustement personnalisé, cuvette ischiatique et décharge sacrée pour plus de sécurité et revêtement doux en viscose.



		Largeur			
Profondeur	Pouces	12	14	15	16
	Cm	30	36	38	41
	12	30	☐	☐	☐
	14	36	☐	☐	☐
	15	38	☐	☐	☐
	16	41	☐	☐	☐
	17	43	☐	☐	☐
	18	46	☐	☐	☐

ESSP-VPC____L

390 €



Coolcore

COUSSINS D'ASSISE POSTURAL (suite)☐ **Coussin d'assise Stealth Products Premiere SP**

Epaisseur : 7,6cm | Capacité de poids : 226kg

Taille de coussin , **nous préciser:** ____ * ____ (voir tableau de correspondance) Housse : PREMP-NBLKxxxx

Coussin ergonomique pour un positionnement et un confort durables : stabilité renforcée, répartition optimisée des appuis, et adaptation morphologique. Insert latéral intégré, découpe sacrée, revêtement Sunmate Xsoft



Profondeur	Largeur			
	Pouces	14	15	16
	Cm	36	38	41
13	33	☐		
14	36	☐	☐	
15	38	☐	☐	
16	41	☐	☐	☐
17	43		☐	☐
18	46			☐

PREM-VUC_____

390 €

COOLCORE

☐ **Coussin d'assise Stealth Products Glacial SP**

Epaisseur : 8,8cm | Capacité de poids : 226kg


Taille de coussin , **nous préciser:** ____ * ____ (voir tableau de correspondance) Housse : GLSP-NBLKxxxx

Coussin ergonomique pour confort et protection cutanée : transferts facilités, décharge sacrée et soutien du coccyx, gel quadrillé pour réduire les frottements, et base en mousse haute densité pour stabilité et durabilité.



Profondeur	Largeur				
	Pouces	12	14	15	16
	Cm	30	36	38	41
12	30	☐	☐		
14	36	☐	☐		
15	38			☐	
16	41		☐	☐	
17	43			☐	☐
18	46		☐		☐

GLA-NPC_____

390 €

COOLCORE

CORRECTION DE BASSIN☐ **Biseau pointe**Choix de la taille: ☐ Taille 1: 505 x 205 x 25 (mm)

SAP4201-OC

30 €☐ Taille 2: 505 x 205 x 50 (mm)

SAP4251-OC

Le biseau pointe s'installe sur la partie antérieure de l'assise. Il favorise la répartition des pressions sur l'ensemble de l'assise, l'alignement des fémurs et réduit le glissement du patient. Existe en 25 et 50mm. Il peut être utilisé au niveau du dossier, soit dans le sens de la hauteur afin de compenser ou corriger une rotation de tronc, soit dans le sens de la largeur afin d'augmenter le confort et la surface d'appui au niveau du dos.

☐ **Biseau fessier 205 x 205 x 25 (mm)**

SAP4301-OC

60 €

Le biseau fessier (cale d'obliquité) peut compenser une perte de tonus des muscles fessiers ou diminuer une obliquité du bassin.

☐ **Butée d'abduction**Choix de la taille: ☐ Butée anthracite rigide 175 x 105 x 70 (mm)

SAP4401-OC

45 €☐ Butée souple 175 x 105 x 70 (mm)

SAP4406-OC

La butée d'abduction est destinée à contrôler l'adduction des membres inférieurs.

**STABILISATEURS DES MEMBRES INFERIEURS**☐ **Ceinture de maintien 2 points****99 €**☐ **Ceinture de maintien 4 points****150 €**Taille ☐ S ST-IFPB5122-OCTaille ☐ XS ST-IFPB5141-OCTaille ☐ M ST-IFPB5213-QTaille ☐ S ST-IFPB5242-OC☐ **Ceinture de maintien de jambe (la paire)****120 €**Taille ☐ S ST-IFLH1111-S-OCTaille ☐ M ST-IFLH1111-M-OCTaille ☐ L ST-IFLH1111-L-OC**ALIGNEMENT FEMORAL (0 reste à charge Quantum Rehab: Choix possible d'une paire)**☐ **Cale-cuisse Unilink droit** ☐ 4"x4" ☐ 4"x8" ☐ 4"x12"

ST-UTTP7-Q + ST-UTP544056100-Q (4x4)

240 €☐ **Cale-cuisse Unilink gauche** ☐ 4"x4" ☐ 4"x8" ☐ 4"x12"

ST-UTP548056100-Q (4x8) ST-UTP54D056100-Q (4x12)

240 €☐ **Cale genou droit**

ST-KNADD-ES-T-Q + ST-KN1ADD4-Q

240 €

(uniquement repose jambe central)

☐ **Cale genou gauche**

ST-KNADD-ES-T-Q + ST-KN1ADD4-Q

240 €

(uniquement repose jambe central)



ETAPE 1

ETAPE 2

ETAPE 3

ETAPE 4

Produits d'assistance à la posture du siège (PAP B2)**600 € TTC**

Code 9979379 - VPH, adjonction, PAP forfait B adjonctions membre inférieur. Plv 600€

Non cumulable PAP B 1


PROTECTION DE CHEVILLE/PIED☐ Coussin de positionnement et de protection de jambes sans séparation.

- ☐ Taille 12 ST-IFPFB-FS-12-OC
- ☐ Taille 14 ST-IFPFB-FS-14-OC
- ☐ Taille 16 ST-IFPFB-FS-16-OC

**600 €****ENSEMBLE DOSSIER****REGLAGES DU DOSSIER TB3/4**☐ Dossier TruBalance 3-4

1- Choix taille de coque:

✓ Poignées de poussée (ACC1902104)




Dossier TB3 Tru Confort Coolcore & Sport							
Le coussin est adapté à la taille de la coque				Largeur de la coque			
				Po	14	15	16
				Cm	36	38	41
Hauteur	Coque		Hors tout				
	Po	Cm	Min	Max			
	13	33	48	51	☐	☐	☐
	15	38	53	56	☐	☐	☐
	17	43	58	61	☐	☐	☐
	19	48	64	66	☐	☐	☐



3- Forme galbe de dossier:

- ☐ Actif (Standard)
- ✓ Deep (CUS122169)
- ☐ ExtraDeep (SET123465)



4- Matière de la housse

- ✓ Housse TB4 cool core
- ☐ Housse Sport back 4 nylon résistante aux liquides


☐ Support latéral additionnel

- ☐ Cale-tronc Unilink droit ☐ 3"x5" ☐ 4"x6"
- ☐ Cale-tronc Unilink gauche ☐ 3"x5" ☐ 4"x6"

UIMBK1125, UIPFSI100, ULS2510F-R (droit), ULS2510F-L (gauche), INDPART2663 (3x5) INDPART2664 (4x6)

**APPUI TETE**

☐ Appui tête enveloppant, réglable en hauteur, en profondeur en largeur et pivotant. (ST-CP08CCFPM-Q & ST-UHB2D33200-Q)

**APPUI TETE DE POSITIONNEMENT****160 € TTC**

Code 9965118 - VPH, adjonction, supplément appui-tête réglable. Plv 160€

Choix possible d'un seul appui tête

☐ Combo

- ☐ Taille S (CB315M)
- ☐ Taille L (CB305M)

☐ All Positionning

- ☐ Taille M (ST-AP350M-OC)
- ☐ Taille L (ST-AP450M-OC)
- ☐ Taille XL (ST-AP550M-OC)



Produits d'assistance à la posture du siège (PAP A1)		600 € TTC
Code 4510004 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur. Plv 600€		Non cumulable PAP A 2, 3 & 4
DISPOSITIFS DE POSITIONNEMENT CERVICO-CEPHALIQUES		
Choix possible de l'un des deux appui-têtes	☐ Ultra (UHBSU23200 + UHB4D33200-QCR) Choix des coussins: Occipital - LxH Cm ☐ O1 - courbe 7x4 (ST-500M-OC) ☐ O2 - plat 5x2 (ST-510M-OC) ☐ O3 - courbe 4x3 (ST-520M-OC) ☐ O4 - courbe 4x2 (ST-530M-OC)	600 €
	Sous - Occipital - LxH Cm ☐ SO1 - 24x7 (ST-600M-OC) ☐ SO2 - 18x7 (ST-610M-OC) ☐ SO3 - 16x6 (ST-620M-OC)	
	☐ I2I Utilisation du bon de configuration spécifique Contacter votre conseiller technique	600 €

Produits d'assistance à la posture du siège (PAP A2)		600 € TTC
Code 9942940 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur. Plv 600€		Non cumulable PAP A1, 3 & 4
DISPOSITIFS DE POSITIONNEMENT CERVICO-CEPHALIQUES		
Le O reste à charge QUANTUM REHAB c'est quoi? Dans le cadre d'un choix combiné d'un appui tête complet (Support + Coussin + Swing away D&G et Pad x2), nous appliquons un tarif forfaitaire optimisé à 600€ TTC Public.		
Choix possible de l'un des quatre appui-têtes + swing away	☐ Support d'appui tête Unilink 275 €	☐ Combo Sélectionner la taille ☐ Taille S (CB315M) ☐ Taille L (CB305M) Adjustable Lateral Support 295 €
	☐ Confort Plus Ajustable Sélectionner la taille ☐ Taille L (ACP150M) ☐ Taille XL (ACP550M) Adjustable Head Positioning 310 € 365 €	☐ Swing away ☐ Droit (SAR2B-R) ☐ Gauche (SAR2B-L) ☐ Droit & Gauche (SAR2B-B) 295 € 295 € 345 €
	☐ Pad: Unitaire ☐ 7x5 (910M) ☐ 11x5 (ST-900M-Q) ☐ 16x6 (ST-920M-Q) ☐ 16x4 (930M) 58 €	☐ Pad: Unitaire ☐ 7x5 (910M) ☐ 11x5 (ST-900M-Q) ☐ 16x6 (ST-920M-Q) ☐ 16x4 (930M) 58 €
	☐ Confort Plus Sélectionner la taille ☐ Taille XS (CP06CCFPM) ☐ Taille S (CP08CCFPM) ☐ Taille M (CP10CCFPM) 165 €	☐ All Positionning Sélectionner la taille ☐ Taille M (ST-AP350M-OC) ☐ Taille L (ST-AP450M-OC) ☐ Taille XL (ST-AP550M-OC) 160 €
	☐ Swing away ☐ Droit (ST-SAR2A-R-Q) ☐ Gauche (ST-SAR2A-L-Q) ☐ Droit & Gauche (ST-SAR4A-DBU-Q) 295 € 295 € 345 €	☐ Swing away ☐ Droit (SAR2B-R) ☐ Gauche (SAR2B-L) ☐ Droit & Gauche (SAR2B-B) 295 € 295 € 345 €
	☐ Pad: Unitaire ☐ 7x5 (910M) ☐ 11x5 (ST-900M-Q) ☐ 16x6 (ST-920M-Q) ☐ 16x4 (930M) 58 €	☐ Pad: Unitaire ☐ 7x5 (910M) ☐ 11x5 (ST-900M-Q) ☐ 16x6 (ST-920M-Q) ☐ 16x4 (930M) 58 €
	☐ Confort Plus Ajustable Sélectionner la taille ☐ Taille L (ACP150M) ☐ Taille XL (ACP550M) Adjustable Head Positioning 310 € 365 €	☐ Confort Plus Ajustable Sélectionner la taille ☐ Taille L (ACP150M) ☐ Taille XL (ACP550M) Adjustable Head Positioning 310 € 365 €
	☐ Swing away ☐ Droit (SAR2B-R) ☐ Gauche (SAR2B-L) ☐ Droit & Gauche (SAR2B-B) 295 € 295 € 345 €	☐ Swing away ☐ Droit (SAR2B-R) ☐ Gauche (SAR2B-L) ☐ Droit & Gauche (SAR2B-B) 295 € 295 € 345 €
	☐ Pad: Unitaire ☐ 7x5 (910M) ☐ 11x5 (ST-900M-Q) ☐ 16x6 (ST-920M-Q) ☐ 16x4 (930M) 58 €	☐ Pad: Unitaire ☐ 7x5 (910M) ☐ 11x5 (ST-900M-Q) ☐ 16x6 (ST-920M-Q) ☐ 16x4 (930M) 58 €
	☐ Confort Plus Sélectionner la taille ☐ Taille XS (CP06CCFPM) ☐ Taille S (CP08CCFPM) ☐ Taille M (CP10CCFPM) 165 €	☐ All Positionning Sélectionner la taille ☐ Taille M (ST-AP350M-OC) ☐ Taille L (ST-AP450M-OC) ☐ Taille XL (ST-AP550M-OC) 160 €

Produits d'assistance à la posture du dossier (PAP A3)**600 € TTC**

Code 9942940 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur. Plv 600€

Non cumulable PAP A 1, 2 & 4

Le O reste à charge QUANTUM REHAB c'est quoi? Dans le cadre d'un choix combiné d'un ensemble complet (Dossier + Harnais/Ceinture), nous appliquons un tarif forfaitaire optimisé à 600€ TTC Public.**DOSSIER DE BASE DE POSITIONNEMENT**☐ Dossier Stealth ADI QBack 2

1- Forme

☐ Aluminium (AL)☐ Aluminium Flat Top (AFT)**600 €**

ADI QBACK												
		Largeur de la coque										
		Le coussin est adapté à la taille de la coque		Po	10	11	12	13	14	15	16	
				Cm	25	28	30	33	36	38	41	
Hauteur	Ref	Coque		Hors tout		Adaptateur :				Montage direct		
		Po	Cm	Min	Max	✓	ST-SSAPTBA-PED-OC					
	11	11	28	43	46	☐	☐	☐	☐			
	M	13	33	48	51	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	15	15	38	53	56	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	S	16	41	56	61					☐	☐	☐
	T	18	46	61	64					☐	☐	☐
	X	20	51	66	69					☐	☐	☐
Galbes disponibles :					Active (A) & Deep (D)				Active (A), Deep (D), ExtraDeep (E)			

4- Contour : ☐ Active 2,5" (A)☐ Deep 4" (D)☐ Extra Deep 6" (E)5- Ref: **QB2XXXXXX****SUPPORT DE DOSSIER DE POSITIONNEMENT**☐ Support adaptateur de dossier de positionnement ou orthopédique☐ Largeur de dossier inférieure à 38 cm, poids maximum utilisateur 79kg

ST-SSAPTBA-PED-OC

☐ Largeur de dossier supérieure à 38 cm, poids maximum utilisateur 158kg

① Obligatoire si dossier ADI QB2 de 10" à 14"

ST-SSAPTBA-OC

**535 €****GUIDES & CORRECTION: CALES THORACIQUES et BISEAU**☐ Guides thoraciques (uniquement dossier active)☐ Taille M 10,16 cm Gauche (QB2W4C-L)☐ Taille M 10,16 cm Droit (QB2W4C-R)☐ Taille L 15,25 cm Gauche (QB2W6C-L)☐ Taille L 15,25 cm Droit (QB2WC-R)

Unitaire :

95 €☐ Cales tronc escamotable unilink (uniquement dossier active)

Côté gauche :

✓ Fixation rail QBACK2 (ST-UIMBK1135-OC)

✓ Support escamotable QBACK2 (ST-ULS25000-L-OC)

☐ H.7,62 x P.7,62 Cm
ST-ULP533050320-OC☐ H.7,62 x P.12,7 Cm
ST-ULP535050320-OC☐ H.10,1 x P.15,2 Cm
ST-ULP546050320-OC☐ H.12,7 x P.15,2 Cm
ST-ULP556050320-OC☐ H.12,7 x P.17,8 Cm
ST-ULP557050320-OC☐ H.15,2 x P.10,1 Cm
ST-ULP564050320-OC

Unitaire :

220 €


Côté droit :

✓ Fixation rail QBACK2 (ST-UIMBK1135-OC)

✓ Support escamotable QBACK2 (ST-ULS25000-R-OC)

☐ H.7,62 x P.7,62 Cm
ST-ULP533050320-OC☐ H.7,62 x P.12,7 Cm
ST-ULP535050320-OC☐ H.10,1 x P.15,2 Cm
ST-ULP546050320-OC☐ H.12,7 x P.15,2 Cm
ST-ULP556050320-OC☐ H.12,7 x P.17,8 Cm
ST-ULP557050320-OC☐ H.15,2 x P.10,1 Cm
ST-ULP564050320-OC

Unitaire :

220 €

Etape 1: Dossier postural

ETAPE 1 : Choix de correction

GUIDES & CORRECTION: CALES THORACIQUES et BISEAU☐ Harnais Classic Dynamique Zipper**139 €**☐ Taille S (ST-IFPS3102-Q)☐ Taille M (ST-IFPS3103-Q)☐ Taille L (ST-IFPS3104-Q)☐ Harnais d'épaule Style "H"**126 €**☐ Taille S (ST-IFHH5202-Q)☐ Taille M (ST-IFHH5203-Q)☐ Taille L (ST-IFHH5204-Q)☐ Harnais d'épaule Backpack**126 €**☐ Taille S (ST-IFBP4202-Q)☐ Taille M (ST-IFBP4203-Q)☐ Taille L (ST-IFBP4204-Q)☐ Ceinture thoracique Velcros**94 €**☐ Taille XS (ST-IFCS4111-Q)☐ Taille S (ST-IFCS4112-Q)☐ Ceinture thoracique Clips**94 €**☐ Taille XS (ST-IFCS4121-Q)☐ Taille S (ST-IFCS4122-Q)**ENSEMBLE ACCOUDOIRS****ACCOUDOIRS TB3/4 :** *Accoudoirs parallèles, relevables, ajustables en hauteur réglables en angles*Montage ☐ bas (20 à 30,5cm) ☐ haut (30,5 à 40,6cm)☐ Manchettes mousse (à l'unité)☐ 25cm : ☐ droit ☐ gauche☐ 35cm : ☐ droit ☐ gauche☐ 43cm : ☐ droit ☐ gauche

DGN142128

DGN142014

DGN1801530

☐ Manchettes gel (à l'unité)☐ 25cm : ☐ droit ☐ gauche☐ 35cm : ☐ droit ☐ gauche

ARM136409


ARM136408

☐ Renfort sous accoudoir (non compatible réglage en angle de l'accoudoir)☐ droit MEC133331☐ gauche MEC133331☐ Protège vêtements

ACC125007

☐ Support gobelet

ACC125003


**Produits d'assistance à la posture du dossier (PAP A4)****600 € TTC**

Code 4510004 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur. Plv 600€

*Non cumulable PAP B 1, 2 & 3***BUTÉE LATÉRALE DE COUDE****1**☐ Rebord d'accoudoir (à l'unité)☐ droit☐ gauche

ASF6X2C-S-Q

ASF6X2C-S-Q

**130 €****130 €****BUTÉE POSTÉRIEURE DE COUDE**☐ Support de coussin escamotable☐ droit (ST-UETB4021FR-Q)☐ gauche (ST-UETB4021FL-Q)**260 €****260 €**☐ Support de coussin fixe☐ droit (UETB4021SR-Q)☐ gauche (UETB4021SL-Q)**190 €****190 €**☐ Coussin demi-lune☐ droit (ST-UEP53005032R-OC)☐ gauche (ST-UEP53005032L-OC)**80 €****80 €**☐ Maintien de coude☐ droit (POS124067)☐ gauche (POS124067)**80 €****80 €**☐ Gouttière de positionnement☐ droit (TRXARM1054 + HDWASMB1096)☐ gauche (TRXARM1053 + HDWASMB1096)**255 €****255 €**

RELEVES-JAMBES, REPOSES-PIEDS

- ☐ Relève-jambes manuels central pédiatrique avec vérins à gaz (*uniquement largeur 14 et plus*)
RIG1802138


Appui-Mollet (CmxCm)

- ✓ 6"x6" (15x15) RIGASMB7120018

Potences 10"-16" (CmxCm)

Palettes réglables en angles:

- ✓ 5"x8" (13x20) MEC230410 0/1
☐ 5"x11" (13x28) MEC230411 2/3



- ☐ Relève-jambes manuels central pédiatrique avec vérins à gaz ultra court (*uniquement largeur 14 et plus*)

RIG2105166 + RIG1802138

Appui-Mollet (CmxCm)

- ✓ FRMASMB7110011



Palettes réglables en angles:

- ✓ 5"x8" (13x20) MEC2301998 & MEC2302003
☐ 5"x11" (13x28) MEC2301999 & MEC2302004



- ☐ Repose-pieds escamotables pédiatrique (*Obligatoire Assise Largeur & Profondeur 12"-14" 30-35 cm*)

FRMASMB8810 + FRMASMB8809 + RIG136407 + FRMASMB8807 + FRMASMB8806





- ☐ Taille 10x15 cm (FRMASMB8812 (*2))

- ☐ Taille 13x15 cm (FRMASMB8811 (*2))

- ☐ Relève-jambes manuels avec vérins à gaz

MEC153735 + SCRSHFH1203
+ MEC1909391 + MEC1909392
+ SCRHHCS1322 + FRMASMB7879
+ FRMASMB7878

**Tubes**

- ✓ 29-43 cm (RIG2103320 + MEC1903300)

Palettes réglables en angles et sangles talonnières:

- ✓ 10,5 x 17,5cm

- ☐ 12 x 17,5cm *Conseillé pour assises largeur 14"-15"* (MEC2008387)

- Conseillé pour assises largeur 14"-16"* (MEC2008389)

FONCTIONS ELECTRIQUES: RELEVES-JAMBES**1250 € TTC**

Code 9951441 - VPH, adjonction, repose-jambe électrique droit et gauche pour FRE. Plv 1250€

- ☐ Relève-jambes électrique central à compensation**

RIG2005068

Hauteur palette/plaque réglable de 28 à 50 cm

Appui-Mollet (CmxCm)

- ✓ 6"x6" (15x15) RIGASMB7120018

Potences 10"-16" (CmxCm)

Palettes réglables en angles:

- ☐ 5"x8" (13x20) MEC230410 0/1
✓ 5"x11" (13x28) MEC230411 2/3
réglage plaque d'assise 28 à 43cm

Ou**Potences ultra courtes**

RIG2105166 + FRMASMB7110011



Palettes réglables en angles:

- ✓ 5"x8" (13x20) MEC2301998 & MEC2302003
☐ 5"x11" (13x28) MEC2301999 & MEC2302004



- ☐ Releve-jambes avec verins electriques

MOT1800941 + MEC153735
+ SCRSHFH1203 + MEC1909391 +
MEC1909392 + SCRHHCS1322 +
FRMASMB7879 + FRMASMB7878

**Tubes**

- ✓ 29-43 cm (RIG2103320 + MEC1903300)

Palettes réglables en angles et sangles talonnières:

- ✓ 10,5 x 17,5cm *Conseillé pour assises largeur 14"-15"* (MEC2008387)

- ☐ 12 x 17,5cm *Conseillé pour assises largeur 15"-16"* (MEC2008389)

EXTENSIONS ET CONNECTEURS DE PALETTES UNIQUEMENT POUR RELEVES JAMBES CENTRAUX

- ✓ Palettes réglables en largeur de serie



- ☐ Extensions latérales de palettes (la paire) 8"

RIG2404919

- ☐ Extensions latérales de palettes (la paire) 11"

RIG2404920



- ☐ Rebords latéraux externes (la paire)

- ☐ Pour palettes seules

RIG2404921

- ☐ Pour palettes avec extensions latérales

RIG2404922



ADJONCTIONS SPECIFIQUES : REPOSES-JAMBES

Code 4960062 - VPH, adjonction spécifique, supplément sur devis pour fauteuil roulant pour FRE et FREP. Plv sur devis

FONCTION ELECTRIQUE

- ☐ Fonctionnalité spécifique pour relève jambe central: réglable électriquement en hauteur

RIG2107424 & MEC2102391

900 € TTC

Sélection **obligatoire** du "Relève-jambes électrique central à compensation***"**ADJONCTIONS SPECIFIQUES : OXYGENE**


500 € TTC

Code 9937381 - VPH, adjonction, support d'oxygénothérapie et/ou d'appareil de ventilation assistée. Plv 500€

- ☐ Support respirateur "Ajustable"

(rajouter rail | NC poignées de poussée)


ACC2302501 + MEC125098



- ☐ Support respirateur "Compact"

(rajouter rail | NC poignées de poussée)


ACC133889 + MEC125098



- ☐ Support porte obus

(rajouter rail | NC poignées de poussée)

ACC125006 + MEC125098


**ADJONCTIONS SPECIFIQUES : TABLETTE**

132 € TTC

Code 9974241 - VPH, adjonction, tablette complète. Plv 132€

- ☐ Tablette escamotable 56cm


SSLXM0100011
+
SSLXHD10000060
+
ARM240-T



- ☐ Tablette TB3/4 uniquement

MEC1905021+MEC1904884+MEC1904182+
SCR8110001 x14 + MEC2100296 + MEC131115

☐ MEC1904891-11B 11" fumée	☐ MEC1904891-11C 11" transparente
☐ MEC1904891-13B 13" fumée	☐ MEC1904891-13C 13" transparente
☐ MEC1904891-15B 15" fumée	☐ MEC1904891-15C 15" transparente
☐ MEC1904891-17B 17" fumée	☐ MEC1904891-17C 17" transparente
☐ MEC1904891-19B 19" fumée	☐ MEC1904891-19C 19" transparente

**COMMENTAIRES**

Note délai — La configuration du matériel (options/personnalisations) peut fortement impacter le délai : compter un délai moyen de 3 semaines, pouvant être allongé jusqu'à 8 semaines supplémentaires.

**Notes et informations utiles**

- Eco-participation : 7€ HT
- Merci de renseigner l'ensemble des informations nécessaires à la fabrication et aux réglages du fauteuil
- Toute commande reçue incomplète ne pourra être validée en production impliquant de fait un délai de traitement supplémentaire.
- Un seul coussin d'assise livré (hors assise modulaire)
- Consultez les visuels et vues éclatées sur la plateforme Documoto <https://documoto.digabit.com/ui/>
(Identifiant et mot de passe disponibles sur demande auprès de votre conseiller médico-technique de secteur ou du SAV.)
- Veuillez noter la possibilité d'ajouter les forfaits MAD et Livraison

DIMENSIONS COUSSINS**Tru confort² SPP**

DIMENSIONS											
Largeur	35	38	41	43	46	48	51	53	56	61	Personnalisé
Profondeur											
35	●		●								●
38	●		●	●							●
41	●	●	●	●	●		●				●
43	●	●	●	●	●	●	●				●
46	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●
48		●	●	●	●	●	●	●	●		●
51		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
53			●	●	●	●	●	●	●	●	●
56			●	●	●	●	●	●	●	●	●
61							●		●	●	●
Personnalisé	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Spectrum Gel

DIMENSIONS													
Largeur	35	41	43	46	48	51	56	61	66	71	76	82	Personnalisé
Profondeur													
38		●											●
41		●	●	●	●	●	●	●					●
43		●	●	●	●								●
46	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●
48		●	●	●	●	●	●	●					●
51		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●
53				●		●		●					●
56				●		●	●	●	●	●	●		●
61				●		●	●	●	●	●	●		●
66								●				●	●
71										●	●	●	●
Personnalisé	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Essence

DIMENSIONS												
Largeur	25	30	35	38	41	43	46	48	51	53	56	Personnalisé
Profondeur												
25	●	●	●									●
30	●	●	●									●
35	●	●	●									●
38			●	●								●
41			●	●	●	●	●		●			●
43			●	●	●	●	●	●	●			●
46			●	●	●	●	●	●	●		●	●
48					●	●	●	●	●			●
51					●	●	●	●	●	●	●	●
53										●		●
56										●	●	●
61											●	●
Personnalisé	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Solution

DIMENSIONS												
Largeur	25	30	35	38	41	43	46	48	51	56	61	Personnalisé
Profondeur												
25	●	●										●
30	●	●	●									●
35	●	●	●									●
38				●								●
41			●	●	●	●	●		●			●
43				●	●	●	●	●				●
46			●	●	●	●	●	●	●	●		●
48					●	●	●	●	●			●
51					●	●	●	●	●	●	●	●
56							●		●	●	●	●
61											●	●
Personnalisé	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Première P

DIMENSIONS									
Largeur	35	38	41	43	46	48	51	56	Personnalisé
Profondeur									
33	●								●
35	●	●							●
38	●	●							●
41	●	●	●	●	●		●		●
43		●	●	●	●	●	●		●
46			●	●	●	●	●	●	●
48			●	●	●	●	●		●
51			●		●		●	●	●
56							●	●	●
Personnalisé	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Glacial

DIMENSIONS												
Largeur	30	35	38	41	43	46	48	51	53	56	61	Personnalisé
Profondeur												
30	●	●										●
35	●	●										●
38			●									●
41		●	●	●		●		●		●		●
43			●		●	●	●					●
46		●		●	●	●	●	●		●	●	●
48					●		●		●			●
51				●	●	●	●	●	●	●	●	●
53									●		●	●
56						●		●		●	●	●
58											●	●
61										●	●	●
Personnalisé	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●