



INFORMATIONS DE COMMANDE

Nom du distributeur :

Contact commercial + email et ligne directe :

Référence de commande :

Adresse de livraison :

Date de commande :

Produits d'assistance à la posture du siège

Dans la limite de 600€ TTC

Code 9979379 - VPH, adjonction, PAP forfait B adjonctions membre inférieur. Plv 600€

COUSSINS D'ASSISE POSTURAL

HT

TTC

DECOMPOSITION DES REFERENCES DE COUSSINS :

Ex : ST-TC2SPP1618

		Largeur	Profondeur
TC2 : TruComfort SOL : Solution SPCF : Spectrum Foam SPCG : Spectrum Gel ESS : Essence GLA : Glacial ZEN : Zen PREM : Premiere	VNC FUC VPC NUC	Largeur en pouce ou cm	Profondeur en pouce ou cm

☐ Coussin d'assise Stealth TruComfort 2 SPP


TC2-VNC_____

369,67 €

390 € TTC

Epaisseur : 11,4cm | Capacité de poids : 204kg

Stabilité pelvienne et alignement fémoral.
 La mémoire de forme assure confort et protection. La housse Coolcore régule la température.



POUCES	14	15	16	17	18	19	20	21	22	24
CM	36	38	41	43	46	48	51	53	56	61
14	36									
15	38									
16	41									
17	43									
18	46									
19	48									
20	51									
21	53									
22	56									
24	61									

☐ Coussin d'assise Stealth Products Spectrum Gel SPP


SPCG-VPC_____

369,67 €

390 € TTC

Epaisseur : 7,6cm | Capacité de poids : 250kg

Coussin ergonomique pour une assise sécurisée : stabilité posturale, protection ischiatique renforcée, transferts facilités, et soutien optimal. Insert en gel double cellule, revêtement Sunmate adapté à la taille.



POUCES	14	15	16	17	18	19	20	21	22	24	26	28	30	32
CM	36	38	41	43	46	48	51	53	56	61	66	71	76	81
15	38													
16	41													
17	43													
18	46													
19	48													
20	51													
21	53													
22	56													
24	61													
26	66													

☐ Coussin d'assise Stealth Products Spectrum Foam SPP


SPCF-VPC_____

369,67 €

390 € TTC

Epaisseur : 7,6cm | Capacité de poids : 272kg

Coussin ergonomique alliant confort, sécurité et autonomie : stabilité posturale, protection ischiatique optimisée, transferts facilités, et légèreté. Revêtement Sunmate adapté selon la taille.




POUCES	14	15	16	17	18	19	20	21	22	24	26	28	30	32
CM	36	38	41	43	46	48	51	53	56	61	66	71	76	81
15	38													
16	41													
17	43													
18	46													
19	48													
20	51													
21	53													
22	56													
24	61													
26	66													

Etape 1, Choix du coussin d'assise

 Coussin d'assise Stealth Solution SPP

Epaisseur : 7,5cm | Capacité de poids : 204kg

Stabilité pelvienne et répartition optimale de la pression. Conçus pour éviter l'inclinaison du bassin avec un gel segmenté pour la protection cutanée et une mousse à mémoire de forme pour confort et immersion.



SOL-VPC_____	369,67 €	390€ TTC
--------------	----------	-----------------

	Pouces	10	12	13	15	16	17	18	19	20	22	24
10	25	☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
12	30	☐	☐	☐								
14	36	☐	☐	☐								
15	38				☐							
16	41			☐	☐	☐	☐	☐		☐		
17	43				☐	☐	☐	☐	☐			
18	46			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
19	48					☐	☐	☐	☐	☐		
20	51					☐	☐		☐	☐	☐	☐
22	56							☐	☐		☐	
24	61											☐

☐ Coussin d'assise Stealth Products Premiere SP

Epaisseur : 7,6cm | Capacité de poids : 226kg

Coussin ergonomique pour un positionnement et un confort durables : stabilité renforcée, répartition optimisée des appuis, et adaptation morphologique. Insert latéral intégré, découpe sacrée, revêtement Sunmate Xsoft



PREM-VNC	369,67 €	390€ TTC
----------	----------	-----------------

Largeur		PREMIER VINC _____ 307,									
P r o f o n d e u r	POUCES	14	15	16	17	18	19	20	22		
	CM	36	38	41	43	46	48	51	56		
	13	33	☐								
	14	36	☐	☐							
	15	38	☐	☐							
	16	41	☐	☐	☐	☐		☐			
	17	43		☐	☐	☐	☐	☐			
	18	46			☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	19	48			☐	☐	☐	☐	☐		
	20	51			☐		☐			☐	
21	53							☐	☐		
22	56							☐	☐		

☐ Coussin d'assise Stealth Products Essence SPP

Epaisseur : 8,9cm | Capacité de poids : 226kg

Coussin ergonomique alliant confort, stabilité et modularité : base rigide pour un maintien optimal, profil modulable pour un ajustement personnalisé, cuvette ischiatique et décharge sacrée pour plus de sécurité, et revêtement doux en viscose.




ESS-VPC	369,67 €	390€ TTC
---------	----------	-----------------

Largeur		10	12	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
POUCES		CM	25	30	36	38	41	43	46	48	51	53	56
10	25	☐	☐	☐									
12	30	☐	☐	☐									
14	36	☐	☐	☐									
15	38			☐	☐								
16	41			☐	☐	☐	☐	☐		☐			
17	43			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐			
18	46			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐			☐
19	48					☐	☐	☐	☐	☐			
20	51					☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
21	53										☐		
22	56										☐	☐	☐
24	61												☐

☐ Coussin d'assise Stealth Products Glacial SP

Epaisseur : 8,8cm | Capacité de poids : 226kg

Coussin ergonomique pour confort et protection cutanée : transferts facilités, décharge sacrée et soutien du coccyx, gel quadrillé pour réduire les frottements, et base en mousse haute densité pour stabilité et durabilité.



GLA-NUC	369,67 €	390€ TTC
---------	----------	-----------------

Largeur		12	14	15	16	17	18	19	20	21	22	24
POUCES	CM	30	36	38	41	43	46	48	51	53	56	61
12	30	☐	☐									
14	36	☐	☐									
15	38			☐								
16	41		☐	☐	☐		☐		☐		☐	
17	43			☐		☐	☐	☐				
18	46		☐		☐	☐	☐	☐	☐		☐	☐
19	48					☐	☐	☐		☐		☐
20	51				☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
21	53								☐	☐		☐
22	56						☐		☐		☐	☐
24	61										☐	☐

Housse supplémentaire

☐ Housse Stealth-Tek Nylon/Polyester imperméable☐ Housse AirMesh, Antiglissement


☐ Housse incontinence polyurethane

HT	ТТС
----	-----

104 27 € **110€ TTC**

104,27 € **110€ TTC**

104,27 € **110€ TTC**



CORRECTION DE BASSIN**HT****TTC**☐ Biseau cruralChoix de la taille: ☐ Taille 1: 505 x 205 x 25 (mm) SAP4201

28,44 €

30€ TTC☐ Taille 2: 505 x 205 x 50 (mm) SAP4251

Le biseau crural s'installe sur la partie antérieure de l'assise. Il favorise la répartition des pressions sur l'ensemble de l'assise, l'alignement des fémurs et réduit le glissement du patient. Existe en 25 et 50mm. Il peut être utilisé au niveau du dossier, soit dans le sens de la hauteur afin de compenser ou corriger une rotation de tronc, soit dans le sens de la largeur afin d'augmenter le confort et la surface d'appui au niveau du dos.

☐ Biseau fessier 205 x 205 x 25 (mm)

SAP4301

56,87 €

60€ TTC

Le biseau fessier (cale d'obliquité) peut compenser une perte de tonus des muscles fessiers ou diminuer une obliquité du bassin.

☐ Butée d'abductionChoix de la taille: ☐ Butée anthracite rigide 175 x 105 x 70 (mm)

SAP4401

42,65 €


45€ TTC☐ Butée souple 175 x 105 x 70 (mm) SAP4406

La butée d'abduction est destinée à contrôler l'adduction des membres inférieurs.

☐ Biseau anti effet hamacChoix de la taille: ☐ Taille 1: 505 x 405 x 25 (mm)


SAP4101

47,39 €

50€ TTC☐ Taille 2: 505 x 405 x 50 (mm) SAP4151**STABILISATEURS DES MEMBRES INFERIEURS****HT****TTC**☐ Ceinture de maintien 2 points

T	Ref.	Pull Type	A (cm)	B (cm)	C (cm)
☐ XS	ST-IFPB5121	S. P.	81,3	68,6	2,5
☐ XS / S	ST-IFPB6223	D. P.	61,0	61,0	2,5
☐ M / L	ST-IFPB5223	S. P.	81,3	68,6	3,8
☐ M / L	ST-IFPB5224	D. P.	61,0	61,0	3,8
☐ L / XL	ST-IFPB6325	S. P.	81,3	68,6	5,1

93,84 €

99€ TTC☐ Ceinture de maintien 4 points

TAILLES	Ref.	A (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)	Pad
☐ XS	ST-IFPB5141	S. P.	81,3	6,6	50,8	2,5
☐ S	ST-IFPB5242	S. P.	81,3	6,6	50,8	3,8
☐ M	ST-IFPB5243	S. P.	81,3	6,6	50,8	3,8
☐ L	ST-IFPB5244	S. P.	31,3	6,6	50,8	3,8

142,18 €

150€ TTC☐ Ceinture de maintien de jambe

TAILLES	Ref.	A (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)	E (cm)
☐ S	ST-IFLH1111-S	2,5	22,9	3,8	31,8	54,6
☐ M	ST-IFLH1111-M	2,5	30,5	3,8	34,3	64,8
☐ L	ST-IFLH1111-L	3,8	38,1	5,1	35,6	73,7

113,74 €

120€ TTC**ALIGNEMENT FEMORAL****HT****TTC**☐ Cale cuisse/bassin, montage sur rail Quantum rehab, une pièce (UTTP7-Q) :Unitaire :
227,49Unitaire :
240€ TTC☐ Coussin sur rail, une pièce :

- ☐ Bassin : 4"x4" soit 10x10 cm (ST-UTP544056100-Q)
- ☐ Bassin : 4"x6" soit 10x15 cm (ST-UTP546056100-Q)
- ☐ Cuisse : 4"x8" soit 10x20 cm (ST-UTP548056100-Q)
- ☐ Cuisse : 4"x10" soit 10x25 cm (ST-UTP540056100-Q)
- ☐ Cuisse : 4"x12" soit 10x30 cm (ST-UTP54D056100-Q)



powered by coolcore

Produits d'assistance à la posture du dossier

Dans la limite de 600€

Code 9982878 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur. Plv 600€

DOSSIER DE BASE DE POSITIONNEMENT

Le Dossier ADI est équipé comme tous nos dossiers d'une housse Coolcore, la coque est munie de deux lumières de réglage sur la partie latérale qui permettent un ajustement précis lors de la mise en service.

Informations sur la taille : Attention, la hauteur de référence des dossiers correspond à la hauteur sans le coussin, pour avoir la hauteur totale avec coussin de dossier, il faut rajouter approximativement 6.35 cm.

Ex : La hauteur réelle d'un dossier Tall 18" est de (45.7cm +6.35 soit 52 cm).

Vous trouverez ci-dessous les correspondances entre les largeurs du dossier, les largeurs de la coque et les largeurs de la coque avec coussin (correspondance thoracique pour les utilisateurs).

GUIDE DES TAILLES

Pouces	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Cm	25,4	27,94	30,48	33,02	35,56	38,1	40,64	43,18	45,72	48,26	50,8
Largeur thoracique intérieure(cm)	17cm +/- 1	19cm +/- 1	21cm +/- 1	23cm +/- 1	25cm +/- 1	27cm +/- 1	29cm +/- 1.5	31cm +/- 1.5	33cm +/- 1.5	35cm +/- 1.5	37cm +/- 1.5
Largeur coque seule Contour Active (cm)	19,1	21,6	24,1	26,7	28,9	31,1	34,3	36,5	39,1	41,6	43,8
Largeur coque seule Contour Deep (cm)	19,1	21,6	24,1	26,7	32,1	34,9	36,2	38,7	42,5	45,1	47
Largeur coque seule Contour Extra Deep (cm)	-	-	-	-	-	-	39,4	41,9	44,5	47	49,5
Hauteur avec coussin de dossier	Hauteur du dossier +6,5cm										
Adaptable sur largeur de fauteuil	Dossiers AL +2,5cm / - 2,5cm Dossier AFT +5cm / -5cm										

☐ Dossier Stealth ADI Back 2

600€ TTC

1- Forme

- ☐ Aluminium (**ADI2AL**)
☐ Aluminium Flat Top (**ADI2AFT**)
Flat Top disponible hauteur: 16" et plus



2- Largeur :

- ☐ 14" (**14**) ☐ 16" (**16**) ☐ 18" (**18**) ☐ 20" (**20**)

14" et 15" hauteur maximale: **Standard 16"**

14" et 15" incompatible contour: **ExtraDeep**

3- Hauteur :

- ☐ Low 10" (**L**) ☐ Medium 13" (**M**) ☐ Standard 16" (**S**) ☐ Tall 18" (**T**) ☐ Extra Tall 20" (**X**)

4- Contour :

- ☐ Active 2,5" (**A**) ☐ Deep 4" (**D**) ☐ Extra Deep 6" (**E**)

5- Fixation:

- ☐ Quick Release Pro Mount (**1-P**) ☐ 4 points pro
(dossier TALL et +) (**1-4**) ☐ 2 points pro
(dossier STD et -) (**1-2**)

6- Ref:

ADI2AXXXXXX1-P**ADI2AXXXXXX1-4****ADI2AXXXXXX1-2**

Optionnel :

Uniquement dossier ADI active : Paire de cale tronc fixe

- ☐ Taille L 11,5 cm x 11,5 cm (LATADJSTLG (x2))
☐ Taille XL 10 cm x 11,5 cm (LATADJSTXLG (x2))

☐ Dossier Souple, ajustable 7 sangles avec réglage indépendant à droite et à gauche.

398,10 €

420€ TTC

Largeur:

- ☐ 36-45cm SAY3300 ☐ 45-50cm SAY3400 ☐ 50-60cm SAY3500

Choix obligatoire:

Cales-tronc réglables H15cm x P10cm, la paire.

- ☐ fixation velcro (SAP3603)
☐ fixation rigide (SAP3601)
☐ Ajustement en profondeur des cales-tronc SAP3601, réglables 60mm

☐ Butée Sacro-lombaire anthracite 255 x 240 x 25 (mm)

SAP4601

37,91 €

40€ TTC

La butée sacro lombaire est placée dans la partie inférieure du dossier. Elle permet d'améliorer la répartition des pressions sur l'ensemble du dos lors d'une hyper lordose, et favorise l'antéversion du bassin.

☐ Cales-tronc escamotablesUnitaire :
284,36€Unitaire :
300€

- ☐ droit (ULS25100-R)
☐ gauche (ULS25100-L)



- Coussin : ☐ 4"x6" (ULP546050320) ☐ 5"x7" (ULP557050320)
 Coussin : ☐ 4"x6" (ULP546050320) ☐ 5"x7" (ULP557050320)

Montage sur canne de dossier diamètre support unitaire :

Autres montages :




- ☐ 1" soit 25,40 mm (UIMCNI100)
☐ 7/8" soit 22,22 mm (UIMCNI780)
☐ 3/4" soit 19,05 mm (UIMCNI340)



- ☐ 125° TB4 (UIMBK1125)
☐ 135° ADI 2 / Qback (UIMBK1135)

HARNAIS**HT****TTC**☐ Harnais classique


131,75 €

139€ TTC**Choix de la taille obligatoire****Textile Dynamique****Textile Structuré**

T	Ref.	A (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)	E (cm)	F (cm)	G (cm)	H (cm)
☐ XS	ST-IFPS1101-Q	19,0	32,0	5,0	9,0	19,0	9,0	7,5	5,0
nd S	ST-IFPS1102-Q	21,5	39,0	5,0	11,5	23,0	10,0	10,0	5,0
☐ M	ST-IFPS1103-Q	24,0	38,0	5,0	14,0	28,0	13,0	13,0	7,0
☐ L	ST-IFPS1104-Q	26,5	57,0	5,0	16,5	33,0	15,0	15,0	9,0
☐ XL	ST-IFPS1105-Q	29,0	65,0	6,0	16,5	35,5	18,0	18,0	11,5

☐ Harnais classique "ZIPPER"

131,75 €


139€ TTC**Choix de la taille obligatoire****Textile Dynamique****Textile Structuré**

T	Ref.	A (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)	E (cm)	F (cm)	G (cm)	H (cm)
☐ S	ST-IFPS3102-Q	19,0	32,0	5,0	9,0	19,0	9,0	7,5	5,0
☐ M	ST-IFPS3103-Q	24,0	38,0	5,0	14,0	28,0	13,0	13,0	7,0
☐ L	ST-IFPS3104-Q	26,5	57,0	5,0	16,5	33,0	15,0	15,0	9,0
☐ XL	ST-IFPS3105-Q	29,0	65,0	6,0	16,5	35,5	18,0	18,0	11,5

TAILLES	REF	A (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)	E (cm)	F (cm)	G (cm)	H (cm)
☐ S	ST-IFPS3202-Q	19,0	32,0	5,0	9,0	19,0	9,0	7,5	5,0
☐ M	ST-IFPS3203-Q	24,0	38,0	5,0	14,0	28,0	13,0	13,0	7,0
☐ L	ST-IFPS3204-Q	26,5	57,0	5,0	16,5	33,0	15,0	15,0	9,0

☐ Harnais contour

131,75 €

139€ TTC**Choix de la taille obligatoire****Textile Dynamique****Textile Structuré**

T	Ref.	A (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)	E (cm)	F (cm)	G (cm)	H (cm)
☐ XS	ST-IFPS2101-Q	19,0	32,0	5,0	9,0	19,0	2,5	9,0	3,0
☐ S	ST-IFPS2102-Q	21,5	39,0	5,0	11,5	23,0	2,5	11,0	4,5
☐ M	ST-IFPS2103-Q	24,0	38,0	5,0	14,0	28,0	2,5	13,0	6,0
☐ L	ST-IFPS2104-Q	26,5	57,0	5,0	16,5	33,0	3,0	15,0	9,0
☐ XL	ST-IFPS2105-Q	29,0	65,0	6,0	16,5	35,5	4,0	18,0	11,5

T	REF	A (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)	E (cm)	F (cm)	G (cm)	H (cm)
☐ XS	ST-IFPS2201-Q	19,0	32,0	5,0	9,0	19,0	2,5	9,0	3,0
☐ S	ST-IFPS2202-Q	21,5	39,0	5,0	11,5	23,0	2,5	11,0	4,5
☐ M	ST-IFPS2203-Q	24,0	38,0	5,0	14,0	28,0	2,5	13,0	6,0
☐ L	ST-IFPS2204-Q	26,5	57,0	5,0	16,5	33,0	3,0	15,0	9,0
☐ XL	ST-IFPS2205-Q	29,0	65,0	6,0	16,5	35,5	4,0	18,0	11,5

☐ Harnais d'épaule Y straps


119,43 €

126€ TTC**Textile Dynamique**

T	Ref.	A (cm)	B (cm)	C (cm)
☐ S	ST-IFYS3102-Q	48,3	20,3	5,1
☐ M	ST-IFYS3103-Q	55,9	22,9	6,4
☐ L	ST-IFYS3104-Q	63,5	27,9	6,4

☐ Harnais d'épaule style "H"

119,43 €

126 €**Textile Structuré**

T	Ref.	A (cm)	B (cm)	C (cm)
☐ M	ST-IFHH5203 -Q	9,5	34,9	6,4

☐ Ceinture thoracique chest straps

89,10 €

94 €**Textile Dynamique**


T	Ref.	A (cm)	B (cm)	C (cm)
☐ XS	ST-IFCS4111-Q	35,5	7,1	8,9
☐ S	ST-IFCS4112-Q	40,4	7,1	9,5
☐ M	ST-IFCS4113-Q	45,7	7,9	10,1
☐ L	ST-IFCS4114-Q	53,3	7,9	11,4
☐ XL	ST-IFCS4115-Q	58,4	8,3	12,0

POSITIONNEMENT DE L'EPAULE**BUTEE LATERALE DE COUDE****HT****TTC**☐ Rebord d'accoudoir (à l'unité)☐ droit

ASF6X2C-S-Q

☐ gauche

ASF6X2C-S-Q

Unitaire :
123,22€Unitaire :
130€ TTC**BUTEE POSTERIEURE DE COUDE (Sélectionner un support + un coussin)**☐ Support de coussin escamotable☐ droit (UETB4213SR-Q)☐ gauche (UETB4213SL-Q)Unitaire : **260 €**☐ Support de coussin fixe☐ droit (UETB4021SR-Q)☐ gauche (UETB4021SL-Q)Unitaire :
180,09€Unitaire :
190€ TTC☐ Coussin demi-lune☐ droit (UEP53005032R)☐ gauche (UEP53005032L)Unitaire : **80€**☐ Coussin maintien de coude☐ droit (UEP544050320)☐ gauche (UEP544050320)Unitaire :
75,83€Unitaire :
80€ TTC**Ensemble complet gouttière**☐ Gouttière de positionnement☐ droit (TRXARM1054 + HDWASMB1096)☐ gauche (TRXARM1053 + HDWASMB1096)Unitaire :
241,71€Unitaire :
255€ TTC**COMMENTAIRES**