

**INFORMATIONS DE COMMANDE**

Nom du distributeur : \_\_\_\_\_

Contact commercial + email et ligne directe : \_\_\_\_\_

Référence de commande : \_\_\_\_\_

Adresse de livraison : \_\_\_\_\_

Date de commande : \_\_\_\_\_

**CARACTERISTIQUES**

- ① Largeur d'assise T1: 17-38 cm et T2: 17-38 cm
- ① Profondeur d'assise: T1 15-30 cm et T2: 20-36 cm
- ① Inclinaison d'assise 45°
- ① Hauteur de dossier: T1 de 30-48 cm et T2 33-48 cm
- ① Inclinaison de dossier de 90° à 120°
- ① Dimensions pliée sans les roues (LxlxH) T1: 89x43x57 et T2: 89x43x62 cm
- ① Hauteur de la barre de poussée T1: 101-127cm et T2: 101-127 cm
- ① Diamètre des roues avant 180 mm
- ① Diamètre des roues arrière 410 mm
- ① Poids de la poussette T1: 13 kg et T2: 13 kg
- ① Poids maxi de l'utilisateur T1 36 kg et T2 36 kg
- ① **kit transport de série, harnais obligatoire**
- ① Largeur hors tout: T1 57cm et T2 62cm

**Légende de présentation et mise en page**

- Configuration de série, sans surcoût par rapport au prix limite de vente de la catégorie
- Adjonction spécifique sur devis justifié par l'évaluation fonctionnelle
- Adjonction prévue dans la nomenclature bénéficiant d'une prise en charge
- Adjonction d'aide à la posture prévue dans la nomenclature bénéficiant d'une prise en charge

Merci de vérifier la compatibilité et le cumul possible des adjonctions.

Les tarifs des PAP à l'unité sont indiqués en TTC (TVA à 5,5%).

**VPH, Achat neuf, POU\_MRE, Poussette modulaire multiréglable et évolutive**

Code - VPH, Achat neuf, POU\_MRE, Poussette modulaire multiréglable et évolutive. Plv 2587,00€

**DESIGNATION**

PRIX PUBLIC TTC

☒ Poussette Trak
                         
 ☐ T1 - 12" (3002-1003)
                         
 ☐ T2 - 14" (3002-1001)
                         
 2 587 €
**ADJONCTIONS SPECIFIQUES : HARNAIS****Obligatoire : 230 € TTC**

Code - VPH, adjonction, harnais 4 points ou plus pour POU\_MRE. Plv 230€

☒ **Trak T1 & T2 Poids inférieur à 23kg**

- ✓ 3002-7029
- ✓ 3002-7023

☐ **Trak T1 Poids supérieur à 23kg**

- ✓ 3005-6014-12
- ✓ 3002-7022
- ✓ 3002-7023

☐ **Trak T2 Poids supérieur à 23kg**

- ✓ 3005-6014-14 + 3002-7022
- ✓ 3002-7022
- ✓ 3004-7023

**COLORIS**
☐ Bleu/Noir
     
 ☐ Rouge/Noir
     
 ☐ Gris/Noir
     
 ☐ Rouge/Noir
     
 ☐ Rose/Noir
     
 ☐ Violet/Noir

**SIEGE & CHASSIS**

✓ Dossier inclinable



✓ Assise inclinable

**SIEGE & CHASSIS (suite)**

✓ Repose jambe central ajustable en angle et hauteur (3002-5002)



✓ Chassis Pliant avec roues démontables

☐ Accoudoir réglable en hauteur et inclinaison (3002-6017)☐ Dossier contour back Respond

Trak 12 (3003-4002)


Trak 14 (3003-4001)

☐ Cale tronc (N.C. harnais thoracique souple)Coté : ☐ Gauche (3003-6001)☐ Droit (3003-6002)☐ Appui tête Respond 3002-6003**Produits d'assistance à la posture du siège (PAP B1)****600 € TTC**

Code - VPH, adjonction, PAP forfait B adjonctions membre inférieur. Plv 600€

☐ Coussin coutour**100 €**☐ T12: 3002-3005☐ T14: 3002-3002

Choix de l'insert mousse

☐ PU T: 12 (3003-3010)☐ PU T: 14 (3003-3006)☐ Mémoire Med T: 14 (3003-3008)☐ Mémoire Soft T: 14 (3003-3007)☐ Cale cuisse (3003-6006 & -6007)**200 €**☐ Élément de forme (3001-7011)**50 €**☐ Plot d'abduction (3005-7001)**250 €**

Choix de la taille:

☐ Petit (3"x5"x3") (MTMD-12)☐ Moyen (5"x5"x3") (MTMD-13)

| ADJONCTIONS SPECIFIQUES : OXYGENE                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                  | 500 € TTC |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Code - VPH, adjonction, support d'oxygénothérapie et/ou d'appareil de ventilation assistée. Plv 500€                                      |                                                                                                                                                                                                                                  |           |
| Choix d'un seul support                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                  |           |
| <input type="checkbox"/> Support porte obus (3002-7017)  | <input type="checkbox"/> Support respirateur<br><input type="checkbox"/> Trak 12 (3002-7027)<br><input type="checkbox"/> Trak 14 (3002-7018)  |           |



| COMMENTAIRES                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Note délai</b> — La configuration du matériel (options/personnalisations) peut fortement impacter le délai : compter un délai moyen de 3 semaines, pouvant être allongé jusqu'à 8 semaines supplémentaires. |
|                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                |

#### Notes et informations utiles

- Merci de renseigner l'ensemble des informations nécessaires à la fabrication et aux réglages de la poussette
- Toute commande reçue incomplète ne pourra être validée en production impliquant de fait un délai de traitement supplémentaire.
- Un seul coussin d'assise livré (hors assise modulaire)
- Consultez les visuels et vues éclatées sur la plateforme Documoto <https://documoto.digabit.com/ui/>  
(Identifiant et mot de passe disponibles sur demande auprès de votre conseiller médico-technique de secteur ou du SAV.)