

INFORMATIONS DE COMMANDE

Nom du distributeur : _____
 Contact commercial + email et ligne directe : _____
 Référence de commande : _____
 Adresse de livraison : _____
 Date de commande : _____

CARACTERISTIQUES

- ① Largeur d'assise : 38,5cm à 50,8cm*
- ① Profondeur d'assise : 38,5cm à 50,8cm*
- ① Largeur de dossier ajustable indépendamment : 38,5 cm à 50,8 cm
- ① Suspensions SRS
- ① Garde au sol : 8 cm
- ① Hauteur sol- siège : 41 cm
- ① Longueur hors-tout (sans RP) : 90,2cm
- ① Largeur hors-tout : 62 cm
- ① Vitesse max* : 10 km/h
- ① Poids max utilisateur : 136 kg
- ① Roues centrale 14"
- ① Roues avant et arrière bandages 6"
- ① Rayon de giration : 52,1 cm
- ① Batteries 2x68 Ah



Lien vers codes LPP génériques
et individuels + forfait



*résultats obtenus suite à des tests en laboratoire. Variations possibles en fonction du modèle poids de l'utilisateur, du type de terrain, de l'état, du type, de la capacité des batteries et de l'état des pneus. Spécifications sujettes à variation de +10% -5%.

Légende de présentation et mise en page

- Configuration de série, sans surcoût par rapport au prix limite de vente de la catégorie
- Adjonction spécifique sur devis justifié par l'évaluation fonctionnelle
- Adjonction prévue dans la nomenclature bénéficiant d'une prise en charge
- Adjonction d'aide à la posture prévue dans la nomenclature bénéficiant d'une prise en charge

Merci de vérifier la compatibilité et le cumul possible des adjonctions.

Les tarifs des PAP à l'unité sont indiqués en TTC (TVA à 5,5%).

VPH, Achat neuf, FRE-B, modulaire à propulsion par moteur électrique - classe B.

Code 9597956 - VPH, Achat neuf, FRE-B, modulaire à propulsion par moteur électrique - classe B. Plv 3882,08€

BASE	REFERENCE	PP HT	PP TTC
✓ EDGE 2.0 TBFLEX FRE-B	Q6EDGE2.0ATO	3 679,70 €	3 882,08 €
✗ Dossier fixe réglable en angle			
✗ Assise fixe ajustable			

FONCTIONS ELECTRIQUES: ELEVATEUR D'ASSISE**1500 € TTC**

Code 9938392 - VPH, adjonction, Supplément pour élévation «électrique» (lift) pour FRE, FREP et FREV. Plv 1500€

- ☐ Lift électrique 30 cm TBFLEX (*non compatible dossier rabatable*)
- ✓ Installation Qlogic 3 lite

COLORIS CHASSIS

- | | | | |
|---|----------------|---|----------------|
| ☐ Rouge Red Corvette | DGN153201-PRD1 | ☐ Evolution Orange | DGN153201-POR7 |
| ☐ Bleu Electric blue | DGN153201-PBU9 | ☐ Noir Back in black | DGN152440-PBK1 |

EQUIPEMENT ROUTE

- ☐ Equipement route sur rail d'assise avec clignotant. Non compatible largeur d'assise <14" (montage sur base motrice)
- ☐ Eclairage Fender sur garde-boue Non compatible clignotant, contrôle par contacteur externe

ROUES

- ☐ Roues pneumatiques 14"
- ☐ Roues bandages 14"

Système de conduite**ELECTRONIQUE**

- ✓ Qlnes (ELE2402134 / ELE2403688 (éclairage))
(Avec verins => ELE2402133 / ELE2403687 (éclairage))
- ☐ Adaptateur magnétique pour prise XLR, QL3 Lite (ELE2103635)
 - ✓ Prise de charge usb C
 - ✓ Programmation bluetooth ECON
 - ✓ Prise d'entrée jack 3 actions



[Assouplissement du joystick possible, voir procédure.](#)

- ☐ Système de protection anti pincement de la main Prochainement disponible (conflit possible passage sous table)
- ☐ Déplacement du boîtier principal à l'arrière SOF

DISPOSITIF D'ESCAMOTAGE LATERAL

- ☐ Pantographe escamotable réversible droite/gauche MEC1801698
- ☐ Montage à gauche ☐ Montage à droite
- ✓ Pantographe standard réversible escamotable vers l'extérieur ACC2201042 / ACC2201041
- ☐ Montage à gauche ☐ Montage à droite

**ADJONCTIONS SPECIFIQUES : SYSTÈME DE CONDUITE**

Code 4960062 - VPH, adjonction spécifique, supplément sur devis pour fauteuil roulant pour FRE et FREP. Plv sur devis

CONTACTEURS, COMMANDES ALTERNATIVES

- ☐ Egg - coloris ☐ Noir ☐ Rouge ☐ Bleu ☐ Vert SWTMCRO1081 SWTMCRO1077 110 € TTC
SWTMCRO1079 SWTMCRO1078
- Quantité :
- ☐ Microlite SWTMCRO1044 190 € TTC
- ☐ Mini Cup 24 SWTMCRO1064 190 € TTC
- CONTACTEURS (SUITE)**
- ☐ Contacteur twister câble long 1,5m Force de poussée requise : 30g 170 € TTC
☐ Vert ☐ Noir ☐ Rouge ST-IDM-56-Q - ST-IDM-54-Q - ST-IDM-53-Q
- ☐ Contacteur Twister, câble court 0,3m Force de poussée requise : 30g 170 € TTC
☐ Vert ☐ Noir ☐ Rouge P005-44 - P005-40 - P005-41
- ☐ Contacteur Twister sur tube, câble court 0,3m Force de poussée requise : 30g 170 € TTC
☐ Vert ☐ Noir ☐ Rouge P005-64 - P005-60 - P005-61
- ☐ Contacteur Twister sur tube, câble long 1,5m Force de poussée requise : 30g 170 € TTC
☐ Vert ☐ Noir ☐ Rouge P005-54 - P005-50 - P005-51
- ☐ Extension de câble pour contacteur ELE155901 20 € TTC

INTERFACE DE COMMANDE ET BOITIER ADDITIONNEL (A)**1500 € TTC**

Code 9921517 - VPH, adjonction, boîtier de commande personnalisé pour FRE, FREP et FREV. Plv 1500€

Non cumulable avec "interface de commande et boîtier additionnel (B)"

- ☐ Commande clavier iAccess (évolution obligatoire vers l'électronique Qlogic 3 lite)
 - ☐ Interrupteurs à bascule CTL144010 + CTL1810671
 - ☐ Interrupteurs à poussoir CTL144009 + CTL1810671
- ☐ Connexivité Bluetooth pour la commande d'outils multimédia type ordinateur, smartphone ou tablette. CTL1810671
Compatibilité Android, IOS, Windows, MacOS
- ☐ Double commande tierce personne (utilisateur-accompagnateur) Q-LOGIC 3, Montage à droite ELE167862 + MEC125270

**REGLAGES DE L'ASSISE TBFLEX**

	Largeur					
	Pouces	16	17	18	19	20
	Cm	41	43	46	48	51
Profondeur	14	36	☐	☐	☐	☐
	15	38	☐	☐	☐	☐
	16	41	☐	☐	☐	☐
	17	43	☐	☐	☐	☐
	18	46	☐	☐	☐	☐
	19	48	☐	☐	☐	☐
	20	51	☐	☐	☐	☐

COUSSIN D'ASSISE DE POSITIONNEMENT STANDARD✓ **Coussin d'assise Sitrte Première**

Epaisseur : 8cm | Capacité de poids : 204kg

Taille de coussin identique au réglage d'assise.


Si différent, nous préciser: ____*____ (voir tableau de correspondance)

□ **Coussin d'assise Stealth Products Simplicity G**

Epaisseur : 5,8cm | Capacité de poids : 204kg

Taille de coussin , nous préciser: ____*____ (voir tableau de correspondance)

Base en mousse moulée haute densité à fort contour, offrant un soutien et une répartition des points de pression. Découpe spécifique au niveau du sacrum et du coccyx soulage efficacement les zones sensibles. La housse imperméable, extensible dans les quatre directions et respirante, assure confort et protection contre l'humidité.



SIM-NNT____

Produits d'assistance à la posture du siège (PAP B1)**600 € TTC**

Code 9979379 - VPH, adjonction, PAP forfait B adjonctions membre inférieur. Plv 600€

Non cumulable PAP B 2

COUSSINS D'ASSISE POSTURAL (en remplacement du coussin d'assise de positionnement standard)

Le O reste à charge QUANTUM REHAB c'est quoi? Dans le cadre d'un choix combiné d'un élément par étape, nous appliquons un tarif forfaitaire optimisé à 600€ TTC Public.


ETAPE 1

□ **Coussin d'assise Stealth TruComfort 2 SPP**

Epaisseur : 11,4cm | Capacité de poids : 204kg

Taille de coussin identique au réglage d'assise. Si différent, nous préciser: ____*____ (voir tableau de correspondance)

Stabilité pelvienne et alignement fémoral. La mémoire de forme assure confort et protection. La housse Coolcore régule la température.




TC2-VNC____

**450 €**□ **Coussin d'assise Stealth Products Spectrum Gel SPP**

Epaisseur : 7,6cm | Capacité de poids : 250kg

Taille de coussin , nous préciser: ____*____ (voir tableau de correspondance)

Coussin ergonomique pour une assise sécurisée : stabilité posturale, protection ischiatique renforcée, transferts facilités, et soutien optimal. Insert en gel double cellule, revêtement Sunmate adapté à la taille




SPCG-FUC____

**450 €**□ **Coussin d'assise Stealth Products Spectrum Foam SPP**

Epaisseur : 7,6cm | Capacité de poids : 272kg

Taille de coussin , nous préciser: ____*____ (voir tableau de correspondance) Housse : SPCFSP-NBLKxxxx

Coussin ergonomique alliant confort, sécurité et autonomie : stabilité posturale, protection ischiatique optimisée, transferts facilités, et légèreté. Revêtement Sunmate adapté selon la taille.



SPCF-VPC____

**450 €**□ **Coussin d'assise Stealth Solution SPP**

Epaisseur : 7,5cm | Capacité de poids : 204kg

Taille de coussin , nous préciser: ____*____ (voir tableau de correspondance) Housse : SOLSPP-NBLKxxxx

Stabilité pelvienne et répartition optimale de la pression. Conçus pour éviter l'inclinaison du bassin avec un gel segmenté pour la protection cutanée et une mousse à mémoire de forme pour confort et immersion.



SOL-VPC____

**450 €**□ **Coussin d'assise Stealth Products Première SP**

Epaisseur : 7,6cm | Capacité de poids : 226kg

Taille de coussin , nous préciser: ____*____ (voir tableau de correspondance) Housse : PREMP-NBLKxxxx

Coussin ergonomique pour un positionnement et un confort durables : stabilité renforcée, répartition optimisée des appuis, et adaptation morphologique. Insert latéral intégré, découpe sacrée, revêtement Sunmate Xsoft




PREM-VNC____

**450 €**□ **Coussin d'assise Stealth Products Essence SPP**

Epaisseur : 8,9cm | Capacité de poids : 226kg

Taille de coussin , nous préciser: ____*____ (voir tableau de correspondance) Housse : ESSSPP-NBLKxxxx

Coussin ergonomique alliant confort, stabilité et modularité : base rigide pour un maintien optimal, profil modulable pour un ajustement personnalisé, cuvette ischiatique et décharge sacrée pour plus de sécurité, et revêtement doux en viscose.




ESS-VPC____

**450 €**□ **Coussin d'assise Stealth Products Glacial SP**

Epaisseur : 8,8cm | Capacité de poids : 226kg

Taille de coussin , nous préciser: ____*____ (voir tableau de correspondance) Housse : GLSP-NBLKxxxx

Coussin ergonomique pour confort et protection cutanée : transferts facilités, décharge sacrée et soutien du coccyx, gel quadrillé pour réduire les frottements, et base en mousse haute densité pour stabilité et durabilité.



GLA-NUC____

**450 €**


Accessoires coussin d'assise PAP

✓ **Housse cool core**□ **Stealth-Tek Nylon/Polyester imperméable****110 €**

Compatible avec : SOLUTION, SPECTRUM GEL & FOAM, ZEN, GLACIAL

□ **AirMesh, Antiglisement****110 €**

Compatible avec : ESSENCE, SOLUTION, SPECTRUM GEL & FOAM, ZEN, GLACIAL

□ **Liner incontinence polyurethane (PUL1720020 - VVVV)****110 €**

CORRECTION DE BASSIN			
ETAPE 2	☐ Biseau pointe	Choix de la taille: ☐ Taille 1: 505 x 205 x 25 (mm) SAP4201-OC	30 €
		☐ Taille 2: 505 x 205 x 50 (mm) SAP4251-OC	
	Le biseau pointe s'installe sur la partie antérieure de l'assise. Il favorise la répartition des pressions sur l'ensemble de l'assise et l'alignement des fémurs. Existe en 25 et 50mm d'épaisseur. Il peut être utilisé au niveau du dossier, soit dans le sens de la hauteur afin de compenser ou corriger une rotation de tronc, soit dans le sens de la largeur afin d'augmenter le confort et la surface d'appui au niveau du dos.		
☐ Biseau fessier 205 x 205 x 25 (mm)		SAP4301-OC	60 €
Le biseau fessier (cale d'obliquité) peut compenser une perte de tonus des muscles fessiers ou diminuer une obliquité du bassin.			
☐ Butée d'abduction	Choix de la taille: ☐ Butée anthracite rigide 175 x 105 x 70 (mm) SAP4401-OC	45 €	
	☐ Butée souple 175 x 105 x 70 (mm) SAP4406-OC		
La butée d'abduction est destinée à contrôler l'adduction des membres inférieurs.			
STABILISATEURS DES MEMBRES INFERIEURS			
ETAPE 3	☐ Ceinture de maintien 2 points	99 €	☐ Ceinture de maintien 4 points 120 €
	Taille ☐ S ST-IFPB5122-OC		Taille ☐ S ST-IFPB5242-OC
	Taille ☐ M ST-IFPB5213-Q		Taille ☐ M ST-IFPB5147-Q
	Taille ☐ L ST-IFPB5214-Q		Taille ☐ L ST-IFPB5148-Q
	☐ Ceinture de maintien de jambe		120 €
	Taille ☐ S ST-IFLH1111-S-OC		
Taille ☐ M ST-IFLH1111-M-OC			
Taille ☐ L ST-IFLH1111-L-OC			
ALIGNEMENT FEMORAL (Choix d'une paire)			
ETAPE 4	☐ Cale genou droit (KN1ADDFD085__04R)	330 €	☐ Plot d'abduction escamotable vers l'avant (UMS0522800) 515 €
	☐ Cale genou gauche (KN1ADDFD085__04L)	330 €	
			☐ Coussin d'abduction Petit (MTMD-32M)
			☐ Coussin d'abduction Moyen (MTMD-33M)
☐ Coussin d'abduction Grand (MTMD-34M)			
			
			
Produits d'assistance à la posture du siège (PAP B2) 600 € TTC			
Code 9979379 - VPH, adjonction, PAP forfait B adjonctions membre inférieur. Plv 600€ Non cumulable PAP B 1			
Choix uniquement de la protection ou du maintien			
PROTECTION DE CHEVILLE/PIED			
☐ Coussin de positionnement et de protection de jambes			600 €
☐ Taille 16 ST-IFPFB-DS-16-OC			
☐ Taille 18 ST-IFPFB-DS-18-OC			
☐ Taille 20 ST-IFPFB-DS-20-OC			
☐ Taille 22 ST-IFPFB-DS-22-OC			
ENSEMBLE ACCOUDOIRS			
ACCOUDOIRS :			
✓ Accoudoirs en T amovibles, réglables en hauteur, avec protège vêtements. Manchette en mousse démontable			
ENSEMBLE DOSSIER			
DOSSIER			
✓ Dossier TBFLEX souple a tension réglable (MEC160684/MEC160685/MEC160686)		✓ Inclinaison de dossier réglable par outils de 80 à 110°	

Produits d'assistance à la posture du dossier (PAP A3)

600 € TTC

Code 9982878 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur. Plv 600€

Non cumulable PAP A 1, 2 & 4

DOSSIER DE BASE DE POSITIONNEMENT

☐ Dossier TBFLEX Pro seatingGalbe : ☐ Deep, 12 cm de profondeur (PRO.315.XXX.ST)☐ ExtraDeep, 18 cm de profondeur (PRO.511.XXX.ST)☐ 15" / 38,0 cm (138)☐ 18" / 45,7 cm (146)☐ 16" / 40,6 cm (140)☐ 19" / 48,3 cm (148)☐ 17" / 43,2 cm (144)☐ 20" / 50,8 cm (150)

400 €

400 €

DOSSIER DE BASE DE POSITIONNEMENT

☐ Dossier Stealth ADI Back 2

1- Forme

☐ Aluminium (ADI2AL)☐ Aluminium Flat Top (ADI2AFT)

Flat Top disponible hauteur: 16" et plus



600 €

2- Largeur :

☐ 14" (14) ☐ 16" (16) ☐ 18" (18) ☐ 20" (20)

14" et 15" hauteur maximale: Standard 16"

14" et 15" incompatible contour: ExtraDeep

3- Hauteur :

☐ Low 10" (L) ☐ Medium 13" (M) ☐ Standard 16" (S) ☐ Tall 18" (T) ☐ Extra Tall 20" (X)

4- Contour :

☐ Active 2,5" (A)☐ Deep 4" (D)☐ Extra Deep 6" (E)

5- Fixation:

Quick Release Pro Mount (1-P)

6- Ref:

ADI2AXXXXXX1-P

☐ Dossier Souple, ajustable 7 sangles avec réglage indépendant à droite et à gauche.Largeur: ☐ 36-45cm SAY3300☐ 45-50cm SAY3400☐ 50-60cm SAY3500

Choix obligatoire:

Cales-tronc réglables H15cm x P10cm, la paire.

☐ fixation velcro (SAP3603)☐ fixation rigide (SAP3601)☐ Ajustement en profondeur des cales-tronc SAP3601, réglables 60mm☐ Butée Sacro-lombaire anthracite 255 x 240 x 25 (mm)

SAP4601-OC

40 €

La butée sacro lombaire est placée dans la partie inférieure du dossier. Elle permet d'améliorer la répartition des pressions sur l'ensemble des dors lors d'une hyper lordose, et favorise l'antéversion du bassin.



Etape 1 : Dossier postural

Etape 2: Choix d'un harnais de maintien

☐ Harnais Classic Dynamique Zipper

139 €

☐ Taille M (ST-IFPS3103-Q)☐ Taille L (ST-IFPS3104-Q)☐ Ceinture d'épaule Y Straps

126 €

☐ Taille S (ST-IFYS3102-OC)☐ Taille M (ST-IFYS3103-OC)☐ Taille L (ST-IFYS3104-OC)☐ Harnais d'épaule Backpack

126 €

☐ Taille S (ST-IFBP4202-Q)☐ Taille M (ST-IFBP4203-Q)☐ Taille L (ST-IFBP4204-Q)☐ Harnais d'épaule Style "H"

126 €

☐ Taille S (ST-IFHH5202-Q)☐ Taille M (ST-IFHH5203-Q)☐ Taille L (ST-IFHH5204-Q)☐ Ceinture thoracique Clips

94 €

☐ Taille M (ST-IFCS4113-Q)☐ Taille L (ST-IFCS4114-Q)☐ Ceinture thoracique Velcros


94 €

☐ Taille M (ST-IFCS4123-Q)☐ Taille L (ST-IFCS4124-Q)

APPUI TETE DE POSITIONNEMENT

160 € TTC

Code 9965118 - VPH, adjonction, supplément appui-tête réglable. Plv 160€

☐ Appui-tête TbFlex

Produits d'assistance à la posture du siège (PAP A1)**600 € TTC**

Code 9982878 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur. Plv 600€

Non cumulable PAP A 2, 3 & 4


DISPOSITIFS DE POSITIONNEMENT CERVICO-CEPHALIQUES☐ Ultra (ST-UHBSU23200-OC + ST-UHB4D33200-QCR-OC)

Choix des coussins:

Occipital - LxH Cm

☐ O1 - courbe 7x4 (ST-500M-OC)☐ O2 - plat 5x2 (ST-510M-OC)☐ O3 - courbe 4x3 (ST-520M-OC)☐ O4 - courbe 4x2 (ST-530M-OC)

Sous - Occipital - LxH Cm

☐ SO1 - 24x7 (ST-600M-OC)☐ SO2 - 18x7 (ST-610M-OC)☐ SO3 - 16x6 (ST-620M-OC)**600 €**

Choix possible de l'un des 2 aj

Produits d'assistance à la posture du siège (PAP A2)**600 € TTC**

Code 9982878 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur. Plv 600€

Non cumulable PAP A1, 3 & 4

DISPOSITIFS DE POSITIONNEMENT CERVICO-CEPHALIQUES

Le O reste à charge QUANTUM REHAB c'est quoi? Dans le cadre d'un choix combiné d'un appui tête complet (Support + Coussin + Swing away D&G et Pad x2), nous appliquons un tarif forfaitaire optimisé à 600€ TTC Public.

☐ Support d'appui tête Unilink**275 €**☐ Combo

Sélectionner la taille

☐ Taille S (CB315M)☐ Taille L (CB305M)**295 €****Swing away**☐ Droit (SAR2B-R)☐ Gauche (SAR2B-L)☐ Droit & Gauche (SAR2B-B)**295 €****295 €****345 €****58 €****Pad: Unitaire**☐ 7x5 (910M) ☐ 11x5 (ST-900M-Q) ☐ 16x6 (ST-920M-Q) ☐ 16x4 (930M)☐ Confort Plus

Sélectionner la taille

☐ Taille XS (CP06CCFFPM)☐ Taille S (CP08CCFFPM)☐ Taille M (CP10CCFFPM)**165 €****Swing away**☐ Droit (ST-SAR2A-R-Q)☐ Gauche (ST-SAR2A-L-Q)☐ Droit & Gauche (ST-SAR4A-DBU-Q)**295 €****295 €****345 €****58 €****Pad: Unitaire**☐ 7x5 (910M) ☐ 11x5 (ST-900M-Q) ☐ 16x6 (ST-920M-Q) ☐ 16x4 (930M)☐ Confort Plus Ajustable

Sélectionner la taille

☐ Taille L (ACP150M)☐ Taille XL (ACP550M)**310 €****365 €****Swing away**☐ Droit (ST-SAR2A-R-Q)☐ Gauche (ST-SAR2A-L-Q)☐ Droit & Gauche (ST-SAR4A-DBU-Q)**295 €****295 €****345 €****58 €****Pad: Unitaire**☐ 7x5 (910M) ☐ 11x5 (ST-900M-Q) ☐ 16x6 (ST-920M-Q) ☐ 16x4 (930M)☐ All Positionning

Sélectionner la taille

☐ Taille M (ST-AP350M-OC)☐ Taille L (ST-AP450M-OC)☐ Taille XL (ST-AP550M-OC)**160 €****Swing away**☐ Droit (SAR2B-R)☐ Gauche (SAR2B-L)☐ Droit & Gauche (SAR2B-B)**295 €****295 €****345 €****58 €****Pad: Unitaire**☐ 7x5 (910M) ☐ 11x5 (ST-900M-Q) ☐ 16x6 (ST-920M-Q) ☐ 16x4 (930M)

Choix possible de l'un des quatre appui-têtes + swing away

Produits d'assistance à la posture du dossier (PAP A4)**600 € TTC**

Code 9982878 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur. Plv 600€

Non cumulable PAP B 1, 2 & 3

BUTEE POSTERIEURE DE COUDE☐ Support de coussin escamotable**1**☐ droit (ARMS-ES-L)☐ gauche (ARMS-ES-R)**260 €****260 €**☐ Coussin demi-lune**2**☐ droit (ARMS-ES-3X10-R)☐ gauche (ARMS-ES-3X10-L)**80 €****80 €**☐ Coussin maintien de coude☐ droit (ARMS-ES-4X4)☐ gauche (ARMS-ES-4X4)**80 €****80 €****Ensemble complet gouttiere**☐ Gouttiere de positionnement☐ droit (TRXARM1054 + HDWASMB1096)☐ gauche (TRXARM1053 + HDWASMB1096)**3****255 €****255 €**

RELEVES-JAMBES, REPOSES-PIEDS

- ✓ Repose-pieds escamotables avec cales talonnières
Hauteur palettes/plaque réglable de 31 à 41cm
RIG1610270 + RIG1702200
- ✓ Palettes réglables en angles

**FONCTIONS ELECTRIQUES: RELEVES-JAMBES****1250 € TTC**

Code 9951441 - VPH, adjonction, repose-jambe électrique droit et gauche pour FRE. Plv 1250€

- ☐
- Relève-jambes électrique central à compensation**

RIG2005068

Hauteur palette/plaque réglable de 28 à 50 cm

Appui-Mollet (CmxCm)

- ✓ 6"x6" (15x15) RIGASMB7120018
- ☐ 8"x8" (20x20) RIGASMB7120019

Potences 10"-16" (CmxCm)

Palettes réglables en angles:

- ☐ 5"x8" (13x20) MEC230410 0/1
- ✓ 5"x11" (13x28) MEC230411 2/3

réglage plaque d'assise 28 à 43cm

Potences 13"-19" (CmxCm)


Palettes réglables en angles:

- ☐ 5"x8" (13x20) MEC190968 4/5
- ☐ 5"x11" (13x28) MEC230410 4/5

réglage plaque d'assise 34 à 50cm

Releve-jambes avec verins électriques

MOT1800941+ MEC153735 +SCRSHFH1203
+MEC1909391+ MEC1909392
+SCRHCS1322 + FRMASMB7879 +
FRMAMSMB7878

 **Tubes**

- ✓ 29-43 cm (RIG2103320 + MEC1903300)
- ☐ 37-56 cm (RIG2103321 + MEC1904114)

Palettes réglables en angles et sangles talonnières:

- ☐ 10,5 x 17,5cm **Conseillé pour assises largeur 14"-15"** (MEC2008387)
- ☐ 12 x 17,5cm **Conseillé pour assises largeur 15"-16"** (MEC2008389)
- ✓ 15 x 17,5cm **Conseillé pour assises largeur 16" et >** (MEC8008388)

ADJONCTIONS SPECIQUES : REPOSES-JAMBES

Code 4960062 - VPH, adjonction spécifique, supplément sur devis pour fauteuil roulant pour FRE et FREP. Plv sur devis

EXTENSIONS ET CONNECTEURS DE PALETTES UNIQUEMENT POUR RELEVES JAMBES CENTRAUX

☐ Extensions latérales de palettes (la paire) 8"	RIG2404919	75 € TTC
☐ Extensions latérales de palettes (la paire) 11"	RIG2404920	75 € TTC
☐ Rebords latéraux externes (la paire)		
☐ Pour palettes seules	RIG2404921	55 € TTC
☐ Pour palettes avec extensions latérales	RIG2404922	55 € TTC
☐ Housse d'appui mollets DARTEX 6"x6" (la paire)		
☐ 6"x6"	RIG133717	165 € TTC
☐ 8"x8"	RIG133719	165 € TTC
☐ Coussinets de revêtement gel pour palettes (la paire)		
☐ 5"x8" FPG5008T-Q	☐ 6,5"x8" FPG6508T-Q	290 € TTC
☐ 5"x11" FPG5011T-Q	☐ 7"x11" FPG7011T-Q	


ADJONCTIONS SPECIQUES : OXYGENE**500 € TTC**

Code 9937381 - VPH, adjonction, support d'oxygénothérapie et/ou d'appareil de ventilation assistée. Plv 500€

- ☐
- Support respirateur "Ajustable"

(rajouter rail | NC poignées de poussée)


ACC2302501 + MEC125098



- ☐
- Support respirateur "Compact"

(rajouter rail | NC poignées de poussée)


ACC133889 + MEC125098



- ☐
- Support porte obus

(rajouter rail | NC poignées de poussée)


ACC125006 + MEC125098



- ☐
- Support respirateur sur base motrice

(compatible uniquement EDGE 3, EDGE HD & STRETTO)

ACC133889 avec lift
ACC2000162 sans lift




ADJONCTIONS SPECIFIQUES : AUTRE

Code 4960062 - VPH, adjonction spécifique, supplément sur devis pour fauteuil roulant pour FRE et FREP. Plv sur devis


COMPENSATIONS DIVERSES

- ☐ Bidon système d'hydratation
ACC125010



250 €

- ☐ Poignées de transfert amovibles (la paire)
MEC1809930



275 € TTC

- ☐ Caméra de recul avec écran LCD
☐ Montage sur flexible
MEC1906270 & MEC1907331



- ☐ Montage sur manipulateur
MEC2106123

MEC1910365 | ELE2000271
ELE1907290 | SWTMCRO1081 |

590 € TTC

COMMENTAIRES

Note délai — La configuration du matériel (options/personnalisations) peut fortement impacter le délai : compter un délai moyen de 3 semaines, pouvant être allongé jusqu'à 8 semaines supplémentaires.

Notes et informations utiles

- Merci de renseigner l'ensemble des informations nécessaires à la fabrication et aux réglages du fauteuil
- Toute commande reçue incomplète ne pourra être validée en production impliquant de fait un délai de traitement supplémentaire.
- Un seul coussin d'assise livré (hors assise modulaire)
- Consultez les visuels et vues éclatées sur la plateforme Documoto <https://documoto.digabit.com/ui/>
(Identifiant et mot de passe disponibles sur demande auprès de votre conseiller médico-technique de secteur ou du SAV.)

DIMENSIONS COUSSINS**Tru confort² SPP**

DIMENSIONS											
Largeur	35	38	41	43	46	48	51	53	56	61	Personnalisé
Profondeur											
35	●		●								●
38	●		●	●							●
41	●	●	●	●	●		●				●
43	●	●	●	●	●	●	●				●
46	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●
48		●	●	●	●	●	●	●	●		●
51		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
53			●	●	●	●	●	●	●	●	●
56			●	●	●	●	●	●	●	●	●
61							●		●	●	●
Personnalisé	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Spectrum Gel

DIMENSIONS													
Largeur	35	41	43	46	48	51	56	61	66	71	76	82	Personnalisé
Profondeur													
38		●											●
41		●	●	●	●	●	●	●					●
43		●	●	●	●								●
46	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●
48		●	●	●	●	●	●	●					●
51		●	●	●	●	●	●	●	●	●			●
53				●		●		●					●
56				●		●	●	●	●	●	●		●
61				●		●	●	●	●	●	●		●
66								●				●	●
71										●	●	●	●
Personnalisé	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Essence

DIMENSIONS												
Largeur	25	30	35	38	41	43	46	48	51	53	56	Personnalisé
Profondeur												
25	●	●	●									●
30	●	●	●									●
35	●	●	●									●
38			●	●								●
41			●	●	●	●	●		●			●
43			●	●	●	●	●	●	●			●
46			●	●	●	●	●	●	●		●	●
48					●	●	●	●	●			●
51					●	●	●	●	●	●	●	●
53										●		●
56										●	●	●
61											●	●
Personnalisé	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Solution

DIMENSIONS												
Largeur	25	30	35	38	41	43	46	48	51	56	61	Personnalisé
Profondeur												
25	●	●										●
30	●	●	●									●
35	●	●	●									●
38				●								●
41			●	●	●	●	●		●			●
43				●	●	●	●	●				●
46			●	●	●	●	●	●	●	●		●
48					●	●	●	●	●			●
51					●	●	●	●	●	●	●	●
56							●		●	●	●	●
61											●	●
Personnalisé	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Premiere P

DIMENSIONS									
Largeur	35	38	41	43	46	48	51	56	Personnalisé
Profondeur									
33	●								●
35	●	●							●
38	●	●							●
41	●	●	●	●	●		●		●
43		●	●	●	●	●	●		●
46			●	●	●	●	●	●	●
48			●	●	●	●	●		●
51			●		●		●	●	●
56							●	●	●
Personnalisé	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Glacial

DIMENSIONS												
Largeur	30	35	38	41	43	46	48	51	53	56	61	Personnalisé
Profondeur												
30	●	●										●
35	●	●										●
38			●									●
41		●	●	●		●		●		●		●
43			●		●	●	●					●
46		●		●	●	●	●	●		●	●	●
48					●		●		●			●
51				●	●	●	●	●	●	●	●	●
53									●		●	●
56						●		●		●	●	●
58											●	●
61										●	●	●
Personnalisé	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●