

PRIDE
MOBILITY®

Stretto

INFORMATIONS DE COMMANDE

Nom du distributeur : _____

Contact commercial + email et ligne directe : _____

Référence de commande : _____

Adresse de livraison : _____

Date de commande : _____

CARACTERISTIQUES

- ① Largeur d'assise : 38,5cm à 50,8cm*
- ① Profondeur d'assise : 38,5cm à 50,8cm*
- ① Largeur de dossier ajustable indépendamment : 38,5 cm à 50,8 cm
- ① Garde au sol : 7,4 cm
- ① Hauteur sol-siège : 41 cm
- ① Rayon de braquage : 53,3cm
- ① Longueur (sans RP) : 82,6cm
- ① Largeur 54,5cm (avec roues motrices 14")
- ① Autonomie** : jusqu'à 32,7 km
- ① Poids max utilisateur : 136 kg
- ① Vitesse max : 10 km/h
- ① Roues centrales pneumatiques noires 14"
- ① Roues avant bandages 5" et arrière bandages 6"
- ① Moteurs 2 x 200/1200W / 2 pôles
- ① Batteries 2x62Ah

Lien vers codes LPP génériques
et individuels + forfait

*résultats obtenus suite à des tests en laboratoire. Variations possibles en fonction du modèle poids de l'utilisateur, du type de terrain, de l'état, du type, de la capacité des batteries et de l'état des pneus. Spécifications sujettes à variation de +10% -5%.

Légende de présentation et mise en page

- Configuration de série, sans surcoût par rapport au prix limite de vente de la catégorie
- Adjonction spécifique sur devis justifié par l'évaluation fonctionnelle
- Adjonction prévue dans la nomenclature bénéficiant d'une prise en charge
- Adjonction d'aide à la posture prévue dans la nomenclature bénéficiant d'une prise en charge

Merci de vérifier la compatibilité et le cumul possible des adjonctions.

Les tarifs des PAP à l'unité sont indiqués en TTC (TVA à 5,5%).

VPH, Achat neuf, FRE-B, modulaire à propulsion par moteur électrique - classe B.

Code 9597956 - VPH, Achat neuf, FRE-B, modulaire à propulsion par moteur électrique - classe B. Plv 3882,08€

BASE	REFERENCE	PP HT	PP TTC
✓ STRETTO TBFLEX FRE-B	Q6EDGE 3 STRETTO	3 679,70 €	3 882,08 €
✗ Dossier fixe réglable en angle			
✗ Assise fixe ajustable			

FONCTIONS ELECTRIQUES: ELEVATEUR D'ASSISE

1500 € TTC

Code 9938392 - VPH, adjonction, Supplément pour élévation «électrique» (lift) pour FRE, FREP et FREV. Plv 1500€

- ☐ Lift électrique 30 cm TBFLEX (non compatible dossier rabatable)
- ✓ Installation Qlogic 3 lite

COLORIS CHASSIS, DU MANIPULATEUR Q LOGIC 3 ET DU DOSSIER

☐ Noir Back in black (brillant)	DGN1905007-PBK1	☐ Bleu Electric blue	DGN1905007-PBU9
☐ Rouge Red corvette	DGN1905007-PRD1	☐ Jaune Lemon crush	DGN1905007-PYL4

EQUIPEMENT ROUTE

- ☐ Equipement route sur rail d'assise avec clignotant. Non compatible largeur d'assise <14" (montage sur base motrice)
- ☐ Eclairage Fender sur garde-boue Non compatible clignotant, contrôle par contacteur externe

ROUES

- ☐ Roues centrales pneumatiques 14"
- ☐ Roues centrales bandages 14"

Système de conduite**ELECTRONIQUE**

- ✓ Qlnes (ELE2402127 / ELE2403680 (éclairage))
- ☐ Adaptateur magnétique pour prise XLR, QL3 Lite (ELE2103635)
 - ✓ Prise de charge usb C
 - ✓ Programmation bluetooth ECON
 - ✓ Prise d'entrée jack 3 actions




[Assouplissement du joystick possible, voir procédure.](#)

- ☐ Système de protection anti pincement de la main Prochainement disponible (conflit possible passage sous table)
- ☐ Déplacement du boîtier principal à l'arrière SOF

DISPOSITIF D'ESCAMOTAGE LATÉRAL

- ☐ Pantographe escamotable réversible droite/gauche MEC1801698
- ☐ Montage à gauche ☐ Montage à droite
- ✓ Pantographe standard réversible escamotable vers l'extérieur ACC2201042 / ACC2201041
- ☐ Montage à gauche ☐ Montage à droite

**ADJONCTIONS SPECIFIQUES : SYSTÈME DE CONDUITE**

Code 4960062 - VPH, adjonction spécifique, supplément sur devis pour fauteuil roulant pour FRE et FREP. Plv sur devis

CONTACTEURS, COMMANDES ALTERNATIVES

- | | | | |
|---|--|--|-----------|
| ☐ Egg - coloris ☐ Noir ☐ Rouge ☐ Bleu ☐ Vert | SWTMCRO1081 SWTMCRO1077
SWTMCRO1079 SWTMCRO1078 | | 110 € TTC |
| Quantité : | | | |
| ☐ Microlite | SWTMCRO1044 | | 190 € TTC |
| ☐ Mini Cup 24 | SWTMCRO1064 | | 190 € TTC |

CONTACTEURS (SUITE)

- | | | | |
|--|---|--|-----------|
| ☐ Contacteur twister câble long 1,5m | <i>Force de poussée requise : 30g</i> | | 170 € TTC |
| ☐ Vert ☐ Noir ☐ Rouge | ST-IDM-56-Q - ST-IDM-54-Q - ST-IDM-53-Q | | |
| ☐ Contacteur Twister, câble court 0,3m | <i>Force de poussée requise : 30g</i> | | 170 € TTC |
| ☐ Vert ☐ Noir ☐ Rouge | P005-44 - P005-40 - P005-41 | | |
| ☐ Contacteur Twister sur tube, câble court 0,3m | <i>Force de poussée requise : 30g</i> | | 170 € TTC |
| ☐ Vert ☐ Noir ☐ Rouge | P005-64 - P005-60 - P005-61 | | |
| ☐ Contacteur Twister sur tube, câble long 1,5m | <i>Force de poussée requise : 30g</i> | | 170 € TTC |
| ☐ Vert ☐ Noir ☐ Rouge | P005-54 - P005-50 - P005-51 | | |
| ☐ Extension de câble pour contacteur | ELE155901 | | 20 € TTC |

INTERFACE DE COMMANDE ET BOÎTIER ADDITIONNEL (A)**1500 € TTC**

Code 9921517 - VPH, adjonction, boîtier de commande personnalisé pour FRE, FREP et FREV. Plv 1500€

Non cumulable avec "interface de commande et boîtier additionnel (B)"

- ☐ Commande clavier iAccess (évolution obligatoire vers l'électronique Qlogic 3 lite)
 - ☐ Interrupteurs à bascule CTL144010 + CTL1810671
 - ☐ Interrupteurs à poussoir CTL144009 + CTL1810671
- ☐ Connectivité Bluetooth pour la commande d'outils multimédia type ordinateur, smartphone ou tablette.
 - Compatibilité Android, IOS, Windows, MacOS CTL1810671
- ☐ Double commande tierce personne (utilisateur-accompagnateur) Q-LOGIC 3, Montage à droite ELE167862 + MEC125270



REGLAGES DE L'ASSISE TBFLEX

Profondeur	Largeur					
	Pouces	16	17	18	19	20
	Cm	41	43	46	48	51
14	36	☐	☐	☐	☐	☐
15	38	☐	☐	☐	☐	☐
16	41	☐	☐	☐	☐	☐
17	43	☐	☐	☐	☐	☐
18	46	☐	☐	☐	☐	☐
19	48	☐	☐	☐	☐	☐
20	51	☐	☐	☐	☐	☐


COUSSIN D'ASSISE DE POSITIONNEMENT STANDARD

✓ Coussin d'assise Sitrite Première

Épaisseur : 8cm | Capacité de poids : 204kg
 Taille de coussin identique au réglage d'assise.
 Si différent, nous préciser: ____*____ (voir tableau de correspondance)

☐ Coussin d'assise Stealth Products Simplicity G

Épaisseur : 5,8cm | Capacité de poids : 204kg
 Taille de coussin , nous préciser: ____*____ (voir tableau de correspondance)
 Base en mousse moulée haute densité à fort contour, offrant un soutien SIM-NNT____ et une répartition des points de pression. Découpe spécifique au niveau du sacrum et du coccyx soulage efficacement les zones sensibles. La housse imperméable, extensible dans les quatre directions et respirante, assure confort et protection contre l'humidité.



Produits d'assistance à la posture du siège (PAP B1)

600 € TTC

Code 9979379 - VPH, adjonction, PAP forfait B adjonctions membre inférieur. Plv 600€


Non cumulable PAP B 2

COUSSINS D'ASSISE POSTURAL (en remplacement du coussin d'assise de positionnement standard)

Le O reste à charge QUANTUM REHAB c'est quoi? Dans le cadre d'un choix combiné d'un élément par étape, nous appliquons un tarif forfaitaire optimisé à 600€ TTC Public.

☐ Coussin d'assise Stealth TruComfort 2 SPP


Épaisseur : 11,4cm | Capacité de poids : 204kg **450 €**
 Taille de coussin identique au réglage d'assise. Si différent, nous préciser: ____*____ (voir tableau de correspondance)
 Stabilité pelvienne et alignement fémoral. La mémoire de forme assure confort et protection. La housse Coolcore régule la température.



TC2-VNC

☐ Coussin d'assise Stealth Products Spectrum Gel SPP


Épaisseur : 7,6cm | Capacité de poids : 250kg **450 €**
 Taille de coussin , nous préciser: ____*____ (voir tableau de correspondance)
 Coussin ergonomique pour une assise sécurisée : stabilité posturale, protection ischiatique renforcée, transferts facilités, et soutien optimal. Insert en gel double cellule, revêtement Sunmate adapté à la



SPCG-FUC

☐ Coussin d'assise Stealth Products Spectrum Foam SPP


Épaisseur : 7,6cm | Capacité de poids : 272kg **450 €**
 Taille de coussin , nous préciser: ____*____ (voir tableau de correspondance) Housse : SPCFSPP-NBLKxxxx
 Coussin ergonomique alliant confort, sécurité et autonomie : stabilité posturale, protection ischiatique optimisée, transferts facilités, et légèreté. Revêtement Sunmate adapté selon la taille.



SPCF-VPC

☐ Coussin d'assise Stealth Solution SPP


Épaisseur : 7,5cm | Capacité de poids : 204kg **450 €**
 Taille de coussin , nous préciser: ____*____ (voir tableau de correspondance) Housse : SOLSPP-NBLKxxxx
 Stabilité pelvienne et répartition optimale de la pression. Conçus pour éviter l'inclinaison du bassin avec un gel segmenté pour la protection cutanée et une mousse à mémoire de forme pour confort et immersion.



SOL-VPC

☐ Coussin d'assise Stealth Products Première SP


Épaisseur : 7,6cm | Capacité de poids : 226kg **450 €**
 Taille de coussin , nous préciser: ____*____ (voir tableau de correspondance) Housse : PREMP-NBLKxxxx
 Coussin ergonomique pour un positionnement et un confort durables : stabilité renforcée, répartition optimisée des appuis, et adaptation morphologique. Insert latéral intégré, découpe sacrée, revêtement Sunmate Xsoft



PREM-VNC



☐ Coussin d'assise Stealth Products Essence SPP

Épaisseur : 8,9cm | Capacité de poids : 226kg **450 €**
 Taille de coussin , nous préciser: ____*____ (voir tableau de correspondance) Housse : ESSSPP-NBLKxxxx
 Coussin ergonomique alliant confort, stabilité et modularité : base rigide pour un maintien optimal, profil modulable pour un ajustement personnalisé, cuvette ischiatique et décharge sacrée pour plus de sécurité, et revêtement doux en viscosse.



ESS-VPC

ETAPE 1

☐ Coussin d'assise Stealth Products Glacial SP Epaisseur : 8,8cm Capacité de poids : 226kg 450 € Taille de coussin , nous préciser: ____*____ (voir tableau de correspondance) Housse : GLSP-NBLKxxxx Coussin ergonomique pour confort et protection cutanée : transferts facilités, décharge sacrée et soutien du coccyx, gel quadrillé pour réduire les frottements, et base en mousse haute densité pour stabilité et durabilité.	Accessoires coussin d'assise PAP ☒ Housse cool core ☐ Stealth-Tek Nylon/Polyester imperméable 110 € Compatible avec : SOLUTION, SPECTRUM GEL & FOAM, ZEN, GLACIAL ☐ AirMesh, Antiglisement 110 € Compatible avec : ESSENCE, SOLUTION, SPECTRUM GEL & FOAM, ZEN, GLACIAL ☐ Liner incontinence polyurethane (PUL1709030 - XXXY) 110 €	
	GLA-NUC	
		
		

CORRECTION DE BASSIN (suite)

ETAPE 2	☐ Biseau pointe Le biseau pointe s'installe sur la partie antérieure de l'assise. Il favorise la répartition des pressions sur l'ensemble de l'assise et l'alignement des fémurs. Existe en 25 et 50mm d'épaisseur. Il peut être utilisé au niveau du dossier, soit dans le sens de la hauteur afin de compenser ou corriger une rotation de tronc, soit dans le sens de la largeur afin d'augmenter le confort et la surface d'appui au niveau du dos.	Choix de la taille: ☐ Taille 1: 505 x 205 x 25 (mm) SAP4201-OC 30 € ☐ Taille 2: 505 x 205 x 50 (mm) SAP4251-OC	
	☐ Biseau fessier 205 x 205 x 25 (mm) Le biseau fessier (cale d'obliquité) peut compenser une perte de tonus des muscles fessiers ou diminuer une obliquité du bassin.	SAP4301-OC 60 €	
	☐ Butée d'abduction La butée d'abduction est destinée à contrôler l'adduction des membres inférieurs.	Choix de la taille: ☐ Butée anthracite rigide 175 x 105 x 70 (mm) SAP4401-OC 45 € ☐ Butée souple 175 x 105 x 70 (mm) SAP4406-OC	

STABILISATEURS DES MEMBRES INFERIEURS

ETAPE 3	☐ Ceinture de maintien 2 points Taille ☐ S ST-IFPB5122-OC 99 € Taille ☐ M ST-IFPB5213-Q Taille ☐ L ST-IFPB5214-Q	☐ Ceinture de maintien 4 points Taille ☐ S ST-IFPB5242-OC 120 € Taille ☐ M ST-IFPB5147-Q Taille ☐ L ST-IFPB5148-Q	
			
	☐ Ceinture de maintien de jambe Taille ☐ S ST-IFLH1111-S-OC 120 € Taille ☐ M ST-IFLH1111-M-OC Taille ☐ L ST-IFLH1111-L-OC		

ALIGNEMENT FEMORAL (Choix d'une paire)

ETAPE 4	☐ Cale genou droit (KN1ADDFD085__04R) 330 € ☐ Cale genou gauche (KN1ADDFD085__04L) 330 €	☐ Plot d'abduction escamotable vers l'avant (UMS0522800) 515 € ☐ Coussin d'abduction Petit (MTMD-32M) ☐ Coussin d'abduction Moyen (MTMD-33M) ☐ Coussin d'abduction Grand (MTMD-34M)	
			

Produits d'assistance à la posture du siège (PAP B2)**600 € TTC**

Code 9979379 - VPH, adjonction, PAP forfait B adjonctions membre inférieur. Plv 600€

Non cumulable PAP B 1


Choix uniquement de la protection ou du maintien

PROTECTION DE CHEVILLE/PIED

☐ Coussin de positionnement et de protection de jambes ☐ Taille 16 ST-IFPFB-DS-16-OC ☐ Taille 18 ST-IFPFB-DS-18-OC ☐ Taille 20 ST-IFPFB-DS-20-OC ☐ Taille 22 ST-IFPFB-DS-22-OC		600 €
---	--	--------------

ENSEMBLE ACCOUDOIRS**ACCOUDOIRS :**

- ✓ Accoudoirs en T amovibles, réglables en hauteur, avec protège vêtements.
Manchette en mousse démontable

**ENSEMBLE DOSSIER****DOSSIER**

- ✓ Dossier TBFLEX souple a tension réglable
(MEC160684/MEC160685/MEC160686)



- ✓ Inclinaison de dossier réglable par outils de 80 à 110°

Produits d'assistance à la posture du dossier (PAP A3)**600 € TTC**

Code 9982878 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur. Plv 600€

Non cumulable PAP A 1, 2 & 4

DOSSIER DE BASE DE POSITIONNEMENT

- ☐ Dossier TBFLEX Pro seating

Galbe : ☐ Deep, 12 cm de profondeur (PRO.315.XXX.ST)☐ ExtraDeep, 18 cm de profondeur (PRO.511.XXX.ST)☐ 15" / 38,0 cm **(138)**☐ 18" / 45,7 cm **(146)**☐ 16" / 40,6 cm **(140)**☐ 19" / 48,3 cm **(148)**☐ 17" / 43,2 cm **(144)**☐ 20" / 50,8 cm **(150)****400 €****400 €**

- ☐ Dossier Stealth ADI Back 2

1- Forme

☐ Aluminium **(ADI2AL)**☐ Aluminium Flat Top **(ADI2AFT)**Flat Top disponible hauteur: **16" et plus****600 €**

2- Largeur :

☐ 14" **(14)** ☐ 16" **(16)** ☐ 18" **(18)** ☐ 20" **(20)**14" et 15" hauteur maximale: **Standard 16"**14" et 15" incompatible contour: **ExtraDeep**

3- Hauteur :

☐ Low 10" **(L)** ☐ Medium 13" **(M)** ☐ Standard 16" **(S)** ☐ Tall 18" **(T)** ☐ Extra Tall 20" **(X)**

4- Contour :

☐ Active 2,5" **(A)**☐ Deep 4" **(D)**☐ Extra Deep 6" **(E)**

5- Fixation:

Quick Release Pro Mount **(1-P)**

6- Ref:

ADI2AXXXXXX1-P

- ☐ Dossier Souple, ajustable 7 sangles avec réglage indépendant à droite et à gauche.

Largeur: ☐ 36-45cm SAY3300 ☐ 45-50cm SAY3400 ☐ 50-60cm SAY3500**Choix obligatoire:**

Cales-tronc réglables H15cm x P10cm, la paire.

☐ fixation velcro (SAP3603)☐ fixation rigide (SAP3601)☐ Ajustement en profondeur des cales-tronc SAP3601, réglables 60mm

- ☐ Butée Sacro-lombaire anthracite 255 x 240 x 25 (mm)

SAP4601-OC

40 €

La butée sacro lombaire est placée dans la partie inférieure du dossier. Elle permet d'améliorer la répartition des pressions sur l'ensemble du dos lors d'une hyper lordose, et favorise l'antéversion du bassin.



Etape 1: Dossier postural

Etape 2: Choix d'un harnais de maintien	☐ Harnais Classic Dynamique Zipper	139 €	☐ Ceinture d'épaule Y Straps	126 €
	☐ Taille M (ST-IFPS3103-Q) ☐ Taille L (ST-IFPS3104-Q)		☐ Taille S (ST-IFYS3102-OC) ☐ Taille M (ST-IFYS3103-OC) ☐ Taille L (ST-IFYS3104-OC)	
	☐ Harnais d'épaule Backpack	126 €	☐ Harnais d'épaule Style "H"	126 €
	☐ Taille S (ST-IFBP4202-Q) ☐ Taille M (ST-IFBP4203-Q) ☐ Taille L (ST-IFBP4204-Q)		☐ Taille S (ST-IFHH5202-Q) ☐ Taille M (ST-IFHH5203-Q) ☐ Taille L (ST-IFHH5204-Q)	
	☐ Ceinture thoracique Clips	94 €	☐ Ceinture thoracique Velcros	94 €
	☐ Taille M (ST-IFCS4113-Q) ☐ Taille L (ST-IFCS4114-Q)		☐ Taille M (ST-IFCS4123-Q) ☐ Taille L (ST-IFCS4124-Q)	

APPUI TÊTE DE POSITIONNEMENT

160 € TTC

Code 9965118 - VPH, adjonction, supplément appui-tête réglable. Plv 160€

☐ Appui-tête TbFlex

Produits d'assistance à la posture du siège (PAP A1)

600 € TTC

Code 9982878 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur. Plv 600€

Non cumulable PAP A 2, 3 & 4

DISPOSITIFS DE POSITIONNEMENT CERVICO-CEPHALIQUES

☐ Ultra (ST-UHBSU23200-OC + ST-UHB4D33200-QCR-OC)

600 €

Choix des coussins:

Occipital - LxH Cm

Sous - Occipital - LxH Cm

☐ O1 - courbe 7x4 (ST-500M-OC)☐ SO1 - 24x7 (ST-600M-OC)☐ O2 - plat 5x2 (ST-510M-OC)☐ SO2 - 18x7 (ST-610M-OC)☐ O3 - courbe 4x3 (ST-520M-OC)☐ SO3 - 16x6 (ST-620M-OC)☐ O4 - courbe 4x2 (ST-530M-OC)

Produits d'assistance à la posture du siège (PAP A2)

600 €

Code 9982878 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur. Plv 600€

Non cumulable PAP A1, 3 & 4

DISPOSITIFS DE POSITIONNEMENT CERVICO-CEPHALIQUES

Le O reste à charge QUANTUM REHAB c'est quoi? Dans le cadre d'un choix combiné d'un appui tête complet (Support + Coussin + Swing away D&G et Pad x2), nous appliquons un tarif forfaitaire optimisé à 600€ TTC Public.

☐ Support d'appui tête Unilink

275 €

☐ Combo

295 €

Sélectionner la taille

☐ Taille S (CB315M)☐ Taille L (CB305M)

Swing away

☐ Droit (SAR2B-R)☐ Gauche (SAR2B-L)☐ Droit & Gauche (SAR2B-B)

Pad: Unitaire

☐ 7x5 (910M) ☐ 11x5 (ST-900M-Q) ☐ 16x6 (ST-920M-Q) ☐ 16x4 (930M)☐ Confort Plus Ajustable

Sélectionner la taille

☐ Taille L (ACP150M)☐ Taille XL (ACP550M)

Swing away

☐ Droit (ST-SAR2A-R-Q)☐ Gauche (ST-SAR2A-L-Q)☐ Droit & Gauche (ST-SAR4A-DBU-Q)


Pad: Unitaire

☐ 7x5 (910M) ☐ 11x5 (ST-900M-Q) ☐ 16x6 (ST-920M-Q) ☐ 16x4 (930M)

ADJONCTIONS SPECIFIQUES : REPOSES-JAMBES




Code 4960062 - VPH, adjonction spécifique, supplément sur devis pour fauteuil roulant pour FRE et FREP. Plv sur devis

EXTENSIONS ET CONNECTEURS DE PALETTES UNIQUEMENT POUR RELEVÉS JAMBES CENTRAUX

☐ Extensions latérales de palettes (la paire) 8"	RIG2404919		75 € TTC
☐ Extensions latérales de palettes (la paire) 11"	RIG2404920		75 € TTC
☐ Rebords latéraux externes (la paire)			
☐ Pour palettes seules	RIG2404921		55 € TTC
☐ Pour palettes avec extensions latérales	RIG2404922		55 € TTC
☐ Housse d'appui mollets DARTEX 6"x6" (la paire)			165 € TTC
☐ 6"x6"	RIG133717		165 € TTC
☐ Coussinets de revêtement gel pour palettes (la paire)			290 € TTC
☐ 5"x8" FPG5008T-Q ☐ 6,5"x8" FPG6508T-Q			
☐ 5"x11" FPG5011T-Q ☐ 7"x11" FPG7011T-Q			

ADJONCTIONS SPECIFIQUES : OXYGENE**500 € TTC**




Code 9937381 - VPH, adjonction, support d'oxygénothérapie et/ou d'appareil de ventilation assistée. Plv 500€

☐ Support respirateur "Ajustable" (rajouter rail NC poignées de poussée) ACC2302501 + MEC125098 	☐ Support respirateur "Compact" (rajouter rail NC poignées de poussée) ACC133889 + MEC125098 
☐ Support porte obus (rajouter rail NC poignées de poussée) ACC125006 + MEC125098 	

ADJONCTIONS SPECIFIQUES : AUTRE

Code 4960062 - VPH, adjonction spécifique, supplément sur devis pour fauteuil roulant pour FRE et FREP. Plv sur devis

COMPENSATIONS DIVERSES

☐ Bidon système d'hydratation ACC125010 	250 €	☐ Poignées de transfert amovibles (la paire) MEC1809930 	275 € TTC
☐ Caméra de recul avec écran LCD ☐ Montage sur flexible ☐ Montage sur manipulateur MEC1906270 & MEC1907331 MEC2106123  	MEC1910365 ELE2000271 ELE1907290 SWTMCR01081		590 € TTC

COMMENTAIRES

Note délai — La configuration du matériel (options/personnalisations) peut fortement impacter le délai : compter un délai moyen de 3 semaines, pouvant être allongé jusqu'à 8 semaines supplémentaires.

**Notes et informations utiles**

- Merci de renseigner l'ensemble des informations nécessaires à la fabrication et aux réglages du fauteuil
- Toute commande reçue incomplète ne pourra être validée en production impliquant de fait un délai de traitement supplémentaire.
- Un seul coussin d'assise livré (hors assise modulaire)
- Consultez les visuels et vues éclatées sur la plateforme Documoto <https://documoto.digabit.com/ui/>
(Identifiant et mot de passe disponibles sur demande auprès de votre conseiller médico-technique de secteur ou du SAV.)

DIMENSIONS COUSSINS**Tru confort² SPP**

DIMENSIONS											
Largeur	35	38	41	43	46	48	51	53	56	61	Personnalisé
Profondeur											
35	●		●								●
38	●		●	●							●
41	●	●	●	●	●		●				●
43	●	●	●	●	●	●	●				●
46	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●
48		●	●	●	●	●	●	●	●		●
51		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
53			●	●	●	●	●	●	●	●	●
56			●	●	●	●	●	●	●	●	●
61							●		●	●	●
Personnalisé	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Spectrum Gel

DIMENSIONS													
Largeur	35	41	43	46	48	51	56	61	66	71	76	82	Personnalis�
Profondeur													
38		●											●
41		●	●	●	●	●	●	●					●
43		●	●	●	●								●
46	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●
48		●	●	●	●	●	●	●					●
51		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●
53				●		●		●					●
56				●		●	●	●	●	●	●		●
61				●		●	●	●	●	●	●		●
66								●				●	●
71										●	●	●	●
Personnalis�	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Essence

DIMENSIONS												
Largeur	25	30	35	38	41	43	46	48	51	53	56	Personnalisé
Profondeur												
25	●	●	●									●
30	●	●	●									●
35	●	●	●									●
38			●	●								●
41			●	●	●	●	●		●			●
43			●	●	●	●	●	●	●			●
46			●	●	●	●	●	●	●		●	●
48					●	●	●	●	●			●
51					●	●	●	●	●		●	●
53										●		●
56										●	●	●
61											●	●
Personnalisé	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Solution

DIMENSIONS												
Largeur	25	30	35	38	41	43	46	48	51	56	61	Personnalisé
Profondeur												
25	●	●	●									●
30	●	●	●									●
35	●	●	●									●
38				●								●
41			●	●	●	●	●		●			●
43				●	●	●	●	●				●
46			●	●	●	●	●	●	●	●		●
48					●	●	●	●	●			●
51					●	●	●	●	●	●	●	●
56							●		●	●	●	●
61											●	●
Personnalisé	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Première P

DIMENSIONS									
Largeur	35	38	41	43	46	48	51	56	Personnalisé
Profondeur									
33	●								●
35	●								●
38	●	●							●
41	●	●	●	●	●		●		●
43		●	●	●	●	●	●		●
46			●	●	●	●	●	●	●
48			●	●	●	●	●		●
51			●		●		●	●	●
56							●	●	●
Personnalisé	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Glacial

DIMENSIONS												
Largeur	30	35	38	41	43	46	48	51	53	56	61	Personnalisé
Profondeur												
30	●	●										●
35	●	●										●
38			●									●
41		●	●	●		●		●		●		●
43			●		●	●	●					●
46		●		●	●	●	●	●		●	●	●
48					●		●		●			●
51				●	●	●	●	●	●	●	●	●
53									●		●	●
56						●		●		●	●	●
58											●	●
61										●	●	●
Personnalisé	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●