

PRIDE
MOBILITY®**INFORMATIONS DE COMMANDE**

Nom du distributeur :

Contact commercial + email et ligne directe :

Référence de commande :

Adresse de livraison :

Date de commande :

CARACTERISTIQUES

- ① Largeur d'assise : 30,5cm à 40,6cm*
- ① Profondeur d'assise : 30,5cm à 45,7cm*
- ① Largeur de dossier ajustable indépendamment : 25-41,6 cm
- ① Garde au sol : 7,4 cm
- ① Rayon de braquage : 53,3cm
- ① Longueur (sans RP) : 82,6cm
- ① Largeur 51,9cm (avec roues motrices 12,5")
- ① Autonomie** : jusqu'à 32,7 km
- ① Poids max utilisateur : 136 kg
- ① Vitesse max** : 10 km/h (5,6km/h avec iLevel)
- ① Roues centrales pneumatiques noires 12"
- ① Roues avant bandages 5" et arrière bandages 6"
- ① Moteurs 2 x 200/1200W / 2 pôles
- ① Batteries 2x62Ah

Lien vers codes LPP génériques
et individuels + forfait

*résultats obtenus suite à des tests en laboratoire. Variations possibles en fonction du modèle poids de l'utilisateur, du type de terrain, de l'état, du type, de la capacité des batteries et de l'état des pneus. Spécifications sujettes à variation de +10% -5%.

Légende de présentation et mise en page

- Configuration de série, sans surcoût par rapport au prix limite de vente de la catégorie
- Adjonction spécifique sur devis justifié par l'évaluation fonctionnelle
- Adjonction prévue dans la nomenclature bénéficiant d'une prise en charge
- Adjonction d'aide à la posture prévue dans la nomenclature bénéficiant d'une prise en charge

Merci de vérifier la compatibilité et le cumul possible des adjonctions.

Les tarifs des PAP à l'unité sont indiqués en TTC (TVA à 5,5%).

VPH, Achat neuf, FREP-A, modulaire à propulsion par moteur électrique multi- position - classe A

Code 9569581 - VPH, Achat neuf, FREP-A, modulaire à propulsion par moteur électrique multi- position - classe A Plv 8140,57€

DESIGNATION	REFERENCE	PRIX PUBLIC TTC	
✓ Ensemble Base EDGE 3 STRETTO	Q6EDGE3STRETTO	7 716,18 €	8 140,57 €
✓ Assise TRUBALANCE 3: Accoudoirs relevable à compensation, Dossier TB3/4 bio mécanique, hauteur d'assise à partir de 44,5cm			
✗ Poignées de poussée	ACC2005027		
✗ Bascule d'assise 50° à translation électrique	PTOINDV3443		
✗ Dossier Biomécanique inclinable électriquement à 170°	PTOINDV3444		

FONCTIONS ELECTRIQUES: ELEVATEUR D'ASSISE**1500 € TTC**

Code 9938392 - VPH, adjonction, Supplément pour élévation «électrique» (lift) pour FRE, FREP et FREV. Plv 1500€

☐ Lift électrique 30 cm TB3 i.Level	PTOINDV3773
--	-------------

COLORIS CHASSIS, DU MANIPULATEUR Q LOGIC 3 ET DU DOSSIER

☐ Noir Back in black (brillant)	DGN1905007-PBK1	☐ Bleu Electric blue	DGN1905007-PBU9
☐ Rouge Red corvette	DGN1905007-PRD1	☐ Jaune Lemon crush	DGN1905007-PYL4
☐ Vert Green Machine	DGN1905007-PGN11	☐ Violet Deep Purple	DGN1905007-PPR5
Autres couleurs sur demande :			

EQUIPEMENT ROUTE

- ☐ Equipement route sur rail d'assise avec clignotant. Non compatible largeur d'assise <14" (montage sur base motrice)
- ✓ Eclairage Fender sur garde-boue **Non compatible clignotant, contrôle par contacteur externe**

ROUES

- ✓ Roues centrales pneumatiques 12" ☐ Roues centrales bandages 12"

Système de conduite**ELECTRONIQUE**

- ✓ QLOGIC 3



- ☐ Avec touches 1 et 2 CTL143976
- ☐ Avec touche éclairage CTL143977
- ☐ Chargeur USB-C (Inclus dans Qlogic 3 lite) KIT2306214

- ☐ QLOGIC 3 lite
- ☐ Adaptateur magnétique pour prise XLR, QL3 Lite



CTL1810671
ELE2103635



- ☐ Système de protection anti pincement de la main **Prochainement disponible** (conflit possible passage sous table)
- ☐ Déplacement du boîtier principal à l'arrière SOF

DISPOSITIF D'ESCAMOTAGE LATERAL

- ✓ Pantographe escamotable réversible droite/gauche MEC1801698
- ☐ Montage à gauche ☐ Montage à droite
- ☐ Pantographe standard réversible escamotable vers l'extérieur ACC2201042 / ACC2201041
- ☐ Montage à gauche ☐ Montage à droite
- ☐ Support de pantographe réglable en hauteur ST-ARM250T-Q (nc: MEC1801698)

**EMBOUS DE JOYSTICK (en remplacement de l'embout d'orgine)**

- ☐ Poignée palmaire 7,6cm de largeur (A) PLSKNCP1057
- ☐ Poignée palmaire 10,1cm de largeur (A) PLSKNCP1058
- ☐ Champignon (B) PLSKNCP1008
- ☐ Cupule menton (C) PLSKNCP1009
- ☐ Poignée T (D) PLSKNCP1006
- ☐ Boule plastique (E) PLSKNCP1007
- ☐ Balle mousse (F) PLSKNCP1004
- ☐ Barre (G) PLSKNCP1005

**INTERFACE DE COMMANDE ET BOITIER ADDITIONNEL (A)**

1500 € TTC

Code 9921517 - VPH, adjonction, boîtier de commande personnalisé pour FRE, FREP et FREV. Plv 1500€

Non cumulable avec "interface de commande et boîtier additionnel (B)"

- ☐ Commande clavier iAccess
- ☐ Interrupteurs à bascule CTL144010
- ☐ Interrupteurs à poussoir CTL144009
- Choix obligatoire:** ☐ Montage à gauche ☐ Montage à droite ☐ Montage au dossier



- ☐ Double commande tierce personne (utilisateur-accompagnateur) Q-LOGIC 3, Montage à droite ELE167862 + MEC125270



- ☐ Système de conduite scanner à 1 interrupteur, contacteur libre



Uniquement Electronique Qlogic 3 CTL143977

- ☐ Micro light SWTMCRO1044 ☐ Mini cup SWTMCRO1064 ☐ Egg noir SWTMCRO1081

INTERFACE DE COMMANDE ET BOITIER ADDITIONNEL (B)**1500 € TTC**

Code 9921517 - VPH, adjonction, boîtier de commande personnalisé pour FRE, FREP et FREV. Plv 1500€

① Choix possible d'un seul boîtier additionnel

Non cumulable avec "interface de commande et boîtier additionnel (A)

- ☐ Ecran de contrôle d'environnement Q-LOGIC 3 + flexible CTL143979+DWR1010D446
Montage côté opposé au manipulateur, nécessaire pour une commande spéciale (ex: occipitale.)



Non cumulable avec autre boîtier additionnel

- ☐ Joystick stand-alone Q-Logic 3 compact.

Non cumulable avec autre boîtier additionnel



Définir le montage

Montage commande au menton, mouvement non bio mécanique à droite.

Si appui tête : Confort + ☐ ST-SAR2A-R-Q / Autres ☐ ST-SAR2C-R

FRMASMB8304 + ST-GAT452CJ-Q + INDPART2815 + SWTMCR01081 + CTL1439850

☐ Cupule menton (PLSKNCP1009) ☐ Balle mousse (PLSKNCP1004)

Montage centralisation entre accoudoir



☐ Droite ☐ Gauche

ST-GAT400Q-Q + ST-GAT452CJ-Q + ST-ARM250T-Q + CTL143980

Montage en bout d'accoudoir

☐ Droite ☐ Gauche

ACC142740 + ST-ARM250T-Q + CTL143980



- ☐ Ecran additionnel Q-LOGIC 3 + pour conduite scanner 1 interrupteur

Non cumulable avec autre boîtier additionnel

Connectivité Bluetooth et contrôle d'environnement infrarouge

Système de conduite scanner à 1 interrupteur, contacteur positionnement libre "egg". ☐ Noir ☐ Bleu ☐ Vert

CTL143979 + DWR1010D446 + INDPART2815-"BLK/BLU/GRE"



- ☐ Système de conduite scanner à 1 interrupteur sur manipulateur Qlogic 3

Non cumulable avec autre boîtier additionnel

Sélectionner le contacteur et le positionnement

☐ Micro lite☐ Montage à la tête (ST-CN600-OC) ☐ Droit (ST-SAR2A-R-Q) ☐ Gauche (ST-SAR2A-L-Q)☐ Mini cup☐ Montage à la tête (ST-MC220) ☐ Droit (ST-SAR2A-R-Q) ☐ Gauche (ST-SAR2A-L-Q)☐ EGG☐ Montage au genou (SWTMCR01081) ☐ Droit ☐ Gauche (ST-ARMS260-OC + MEC1809294)☐ Montage à la tête (SWTMCR01081 + ESM) ☐ Droit (ST-SAR2A-R-Q) ☐ Gauche (ST-SAR2A-L-Q)☐ Montage a la main (SWTMCR01081) ☐ Droit ☐ Gauche (ST-ARMS260-OC + MEC1809294)☐ Multi switch☐ Montage positionnement libre (MO-P014-41-OC + MO-P014-40-OC + Ch. USB + P. charge externe)☐ Fibre optique i-Connect (ST-IC24F-1-OC + ST-IC12A-BC - OC)☐ Montage à la tête (ST-FO650-OC) ☐ Droit (ST-SAR2A-R-Q) ☐ Gauche (ST-SAR2A-L-Q)☐ Montage positionnement libre☐ Commande au souple double actions i-Connect (ST-ICSNP-2-OC + ST-IC12A-BC - OC)☐ Montage appui tête (ST-SP625M-OC) ☐ Droit (ST-SAR2A-R-Q) ☐ Gauche (ST-SAR2A-L-Q)☐ Montage positionnement libre (ST-ARMS-SP625M-OC)

ENSEMBLE ASSISE

REGLAGES DE L'ASSISE TRU BALANCE 3

Module KID mini					
* Uniquement Repose pied séparé		Largeur			
Profondeur	Pouces	12	13	14	
	Cm	30	33	36	
	12	30	☐	☐	☐
	13	33	☐	☐	☐
	14	36	☐	☐	☐
	15	38	☐	☐	☐

Module KID junior					
		Largeur			
Profondeur	Pouces	14	15	16	
	Cm	36	38	41	
	14	36	☐	☐	☐
	15	38	☐	☐	☐
	16	41	☐	☐	☐
	17	43	☐	☐	☐

Hauteur d'assise:

- ☐ 44,5 cm
☐ 47,0 cm
☐ 49,5 cm


COUSSIN D'ASSISE DE POSITIONNEMENT STANDARD

☐ Coussin d'assise Stealth TruComfort 2 SPP TC2-VNC____

Épaisseur : 11,4cm | Capacité de poids : 204kg

Taille de coussin identique au réglage d'assise. Si différent, nous préciser: ____*____ (voir tableau de correspondance)

Stabilité pelvienne et alignement fémoral. La mémoire de forme assure confort et protection. La housse Coolcore régule la température.



Coolcore

Largeur					
Profondeur	Pouces	14	15	16	
	Cm	36	38	41	
	14	36	☐	☐	☐
	15	38	☐	☐	☐
	16	41	☐	☐	☐
	17	43	☐	☐	☐

☐ Coussin d'assise Stealth Solution SPP SOL-VPC____

Épaisseur : 7,5cm | Capacité de poids : 204kg

Taille de coussin, nous préciser: ____*____ (voir tableau de correspondance)

Stabilité pelvienne et répartition optimale de la pression. Conçus pour éviter l'inclinaison du bassin avec un gel segmenté pour la protection cutanée et une mousse à mémoire de forme pour confort et immersion.



Largeur					
Profondeur	Pouces	12	14	15	16
	Cm	30	36	38	41
	12	30	☐	☐	☐
	14	36	☐	☐	☐
	15	38	☐	☐	☐
	16	41	☐	☐	☐

✓ Ceinture 2 points à enrouleur. Verrouillage type boucle automobile

IFRB5350



Produits d'assistance à la posture du siège (PAP B1)

600 € TTC

Code 9979379 - VPH, adjonction, PAP forfait B adjonctions membre inférieur. Plv 600€

Non cumulable PAP B 2

COUSSINS D'ASSISE POSTURAL

Le O reste à charge QUANTUM REHAB c'est quoi? Dans le cadre d'un choix combiné d'un élément par étape, nous appliquons un tarif forfaitaire optimisé à 600€ TTC Public.

☐ Coussin d'assise Stealth Products Essence S ESSP-VPC____L

Épaisseur : 8,9cm | Capacité de poids : 226kg

Taille de coussin nous préciser: ____*____ (voir tableau de correspondance) Housse : ESSP-NBLKxxxx

Coussin ergonomique alliant confort, stabilité et modularité : base rigide pour un maintien optimal, profil modulable pour un ajustement personnalisé, cuvette ischiatique et décharge sacrée pour plus de sécurité et revêtement doux en viscose.



Largeur					
Profondeur	Pouces	12	14	15	16
	Cm	30	36	38	41
	12	30	☐	☐	☐
	14	36	☐	☐	☐
	15	38	☐	☐	☐
	16	41	☐	☐	☐

ESSP-VPC____L

450 €



COUSSINS D'ASSISE POSTURAL (suite)☐ **Coussin d'assise Stealth Products Premiere SP**

Epaisseur : 7,6cm | Capacité de poids : 226kg

Taille de coussin, nous préciser: ____*____ (voir tableau de correspondance) Housse : PREMP-NBLKxxxx

Coussin ergonomique pour un positionnement et un confort durables : stabilité renforcée, répartition optimisée des appuis, et adaptation morphologique. Insert latéral intégré, découpe sacrée, revêtement Sunmate Xsoft



Profondeur	Largeur			
	Pouces	14	15	16
	Cm	36	38	41
13	33	☐		
14	36	☐	☐	
15	38	☐	☐	
16	41	☐	☐	☐
17	43		☐	☐
18	46			☐

PREM-VUC ____

450 €☐ **Coussin d'assise Stealth Products Glacial SP**

Epaisseur : 8,8cm | Capacité de poids : 226kg


Taille de coussin, nous préciser: ____*____ (voir tableau de correspondance) Housse : GLSP-NBLKxxxx

Coussin ergonomique pour confort et protection cutanée : transferts facilités, décharge sacrée et soutien du coccyx, gel quadrillé pour réduire les frottements, et base en mousse haute densité pour stabilité et durabilité



		Largeur				
Profondeur	Pouces	12	14	15	16	
	Cm	30	36	38	41	
	12	30	☐	☐		
	14	36	☐	☐		
	15	38			☐	
	16	41		☐	☐	
	17	43			☐	☐
	18	46		☐		☐

GLA-NPC ____

450 €**CORRECTION DE BASSIN**☐ **Biseau pointe**Choix de la taille: ☐ Taille 1: 505 x 205 x 25 (mm)

SAP4201-OC

30 €☐ Taille 2: 505 x 205 x 50 (mm)

SAP4251-OC

Le biseau pointe s'installe sur la partie antérieure de l'assise. Il favorise la répartition des pressions sur l'ensemble de l'assise, l'alignement des fémurs et réduit le glissement du patient. Existe en 25 et 50mm. Il peut être utilisé au niveau du dossier, soit dans le sens de la hauteur afin de compenser ou corriger une rotation de tronc, soit dans le sens de la largeur afin d'augmenter le confort et la surface d'appui au niveau du dos.

☐ **Biseau fessier 205 x 205 x 25 (mm)**

SAP4301-OC

60 €

Le biseau fessier (cale d'obliquité) peut compenser une perte de tonus des muscles fessiers ou diminuer une obliquité du bassin.

☐ **Butée d'abduction**Choix de la taille: ☐ Butée anthracite rigide 175 x 105 x 70 (mm)

SAP4401-OC

45 €☐ Butée souple 175 x 105 x 70 (mm)

SAP4406-OC

La butée d'abduction est destinée à contrôler l'adduction des membres inférieurs.

**STABILISATEURS DES MEMBRES INFÉRIEURS**☐ **Ceinture de maintien 2 points****99 €**☐ **Ceinture de maintien 4 points****120 €**Taille ☐ S

ST-IFPB5122-OC

Taille ☐ XS

ST-IFPB5141-OC

Taille ☐ M

ST-IFPB5213-Q

Taille ☐ S

ST-IFPB5242-OC

☐ **Ceinture de maintien de jambe (la paire)****120 €**Taille ☐ S

ST-IFLH1111-S-OC

Taille ☐ M

ST-IFLH1111-M-OC

Taille ☐ L

ST-IFLH1111-L-OC

**ALIGNEMENT FEMORAL (0 reste à charge Quantum Rehab: Choix possible d'une paire)**☐ **Cale-cuisse Unilink droit** ☐ 4"x4" ☐ 4"x8" ☐ 4"x12"

ST-UTTP7-Q + ST-UTP544056100-Q (4x4)

240 €☐ **Cale-cuisse Unilink gauche** ☐ 4"x4" ☐ 4"x8" ☐ 4"x12"

ST-UTP548056100-Q (4x8) ST-UTP54D056100-Q (4x12)

240 €☐ **Cale genou droit**

ST-KNADD-ES-T-Q + ST-KN1ADD4-Q

240 €

(uniquement repose jambe central)

☐ **Cale genou gauche**

ST-KNADD-ES-T-Q + ST-KN1ADD4-Q

240 €

(uniquement repose jambe central)

ETAPE 1

ETAPE 2

ETAPE 3

ETAPE 4


Produits d'assistance à la posture du siège (PAP B2)**600 € TTC**

Code 9979379 - VPH, adjonction, PAP forfait B adjonctions membre inférieur. Plv 600€

Non cumulable PAP B 1

PROTECTION DE CHEVILLE/PIED☐ Coussin de positionnement et de protection de jambes sans séparation.☐ Taille 12 ST-IFPFB-FS-12-OC☐ Taille 14 ST-IFPFB-FS-14-OC☐ Taille 16 ST-IFPFB-FS-16-OC**600 €****ENSEMBLE DOSSIER****REGLAGES DU DOSSIER TB3/4**☐ Dossier TruBalance 3-4

1- Choix taille de coque:


☒ Poignées de poussée (ACC1902104)

Dossier TB3 Tru Confort Coolcore & Sport					
Le coussin est adapté à la taille de la coque		Largeur de la coque			
		Po	14	15	16
		Cm	36	38	41
Hauteur	Coque		Hors tout		
	Po	Cm	Min	Max	
	13	33	48	51	☐
	15	38	53	56	☐
	17	43	58	61	☐
	19	48	64	66	☐



3- Forme galbe de dossier:

- ☐ Actif (Standard)
- ☒ Deep (CUS122169)
- ☐ ExtraDeep (SET123465)



4- Matière de la housse

- ☒ Housse TB4 cool core
- ☐ Housse Sport back 4 nylon résistante aux liquides


☐ Support latéral additionnel

- ☐ Cale-tronc Unilink droit ☐ 3"x5" ☐ 4"x6"
- ☐ Cale-tronc Unilink gauche ☐ 3"x5" ☐ 4"x6"

UIMBK1125, UIPFS1100, ULS2510F-R (droit), ULS2510F-L (gauche), INDPART2663 (3x5) INDPART2664 (4x6)

**APPUI TETE**

☐ Appui tête enveloppant, réglable en hauteur, en profondeur en largeur et pivotant. (ST-CP08CCCFPM-Q & ST-UHB2D33200-Q)

**APPUI TETE DE POSITIONNEMENT****160 € TTC**

Code 9965118 - VPH, adjonction, supplément appui-tête réglable. Plv 160€

Choix possible d'un seul appui tête

☐ Combo☐ Taille S (CB315M)☐ Taille L (CB305M)☐ All Positionning☐ Taille M (ST-AP350M-OC)☐ Taille L (ST-AP450M-OC)☐ Taille XL (ST-AP550M-OC)

Produits d'assistance à la posture du siège (PAP A1)**600 € TTC**

Code 4510004 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur. Plv 600€

Non cumulable PAP A 2, 3 & 4


DISPOSITIFS DE POSITIONNEMENT CERVICO-CEPHALIQUES☐ Ultra (UHBSU23200 + UHB4D33200-QCR)

Choix des coussins:

Occipital - LxH Cm

☐ O1 - courbe 7x4 (ST-500M-OC)☐ O2 - plat 5x2 (ST-510M-OC)☐ O3 - courbe 4x3 (ST-520M-OC)☐ O4 - courbe 4x2 (ST-530M-OC)

Sous - Occipital - LxH Cm

☐ SO1 - 24x7 (ST-600M-OC)☐ SO2 - 18x7 (ST-610M-OC)☐ SO3 - 16x6 (ST-620M-OC)**600 €**
☐ I2I Utilisation du bon de configuration spécifique
 Contacter votre conseiller technique
600 €

Choix possible de l'un des deux appui-têtes

Produits d'assistance à la posture du siège (PAP A2)**600 € TTC**

Code 9942940 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur. Plv 600€

Non cumulable PAP A1, 3 & 4

DISPOSITIFS DE POSITIONNEMENT CERVICO-CEPHALIQUES

Le O reste à charge QUANTUM REHAB c'est quoi? Dans le cadre d'un choix combiné d'un appui tête complet (Support + Coussin + Swing away D&G et Pad x2), nous appliquons un tarif forfaitaire optimisé à 600€ TTC Public.

☐ Support d'appui tête Unilink**275 €**☐ Combo

Sélectionner la taille

☐ Taille S (CB315M)☐ Taille L (CB305M)**295 €****Swing away**☐ Droit (SAR2B-R)☐ Gauche (SAR2B-L)☐ Droit & Gauche (SAR2B-B)**Pad: Unitaire**☐ 7x5 (910M) ☐ 11x5 (ST-900M-Q) ☐ 16x6 (ST-920M-Q) ☐ 16x4 (930M)**295 €****295 €****345 €****58 €**☐ Confort Plus

Sélectionner la taille

☐ Taille XS (CP06CCFPM)☐ Taille S (CP08CCFPM)☐ Taille M (CP10CCFPM)**165 €****Swing away**☐ Droit (ST-SAR2A-R-Q)☐ Gauche (ST-SAR2A-L-Q)☐ Droit & Gauche (ST-SAR4A-DBU-Q)**295 €****295 €****345 €****58 €****Pad: Unitaire**☐ 7x5 (910M) ☐ 11x5 (ST-900M-Q) ☐ 16x6 (ST-920M-Q) ☐ 16x4 (930M)☐ Confort Plus Ajustable

Sélectionner la taille

☐ Taille L (ACP150M)☐ Taille XL (ACP550M)**310 €****365 €****Swing away**☐ Droit (ST-SAR2A-R-Q)☐ Gauche (ST-SAR2A-L-Q)☐ Droit & Gauche (ST-SAR4A-DBU-Q)**295 €****295 €****345 €****58 €****Pad: Unitaire**☐ 7x5 (910M) ☐ 11x5 (ST-900M-Q) ☐ 16x6 (ST-920M-Q) ☐ 16x4 (930M)☐ All Positionning

Sélectionner la taille

☐ Taille M (ST-AP350M-OC)☐ Taille L (ST-AP450M-OC)☐ Taille XL (ST-AP550M-OC)**160 €****Swing away**☐ Droit (SAR2B-R)☐ Gauche (SAR2B-L)☐ Droit & Gauche (SAR2B-B)**295 €****295 €****345 €****58 €****Pad: Unitaire**☐ 7x5 (910M) ☐ 11x5 (ST-900M-Q) ☐ 16x6 (ST-920M-Q) ☐ 16x4 (930M)

Choix possible de l'un des quatre appui-têtes + swing away

Produits d'assistance à la posture du dossier (PAP A3)

600 € TTC

Code 9942940 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur. Plv 600€

Non cumulable PAP A 1, 2 & 4

Le O reste à charge QUANTUM REHAB c'est quoi? Dans le cadre d'un choix combiné d'un ensemble complet (Dossier + Harnais/Ceinture), nous appliquons un tarif forfaitaire optimisé à 600€ TTC Public.

DOSSIER DE BASE DE POSITIONNEMENT

☐ Dossier Stealth ADI QBack 2

1- Forme

☐ Aluminium (AL)☐ Aluminium Flat Top (AFT)
ADI
Q-Back 2 A Stealth Product

600 €

ADI QBACK

Largeur de la coque

Le coussin est adapté à la taille de la coque

Po

10

11

12

13

14

15

16

Cm

25

28

30

33

36

38


41

Ref	Po	Cm	Min	Max
11	11	28	43	46
M	13	33	48	51
15	15	38	53	56
S	16	41	56	61
T	18	46	61	64
X	20	51	66	69

Hors tout
Min
Max

Adaptateur :
✓ ST-SSAPTBA-PED-OC
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Montage direct
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐



Adaptateur



Montage direct



Galbes disponibles :

Active (A) & Deep (D)

Active (A), Deep (D), ExtraDeep (E)

4- Contour :

☐ Active 2,5" (A)☐ Deep 4" (D)☐ Extra Deep 6" (E)

5- Ref:

QB2XXXXXX

SUPPORT DE DOSSIER DE POSITIONNEMENT

☐ Support adaptateur de dossier de positionnement ou orthopédique

535 €

☐ Largeur de dossier inférieure à 38 cm, poids maximum utilisateur 79kg

ST-SSAPTBA-PED-OC

☐ Largeur de dossier supérieure à 38 cm, poids maximum utilisateur 158kg

ST-SSAPTBA-OC



GUIDES & CORRECTION: CALES THORACIQUES et BISEAU

☐ Guides thoraciques (uniquement dossier active)

Unitaire :

95 €

☐ Taille M 10,16 cm Gauche (QB2W4C-L)☐ Taille M 10,16 cm Droit (QB2W4C-R)☐ Taille L 15,25 cm Gauche (QB2W6C-L)☐ Taille L 15,25 cm Droit (QB2WC-R)☐ Cales tronc escamotable unilink (uniquement dossier active)

Côté gauche :

Unitaire :

220 €

✓ Fixation rail QBACK2 (ST-UIMBK1135-OC)

✓ Support escamotable QBACK2 (ST-ULS25000-L-OC)

☐ H.7,62 x P.7,62 Cm
 ST-ULP533050320-OC

☐ H.7,62 x P.12,7 Cm
 ST-ULP535050320-OC

☐ H.10,1 x P.15,2 Cm
 ST-ULP546050320-OC

☐ H.12,7 x P.15,2 Cm
 ST-ULP556050320-OC

☐ H.12,7 x P.17,8 Cm
 ST-ULP557050320-OC

☐ H.15,2 x P.10,1 Cm
 ST-ULP564050320-OC


Côté droit :

Unitaire :

220 €

✓ Fixation rail QBACK2 (ST-UIMBK1135-OC)

✓ Support escamotable QBACK2 (ST-ULS25000-R-OC)


☐ H.7,62 x P.7,62 Cm
 ST-ULP533050320-OC

☐ H.7,62 x P.12,7 Cm
 ST-ULP535050320-OC

☐ H.10,1 x P.15,2 Cm
 ST-ULP546050320-OC

☐ H.12,7 x P.15,2 Cm
 ST-ULP556050320-OC

☐ H.12,7 x P.17,8 Cm
 ST-ULP557050320-OC

☐ H.15,2 x P.10,1 Cm
 ST-ULP564050320-OC


Etape 1: Dossier postural

ETAPE 1 : Choix de correction

GUIDES & CORRECTION: CALES THORACIQUES et BISEAU

☐ Harnais Classic Dynamique Zipper ☐ Taille S (ST-IFPS3102-Q) ☐ Taille M (ST-IFPS3103-Q) ☐ Taille L (ST-IFPS3104-Q)		139 €	☐ Harnais d'épaule Style "H" ☐ Taille S (ST-IFHH5202-Q) ☐ Taille M (ST-IFHH5203-Q) ☐ Taille L (ST-IFHH5204-Q)		126 €
☐ Harnais d'épaule Backpack ☐ Taille S (ST-IFBP4202-Q) ☐ Taille M (ST-IFBP4203-Q) ☐ Taille L (ST-IFBP4204-Q)		126 €	☐ Ceinture thoracique Velcros ☐ Taille XS (ST-IFCS4111-Q) ☐ Taille S (ST-IFCS4112-Q)		94 €
☐ Ceinture thoracique Clips ☐ Taille XS (ST-IFCS4121-Q) ☐ Taille S (ST-IFCS4122-Q)		94 €			

ENSEMBLE ACCOUDOIRS**ACCOUDOIRS TB3/4 : Accoudoirs parallèles, relevables, ajustables en hauteur réglables en angles**Montage ☐ bas (20 à 30,5cm) ☐ haut (30,5 à 40,6cm)

☐ Manchettes mousse (à l'unité) ☐ 25cm : ☐ droit ☐ gauche DGN142128 ☐ 35cm : ☐ droit ☐ gauche DGN142014 ☐ 43cm : ☐ droit ☐ gauche DGN1801530	☐ Manchettes gel (à l'unité) ☐ 25cm : ☐ droit ☐ gauche ARM136409 ☐ 35cm : ☐ droit ☐ gauche ARM136408	
☐ Renfort sous accoudoir (non compatible réglage en angle de l'accoudoir) ☐ droit MEC133331 ☐ gauche MEC133331	☐ Protège vêtements ACC125007	☐ Support gobelet ACC125003

Produits d'assistance à la posture du dossier (PAP A4)**600 € TTC**

Code 4510004 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur. Plv 600€

Non cumulable PAP B 1, 2 & 3

BUTÉE LATÉRALE DE COUDE

☐ Rebord d'accoudoir (à l'unité) ☐ droit ASF6X2C-S-Q ☐ gauche ASF6X2C-S-Q		130 € 130 €
--	---	------------------------------

BUTÉE POSTÉRIEURE DE COUDE

☐ Support de coussin escamotable ☐ droit (ST-UETB4021FR-Q) 260 € ☐ gauche (ST-UETB4021FL-Q) 260 €	☐ Support de coussin fixe ☐ droit (UETB4021SR-Q) 190 € ☐ gauche (UETB4021SL-Q) 190 €	 
☐ Coussin demi-lune ☐ droit (ST-UEP53005032R-OC) 80 € ☐ gauche (ST-UEP53005032L-OC) 80 €	☐ Maintien de coude ☐ droit (POS124067) 80 € ☐ gauche (POS124067) 80 €	 
☐ Gouttière de positionnement ☐ droit (TRXARM1054 + HDWASMB1096) 255 € ☐ gauche (TRXARM1053 + HDWASMB1096) 255 €		

RELEVES-JAMBES, REPOSES-PIEDS

- ☐ Relève-jambes manuel central pédiatrique avec vérins à gaz (*uniquement largeur 14 et plus*)


RIG1802138

Appui-Mollet (CmxCm)

- ✓ 6"x6" (15x15) RIGASMB7120018

Potences 10"-16" (CmxCm)

Palettes réglables en angles:
a 5"x8" (13x20) MEC230410 0/1
c 5"x11" (13x28) MEC230411 2/3



- ☐ Relève-jambes manuel central pédiatrique avec vérins à gaz ultra court (*uniquement largeur 14 et plus*)


RIG2105166 + RIG1802138

Appui-Mollet (CmxCm)

- ✓ FRMASMB7110011



Palettes réglables en angles:

- ✓ 5"x8" (13x20) MEC2301998 & MEC2302003
☐ 5"x11" (13x28) MEC2301999 & MEC2302004



- ☐ Repose-pieds escamotables pédiatrique (*Obligatoire Assise Largeur & Profondeur 12"- 14" 30-35 cm*)



FRMASMB8810 + FRMASMB8809 + RIG136407 + FRMASMB8807 + FRMASMB8806



- ☐ Taille 10x15 cm (FRMASMB8812 (*2))
☐ Taille 13x15 cm (FRMASMB8811 (*2))

- ☐ Relève-jambes manuel avec vérins à gaz

MEC153735 + SCRSHFH1203
+ MEC1909391 + MEC1909392
+ SCRHHCS1322 + FRMASMB7879
+ FRMASMB7878

**Tubes**

- ✓ 29-43 cm (RIG2103320 + MEC1903300)

Palettes réglables en angles et sangles talonnières:

- ✓ 10,5 x 17,5cm
☐ 12 x 17,5cm *Conseillé pour assises largeur 14"-15"* (MEC2008387)
Conseillé pour assises largeur 14"-16" (MEC2008389)

FONCTIONS ELECTRIQUES: RELEVES-JAMBES**1250 € TTC**

Code 9951441 - VPH, adjonction, repose-jambe électrique droit et gauche pour FRE. Plv 1250€

- ☐ Relève-jambes électrique central à compensation**

RIG2005068

Hauteur palette/plaque réglable de 28 à 50 cm

Appui-Mollet (CmxCm)

- ✓ 6"x6" (15x15) RIGASMB7120018

- ☐ **Potences 10"-16" (CmxCm)**

Palettes réglables en angles:
☐ 5"x8" (13x20) MEC230410 0/1
✓ 5"x11" (13x28) MEC230411 2/3
réglage plaque d'assise 28 à 43cm


Ou

- ☐ **Potences ultra courtes**

RIG2105166 + FRMASMB7110011



Palettes réglables en angles:

- ✓ 5"x8" (13x20) MEC2301998 & MEC2302003
☐ 5"x11" (13x28) MEC2301999 & MEC2302004



- ☐ Relève-jambes avec vérins électriques

MOT1800941 + MEC153735
+ SCRSHFH1203 + MEC1909391 +
MEC1909392 + SCRHHCS1322 +
FRMASMB7879 + FRMASMB7878

**Tubes**

- ✓ 29-43 cm (RIG2103320 + MEC1903300)

Palettes réglables en angles et sangles talonnières:

- ✓ 10,5 x 17,5cm *Conseillé pour assises largeur 14"-15"* (MEC2008387)
☐ 12 x 17,5cm *Conseillé pour assises largeur 15"-16"* (MEC2008389)

EXTENSIONS ET CONNECTEURS DE PALETTES UNIQUEMENT POUR RELEVES JAMBES CENTRAUX

- ✓ Palettes réglables en largeur de serie



- ☐ Extensions latérales de palettes (la paire) 8"

RIG2404919

- ☐ Extensions latérales de palettes (la paire) 11"

RIG2404920



- ☐ Rebords latéraux externes (la paire)

- ☐ Pour palettes seules

RIG2404921

- ☐ Pour palettes avec extensions latérales

RIG2404922



ADJONCTIONS SPECIFIQUES : REPOSES-JAMBES

Code 4960062 - VPH, adjonction spécifique, supplément sur devis pour fauteuil roulant pour FRE et FREP. Plv sur devis

FONCTION ELECTRIQUE

- ☐ Fonctionnalité spécifique pour relève jambe central: réglable électriquement en hauteur

Sélection **obligatoire** du "Relève-jambes électrique central à compensation**"

900 € TTC

ADJONCTIONS SPECIFIQUES : OXYGENE


500 € TTC

Code 9937381 - VPH, adjonction, support d'oxygénothérapie et/ou d'appareil de ventilation assistée. Plv 500€

- ☐ Support respirateur "Ajustable"

(rajouter rail | NC poignées de poussée)


ACC2302501 + MEC125098



- ☐ Support respirateur "Compact"

(rajouter rail | NC poignées de poussée)


ACC133889 + MEC125098



- ☐ Support porte obus

(rajouter rail | NC poignées de poussée)

ACC125006 + MEC125098


**ADJONCTIONS SPECIFIQUES : TABLETTE**

132 € TTC

Code 9974241 - VPH, adjonction, tablette complète. Plv 132€

- ☐ Tablette escamotable 56cm


SSLXM0100011
+
SSLXHD10000060
+
ARM240-T



- ☐ Tablette TB3/4 uniquement

MEC1905021+MEC1904884+MEC1904182+
SCR8110001 x14 + MEC2100296 + MEC131115

☐ MEC1904891-11B 11" fumée	☐ MEC1904891-11C 11" transparente
☐ MEC1904891-13B 13" fumée	☐ MEC1904891-13C 13" transparente
☐ MEC1904891-15B 15" fumée	☐ MEC1904891-15C 15" transparente
☐ MEC1904891-17B 17" fumée	☐ MEC1904891-17C 17" transparente
☐ MEC1904891-19B 19" fumée	☐ MEC1904891-19C 19" transparente

**COMMENTAIRES**

Note délai — La configuration du matériel (options/personnalisations) peut fortement impacter le délai : compter un délai moyen de 3 semaines, pouvant être allongé jusqu'à 8 semaines supplémentaires.

**Notes et informations utiles**

- Eco-participation : 7€ HT
- Merci de renseigner l'ensemble des informations nécessaires à la fabrication et aux réglages du fauteuil
- Toute commande reçue incomplète ne pourra être validée en production impliquant de fait un délai de traitement supplémentaire.
- Un seul coussin d'assise livré (hors assise modulaire)
- Consultez les visuels et vues éclatées sur la plateforme Documoto <https://documoto.digabit.com/ui/>
(Identifiant et mot de passe disponibles sur demande auprès de votre conseiller médico-technique de secteur ou du SAV.)
- Veuillez noter la possibilité d'ajouter les forfaits MAD et Livraison

DIMENSIONS COUSSINS**Tru confort² SPP****DIMENSIONS**

Largeur	35	38	41	43	46	48	51	53	56	61	Personnalisé
Profondeur											
35	●		●								●
38	●		●	●							●
41	●	●	●	●	●		●				●
43	●	●	●	●	●	●	●				●
46	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●
48		●	●	●	●	●	●	●	●		●
51		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
53			●	●	●	●	●	●	●	●	●
56			●	●	●	●	●	●	●	●	●
61							●		●	●	●
Personnalisé	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Spectrum Gel**DIMENSIONS**

Largeur	35	41	43	46	48	51	56	61	66	71	76	82	Personnalisé
Profondeur													
38		●											●
41		●	●	●	●	●	●	●					●
43		●	●	●	●								●
46	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●
48		●	●	●	●	●	●	●					●
51		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●
53				●		●		●					●
56				●		●	●	●	●	●	●		●
61				●		●	●	●	●	●	●		●
66								●				●	●
71										●	●	●	●
Personnalisé	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Essence**DIMENSIONS**

Largeur	25	30	35	38	41	43	46	48	51	53	56	Personnalisé
Profondeur												
25	●	●	●									●
30	●	●	●									●
35	●	●	●									●
38			●	●								●
41			●	●	●	●	●		●			●
43			●	●	●	●	●	●	●			●
46			●	●	●	●	●	●	●		●	●
48					●	●	●	●	●			●
51					●	●	●	●	●	●	●	●
53										●		●
56										●	●	●
61											●	●
Personnalisé	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Solution

DIMENSIONS												
Largeur	25	30	35	38	41	43	46	48	51	56	61	Personnalisé
Profondeur												
25	●	●										●
30	●	●	●									●
35	●	●	●									●
38				●								●
41			●	●	●	●	●		●			●
43				●	●	●	●	●				●
46			●	●	●	●	●	●	●	●		●
48					●	●	●	●	●			●
51					●	●	●	●	●	●	●	●
56							●		●	●	●	●
61											●	●
Personnalisé	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Premiere P

DIMENSIONS									
Largeur	35	38	41	43	46	48	51	56	Personnalisé
Profondeur									
33									
35									
38									
41									
43									
46									
48									
51									
56									
Personnalisé									

Glacial

DIMENSIONS												
Largeur	30	35	38	41	43	46	48	51	53	56	61	Personnalisé
Profondeur												
30	●	●										●
35	●	●										●
38			●									●
41		●	●	●		●		●		●		●
43			●		●	●	●					●
46		●		●	●	●	●	●		●	●	●
48					●		●		●			●
51				●	●	●	●	●	●	●	●	●
53									●		●	●
56						●		●		●	●	●
58											●	●
61										●	●	●
Personnalisé	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●