

PRIDE
MOBILITY®


QUANTUM®

#1 FOR REHAB POWER
QUANTUM
4FRONT²

INFORMATIONS DE COMMANDE

Nom du distributeur :

Contact commercial + email et ligne directe :

Référence de commande :

Adresse de livraison :

Date de commande :

CARACTERISTIQUES

- ① Largeur d'assise : 35,5cm à 61cm*
- ① Profondeur d'assise : 35,5cm à 61cm*
- ① Largeur dossier ajustable indépendamment 25-60cm
- ① Garde au sol : 6,7 cm
- ① Rayon de braquage : 65,8cm
- ① Longueur (sans RP) : 101,4cm
- ① Largeur hors-tout : 61,6cm
- ① Autonomie** : jusqu'à 26,3 km
- ① Poids max utilisateur : 136 kg
- ① Vitesse max** : 10 km/h
- ① Roues avant bandages noirs 14"
- ① Roues arrière bandages noirs 9"
- ① Moteurs 2 x 200/1200W
- ① Batteries 2x75Ah
- ① Accroche-taxi et suspensions SRS

Lien vers codes LPP génériques
et individuels + forfait

*résultats obtenus suite à des tests en laboratoire. Variations possibles en fonction du modèle poids de l'utilisateur, du type de terrain, de l'état, du type, de la capacité des batteries et de l'état des pneus. Spécifications sujettes à variation de +10% -5%.

Légende de présentation et mise en page

- Configuration de série, sans surcoût par rapport au prix limite de vente de la catégorie
- Adjonction spécifique sur devis justifié par l'évaluation fonctionnelle
- Adjonction prévue dans la nomenclature bénéficiant d'une prise en charge
- Adjonction d'aide à la posture prévue dans la nomenclature bénéficiant d'une prise en charge

Merci de vérifier la compatibilité et le cumul possible des adjonctions.

Les tarifs des PAP à l'unité sont indiqués en TTC (TVA à 5,5%).

VPH, Achat neuf, FREP-B, modulaire à propulsion par moteur électrique multi- position - classe B

Code 9561496 - VPH, Achat neuf, FREP-B, modulaire à propulsion par moteur électrique multi- position - classe B. Plv 11680,50€

DESIGNATION	REFERENCE	PRIX PUBLIC TTC	
☒ Ensemble Base 4FRONT ²	4FRONT 2 CUSTOM	11 071,56 €	11 680,50 €
☐ Assise TRUBALANCE 3: Accoudoirs relevable à compensation, Dossier TB3/4 bio mécanique, hauteur d'assise à partir de 44,5cm			
✗ Poignées de poussée ✗ Bascule d'assise 50° à translation électrique ✗ Dossier Biomécanique inclinable électriquement à 170°	PTOINDV3443 PTOINDV3444		
☐ Assise lowrider: Accoudoirs relevable à compensation, Dossier hybride souple, Hauteur d'assise à partir de 39cm			
✗ Bascule d'assise 50° à translation électrique ✗ Dossier Biomécanique inclinable électriquement à 140°		Sélection obligatoire lift std et assise surbaissée	



FONCTIONS ELECTRIQUES: ELEVATEUR D'ASSISE

1500 € TTC

Code 9938392 - VPH, adjonction, Supplément pour élévation «électrique» (lift) pour FRE, FREP et FREV. Plv 1500€

- | | |
|--|-------------|
| ☐ Lift électrique 30 cm TB3 | PTOINDV3773 |
|--|-------------|

ASSISE BARIATRIQUE (uniquement assise TB3)

700 € TTC

Code 9923901 - VPH, adjonction, supplément pour fauteuil roulant bariatrique pour FREP. Plv 700€

- | |
|--|
| ☐ Assise bariatrique poids maximum utilisateur 204 kg sans lift et 181 kg avec lift |
|--|

COLORIS CHASSIS, DU MANIPULATEUR Q LOGIC 3 ET DU DOSSIER

☐ Noir Back in black (brillant)	DGN2101587-PBK1	☐ Bleu Electric blue	DGN2101587-PBU9
☐ Rouge Red corvette	DGN2101587-PRD1	☐ Jaune Lemon crush	DGN2101587-PYL4
☐ Vert Green Machine	DGN2101587-PGN11		

ADJONCTIONS SPECIFIQUES : SYSTÈME D'ASSISE TRANSFERT ET ACCESSIBILITE

Code 4960062 - VPH, adjonction spécifique, supplément sur devis pour fauteuil roulant pour FRE et FREP. Plv sur devis

PACK ASSISE ET FONCTIONS TB4 (uniquement avec assise TRUBALANCE 3)

☐ Mécanisme d'assistance au transfert. Proclive à 30°	3 763,03 €	3970 € TTC
☐ Mécanisme d'aide à l'accèsibilité frontale. Proclive à 20°	Largeur d'assise maximale 56 cm	
✓ Activation proclive usine		

Adjonction complémentaire lift i.Level, sélection obligatoire de celui-ci

Ce pack implique la sélection obligatoire du relève-jambes central électrique. L'option **ASL** est déjà incluse dans le tarif ci-dessus.**PACK ASSISE SURBAISSE LOWRIDER (obligatoire & uniquement avec assise LOWRIDER)**

☐ Mécanisme d'assise ajustable en hauteur, distance sol/siège 390mm	3 763,03 €	3970 € TTC
--	------------	------------

Adjonction complémentaire lift, sélection obligatoire de celui-ci en première page

Ce pack nécessite la sélection obligatoire du relève-jambes central électrique ou repose jambe électrique séparée

EQUIPEMENT ROUTE

- ☐ Equipement route sur rail d'assise avec clignotant. Non compatible largeur d'assise <14" (montage sur base motrice)
- ✓ Eclairage Fender sur garde-boue Non compatible clignotant, contrôle par contacteur externe

ROUES

- ☐ Roues motrices pneumatiques 14"
- ☐ Roues motrices bandages 14"

Système de conduite**ELECTRONIQUE**


- ✓ QLOGIC 3

		☐ QLOGIC 3 lite	CTL1810671
		☐ Adaptateur magnétique pour prise XLR, QL3 Lite	ELE2103635
☐ Avec touches 1 et 2			
☐ Avec touche éclairage			
☐ Chargeur USB-C (Inclus dans Qlogic 3 lite)			KIT2306214
☐ Système de protection anti pincement de la main		Prochainement disponible	(conflit possible passage sous table)
☐ Déplacement du boîtier principal à l'arrière			SOF



DISPOSITIF D'ESCAMOTAGE LATÉRAL

✓ Pantographe escamotable réversible droite/gauche	MEC1801698	
☐ Montage à gauche ☐ Montage à droite		
☐ Pantographe standard réversible escamotable vers l'extérieur	ACC2201042 / ACC2201041	
☐ Montage à gauche ☐ Montage à droite		
☐ Support de pantographe réglable en hauteur	ST-ARM250T-Q (nc: MEC1801698)	

EMBOUS DE JOYSTICK (en remplacement de l'embout d'origine)

☐ Poignée palmaire 7,6cm de largeur (A)	PLSKNCP1057	
☐ Poignée palmaire 10,1cm de largeur (A)	PLSKNCP1058	
☐ Champignon (B)	PLSKNCP1008	
☐ Cupule menton (C)	PLSKNCP1009	
☐ Poignée T (D)	PLSKNCP1006	
☐ Boule plastique (E)	PLSKNCP1007	
☐ Balle mousse (F)	PLSKNCP1004	
☐ Barre (G)	PLSKNCP1005	

INTERFACE DE COMMANDE ET BOITIER ADDITIONNEL (A)		1500 € TTC
Code 9921517 - VPH, adjonction, boîtier de commande personnalisé pour FRE, FREP et FREV. Plv 1500€		
Non cumulable avec "interface de commande et boîtier additionnel (B)"		
☐ Commande clavier iAccess	☐ Interrupteurs à bascule CTL144010 ☐ Interrupteurs à poussoir CTL144009 Choix obligatoire: ☐ Montage à gauche ☐ Montage à droite ☐ Montage au dossier	
☐ Double commande tierce personne (utilisateur-accompagnateur) Q-LOGIC 3, Montage à droite	ELE167862 + MEC125270	
☐ Système de conduite scanner à 1 interrupteur, contacteur libre	 Uniquement Electronique Qlogic 3 CTL143977	
☐ Micro light SWTMCR01044 ☐ Mini cup SWTMCR01064 ☐ Egg noir SWTMCR01081		

INTERFACE DE COMMANDE ET BOITIER ADDITIONNEL (B)		1500 € TTC
Code 9921517 - VPH, adjonction, boîtier de commande personnalisé pour FRE, FREP et FREV. Plv 1500€		
① Choix possible d'un seul boîtier additionnel		Non cumulable avec "interface de commande et boîtier additionnel (A)"
☐ Ecran de contrôle d'environnement Q-LOGIC 3 + flexible	CTL143979+DWR1010D446	
Montage côté opposé au manipulateur, nécessaire pour une commande spéciale (ex: occipitale.)		Non cumulable avec autre boîtier additionnel
☐ Joystick stand-alone Q-Logic 3 compact.	Non cumulable avec autre boîtier additionnel Montage commande au menton, mouvement non bio mécanique à droite. Si appui tête : Confort + ☐ ST-SAR2A-R-Q / Autres ☐ ST-SAR2C-R FRMASMB8304 + ST-GAT452CJ-Q + INDPART2815 + SWTMCR01081 + CTL1439850 ☐ Cupule menton (PLSKNCP1009) ☐ Balle mousse (PLSKNCP1004) Montage centralisation entre accoudoir ☐ Droite ☐ Gauche ST-GAT400Q-Q + ST-GAT452CJ-Q + ST-ARM250T-Q + CTL143980 Montage en bout d'accoudoir ☐ Droite ☐ Gauche ACC142740 + ST-ARM250T-Q + CTL143980	    
☐ Ecran additionnel Q-LOGIC 3 + pour conduite scanner 1 interrupteur	Connectivité Bluetooth et contrôle d'environnement infrarouge	Non cumulable avec autre boîtier additionnel
Système de conduite scanner à 1 interrupteur, contacteur positionnement libre "egg". ☐ Noir ☐ Bleu ☐ Vert		
CTL143979 + DWR1010D446 + INDPART2815 - "BLK/BLU/GRE"		
☐ Système de conduite scanner à 1 interrupteur sur manipulateur Qlogic 3	Non cumulable avec autre boîtier additionnel Sélectionner le contacteur et le positionnement	
 	☐ Micro lite ☐ Montage à la tête (ST-CN600-OC) ☐ Droit (ST-SAR2A-R-Q) ☐ Gauche (ST-SAR2A-L-Q)	
	☐ Mini cup ☐ Montage à la tête (ST-MC220) ☐ Droit (ST-SAR2A-R-Q) ☐ Gauche (ST-SAR2A-L-Q)	
	☐ EGG ☐ Montage au genou (SWTMCR01081) ☐ Droit ☐ Gauche (ST-ARMS260-OC + MEC1809294) ☐ Montage à la tête (SWTMCR01081 + II) ☐ Droit (ST-SAR2A-R-Q) ☐ Gauche (ST-SAR2A-L-Q) ☐ Montage à la main (SWTMCR01081) ☐ Droit ☐ Gauche (ST-ARMS260-OC + MEC1809294)	
	☐ Multi switch ☐ Montage positionnement libre (MO-P014-41-OC + MO-P014-40 -OC+ Ch. USB + P. charge externe)	
	☐ Fibre optique i-Connect (ST-IC24F-1-OC + ST-IC12A-BC - OC) ☐ Montage à la tête (ST-FO650-OC) ☐ Droit (ST-SAR2A-R-Q) ☐ Gauche (ST-SAR2A-L-Q) ☐ Montage positionnement libre	
	☐ Commande au souple double actions i-Connect (ST-ICSNP-2-OC + ST-IC12A-BC - OC) ☐ Montage appui tête (ST-SP625M-OC) ☐ Droit (ST-SAR2A-R-Q) ☐ Gauche (ST-SAR2A-L-Q) ☐ Montage positionnement libre (ST-ARMS-SP625M-OC)	

ENSEMBLE ASSISE

REGLAGES DE L'ASSISE TRU BALANCE 3

Hauteur d'assise: ☐ 44,5 cm ☐ 47,0 cm ☐ 49,5 cm

Profondeur	Module A			
	Pouces	14	15	16
	Cm	36	38	41
14	36	☐	☐	☐
15	38	☐	☐	☐
16	41	☐	☐	☐
17	43	☐	☐	☐
18	46	☐	☐	☐

		Largeur Module B				
Pouces		16	17	18	19	20
	Cm	41	43	46	48	51
16	41	☐	☐	☐	☐	☐
17	43	☐	☐	☐	☐	☐
18	46	☐	☐	☐	☐	☐
19	48	☐	☐	☐	☐	☐
20	51	☐	☐	☐	☐	☐

		Largeur Module C				
Pouces		20	21	22	23	24
	Cm	51	53	56	58	61
20	51	☐	☐	☐	☐	☐
21	53	☐	☐	☐	☐	☐
22	56	☐	☐	☐	☐	☐
23	58	☐	☐	☐	☐	☐
24	61	☐	☐	☐	☐	☐

ou

REGLAGES DE L'ASSISE LOWRIDER

		Largeur				
		Pouces	16	18	20	22
		Cm	41	46	51	56
Profondeur	14	36	☐	☐	☐	☐
	15	38	☐	☐	☐	☐
	16	41	☐	☐	☐	☐
	17	43	☐	☐	☐	☐
	18	46	☐	☐	☐	☐
	19	48	☐	☐	☐	☐
	20	51	☐	☐	☐	☐
	21	53	☐	☐	☐	☐
	22	56	☐	☐	☐	☐

Hauteur d'assise:

☐ 39 cm


COUSSIN D'ASSISE DE POSITIONNEMENT STANDARD

✓ **Coussin d'assise Stealth TruComfort 2 SPP** TC2-VNC_____

Epaisseur : 11,4cm | Capacité de poids : 204kg

Taille de coussin identique au réglage d'assise. Si différent, nous préciser: ____*____ (voir tableau de correspondance)

Stabilité pelvienne et alignement fémoral. La mémoire de forme assure confort et protection. La housse Coolcore régule la température.




Coolcore

☐ **Coussin d'assise Stealth Products Spectrum Gel SPP** SPCG-FUC_____

Epaisseur : 7,6cm | Capacité de poids : 250kg

Taille de coussin, nous préciser: ____*____ (voir tableau de correspondance)

Coussin ergonomique pour une assise sécurisée : stabilité posturale, protection ischiatique renforcée, transferts facilités, et soutien optimal. Insert en gel double cellule, revêtement Sunmate adapté à la taille



Coolcore

☐ Ceinture 2 points à enrouleur. Verouillage type boucle automobile

IFRB5350



Produits d'assistance à la posture du siège (PAP B1)**600 € TTC**

Code 9979379 - VPH, adjonction, PAP forfait B adjonctions membre inférieur. Plv 600€

Non cumulable PAP B 2

COUSSINS D'ASSISE POSTURAL


Le O reste à charge QUANTUM REHAB c'est quoi? Dans le cadre d'un choix combiné d'un élément par étape, nous appliquons un tarif forfaitaire optimisé à 600€ TTC Public.

☐ **Coussin d'assise Stealth Products Spectrum Foam SPP**Épaisseur : 7,6cm | Capacité de poids : 272kg **450 €**

Taille de coussin, nous préciser: ____*____ (voir tableau de correspondance) Housse : SPCFSPP-NBLKxxxx

Coussin ergonomique alliant confort, sécurité et autonomie : stabilité posturale, protection ischiatique optimisée, transferts facilités, et légèreté. Revêtement Sunmate adapté selon la taille.

SPCF-VPC____




coolcore

☐ **Coussin d'assise Stealth Solution SPP**Épaisseur : 7,5cm | Capacité de poids : 204kg **450 €**

Taille de coussin, nous préciser: ____*____ (voir tableau de correspondance) Housse : SOLSPP-NBLKxxxx

Stabilité pelvienne et répartition optimale de la pression. Conçus pour éviter l'inclinaison du bassin avec un gel segmenté pour la protection cutanée et une mousse à mémoire de forme pour confort et immersion.

SOL-VPC____



coolcore

☐ **Coussin d'assise Stealth Products Premiere SP**Épaisseur : 7,6cm | Capacité de poids : 226kg **450 €**

Taille de coussin, nous préciser: ____*____ (voir tableau de correspondance) Housse : PREMP-NBLKxxxx

Coussin ergonomique pour un positionnement et un confort durables : stabilité renforcée, répartition optimisée des appuis, et adaptation morphologique. Insert latéral intégré, découpe sacrée, revêtement Sunmate Xsoft

PREM-VNC____




coolcore

☐ **Coussin d'assise Stealth Products Essence SPP**Épaisseur : 8,9cm | Capacité de poids : 226kg **450 €**

Taille de coussin, nous préciser: ____*____ (voir tableau de correspondance) Housse : ESSSPP-NBLKxxxx

Coussin ergonomique alliant confort, stabilité et modularité : base rigide pour un maintien optimal, profil modulable pour un ajustement personnalisé, cuvette ischiatique et décharge sacrée pour plus de sécurité, et revêtement doux en viscose.

ESS-VPC____




coolcore

☐ **Coussin d'assise Stealth Products Glacial SP**Épaisseur : 8,8cm | Capacité de poids : 226kg **450 €**

Taille de coussin, nous préciser: ____*____ (voir tableau de correspondance) Housse : GLSP-NBLKxxxx

Coussin ergonomique pour confort et protection cutanée : transferts facilités, décharge sacrée et soutien du coccyx, gel quadrillé pour réduire les frottements, et base en mousse haute densité pour stabilité et durabilité.

GLA-NUC____



coolcore

Accessoires coussin d'assise PAP

✓ **Housse cool core**☐ **Stealth-Tek Nylon/Polyester imperméable****110 €**

Compatible avec : SOLUTION, SPECTRUM GEL & FOAM, ZEN, GLACIAL

☐ **AirMesh, Antiglisement****110 €**

Compatible avec : ESSENCE, SOLUTION, SPECTRUM GEL & FOAM, ZEN, GLACIAL

☐ **Liner incontinence polyurethane (PUL1709030 - XXY)****110 €****CORRECTION DE BASSIN**☐ **Biseau pointe**Choix de la taille: ☐ Taille 1: 505 x 205 x 25 (mm)

SAP4201-OC

30 €☐ Taille 2: 505 x 205 x 50 (mm)

SAP4251-OC

Le biseau pointe s'installe sur la partie antérieure de l'assise. Il favorise la répartition des pressions sur l'ensemble de l'assise, l'alignement des fémurs et réduit le glissement du patient. Existe en 25 et 50mm. Il peut être utilisé au niveau du dossier, soit dans le sens de la hauteur afin de compenser ou corriger une rotation de tronc, soit dans le sens de la largeur afin d'augmenter le confort et la surface d'appui au niveau du dos.

☐ **Biseau fessier 205 x 205 x 25 (mm)**

SAP4301-OC

60 €

Le biseau fessier (cale d'obliquité) peut compenser une perte de tonus des muscles fessiers ou diminuer une obliquité du bassin.

☐ **Butée d'abduction**Choix de la taille: ☐ Butée anthracite rigide 175 x 105 x 70 (mm)

SAP4401-OC

45 €☐ Butée souple 175 x 105 x 70 (mm)

SAP4406-OC

La butée d'abduction est destinée à contrôler l'adduction des membres inférieurs.



ETAPE 1

ETAPE 2

STABILISATEURS DES MEMBRES INFÉRIEURS**ETAPE 3**☐ Ceinture de maintien 2 points**99 €**Taille ☐ S ST-IFPB5122-OCTaille ☐ M ST-IFPB5213-QTaille ☐ L ST-IFPB5214-Q☐ Ceinture de maintien 4 points**120 €**Taille ☐ S ST-IFPB5242-OCTaille ☐ M ST-IFPB5147-QTaille ☐ L ST-IFPB5148-Q☐ Ceinture de maintien de jambe**120 €**Taille ☐ S ST-IFLH1111-S-OCTaille ☐ M ST-IFLH1111-M-OCTaille ☐ L ST-IFLH1111-L-OC**ALIGNEMENT FÉMORAL** (0 reste à charge Quantum Rehab: Choix possible d'une paire)**ETAPE 4**☐ Cale-cuisse Unilink droit ☐ 4"x4" ☐ 4"x8" ☐ 4"x12"

ST-UTTP7-Q + ST-UTP544056100-Q (4x4)

240 €☐ Cale-cuisse Unilink gauche ☐ 4"x4" ☐ 4"x8" ☐ 4"x12"

ST-UTP548056100-Q (4x8) ST-UTP54D056100-Q (4x12)

240 €☐ Cale genou droit

ST-KNADD-ES-T-Q + ST-KN1ADD4-Q

240 €

(uniquement repose jambe central)

☐ Cale genou gauche

ST-KNADD-ES-T-Q + ST-KN1ADD4-Q

240 €

(uniquement repose jambe central)

**Produits d'assistance à la posture du siège (PAP B2)****600 € TTC**


Code 9979379 - VPH, adjonction, PAP forfait B adjonctions membre inférieur. Plv 600€

Non cumulable PAP B 1

PROTECTION DE CHEVILLE/PIED☐ Coussin de positionnement et de protection de jambes**600 €**☐ Taille 16 ST-IFPFB-DS-16-OC☐ Taille 18 ST-IFPFB-DS-18-OC☐ Taille 20 ST-IFPFB-DS-20-OC☐ Taille 22 ST-IFPFB-DS-22-OC**ENSEMBLE DOSSIER****REGLAGES DU DOSSIER TB3/4 (Choix de l'assise en première page)**☐ Dossier TruBalance 3-4

1- Choix taille de coque:


✓ Poignées de poussée (ACC1902104)



2- Choix du réglage en hauteur de la coque (réglage d'usine position 2, ajustable à la livraison sur les 4 positions)

☐ 4☐ 3

✓ 2


☐ 1

		Largeur							
Hauteur	Pouces	16	17	18	19	20	21	22	
	Cm	41	43	46	48	51	53	56	
	15	38	☐	☐	☐	☐	☐		
	17	43	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	19	48		☐	☐	☐	☐	☐	☐

3- Forme galbe de dossier:

☐ Actif (Standard)

✓ Deep (CUS122169)

☐ ExtraDeep (SET123465)

4- Matière de la housse

✓ Housse TB4 cool core

☐ Housse Sport back 4 nylon résistante aux liquides

REGLAGES DU DOSSIER TB3/4 (suite)

- ☐ Support latéral additionnel
- ☐ Cale-tronc Unilink droit ☐ 3"x5" ☐ 4"x6"
- ☐ Cale-tronc Unilink gauche ☐ 3"x5" ☐ 4"x6"

UIMBK125 , UIPFSI100, ULS2510F-R
(droit) , ULS2510F-L (gauche),
INDPART2663 (3x5) INDPART2664 (4x6)

**REGLAGES DU DOSSIER LOWRIDER**

- ☐ Dossier LowRider
- Galbe à choisir
- ☐ Standard (2421-1247)
- ☐ Supports latéraux

Hauteur de dossier


- ☐ 505 mm
- ☐ 530 mm
- ☐ 555 mm
- ☐ 585 mm



- ☐ Support latéral additionnel
- ☐ Cale-tronc Unilink droit ☐ 3"x5" (2013-1491) ☐ 4"x6" (2013-1493)
- ☐ Cale-tronc Unilink gauche ☐ 3"x5" (2013-1492) ☐ 4"x6" (2013-1494)

**APPUI TETE**

- ☐ Appui tête enveloppant, réglable en hauteur, en profondeur en largeur et pivotant. (ST-CP10CCFPM-Q & ST-UHB2D33200-Q)

**APPUI TETE DE POSITIONNEMENT****160 € TTC**

Code 9965118 - VPH, adjonction, supplément appui-tête réglable. Plv 160€

Choix possible d'un seul appui tête

- ☐ Combo

- ☐ Taille S (CB315M)
- ☐ Taille L (CB305M)



- ☐ All Positionning

- ☐ Taille M (ST-AP350M-OC)
- ☐ Taille L (ST-AP450M-OC)
- ☐ Taille XL (ST-AP550M-OC)

**Produits d'assistance à la posture du siège (PAP A1)****600 € TTC**

Code 9982878 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur. Plv 600€

Non cumulable PAP A 2, 3 & 4

DISPOSITIFS DE POSITIONNEMENT CERVICO-CEPHALIQUES

- ☐ Ultra (UHBSU23200 + UHB4D33200-QCR)

Choix des coussins:

Occipital - LxH Cm

- ☐ O1 - courbe 7x4 (ST-500M-OC)
- ☐ O2 - plat 5x2 (ST-510M-OC)
- ☐ O3 - courbe 4x3 (ST-520M-OC)
- ☐ O4 - courbe 4x2 (ST-530M-OC)




Sous - Occipital - LxH Cm

- ☐ SO1 - 24x7 (ST-600M-OC)
- ☐ SO2 - 18x7 (ST-610M-OC)
- ☐ SO3 - 16x6 (ST-620M-OC)

**600 €**

- ☐ I2I Utilisation du bon de configuration spécifique
Contacter votre conseiller technique



600 €

Produits d'assistance à la posture du siège (PAP A2)

600 € TTC

Code 9982878 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur. Plv 600€

Non cumulable PAP A1, 3 & 4

DISPOSITIFS DE POSITIONNEMENT CERVICO-CEPHALIQUES

Le O reste à charge QUANTUM REHAB c'est quoi? Dans le cadre d'un choix combiné d'un appui tête complet (Support + Coussin + Swing away D&G et Pad x2), nous appliquons un tarif forfaitaire optimisé à 600€ TTC Public.

☐ Support d'appui tête Unilink

275 €

☐ Combo

Sélectionner la taille

☐ Taille S (CB315M)☐ Taille L (CB305M)

295 €

Swing away☐ Droit (SAR2B-R)☐ Gauche (SAR2B-L)☐ Droit & Gauche (SAR2B-B)

295 €

295 €

345 €

Pad: Unitaire☐ 7x5 (910M) ☐ 11x5 (ST-900M-Q) ☐ 16x6 (ST-920M-Q) ☐ 16x4 (930M)

58 €

☐ Confort Plus

Sélectionner la taille

☐ Taille XS (CP06CCFPM)☐ Taille S (CP08CCFPM)☐ Taille M (CP10CCFPM)

165 €

Swing away☐ Droit (ST-SAR2A-R-Q)☐ Gauche (ST-SAR2A-L-Q)☐ Droit & Gauche (ST-SAR4A-DBU-Q)

295 €

295 €

345 €

Pad: Unitaire☐ 7x5 (910M) ☐ 11x5 (ST-900M-Q) ☐ 16x6 (ST-920M-Q) ☐ 16x4 (930M)

58 €

☐ Confort Plus Ajustable

Sélectionner la taille

☐ Taille L (ACP150M)☐ Taille XL (ACP550M)

310 €

365 €

Swing away☐ Droit (ST-SAR2A-R-Q)☐ Gauche (ST-SAR2A-L-Q)☐ Droit & Gauche (ST-SAR4A-DBU-Q)

295 €

295 €

345 €

Pad: Unitaire☐ 7x5 (910M) ☐ 11x5 (ST-900M-Q) ☐ 16x6 (ST-920M-Q) ☐ 16x4 (930M)

58 €

☐ All Positionning

Sélectionner la taille

☐ Taille M (ST-AP350M-OC)☐ Taille L (ST-AP450M-OC)☐ Taille XL (ST-AP550M-OC)

160 €

Swing away☐ Droit (SAR2B-R)☐ Gauche (SAR2B-L)☐ Droit & Gauche (SAR2B-B)

295 €

295 €

345 €

Pad: Unitaire☐ 7x5 (910M) ☐ 11x5 (ST-900M-Q) ☐ 16x6 (ST-920M-Q) ☐ 16x4 (930M)

58 €

Produits d'assistance à la posture du dossier (PAP A3)

600 € TTC

Code 9982878 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur. Plv 600€

Non cumulable PAP A 1, 2 & 4

Le O reste à charge QUANTUM REHAB c'est quoi? Dans le cadre d'un choix combiné d'un ensemble complet (Dossier + Harnais/Ceinture), nous appliquons un tarif forfaitaire optimisé à 600€ TTC Public.

DOSSIER DE BASE DE POSITIONNEMENT (uniquement TB3/4)☐ Dossier Stealth ADI QBack 2

1- Forme

☐ Aluminium (AL)☐ Aluminium Flat Top (AFT)

600 €

2- Largeur :

☐ 14" (14) ☐ 16" (16) ☐ 18" (18) ☐ 20" (20)

3- Hauteur :

☐ Medium 13" (M) ☐ Standard 16" (S) ☐ Tall 18" (T) ☐ Extra Tall 20" (X) ☐ Extra Extra Tall 22" (XX)

4- Contour :

☐ Active 2,5" (A) ☐ Deep 4" (D) ☐ Extra Deep 6" (E)

5- Ref:

QB2XXXXXX

Optionnel :

Uniquement dossier ADI active :

☐ Taille M 10,16 cm Gauche (QB2W4C-L)☐ Taille M 10,16 cm Droit (QB2W4C-R)☐ Taille L 15,25 cm Gauche (QB2W6C-L)☐ Taille L 15,25 cm Droit (QB2WC-R)

Etape 2: Choix d'un harnais de maintien

DOSSIER DE BASE DE POSITIONNEMENT (uniquement TB3/4) (suite)

☐ Butée Sacro-lombaire anthracite 255 x 240 x 25 (mm)

SAP4601-OC

40 €

La butée sacro lombaire est placée dans la partie inférieure du dossier. Elle permet d'améliorer la répartition des pressions sur l'ensemble du dos lors d'une hyper lordose, et favorise l'antéversion du bassin.

☐ Harnais Classic Dynamique Zipper

139 €

☐ Ceinture d'épaule Y Straps

126 €

☐ Taille M (ST-IFPS3103-Q)

☐ Taille S (ST-IFYS3102-OC)

☐ Taille L (ST-IFPS3104-Q)

☐ Taille M (ST-IFYS3103-OC)

☐ Taille L (ST-IFYS3104-OC)

☐ Harnais d'épaule Backpack

126 €

☐ Harnais d'épaule Style "H"

126 €

☐ Taille S (ST-IFBP4202-Q)

☐ Taille S (ST-IFHH5202-Q)

☐ Taille M (ST-IFBP4203-Q)

☐ Taille M (ST-IFHH5203-Q)

☐ Taille L (ST-IFBP4204-Q)

☐ Taille L (ST-IFHH5204-Q)

☐ Ceinture thoracique Clips

94 €

☐ Ceinture thoracique Velcros

94 €

☐ Taille M (ST-IFCS4113-Q)

☐ Taille M (ST-IFCS4123-Q)

☐ Taille L (ST-IFCS4114-Q)

☐ Taille L (ST-IFCS4124-Q)

ENSEMBLE ACCOUDOIRS Uniquement assise TB3/4			
ACCOUDOIRS : Accoudoirs parallèles, relevables, ajustables en hauteur réglables en angles			
Montage ☐ bas (20 à 30,5cm) ☐ haut (30,5 à 40,6cm)			
☐ Manchettes mousse (à l'unité)		☐ Manchettes gel (à l'unité)	
☐ 25cm : ☐ droit ☐ gauche DGN142128		☐ 25cm : ☐ droit ☐ gauche	
☐ 35cm : ☐ droit ☐ gauche DGN142014		☐ 35cm : ☐ droit ☐ gauche	
☐ 43cm : ☐ droit ☐ gauche (Nc: lowrider) DGN1801530			
☐ Renfort sous accoudoir (non compatible réglage en angle de l'accoudoir & lowrider)		☐ Protège vêtements (la paire)	
☐ droit MEC133331		ACC125007	
☐ gauche MEC133331			

Produits d'assistance à la posture du dossier (PAP A4)				600 € TTC
Code 9982878 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur. Plv 600€				Non cumulable PAP B 1, 2 & 3
Possibilité de choisir 2 références en "1" + 2 références en "2" ou "3"				
BUTÉE LATÉRALE DE COUDE				
1	☐ Rebord d'accoudoir (à l'unité)			
	☐ droit	ASF6X2C-S-Q		130 €
	☐ gauche	ASF6X2C-S-Q		130 €
BUTÉE POSTERIEURE DE COUDE				
2	☐ Support de coussin escamotable		☐ Support de coussin fixe	
	☐ droit (ST-UETB4021FR-Q)	260 €	☐ droit (UETB4021SR-Q)	190 €
	☐ gauche (ST-UETB4021FL-Q)	260 €	☐ gauche (UETB4021SL-Q)	190 €
	☐ Coussin demi-lune		☐ Maintien de coude	
	☐ droit (ST-UEP53005032R-OC)	80 €	☐ droit (POS124067)	80 €
	☐ gauche (ST-UEP53005032L-OC)	80 €	☐ gauche (POS124067)	80 €
	☐ Gouttière de positionnement			
	☐ droit (TRXARM1054 + HDWASMB1096)			255 €
☐ gauche (TRXARM1053 + HDWASMB1096)			255 €	

RELEVES-JAMBES, REPOSES-PIEDS
☐ Relève-jambes manuel central avec vérins à gaz

 MEC153735 + SCRSHFH1203 + MEC1909391 + MEC1909392
 + SCRHHCS1322 + FRMASMB7879 + FRMAMSMB7878
Appui-Mollet (CmxCm)**| Préciser UL =****cm**
☒ 6"x6" (15x15) RIGASMB7120018

☐ 8"x8" (20x 20) RIGASMB7120019
Potences 10"-16" (CmxCm)**Potences 13"-19" (CmxCm)**

Palettes réglables en angles:

☐ 7"x8" (18x20) MEC230410 6/7

☒ 7"x11" (18x28) MEC230411 0/1
 réglage plaque d'assise 28 à 43cm

Palettes réglables en angles:

☐ 7"x8" (18x20) MEC230410
 8/9

☐ 7"x11" (18x28) MED230411
 2/3 réglage plaque d'assise 34 à 50cm

☐ Repose-pieds escamotables avec cales talonnières

Hauteur palettes/plaque réglable de 31 à 41cm

RIG1610270 + RIG1702200

☒ Palettes réglables en angles


☐ Relève-jambes manuel avec vérins à gaz

 MEC153735 + SCRSHFH1203
 + MEC1909391 + MEC1909392
 + SCRHHCS1322 + FRMASMB7879
 + FRMAMSMB7878
Tubes
☒ 29-43 cm (RIG2103320 + MEC1903300)

☐ 37-56 cm (RIG2103321 + MEC1904114)

Palettes réglables en angles et sangles talonnières:
☐ 10,5 x 17,5cm **Conseillé pour assises largeur 14"-15"** (MEC2008387)

☐ 12 x 17,5cm **Conseillé pour assises largeur 14"-16"** (MEC2008389)

☒ 15 x 17,5cm **Conseillé pour assises largeur 16" et >** (MEC8008388)
**FONCTIONS ELECTRIQUES: RELEVES-JAMBES****1250 € TTC**

Code 9951441 - VPH, adjonction, repose-jambe électrique droit et gauche pour FRE. Plv 1250€

☐ Relève-jambes électrique central à compensation**

RIG2005068 avec lift

Hauteur palette/plaque réglable de 28 à 50 cm

Appui-Mollet (CmxCm)
☒ 6"x6" (15x15) RIGASMB7120018

☐ 8"x8" (20x 20) RIGASMB7120019
Potences 10"-16" (CmxCm)**Potences 13"-19" (CmxCm)**

Palettes réglables en angles:

☐ 7"x8" (18x20) MEC230410 6/7

☒ 7"x11" (18x28) MEC230411 0/1
 réglage plaque d'assise 28 à 43cm

Palettes réglables en angles:

☐ 7"x8" (18x20) MEC230410
 8/9

☐ 7"x11" (18x28) MED230411
 2/3 réglage plaque d'assise 34 à 50cm

☐ Relève-jambes avec vérins électriques


 MOT1800941 + MEC153735
 + SCRSHFH1203 + MEC1909391 +
 MEC1909392 + SCRHHCS1322 +
 FRMASMB7879 + FRMAMSMB7878
Tubes
☒ 29-43 cm (RIG2103320 + MEC1903300)

☐ 37-56 cm (RIG2103321 + MEC1904114)

Palettes réglabl **Conseillé pour assises largeur 14"-15"** (MEC2008387)

☐ 10,5 x 17,5cm **Conseillé pour assises largeur 15"-16"** (MEC2008389)

☐ 12 x 17,5cm **Conseillé pour assises largeur 16" et >** (MEC8008388)

☒ 15 x 17,5cm
**EXTENSIONS ET CONNECTEURS DE PALETTES UNIQUEMENT POUR RELEVES JAMBES CENTRAUX**
☒ Palettes réglables en largeur de serie

☐ Extensions latérales de palettes (la paire) 8"

RIG2404919

☐ Extensions latérales de palettes (la paire) 11"

RIG2404920


☐ Rebords latéraux externes (la paire)

☐ Pour palettes seules

RIG2404921

☐ Pour palettes avec extensions latérales

RIG2404922

**ADJONCTIONS SPECIFIQUES : REPOSES-JAMBES**

Code 4960062 - VPH, adjonction spécifique, supplément sur devis pour fauteuil roulant pour FRE et FREP. Plv sur devis

FONCTION ELECTRIQUE
☐ Fonctionnalité spécifique pour relève jambe central: réglable électriquement en hauteur et descente au sol de la palette. (ASL)**

RIG2107424 & MEC2102391

900 € TTC

 Sélection **obligatoire** du "Relève-jambes électrique central à compensation**"
PROTECTIONS DE PALETTES
☐ Housse d'appui mollets DARTEX 6"x6" (la paire)

☐ 6"x6"

RIG133717

☐ 8"x8"

RIG133719



165 € TTC

165 € TTC

☐	Coussinets de revêtement gel pour palettes (la paire)					290 € TTC
☐	5"x8"	FPG5008T-Q	☐	6,5"x8"	FPG6508T-Q	
☐	5"x11"	FPG5011T-Q	☐	7"x11"	FPG7011T-Q	
ADJONCTIONS SPECIFIQUES : SYSTÈME DE CONDUITE						
Code 4960062 - VPH, adjonction spécifique, supplément sur devis pour fauteuil roulant pour FRE et FREP. Plv sur devis						
CONTACTEURS, COMMANDES ALTERNATIVES						
☐	Egg - coloris ☐ Noir ☐ Rouge ☐ Bleu ☐ Vert	SWTMCRO1081	SWTMCRO1077			110 € TTC
		SWTMCRO1079	SWTMCRO1078			
	Quantité :					
☐	Microlite	SWTMCRO1044				190 € TTC
☐	Mini Cup 24	SWTMCRO1064				190 € TTC

CONTACTEURS (suite)						
☐	Contacteur twister câble long 1,5m	Force de poussée requise : 30g				170 € TTC
	☐ Vert ☐ Noir ☐ Rouge	ST-IDM-56-Q - ST-IDM-54-Q - ST-IDM-53-Q				
☐	Contacteur Twister, câble court 0,3m	Force de poussée requise : 30g				170 € TTC
	☐ Vert ☐ Noir ☐ Rouge	P005-44 - P005-40 - P005-41				
☐	Contacteur Twister sur tube, câble court 0,3m	Force de poussée requise : 30g				170 € TTC
	☐ Vert ☐ Noir ☐ Rouge	P005-64 - P005-60 - P005-61				
☐	Contacteur Twister sur tube, câble long 1,5m	Force de poussée requise : 30g				170 € TTC
	☐ Vert ☐ Noir ☐ Rouge	P005-54 - P005-50 - P005-51				
☐	Extension de câble pour contacteur	ELE155901				20 € TTC





COMMANDES ALTERNATIVES (suite)						
☒	Ajouter une interface de commande type: Ecran de contrôle d'environnement Q-LOGIC 3 (Code 4530001 - VPH, adjonction)					1500 € TTC
☐	Commande occipitale Stealth					4390 € TTC
	☐ Ultra pro	ST-IDHBT300-U-Q				
	☐ Curved Head Array	ST-IDHBT400-U-Q				
	☐ Curved Head Array pédiatrique	ST-IDHBT450-U-Q				
	Support escamotable:					
	☐ Support appui tête multi axe, escamotable, tube carre 3 (D) Rotule 17mm (TWB486-17FDM)					360 € TTC
☐	Mini joystick proportionnel Stealth (force de poussée requise : 43g)					2390 € TTC
	☐ Embout TIP	ST-IDPMP-9-Q				
	☐ Embout CONE	ST-IDPMP-9-CO-OC				
	☐ Embout CASTEL	ST-IDPMP-9-CA-OC				
☐	Joystick mushroom Stealth avec support Gatlin (force requise : 227g)					2190 € TTC
		MJM260Q				
☐	Joystick mushroom Stealth avec support swing away (force requise : 227g)					1890 € TTC
		ACCASMB2380				
☐	All round joystick (force de poussée requise : 250g)					1050 € TTC
		ST-IDMALLRND9-Q				
☐	All round joystick lite (force de poussée requise : 120g)					1650 € TTC
		MO-P002-72-OC				
	☐ All round joystick ball	MO-P002-76-OC				50 € TTC

☐	Micro joystick (force de poussée requise : 8,5g)	STIDM-MICRO-9Q		2300 € TTC
☐	Multi joystick (force de poussée requise : 50g)	STIDM-MULTI-9Q		2050 € TTC

COMMANDES ALTERNATIVES (suite)

☐	All round heavy duty (force de poussée requise : 650g)	MO-P002-73-OC		2150 € TTC
☐	Commande au pied Mo-vis Montage possible uniquement sur palette en metal	MO-P021-51-OC		2590 € TTC

SUPPORT DE COMMANDES ALTERNATIVES

☐ Bras articulé 8 positions « GATLIN » ☐ Montage menton ☐ sur tube rond (FRMASMB8304) ☐ sur rail (GAT406T-OC) ☐ Montage sous accoudoir (ST-GAT400Q-Q) ☐ Droite ☐ Gauche		600 €	☐ Bras swing away commande menton Pour joystick: ☐ Mini proportionnel stealth (ST-SM671-Q) ☐ Micro-joystick (ST-SM600-651-Q) ☐ Multi-joystick (ST-SM600-661-Q) ☐ All round joystick standard et lite (SM660m) <i>Attention : à utiliser avec un support swing away sur appui tête Stealth</i>		260 € TTC
☐ Bras manuel swing 2G ARM BUNDLE Q2M MO-P0031-21-OC ☐ Bras electrique swing 2G ARM BUNDLE Q2M MO-P031-62-OC		1 090 € 1 990 €	☐ Plastron Stealth multi-réglable ☐ Pédia ST-IDCH-P-Q Ceinture de maintien ☐ Petit ST-IDCH-S-Q ☐ Std (ST-IDCH-S-QB) ☐ Moyen ST-IDCH-M-Q ☐ XL (IDCH-XLB) ☐ Large ST-IDCH-L-Q ☐ Pour joystick PMPJ et MULTI (IDCH-JM01) ☐ Pour joystick MICRO (IDCH-JM02)		890 € TTC
☐ Support swing away sous accoudoir ☐ micro joystick ☐ multi joystick ☐ mini joystick proportionnel Stealth ☐ all round joystick standard et lite	ST-ARMS260-MICRO-OC ST-ARMS260-OC + SM600-661M ST-ARMS260-PMPJ-OC ST-ARMS260-AR-Q	 	285 € TTC 422 € TTC 285 € TTC 285 € TTC		

SUPPORT GATLIN

☐	Support mini joystick proportionnel Stealth pour bras Gatlin	ST-GAT486-Q	125 € TTC
☐	Support joystick all round std et lite pour bras Gatlin	ST-GAT472P-M-Q	125 € TTC
☐	Support joystick standard Curtis Q-logic pour bras Gatlin	ST-GAT456QL-Q	125 € TTC
☐	Support contrôle d'environnement Q-Logic pour bras Gatlin	ST-GAT454ED-Q	175 € TTC
☐	Support joystick standalone Curtis Q-Logic 2/3 pour bras Gatlin	ST-GAT452CJ-Q	125 € TTC

☐	Support rotatif 360° joystick all round std et lite pour bras Gatlin	ST-GAT459P-OC	195 € TTC
☐	Support rotatif 360° joystick stand-alone Curtis Q-logic 2/3 pour bras Gatlin	ST-GAT453Q-OC	170 € TTC
SUPPORTS DE CONTACTEUR ET ECRAN			
☐	Support contacteur microlite avec flexible pour bras Gatlin (sans contacteur)	ST-GAT414-ML-OC	240 € TTC
☐	Support contacteur Eggs pour bras Gatlin	ST-GAT-ESM-OC	140 € TTC
☐	Support de montage contacteur Eggs sur bras swing away	INDPART2815	70 € TTC
☐	Support swing away additionnel avec support contacteur Eggs (Attention montage sur swing away) Quantité : ...	ST-F8675-13-Q	260 € TTC
☐	Anneau pour assemblage support contacteur	ST-F8675-RING-OC	125 € TTC
☐	Support de montage contacteur microlite sur bras swing away (sans contacteur) Quantité : ...	ST-CN600-OC	340 € TTC
☐	Support swing away sous accoudoir contacteur Eggs avec support sous accoudoir tube rond	ST-ARMS260-OC	260 € TTC
☐	Support swing away sous accoudoir pour écran de contrôle d'environnement Q-logic avec support sous accoudoir tube rond	ST-ARMS260-QL-OC	260 € TTC
☐	Flexible support contrôle d'environnement Q-Logic	DWR1010D446	100 € TTC
SUPPORTS SUPPLEMENTAIRES			
☐	Adaptateur de montage 6 mm pour joystick all round std et light	MO-M002-61-OC	80 € TTC
☐	Adaptateur de montage 8 mm pour joystick all round std et light	MO-M002-60-OC	55 € TTC
☐	Tige diam 6mm longueur 50mm (10pcs)	MO-M004-74-OC	45 € TTC
☐	Tige diam 6mm longueur 100mm (10pcs)	MO-M004-75-OC	65 € TTC
☐	Tige diam 6mm longueur 200mm (10pcs)	MO-M004-76-OC	90 € TTC
☐	Tige diam 6mm longueur 300mm (10pcs)	MO-M004-78-OC	150 € TTC
☐	Tige diam 6mm longueur 400mm (10pcs)	MO-M004-77-OC	170 € TTC
☐	Tige diam 8mm longueur 50mm (10pcs)	MO-M004-83-OC	50 € TTC
☐	Tige diam 8mm longueur 100mm (10pcs)	MO-M004-84-OC	75 € TTC
☐	Tige diam 8mm longueur 200mm (10pcs)	MO-M004-85-OC	100 € TTC
☐	Noix de montage TWISTER diam 6mm (10pcs)	MO-M004-26-OC	250 € TTC
☐	Noix de montage diam 6mm (10pcs)	MO-M004-07-OC	250 € TTC
☐	Noix de montage diam 8mm (10pcs)	MO-M004-14-OC	260 € TTC
☐	Ensemble escamotable pour TWISTER	MO-M008-03-OC	230 € TTC
☐	Etau universel	MO-M007-01-OC	60 € TTC
☐	Embase diam 6mm	MO-M004-22-OC	50 € TTC
☐	Embase diam 8mm	MO-M004-23-OC	50 € TTC
☐	Cintreuse a tube	MO-TMHAT00005-OC	30 € TTC
CHAUFFE-MAIN ET ACCESSOIRES			
☐	Chauffe-main Contient le Chauffe-main, un câble d'extension, un set de montage	MO-P012-62-OC	580 € TTC
☐	Dôme à 2 mains	MO-M012-31-OC	260 € TTC

GESTION ET ADAPTATEURS ELECTRONIQUES QL3

☐ Ecran de contrôle d'environnement Q-LOGIC 3 + flexible	CTL143979+DWR1010D446	1590 € TTC
☐ Boîtier SCIM Q-LOGIC 3	CTL143988	650 € TTC
☐ Chargeur USB Q-LOGIC 3	ELE168069	200 € TTC
☐ Prise de charge externe (Obligatoire si joystick standalone seul)	HAR144001 + FRMASMB11156	200 € TTC



ADJONCTIONS SPECIFIQUES : OXYGENE**500 € TTC**

Code 9937381 - VPH, adjonction, support d'oxygénothérapie et/ou d'appareil de ventilation assistée. Plv 500€

☐ Support respirateur "Ajustable" (rajouter rail NC poignées de poussée) ACC2302501 + MEC125098	☐ Support respirateur "Compact" (rajouter rail NC poignées de poussée) ACC133889 + MEC125098
☐ Support porte obus (rajouter rail NC poignées de poussée) ACC125006 + MEC125098	

ADJONCTIONS SPECIFIQUES : TABLETTE**132 € TTC**




Code 9974241 - VPH, adjonction, tablette complète. Plv 132€

☐ Tablette escamotable 56cm SSLXM0100011 + SSLXHD10000060 + ARM240-T	☐ Tablette TB3/4 uniquement MEC1905021+MEC1904884+MEC1904182+ SCR8110001 x14 + MEC2100296 + MEC131115										
	<table border="1"> <tr> <td>☐ MEC1904891-11B 11" fumée</td> <td>☐ MEC1904891-11C 11" transparente</td> </tr> <tr> <td>☐ MEC1904891-13B 13" fumée</td> <td>☐ MEC1904891-13C 13" transparente</td> </tr> <tr> <td>☐ MEC1904891-15B 15" fumée</td> <td>☐ MEC1904891-15C 15" transparente</td> </tr> <tr> <td>☐ MEC1904891-17B 17" fumée</td> <td>☐ MEC1904891-17C 17" transparente</td> </tr> <tr> <td>☐ MEC1904891-19B 19" fumée</td> <td>☐ MEC1904891-19C 19" transparente</td> </tr> </table> 	☐ MEC1904891-11B 11" fumée	☐ MEC1904891-11C 11" transparente	☐ MEC1904891-13B 13" fumée	☐ MEC1904891-13C 13" transparente	☐ MEC1904891-15B 15" fumée	☐ MEC1904891-15C 15" transparente	☐ MEC1904891-17B 17" fumée	☐ MEC1904891-17C 17" transparente	☐ MEC1904891-19B 19" fumée	☐ MEC1904891-19C 19" transparente
☐ MEC1904891-11B 11" fumée	☐ MEC1904891-11C 11" transparente										
☐ MEC1904891-13B 13" fumée	☐ MEC1904891-13C 13" transparente										
☐ MEC1904891-15B 15" fumée	☐ MEC1904891-15C 15" transparente										
☐ MEC1904891-17B 17" fumée	☐ MEC1904891-17C 17" transparente										
☐ MEC1904891-19B 19" fumée	☐ MEC1904891-19C 19" transparente										

ADJONCTIONS SPECIFIQUES : AUTRE

Code 4960062 - VPH, adjonction spécifique, supplément sur devis pour fauteuil roulant pour FRE et FREP. Plv sur devis

COMPENSATIONS DIVERSES

☐ Bidon système d'hydratation ACC125010	250 €	☐ Poignées de transfert amovibles (la paire) MEC1809930	275 € TTC
☐ Caméra de recul avec écran LCD ☐ Montage sur flexible MEC1906270 & MEC1907331	☐ Montage sur manipulateur MEC2106123	 	 

COMMENTAIRES

Note délai — La configuration du matériel (options/personnalisations) peut fortement impacter le délai : compter un délai moyen de 3 semaines, pouvant être allongé jusqu'à 8 semaines supplémentaires.



Notes et informations utiles

- Eco-participation : 7€ HT
- Merci de renseigner l'ensemble des informations nécessaires à la fabrication et aux réglages du fauteuil
- Toute commande reçue incomplète ne pourra être validée en production impliquant de fait un délai de traitement supplémentaire.
- Un seul coussin d'assise livré (hors assise modulaire)
- Consultez les visuels et vues éclatées sur la plateforme Documoto <https://documoto.digabit.com/ui/>
(Identifiant et mot de passe disponibles sur demande auprès de votre conseiller médico-technique de secteur ou du SAV.)

DIMENSIONS COUSSINS

Tru confort² SPP

DIMENSIONS											
Largeur	35	38	41	43	46	48	51	53	56	61	Personnalisé
Profondeur											
35	●		●								●
38	●		●	●							●
41	●	●	●	●	●		●				●
43	●	●	●	●	●	●	●				●
46	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●
48		●	●	●	●	●	●	●	●		●
51		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
53			●	●	●	●	●	●	●	●	●
56			●	●	●	●	●	●	●	●	●
61							●		●	●	●
Personnalisé	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Spectrum Gel

DIMENSIONS													
Largeur	35	41	43	46	48	51	56	61	66	71	76	82	Personnalisé
Profondeur													
38		●											●
41		●	●	●	●	●	●	●					●
43		●	●	●	●								●
46	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●
48		●	●	●	●	●	●	●					●
51		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●
53				●		●		●					●
56				●		●	●	●	●	●	●		●
61				●		●	●	●	●	●	●		●
66								●				●	●
71										●	●	●	●
Personnalisé	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Essence

DIMENSIONS												
Largeur	25	30	35	38	41	43	46	48	51	53	56	Personnalisé
Profondeur												
25	●	●	●									●
30	●	●	●									●
35	●	●	●									●
38			●	●								●
41			●	●	●	●	●		●			●
43			●	●	●	●	●	●	●			●
46			●	●	●	●	●	●	●		●	●
48					●	●	●	●	●			●
51					●	●	●	●	●	●	●	●
53										●		●
56										●	●	●
61											●	●
Personnalisé	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Solution

DIMENSIONS												
Largeur	25	30	35	38	41	43	46	48	51	56	61	Personnalisé
Profondeur												
25	●	●										●
30	●	●	●									●
35	●	●	●									●
38				●								●
41			●	●	●	●	●		●			●
43				●	●	●	●	●				●
46			●	●	●	●	●	●	●	●		●
48					●	●	●	●	●			●
51					●	●	●	●	●	●	●	●
56							●		●	●	●	●
61											●	●
Personnalisé	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Premiere P

DIMENSIONS									
Largeur	35	38	41	43	46	48	51	56	Personnalisé
Profondeur									
33	•								•
35	•	•							•
38	•	•							•
41	•	•	•	•	•		•		•
43		•	•	•	•	•	•		•
46			•	•	•	•	•	•	•
48			•	•	•	•	•		•
51			•		•		•	•	•
56							•	•	•
Personnalisé	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Glacial

DIMENSIONS												
Largeur	30	35	38	41	43	46	48	51	53	56	61	Personnalisé
Profondeur												
30	•	•										•
35	•	•										•
38			•									•
41		•	•	•		•		•		•		•
43			•		•	•	•					•
46		•		•	•	•	•	•		•	•	•
48					•		•		•			•
51				•	•	•	•	•	•	•	•	•
53									•		•	•
56						•		•		•	•	•
58											•	•
61										•	•	•
Personnalisé	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•